



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός: 101502 | Μοντέλο: 04315

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού:

a. Μην κοιτάτε απευθείας το φως UV.

b. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ είναι συνδεδεμένη.

Αποσυνδέστε το βύσμα όταν δεν χρησιμοποιείται.

c. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το βύσμα της έχει καταστραφεί, ούτε αφού παρουσιάσει δυσλειτουργία ή έχει πέσει ή υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν αμέσως!

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με κρύο ή ζεστό νερό.

- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν το καλώδιο, το φις ή το σώμα του παρουσιάζουν ορατή ζημιά, δεν λειτουργούν σωστά ή έχουν πέσει. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της.

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναφέρεται στην ετικέτα ονομαστικών χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι η πρίζα είναι γειωμένη.

- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο φόρτισης για ορατές ζημιές. Εάν το καλώδιο ή ο προσαρμογέας έχουν υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθούν από την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε είδους κίνδυνος.

- Πάντα να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν σε χρήση, πριν τη μετακινήσετε σε νέα θέση, πριν την συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση και πριν από τον καθαρισμό της.

- Για να αποφύγετε την ανατροπή, τυλίγετε το καλώδιο με ασφάλεια.

- Μην κατευθύνετε το νερό κάτω από τη γλώσσα, το αυτί, τη μύτη ή άλλες ευαίσθητες περιοχές. Αυτό το προϊόν μπορεί να παράγει πιέσεις που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες σε αυτές τις περιοχές. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μια σωστή λειτουργία.

- Μην το χρησιμοποιείτε εάν φοράτε στοματικό κόσμημα, αφαιρέστε το πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

- Μην το χρησιμοποιείτε εάν έχετε ανοιχτή πληγή στο στόμα σας ή τη γλώσσα. Εάν σας έχει συμβουλευτεί ο γιατρός σας να λάβετε αντιβιοτική προθεραπεία πριν από την οδοντιατρική διαδικασία, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το όργανο ή οποιοδήποτε άλλο βοήθημα στοματικής υγιεινής.

- Μην τραβάτε το καλώδιο ούτε να το χρησιμοποιείτε για μεταφορά, μην το χρησιμοποιείτε ως χειρολαβή, μην κλείνετε μια πόρτα πάνω από το καλώδιο ούτε να το τραβάτε γύρω από άκρες ή αιχμηρές γωνίες. Μην βάζετε τη συσκευή πάνω από το καλώδιο. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από πηγές θερμότητας.

- Τραβήξτε από το βύσμα και όχι από το καλώδιο για να το αποσυνδέσετε. Μην χειρίζεστε το καλώδιο ή τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

- Απενεργοποιήστε το προϊόν πριν το αποσυνδέσετε από την πρίζα.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν τον καθαρισμό.

- Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν παρέχονται από την Cecotec. Χρησιμοποιήστε μόνο τα ακόλουθα αξεσουάρ: κανονικό ακροφύσιο υψηλής πίεσης, περιοδοντικό ακροφύσιο, ακροφύσιο για σιδεράκια, ακροφύσιο οδοντικής πλάκας και ακροφύσιο καθαρισμού γλώσσας. Φιλτράρετε τη δεξαμενή μόνο με νερό ή άλλα συνιστώμενα στοματικά διαλύματα.

- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή έκπλυσης σε χώρους όπου χρησιμοποιείται οξυγόνο ή αερολύματα.





- Φυλάσσετε τη συσκευή και το εγχειρίδιο οδηγιών της σε ασφαλές και στεγνό μέρος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
- Ο αρδευτής μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία των ούλων όταν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και θα εξαφανιστεί με τη συχνή χρήση. Προσαρμόστε την ένταση της συσκευής για να μειωθεί αυτό το αποτέλεσμα.

Παραδοσιακός καθαρισμός

- Το παραδοσιακό βούρτσισμα των δοντιών δεν μπορεί να φτάσει εύκολα τα αθέατα υπολείμματα τροφής και τα επιβλαβή βακτήρια. Εικ. 1
- Το οδοντικό νήμα έχει περιορισμένη πρόσβαση κάτω από τη γραμμή των ούλων. Εικ. 2

Καθαριστής στόματος

- Απομακρύνετε τα παγιδευμένα υπολείμματα τροφής και τα επιβλαβή βακτήρια με το πλύσιμο. Εικ. 3
- Κατά τη χρήση ηλεκτρικών προϊόντων, ειδικά σε περίπτωση παιδιών, πρέπει να ακολουθείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας.

2. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σχ. 4

1. Δεξαμενή
2. Απολύμανση UV φως
3. 7 ακροφύσια
4. Κλειδαριά ασφαλείας
5. Κάλυμμα δεξαμενής
6. Περιστρεφόμενο ακροφύσιο 360°
7. Χειρολαβή
8. Κουμπί απελευθέρωσης ακροφυσίου

9. Κουμπί παύσης

10. Κουμπί UV/ON/OFF

11. Ρυθμιστής πίεσης με 10 ρυθμίσεις πίεσης

Εικ. 5

- A. Κανονικό ακροφύσιο υψηλής πίεσης x3

- B. Περιοδοντικό ακροφύσιο x1

- C. Ακροφύσιο για σιδεράκια x1

- D. Ακροφύσιο οδοντικής πλάκας x1

- E. Ακροφύσιο καθαρισμού γλώσσας x1

3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Βγάλτε τη συσκευή από τη συσκευασία της και αφαιρέστε όλο το υλικό συσκευασίας.
- Ελέγξτε προσεκτικά εάν υπάρχει κάποια ζημιά. Εάν υπάρχει, αμέσως ειδοποιήστε την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec.

Περιεχόμενο κουτιού:

- Bamba ToothCare 1200 Jet Pro
- 7 ακροφύσια
- Εγχειρίδιο οδηγιών

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Απολύμανση με UV

- Χρησιμοποιήστε το απολυμαντικό φως UV για να καθαρίζετε τα ακροφύσια μετά από κάθε χρήση. Αυτό το σύστημα παρέχει ελεγχόμενη απολύμανση.
- Έχει ελεγχθεί ότι απομακρύνει το 99,9% των βακτηρίων και των ιών.
- Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα απολύμανσης, κλείστε την πόρτα του διαμερίσματος ακροφυσίων και γυρίστε το UV/ON/OFF στη θέση UV.
- Η λυχνία UV θα ενεργοποιηθεί μόνο εάν η πόρτα είναι καλά κλειστή. Το φως θα σβήσει εάν η πόρτα είναι ανοιχτή κατά τη διάρκεια του κύκλου απολύμανσης. Όταν την ξανακλείσετε, ο κύκλος θα ξεκινήσει και πάλι.
- Ο κύκλος απολύμανσης ενεργεί για 15 λεπτά και στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα.
- Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τον κύκλο απολύμανσης εάν η λυχνία UV είναι αναμμένη όταν η πόρτα είναι ανοιχτή ή εάν η πόρτα είναι σπασμένη. Το φως UV μπορεί να είναι επιβλαβές για τα ανθρώπινα μάτια και το δέρμα.

Προετοιμασία της δεξαμενής

- Αφαιρέστε τη δεξαμενή από τη βάση. Ανοίξτε το κάλυμμα και γεμίστε τη δεξαμενή νερού με ζεστό νερό.
- Τοποθετήστε ξανά τη δεξαμενή στη βάση, πιέστε καλά και κλείστε το κάλυμμα.
- Το κάλυμμα της δεξαμενής μπορεί να αφαιρεθεί εντελώς για να είναι εύκολος ο καθαρισμός της.

Τοποθέτηση και αφαίρεση ακροφυσίων Εικ. 6

Τοποθετήστε το ακροφύσιο στο κέντρο του κομβίου στο επάνω μέρος της λαβής και πιέστε το μέχρι να κάνει κλικ. Όταν κάνει κλικ θα δείτε ότι το κουμπί χαμηλώνει και παραμένει σταθερό σε αυτή τη θέση. Ο έγχρωμος



δακτύλιος θα αγγίζει σχεδόν το άκρο του κουμπιού, εάν το ακροφύσιο έχει μπλοκαριστεί σωστά στη θέση του. Για να αφαιρέσετε το ακροφύσιο από τη λαβή, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης ακροφυσίου και αφαιρέστε το ακροφύσιο από το κουμπί της λαβής.

Ρύθμιση πίεσης

Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης της πίεσης στη χαμηλότερη θέση για την πρώτη χρήση. Αυξήστε την πίεση σταδιακά με την πάροδο του χρόνου μέχρι την επιθυμητή ρύθμιση ή σύμφωνα με τις οδηγίες του οδοντιάτρου σας.

Λειτουργία χρήσης

Επιλέξτε το ακροφύσιο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και τοποθετήστε το όπως υποδεικνύεται προηγουμένως. Συνδέστε το βύσμα σε μια παροχή ρεύματος.

Σκύψτε πάνω από το νεροχύτη και τοποθετήστε το ακροφύσιο στο στόμα σας. Κλείστε ελαφρά τα χείλη σας για να αποφύγετε πιτσιλιές, αλλά αφήστε το νερό να ρέει από το στόμα σας προς το νεροχύτη.

Στοχεύστε το ακροφύσιο στα δόντια σας και με το ελεύθερο χέρι σας, γυρίστε το διακόπτη UV/OFF/ON στη θέση ON. Ρυθμίστε την πίεση με το κουμπί ελέγχου της πίεσης και την κατεύθυνση του πίδακα γυρίζοντας το κουμπί της λαβής. Εικ. 7

Κατευθύνετε τον πίδακα νερού σε γωνία 90° προς τα ούλα.

Για να επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα, ξεκινήστε από την περιοχή των γομφίων προς τα μπροστινά δόντια. Εικ. 8 Σύρετε το ακροφύσιο πάνω από τη γραμμή των ούλων και σταματήστε ανάμεσα στα δόντια σας.

Συνεχίστε τη διαδικασία μέχρι να καθαρίσει κάθε περιοχή γύρω και ανάμεσα στα δόντια.

Παύση/Ελεγχος

Μπορείτε να σταματήσετε προσωρινά το νερό ανά πάσα στιγμή πατώντας το κουμπί Pause στη λαβή. Εικ. 9 Όταν τελειώσετε, πρέπει να απενεργοποιήσετε τη μονάδα τοποθετώντας το κουμπί UV/OFF/ON στη θέση OFF και να αδειάσετε το υγρό που έχει απομείνει στη δεξαμενή. Αποσυνδέστε τη μονάδα από την πρίζα.

Περιοδοντικό ακροφύσιο Εικ. 10

Το περιοδοντικό ακροφύσιο απελευθερώνει νερό και αντιβακτηριακό διάλυμα στους περιοδοντικούς θύλακες. Έχει σχεδιαστεί για να φτάνει στις βαθύτερες περιοχές της περιοδοντικής κοιλότητας.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το ακροφύσιο, σκύψτε πάνω από το νεροχύτη και τοποθετήστε το ακροφύσιο προσεκτικά κάτω από τη γραμμή των ούλων, σε γωνία 45°. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με τη χαμηλότερη ρύθμιση πίεσης και καθαρίστε τη γραμμή των ούλων εισάγοντας το ακροφύσιο ανάμεσα στα δόντια σας. Συνεχίστε πάνω από τη γραμμή των ούλων μέχρι να ολοκληρώσετε τον καθαρισμό.

Ακροφύσιο για σιδεράκια Εικ. 11

Το ειδικό ακροφύσιο για σιδεράκια έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για να βουρτσίζετε και να ξεπλένετε ταυτόχρονα τις περιοχές με δύσκολη πρόσβαση γύρω από τα σιδεράκια και άλλες οδοντιατρικές εργασίες.

Για να χρησιμοποιήσετε το ακροφύσιο για σιδεράκια, σκύψτε πάνω από το νεροχύτη και χρησιμοποιήστε τις τρίχες για να καθαρίσετε ελαφρώς γύρω από τα σιδεράκια, το νερό θα ρέει μέσα από τη βούρτσα για να ξεπλένετε.

Ακροφύσιο καθαρισμού γλώσσας Εικ. 12

Σκύψτε πάνω από το νεροχύτη, τοποθετήστε αυτό το ακροφύσιο πάνω από τη γλώσσα σας και ενεργοποιήστε τη μονάδα με τη χαμηλότερη ρύθμιση πίεσης. Αυξήστε την εάν είναι απαραίτητο. Τοποθετήστε το ακροφύσιο στο κέντρο της γλώσσας σας και τραβήξτε το προς τα εμπρός ασκώντας ελαφρά πίεση.

Ακροφύσιο οδοντικής πλάκας Εικ. 13

Κατευθύνετε το ακροφύσιο σε γωνία 90° προς τη γραμμή των ούλων, κλείστε ελαφρά τα χείλη σας για να αποφύγετε πιτσιλιές, αλλά αφήστε το νερό να ρέει ελεύθερα από το στόμα σας προς τον νεροχύτη. Ξεκινήστε από την περιοχή των γομφίων (πίσω δόντια) και συνεχίστε προς τα μπροστινά δόντια, τοποθετήστε το ακροφύσιο κοντά στα δόντια σας ώστε οι τρίχες να ακουμπήσουν ώστε οι τρίχες να τα αγγίζουν απαλά.

Σύρετε απαλά το ακροφύσιο κατά μήκος της γραμμής των ούλων, περνώντας για λίγο ανάμεσα από τα δόντια για να τα βουρτσίσετε απαλά και αφήστε το νερό να ρέει ανάμεσα στα δόντια σας. Συνεχίστε έως ότου όλες οι περιοχές γύρω και μεταξύ των δοντιών έχουν καθαριστεί, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, πάνω και κάτω.

Χρήση άλλων διαλυμάτων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στοματικά διαλύματα και αντιβακτηριδικά διαλύματα που προορίζονται για το σκοπό αυτό, πληρώνοντας ιδιαίτερη προσοχή κατά τον καθαρισμό.



Για να αποφύγετε το φράξιμο του ποτιστικού μετά τη χρήση διαλυμάτων θα πρέπει να το ξεπλύνετε ως εξής: γεμίστε το δεξαμενή εν μέρει με ζεστό νερό και λειτουργήστε τη συσκευή με το ακροφύσιο στραμμένο προς το νεροχύτη μέχρι να αδειάσει το δοχείο.

Για να ολοκληρώσετε

Απενεργοποιήστε την αρδευτική συσκευή και αδειάστε εντελώς το υγρό που έχει απομείνει στη δεξαμενή. Εάν χρησιμοποιείτε ειδικά διαλύματα, καθαρίστε και ξεπλύνετε καλά το δοχείο.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός

- Πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τον αρδευτήρα από την πρίζα.
- Μετά τη χρήση ειδικών διαλυμάτων στη δεξαμενή, ξεπλύνετε καλά τη μονάδα.
- Μετά από κάθε χρήση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φως UV για να απολυμάνετε τα ακροφύσια, όπως εξηγείται παραπάνω.
- Γεμίστε τη μισή δεξαμενή με ζεστό νερό βρύσης, με το ακροφύσιο στραμμένο προς το νεροχύτη, γυρίστε τη μονάδα και αφήστε την να λειτουργήσει μέχρι να αδειάσει το δοχείο, αυτό θα βοηθήσει να αποφευχθεί η απόφραξη του ακροφυσίου και να βοηθήσει τη μονάδα σας να διαρκέσει περισσότερο.
- Καθαρίστε το προϊόν, εάν είναι απαραίτητο, με ένα μαλακό πανί και ένα μαλακό μη λειαντικό καθαριστικό.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό.

Συντήρηση και επισκευή

- Μετά τον καθαρισμό της συσκευής στοματικής άρδευσης, τοποθετήστε τη δεξαμενή ανάποδα σε μια επίπεδη επιφάνεια για να βεβαιωθείτε ότι στεγνώσε εντελώς. Όταν στεγνώσει εντελώς, τοποθετήστε το ξανά στο σώμα, καθαρό και στεγνό.
- Πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή στο αρχικό κουτί ή σε ένα παρόμοιο κουτί όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Εάν το ρομπότ δεν λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec.
- Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε το προϊόν. Εάν αυτό προκαλέσει οποιαδήποτε προβλήματα με το προϊόν, η εγγύηση δεν θα το καλύπτει.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: Bamba ToothCare 1200 Jet Pro

Παραπομπή προϊόντος: BambaBamba Carter, BambaChef: 04315

Ισχύς: 18 W

Τάση και συχνότητα: 100-240 V~, 50/60 Hz

IPX4

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

7. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ



Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών Ο Εξοπλισμός (WEEE), καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο «τροχός κάδος» στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να διαθέσετε της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν κατάλληλα.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και μπαταριών τους.



ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.

Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες σ' αυτήν, καθώς επίσης καμία απαίτηση αποζημίωσής σας για προβλήματα στην εργασία σας, που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Ημερομηνία Αγοράς.....	Αρ. Απόδειξης.....
Τύπος Συσκευής:.....	
Ονοματεπώνυμο Αγοραστή:.....	
Κατάστημα Πώλησης:.....	
Υπογραφή / Σφραγίδα	

Εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC:

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 0883 6512

Κωδικός: 101501

CECOTEC BAMBA 1200 JET PRO ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ 1L 04315

Εισάγεται και διανέμεται από την **Κ.Α. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.**

Σαπφούς 7-9, 10553 Αθήνα - Ελλάδα | Τηλ. +30 210 3737000 – Fax. +30 210 3737147

www.zazopoulossa.gr | zinfo@zazopoulossa.gr

Κατασκευάζεται στην Κίνα