



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός: 101674 | Μοντέλο: 04437

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με νερό ή ειδικά διαλύματα.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναφέρεται στην ετικέτα ονομαστικών χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι η πρίζα είναι γειωμένη.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο φόρτισης για ορατές ζημιές. Εάν το καλώδιο ή ο προσαρμογέας έχουν υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθούν από την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε είδους κίνδυνος.
- Μην λειτουργείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, το φις ή το σώμα της παρουσιάζουν ορατή ζημιά, δεν λειτουργούν σωστά ή έχουν πέσει.
- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, όταν τη μετακινείτε, πριν από τη συναρμολόγηση ή την αφαίρεση εξαρτημάτων, πριν τον καθαρισμό της και πριν την επαναπλήρωση του δοχείου. Για να αποφύγετε κινδύνους σκοντάφτοντας, τυλίγετε το καλώδιο με ασφάλεια.
- Μην τραβάτε το καλώδιο και μην το χρησιμοποιείτε για να μεταφέρετε τη συσκευή, μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως λαβή, μην συνθλίβετε το καλώδιο και μην τραβάτε το καλώδιο γύρω από αιχμηρές άκρες ή γωνίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας. Διατηρείτε το καλώδιο μακριά από πηγές θερμότητας.
- Τραβήξτε από το βύσμα, όχι από το καλώδιο, για να το αποσυνδέσετε. Μην αγγίζετε το καλώδιο ή τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν την αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε.
- Μην το βυθίζετε σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην το χρησιμοποιείτε ενώ κάνετε ντους.
- Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο για τους προβλεπόμενους σκοπούς, όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που συνιστώνται ή διατίθενται στο εμπόριο από την Cecotec.
- Μην κατευθύνετε το νερό κάτω από τη γλώσσα, το αυτί, τη μύτη ή άλλες ευαίσθητες περιοχές. Αυτό το προϊόν μπορεί να παράγει πιέσεις που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες σε αυτές τις περιοχές.
- Μην το χρησιμοποιείτε εάν φοράτε στοματικό κόσμημα, αφαιρέστε το πριν το χρησιμοποιήσετε.
- Μην το χρησιμοποιείτε εάν έχετε ανοιχτό τραύμα στο στόμα ή τη γλώσσα σας. Εάν σας έχει συστήσει ο γιατρός σας να λαμβάνετε αντιβιοτική προθεραπεία πριν από οδοντιατρικές επεμβάσεις, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο ή οποιοδήποτε άλλο βοήθημα στοματικής υγιεινής.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση και δεν προορίζεται για μπαρ, εστιατόρια, αgroικίες, ξενοδοχεία, μοτέλ και γραφεία. Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή έκπλυσης σε χώρους όπου χρησιμοποιείται οξυγόνο ή αερολύματα.
- Φυλάσσετε τη συσκευή και το εγχειρίδιο οδηγιών της σε ασφαλές και στεγνό μέρος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
- Ο αρδευτής μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία των ούλων όταν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και θα εξαφανιστεί με τη συχνή χρήση. Προσαρμόστε την ένταση της συσκευής για να μειωθεί αυτό το αποτέλεσμα.
- Ακολουθείτε πάντοτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας εκτός από αυτές στο παρόν εγχειρίδιο όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, ειδικά αν υπάρχουν παιδιά.
- Είναι φυσιολογικό η λαβή να θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Ωστόσο, εάν θερμανθεί υπερβολικά, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.



- Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση της επιφάνειας της συσκευής σε ουσίες όπως τζελ, λάδι, σαπούνι κ.λπ. για να αποφύγετε τη διάβρωση.
- Η απόρριψη της συσκευής και της ενσωματωμένης μπαταρίας της πρέπει να συμμορφώνεται με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Ποτέ μην μπλοκάρετε τα ανοίγματα αέρα της συσκευής και μην την τοποθετείτε σε επιφάνεια όπου τα ανοίγματα αέρα μπορούν να μπλοκαριστούν. Διατηρείτε τον αέρα τα ανοίγματα του αέρα απαλλαγμένα από χνούδια, σκόνη ή παρόμοια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είστε σε κατάσταση ύπνου.

2. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σχήμα 1

1. Δεξαμενή νερού
2. Ηλεκτρική οδοντόβουρτσα
3. Χειριστήριο ισχύος/πίεσης
4. Βεντούζες αναρρόφησης
5. Κάλυμμα δεξαμενής/αποθήκευση άκρων
6. Χειρολαβή
7. Κουμπί απελευθέρωσης άκρων
8. Κουμπί διακοπής

9. Κύριο σώμα

10. Εύκαμπτος σωλήνας καθαρισμού νερού

Συμβουλές. Εικ. 2

- A. Κανονικό ρύγχος υψηλής πίεσης x3
- B. Περιοδοντικό άκρο x1
- C. Ορθοδοντικό άκρο x1
- D. Συμβουλή οδοντικής πλάκας x1
- E. Καθαριστικό γλώσσας x1
- F. Κεφαλή οδοντόβουρτσας x2

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην ταιριάζουν ακριβώς με το προϊόν.

3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο που να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί της και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και άλλα στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε ζημιές στη συσκευή κατά τη μεταφορά της στο μέλλον. Σε περίπτωση απόρριψης της αρχικής συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται αναλόγως.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Εάν οποιοδήποτε κομμάτι λείπει ή βρίσκεται σε κακή κατάσταση, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec αμέσως.

Περιεχόμενο κουτιού:

- Bamba ToothCare Jet Clean
- 2 κεφαλές οδοντόβουρτσας
- 7 ακροφύσια για χρήση νερού
- Εγχειρίδιο οδηγιών

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Προετοιμασία της δεξαμενής νερού

- Αφαιρέστε τη δεξαμενή από τη βάση. Ανοίξτε το κάλυμμα και γεμίστε τη δεξαμενή με χλιαρό νερό. Τοποθετήστε ξανά το δοχείο στη βάση, πιέστε το καλά και κλείστε το κάλυμμα.
- Το κάλυμμα της δεξαμενής μπορεί να αφαιρεθεί εντελώς για να διευκολυνθεί ο καθαρισμός.

Τοποθέτηση και αφαίρεση των άκρων. Εικ. 3

- Τοποθετήστε το ακροφύσιο στο επάνω κέντρο του κομβίου της λαβής και πιέστε το μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Μόλις ακούσετε το κλικ, θα δείτε το κουμπί της λαβής να χαμηλώνει και να σταθεροποιείται στη θέση του. Ο έγχρωμος δακτύλιος θα αγγίζει σχεδόν το άκρο του κομβίου της λαβής, εάν η μύτη έχει στερεωθεί σωστά στη θέση της.
- Για να αφαιρέσετε το ακροφύσιο από τη λαβή, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης του ακροφυσίου και αφαιρέστε το ακροφύσιο από το εξόγκωμα της λαβής.



Ρύθμιση πίεσης

Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης ισχύος/πίεσης στη χαμηλότερη θέση για την πρώτη χρήση. Αυξήστε την πίεση σταδιακά μέχρι να φτάσει στην επιθυμητή ρύθμιση ή σύμφωνα με τις οδηγίες του οδοντιάτρου σας. Εικ. 4

Χρήση της συσκευής καθαρισμού με νερό

- Επιλέξτε το ακροφύσιο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και τοποθετήστε το όπως εξηγήθηκε προηγουμένως. Εικ. 3
- Συνδέστε το βύσμα σε μια παροχή ρεύματος.
- Σκύψτε πάνω από το νεροχύτη και τοποθετήστε το άκρο στο στόμα σας. Κλείστε ελαφρά τα χείλη σας για να αποφύγετε πιτσιλιές, αλλά αφήστε το νερό να ρέει από το στόμα σας προς το νεροχύτη.
- Στρέψτε το άκρο προς τα δόντια και με το ελεύθερο χέρι σας, γυρίστε το κουμπί ελέγχου ισχύος/πίεσης δεξιόστροφα μέχρι να ακούσετε ένα κλικ, που υποδεικνύει ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Ρυθμίστε την πίεση με το κουμπί ελέγχου ισχύος/πίεσης και την κατεύθυνση του πίδακα περιστρέφοντας το κουμπί της λαβής. Εικ. 4
- Κατευθύνετε τον πίδακα νερού σε γωνία 90° προς τα ούλα.
- Για να επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα, ξεκινήστε από την περιοχή των γομφίων προς τα μπροστινά δόντια. Εικ. 5
- Σύρετε το άκρο πάνω από τη γραμμή των ούλων και σταματήστε ανάμεσα στα δόντια σας.
- Συνεχίστε τη διαδικασία μέχρι να καθαρίσει κάθε περιοχή γύρω και ανάμεσα στα δόντια.

Παύση/Έλεγχος

- Μπορείτε να σταματήσετε προσωρινά το νερό ανά πάσα στιγμή πατώντας το κουμπί Stop στη λαβή. Εικ. 6
- Το πλύσιμο νερού θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 3 λεπτά χρήσης. Μόλις τελειώσετε, γυρίστε τη συσκευή απενεργοποιώντας το κουμπί ελέγχου λειτουργίας/πίεσης προς τα αριστερά μέχρι τη θέση Off (Απενεργοποίηση) και αδειάστε τη δεξαμενή. Εάν χρησιμοποιείτε ειδικά διαλύματα, καθαρίστε και ξεπλύνετε το δοχείο σχολαστικά. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.

Χρήση των άκρων του φίλτρου καθαρισμού νερού. Εικ. 7

A. Περιοδοντικό άκρο

- Το περιοδοντικό άκρο απελευθερώνει νερό και αντιβακτηριακό διάλυμα στους περιοδοντικούς θύλακες. Έχει σχεδιαστεί για να φτάνει στις βαθύτερες περιοχές της περιοδοντικής κοιλότητας.
- Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το ακροφύσιο, σκύψτε πάνω από το νεροχύτη και τοποθετήστε προσεκτικά το ακροφύσιο κάτω από τη γραμμή των ούλων, σε γωνία 45°. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με τη χαμηλότερη ρύθμιση πίεσης και καθαρίστε τη γραμμή των ούλων τοποθετώντας το άκρο ανάμεσα στα δόντια σας. Συνεχίστε πάνω από τη γραμμή των ούλων μέχρι να ολοκληρώσετε τον καθαρισμό.

B. Κανονικό άκρο υψηλής πίεσης

- Το άκρο υψηλής πίεσης καθαρίζει βαθιά μέσα στη στοματική κοιλότητα με εμβέλεια 360 μοιρών, καλύπτοντας επιπλέον τις δύσκολα καθαριζόμενες περιοχές, τα υπολείμματα τροφής και τα επιβλαβή βακτήρια που βρίσκονται βαθιά μέσα στις οδοντικές σχισμές ή κάτω από τα ούλα.

C. Ορθοδοντικό άκρο

- Το ειδικό ορθοδοντικό άκρο είναι αποκλειστικά σχεδιασμένο για ταυτόχρονο βούρτσισμα και ξέπλυμα των δυσπρόσιτων περιοχών γύρω από τα σιδεράκια και άλλες οδοντιατρικές εργασίες.
- Για να χρησιμοποιήσετε το ορθοδοντικό άκρο, σκύψτε πάνω από το νεροχύτη και χρησιμοποιήστε τις τρίχες της οδοντόβουρτσας για να καθαρίσετε γύρω από τα σιδεράκια: το νερό θα ρέει μέσα από τη βούρτσα για το ξέπλυμα.

D. Μύτη για τον καθαρισμό της γλώσσας

- Σκύψτε πάνω από το νεροχύτη, τοποθετήστε το άκρο του γλωσσικού καθαριστή στη γλώσσα σας και ενεργοποιήστε τη συσκευή με τη χαμηλότερη ρύθμιση πίεσης. Αυξήστε την εάν είναι απαραίτητο.
- Τοποθετήστε το άκρο στο κέντρο της γλώσσας σας και σύρετε το προς τα εμπρός, ενώ εφαρμόζετε μια ελαφριά πίεση.

E. Μύτη οδοντικής πλάκας

- Κατευθύνετε το ακροφύσιο σε γωνία 90° προς τη γραμμή των ούλων και κλείστε ελαφρά τα χείλη για να αποφύγετε το πιτσιλισμα, αλλά αφήστε το νερό να ρέει ελεύθερα από το στόμα στο νεροχύτη. Ξεκινήστε από την περιοχή των γομφίων (πίσω δόντια) και συνεχίστε προς τα μπροστινά δόντια, τοποθετήστε το ακροφύσιο κοντά στα δόντια σας ώστε οι τρίχες να τα αγγίζουν απαλά.



- Σύρετε απαλά την άκρη κατά μήκος της γραμμής των ούλων, περνώντας για λίγο ανάμεσα από τα δόντια για να τα βουρτσώσετε απαλά και αφήστε το νερό να ρέει ανάμεσα στα δόντια σας. Συνεχίστε μέχρι όλες οι περιοχές γύρω και μεταξύ των δοντιών να έχουν καθαριστεί, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, πάνω και κάτω.

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ

Οδηγίες φόρτισης

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν από τη φόρτιση. Τοποθετήστε την οδοντόβουρτσα στην βάση φόρτισης και βεβαιωθείτε ότι η τελευταία είναι συνδεδεμένη στην πρίζα του ηλεκτρικού δικτύου. Εάν η ενδεικτική λυχνία φόρτισης, αναβοσβήνει αυτό σημαίνει ότι η οδοντόβουρτσα φορτίζει. Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί όταν η ενδεικτική λυχνία φόρτισης σταματά να αναβοσβήνει και γίνεται σταθερή.
- Η ενδεικτική λυχνία φόρτισης ενδέχεται να μην ανάψει αμέσως όταν η οδοντόβουρτσα φορτίζεται μετά από μια μακρά περίοδο αδράνειας. Θα πρέπει να ανάψει σε 6-10 λεπτά.
- Εάν η βούρτσα δεν χρησιμοποιήθηκε για περισσότερους από 6 μήνες, φορτίστε την για τουλάχιστον 12 ώρες για να φτάσει σε πλήρη φόρτιση.

Συμβουλές για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας

- Φορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν από την πρώτη χρήση.
- Μην επαναφορτίζετε τη βούρτσα μεταξύ των βουρτσισμάτων μετά την πρώτη φόρτιση. Επαναφορτίστε την μόλις η μπαταρία εξαντληθεί.
- Αδειάστε εντελώς τη μπαταρία της συσκευής τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

Χρήση της ηλεκτρικής οδοντόβουρτσας. Εικ. 8

- Τοποθετήστε την κεφαλή της οδοντόβουρτσας πάνω στον άξονα κίνησης.
- Βρέξτε τις τρίχες και εφαρμόστε λίγη οδοντόκρεμα.
- Τοποθετήστε τις τρίχες πάνω στα δόντια υπό 45 μοίρες ως προς τη γραμμή των ούλων.
- Ενεργοποιήστε την οδοντόβουρτσα πατώντας το κουμπί λειτουργίας/λειτουργίας και επιλέξτε τη λειτουργία που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας, πατώντας επανειλημμένα το κουμπί.
- Μετακινήστε τις τρίχες αργά με κυκλικές κινήσεις. Μην τρίβετε τα δόντια σας- αντίθετα, εφαρμόστε ελαφριά πίεση και αφήστε την να κάνει το βούρτσισμα για εσάς.
- Στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε την οδοντόβουρτσα. Η οδοντόβουρτσα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από δύο λεπτά.
- Ξεπλύνετε το στόμα σας με νερό μετά το βούρτσισμα.

Τρόποι λειτουργίας:

- Καθαρισμός: κατάλληλο για καθημερινό βούρτσισμα των δοντιών.
- Λευκό: ιδανικό για λεύκανση των δοντιών.
- Sensitive: ιδανικός για ευαίσθητα δόντια.
- Μασάζ: για να κάνετε απαλό μασάζ κατά το βούρτσισμα.
- Φροντίδα ούλων: κατάλληλο για τη φροντίδα των ούλων.

Συνιστάται η αντικατάσταση της κεφαλής της οδοντόβουρτσας κάθε τρεις μήνες.

Χρόνος βουρτσίσματος των δοντιών

- Ο χρονοδιακόπτης σας υπενθυμίζει να αλλάζετε στοματικές ζώνες κάθε 30 δευτερόλεπτα για ένα πλήρες βούρτσισμα.
- 2 λεπτά είναι ο συνιστώμενος χρόνος βουρτσίσματος των δοντιών.

6. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός

Καθαρισμός της συσκευής καθαρισμού

- Αφού προσθέσετε ειδικά διαλύματα στο δοχείο, καθαρίστε το καλά:
- Γεμίστε τη δεξαμενή κατά το ήμισυ με ζεστό νερό βρύσης. Με την άκρη να δείχνει προς τον νεροχύτη, γυρίστε τη συσκευή και αφήστε την να λειτουργήσει μέχρι να αδειάσει τελείως το δοχείο: αυτό θα βοηθήσει στην αποφυγή της μύτης από το να φράξει και θα βοηθήσει τη συσκευή να διαρκέσει περισσότερο.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν καθαρίσετε την εξωτερική επιφάνεια.
- Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε τη συσκευή με ένα μαλακό πανί και ένα μη λειαντικό καθαριστικό.



Καθαρισμός της κεφαλής της οδοντόβουρτσας

Ξεπλύνετε την κεφαλή της οδοντόβουρτσας μετά από κάθε βούρτσισμα και αφήστε την να στεγνώσει στον αέρα. Μην τρίβετε τις τρίχες για να αποφύγετε την παραμόρφωση.

Καθαρισμός της λαβής της οδοντόβουρτσας

- Ξεπλύνετε και αφήστε την να στεγνώσει στον αέρα.
- Μην βυθίζετε την οδοντόβουρτσα σε νερό ή άλλα υγρά.
- Μην καθαρίζετε την οδοντόβουρτσα με νερό θερμοκρασίας άνω των 40 °C ή με λειαντικά καθαριστικά.

Αντικατάσταση της κεφαλής της οδοντόβουρτσας.

- Οι επαγγελματίες οδοντίατροι συνιστούν την αντικατάσταση της κεφαλής της οδοντόβουρτσας κάθε 3 μήνες για καλύτερα αποτελέσματα στο βούρτσισμα.
- Αντικαταστήστε επίσης την κεφαλή της οδοντόβουρτσας όταν οι τρίχες αρχίσουν να λυγίζουν προς τα έξω.

Συντήρηση και επισκευή

- Αφού χρησιμοποιήσετε το φίλτρο νερού, φροντίστε να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας και τοποθετήστε τη δεξαμενή ανάποδα προς τα κάτω σε μια επίπεδη επιφάνεια. Όταν στεγνώσει εντελώς, τοποθετήστε το σε δροσερό, στεγνό μέρος μαζί με το σώμα, επίσης στεγνό και καθαρό. Πρέπει να το τοποθετήσετε στο αρχικό κουτί ή σε ένα παρόμοιο κουτί όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Πριν εκθέσετε τη συσκευή σε χαμηλές θερμοκρασίες, αφαιρέστε το δοχείο και χρησιμοποιήστε τη συσκευή μέχρι να αδειάσει τελείως. Αδειάστε το δοχείο επίσης εάν η συσκευή πρόκειται να αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με την επίσημη τεχνική υποστήριξη της Cecotec Service.
- Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή. Εάν αυτό προκαλέσει οποιαδήποτε προβλήματα με την συσκευή, η εγγύηση δεν θα το καλύψει.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 04437

Προϊόν: Bamba ToothCare Jet Clean

Υδατοκαθαριστής: 100-240 V~, 50/60 Hz, 18 W, IPX4

Ηλεκτρική οδοντόβουρτσα: Είσοδος: 5 V , 1 A, 3 W

Μπαταρία: mAh, 2,96 Wh

IPX7

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

7. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ



Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών

Ο Εξοπλισμός (WEEE), καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο «τροχός κάδος» στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να διαθέσετε της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν κατάλληλα.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και μπαταριών τους.



ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.

Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες σ' αυτήν, καθώς επίσης καμία απαίτηση αποζημίωσής σας για προβλήματα στην εργασία σας, που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Ημερομηνία Αγοράς.....	Αρ. Απόδειξης.....
Τύπος Συσκευής:.....	
Όνοματεπώνυμο Αγοραστή:.....	
Κατάστημα Πώλησης:.....	
	Υπογραφή / Σφραγίδα

Εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC:

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 0883 6512

Κωδικός: 101674

CECOTEC ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ BAMBA JET CLEAN 0.6ml 04437

Εισάγεται και διανέμεται από την **Κ.Α. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.**

Σαπφούς 7-9, 10553 Αθήνα - Ελλάδα | Τηλ. +30 210 3737000 – Fax. +30 210 3737147

www.zazopoulossa.gr | zinfo@zazopoulossa.gr

Κατασκευάζεται στην Κίνα