

BEAUTIFLY

Lipomassage Slim




Body

series

Masażer ciała
Body massager


Instrukcja obsługi
User manual




 /beautifuly.eu  @beautifuly.eu  beautifuly.eu

 /beautifulyeu  @beautifuly.eu

f1



f2



| | |
|----------------------------------|-------------|
| Rozmiar urządzenia: | 145*60*69mm |
| Waga urządzenia: | 234g |
| Czas ładowania: | 3-4 godziny |
| Czas pracy: | ≥60 minut |
| Metoda ładowania: | typ c |
| Automatyczne wyłączenie: | 10 minut |
| Długość fali światła czerwonego: | 630±5nm |

Bezpieczeństwo

Przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją i przestrzegaj zaleceń w niej zawartych w trakcie użytkowania urządzenia.

Instrukcja użycia

Wybierz większą lub mniejszą ssawkę, w zależności od wielkości masowanego obszaru. Przymocuj ssawkę do urządzenia, odpowiednio umiejscawiając jej niewielkie wypustki i przekręcając ją.

Opis urządzenia [strona 2 - f1]

1. Przycisk wł./wyl.
2. Przycisk regulacji ssania
3. Przycisk trybu LIPO
4. Przycisk trybu EMS
5. Wskaźniki diody
6. Wejście ładowania typu C
7. Duża przyssawka
8. Mała przyssawka
9. Kabel ładujący typu C

Ładowanie

1. Naładuj urządzenie, podłączając je do źródła zasilania za pomocą dostarczonego kabla USB typu C. Podczas ładowania diody LED będą świecić się sekwencyjnie. Gdy produkt jest w pełni naładowany i wszystkie sześć diod LED świeci się w sposób ciągły, należy odłączyć go od źródła zasilania.

2. Ładowanie trwające od 2 do 4 godzin zapewnia około 1 godziny bezprzewodowego użytkowania.

3. Po włączeniu urządzenia wszystkie 6 diod LED zamiga 5 razy, jeśli bateria jest słaba i wymaga naładowania.

Tryb BODY

1. Krótko naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie. Urządzenie działa w trybie Body. LIPO i EMS pracują na poziomie 1.

2. Naciśnij LIPO, aby zwiększyć poziom ssania, naciśnij EMS, aby zwiększyć poziom EMS. Zarówno ssanie, jak i EMS mają 3 poziomy wskazywane przez 3 pomarańczowe diody LED.

Uwaga! Przy pierwszym użyciu zaleca się rozpoczęcie od poziomu 1 zarówno dla trybu EMS jak i LIPO. Nałożenie na skórę niewielkiej ilości oliwki dla niemowląt lub olejku do masażu może wspomóc efekt poślizgu. Należy jednak unikać stosowania perfumowanych olejków, które mogą uszkodzić plastikową ssawkę.

3. Po dopasowaniu ustawień do potrzeb, przystaw nakładkę ssącą do wybranej części ciała i bardzo powoli przesuwaj ją po skórze.

4. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zabieg trwający od 3 do 5 minut powtarzaj codziennie.

5. Kiedy LIPO i EMS są włączone, powinieneś czuć zarówno ssanie skóry, jak i lekki przepływ prądów elektrycznych. Jeśli któreś z nich stanie się nieprzyjemne, naciśnij duży przycisk „Release”, aby wyłączyć. Przed kontynuowaniem zabiegu zmień ustawienia na niższy poziom intensywności.

6. Naciśnij przycisk zasilania jeden raz, aby przejść do trybu FACE lub naciśnij go dwa

razy, aby wyłączyć urządzenie. Urządzenie posiada funkcję automatycznego wyłączania po 10 minutach.

7. Aby zdjąć ssawkę, przekręć ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
8. Patrz sekcja "czyszczenie" poniżej, aby uzyskać wskazówki dotyczące wymiany filtra.

Tryb FACE

1. Naciśnij dwa razy przycisk zasilania, aby przełączyć na tryb Face. Działa tylko tryb EMS, więc nie ma potrzeby używania przyssawki.

2. Naciśnij EMS, aby wybrać poziom EMS. 3 poziomy są sygnalizowane przez 3 pomarańczowe diody LED.

3. Po zakończeniu naciśnij raz przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie.

Wskazówki dotyczące użytkowania

• Masażer antycellulitowy jest szczególnie skuteczny stosowany regularnie, w połączeniu ze zdrową, zbilansowaną dietą i regularnymi ćwiczeniami.

• Podczas użytkowania poruszaj produktem po ciele. Wystarczy mocno przytrzymać obudowę urządzenia, aby go nie upuścić. Nie ma potrzeby zbyt mocnego dociskania urządzenia do skóry. Jeśli siła ssania w którymkolwiek momencie staje się niekomfortowa lub zbyt mocna, naciśnij przycisk „RELEASE”, aby uwolnić nasadkę od ciała.

• Przejściowe zaczerwienienie lub zasinienie obszaru poddanego masażowi nie jest rzadkością. Takie objawy powinny zniknąć w ciągu kilku dni.

Ostrzeżenia

• Osoba z rozrusznikiem serca nie może wykonywać zabiegu z użyciem urządzenia.

• Zabrania się stosowania urządzenia przez osoby, które w ciągu ostatniego miesiąca przeszły operację lub mają oparzenia skóry.

• Zabronione jest używanie urządzenia przez osoby z zapaleniem skóry, bliznami, uszkodzeniami lub nadwrażliwością elektromagnetyczną.

• Przed rozpoczęciem pracy zdejmij zegarek, okulary i inne metalowe przedmioty.

• Unikaj kontaktu głowicy z gałką oczną.

• Nie przytrzymuj urządzenia w tym samym obszarze przez długi czas.

• Urządzenie nie powinno być stosowane przez kobiety w ciąży.

Czyszczenie

1. Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od prądu.

2. Wyjmij ssawkę z urządzenia.

3. Użyj pęsety, aby wyjąć filtr.

Uwaga: Zaleca się wymianę filtra co trzy miesiące lub gdy zaczniesz odczuwać, że siła ssania jest mniejsza.

4. Po użyciu należy wytrzeć ssawkę do czystą wilgotną szmatką.

5. Nigdy nie dopuszczaj do kontaktu jednostki głównej z wodą lub innymi płynami. Nie należy zanurzać w żadnym płynie w celu czyszczenia.

6. Nigdy nie używaj do czyszczenia urządzenia ściernych środków czyszczących, szcetek, pasty do szkła lub mebli, rozcieńczalnika do farb itp.

Przechowywanie

• Utrzymuj urządzenie w suchości i czystości.

• Trzymaj z dala od wysokiej temperatury.

• Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

Więcej informacji o firmie oraz produktach [strona 2 - f2]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautifly.eu

| | |
|-----------------------|-------------|
| Size device: | 145*60*69mm |
| Weight device: | 234g |
| Charging time: | 3-4 hours |
| Working time: | ≥60 minutes |
| Charging method: | Type-c |
| Automatic shutdown: | 10 minutes |
| Red light wavelength: | 630±5nm |

Safety statements

Read the instructions carefully before use. Follow these safety guidelines when using the device.

Instructions for use

Choose the larger or smaller suction cup, depending on the size of the area to be treated. Attach the cup to the device properly locating the lugs and twisting into position.

Device description [page 2 - f1]

1. On/Off button
2. Suction adjustment button
3. LIPO mode button
4. EMS mode button
5. LED indicators
6. Type-C charging input
7. Large suction cup
8. A small suction cup
9. Type-C charging cable

Charging

1. Charge the device by connecting it to a power source using the supplied USB type C cable. While charging, the LEDs will light up sequentially. When the product is fully charged and all six LEDs are lit continuously, disconnect it from the power source.
2. A 2 to 4 hour charge provides up to 1 hour of cordless use.
3. All 6 LEDs will blink 5 times if the battery is low and needs charging.

BODY mode

1. Press the power button to turn on the device, then the device will work in a body mode. LIPO and EMS work on level 1.
2. Press LIPO to increase the suction level, press EMS to increase the EMS level. The suction and EMS operate in 3 levels, indicated by 3 orange LEDs.
Note: In the first use, we suggest starting with level 1 for both the EMS and LIPO modes. Applying a small amount of baby oil or massage oil can help the gliding effect, but avoid using perfumed oils, which can damage the plastic suction cup.
3. Once the settings are set, firmly place the cup on the desired body part and glide across the skin very slowly.
4. For best results, treatment should take 3 to 5 minutes per area every day.
5. When both the LIPO and EMS are on, you should feel both the suction and light electric currents. To stop immediately if either becomes uncomfortable, press the large "Release" button. Adjust the levels to a lower setting before continuing.
6. Press the power button one time to switch to FACE mode or press it twice to turn the device off. The device includes an auto-shutoff after 10 minutes.
7. To remove the cup, twist it counterclockwise.
8. See the 'cleaning' section below for advice on how to change the filter.

FACE mode

1. Press the power button twice and switch to face mode. Only EMS works, so there's no need for a cup.
2. Press EMS to choose the EMS level, 3 levels are indicated by 3 orange LEDs.
3. Once done, press the power button one time to turn off the device.

Tips for Use

- The anti-cellulite massager is especially effective when used regularly and in conjunction with a healthy, balanced diet and regular exercise.
- During usage, keep moving the device on your body. Hold the unit firmly on the body to avoid dropping it. There is no need to push too hard. If the suction power feels uncomfortable or too powerful at any point, push the "RELEASE" button to release the cup from your body.
- Some temporary reddening or bruising of the treated area is not uncommon. This should disappear within a few days.

Cautions

- People with electronic human organs are forbidden from using it.
- Persons with skin surgery within one month or skin sunburn are prohibited from using the device.
- Forbidden to use by a person with damage to the skin, scars, or electromagnetic sensitivity.
- Take off your watch, glasses, and other metal objects before use.
- Avoid shovel head close to the eyeball.
- Don't operate in the same area for a long time.
- Do not use the device during pregnancy.

Cleaning

1. Unplug the device before cleaning.
2. Remove the cup from the main unit.
3. Use tweezers to remove the filter.

Note: We recommend changing the filter every three months or when you start to feel that the suction power is less powerful.

4. After use, the suction cup should be wiped clean with a damp cloth.
5. Never allow water or any other liquids to come into contact with the main unit. Do not immerse in any liquid to clean.
6. Never use abrasive cleaners, brushes, glass or furniture polish, paint thinner etc. to clean the device.

Storage

- Keep it dry and clean.
- Keep it away from high temperatures.
- Keep it out of reach of children.

More information about the company and products [page 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

| | |
|---------------------------|-------------|
| Gerätegröße: | 145*60*69mm |
| Gerätegewicht: | 234g |
| Ladezeit: | 3-4 Stunden |
| Arbeitszeit: | ≥60 Minuten |
| Lademethode: | typ c |
| Automatische Abschaltung: | 10 Minuten |
| Rotlichtwellenlänge: | 630 ± 5 nm |

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Beachten Sie die Sicherheitsrichtlinien bei der Verwendung des Geräts.

Gebrauchsanweisung

Wählen Sie je nach Größe der massierten Stelle einen größeren oder kleineren Saugnapf. Bringen Sie die Düse am Gerät an, indem Sie die kleinen Vorsprünge lokalisieren und drehen.

Gerätebeschreibung [Seite 2 - f1]

1. Ein/Aus-Taste
2. Taste zur Einstellung der Saugleistung
3. LIPO-Modus-Taste
4. EMS-Modus-Taste
5. LED-Anzeigen
6. Typ-C-Ladeeingang
7. Großer Saugnapf
8. Ein kleiner Saugnapf
9. Typ-C-Ladekabel

Landung

1. Laden Sie das Gerät auf, indem Sie es über das mitgelieferte USB-Typ-C-Kabel an eine Stromquelle anschließen. Während des Ladevorgangs leuchten die LEDs nacheinander auf. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist und alle sechs LEDs dauerhaft leuchten, trennen Sie es von der Stromquelle.
2. Eine 2- bis 4-stündige Aufladung ermöglicht etwa 1 Stunde kabellosen Betrieb.
3. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, blinken alle 6 LEDs 5 Mal, wenn der Akku schwach ist und aufgeladen werden muss.

BODY-Modus

1. Drücken Sie kurz den Netzschalter, um das Gerät einzuschalten. Das Gerät befindet sich im Body-Modus. LIPO und EMS arbeiten auf Stufe 1.
2. Drücken Sie LIPO, um das Saugniveau zu erhöhen, drücken Sie EMS, um das EMS-Niveau zu erhöhen. Sowohl Absaugung als auch EMS haben 3 Stufen, die durch 3 orangefarbene LEDs angezeigt werden. Aufmerksamkeit! Bei der ersten Verwendung wird empfohlen, sowohl für den EMS- als auch für den LIPO-Modus mit Stufe 1 zu beginnen. Das Auftragen einer kleinen Menge Babyöl oder Massageöl auf die Haut kann den Gleiteffekt unterstützen. Die Verwendung von parfümierten Ölen sollte jedoch vermieden werden, da diese die Kunststoffdüse beschädigen können.
3. Nachdem Sie die Einstellungen an Ihre Bedürfnisse angepasst haben, platzieren Sie den Saugnapf an der ausgewählten Körperstelle und bewegen Sie ihn sehr langsam über die Haut.
4. Für beste Ergebnisse wiederholen Sie die Behandlung täglich für 3 bis 5 Minuten.
5. Wenn LIPO und EMS eingeschaltet sind, sollten Sie sowohl eine Hautansaugung als auch einen leichten Stromfluss spüren. Wenn einer von ihnen böse wird, drücken Sie die große "Release" -Taste, um ihn auszuschalten. Ändern Sie die Einstellungen auf eine niedrigere Intensitätsstufe, bevor Sie mit der Behandlung fortfahren.
6. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste einmal, um in den Gesichtsmodus zu wechseln, oder zweimal, um das Gerät auszuschalten. Das Gerät verfügt über eine automatische

Abschaltfunktion nach 10 Minuten.

7. Um die Düse zu entfernen, drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn.

8. Anweisungen zum Filterwechsel finden Sie im Abschnitt „Reinigung“ weiter unten.

FACE-Modus

1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste zweimal, um in den Gesichtsmodus zu wechseln. Es funktioniert nur der EMS-Modus, sodass der Saugnapf nicht verwendet werden muss.

2. Drücken Sie EMS, um die EMS-Stufe auszuwählen. 3 Stufen werden durch 3 orangefarbene LEDs angezeigt.

3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie einmal den Netzschalter, um das Gerät auszuschalten.

Nutzungstipps

- Das Anti-Cellulite-Massagegerät ist besonders wirksam bei regelmäßiger Anwendung, in Verbindung mit einer gesunden, ausgewogenen Ernährung und regelmäßiger Bewegung.

- Bewegen Sie das Produkt während des Gebrauchs um Ihren Körper herum. Halten Sie das Gehäuse des Geräts einfach fest, damit es nicht herunterfällt. Es besteht keine Notwendigkeit, das Gerät zu fest gegen die Haut zu drücken. Wenn das Saugen an irgendeiner Stelle unangenehm oder zu stark wird, drücken Sie die „RELEASE“-Taste, um die Düse von Ihrem Körper zu lösen.

- Vorübergehende Rötungen oder Blutergüsse im massierten Bereich sind nicht ungewöhnlich. Diese Symptome sollten innerhalb weniger Tage verschwinden.

Warnungen

- Eine Person mit einem Herzschrittmacher kann keine Prozedur mit dem Gerät durchführen.

- Es ist verboten, das Gerät von Personen zu verwenden, die sich im letzten Monat einer Operation unterzogen haben oder Hautverbrennungen erlitten haben.

- Personen mit Dermatitis, Narben, Schäden oder elektromagnetischer Überempfindlichkeit ist die Verwendung des Geräts untersagt.

- Vor Arbeitsbeginn Uhren, Brillen und andere Metallgegenstände entfernen.

- Vermeiden Sie den Kontakt des Kopfes mit dem Augapfel.

- Halten Sie das Gerät nicht für längere Zeit am selben Ort.

- Das Gerät sollte nicht von schwangeren Frauen verwendet werden.

Reinigung

1. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz.

2. Entfernen Sie die Düse vom Gerät.

3. Verwenden Sie eine Pinzette, um den Filter zu entfernen.

Hinweis: Es wird empfohlen, den Filter alle drei Monate auszutauschen oder wenn Sie das Gefühl haben, dass die Saugleistung nachlässt.

4. Wischen Sie die Düse nach Gebrauch mit einem feuchten Tuch sauber.

5. Lassen Sie das Hauptgerät niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen. Tauchen Sie es zum Reinigen nicht in Flüssigkeiten ein.

6. Verwenden Sie niemals Scheuermittel, Bürsten, Glas- oder Möbelpolituren, Farbverdünner usw., um das Gerät zu reinigen.

Lagerung

- Halten Sie das Gerät trocken und sauber.

- Von hohen Temperaturen fernhalten.

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Weitere Informationen über das Unternehmen und die Produkte [Seite 2 - f2]

- www.beautify.eu

- www.youtube.com/beautify.eu

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Taille de l'appareil: | 145*60*69mm |
| Poids de l'appareil: | 234g |
| Temps de charge: | 3-4 heures |
| Temps de travail: | ≥60 minutes |
| Méthode de charge: | taper c |
| Arrêt automatique: | 10 minutes |
| Longueur d'onde de la lumière rouge: | 630±5nm |

Avertissements de sécurité

Avant utilisation, lisez attentivement le mode d'emploi. Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation de l'appareil.

Mode d'emploi

Choisissez une ventouse plus ou moins grande en fonction de la taille de la zone massée. Fixez la buse à l'appareil en localisant ses petites protubérances et en la tordant.

Description de l'appareil [page 2 - f1]

1. Bouton Marche/Arrêt
2. Bouton de réglage de l'aspiration
3. Bouton de mode LIPO
4. Bouton de mode EMS
5. Indicateurs LED
6. Entrée de charge de type C
7. Grande ventouse
8. Une petite ventouse
9. Câble de charge de type C

Atterrissage

1. Chargez l'appareil en le connectant à une source d'alimentation à l'aide du câble USB de type C fourni. Pendant la charge, les DEL s'allument de manière séquentielle. Lorsque le produit est entièrement chargé et que les six DEL sont allumées en continu, débranchez-le de la source d'alimentation.
2. Une charge de 2 à 4 heures fournit environ 1 heure d'utilisation sans fil.
3. Lorsque l'appareil est allumé, les 6 LED clignotent 5 fois si la batterie est faible et doit être rechargée.

Mode CORPS

1. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil. L'appareil est en mode Corps. LIPO et EMS fonctionnent au niveau 1.
2. Appuyez sur LIPO pour augmenter le niveau d'aspiration, appuyez sur EMS pour augmenter le niveau EMS. L'aspiration et l'EMS ont 3 niveaux indiqués par 3 LED orange.
- Attention! Lors de la première utilisation, il est recommandé de commencer par le niveau 1 pour les modes EMS et LIPO. L'application d'une petite quantité d'huile pour bébé ou d'huile de massage sur la peau peut aider à l'effet glissant. Cependant, l'utilisation d'huiles parfumées doit être évitée car elles peuvent endommager la buse en plastique.
3. Après avoir ajusté les paramètres à vos besoins, placez la ventouse contre la partie du corps sélectionnée et déplacez-la très lentement sur la peau.
4. Pour de meilleurs résultats, répétez le traitement pendant 3 à 5 minutes par jour.
5. Lorsque LIPO et EMS sont activés, vous devriez sentir à la fois une succion de la peau et un léger flux de courants électriques. Si l'un d'entre eux devient méchant, appuyez sur le gros bouton "Release" pour l'éteindre. Modifiez les paramètres à un niveau d'intensité inférieur avant de procéder au traitement.
6. Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour passer en mode VISAGE ou appuyez deux fois pour éteindre l'appareil. L'appareil dispose d'une fonction d'arrêt automatique après 10 minutes.
7. Pour retirer la buse, tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

8. Voir la section "nettoyage" ci-dessous pour les instructions de remplacement du filtre.

Mode VISAGE

1. Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour passer en mode visage. Seul le mode EMS fonctionne, il n'est donc pas nécessaire d'utiliser la ventouse.
2. Appuyez sur EMS pour sélectionner le niveau EMS. 3 niveaux sont indiqués par 3 LED oranges.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil.

Conseils d'utilisation

- Le masseur anti-cellulite est particulièrement efficace lorsqu'il est utilisé régulièrement, en association avec une alimentation saine et équilibrée et une activité physique régulière.
- Déplacez le produit autour de votre corps pendant l'utilisation. Tenez simplement le boîtier de l'appareil fermement pour ne pas le faire tomber. Il n'est pas nécessaire d'appuyer trop fort l'appareil contre la peau. Si l'aspiration devient inconfortable ou trop forte, appuyez sur le bouton "RELEASE" pour libérer la buse de votre corps.
- Des rougeurs ou des ecchymoses temporaires sur la zone massée ne sont pas rares. Ces symptômes devraient disparaître en quelques jours.

Avertissements

- Une personne portant un stimulateur cardiaque ne peut pas effectuer une procédure à l'aide de l'appareil.
- Il est interdit d'utiliser l'appareil aux personnes ayant subi une intervention chirurgicale ou ayant subi des brûlures cutanées au cours du dernier mois.
- Il est interdit aux personnes souffrant de dermatite, de cicatrices, de lésions ou d'hypersensibilité électromagnétique d'utiliser l'appareil.
- Retirez les montres, verres et autres objets métalliques avant de commencer le travail.
- Évitez le contact de la tête avec le globe oculaire.
- Ne maintenez pas l'appareil au même endroit pendant une longue période.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des femmes enceintes.

Nettoyage

1. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
 2. Retirez la buse de l'appareil.
 3. Utilisez des pincettes pour retirer le filtre.
- Remarque : Il est recommandé de remplacer le filtre tous les trois mois ou lorsque vous commencez à sentir que la puissance d'aspiration est réduite.
4. Essuyez la buse avec un chiffon humide après utilisation.
 5. Ne laissez jamais l'unité principale entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides. Ne plongez dans aucun liquide pour le nettoyage.
 6. N'utilisez jamais de nettoyants abrasifs, de brosses, d'encaustiques pour vitres ou meubles, de diluants à peinture, etc. pour nettoyer l'appareil.

Stockage

- Gardez l'appareil sec et propre.
- Tenir à l'écart des températures élevées.
- Tenir hors de portée des enfants.

Plus d'informations sur la société et les produits [page 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Tamaño del dispositivo: | 145*60*69mm |
| Peso del dispositivo: | 234g |
| Tiempo de carga: | 3-4 horas |
| Tiempo de trabajo: | ≥60 minutos |
| Método de carga: | tipo c |
| Apagado automático: | 10 minutos |
| Longitud de onda de la luz roja: | 630±5nm |

Declaraciones de seguridad

Lea atentamente las instrucciones antes de usar. Siga estas pautas de seguridad cuando utilice el dispositivo.

Instrucciones de uso

Elija una copa de succión grande o pequeña según el tamaño de la zona a tratar. Conecte la copa de succión seleccionada al dispositivo colocando correctamente las lengüetas y girando hasta su posición.

Descripción del dispositivo [página 2 - f1]

1. Botón de encendido/apagado
2. Botón de ajuste de succión
3. Botón de modo LIPO
4. Botón de modo EMS
5. Indicadores LED
6. Entrada de carga tipo C
7. Ventosa grande
8. Una pequeña ventosa
9. Cable de carga tipo C

Carga

1. Cargue el dispositivo conectándolo a una fuente de alimentación mediante el cable USB tipo C suministrado. Durante la carga, los LED se iluminarán secuencialmente. Cuando el producto esté completamente cargado y los seis LED estén encendidos de forma continua, desconéctalo de la fuente de alimentación.
2. Una carga de 2 a 4 horas proporciona hasta 1 hora de uso inalámbrico.
3. Los 6 LED parpadearán 5 veces si la batería está baja y necesita cargarse.

Modo BODY

1. Presione brevemente el botón de encendido para encender el dispositivo. El aparato funciona en modo cuerpo. LIPO y EMS operan en el nivel 1.
 2. Presione LIPO para aumentar el nivel de succión, presione EMS para aumentar el nivel de EMS. Tanto la succión como el EMS tienen 3 niveles indicados por 3 LED naranjas.
- Nota: Para el primer uso, se recomienda comenzar con el nivel 1 tanto para EMS como para LIPO. Aplicar una pequeña cantidad de aceite de bebé regular o aceite de masaje en la piel puede ayudar con el efecto deslizante, pero, evite usar aceites perfumados que pueden dañar la ventosa de plástico.
3. Cuando los ajustes sean los esperados, coloque la copa de succión firmemente en la parte del cuerpo deseada y deslícela muy lentamente sobre la piel.
 4. Para obtener resultados óptimos, el tiempo de tratamiento es de 3 a 5 minutos por área cada día.
 5. Cuando LIPO y EMS están encendidos, debe sentir succión en la piel y una ligera corriente eléctrica. Si alguno de ellos le siente incómodo, presione el botón grande "Release" para detenerse de inmediato. Ajuste los niveles a configuraciones más bajas antes de continuar.
 6. Cuando termine, presione el botón de encendido una vez para ingresar al modo FACE o presione el botón dos veces para apagar el dispositivo. El dispositivo tiene una función de apagado automático después de 10 minutos.
 7. Retire la copa de succión girándola en sentido contrario a las agujas del reloj.

8. Consulte la sección "Limpieza" a continuación para conocer las sugerencias de reemplazo del filtro.

Modo FACE

1. Presione el botón de encendido dos veces para cambiar al modo Face. Solo funciona el modo EMS, por lo que no se necesita la copa de succión.
2. Pulse EMS para seleccionar el nivel de EMS. 3 niveles indicados por 3 LED naranjas.
3. Cuando termine, presione el botón de encendido una vez para apagar el dispositivo.

Consejos de uso

- El masajeador anticelulítico es especialmente efectivo cuando se usa regularmente, junto con una dieta sana y equilibrada y ejercicio regular.
- Mueva el producto sobre su cuerpo durante el uso. Simplemente, sostenga el dispositivo firmemente en la carcasa para que no se caiga. No es necesario presionar demasiado. Si la succión en algún momento se vuelve incómoda o demasiado fuerte, presione el botón "Release" para liberar el accesorio de su cuerpo.
- El enrojecimiento temporal o moretones en el área tratada no es nada infrecuente. Estos síntomas deberían desaparecer en unos días.

Precauciones

- Está prohibido el uso del dispositivo en personas con marcapasos.
- Está prohibido el uso del dispositivo en personas que se hayan sometido a una intervención quirúrgica de piel en el último mes o tengan quemaduras en la piel.
- Está prohibido el uso del dispositivo en personas con dermatitis, cicatrices, daños y sensibilidad electromagnética.
- Quítese el reloj, las gafas y otros objetos metálicos antes de empezar a trabajar.
- Evite el contacto del cabezal del dispositivo con el globo ocular.
- No mantenga el dispositivo en la misma zona durante largos periodos de tiempo.
- El dispositivo no debe ser utilizado por mujeres embarazadas.

Limpieza

1. Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
2. Retire la copa de succión del aparato.
3. Utilice unas pinzas para retirar el filtro.
Nota: Se recomienda cambiar el filtro cada tres meses o cuando empiece a notar que se reduce la potencia de succión.
4. Limpie la copa de succión con un paño húmedo después de cada uso.
5. Nunca permita que la unidad principal entre en contacto con agua u otros líquidos. No la sumerja en ningún líquido para limpiarla.
6. No utilice nunca limpiadores abrasivos, cepillos, abrillantadores de cristales o muebles, disolventes de pintura, etc. para limpiar la unidad.

Almacenamiento

- Mantenga el dispositivo seco y limpio.
- Mantener alejado de altas temperaturas.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Más información sobre la empresa y los productos [página 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Dispositivo de tamanho: | 145*60*69mm |
| Peso do dispositivo: | 234g |
| Tempo de carregamento: | 3-4 horas |
| Tempo de funcionamento: | ≥60 minutos |
| Método de carregamento: | Tipo c |
| Desligamento automático: | 10 minutos |
| Comprimento de onda da luz vermelha: | 630±5nm |

Indicações de segurança

Ler atentamente as instruções antes da utilização. Siga estas directrizes de segurança quando utilizar o dispositivo.

Instruções de utilização

Escolha a ventosa maior ou menor, dependendo do tamanho da área a ser tratada. Fixe a ventosa ao dispositivo, localizando corretamente os olhais e rodando-os para a posição correcta.

Descrição do dispositivo [página 2 - f1]

1. Botão de ligar/desligar
2. Botão de regulação da aspiração
3. Botão do modo LIPO
4. Botão do modo EMS
5. Indicadores LED
6. Entrada de carregamento tipo C
7. Ventosa grande
8. Uma ventosa pequena
9. Cabo de carregamento tipo C

Carregamento

1. Carregue o dispositivo ligando-o a uma fonte de alimentação utilizando o cabo USB tipo C fornecido. Durante o carregamento, os LEDs acendem-se sequencialmente. Quando o produto estiver totalmente carregado e todos os seis LEDs estiverem acesos continuamente, desligue-o da fonte de alimentação.
2. Um carregamento de 2 a 4 horas proporciona até 1 hora de utilização sem fios.
3. Os 6 LEDs piscarão 5 vezes se a bateria estiver fraca e precisar de ser carregada.

Modo CORPO

1. Prima o botão de alimentação para ligar o dispositivo e, em seguida, o dispositivo funcionará em modo de corpo. O LIPO e o EMS funcionam no nível 1.
2. Prima LIPO para aumentar o nível de sucção, prima EMS para aumentar o nível EMS. A sucção e o EMS funcionam em 3 níveis, indicados por 3 LEDs cor de laranja.
Nota: Na primeira utilização, sugerimos que comece com o nível 1, tanto para o modo EMS como para o modo LIPO. A aplicação de uma pequena quantidade de óleo de bebé ou de óleo de massagem pode ajudar o efeito de deslizamento, mas evite utilizar óleos perfumados, que podem danificar a ventosa de plástico.
3. Quando as definições estiverem definidas, coloque firmemente a ventosa na parte do corpo pretendida e deslize lentamente sobre a pele.
4. Para obter melhores resultados, o tratamento deve durar 3 a 5 minutos por zona, todos os dias.
5. Quando o LIPO e o EMS estão ligados, deve sentir a sucção e as leves correntes eléctricas. Para parar imediatamente se alguma delas se tornar desconfortável, prima o botão grande "Release". Ajuste os níveis para uma posição mais baixa antes de continuar.
6. Prima o botão de alimentação uma vez para mudar para o modo FACE ou prima duas vezes para desligar o aparelho. O aparelho desliga-se automaticamente após 10 minutos.
7. Para retirar o copo, rode-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
8. Consulte a secção "Limpeza" abaixo para obter conselhos sobre como mudar o filtro.

Modo FACE

1. Prima o botão de alimentação duas vezes e mude para o modo de rosto. Apenas o EMS funciona, pelo que não é necessário utilizar uma chávena.
2. Prima EMS para escolher o nível de EMS. Os 3 níveis são indicados por 3 LEDs cor de laranja.
3. Quando terminar, prima o botão de alimentação uma vez para desligar o dispositivo.

Conselhos de utilização

- O massajador anti-celulítico é especialmente eficaz quando utilizado regularmente e em conjunto com uma dieta saudável e equilibrada e exercício físico regular.
- Durante a utilização, mantenha o aparelho em movimento no seu corpo. Segure firmemente o aparelho no corpo para evitar deixá-lo cair. Não é necessário fazer demasiada força. Se o poder de sucção for desconfortável ou demasiado forte em qualquer altura, prima o botão "RELEASE" para soltar o copo do corpo.
- Não é invulgar a ocorrência temporária de vermelhidão ou nódoas negras na zona tratada. Isto deve desaparecer dentro de alguns dias.

Precauções

1. As pessoas com órgãos humanos electrónicos estão proibidas de o utilizar.
2. É proibida a utilização do aparelho por pessoas que tenham sido submetidas a intervenções cirúrgicas na pele no prazo de um mês ou que tenham sofrido queimaduras solares na pele.
3. Proibida a utilização por pessoas com lesões na pele, cicatrizes ou sensibilidade electromagnética.
3. Retirar o relógio, os óculos e outros objectos metálicos antes da utilização.
4. Evitar a aproximação da cabeça da pá ao globo ocular.
5. Não utilizar o aparelho na mesma área durante um longo período de tempo.
6. Não utilizar o aparelho durante a gravidez.

Limpeza

1. Desligue o aparelho da tomada antes de o limpar.
 2. Retire o copo da unidade principal.
 3. Utilize uma pinça para retirar o filtro.
- Nota: Recomendamos a substituição do filtro de três em três meses ou quando começar a sentir que o poder de sucção é menos potente.
4. Após a utilização, a ventosa deve ser limpa com um pano húmido.
 5. Nunca permita que a água ou quaisquer outros líquidos entrem em contacto com a unidade principal. Não mergulhar em qualquer líquido para limpar.
 6. Nunca utilize produtos de limpeza abrasivos, escovas, polidores de vidro ou de móveis, diluente, etc. para limpar o dispositivo.

Armazenamento

- Manter o aparelho seco e limpo.
- Manter afastado de temperaturas elevadas.
- Mantenha-o fora do alcance das crianças.

Mais informações sobre a empresa e os produtos [página 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Dimensione del dispositivo: | 145*60*69mm |
| Peso del dispositivo: | 234 gr |
| Tempo di carica: | 3-4 ore |
| Orario di lavoro: | ≥60 minuti |
| Metodo di ricarica: | tipo C |
| Spegnimento automatico: | 10 minuti |
| Lunghezza d'onda della luce rossa: | 630±5 nm |

Avvertenze sulla sicurezza

Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni. Rispettare le indicazioni di sicurezza durante l'uso del dispositivo.

Istruzioni per l'uso

Scegli una ventosa più grande o più piccola, a seconda delle dimensioni dell'area massaggiata. Attacca l'ugello al dispositivo individuando le sue piccole sporgenze e ruotandolo.

Descrizione del dispositivo [pagina 2 - f1]

1. Pulsante di accensione/spegnimento
2. Pulsante regolazione aspirazione
3. Pulsante modalità LIPO
4. Pulsante modalità EMS
5. Indicatori LED
6. Ingresso di ricarica di tipo C
7. Grande ventosa
8. Una piccola ventosa
9. Cavo di ricarica di tipo C

Approdo

1. Carica il dispositivo collegandolo a una fonte di alimentazione tramite il cavo USB di tipo C in dotazione. Durante la carica, i LED si accendono in sequenza. Quando il prodotto è completamente carico e tutti e sei i LED sono accesi in modo continuo, scollegarlo dalla fonte di alimentazione.
2. Una carica da 2 a 4 ore fornisce circa 1 ora di utilizzo cordless.
3. Quando il dispositivo è acceso, tutti e 6 i LED lampeggeranno 5 volte se la batteria è scarica e deve essere ricaricata.

Modalità CORPO

1. Premere brevemente il pulsante di accensione per accendere il dispositivo. Il dispositivo è in modalità Corpo. LIPO ed EMS lavorano al livello 1.
2. Premere LIPO per aumentare il livello di aspirazione, premere EMS per aumentare il livello EMS. Sia l'aspirazione che l'EMS hanno 3 livelli indicati da 3 LED arancioni. Attenzione! Quando si utilizza per la prima volta, si consiglia di iniziare con il livello 1 sia per la modalità EMS che per quella LIPO. Applicare una piccola quantità di olio per bambini o olio da massaggio sulla pelle può aiutare con l'effetto di scivolamento. Tuttavia, l'uso di oli profumati dovrebbe essere evitato in quanto possono danneggiare l'ugello di plastica.
3. Dopo aver regolato le impostazioni in base alle proprie esigenze, posizionare la ventosa contro la parte del corpo selezionata e spostarla molto lentamente sulla pelle.
4. Per ottenere i migliori risultati, ripetere il trattamento per 3-5 minuti al giorno.
5. Quando LIPO ed EMS sono accesi, dovresti sentire sia l'aspirazione della pelle che un leggero flusso di corrente elettrica. Se qualcuno di loro diventa cattivo, premi il grande pulsante "Rilascia" per spegnerlo. Modificare le impostazioni su un livello di intensità inferiore prima di procedere con il trattamento.
6. Premi il pulsante di accensione una volta per passare alla modalità FACE o premilo due volte per spegnere il dispositivo. Il dispositivo dispone di una funzione di spegnimento automatico dopo 10 minuti.
7. Per rimuovere l'ugello, ruotarlo in senso antiorario.
8. Vedere la sezione "pulizia" di seguito per le istruzioni sulla sostituzione del filtro.

Modalità VISO

1. Premere due volte il pulsante di accensione per passare alla modalità Viso. Funziona solo la modalità EMS, quindi non è necessario utilizzare la ventosa.
2. Premere EMS per selezionare il livello EMS. 3 livelli sono indicati da 3 LED arancioni.
3. Al termine, premere una volta il pulsante di accensione per spegnere il dispositivo.

Suggerimenti per l'uso

- Il massaggiatore anticellulite è particolarmente efficace se utilizzato regolarmente, in combinazione con una dieta sana ed equilibrata e un regolare esercizio fisico.
- Spostare il prodotto intorno al corpo durante l'uso. Basta tenere saldamente la custodia del dispositivo per non farlo cadere. Non è necessario premere troppo forte il dispositivo contro la pelle. Se l'aspirazione in qualsiasi momento diventa scomoda o troppo forte, premi il pulsante "RELEASE" per rilasciare l'ugello dal tuo corpo.
- L'arrossamento o lividi temporanei dell'area massaggiata non sono infrequenti. Questi sintomi dovrebbero scomparire entro pochi giorni.

Avvertenze

- Una persona con un pacemaker non può eseguire una procedura utilizzando il dispositivo.
- È vietato l'uso del dispositivo a persone che hanno subito interventi chirurgici o ustioni cutanee nell'ultimo mese.
- Alle persone con dermatiti, cicatrici, danni o ipersensibilità elettromagnetica è vietato l'uso del dispositivo.
- Rimuovere orologi, occhiali e altri oggetti metallici prima di iniziare il lavoro.
- Evitare il contatto della testa con il bulbo oculare.
- Non tenere il dispositivo nella stessa area per lungo tempo.
- Il dispositivo non deve essere utilizzato da donne in gravidanza.

Pulizia

1. Scollegare il dispositivo prima della pulizia.
 2. Rimuovere l'ugello dal dispositivo.
 3. Utilizzare le pinzette per rimuovere il filtro.
- Nota: si consiglia di sostituire il filtro ogni tre mesi o quando si inizia a sentire che la potenza di aspirazione è ridotta.
4. Dopo l'uso, pulire l'ugello con un panno umido.
 5. Non permettere mai che l'unità principale venga a contatto con acqua o altri liquidi. Non immergere in alcun liquido per la pulizia.
 6. Non utilizzare mai detergenti abrasivi, spazzole, lucidanti per vetri o mobili, diluenti per vernici, ecc. per pulire il dispositivo.

Magazzinaggio

- Mantenere il dispositivo asciutto e pulito.
- Tenere lontano da temperature elevate.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Maggiori informazioni sull'azienda e sui prodotti [pagina 2 - f2]

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautify.eu

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Velikost zařízení: | 145*60*69mm |
| Hmotnost zařízení: | 234 g |
| Doba nabíjení: | 3-4 hodiny |
| Pracovní čas: | ≥60 minut |
| Způsob nabíjení: | typ c |
| Automatické vypnutí: | 10 minut |
| Vlnová délka červeného světla: | 630 ± 5 nm |

Upozornění na bezpečnost

Před použitím si důkladně přečtěte návod k obsluze. Dodržujte bezpečnostní pokyny při používání zařízení.

Návod k použití

Vyberte si větší nebo menší přísavku, podle velikosti masírované oblasti. Připojte trysku k zařízení umístěním jejich malých výstupků a otočením.

Popis zařízení [strana 2 - f1]

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí
2. Tlačítko nastavení sání
3. Tlačítko režimu LIPO
4. Tlačítko režimu EMS
5. LED indikátory
6. Nabíjecí vstup typu C
7. Velká přísavka
8. Malá přísavka
9. Nabíjecí kabel typu C

Přistání

1. Nabíjejte zařízení připojením ke zdroji napájení pomocí dodaného kabelu USB typu C. Během nabíjení se postupně rozsvěčují kontrolky LED. Jakmile je výrobek plně nabitý a všech šest diod LED svítí nepřetržitě, odpojte jej od zdroje napájení.
2. 2 až 4 hodiny nabíjení poskytuje přibližně 1 hodinu bezdrátového používání.
3. Když je zařízení zapnuté, všech 6 LED 5krát zabliká, pokud je baterie vybitá a potřebuje nabít.

Režim BODY

1. Krátkým stisknutím tlačítka napájení zapnete zařízení. Zařízení je v režimu Body, LIPO a EMS fungují na úrovni 1.
2. Stiskněte LIPO pro zvýšení úrovně sání, stiskněte EMS pro zvýšení úrovně EMS. Sání i EMS mají 3 úrovně indikované 3 oranžovými LED diodami. Pozornost! Při prvním použití se doporučuje začít s úrovní 1 pro režim EMS i LIPO. Nanesení malého množství dětského oleje nebo masážního oleje na pokožku může pomoci s klouzavým efektem. Je však třeba se vyhnout použití parfémovaných olejů, protože mohou poškodit plastovou trysku.
3. Po úpravě nastavení podle vašich potřeb přiložte přísavku k vybrané části těla a velmi pomalu ji pohybuje po pokožce.
4. Pro dosažení nejlepších výsledků opakujte ošetření po dobu 3 až 5 minut denně.
5. Když jsou LIPO a EMS zapnuté, měli byste cítit jak sání kůže, tak mírný tok elektrického proudu. Pokud je některý z nich nepříjemný, vypněte jej stisknutím velkého tlačítka „Uvolnit“. Před pokračováním v ošetření změňte nastavení na nižší úroveň intenzity.
6. Stisknutím tlačítka napájení jednou přejdete do režimu OBLIČEJE nebo dvakrát jej stiskněte, abyste zařízení vypnuli. Zařízení má funkci automatického vypnutí po 10 minutách.
7. Chcete-li trysku vyjmout, otočte ji proti směru hodinových ručiček.
8. Pokyny pro výměnu filtru naleznete v části „čištění“ níže.

Režim FACE

1. Stiskněte dvakrát tlačítko napájení pro přepnutí do režimu obličej. Funguje pouze režim EMS, takže není potřeba používat přísavku.
2. Stiskněte EMS pro výběr úrovně EMS. 3 úrovně jsou indikovány 3 oranžovými LED diodami.
3. Po dokončení jedním stisknutím tlačítka napájení vypnete zařízení.

Tipy pro použití

- Anticelulitidní masážní přístroj je zvláště účinný při pravidelném používání ve spojení se zdravou, vyváženou stravou a pravidelným cvičením.
- Během používání pohybujte produktem kolem těla. Stačí pevně držet pouzdro zařízení, aby vám nespadlo. Zařízení není nutné příliš tlačit na kůži. Pokud se sání v kterémkoli bodě stane nepříjemným nebo příliš silným, stiskněte tlačítko „RELEASE“, abyste uvolnili hubici z těla.
- Dočasné zarudnutí nebo modřiny masírované oblasti nejsou neobvyklé. Tyto příznaky by měly vymizet během několika dnů.

Varování

- Osoba s kardiostimulátorem nemůže provádět proceduru pomocí zařízení.
- Zařízení je zakázáno používat osobám, které v posledním měsíci prodělaly operaci nebo utrpěly popáleniny kůže.
- Osoby s dermatitidou, jizvami, poškozením nebo elektromagnetickou přecitlivělostí mají zakázáno používat přístroj.
- Před zahájením práce sejměte hodinky, brýle a jiné kovové předměty.
- Vyhněte se kontaktu hlavy s oční bulvou.
- Nedržte zařízení ve stejné oblasti po dlouhou dobu.
- Zařízení by neměly používat těhotné ženy.

Čištění

1. Před čištěním zařízení odpojte.
 2. Vyjměte trysku ze zařízení.
 3. Pomocí pinzety vyjměte filtr.
- Poznámka: Doporučuje se vyměnit filtr každé tři měsíce nebo když začnete pocítovat snížený sací výkon.
4. Po použití otřete trysku dočista vlhkým hadříkem.
 5. Nikdy nedovolte, aby se hlavní jednotka dostala do kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami. Při čištění nepoužívejte do žádné kapaliny.
 6. K čištění zařízení nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, kartáče, leštidla na sklo nebo nábytek, ředidlo na barvy atd.

Úložný prostor

- Udržujte zařízení suché a čisté.
- Chraňte před vysokou teplotou.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

Další informace o společnosti a výrobcích [strana 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Velikost naprave: | 145*60*69 mm |
| Teža naprave: | 234 g |
| Čas polnjenja: | 3-4 ure |
| Delovni čas: | ≥60 minut |
| Način polnjenja: | vrsta c |
| Samodejni izklop: | 10 minut |
| Valovna dolžina rdeče svetlobe: | 630±5nm |

Opozorila glede varnosti

Pred uporabo natančno preberite navodila za uporabo. Upoštevajte varnostna navodila pri uporabi naprave.

Navodila za uporabo

Izberite večjo ali manjšo ventuzo, odvisno od velikosti masiranega področja. Šobo pritrdite na napravo tako, da poiščete njene majhne štrline in jo zasukate.

Opis naprave [strana 2 - f1]

1. Gumb za vklop/izklop
2. Gumb za nastavev sesanja
3. Gumb za način LIPO
4. Gumb za način EMS
5. LED indikatorji
6. Polnilni vhod tipa C
7. Velika priseska
8. Majhna priseska
9. Polnilni kabel Type-C

Pristanek

1. Nabijajte zariadenie pripojením k zdroju napájania pomocou dodaného kábla USB typu C. Počas nabíjania sa budú postupne rozsvetcovať kontrolky LED. Keď je výrobok úplne nabitý a všetkých šesť LED diód svieti nepretržite, odpojte ho od zdroja napájania.
2. 2- do 4-urno polnjenje zagotavlja približno 1 uro brezžične uporabe.
3. Ko je naprava vklopljena, bo vseh 6 LED 5-krat utripnilo, če je baterija skoraj prazna in jo je treba napolniti.

Način BODY

1. Na kratko pritisnite gumb za vklop, da vklopite napravo. Naprava je v načinu Body. LIPO in EMS delujeta na stopnji 1.
2. Pritisnite LIPO, da povečate stopnjo sesanja, pritisnite EMS, da povečate raven EMS. Tako sesanje kot EMS imata 3 stopnje, označene s 3 oranžnimi LED diodami. Pozor! Pri prvi uporabi je priporočljivo začeti s stopnjo 1 za način EMS in LIPO. Nanos majhne količine otroškega ali masažnega olja na kožo lahko pomaga pri drsečem učinku. Vendar se je treba izogibati uporabi parfumiranih olj, saj lahko poškodujejo plastično šobo.
3. Ko prilagodite nastavitve svojim potrebam, postavite prisesek na izbrani del telesa in ga zelo počasi premikajte po koži.
4. Za najboljše rezultate ponavljajte zdravljenje 3 do 5 minut dnevno.
5. Ko sta LIPO in EMS vklopljena, bi morali občutiti sesanje kože in rahel pretok električnega toka. Če kateri od njih postane grd, pritisnite velik gumb "Sprosti", da ga izklopite. Preden nadaljujete z zdravljenjem, spremenite nastavitve na nižjo stopnjo intenzivnosti.
6. Enkrat pritisnite gumb za vklop, da se premaknete v način OBRAZ ali ga dvakrat pritisnite, da izklopite napravo. Naprava ima funkcijo samodejnega izklopa po 10 minutah.
7. Šobo odstranite tako, da jo zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca.
8. Glejte spodnji razdelek "čiščenje" za navodila za zamenjavo filtra.

Način OBRAZ

1. Dvakrát pritisnite gumb za vklop, da preklopíte v naáin obraza. Deluje samo naáin EMS, zato ni treba uporabljati príseska.
2. Pritisnite EMS, da izberete raven EMS. 3 stopnje so prikazane s 3 oranžnimi LED diodami.
3. Ko konáate, enkrát pritisnite gumb za vklop, da izklopite napravo.

Nasveti za uporabo

- Anticelulitní masáží aparát je še posebej učinkovit ob redni uporabi, v povezavi z zdravo, uravnoteženo prehrano in redno telesno vadbo.
- Med uporabo premikajte izdelek po telesu. Enostavno držite ohišje naprave trdno, da vam ne pade. Naprave ni treba preveá pritisniti ob kožo. Áe sesanje na kateri koli toái postane neprijetno ali premoáno, pritisnite gumb "RELEASE", da sprostite šobo iz telesa.
- Záasna pordelost ali podplutbe na masiranem obmoáju niso neobiáajne. Ti simptomi bi morali izginiti v nekaj dneh.

Opozorila

- Oseba s sránim spodbujevalníkom ne more izvesti postopka z napravo.
- Napravo je prepovedano uporabljati osebam, ki so bile v zadnjem mesecu operirane ali so imele opekline na koži.
- Osebam z dermatitisom, brazgotinami, poškvobami ali elektromagnetno preobáutljivostjo je uporaba naprave prepovedana.
- Pred zaáetkom dela odstranite ure, oáala in druge kovinske predmete.
- Izogibajte se stiku glave z zrkóm.
- Naprave ne držite dolgo na istem obmoáju.
- Naprave ne smejo uporabljati noseánice.

Áišáenje

1. Pred áišáenjem izklopite napravo.
2. Odstranite šobo iz naprave.
3. S pinceto odstranite filter.

Opomba: Priporoáljivo je, da filter zamenjate vsake tri mesece ali ko zaánete áutiti, da je sesalna moá zmanjšana.

4. Šobo po uporabi obrišite z vlažno krpo.
5. Nikoli ne dovolite, da bi glavna enota prišla v stik z vodo ali drugimi tekoáinami. Za áišáenje ga ne potaplajte v nobeno tekoáino.
6. Za áišáenje naprave nikoli ne uporabljajte abrazivnih áistil, šáetek, lošáila za steklo ali pohišstvo, razredáila itd.

Shranjevanje

- Napravo ohranjajte suho in áisto.
- Hraniti loáeno od visokih temperatur.
- Hraniti izven dosega otrok.

Áalšie informácie o spoločnosti a výrobkoch [strana 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Velikost naprave: | 145*60*69 mm |
| Teža naprave: | 234 g |
| Čas polnjenja: | 3-4 ure |
| Čas delovanja: | ≥60 minut |
| Način polnjenja: | Vrsta c |
| Samodejni izklop: | 10 minut |
| V valovni dolžini rdeče svetlobe: | 630±5 nm |

Varnostna opozorila

Pred uporabo natančno preberite navodila. Pri uporabi naprave upoštevajte varnostna navodila.

Navodila za uporabo

Izberite večji ali manjši ventil glede na velikost območja, ki ga želite masirati. Šobo pritrdite na napravo tako, da poiščete njene majhne izbokline in jo zavrtite.

Opis naprave [stran 2 - f1]

1. Gumb za vklop/izklop
2. Gumb za nastavev sesanja
3. Gumb za način LIPO
4. Gumb za način EMS
5. Indikatorji LED
6. Vhod za polnjenje tipa C
7. Velika sesalna skodelica
8. Majhen prisesek
9. Polnilni kabel tipa C

Polnjenje

1. Napravo napolnite tako, da jo s priloženim kablom USB tipa C priključite na vir napajanja. Med polnjenjem se LED diode zaporedno prižigajo. Ko je izdelek popolnoma napoljen in vseh šest diod LED neprekinjeno sveti, ga odklopite iz vira napajanja.
2. Polnjenje, ki traja od 2 do 4 ure, zagotavlja približno 1 uro brezžične uporabe.
3. Ko je naprava vklopljena, bo vseh šest diod LED petkrat utripnilo, če je baterija skoraj prazna in jo je treba napolniti.

Način BODY

1. Za vklop naprave na kratko pritisnite gumb za vklop. Naprava je v načinu Body. LIPO in EMS delujeta na ravni 1.
2. Pritisnite LIPO, da povečate raven sesanja, pritisnite EMS, da povečate raven EMS. Tako odsesavanje kot EMS imata 3 ravni, ki so označene s 3 oranžnimi diodami LED. Opomba: Pri prvi uporabi je priporočljivo, da za način EMS in LIPO začnete na ravni 1. Če na kožo nanesete majhno količino otroškega ali masažnega olja, lahko pomagata ustvariti učinek drsenja. Vendar se izogibajte uporabi parfumiranih olj, saj lahko poškodujejo plastično šobo.
3. Ko nastavitve prilagodite svojim potrebam, nastavite šobo na zeleni del telesa in zelo počasi drsite po koži.
4. Za najboljše rezultate ponavljajte tretma od 3 do 5 minut na dan.
5. Ko sta LIPO in EMS vklopljena, morate čutiti sesanje kože in rahel pretok električne energije. Če postane karkoli od tega neprijetno, pritisnite velik gumb "Release", da ju izklopite. Pred nadaljevanjem zdravljenja spremenite nastavev na nižjo stopnjo intenzivnosti.
6. Enkrat pritisnite gumb za vklop, da preklopite v način FACE, ali ga pritisnite dvakrat, da napravo izklopite. Naprava ima funkcijo samodejnega izklopa po 10 minutah.
7. Odstranite šobo tako, da jo obrnete v nasprotni smeri urinega kazalca.
8. Za navodila o zamenjavi filtra glejte spodnji razdelek "Čiščenje".

NAČIN FORMIRANJA

1. Dvakrat pritisnite gumb za vklop, da preklopite v obrazni način. Deluje samo način

EMS, zato vam ni treba uporabljati ščetke za iztiskanje.

2. Pritisnite gumb EMS, da izberete stopnjo EMS. Tri ravni so označene s tremi oranžnimi diodami LED.

3. Ko končate, enkrat pritisnite gumb za vklop, da izklopite enoto.

Navodila za uporabo

- Anticelulitni masažni aparat je še posebej učinkovit ob redni uporabi v kombinaciji z zdravo, uravnoteženo prehrano in redno telesno vadbo.
- Pri uporabi se z izdelkom premikajte po telesu. Ohišje naprave preprosto trdno držite, da vam ne pade. Naprave ni treba premočno pritiskati na kožo. Če sesanje kadar koli postane neprijetno ali premočno, pritisnite gumb "RELEASE" in sprostite nastavek s telesa.
- Začasna rdečica ali modrica na masiranem območju ni redkost. Ti simptomi naj bi v nekaj dneh izginili.

Opozorila

- Naprave ne smejo uporabljati osebe s srčnim spodbujevalnikom.
- Naprave ne smejo uporabljati osebe, ki so bile v zadnjem mesecu operirane ali so imele opekline kože.
- Osebe z dermatitisom, brazgotinami, lezijami ali elektromagnetno preobčutljivostjo naprave ne smejo uporabljati.
- Pred začetkom dela odstranite ure, očala in druge kovinske predmete.
- Izogibajte se stiku glave z očmi.
- Naprave ne hranite na istem mestu dalj časa.
- Naprave ne smejo uporabljati nosečnice.

Čiščenje

1. Pred čiščenjem napravo izklopite.
 2. Odstranite šobo iz naprave.
 3. S pinceto odstranite filter. 4. S pomočjo pincete odstranite filter.
- Opomba: Priporočljivo je, da filter zamenjate vsake tri mesece ali ko začnete čutiti zmanjšanje sesalne moči.
4. Po uporabi šobo obrišite z vlažno krpo.
 5. Nikoli ne dovolite, da bi glavna enota prišla v stik z vodo ali drugimi tekočinami. Zaradi čiščenja enote ne potaplajte v nobeno tekočino.
 6. Za čiščenje enote ne uporabljajte abrazivnih čistil, krtač, loščil za steklo ali pohištvo, razredčil itd.

Shranjevanje

- Aparat shranjujte na suhem in čistem mestu.
- Shranjujte stran od visokih temperatur.
- Shranjujte v

Za več informacij o podjetju in izdelkih [stran 2 - f2]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautifly.eu

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Seadme suurus: | 145*60*69 mm |
| Seadme kaal: | 234 g |
| Laadimisaeg: | 3-4 tundi |
| Tööaeg: | ≥60 minutit |
| Laadimisrežiim: | Tüüp c |
| Automaatne väljalülitus: | 10 minutit |
| Punase valguse lainepikkus: | 630 ± 5 nm |

Ohutusohiatused

Enne kasutamist lugege hoolikalt juhiseid. Järgige seadme kasutamisel ohutusjuhiseid.

Kasutusjuhend

Valige suurem või väiksem ventilaator sõltuvalt masseeritava ala suuruselt. Kinnitage otsik seadme külge, leides selle väikeseid väljalatuvad osad ja pöörates seda.

Seadme kirjeldus [lk 2 - f1]

1. sisse/välja lülitamise nupp
2. imemisvõimsuse seadistusnupp
3. LIPO-režiimi nupp
4. EMS-režiimi nupp
5. LED-indikaatorid
6. laadimissisend C-tüüpi
7. suur iminapp
8. väike iminapp
9. laadimiskaabel tüüp C

Laadimine

1. Laadige seadet, ühendades see kaasasoleva C-tüüpi USB-kaabli abil vooluallikaga. Laadimise ajal põlevad valgusdiodid järjestikku. Kui toode on täielikult laetud ja kõik kuus valgusdiodi põlevad pidevalt, ühendage see vooluallikast lahti.
2. kuni 4 tundi kestev laadimine tagab umbes 1 tunni kestva juhtmevaba kasutamise.
3. Kui seade on sisse lülitatud, vilguvad kõik kuus valgusdiodi 5 korda, kui aku on peaaegu tühi ja vajab laadimist.

BODY-režiim

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage lühidalt toitenuppu. Seade on keharežiimis. LIPO ja EMS töötavad tasemel 1.
2. Vajutage LIPO, et suurendada imemistaset, vajutage EMS, et suurendada EMS taset. Nii imemisel kui ka EMSil on 3 taset, mida näitavad 3 oranži LED-i.
- Märkus: Esmakordsel kasutamisel on soovitatav alustada EMS- ja LIPO-režiimi puhul tasemelt 1. Väikese koguse beebiõli või massaažiõli kandmine nahale võib aidata luua libisevat efekti. Vältige siiski parfümeeritud õlide kasutamist, kuna need võivad kahjustada plastmassist otsikut.
3. Kui olete seaded oma vajadustele vastavaks muutnud, asetage otsik soovitud kehaosale ja libistage seda väga aeglaselt üle naha.
4. Parimate tulemuste saavutamiseks korraldage hooldust 3 kuni 5 minutit päevas.
5. Kui LIPO ja EMS on sisse lülitatud, peaksite tundma naha imemist ja kerget elektrivoolu. Kui kumbki neist muutub ebamugavaks, vajutage välja lülitamiseks suurt nuppu "Release". Enne ravi jätkamist muutke seade madalamale intensiivsuse tasemele.
6. Vajutage üks kord toitenuppu, et siseneda FACE-režiimi, või vajutage seda kaks korda, et seade välja lülitada. Seadmel on automaatne väljalülitusfunktsioon 10 minuti pärast.
7. Eemaldage otsik, keerates seda vastupäeva.
8. Juhiseid filtri vahetamise kohta leiate jaotisest "Puhastamine" allpool.

FORM-režiim

1. vajutage kaks korda toitenuppu, et lülitada näo režiimi. Töötab ainult EMS-režiim,

seega ei ole vaja kasutada pigistajat.

2. vajutage EMS-nuppu, et valida EMS-tase. 3 taset on näidatud 3 oranži valgusdiodiga.

3. Kui olete lõpetanud, vajutage üks kord toitenuppu, et seade välja lülitada.

Kasutusjuhised

- Tselluliidivastane massöör on eriti tõhus, kui seda kasutatakse regulaarselt koos tervisliku ja tasakaalustatud toitumise ning regulaarse treeninguga.
- Kasutamisel liigutage toodet üle keha. Hoidke lihtsalt seadme korpusest kindlalt kinni, et vältida selle kukkumist. Seadet ei pea liiga tugevalt vastu nahka suruma. Kui imemine muutub mingil hetkel ebamugavaks või liiga tugevaks, vajutage nuppu "RELEASE", et vabastada otsik kehast.
- Massaažipiirkonna ajutine punetus või verevalumid ei ole haruldased. Need sümptomid peaksid kaduma mõne päeva jooksul.

Hoiatused

- Seadet ei tohi kasutada inimesed, kellel on südamestimulaator.
- Seadet ei tohi kasutada isikud, kes on viimase kuu jooksul läbinud operatsiooni või kellel on olnud nahapõletusi.
- Seadme kasutamine on keelatud isikutel, kellel on dermatiit, armistumine, kahjustused või elektromagnetiline ülitundlikkus.
- Enne töö alustamist eemaldage kellad, prillid ja muud metallist esemed.
- Vältige peast-silma kontakti.
- Ärge hoidke seadet pikka aega samas kohas.
- Seadet ei tohi kasutada rasedad naised.

Puhastamine

1 Enne puhastamist lülitage seade välja.

2. Eemaldage otsik seadmest.

3. Eemaldage filter pintsettide abil.

Märkus: Filtrit on soovitatav vahetada iga kolme kuu tagant või siis, kui hakkate tundma imemisvõimsuse vähenemist.

4. Pühkige pihusti pärast kasutamist niiske lapiga.

5. Ärge kunagi laske peaseadmel kokku puutuda vee või muude vedelikega. Ärge kastke seadet puhastamiseks mingisse vedelikku.

6. Ärge kasutage seadme puhastamiseks abrasiivseid puhastusvahendeid, harju, klaas- või mööblipoliituri, lahjendeid jne.

Säilitamine

- Säilitage seadet kuivas ja puhtas kohas.
- Hoidke seadet eemal kõrgetest temperatuuridest.
- Hoida

isateave ettevõtte ja toodete kohta [lk 2 - f2]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautifly.eu

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Įrenginio dydis: | 145*60*69mm |
| Prietaiso svoris: | 234 g |
| Įkrovimo laikas: | 3-4 valandas |
| Darbo laikas: | ≥60 minučių |
| Įkrovimo būdas: | tipas c |
| Automatinis išjungimas: | 10 minučių |
| Raudonos šviesos bangos ilgis: | 630±5nm |

Saugumo įspėjimai

Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Laikykitės saugos taisyklių naudojant įrenginį.

Naudojimo instrukcijos

Rinkitės didesnį ar mažesnį siurbtuką, priklausomai nuo masažuojamos vietos dydžio. Pritvirtinkite antgalį prie prietaiso nustatydami mažus jo išsikišimus ir pasukdami.

Įrenginio aprašymas [puslapis 2 - f1]

1. Įjungimo/išjungimo mygtukas
2. Siurbimo reguliavimo mygtukas
3. LIPO režimo mygtukas
4. EMS režimo mygtukas
5. LED indikatoriai
6. C tipo įkrovimo įvestis
7. Didelis siurbtukas
8. Mažas siurbtukas
9. C tipo įkrovimo laidas

Nusileidimas

1. Įkraukite prietaisą prijungdami jį prie maitinimo šaltinio naudodami pridėdamą C tipo USB kabelį. Įkrovimo metu šviesos diodai šviečia nuosekliai. Kai gaminys bus visiškai įkrautas ir visi šeši šviesos diodai degs nepertraukiamai, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
2. 2–4 valandų įkrovimas užtikrina maždaug 1 valandą beįleidžio naudojimo.
3. Kai įrenginys įjungtas, visi 6 šviesos diodai sumirksės 5 kartus, jei akumuliatorius išsikrauna ir jį reikia įkrauti.

BODY režimas

1. Trumpai paspauskite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte įrenginį. Prietaisas veikia kūno režimu. LIPO ir EMS veikia 1 lygiu.
2. Paspauskite LIPO, kad padidintumėte siurbimo lygį, paspauskite EMS, kad padidintumėte EMS lygį. Tiek siurbimas, tiek EMS turi 3 lygius, kuriuos rodo 3 oranžiniai šviesos diodai.
3. Dėmesio! Naudojant pirmą kartą, rekomenduojama pradėti nuo 1 lygio tiek EMS, tiek LIPO režimams. Odą patepę nedideliu kiekiu kūdikių aliejaus ar masažo aliejaus, galite pagerinti slydimo efektą. Tačiau reikėtų vengti naudoti kvėpiančius aliejus, nes jie gali pažeisti plastikinį antgalį.
3. Sureguliuavę nustatymus pagal savo poreikius, pridėkite siurbimo pagalvėlę prie pasirinktos kūno dalies ir labai lėtai judinkite per odą.
4. Siekdami geriausių rezultatų, procedūrą kartokite 3–5 minutes kasdien.
5. Kai įjungti LIPO ir EMS, turėtumėte jausti ir odos siurbimą, ir nedidelį elektros srovių srautą. Jei kuris nors iš jų tampa nemalonus, paspauskite didelį mygtuką „Atleisti“, kad jį išjungtumėte. Prieš tęsdami gydymą, pakeiskite nustatymus į žemesnį intensyvumo lygį.
6. Norėdami pereiti į VEIDO režimą, vieną kartą paspauskite maitinimo mygtuką, o norėdami išjungti įrenginį, spustelėkite jį du kartus. Prietaisas turi automatinio išjungimo funkciją po 10 minučių.
7. Norėdami išimti antgalį, pasukite jį prieš laikrodžio rodyklę.
8. Filto keitimo instrukcijas rasite toliau esančiame skyriuje „Valymas“.

FACE režimas

1. Du kartus paspauskite maitinimo mygtuką, kad perjungtumėte į veido režimą. Veikia tik EMS režimas, todėl nereikia naudoti siurbtuko.
2. Paspauskite EMS, kad pasirinktumėte EMS lygį. 3 lygius rodo 3 oranžiniai šviesos diodai.
3. Baigę vieną kartą paspauskite maitinimo mygtuką, kad išjungtumėte įrenginį.

Naudojimo patarimai

- Anticeliulitinis masažuoklis ypač efektyvus, kai naudojamas reguliariai, kartu su sveika, subalansuota mityba ir reguliaria mankšta.
- Naudodami produktą judėkite po kūną. Tiesiog tvirtai laikykite prietaiso dėklą, kad nenukristų. Nereikia prietaiso per stipriai spausti prie odos. Jei siurbimas bet kurio momentu tampa nepatogus arba per stiprus, paspauskite mygtuką „ATLEISTI“, kad atlaisvintumėte antgalį nuo kūno.
- Neretai pasitaiko laikinas masažuojamos vietos paraudimas ar mėlynių atsiradimas. Šie simptomai turėtų išnykti per kelias dienas.

Įspėjimai

- Asmuo, turintis širdies stimuliatorių, negali atlikti procedūros naudodamas prietaisą.
- Prietaisą draudžiama naudoti žmonėms, kuriems pastarąjį mėnesį buvo atlikta operacija arba jie nudegę odą.
- Žmonėms, turintiems dermatitą, randus, pažeidimus ar padidėjusį elektromagnetinį jautrumą, naudoti prietaisą draudžiama.
- Prieš pradėdami dirbti, nuimkite laikrodžius, akinius ir kitus metalinius daiktus.
- Venkite galvos kontakto su akies obuoliu.
- Nelaikykite prietaiso toje pačioje vietoje ilgą laiką.
- Prietaiso neturėtų naudoti nėščios moterys.

Valymas

1. Prieš valydami išjunkite prietaisą.
2. Nuimkite antgalį nuo įrenginio.
3. Išimkite filtrą pincetu.

Pastaba: filtrą rekomenduojama keisti kas tris mėnesius arba kai pradėdate jausti, kad siurbimo galia sumažėja.

4. Po naudojimo purkštuką nuvalykite drėgna šluoste.
5. Niekada neleiskite pagrindiniam įrenginiui liestis su vandeniu ar kitais skysčiais. Valymui nenardinkite į jokių skystį.
6. Prietaisui valyti niekada nenaudokite abrazyvinių valiklių, šepečių, stiklo ar baldų poliravimo, dažų skiediklio ir pan.

Sandėliavimas

- Laikykite prietaisą sausa ir švarų.
- Laikyti atokiai nuo aukštos temperatūros.
- Saugoti nuo vaikų.

Daugiau informacijos apie įmonę ir gaminius [2 puslapis - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

| | |
|--|--------------|
| Ierīces izmērs: | 145*60*69 mm |
| Ierīces svars: | 234 g |
| Uzlādes laiks: | 3-4 stundas |
| Darbības laiks: | ≥ 60 minūtes |
| Uzlādes režīms: Automātiska izslēgšanās: | c tips |
| Sarkanās gaismas viļņa garums: | 10 minūtes |
| Gaismas garums: | 630±5 nm |

Drošības brīdinājumi

Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Lietojot ierīci, ievērojiet drošības norādījumus.

Lietošanas instrukcija

Izvēlieties lielāku vai mazāku ventilācijas atveri atkarībā no masējamās zonas lieluma. Pievienojiet uzgali ierīcei, atrodot tās mazos izvirdījumus un pagriežot to.

Leģēšanas apraksts [2. lappuse - f1]

1. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
2. Sūkšanas iestatīšanas poga
3. LIPO režīma poga
4. EMS režīma poga
5. LED indikatori
6. C tipa uzlādes ieeja
7. Liels piesūceknis
8. Mazais piesūceknis
9. C tipa uzlādes kabelis

Nokāpšana

1. Uzlādējiet ierīci, pievienojot to strāvas avotam, izmantojot komplektā iekļauto C tipa USB kabeli. Lādēšanas laikā secīgi iedegsies gaismas diodes. Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta un visas sešas LED nepārtraukti deg, atvienojiet to no barošanas avota.
2. līdz 4 stundu uzlāde nodrošina aptuveni 1 stundas ilgū bezvadu lietošanas laiku.
3. Kad ierīce ir ieslēgta, visas 6 gaismas diodes mirgo 5 reizes, ja akumulators ir gandrīz izlādējies un to nepieciešams uzlādēt.

KERMEŅA režīms

1. Ļoti nospiediet ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci. Ierīce ir ķermeņa režīmā. LIPO un EMS darbojas 1. līmenī.
2. Nospiediet LIPO, lai palielinātu sūkšanas līmeni, nospiediet EMS, lai palielinātu EMS līmeni. Gan sūkšanai, gan EMS ir 3 līmeņi, ko norāda 3 oranžas gaismas diodes. Uzmanību! Lietojot pirmo reizi, ieteicams sākt ar 1. līmeni EMS un LIPO režīmā. Neliela daudzuma bērnu vai masāžas eļļas uzklāšana uz ādas var palīdzēt uzlabot slīdēšanas efektu. Tomēr jāizvairās no smaržīgu eļļu lietošanas, jo tās var sabojāt plastmasas uzgali.
3. Kad esat pielāgojis iestatījumus atbilstoši savām vajadzībām, novietojiet piesūcekni uz izvēlētajā ķermeņa daļas un ļoti lēni pārvietojiet to pa ādu.
4. Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, atkārtojiet procedūru 3 līdz 5 minūtes katru dienu.
5. Kad LIPO un EMS ir ieslēgti, jums vajadzētu sajūst ādas iesūkšanu un nelielu elektriskās strāvas plūsmu. Ja kāda no tām kļūst nepatīkama, nospiediet lielo pogu "Release", lai to izslēgtu. Pirms turpināt ārstēšanu, mainiet iestatījumus uz zemāku intensitātes līmeni.
6. Nospiediet ieslēgšanas pogu vienu reizi, lai pārietu uz FACE režīmu, vai nospiediet to divas reizes, lai izslēgtu ierīci. Ierīcei ir automātiskās izslēgšanās funkcija pēc 10 minūtēm.
7. Noņemiet uzgali, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāja rādītāja virzienam.
8. Skatiet tālāk sadaļā "tīrīšana", lai uzzinātu, kā nomainīt filtru.

FORMAS režīms

1. Divreiz nospiediet ieslēgšanas pogu, lai pārslēgtos sejas režīmā. Darbojas tikai EMS

režīms, tāpēc nav nepieciešams izmantot piesūcekni.

2. Nospiediet EMS, lai izvēlētos EMS līmeni. 3 līmeņus norāda 3 oranžas gaismas diodes.

3. Kad darbība ir pabeigta, vienreiz nospiediet ieslēgšanas pogu, lai izslēgtu ierīci.

Lietošanas padomi

- Pretcelulīta masāžas aparāts ir īpaši efektīvs, ja to lieto regulāri, kopā ar veselīgu, sabalansētu uzturu un regulārām fiziskām aktivitātēm.
- Lietošanas laikā pārvietojiet izstrādājumu ap ķermeni. Vienkārši stingri turiet ierīces korpusu, lai novērstu tā nokrišanu. Ierīce nav pārāk stipri jāpiespiež pie ādas. Ja jebkurā brīdī iesūkšanās kļūst neērta vai pārāk spēcīga, nospiediet pogu "RELEASE", lai atbrīvotu uzgali no ķermeņa.
- Masāžas zonas īslaicīgs apsārtums vai zilumi nav nekas neparasts. Šiem simptomiem vajadzētu izzust dažu dienu laikā.

Brīdinājumi

- Persona ar elektrokardiostimulatoru nevar veikt procedūru ar šo ierīci.
- Ierīci aizliegts lietot personām, kurām pēdējā mēneša laikā ir veikta operācija vai kurām ir bijuši ādas apdegumi.
- Personas ar dermatītu, rētām, bojājumiem vai elektromagnētisku paaugstinātu jutību nedrīkst lietot ierīci.
- Pirms darba uzsākšanas noņemt pulksteņus, brilles un citus metāla priekšmetus.
- Izvairieties no galvas saskares ar acs āboli.
- Neuzglabājiet ierīci ilgstoši vienā un tajā pašā vietā.
- Ierīci nedrīkst lietot grūtnieces.

Tīrīšana

1. Pirms tīrīšanas ierīci izslēdziet.
2. Noņemiet no ierīces uzgali.
3. Izņemiet filtru ar pinceti.

Piezīme: Ieteicams mainīt filtru ik pēc trim mēnešiem vai tad, kad sākat sajūst, ka iesūkšanas jauda samazinās.

4. Pēc lietošanas noslaukiet uzgali ar mitru drānu.
5. Nekad neļaujiet galvenajai ierīcei nonākt saskarē ar ūdeni vai citiem šķidrumiem. Neiegremdējiet to tīrīšanas nolūkā nekādā šķidrumā.
6. Ierīces tīrīšanai nekad nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, birstes, stikla vai mēbeļu pulēšanas līdzekļus, atšķaidītājus u. tml.

Uzglabāšana

- Ierīci uzglabājiet sausu un tīru.
- Uzglabāt atstatu no augstām temperatūrām.
- Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.

Papildu informācija par uzņēmumu un produktiem [2. lpp. - f2]

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautify.eu

| | |
|----------------------------|-------------|
| Készülék mérete: | 145*60*69mm |
| A készülék súlya: | 234g |
| Töltési idő: | 3-4 óra |
| Munkaidő: | ≥60 perc |
| Töltési mód: | típusú c |
| Automatikus kikapcsolás: | 10 perc |
| A vörös fény hullámhossza: | 630±5nm |

Biztonság

Kérjük, olvassa el ezeket az utasításokat a termék használata előtt és a készülék használata során kövesse az ott található ajánlásokat.

Használati útmutató

Válasszon nagyobb vagy kisebb fúvókát, a masszírozandó terület méretétől függően. Rögzítse a fúvókát a készülékhez a kis kiemelkedések megfelelő elhelyezésével és elcsavarásával.

Eszköz leírása [2. oldal - f1]

1. Be/ki gomb
2. Szívás beállító gomb
3. LIPO mód gomb
4. EMS mód gomb
5. Diódajelzők
6. C típusú töltőbemenet
7. Nagy tapadókorong
8. Kis tapadókorong
9. C típusú töltőkábel

Leszállás

1. Töltse fel eszközét az áramforráshoz csatlakoztatva a mellékelt USB Type-C kábel segítségével. A LED-ek töltés közben egymás után világítanak. Amikor a termék teljesen feltöltődött, és mind a hat LED folyamatosan világít, húzza ki a terméket az áramforrásból.
2. 2–4 órás töltés körülbelül 1 óra vezeték nélküli használatot biztosít.
3. Ha a készülék be van kapcsolva, mind a 6 LED 5-ször felviláglik, ha az akkumulátor lemerült, és fel kell tölteni.

BODY mód

1. Nyomja meg röviden a bekapcsológombot a készülék bekapcsolásához. A készülék Test üzemmódban működik. A LIPO és az EMS az 1. szinten működik.
2. Nyomja meg a LIPO gombot a szívási szint növeléséhez, az EMS gombot az EMS szint növeléséhez. Mind a szívás, mind az EMS 3 szinttel rendelkezik, amelyeket 3 narancssárga LED jelzi.
Figyelem! Első használatkor ajánlatos az 1. szintről kezdeni mind az EMS, mind a LIPO módot. Kis mennyiségű babaolaj vagy masszázsolaj felvitele a bőrre segíthet a siklás hatásában. Kerülje azonban az illatosított olajok használatát, mert ezek károsíthatják a műanyag fúvókát.
3. Miután elvégezte a beállításokat az Ön igényei szerint, helyezze a szívósapkát a kiválasztott testrészre, és nagyon lassan mozgassa a bőrön.
4. A legjobb eredmény érdekében ismételje meg a 3-5 perces kezelést minden nap.
5. Amikor a LIPO és az EMS be van kapcsolva, éreznie kell a bőr szívását és az elektromos áram enyhe áramlását. Ha bármelyik kellemetlenné válik, nyomja meg a nagy "Release" gombot a kikapcsoláshoz. A kezelés folytatása előtt állítsa a beállításokat alacsonyabb intenzitási szintre.
6. Nyomja meg egyszer a bekapcsológombot az ARC módba lépéshez, vagy nyomja meg kétszer a készülék kikapcsolásához. A készülék 10 perc után automatikus kikapcsolás funkcióval rendelkezik.

7. A szívófüvőka eltávolításához forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba.
8. A szűrő cseréjére vonatkozó utasításokért lásd az alábbi "Tisztítás" részt.

ARC mód

1. Nyomja meg kétszer a bekapcsológombot, hogy arc módba váltson. Csak az EMS mód működik, így nincs szükség a tapadókorong használatára.
2. Nyomja meg az EMS gombot az EMS szint kiválasztásához. A 3 szintet 3 narancssárga LED jelzi.
3. Ha végzett, nyomja meg egyszer a bekapcsológombot a készülék kikapcsolásához.

Használati tippek

- A cellulit elleni masszírozó különösen hatékony rendszeres használat mellett, egészséges, kiegyensúlyozott étrenddel és rendszeres testmozgással kombinálva.
- Használat közben mozgassa a terméket a testén. Csak fogja meg erősen a készülék tokját, nehogy leejtse. Nem kell túl erősen a bőrhöz nyomni a készüléket. Ha a szívóerő bármely ponton kényelmetlenné vagy túl erőssé válik, nyomja meg a „RELEASE” gombot, hogy kiengedje a fúvókát a testéből.
- Nem ritka az átmeneti bőrpír vagy zúzódás a masszírozott területen. Ezeknek a tüneteknek néhány napon belül el kell tűnniük.

Figyelmeztetések

- A szívritmus-szabályozóval rendelkező személy nem végezhet műveleteket a készülékkel.
- A készüléket nem használhatják olyan személyek, akik az elmúlt hónapban műtéten estek át vagy égési sérülést szenvedtek.
- A készüléket nem használhatják olyan személyek, akiknél bőrgyulladás, heg, sérülés vagy elektromágneses túlérzékenység van.
- A munka megkezdése előtt távolítsa el az órákat, szemüvegeket és egyéb fémtárgyakat.
- Kerülje el, hogy a fej érintkezzen a szemgolyóval.
- Ne tartsa a készüléket hosszú ideig ugyanazon a helyen.
- A készüléket terhes nők nem használhatják.

Tisztítás

1. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket.
2. Távolítsa el a szívófüvőkát a készülékről.
3. Csipesz segítségével távolítsa el a szűrőt.
Megjegyzés: Javasoljuk, hogy a szűrőt háromhavonta cserélje ki, vagy amikor csökken a szívóerő.
4. Használat után törölje le a fúvókát nedves ruhával.
5. Soha ne engedje, hogy a főegység vízzel vagy más folyadékkal érintkezzen. Tisztításhoz ne merítse folyadékba.
6. A készülék tisztításához soha ne használjon súroló hatású tisztítószeret, keféket, üveg- vagy bútorfényezőt, festékígítót stb.

Tárolás

- Tartsa a készüléket szárazon és tisztán.
- Tartsa távol magas hőmérséklettől.
- Tartsa távol gyermekektől.

További információ a cégről és a termékekről [2. oldal - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Dimensiune dispozitiv: | 145*60*69mm |
| Greutate dispozitivului: | 234 g |
| Timp de încărcare: | 3-4 ore |
| Timpul de lucru: | ≥60 minute |
| Metoda de încărcare: | tipul c |
| Oprire automată: | 10 minute |
| Lungimea de undă a luminii roșii: | 630±5nm |

Securitate

Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni înainte de a utiliza produsul și urmați recomandările conținute în acesta atunci când utilizați dispozitivul.

Instrucțiuni de folosire

Alegeți o duză mai mare sau mai mică, în funcție de dimensiunea zonei de masat. Atașați duza la dispozitiv poziționând corect micile sale proeminențe și răsucindu-l.

Descrierea dispozitivului [pagina 2 - f1]

1. Buton pornit/oprit
2. Buton de reglare a aspirației
3. Butonul mod LIPO
4. Butonul mod EMS
5. Indicatoare cu diode
6. Intrare de încărcare tip C
7. Ventuză mare
8. Ventuză mică
9. Cablu de încărcare tip C

Aterizare

1. Încărcați dispozitivul dvs. conectându-l la o sursă de alimentare folosind cablul USB de tip C furnizat. LED-urile se vor aprinde secvențial în timpul încărcării. Când produsul este încărcat complet și toate cele șase LED-uri sunt aprinse continuu, deconectați produsul de la sursa de alimentare.
2. Încărcarea timp de 2 până la 4 ore asigură aproximativ 1 oră de utilizare fără fir.
3. Când dispozitivul este pornit, toate cele 6 LED-uri vor clipi de 5 ori dacă bateria este descărcată și trebuie încărcată.

Modul BODY

1. Apăsăți scurt butonul de pornire pentru a porni dispozitivul. Aparatul funcționează în modul Body. LIPO și EMS funcționează la Nivelul 1.
2. Apăsăți LIPO pentru a crește nivelul de aspirație, apăsați EMS pentru a crește nivelul EMS. Atât aspirația, cât și EMS au 3 niveluri indicate de 3 LED-uri portocalii. **Atenție!** Pentru prima utilizare, se recomandă să începeți de la nivelul 1 atât pentru modulul EMS, cât și pentru LIPO. Aplicarea unei cantități mici de ulei pentru bebeluși sau ulei de masaj pe piele poate ajuta la efectul de alunecare. Cu toate acestea, evitați utilizarea uleiurilor parfumate, care pot deteriora duza de plastic.
3. După ce ați ajustat setările la nevoile dvs., așezați ventuza pe partea selectată a corpului și mutați-l foarte încet peste piele.
4. Pentru cele mai bune rezultate, repetați tratamentul de 3 până la 5 minute în fiecare zi.
5. Când LIPO și EMS sunt pornite, ar trebui să simțiți atât aspirația pe piele, cât și un flux ușor de curent electric. Dacă vreuna dintre ele devine neplăcută, apăsați butonul mare „Eliberare” pentru a opri. Înainte de a continua tratamentul, modificați setările la un nivel de intensitate mai scăzut.
6. Apăsăți butonul de pornire o dată pentru a intra în modul FACE sau apăsați-l de două ori pentru a opri dispozitivul. Dispozitivul are o funcție de oprire automată după 10 minute.
7. Pentru a scoate duza de aspirare, rotiți-o în sens invers acelor de ceasornic.
8. Consultați secțiunea „Curățare” de mai jos pentru instrucțiuni despre înlocuirea filtrului.

modul FACE

1. Apăsați butonul de pornire de două ori pentru a comuta la modul Față. Funcționează doar modul EMS, deci nu este nevoie să folosiți ventuză.
2. Apăsați EMS pentru a selecta nivelul EMS. Cele 3 niveluri sunt indicate de 3 LED-uri portocalii.
3. Când ați terminat, apăsați butonul de pornire o dată pentru a opri dispozitivul.

Sfaturi de utilizare

- Masajul anticelulitic este deosebit de eficient atunci când este utilizat în mod regulat, în combinație cu o dietă sănătoasă, echilibrată și exerciții fizice regulate.
- Deplașați produsul în jurul corpului în timpul utilizării. Trebuie doar să țineți ferm carcasa dispozitivului pentru a evita scăparea acestuia. Nu este nevoie să apăsați dispozitivul prea tare pe piele. Dacă puterea de aspirație devine inconfortabilă sau prea puternică în orice moment, apăsați butonul „RELEASE” pentru a elibera duza din corp.
- Roșeața sau vânătăile temporare ale zonei masate nu sunt neobișnuite. Aceste simptome ar trebui să dispară în câteva zile.

Avertizări

- O persoană cu un stimulator cardiac nu poate efectua proceduri folosind dispozitivul.
- Dispozitivul nu trebuie utilizat de persoane care au suferit o intervenție chirurgicală sau au avut arsuri ale pielii în ultima lună.
- Dispozitivul nu trebuie utilizat de persoane cu inflamații ale pielii, cicatrici, leziuni sau hipersensibilitate electromagnetică.
- Scoateți ceasurile, ochelarii și alte obiecte metalice înainte de a începe lucrul.
- Evitați contactul capului cu globul ocular.
- Nu țineți dispozitivul în aceeași zonă pentru o perioadă lungă de timp.
- Aparatul nu trebuie utilizat de femeile însărcinate.

Curatenie

1. Înainte de curățare, deconectați dispozitivul.
2. Scoateți duza de aspirație din dispozitiv.
3. Folosiți o pensetă pentru a îndepărta filtrul.
Notă: Se recomandă înlocuirea filtrului la fiecare trei luni sau când începeți să simțiți o putere de aspirație mai mică.
4. După utilizare, ștergeți duza cu o cârpă umedă.
5. Nu lăsați niciodată ca unitatea principală să intre în contact cu apa sau alte lichide. Nu scufundați în niciun lichid pentru curățare.
6. Nu utilizați niciodată produse de curățare abrazive, perii, lustruire pentru sticlă sau mobilier, diluant de vopsea etc. pentru a curăța dispozitivul.

Depozitare

- Păstrați aparatul uscat și curat.
- A se păstra departe de temperaturi ridicate.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Mai multe informații despre companie și produse [pagina 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Размер устройства: | 145*60*69мм |
| Вес устройства: | 234 г |
| Время зарядки: | 3-4 часа |
| Рабочее время: | ≥60 минут |
| Способ зарядки: | тип с |
| Автоматическое отключение: | 10 минут |
| Длина волны красного света: | 630 ± 5 нм |

Предупреждения о безопасности

Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию. Соблюдайте инструкции по безопасности при использовании устройства.

Инструкции по использованию

Выберите большую или меньшую присоску в зависимости от размера массируемой области. Присоедините насадку к устройству, найдя ее небольшие выступы и скрутив ее.

Описание устройства [стр. 2 - f1]

1. Кнопка включения/выключения
2. Кнопка регулировки всасывания
3. Кнопка режима LIPO
4. Кнопка режима экстренной помощи
5. Светодиодные индикаторы
6. Зарядный вход Type-C
7. Большая присоска
8. Маленькая присоска
9. Зарядный кабель Type-C

Посадка

1. Зарядите устройство, подключив его к источнику питания с помощью прилагаемого кабеля USB типа C. Во время зарядки светодиодные индикаторы будут загораться последовательно. Когда устройство будет полностью заряжено и все шесть светодиодов будут гореть непрерывно, отсоедините его от источника питания.
2. Зарядка в течение 2–4 часов обеспечивает примерно 1 час работы без кабеля.
3. Когда устройство включено, все 6 светодиодов мигнут 5 раз, если батарея разряжена и нуждается в зарядке.

ТЕЛО режим

1. Коротко нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство. Устройство находится в режиме тела. LIPO и EMS работают на уровне 1.
 2. Нажмите LIPO, чтобы увеличить уровень всасывания, нажмите EMS, чтобы увеличить уровень EMS. И всасывание, и EMS имеют 3 уровня, обозначаемые 3 оранжевыми светодиодами.
- Внимание! При первом использовании рекомендуется начинать с уровня 1 как для режима EMS, так и для режима LIPO. Нанесение небольшого количества детского масла или массажного масла на кожу может усилить эффект скольжения. Однако следует избегать использования парфюмированных масел, так как они могут повредить пластиковую насадку.
3. После настройки параметров в соответствии с вашими потребностями приложите присоску к выбранной части тела и очень медленно перемещайте ее по коже.
 4. Для достижения наилучших результатов повторяйте процедуру от 3 до 5 минут ежедневно.
 5. Когда LIPO и EMS включены, вы должны ощущать как всасывание кожи, так и небольшой поток электрических токов. Если какой-либо из них становится неприятным, нажмите большую кнопку «Отпустить», чтобы отключить его. Измените настройки на более низкий уровень интенсивности, прежде чем продолжить лечение.
 6. Нажмите кнопку питания один раз, чтобы перейти в режим ЛИЦА, или дважды, чтобы выключить устройство. Устройство имеет функцию автоматического выключения через 10 минут.А
 7. Чтобы снять насадку, поверните ее против часовой стрелки.
 8. Инструкции по замене фильтра см. в разделе «Очистка» ниже.

Режим ЛИЦА

1. Дважды нажмите кнопку питания, чтобы переключиться в режим «Лицо». Работает только режим EMS, поэтому нет необходимости использовать присоску.
2. Нажмите EMS, чтобы выбрать уровень EMS. 3 уровня обозначаются 3 оранжевыми светодиодами.
3. По завершении нажмите кнопку питания один раз, чтобы выключить устройство.

Советы по использованию

- Антицеллюлитный массажер особенно эффективен при регулярном использовании в сочетании со здоровой сбалансированной диетой и регулярными физическими упражнениями.
- Во время использования перемещайте изделие вокруг себя. Просто крепко держите корпус устройства, чтобы не уронить его. Нет необходимости слишком сильно прижимать устройство к коже. Если в какой-либо момент всасывание становится неудобным или слишком сильным, нажмите кнопку «RELEASE», чтобы отсоединить насадку от тела.
- Нередки временные покраснения или кровоподтеки массируемой области. Эти симптомы должны исчезнуть в течение нескольких дней.

Предупреждения

- Человек с кардиостимулятором не может выполнять процедуры с помощью устройства.
- Запрещено использование прибора людьми, перенесшими операции или имеющими ожоги кожи в течение последнего месяца.
- Людям с дерматитом, шрамами, повреждениями или повышенной чувствительностью к электромагнитным полям запрещено пользоваться устройством.
- Снимите часы, очки и другие металлические предметы перед началом работы.
- Избегайте контакта головы с глазным яблоком.
- Не держите устройство в одном и том же месте в течение длительного времени.
- Устройство не должно использоваться беременными женщинами.

Уборка

1. Перед очисткой отключите устройство от сети.
2. Снимите насадку с устройства.
3. Используйте пинцет для удаления фильтра.
Примечание. Рекомендуется заменять фильтр каждые три месяца или когда вы почувствуете, что мощность всасывания снижается.
4. После использования протрите насадку влажной тканью.
5. Никогда не допускайте контакта основного блока с водой или другими жидкостями. Не погружайте в какую-либо жидкость для очистки.
6. Никогда не используйте абразивные чистящие средства, щетки, средства для полировки стекла или мебели, растворители для краски и т. д. для очистки устройства.

Хранилище

- Держите устройство сухим и чистым.
- Беречь от высокой температуры.
- Храните в недоступном для детей месте.

Дополнительная информация о компании и продукции [стр. 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

| | |
|---------------------------|--------------|
| Enhetsstørrelse: | 145*60*69 mm |
| Enhetsvekt: | 234g |
| Ladetid: | 3-4 timer |
| Jobbe tid: | ≥60 minutter |
| Lademetode: | type c |
| Automatisk avslåing: | 10 minutter |
| Bølgelengde for rødt lys: | 630±5nm |

Sikkerhet

Les disse instruksjonene før du bruker produktet og følg anbefalingene deri når du bruker enheten.

Instruksjoner for bruk

Velg en større eller mindre dyse, avhengig av størrelsen på området som skal masseres. Fest munnstykket til enheten ved å plassere de små fremspringene riktig og vri den.

Enhetsbeskrivelse [side 2 - f1]

1. På/av-knapp
2. Sugejusteringsknapp
3. LIPO-modusknapp
4. EMS-modusknapp
5. Diodeindikatorer
6. Type-C ladeinngang
7. Stor sugekopp
8. Liten sugekopp
9. Type-C ladekabel

Landing

1. Lad enheten din ved å koble den til en strømkilde ved hjelp av den medfølgende USB Type-C-kabelen. Lysdiode vil lyse sekvensielt under lading. Når produktet er fulladet og alle seks LED-lampene lyser kontinuerlig, kobler du produktet fra strømkilden.
2. Lading i 2 til 4 timer gir omtrent 1 times trådløs bruk.
3. Når enheten er slått på, vil alle 6 lysdiode blinker 5 ganger hvis batteriet er lavt og må lades.

BODY-modus

1. Trykk kort på strømknappen for å slå på enheten. Enheten fungerer i Body-modus. LIPO og EMS opererer på nivå 1.
2. Trykk på LIPO for å øke sugenivået, trykk på EMS for å øke EMS-nivået. Både sug og EMS har 3 nivåer indikert med 3 oransje lysdioder. Merk følgende! For første gangs bruk anbefales det å starte på nivå 1 for både EMS- og LIPO-modus. Å påføre en liten mengde babyolje eller massasjeolje på huden kan hjelpe med glideeffekten. Unngå imidlertid å bruke parfymerte oljer, som kan skade plastmunnstykket.
3. Etter å ha justert innstillingene til dine behov, plasser sugeheten på den valgte delen av kroppen og flytt den veldig sakte over huden.
4. For best resultat, gjenta behandlingen på 3 til 5 minutter hver dag.
5. Når LIPO og EMS er slått på, skal du kjenne både sug på huden og en liten strøm av elektriske strømmer. Hvis noen av dem blir ubehagelige, trykker du på den store "Release"-knappen for å slå av. Før du fortsetter behandlingen, endre innstillingene til et lavere intensitetsnivå.
6. Trykk på strømknappen én gang for å gå inn i FACE-modus eller trykk to ganger for å slå av enheten. Enheten har en automatisk avstengingsfunksjon etter 10 minutter.
7. For å fjerne sugedysen, dreier du mot klokken.
8. Se avsnittet "Rengjøring" nedenfor for instruksjoner om utskifting av filteret.

ANSIKT-modus

1. Trykk på strømknappen to ganger for å bytte til ansiktsmodus. Kun EMS-modus fungerer, så det er ikke nødvendig å bruke sugekoppen.
2. Trykk EMS for å velge EMS-nivå. De 3 nivåene indikeres med 3 oransje lysdioder.
3. Når du er ferdig, trykk én gang på strømknappen for å slå av enheten.

Brukstips

- Anticellulittmassasjeapparatet er spesielt effektivt når det brukes regelmessig, i kombinasjon med et sunt, balansert kosthold og regelmessig mosjon.
- Flytt produktet rundt på kroppen under bruk. Bare hold enhetens deksel godt for å unngå å miste den. Det er ikke nødvendig å presse enheten for hardt mot huden. Hvis sugekraften blir ubehagelig eller for sterk på noe tidspunkt, trykk på "RELEASE"-knappen for å frigjøre dysen fra kroppen.
- Midlertidig rødhet eller blåmerker i det masserte området er ikke uvanlig. Disse symptomene bør forsvinne i løpet av få dager.

Advarsler

- En person med pacemaker kan ikke utføre prosedyrer med enheten.
- Enheten må ikke brukes av personer som har gjennomgått operasjoner eller har fått hudforbrenninger i løpet av den siste måneden.
- Enheten må ikke brukes av personer med hudbetennelse, arr, skade eller elektromagnetisk overfølsomhet.
- Fjern klokke, briller og andre metallgjenstander før du starter arbeidet.
- Unngå kontakt mellom hodet og øyeeplet.
- Ikke hold enheten i samme område over lengre tid.
- Enheten skal ikke brukes av gravide kvinner.

Rengjøring

1. Koble fra enheten før rengjøring.
 2. Fjern sugedysen fra enheten.
 3. Bruk en pinsett for å fjerne filteret.
- Merk: Det anbefales å skifte filteret hver tredje måned eller når du begynner å føle mindre sugekraft.
4. Etter bruk, tørk av dysen med en fuktig klut.
 5. La aldri hovedenheten komme i kontakt med vann eller andre væsker. Ikke dypp ned i væske for rengjøring.
 6. Bruk aldri skuremidler, børster, glass- eller møbelpolish, malingtynner osv. for å rengjøre enheten.

Oppbevaring

- Hold enheten tørr og ren.
- Holdes unna høy temperatur.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.

Mer informasjon om selskapet og produktene [side 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Laitteen koko: | 145*60*69mm |
| Laitteen paino: | 234 g |
| Latausaika: | 3-4 tuntia |
| Työaika: | ≥ 60 minuuttia |
| Lataustapa: | tyyppi c |
| Automaattinen virrankatkaisu: | 10 minuuttia |
| Punaisen valon aallonpituus: | 630±5nm |

Turvallisuus

Lue nämä ohjeet ennen tuotteen käyttöä

ja noudata sen sisältämiä suosituksia laitetta käyttäessäsi.

Käyttöohjeet

Valitse suurempi tai pienempi suutin hierottavan alueen koosta riippuen. Kiinnitä suutin laitteeseen asettamalla sen pienet ulkonemat oikein ja kiertämällä sitä.

Laitteen kuvaus [sivu 2 - f1]

1. On/off-painike
2. Imun säätöpainike
3. LIPO-tilan painike
4. EMS-tilan painike
5. Diodiilmaisimet
6. Type-C lataustulo
7. Suuri imukuppi
8. Pieni imukuppi
9. Type-C latauskaapeli

Lasku

1. Lataa laitteesi liittämällä se virtalähteeseen mukana toimitetulla USB Type-C -kaapelilla. LED-valot syttyvät peräkkäin latauksen aikana. Kun tuote on ladattu täyteen ja kaikki kuusi LEDiä palavat jatkuvasti, irrota tuote virtalähteestä.
2. 2–4 tunnin lataus tarjoaa noin 1 tunnin langattoman käytön.
3. Kun laite käynnistetään, kaikki 6 LED-valoa vilkkuvat 5 kertaa, jos akku on vähissä ja se on ladattava.

BODY-tila

1. Käynnistä laite painamalla lyhyesti virtapainiketta. Laite toimii Body-tilassa. LIPO ja EMS toimivat tasolla 1.
2. Paina LIPO lisätäksesi imutasoa, paina EMS lisätäksesi EMS-tasoa. Sekä imuilla että EMS:illä on 3 tasoa, jotka ilmaistaan kolmeilla oranssilla LEDillä. Huomio! Ensimmäisellä käyttökerralla on suositeltavaa aloittaa tasolta 1 sekä EMS- että LIPO-tiloissa. Pienen määrän vauvaöljyä tai hierontaöljyä levittäminen iholle voi edistää liukuvaikutusta. Vältä kuitenkin hajustettujen öljyjen käyttöä, sillä ne voivat vahingoittaa muovisuutinta.
3. Kun olet säätänyt asetukset tarpeidesi mukaan, aseta imukorkki valittuun kehon osaan ja liikuta sitä hyvin hitaasti ihon yli.
4. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi toista 3–5 minuutin hoito joka päivä.
5. Kun LIPO ja EMS ovat päällä, sinun pitäisi tuntea sekä imu iholla että lievä sähkövirta. Jos jokin niistä muuttuu epämiellyttäväksi, sammuta se painamalla suurta "Release"-painiketta. Ennen kuin jatkat hoitoa, muuta asetukset pienemmälle intensiteetille.
6. Siirry FACE-tilaan painamalla virtapainiketta kerran tai sammuta laite painamalla sitä kahdesti. Laitteessa on automaattinen sammutustoiminto 10 minuutin kuluttua.
7. Irrota imusuutin kääntämällä sitä vastapäivään.
8. Katso alla olevasta "Puhdistus"-osiosta ohjeet suodattimen vaihtamiseen.

FACE-tila

1. Paina virtapainiketta kahdesti vaihtaaksesi kasvotilaan. Vain EMS-tila toimii, joten imukuppia ei tarvitse käyttää.
2. Paina EMS valitaksesi EMS-tason. Kolme tasoa ilmaistaan kolmella oranssilla LEDillä.
3. Kun olet valmis, sammuta laite painamalla virtapainiketta kerran.

Käyttövinkkejä

- **Selluliittihierontalaite** on erityisen tehokas, kun sitä käytetään säännöllisesti, yhdessä terveellisen, tasapainoisen ruokavalion ja säännöllisen liikunnan kanssa.
- Siirrä tuotetta kehossasi käytön aikana. Pidä vain laitteen kotelosta tukevasti kiinni, jotta se ei putoa. Laitetta ei tarvitse painaa liian voimakkaasti ihoa vasten. Jos imuteho tulee jossain vaiheessa epämiellyttäväksi tai liian voimakkaaksi, paina RELEASE-painiketta vapauttaaksesi suuttimen kehostasi.
- Väliaikainen punoitus tai mustelmat hierovalle alueelle ei ole harvinaista. Näiden oireiden pitäisi hävitä muutamassa päivässä.

Varoitukset

- **Henkilö, jolla** on sydämentahdistin, ei voi suorittaa toimenpiteitä laitteen avulla.
- Laitetta eivät saa käyttää henkilöt, joille on tehty leikkaus tai joilla on palovammoja viimeisen kuukauden aikana.
- Laitetta eivät saa käyttää henkilöt, joilla on ihotulehdus, arpia, vaurioita tai sähkömagneettinen yliherkkyys.
- Poista kellot, lasit ja muut metalliesineet ennen työn aloittamista.
- Vältä pään koskettamista silmämunaan.
- Älä pidä laitetta samalla alueella pitkään aikaan.
- Raskaana olevat naiset eivät saa käyttää laitetta.

Puhdistus

1. Irrota laite pistorasiasta ennen puhdistamista.
2. Irrota imusuutin laitteesta.
3. Irrota suodatin pinseteillä.

Huomautus: On suositeltavaa vaihtaa suodatin kolmen kuukauden välein tai silloin, kun imuteho alkaa tuntua pienemmältä.

4. Pyyhi suutin käytön jälkeen puhtaaksi kostealla liinalla.
5. Älä koskaan anna pääyksikön joutua kosketuksiin veden tai muiden nesteiden kanssa. Älä upota nesteeseen puhdistusta varten.
6. Älä koskaan käytä hankaavia puhdistusaineita, siveltimeä, lasin tai huonekalujen kiillotusainetta, maalinohennetta jne. laitteen puhdistamiseen.

Varastointi

- Pidä laite kuivana ja puhtaana.
- Pidä poissa korkeista lämpötiloista.
- Pitää poissa lasten ulottuvilta.

Lisätietoa yrityksestä ja tuotteista [sivu 2 - f2]

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautify.eu

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Μέγεθος συσκευής: | 145*60*69 χλστ |
| Βάρος συσκευής: | 234 γρ |
| Χρόνος φόρτισης: | 3-4 ώρες |
| Ωρα εργασίας: | ≥60 λεπτά |
| Μέθοδος φόρτισης: | τύπος γ |
| Αυτόματη απενεργοποίηση: | 10 λεπτά |
| Μήκος κύματος κόκκινου φωτός: | 630±5 nm |

Ασφάλεια

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και ακολουθήστε τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτές όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Οδηγίες χρήσης

Επιλέξτε ένα μεγαλύτερο ή μικρότερο ακροφύσιο, ανάλογα με το μέγεθος της περιοχής που θα κάνετε μασάζ. Συνδέστε το ακροφύσιο στη συσκευή τοποθετώντας σωστά τις μικρές προεξοχές του και στρίβοντάς το.

Περιγραφή συσκευής [σελίδα 2 - f1]

1. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
2. Κουμπί ρύθμισης αναρρόφησης
3. Κουμπί λειτουργίας LIPO
4. Κουμπί λειτουργίας EMS
5. Δείκτες διόδου
6. Είσοδος φόρτισης τύπου C
7. Μεγάλη βεντούζα
8. Μικρή βεντούζα
9. Καλώδιο φόρτισης τύπου C

Προσγείωση

1. Φορτίστε τη συσκευή σας συνδέοντάς την σε μια πηγή ρεύματος χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB Type-C. Τα LED θα ανάβουν διαδοχικά κατά τη φόρτιση. Όταν το προϊόν είναι πλήρως φορτισμένο και και τα έξι LED ανάβουν συνεχώς, αποσυνδέστε το προϊόν από την πηγή ρεύματος.
2. Η φόρτιση για 2 έως 4 ώρες παρέχει περίπου 1 ώρα ασύρματης χρήσης.
3. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, και τα 6 LED θα αναβοσβήσουν 5 φορές εάν η μπαταρία είναι χαμηλή και χρειάζεται φόρτιση.

Λειτουργία BODY

1. Πατήστε στιγμιαία το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η συσκευή λειτουργεί σε λειτουργία σώματος. Το LIPO και το EMS λειτουργούν στο Επίπεδο 1.
2. Πατήστε LIPO για να αυξήσετε το επίπεδο αναρρόφησης, πατήστε EMS για να αυξήσετε το επίπεδο EMS. Τόσο η αναρρόφηση όσο και το EMS έχουν 3 επίπεδα που υποδεικνύονται από 3 πορτοκαλί LED.
Προσοχή! Για πρώτη χρήση, συνιστάται να ξεκινήσετε από το επίπεδο 1 και για τις λειτουργίες EMS και LIPO. Η εφαρμογή μικρής ποσότητας παιδικού λαδιού ή λαδιού μασάζ στο δέρμα μπορεί να βοηθήσει στο αποτέλεσμα της ολίσθησης. Ωστόσο, αποφύγετε τη χρήση αρωματικών ελαίων, τα οποία μπορεί να καταστρέψουν το πλαστικό ακροφύσιο.
3. Αφού προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις στις ανάγκες σας, τοποθετήστε τη βεντούζα στο επιλεγμένο μέρος του σώματος και μετακινήστε την πολύ αργά πάνω από το δέρμα.
4. Για καλύτερα αποτελέσματα, επαναλάβετε τη θεραπεία 3 έως 5 λεπτών κάθε μέρα.
5. Όταν το LIPO και το EMS είναι ενεργοποιημένα, θα πρέπει να αισθάνεστε τόσο αναρρόφηση στο δέρμα όσο και ελαφριά ροή ηλεκτρικών ρευμάτων. Εάν κάποιο από αυτά γίνει δυσάρεστο, πατήστε το μεγάλο κουμπί "Release" για να το απενεργοποιήσετε. Πριν συνεχίσετε τη θεραπεία, αλλάξτε τις ρυθμίσεις σε χαμηλότερο επίπεδο έντασης.
6. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας μία φορά για να μεταβείτε στη λειτουργία FACE ή

πατήστε το δύο φορές για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η συσκευή διαθέτει λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης μετά από 10 λεπτά.

7. Για να αφαιρέσετε το ακροφύσιο αναρρόφησης, γυρίστε το αριστερόστροφα.

8. Ανατρέξτε στην ενότητα "Καθαρισμός" παρακάτω για οδηγίες σχετικά με την αντικατάσταση του φίλτρου.

Λειτουργία ΠΡΟΣΩΠΟΥ

1. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας δύο φορές για να μεταβείτε στη λειτουργία προσώπου. Μόνο η λειτουργία EMS λειτουργεί, επομένως δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τη βεντούζα.

2. Πατήστε EMS για να επιλέξετε επίπεδο EMS. Τα 3 επίπεδα υποδεικνύονται με 3 πορτοκαλί LED.

3. Όταν τελειώσετε, πατήστε το κουμπί λειτουργίας μία φορά για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας.

Συμβουλές χρήσης

• Το μασάζ κατά της κυτταρίτιδας είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό όταν χρησιμοποιείται τακτικά, σε συνδυασμό με υγιεινή, ισορροπημένη διατροφή και τακτική άσκηση.

• Μετακινήστε το προϊόν γύρω από το σώμα σας κατά τη χρήση. Απλώς κρατήστε τη θήκη της συσκευής σταθερά για να αποφύγετε την πτώση της. Δεν χρειάζεται να πιέσετε τη συσκευή πολύ δυνατά στο δέρμα. Εάν η ισχύς αναρρόφησης γίνει άβολη ή πολύ δυνατή σε οποιοδήποτε σημείο, πατήστε το κουμπί "RELEASE" για να απελευθερώσετε το ακροφύσιο από το σώμα σας.

• Προσωρινή ερυθρότητα ή μώλωπες της περιοχής που κάνετε μασάζ δεν είναι ασυνήθιστο. Αυτά τα συμπτώματα θα πρέπει να εξαφανιστούν μέσα σε λίγες μέρες.

Προειδοποιήσεις

• Ένα άτομο με βηματοδότη δεν μπορεί να εκτελέσει διαδικασίες χρησιμοποιώντας τη συσκευή.

• Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση ή έχουν δερματικά εγκαύματα τον τελευταίο μήνα.

• Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με φλεγμονή του δέρματος, ουλές, βλάβες ή ηλεκτρομαγνητική υπερευαισθησία.

• Αφαιρέστε ρολόγια, γυαλιά και άλλα μεταλλικά αντικείμενα πριν ξεκινήσετε την εργασία.

• Αποφύγετε την επαφή του κεφαλιού με τον βολβό του ματιού.

• Μην κρατάτε τη συσκευή στην ίδια περιοχή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

• Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από έγκυες γυναίκες.

Καθάρισμα

1. Πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.

2. Αφαιρέστε το ακροφύσιο αναρρόφησης από τη συσκευή.

3. Χρησιμοποιήστε τσιμπιδάκια για να αφαιρέσετε το φίλτρο.

Σημείωση: Συνιστάται η αντικατάσταση του φίλτρου κάθε τρεις μήνες ή όταν αρχίσετε να αισθάνεστε λιγότερη ισχύ αναρρόφησης.

4. Μετά τη χρήση, σκουπίστε το ακροφύσιο με ένα υγρό πανί.

5. Μην αφήνετε ποτέ την κύρια μονάδα να έρθει σε επαφή με νερό ή άλλα υγρά. Μην βυθίζετε σε κανένα υγρό για καθαρισμό.

6. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικά καθαριστικά, βούρτσες, γυαλιστικά γυαλιού ή επίπλων, διαλυτικό χρωμάτων κ.λπ. για να καθαρίσετε τη συσκευή.

Αποθήκευση

• Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή και καθαρή.

• Μακριά από υψηλές θερμοκρασίες.

• Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία και τα προϊόντα [σελίδα 2 - f2]

- www.beautify.eu

- www.youtube.com/beautify.eu

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Veličina uređaja: | 145*60*69 mm |
| Težina uređaja: | 234g |
| Vrijeme punjenja: | 3-4 sata |
| Radno vrijeme: | ≥60 minuta |
| Način punjenja: | tip c |
| Automatsko isključivanje: | 10 minuta |
| Valna duljina crvene svjetlosti: | 630±5nm |

Sigurnost

Prije uporabe proizvoda pročitajte ove upute i pridržavajte se tamo sadržanih preporuka prilikom korištenja uređaja.

Upute za korištenje

Odaberite veću ili manju mlaznicu, ovisno o veličini područja koje masirate. Pričvrstite mlaznicu na uređaj pravilnim postavljanjem malih izbočina i zakretanjem.

Opis uređaja [stranica 2 - f1]

1. Tipka za uključivanje/isključivanje
2. Tipka za podešavanje usisavanja
3. Gumb za LIPO mod
4. Gumb za EMS mod
5. Diodni indikatori
6. Type-C ulaz za punjenje
7. Velika vakuumska čašica
8. Mala vakuumska čašica
9. Type-C kabel za punjenje

Slijetanje

1. Napunite svoj uređaj tako da ga spojite na izvor napajanja pomoću priloženog USB kabela vrste C. LED lampice će svijetliti uzastopno tijekom punjenja. Kada je proizvod potpuno napunjen i svih šest LED dioda svijetli neprekidno, isključite proizvod iz izvora napajanja.
2. Punjenje od 2 do 4 sata osigurava otprilike 1 sat bežične upotrebe.
3. Kada je uređaj uključen, svih 6 LED dioda će zatreperiti 5 puta ako je baterija slaba i treba je napuniti.

BODY mod

1. Kratko pritisnite tipku za uključivanje kako biste uključili uređaj. Uređaj radi u načinu Body, LIPO i EMS rade na razini 1.
2. Pritisnite LIPO za povećanje razine usisavanja, pritisnite EMS za povećanje razine EMS. I usis i EMS imaju 3 razine označene s 3 narančaste LED diode. Pažnja! Za prvu upotrebu preporučuje se započeti na razini 1 i za EMS i za LIPO način rada. Nanošenje male količine dječjeg ulja ili ulja za masažu na kožu može pomoći u efektu klizanja. Međutim, izbjegavajte korištenje mirisnih ulja, koja mogu oštetiti plastičnu mlaznicu.
3. Nakon što prilagodite postavke svojim potrebama, postavite usisnu kapicu na odabrani dio tijela i vrlo polako je pomičite po koži.
4. Za najbolje rezultate ponavljajte tretman od 3 do 5 minuta svaki dan.
5. Kada su LIPO i EMS uključeni, trebali biste osjetiti i usisavanje na koži i lagani protok električne struje. Ako bilo koji od njih postane neugodan, pritisnite veliku tipku "Otpusti" za isključivanje. Prije nastavka tretmana promijenite postavke na nižu razinu intenziteta.
6. Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje jednom kako biste ušli u način LICA ili je pritisnite dvaput kako biste isključili uređaj. Uređaj ima funkciju automatskog isključivanja nakon 10 minuta.
7. Za uklanjanje usisne mlaznice, okrenite je suprotno od kazaljke na satu.
8. Pogledajte odjeljak "Čišćenje" u nastavku za upute o zamjeni filtra.

Način LICA

1. Dvaput pritisnite gumb za uključivanje kako biste se prebacili na način rada za lice. Radi samo EMS način, tako da nema potrebe za korištenjem vakuumske čašice.
2. Pritisnite EMS za odabir EMS razine. 3 razine označene su s 3 narančasta LED-a.
3. Kada završite, jednom pritisnite tipku za napajanje kako biste isključili uređaj.

Savjeti za korištenje

- Anticelulitni masažer posebno je učinkovit uz redovitu upotrebu, u kombinaciji sa zdravom, uravnoteženom prehranom i redovitom tjelovježbom.
- Pomičite proizvod oko tijela tijekom uporabe. Samo čvrsto držite kućište uređaja da vam ne ispadne. Nema potrebe previše pritiskati uređaj na kožu. Ako snaga usisavanja postane neugodna ili prejaka u bilo kojem trenutku, pritisnite tipku "OTPUSTI" kako biste oslobodili mlaznicu od svog tijela.
- Privremeno crvenilo ili modrice na masiranom području nisu neuobičajeni. Ovi bi simptomi trebali nestati u roku od nekoliko dana.

Upozorenja

- Osoba s srčanim stimulatorom ne može izvoditi postupke pomoću uređaja.
- Uređaj ne smiju koristiti osobe koje su bile podvrgnute kirurškom zahvatu ili su imale opekline kože u zadnjih mjesec dana.
- Uređaj ne smiju koristiti osobe s upalom kože, ožiljcima, oštećenjima ili elektromagnetnom preosjetljivošću.
- Skinite satove, naočale i druge metalne predmete prije početka rada.
- Izbjegavajte kontakt glave s očnom jabučicom.
- Ne držite uređaj dugo na istom mjestu.
- Uređaj ne smiju koristiti trudnice.

Čišćenje

1. Prije čišćenja isključite uređaj iz struje.
2. Uklonite usisnu mlaznicu s uređaja.
3. Pincetom uklonite filter.

Napomena: Preporuča se zamijeniti filter svaka tri mjeseca ili kada počnete osjećati slabiju usisnu snagu.

4. Nakon uporabe obrišite mlaznicu vlažnom krpom.
5. Nikada nemojte dopustiti da glavna jedinica dođe u dodir s vodom ili drugim tekućinama. Nemojte uranjati u nikakvu tekućinu za čišćenje.
6. Za čišćenje uređaja nikada nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje, četke, poliranje za staklo ili namještaj, razrjeđivač itd.

Skladištenje

- Držite uređaj suhim i čistim.
- Držite podalje od visokih temperatura.
- Čuvati izvan dohvata djece.

Više informacija o tvrtki i proizvodima [stranica 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

| | |
|-------------------------|--------------|
| Enhetsstorlek: | 145*60*69 mm |
| Enhetens vikt: | 234g |
| Laddningstid: | 3-4 timmar |
| Arbetstid: | ≥60 minuter |
| Laddningsmetod: | typ c |
| Automatisk avstängning: | 10 minuter |
| Våglängd för rött ljus: | 630±5nm |

säkerhet

Läs dessa instruktioner innan du använder produkten och följ rekommendationerna däri när du använder enheten.

Användningsinstruktioner

Välj ett större eller mindre munstycke, beroende på storleken på området som ska masseras. Fäst munstycket på enheten genom att placera dess små utsprång på rätt sätt och vrida det.

Enhetsbeskrivning [sida 2 - f1]

1. På/av-knapp
2. Sugjusteringsknapp
3. Knapp för LIPO-läge
4. EMS-lägesknapp
5. Diodindikatorer
6. Typ-C laddningsingång
7. Stor sugkopp
8. Liten sugkopp
9. Laddningskabel av typ C

Landning

1. Ladda din enhet genom att ansluta den till en strömkälla med den medföljande USB Type-C-kabeln. Lysdioderna tänds sekventiellt under laddning. När produkten är fulladdad och alla sex lysdioderna lyser kontinuerligt, koppla bort produkten från strömkällan.
2. Laddning i 2 till 4 timmar ger cirka 1 timmes trådlös användning.
3. När enheten är påslagen blinkar alla 6 lysdioderna 5 gånger om batteriet är lågt och behöver laddas.

BODY-läge

1. Tryck kort på strömknappen för att slå på enheten. Enheten fungerar i Body-läge. LIPO och EMS fungerar på nivå 1.
2. Tryck på LIPO för att öka sugnivån, tryck på EMS för att öka EMS-nivån. Både sug och EMS har 3 nivåer indikerade av 3 orange lysdioder.
Uppmärksamhet! För första användningen rekommenderas att börja på nivå 1 för både EMS- och LIPO-lägen. Att applicera en liten mängd babyolja eller massageolja på huden kan hjälpa till med glideffekten. Undvik dock att använda parfymerade oljor, som kan skada plastmunstycket.
3. Efter att ha justerat inställningarna efter dina behov, placera suglocket på den valda delen av kroppen och flytta den mycket långsamt över huden.
4. För bästa resultat, upprepa 3 till 5 minuters behandling varje dag.
5. När LIPO och EMS är påslagna ska du känna både sug mot huden och ett lätt flöde av elektriska strömmar. Om någon av dem blir obehaglig, tryck på den stora "Release"-knappen för att stänga av. Innan du fortsätter behandlingen, ändra inställningarna till en lägre intensitetsnivå.
6. Tryck på strömknappen en gång för att gå in i FACE-läget eller tryck två gånger för att stänga av enheten. Enheten har en automatisk avstängningsfunktion efter 10 minuter.
7. För att ta bort sugmunstycket, vrid det moturs.
8. Se avsnittet "Rengöring" nedan för instruktioner om hur du byter ut filtret.

ANSIKTE-läge

1. Tryck på strömknappen två gånger för att växla till ansiktsläge. Endast EMS-läget fungerar, så du behöver inte använda sugkoppen.
2. Tryck på EMS för att välja EMS-nivå. De 3 nivåerna indikeras av 3 orange lysdioder.
3. När du är klar trycker du på strömknappen en gång för att stänga av enheten.

Användningstips

- Anticellulitmassagen är särskilt effektiv när den används regelbundet, i kombination med en hälsosam, balanserad kost och regelbunden motion.
- Flytta produkten runt din kropp under användning. Håll bara enhetens fodral stadigt för att undvika att tappa den. Det finns ingen anledning att trycka enheten för hårt mot huden. Om sugkraften blir obekvämlig eller för stark vid något tillfälle, tryck på "RELEASE"-knappen för att frigöra munstycket från din kropp.
- Tillfällig rodnad eller blåmärken i det masserade området är inte ovanligt. Dessa symtom bör försvinna inom några dagar.

Varningar

- En person med pacemaker kan inte utföra procedurer med enheten.
- Enheten får inte användas av personer som har opererats eller fått brännskador på huden under den senaste månaden.
- Enheten får inte användas av personer med hudinflammation, ärr, skador eller elektromagnetisk överkänslighet.
- Ta bort klockor, glasögon och andra metallföremål innan arbetet påbörjas.
- Undvik kontakt mellan huvudet och öngongloben.
- Håll inte enheten i samma område under en längre tid.
- Enheten ska inte användas av gravida kvinnor.

Rengöring

1. Koppla bort enheten innan rengöring.
 2. Ta bort sugmunstycket från enheten.
 3. Använd en pincett för att ta bort filtret.
- Obs: Det rekommenderas att byta filtret var tredje månad eller när du börjar känna mindre sugkraft.
4. Efter användning, torka av munstycket med en fuktig trasa.
 5. Låt aldrig huvudenheten komma i kontakt med vatten eller andra vätskor. Sänk inte ner i någon vätska för rengöring.
 6. Använd aldrig slipande rengöringsmedel, borstar, glas- eller möbelpolish, thinner, etc. för att rengöra enheten.

Lagring

- Håll enheten torr och ren.
- Förvaras åtskilt från höga temperaturer.
- Förvara utom räckhåll för barn.

Mer information om företaget och produkterna [sida 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

| | |
|--------------------------|--------------|
| Enhedsstørrelse: | 145*60*69 mm |
| Enhedens vægt: | 234 g |
| Lade tid: | 3-4 timer |
| Arbejdstid: | ≥60 minutter |
| Opladningsmetode: | type c |
| Automatisk sluk: | 10 minutter |
| Bølgelængde af rødt lys: | 630±5nm |

Sikkerhed

Læs venligst denne vejledning, før du bruger produktet og følg anbefalingerne deri, når du bruger enheden.

Brugsanvisning

Vælg en større eller mindre dyse, afhængig af størrelsen på det område, der skal masseres. Fastgør dysen til enheden ved at placere dens små fremspring korrekt og drej den.

Enhedsbeskrivelse [side 2 - f1]

1. Tænd/sluk-knap
2. Sugejusteringsknap
3. LIPO-tilstandsknap
4. EMS-tilstandsknap
5. Diodeindikatorer
6. Type-C ladeindgang
7. Stor sugekop
8. Lille sugekop
9. Type-C ladekabel

Landing

1. Oplad din enhed ved at slutte den til en strømkilde ved hjælp af det medfølgende USB Type-C-kabel. LED'erne lyser sekventielt under opladning. Når produktet er fuldt opladet, og alle seks LED'er lyser konstant, skal du tage produktet ud af strømkilden.
2. Opladning i 2 til 4 timer giver cirka 1 times trådløs brug.
3. Når enheden er tændt, vil alle 6 LED'er blinke 5 gange, hvis batteriet er lavt og skal oplades.

BODY mode

1. Tryk kort på tænd/sluk-knappen for at tænde enheden. Enheden fungerer i kropstilstand. LIPO og EMS fungerer på niveau 1.
2. Tryk på LIPO for at øge sugeniveauet, tryk på EMS for at øge EMS-niveauet. Både sug og EMS har 3 niveauer angivet med 3 orange lysdioder. Opmærksomhed! Til første brug anbefales det at starte på niveau 1 for både EMS- og LIPO-tilstande. Påføring af en lille mængde babyolie eller massageolie på huden kan hjælpe med glideeffekten. Undgå dog at bruge parfumerede olier, som kan beskadige plastikmundstykket.
3. Efter at have justeret indstillingerne til dine behov, skal du placere sugehætten på den valgte del af kroppen og flytte den meget langsomt hen over huden.
4. For de bedste resultater skal du gentage 3 til 5 minutters behandling hver dag.
5. Når LIPO og EMS er tændt, bør du mærke både sug på huden og en let strøm af elektriske strømme. Hvis nogen af dem bliver ubehagelige, skal du trykke på den store "Release"-knap for at slukke. Inden du fortsætter behandlingen, skal du ændre indstillingerne til et lavere intensitetsniveau.
6. Tryk på tænd/sluk-knappen én gang for at gå ind i ANSIGTstilstand, eller tryk på den to gange for at slukke for enheden. Enheden har en automatisk nedlukningsfunktion efter 10 minutter.
7. For at fjerne sugedysen, drej den mod uret.
8. Se afsnittet "Rengøring" nedenfor for instruktioner om udskiftning af filteret.

ANSIGT tilstand

1. Tryk på tænd/sluk-knappen to gange for at skifte til ansigtstilstand. Kun EMS-tilstand virker, så der er ingen grund til at bruge sugekoppen.
2. Tryk på EMS for at vælge EMS-niveau. De 3 niveauer er angivet med 3 orange lysdioder.
3. Når du er færdig, skal du trykke én gang på tænd/sluk-knappen for at slukke din enhed.

Brugstips

- Anti-cellulite massageapparatet er særligt effektivt, når det bruges regelmæssigt, i kombination med en sund, afbalanceret kost og regelmæssig motion.
 - Flyt produktet rundt på kroppen under brug. Bare hold enhedens etui godt fast for at undgå at tabe det. Der er ingen grund til at presse enheden for hårdt mod huden. Hvis sugekraften bliver ubehagelig eller for stærk på noget tidspunkt, skal du trykke på knappen "RELEASE" for at frigøre dysen fra din krop.
 - Midlertidig rødme eller blå mærker i det masserede område er ikke ualmindeligt. Disse symptomer bør forsvinde inden for et par dage.
- ### Advarsler
- En person med en pacemaker kan ikke udføre procedurer ved hjælp af enheden.
 - Apparatet må ikke bruges af personer, der er blevet opereret eller har fået forbrændinger af huden inden for den seneste måned.
 - Apparatet må ikke bruges af personer med hudbetændelse, ar, skader eller elektromagnetisk overfølsomhed.
 - Fjern ure, briller og andre metalgenstande før arbejdet påbegyndes.
 - Undgå kontakt mellem hovedet og øjeæblet.
 - Hold ikke enheden i det samme område i længere tid.
 - Apparatet bør ikke bruges af gravide kvinder.

Rengøring

1. Træk stikket ud før rengøring.
2. Fjern sugedysen fra apparatet.
3. Brug en pincet til at fjerne filteret.
Bemærk: Det anbefales at udskifte filteret hver tredje måned, eller når du begynder at mærke mindre sugekraft.
4. Efter brug tørres dysen af med en fugtig klud.
5. Lad aldrig hovedenheden komme i kontakt med vand eller andre væsker. Nedsænk ikke i nogen væske til rengøring.
6. Brug aldrig slibende rengøringsmidler, børster, glas- eller møbelpolish, malingfortynder osv. til at rengøre enheden.

Opbevaring

- Hold enheden tør og ren.
- Holdes væk fra høje temperaturer.
- Holde utilgængeligt for børn.

Mere information om virksomheden og produkterne [side 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Apparaatgrootte: | 145*60*69mm |
| Gewicht apparaat: | 234g |
| Laadtijd: | 3-4 uur |
| Werktijd: | ≥60 minuten |
| Oplaadmethode: | typ c |
| Automatische uitschakeling: | 10 minuten |
| Golflengte van rood licht: | 630 ± 5 nm |

Beveiliging

Lees deze instructies voordat u het product gebruikt en volg de daarin opgenomen aanbevelingen bij het gebruik van het apparaat.

Gebruiksaanwijzing

Kies een groter of kleiner mondstuk, afhankelijk van de grootte van het te masseren gebied. Bevestig het mondstuk aan het apparaat door de kleine uitsteeksel op de juiste manier te positioneren en te draaien.

Apparaatbeschrijving [pagina 2 - f1]

1. Aan/uit-knop
2. Knop voor het aanpassen van de zuigkracht
3. LIPO-modusknop
4. EMS-modusknop
5. Diode-indicatoren
6. Type-C oplaadingang
7. Grote zuignap
8. Kleine zuignap
9. Type-C-oplaadkabel

Landen

1. Laad uw apparaat op door het aan te sluiten op een voedingsbron met behulp van de meegeleverde kabel USB Type-C. De LED's gaan opeenvolgend branden tijdens het opladen. Wanneer het product volledig is opgeladen en alle zes LED's continu branden, koppelt u het product los van de voedingsbron.
2. Opladen gedurende 2 tot 4 uur levert ongeveer 1 uur draadloos gebruik op.
3. Wanneer het apparaat is ingeschakeld, knipperen alle 6 LED's 5 keer als de batterij bijna leeg is en moet worden opgeladen.

BODY-modus

1. Druk kort op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen. Het apparaat werkt in de lichaamsmodus. LIPO en EMS opereren op niveau 1.
2. Druk op LIPO om het zuigniveau te verhogen, druk op EMS om het EMS-niveau te verhogen. Zowel zuigkracht als EMS hebben 3 niveaus, aangegeven door 3 oranje LED's.
- Aandacht! Voor het eerste gebruik wordt aanbevolen om te beginnen op niveau 1 voor zowel de EMS- als de LIPO-modus. Het aanbrengen van een kleine hoeveelheid babyolie of massageolie op de huid kan helpen bij het glijdende effect. Vermijd echter het gebruik van geparfumeerde oliën, aangezien deze het plastic mondstuk kunnen beschadigen.
3. Nadat u de instellingen aan uw behoeften heeft aangepast, plaatst u de zuignap op het geselecteerde lichaamsdeel en beweegt u deze heel langzaam over de huid.
4. Voor het beste resultaat herhaalt u de behandeling van 3 tot 5 minuten elke dag.
5. Wanneer LIPO en EMS zijn ingeschakeld, voelt u zowel zuigkracht op de huid als een lichte elektrische stroom. Als een van deze onaangenaam wordt, druk dan op de grote knop "Vrijgeven" om uit te schakelen. Voordat u doorgaat met de behandeling, wijzigt u de instellingen naar een lager intensiteitsniveau.
6. Druk één keer op de aan/uit-knop om naar de FACE-modus te gaan of druk er twee keer op om het apparaat uit te schakelen. Het apparaat beschikt over een automatische

uitschakelfunctie na 10 minuten.

7. Om het zuigmondstuk te verwijderen, draait u het tegen de klok in.

8. Zie het gedeelte "Reinigen" hieronder voor instructies over het vervangen van het filter.

FACE-modus

1. Druk twee keer op de aan/uit-knop om over te schakelen naar de Gezichtsmodus. Alleen de EMS-modus werkt, dus het is niet nodig om de zuignap te gebruiken.

2. Druk op EMS om het EMS-niveau te selecteren. De 3 niveaus worden aangegeven door 3 oranje LED's.

3. Wanneer u klaar bent, drukt u eenmaal op de aan/uit-knop om uw apparaat uit te schakelen.

Gebruikstips

- De anti-cellulitis stimulator is bijzonder effectief bij regelmatig gebruik, in combinatie met een gezond, uitgebalanceerd dieet en regelmatige lichaamsbeweging.

- Beweeg het product tijdens gebruik rond uw lichaam. Houd de behuizing van het apparaat stevig vast om te voorkomen dat het valt. Het is niet nodig om het apparaat te hard tegen de huid te drukken. Als de zuigkracht op enig moment oncomfortabel of te sterk wordt, druk dan op de knop "RELEASE" om het mondstuk los te maken van uw lichaam.

- Tijdelijke roodheid of blauwe plekken op het gemasseerde gebied zijn niet ongewoon. Deze symptomen zouden binnen een paar dagen moeten verdwijnen.

Waarschuwingen

- Een persoon met een pacemaker kan geen procedures uitvoeren met het apparaat.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt door mensen die in de afgelopen maand een operatie hebben ondergaan of brandwonden hebben op de huid.

- Het apparaat mag niet worden gebruikt door mensen met huidontstekingen, littekens, beschadigingen of elektromagnetische overgevoeligheid.

- Verwijder horloges, brillen en andere metalen voorwerpen voordat u met de werkzaamheden begint.

- Vermijd contact van het hoofd met de oogbol.

- Houd het apparaat niet langere tijd op dezelfde plek.

- Het apparaat mag niet door zwangere vrouwen worden gebruikt.

Schoonmaak

1. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het reinigt.

2. Verwijder het zuigmondstuk van het apparaat.

3. Gebruik een pincet om het filter te verwijderen.

Let op: Het is aan te raden het filter elke drie maanden te vervangen of wanneer je minder zuigkracht begint te voelen.

4. Veeg het mondstuk na gebruik schoon met een vochtige doek.

5. Zorg ervoor dat het hoofdapparaat nooit in contact komt met water of andere vloeistoffen. Voor het reinigen niet in een vloeistof onderdompelen.

6. Gebruik nooit schuurmiddelen, borstels, glas- of meubelpoetsmiddel, verfverdunder enz. om het apparaat schoon te maken.

Opslag

- Houd het apparaat droog en schoon.

- Blijf uit de buurt van hoge temperaturen.

- Buiten bereik van kinderen houden.

Meer informatie over het bedrijf en de producten [pagina 2 - f2]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautifly.eu

| | |
|----------------------------|-------------|
| Cihaz Boyutu: | 145*60*69mm |
| Cihaz ağırlığı: | 234g |
| Şarj süresi: | 3-4 saat |
| Çalışma zamanı: | ≥60 dakika |
| Şarj yöntemi: | c tipi |
| Otomatik kapanma: | 10 dakika |
| Kırmızı ışığın dalga boyu: | 630±5nm |

Güvenlik

Ürünü kullanmadan önce lütfen bu talimatları okuyun ve cihazı kullanırken burada yer alan tavsiyelere uyun.

Kullanım için talimatlar

Masaj yapılacak alanın boyutuna bağlı olarak daha büyük veya daha küçük bir ağızlık seçin. Küçük çıkıntılarını düzgün bir şekilde konumlandırıp çevirerek nozulu cihaza takın.

Cihaz açıklaması [sayfa 2 - f1]

1. Açma/kapama düğmesi
2. Emme ayar butonu
3. LIPO modu düğmesi
4. EMS modu düğmesi
5. Diyot göstergeleri
6. Tip-C şarj girişi
7. Büyük vantuz
8. Küçük vantuz
9. Tip-C şarj kablosu

İniş

1. Cihazınızı, birlikte verilen USB Type-C kablosunu kullanarak bir güç kaynağına bağlayarak şarj edin. Şarj sırasında LED'ler sırayla yanacaktır. Ürün tamamen şarj olduğunda ve altı LED'in tümü sürekli olarak yandığında, ürünün fişini güç kaynağından çıkarın.
2. 2 ila 4 saatlik şarj, yaklaşık 1 saatlik kablosuz kullanım sağlar.
3. Cihaz açıldığında, pil zayıfsa ve şarj edilmesi gerekiyorsa 6 LED'in tümü 5 kez yanıp sönecektir.

GÖVDE modu

1. Cihazı açmak için güç düğmesine kısa süre basın. Cihaz Vücut modunda çalışır. LIPO ve EMS Seviye 1'de çalışır.
2. Emme seviyesini arttırmak için LIPO'ya basın, EMS seviyesini arttırmak için EMS'ye basın. Hem emme hem de EMS, 3 turuncu LED ile gösterilen 3 seviyeye sahiptir. Dikkat! İlk kullanımda hem EMS hem de LIPO modları için seviye 1'den başlanması tavsiye edilir. Cilde az miktarda bebek yağı veya masaj yağı sürmek kayma etkisine yardımcı olabilir. Ancak plastik ağızlığa zarar verebileceğinden parfümlü yağlar kullanılmaktan kaçının.
3. Ayarları ihtiyaçlarınıza göre ayarladıktan sonra, emme başlığını gövdenin seçilen kısmına yerleştirin ve çok yavaş bir şekilde cilt üzerinde hareket ettirin.
4. En iyi sonuçları elde etmek için 3 ila 5 dakikalık tedaviyi her gün tekrarlayın.
5. LIPO ve EMS açıldığında, hem ciltte emiş hem de hafif bir elektrik akımı akışı hissetmelisiniz. Bunlardan herhangi biri rahatsız edici hale gelirse kapatmak için büyük "Bırak" düğmesine basın. Tedaviye devam etmeden önce ayarları daha düşük bir yoğunluk seviyesine değiştirin.
6. YÜZ moduna girmek için güç düğmesine bir kez basın veya cihazı kapatmak için iki kez basın. Cihaz 10 dakika sonra otomatik kapanma fonksiyonuna sahiptir.
7. Emme memesini çıkarmak için saat yönünün tersine çevirin.
8. Filtrenin değiştirilmesiyle ilgili talimatlar için aşağıdaki "Temizlik" bölümüne bakın.

YÜZ modu

1. Yüz moduna geçmek için güç düğmesine iki kez basın. **Yalnızca EMS modu çalışır**, bu nedenle vantuzu kullanmaya gerek yoktur.
2. EMS seviyesini seçmek için EMS'ye basın. 3 seviye 3 turuncu LED ile gösterilir.
3. İşiniz bittiğinde cihazınızı kapatmak için güç düğmesine bir kez basın.

Kullanım ipuçları

- Selülit önleyici masaj aleti, sağlıklı, dengeli beslenme ve düzenli egzersizle birlikte düzenli kullanıldığında özellikle etkilidir.
- Kullanım sırasında ürünü vücudunuzun etrafında hareket ettirin. Düşmesini önlemek için cihazın kasasını sıkıca tutun. Cihazı cilde çok sert bastırmanıza gerek yoktur. Emiş gücü herhangi bir noktada rahatsız edici veya çok güçlü hale gelirse, başlığı vücudunuzdan çıkarmak için "BIRAKMA" düğmesine basın.
- Masaj yapılan bölgede geçici kızarıklık veya morarma nadir değildir. Bu belirtiler birkaç gün içinde kaybolmalıdır.

Uyarılar

- Kalp pili taşıyan bir kişi, cihazı kullanarak işlem gerçekleştiremez.
- Son bir ay içinde ameliyat olmuş veya cilt yanığı olan kişiler tarafından cihaz kullanılmamalıdır.
- Cihaz, cildinde iltihap, yara izi, hasar veya elektromanyetik aşırı duyarlılığı olan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
- Çalışmaya başlamadan önce saatleri, gözlükleri ve diğer metal nesnelere çıkarmayın.
- Başın göz küresine temasından kaçının.
- Cihazı uzun süre aynı bölgede tutmayınız.
- Cihaz hamile kadınlardan kullanılmamalıdır.

Temizlik

1. Temizlemeden önce cihazın fişini çekin.
2. Emme ağzını cihazdan çıkarın.
3. Filtreyi çıkarmak için cımbız kullanın.

Not: Filtreyi her üç ayda bir veya emiş gücünün azaldığını hissetmeye başladığınızda değiştirmeniz önerilir.

4. Kullandıktan sonra başlığı nemli bir bezle silin.
5. Ana ünitenin su veya diğer sıvılarla temas etmesine asla izin vermeyin. Temizlemek için herhangi bir sıvıya batırmayın.
6. Cihazı temizlemek için asla aşındırıcı temizleyiciler, fırça, cam veya mobilya cilası, boya tineri vb. kullanmayın.

Depolamak

- Cihazı kuru ve temiz tutun.
- Yüksek sıcaklıktan uzak tutun.
- Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Şirket ve ürünler hakkında daha fazla bilgi [sayfa 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

| | |
|---|--------------|
| Размер на устройството: | 145*60*69 мм |
| Тегло на устройството: | 234g |
| Време за зареждане: | 3-4 часа |
| Работно време: | ≥60 минути |
| Метод на зареждане: | тип С |
| Автоматично изключване: | 10 минути |
| Дължина на вълната на червената светлина: | 630±5nm |

Сигурност

Моля, прочетете тези инструкции, преди да използвате продукта и следвайте препоръките, съдържащи се в него, когато използвате устройството.

Инструкции за употреба

Изберете по-голям или по-малък накрайник, в зависимост от размера на зоната, която ще масажирате. Прикрепете накрайника към устройството, като поставите правилно малките му издатини и го завъртете.

Описание на устройството [страница 2 - f1]

1. Бутон за включване/изключване
2. Бутон за регулиране на засмукването
3. Бутон за режим LIPO
4. Бутон за режим EMS
5. Диодни индикатори
6. Тип-С вход за зареждане
7. Голяма вендуза
8. Малка вендуза
9. Туре-С кабел за зареждане

Кацане

1. Заредете вашето устройство, като го свържете към източник на захранване с помощта на предоставения USB кабел тип С. Светодиодите ще светят последователно, докато се зарежда. Когато продуктът е напълно зареден и всичките шест светодиода светят непрекъснато, изключете продукта от източника на захранване.
2. Зареждането за 2 до 4 часа осигурява приблизително 1 час безжична употреба.
3. Когато устройството е включено, всичките 6 светодиода ще мигат 5 пъти, ако батерията е изтощена и трябва да се зареди.

Режим BODY

1. Натиснете за кратко бутона за захранване, за да включите устройството. Устройството работи в режим Body, LIPO и EMS работят на ниво 1.
2. Натиснете LIPO, за да увеличите нивото на засмукване, натиснете EMS, за да увеличите нивото на EMS. Както засмукването, така и EMS имат 3 нива, обозначени с 3 оранжеви светодиода.
внимание! За първа употреба се препоръчва да започнете от ниво 1 както за режимите EMS, така и за LIPO. Нанасянето на малко количество бебешко олио или масажно олио върху кожата може да помогне за ефекта на плъзгане. Избягвайте обаче използването на парфюмирани масла, които могат да повредят пластмасовата дюза.
3. След като коригирате настройките според вашите нужди, поставете вендузата върху избраната част от тялото и я преместете много бавно по кожата.
4. За най-добри резултати повтаряйте лечението от 3 до 5 минути всеки ден.
5. Когато LIPO и EMS са включени, трябва да почувствате засмукване на кожата и лек поток от електрически ток. Ако някой от тях стане неприятен, натиснете лечения бутон "Освобождаване", за да изключите. Преди да продължите лечението, променете настройките на по-ниско ниво на интензивност.
6. Натиснете бутона за захранване веднъж, за да влезете в режим FACE или го

натиснете два пъти, за да изключите устройството. Устройството има функция за автоматично изключване след 10 минути.

7. За да премахнете смукателната дюза, завъртете я обратно на часовниковата стрелка.

8. Вижте раздела "Почистване" по-долу за инструкции относно подмяната на филтъра.

Режим ЛИЦЕ

1. Натиснете два пъти бутона за захранване, за да превключите на режим Лице. Работи само EMS режим, така че няма нужда да използвате вендузата.

2. Натиснете EMS, за да изберете EMS ниво. 3-те нива се обозначават с 3 оранжеви светодиода.

3. Когато приключите, натиснете веднъж бутона за захранване, за да изключите вашето устройство.

Съвети за употреба

• Антицелулитният масажор е особено ефективен при редовна употреба, в комбинация със здравословна, балансирана диета и редовни физически упражнения.

• Движете продукта около тялото си по време на употреба. Просто дръжте здраво кутията на устройството, за да не го изпуснете. Не е необходимо да притискате устройството прекалено силно към кожата. Ако силата на засмукване стане неудобна или твърде силна в даден момент, натиснете бутона "ОСВОБОЖДАВАНЕ", за да освободите дюзата от тялото си.

• Временно зачервяване или посиняване на масажираната област не е необичайно. Тези симптоми трябва да изчезнат в рамките на няколко дни.

Предупреждения

• Човек с пейсмейкър не може да извършва процедури с помощта на устройството.

• Устройството не трябва да се използва от хора, които са претърпели операция или са имали изгаряния на кожата през последния месец.

• Устройството не трябва да се използва от хора с кожни възпаления, белези, увреждания или електромагнитна свръхчувствителност.

• Свалете часовници, очила и други метални предмети, преди да започнете работа.

• Избягвайте контакт на главата с очната ябълка.

• Не дръжте устройството в едно и също място за дълго време.

• Устройството не трябва да се използва от бременни жени.

Почистване

1. Преди почистване изключете устройството от контакта.

2. Отстранете смукателната дюза от устройството.

3. Използвайте пинсети, за да премахнете филтъра.

Забележка: Препоръчително е да сменяте филтъра на всеки три месеца или когато започнете да усещате по-малка всмукателна мощност.

4. След употреба избършете дюзата с влажна кърпа.

5. Никога не позволявайте основното устройство да влиза в контакт с вода или други течности. Не потапяйте в никакви течности за почистване.

6. Никога не използвайте абразивни почистващи препарати, четки, лак за стъкло или мебели, разредител за боя и др., за да почистите устройството.

Съхранение

• Пазете устройството сухо и чисто.

• Пазете от висока температура.

• Дръжте далеч от деца.

Повече информация за фирмата и продуктите [страница 2 - f2]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautifly.eu

| | |
|----------------------------|--------------------|
| حجم الجهاز: | 145*60*69 مللي متر |
| وزن الجهاز: | 234 جرام |
| وقت الشحن: | 3-4 ساعات |
| وقت العمل: | 60 دقيقة \geq |
| طريقة الشحن: | اكتب ج |
| إيقاف التشغيل التلقائي: | 10 دقائق |
| الطول الموجي للضوء الأحمر: | 630±5 نانومتر |

حملة

يرجى قراءة هذه التعليمات قبل استخدام المنتج واتباع التوصيات الواردة فيه عند استخدام الجهاز.

تعليمات الاستخدام

اختر فوهة أكبر أو أصغر حسب حجم المنطقة المراد تدليكها. قم بتوصيل الفوهة بالجهاز عن طريق وضع فتواته الصغيرة بشكل صحيح ولفها.

[f1 - صفحة 2] وصف الجهاز

1. زر التشغيل/الإيقاف
2. زر تعديل الشفط
3. زر وضع لبيو
4. زر وضع EMS
5. مؤشرات الصمام الثنائي
6. مدخل شحن من النوع C
7. كوب شفط كبير
8. كوب شفط صغير
9. كابل شحن من النوع C

الهبوط

1. اشحن جهازك عن طريق توصيله بمصدر طاقة باستخدام كابل USB. المستوي C من النوع USB 1. اشحن جهازك عن طريق توصيله بمصدر طاقة باستخدام كابل LED بالشكل TMSLED بشكل تسلسلي أثناء الشحن. عندما يتم شحن المنتج بالكامل وتضيء جميع مصابيح LED مستمر، افصل المنتج من مصدر الطاقة.
2. الشحن لمدة 2 إلى 4 ساعات يوفر حوالي ساعة واحدة من الاستخدام اللاسلكي.
3. عند تشغيل الجهاز، ستومض جميع مصابيح LED 5 مرات إذا كانت البطارية منخفضة وتحتاج إلى LED 3. عند تشغيل الجهاز، ستومض جميع مصابيح الشحن.

وضع الجسم

1. LIPO 1. اضغط لفترة وجيزة على زر الطاقة لتشغيل الجهاز. يعمل الجهاز في وضع الجسم. يعمل كل من في المستوى EMS 1.
2. LIPO 2. اضغط على EMS 1. اضغط على كل من EMS. لزيادة مستوى EMS لزيادة مستوى الشفط، واضغط على LIPO 2. اضغط على ير تلقائية LED على 3 مستويات بشار اليها بواسطة 3 مصابيح EMS الشفطو يمكن أن يساعد وضع LIPO أو EMS أنتباهه للاستخدام الأول، يوصى بالبدء من المستوى 1 لكل من وضعي كمية صغيرة من زيت الأطفال أو زيت التدليك على الجلد في الحصول على تأثير الانزلاق. ومع ذلك، تجنب استخدام الزبوت المعطرة، التي قد تلحق الضرر بالفوهة البلاستيكية.
3. بعد ضبط الإعدادات حسب احتياجاتك، ضع غطاء الشفط على الجزء المحدد من الجسم وحركه ببطء شديد على الجلد.
4. للحصول على أفضل النتائج، كرري العلاج لمدة 3 إلى 5 دقائق كل يوم. يجب أن تشعر بالشفط على الجلد وتدفق طفيف للتغيرات الكهربائية. إذا أصبح EMS و LIPO 5. عند تشغيل أي منها من عجا، فاضغط على زر "التحرير" الكبير لإيقاف التشغيل. قبل مواصلة العلاج، قم بتغيير الإعدادات إلى مستوى كثافة أقل.
6. اضغط على زر الطاقة مرة واحدة للدخول إلى وضع الوجه أو اضغط عليه مرتين لإيقاف تشغيل الجهاز. يحتوي الجهاز على وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي بعد 10 دقائق.
7. لإزالة فوهة الشفط، قم بتدويرها عكس اتجاه عقارب الساعة.
8. راجع قسم "التنظيف" أذناه للحصول على إرشادات حول استبدال الفلتر.

وضع الوجه

فقط، لذلك ليست هناك حاجة EMS 1. اضغط على زر الطاقة مرتين للتبديل إلى وضع الوجه. يعمل وضع الاستخدام ككوب الشفط.

LED تتم الإشارة إلى المستويات الثلاثة بواسطة 3 مصابيح EMS لتحديد مستوى EMS 2. اضغط على بر تقليية
3. عند الانتهاء، اضغط على زر الطاقة مرة واحدة لإيقاف تشغيل جهازك

نصائح الاستخدام

- يعتبر جهاز التدليك المضاد للسيلوليت فعالاً بشكل خاص عند استخدامه بانتظام، مع اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.
- قم بتحرريك المنتج حول جسمك أثناء الاستخدام ما عليك سوى الإمساك بحافظة الجهاز بقوة لتجنب سقوطه. ليست هناك حاجة للضغط على الجهاز بشدة على الجلد. إذا أصبحت قوة الشفط غير مريحة أو قوية لتحرير الفوهة من جسمك "RELEASE" جداً في أي وقت، فاضغط على زر الأحمر أو الكدمات المؤقتة في المنطقة التي يتم تدليكها أمر شائع. ويجب أن تختفي هذه الأعراض خلال بضعة أيام.

تحذيرات

- لا يستطيع الشخص الذي لديه جهاز تنظيم ضربات القلب تنفيذ الإجراءات باستخدام الجهاز.
- يجب عدم استخدام الجهاز من قبل الأشخاص الذين خضعوا لعملية جراحية أو أصيبوا بحروق جلدية. خلال الشهر الماضي.
- يجب عدم استخدام الجهاز من قبل الأشخاص الذين يعانون من التهاب الجلد أو الندوب أو التلف أو فرط الحساسية للكهرباء ومغناطيسية.
- قم بإزالة الساعات والنظارات والأشياء المعدنية الأخرى قبل البدء في العمل.
- تجنب ملامسة الرأس لمقلاة العين.
- لا تحمل الجهاز في نفس المنطقة لفترة طويلة.
- لا ينبغي استخدام الجهاز من قبل النساء الحوامل.

تنظيف

1. قبل التنظيف، افصل الجهاز
2. قم بإزالة فوهة الشفط من الجهاز
3. استخدم الملقط لإزالة الفلتر
- ملحوظة: يوصى باستبدال الفلتر كل ثلاثة أشهر أو عندما تبدأ في الشعور بانخفاض قوة الشفط بعد الاستخدام، امسح الفوهة بقطعة قماش مبللة
5. لا تسمح مطلقاً بتلامس الوحدة الرئيسية مع الماء أو السوائل الأخرى. لا تغمر في أي سائل للتنظيف
6. لا تستخدم أبداً المنظفات الكاشطة أو الفرش أو ملمع الزجاج أو الأثاث أو مخفف الطلاء وما إلى ذلك لتنظيف الجهاز

تخزين

- حافظ على الجهاز جافاً ونظيفاً.
- الابتعاد عن درجة الحرارة المرتفعة.
- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

[2- صفحة 2] مزيد من المعلومات حول الشركة والمنتجات

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautifly.eu



[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym: Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i

akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Urządzenie zostało wprowadzone do obrotu po 13.08.2005 r

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators must not be combined with other household waste. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the packaging. Dispose of waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators at your local separate collection point or to your dealer. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Incorrect handling or damage to them may lead to damage to health or environmental pollution when the equipment is further disposed of or recycled. The device was placed on the market after August 13, 2005



[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent niniejszym w wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że wyżej wymieniony produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej a także dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych

niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem.

[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer hereby declares under its sole responsibility that the above product complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances.

www.beautifly.eu/deklaracje

Importer: Beautifly Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska

Model: Lipomassage Slim Body