

BEAUTIFLY

Derma
Basic
series

Diamond microdermabrasion

User manual



 /beautifly.eu  @beautifly.eu  beautifly.eu

 /beautiflyeu  @beautifly.eu

f1



f2



Moc:	0.75W
Napięcie robocze:	DC 3.7V
Natężenie robocze:	200mA
Napięcie ładowania:	DC 5V
Wymiary:	4,5x18x5,5cm

Bezpieczeństwo

Przed użyciem zapoznaj się z niniejszą instrukcją przestrzegaj zaleceń w niej zawartych w trakcie użytkowania urządzenia

Opis urządzenia [strona 2 - f1]

1. Głowica
2. Przycisk zasilania

Ładowanie:

Ładuj urządzenie maksymalnie 8 godzin, upewniając się, że jest wyłączone. Podłącz przez kabel USB do ładowarki lub komputera i sprawdź, czy wskaźnik ładowania (czerwony podczas ładowania, zmienia się na zielony po naładowaniu) jest aktywny. Gdy bateria się wyczerpie, wskaźnik będzie migał czerwono i zielono przez 10 sekund, a potem urządzenie się wyłączy.

Sposób użycia:

1. Oczyść i osusz twarz. Rozluźni to skórę i otworzy pory. Następnie nałóż końcówkę mikrokrystaliczną na dużą okrągłą nakładkę urządzenia.
2. Uruchom urządzenie i przyłóż końcówką do twarzy. Zaczniij od brody poruszając urządzenie od dołu do góry.
3. Przyłóż urządzenie do nosa i przesuwaj od wewnętrznej do zewnętrznej strony, dokładnie oczyszczając każdy płatek nosa.
4. Następnie przyłóż urządzenie do czoła i przesuwaj od środka do zewnątrz w obydwie strony.
5. W ostatnim etapie, dostosuj intensywność zasysania i przyłóż końcówkę do policzków.
6. Przesuwaj urządzenie od wewnętrznej do zewnętrznej strony. Od dołu do góry.
6. Po zakończonym zabiegu, przemyj twarz płynem łagodzącym oraz użyj preparatu nawilżającego z filtrem.

Oczyszczanie Porów:

Aby otworzyć pory i usunąć zaskórniki, użyj peel-off lub nałóż ciepły ręcznik na twarz na 3-5 minut. Następnie wybierz i zamontuj odpowiednią końcówkę w urządzeniu - dużą lub małą okrągłą - zależnie od fragmentu i potrzeb skóry. Skieruj końcówkę precyzyjnie na obszary do oczyszczenia, dostosowując poziom zasysania. Po zakończeniu, tonik lub maska zamkną pory. Poruszaj urządzeniem powoli, zawsze w tym samym kierunku, unikając ruchów owalnych. W przypadku trądziku, zassać zaskórniki i od razu puścić.

Usuwanie Zmarszczek:

Zamontuj owalną końcówkę do delikatnego masowania okolic oczu, ust i nosa, dobierając poziom zasysania do własnych potrzeb. Napnij skórę i usuwaj zmarszczki z małym natężeniem zasysania. Zabieg ten poprawia cyrkulację krwi i elastyczność skóry, pomagając w redukcji drobnych zmarszczek. Delikatnie zasysaj i puszczaj skórę.

Nie trzymając dłużej niż 3 sekundy w jednym miejscu, aby uniknąć podrażnień. W przypadku podrażnień, przerwij stosowanie urządzenia na pewien czas.

Środki ostrożności i przeciwwskazania

Przed użyciem, wysusz ręce i nie pływaj ani nie zanurzaj urządzenia pod wodą. Proszę codziennie pielęgnować skórę twarzy w czasie używania tego urządzenia. Nie używaj innych urządzeń do mechanicznego oczyszczania twarzy w czasie używania tego urządzenia. Pamiętaj, że urządzenie ma mocne poziomy zasysania. Głowice należy dezynfekować, aby uniknąć powstawania i rozprzestrzeniania się chorób wirusowych, bakteryjnych i grzybiczych skóry. Przeciwwskazania: aktywny trądzik ropny, trądzik różowaty, terapia retinoidami, zabiegi kwasowe, lasery - najmniej 4 tygodnie odstępu przed wykonaniem mikrodermabrazji, łuszczycy, choroby wirusowe, bakteryjne i grzybicze skóry, cera naczyńniowa, skłonność do bliznowacenia, przerwana ciągłość skóry (świeże rany), nowotwory skóry lub podejrzanym znamiona w miejscu poddawaniu zabiegowi, wypełniacze w twarzy - najmniej 4 tygodnie odstępu przed wykonaniem mikrodermabrazji, w przeciwnym wypadku preparat może się przemieścić.

Częstotliwość wykonywania i pielęgnacja pozabiegowa:

Mikrodermabrazję wykonuje się co 2 tygodnie w serii 6-12 sesji. Zależnie od efektu, który chcemy uzyskać stosujemy przerwy w zabiegach od 1 do 4 tygodni. Po zabiegu przez około 3-4 dni może wystąpić delikatne złuszczenie skóry, nie jest wymagane stosowanie dodatkowych serum czy ampulek. Pielęgnacja po zabiegu wymaga unikania silnego nasłonecznienia, wody chlorowanej, sauny czy solarium oraz stosowania kremów z wysokim filtrem UV, aby chronić skórę i zwiększyć efektywność zabiegu. Możliwe jest połączenie z jonoforezą czy mezoterapią bezigłową, by zwiększyć absorpcję składników aktywnych i osiągnąć lepsze rezultaty.

Więcej informacji o firmie oraz produktach [strona 2 - f2]

- www.beautify.eu

- www.youtube.com/beautifyeu

Power:	0,75W
Working Voltage:	DC 3.7V
Working Amperage:	200mA
Charging voltage:	DC 5V
Dimensions:	4.5x18x5.5cm

Security

Before use, read this manual and follow the recommendations contained therein during use of the device

Device description [page 2 - f1]

1. Head
2. Power button

Landing:

Charge your device for a maximum of 8 hours, making sure it is turned off. Connect via USB cable to a charger or computer and check if the charging indicator (red when charging, turns green when charged) is active. When the battery runs out, the indicator will flash red and green for 10 seconds and then the device will turn off.

How to use:

1. Cleanse and dry your face. This will relax the skin and open the pores. Then place the microcrystalline tip onto the large round cap of the device.
2. Turn on the device and place the tip on your face. Start with your chin and move the device from bottom to top.
3. Place the device on your nose and move from the inside to the outside, thoroughly cleaning each nose lobe.
4. Then place the device on your forehead and move it from the center to the outside in both directions.
5. In the last step, adjust the suction intensity and place the tip on your cheeks. Move the device from the inside to the outside. From the bottom up.
6. After completing the treatment, wash your face with a soothing liquid and use a moisturizer with a filter.

Pore Cleansing:

To open pores and remove blackheads, use peel-off or apply a warm towel to your face for 3-5 minutes. Then select and install the appropriate tip in the device - large or small round - depending on the part and needs of the skin. Aim the tip precisely at the areas to be cleaned by adjusting the suction level. Once done, the toner or mask will close the pores. Move the device slowly, always in the same direction, avoiding oval movements. In case of acne, suck the blackhead and release it immediately.

Wrinkle Removal:

Attach the oval tip to gently massage the area around the eyes, mouth and nose, adjusting the suction level to suit your needs. Tighten the skin and remove wrinkles with low suction intensity. This treatment improves blood circulation and skin elasticity, helping to reduce fine wrinkles. Gently suck and release the skin.

Do not hold in one place for longer than 3 seconds to avoid irritation. In case of irritation, stop using the device for a while.

Precautions and contraindications

Before use, dry your hands and do not rinse or immerse the device under water. Please take care of your facial skin daily when using this device. Do not use other mechanical facial cleansing devices while using this device. Please note that the device has strong suction levels. The heads should be disinfected to avoid the occurrence and spread of viral, bacterial and fungal skin diseases. Contraindications: active purulent acne, rosacea, retinoid therapy, acid treatments, lasers - at least 4 weeks before microdermabrasion, psoriasis, viral, bacterial and fungal skin diseases, vascular skin, tendency to scarring, interrupted skin continuity (fresh wounds), skin cancer or suspicious moles in the area undergoing treatment, fillers in the face - at least 4 weeks of interval before microdermabrasion, otherwise the preparation may move.

Frequency of execution and post-treatment care:

Microdermabrasion is performed every 2 weeks in a series of 6-12 sessions. Depending on the effect we want to achieve, treatment breaks range from 1 to 4 weeks. After the treatment, slight skin peeling may occur for about 3-4 days; the use of additional serum or ampoules is not required. Post-treatment care requires avoiding strong sunlight, chlorinated water, saunas or solariums, and using creams with a high UV filter to protect the skin and increase the effectiveness of the treatment. It is possible to combine it with iontophoresis or needle-free mesotherapy to increase the absorption of active ingredients and achieve better results.

More information about the company and products [page 2 - f2]

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Leistung:	Gleichstrom 3,7 V
Betriebsspannung:	200mA
Arbeitsstromstärke:	DC 5V
Ladespannung:	4,5x18x5,5cm
Maße:	Sicherheit
0,75 W	Lesen Sie vor der Verwendung dieses

Handbuch und befolgen Sie die darin enthaltenen Empfehlungen während der Nutzung des Gerätes

Gerätebeschreibung [Seite 2 - f1]

1. Kopf
2. Ein-/Aus-Taste

Landung:

Laden Sie Ihr Gerät maximal 8 Stunden lang auf und stellen Sie dabei sicher, dass es ausgeschaltet ist. Schließen Sie das Gerät über ein USB-Kabel an ein Ladegerät oder einen Computer an und prüfen Sie, ob die Ladeanzeige (rot beim Laden, grün beim Laden) aktiv ist. Wenn der Akku leer ist, blinkt die Anzeige 10 Sekunden lang rot und grün und dann schaltet sich das Gerät aus.

Wie benutzt man:

1. Reinigen und trocknen Sie Ihr Gesicht. Dadurch wird die Haut entspannt und die Poren geöffnet. Setzen Sie dann die mikrokristalline Spitze auf die große runde Kappe des Geräts.
 2. Schalten Sie das Gerät ein und platzieren Sie die Spitze auf Ihrem Gesicht. Beginnen Sie am Kinn und bewegen Sie das Gerät von unten nach oben.
 3. Platzieren Sie das Gerät auf Ihrer Nase und bewegen Sie es von innen nach außen.
- Reinigen Sie jedes Nasenläppchen gründlich.
4. Platzieren Sie dann das Gerät auf Ihrer Stirn und bewegen Sie es von der Mitte nach außen in beide Richtungen.
 5. Passen Sie im letzten Schritt die Saugintensität an und setzen Sie die Spitze auf Ihre Wangen.
 - Bewegen Sie das Gerät von innen nach außen. Von unten nach oben.
 6. Waschen Sie Ihr Gesicht nach Abschluss der Behandlung mit einer beruhigenden Flüssigkeit und verwenden Sie eine Feuchtigkeitscreme mit Filter.

Porenreinigung:

Um die Poren zu öffnen und Mitesser zu entfernen, verwenden Sie ein Peeling oder tragen Sie ein warmes Handtuch 3–5 Minuten lang auf Ihr Gesicht auf. Wählen Sie dann die passende Spitze aus und installieren Sie sie im Gerät – groß oder klein rund – je nach Hautpartie und Bedürfnissen. Richten Sie die Spitze präzise auf die zu reinigenden Bereiche, indem Sie die Saugstärke anpassen. Sobald es fertig ist, schließt der Toner oder die Maske die Poren. Bewegen Sie das Gerät langsam, immer in die gleiche Richtung, vermeiden Sie ovale Bewegungen. Bei Akne saugen Sie den Mitesser ab und lassen ihn sofort los.

Faltenentfernung:

Bringen Sie die ovale Spitze an, um den Bereich um Augen, Mund und Nase sanft zu massieren und passen Sie die Saugstärke an Ihre Bedürfnisse an. Straffen Sie die Haut und entfernen Sie Falten mit geringer Saugintensität. Diese Behandlung verbessert die Durchblutung und die Hautelastizität und hilft, feine Fältchen zu reduzieren. Saugen Sie sanft an der Haut und lassen Sie sie los.

Halten Sie es nicht länger als 3 Sekunden an einer Stelle, um Reizungen zu vermeiden. Sollten Reizungen auftreten, unterbrechen Sie die Verwendung des Geräts für eine Weile.

Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen

Trocknen Sie vor dem Gebrauch Ihre Hände ab und spülen Sie das Gerät nicht ab und tauchen Sie es nicht unter Wasser. Bitte pflegen Sie Ihre Gesichtshaut täglich, wenn Sie dieses Gerät verwenden. Verwenden Sie während der Verwendung dieses Geräts keine anderen mechanischen Gesichtereinigungsgeräte. Bitte beachten Sie, dass das Gerät über eine starke Saugleistung verfügt. Die Köpfe sollten desinfiziert werden, um das Auftreten und die Ausbreitung viraler, bakterieller und pilzlicher Hauterkrankungen zu verhindern. Kontraindikationen: aktive eitrige Akne, Rosacea, Retinoidtherapie, Säurebehandlungen, Laser – mindestens 4 Wochen vor Mikrodermabrasion, Psoriasis, virale, bakterielle und pilzliche Hauterkrankungen, Gefäßhaut, Neigung zur Narbenbildung, unterbrochene Hautkontinuität (frische Wunden), Hautkrebs oder verdächtige Muttermale im behandelten Bereich, Filler im Gesicht – mindestens 4 Wochen Pause vor der Mikrodermabrasion, sonst kann es zu einer Verschiebung des Präparates kommen.

Häufigkeit der Durchführung und Nachsorge:

Die Mikrodermabrasion wird alle 2 Wochen in einer Reihe von 6–12 Sitzungen durchgeführt. Abhängig von der gewünschten Wirkung betragen die Behandlungspausen 1 bis 4 Wochen. Nach der Behandlung kann es für ca. 3–4 Tage zu einem leichten Hautpeeling kommen, die Verwendung von zusätzlichem Serum oder Ampullen ist nicht erforderlich. Für die Nachbehandlung ist es wichtig, starke Sonneneinstrahlung, chlorhaltiges Wasser, Saunen oder Solarien zu meiden und Cremes mit hohem UV-Filter zu verwenden, um die Haut zu schützen und die Wirksamkeit der Behandlung zu erhöhen. Eine Kombination mit Iontophorese oder nadelloser Mesotherapie ist möglich, um die Wirkstoffaufnahme zu erhöhen und bessere Ergebnisse zu erzielen.

Weitere Informationen zum Unternehmen und den Produkten [Seite 2 - f2]

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Pouvoir:	Dimensions:
Tension de travail:	0,75 W
Ampérage de fonctionnement :	C.C 3,7 V
Tension de charge :	200mA
	C.C 5V

4,5x18x5,5cm

Sécurité

Avant utilisation, lisez ce manuel et suivez les recommandations qu'il contient pendant l'utilisation de l'appareil

Description de l'appareil [page 2 - f1]

1. Tête
2. Bouton d'alimentation

Atterrissage:

Chargez votre appareil pendant 8 heures maximum, en vous assurant qu'il est éteint. Connectez-vous via un câble USB à un chargeur ou à un ordinateur et vérifiez si l'indicateur de charge (rouge lors de la charge, devient vert lorsqu'il est chargé) est actif. Lorsque la batterie est épuisée, l'indicateur clignote en rouge et vert pendant 10 secondes, puis l'appareil s'éteint.

Comment utiliser:

1. Nettoyez et séchez votre visage. Cela détendra la peau et ouvrira les pores. Placez ensuite l'embout microcristallin sur le grand capuchon rond de l'appareil.
2. Allumez l'appareil et placez l'embout sur votre visage. Commencez par votre menton et déplacez l'appareil de bas en haut.
3. Placez l'appareil sur votre nez et déplacez-le de l'intérieur vers l'extérieur, nettoyez soigneusement chaque lobe du nez.
4. Placez ensuite l'appareil sur votre front et déplacez-le du centre vers l'extérieur dans les deux sens.
5. Dans la dernière étape, ajustez l'intensité de l'aspiration et placez l'embout sur vos joues. Déplacez l'appareil de l'intérieur vers l'extérieur. De bas en haut.
6. Après avoir terminé le traitement, lavez votre visage avec un liquide apaisant et utilisez une crème hydratante avec filtre.

Nettoyage des pores :

Pour ouvrir les pores et éliminer les points noirs, utilisez un peel-off ou appliquez une serviette chaude sur votre visage pendant 3 à 5 minutes. Sélectionnez ensuite et installez l'embout approprié dans l'appareil - grand ou petit rond - en fonction de la pièce et des besoins de la peau. Dirigez l'embout précisément vers les zones à nettoyer en ajustant le niveau d'aspiration. Une fois terminé, le tonique ou le masque fermera les pores. Déplacez l'appareil lentement, toujours dans le même sens, en évitant les mouvements ovales. En cas d'acné, aspirez le point noir et relâchez-le immédiatement.

Élimination des rides :

Fixez l'embout ovale pour masser doucement la zone autour des yeux, de la bouche et du nez, en ajustant le niveau d'aspiration en fonction de vos besoins. Resserrez la peau et éliminez les rides avec une faible intensité d'aspiration. Ce traitement améliore la circulation sanguine et l'élasticité de la peau, contribuant ainsi à réduire les ridules. Aspirez doucement et relâchez la peau.

Ne maintenez pas au même endroit pendant plus de 3 secondes pour éviter les irritations. En cas d'irritation, arrêtez d'utiliser l'appareil pendant un moment.

Précautions et contre-indications

Avant utilisation, séchez-vous les mains et ne rincez pas et ne plongez pas l'appareil sous l'eau. Veuillez prendre soin quotidiennement de la peau de votre visage lorsque vous utilisez cet appareil. N'utilisez pas d'autres appareils mécaniques de nettoyage du visage lorsque vous utilisez cet appareil. Veuillez noter que l'appareil a de forts niveaux d'aspiration. Les têtes doivent être désinfectées pour éviter l'apparition et la propagation de maladies cutanées virales, bactériennes et fongiques. Contre-indications : acné purulente active, rosacée, thérapie aux rétinoïdes, traitements acides, lasers - au moins 4 semaines avant la microdermabrasion, psoriasis, maladies cutanées virales, bactériennes et fongiques, peau vasculaire, tendance à la cicatrisation, continuité cutanée interrompue (plaies fraîches), cancer de la peau ou des grains de beauté suspects dans la zone à traiter, des produits de comblement sur le visage - au moins 4 semaines d'intervalle avant la microdermabrasion, sinon la préparation risque de bouger.

Fréquence d'exécution et soins post-traitement :

La microdermabrasion est réalisée toutes les 2 semaines en une série de 6 à 12 séances. Selon l'effet souhaité, les pauses de traitement varient de 1 à 4 semaines. Après le traitement, une légère desquamation de la peau peut survenir pendant environ 3 à 4 jours ; utilisation de sérum ou d'ampoules supplémentaires n'est pas nécessaire. Les soins post-traitement nécessitent d'éviter les forts rayons du soleil, l'eau chlorée, les saunas ou les solariums, et d'utiliser des crèmes à haut filtre UV pour protéger la peau et augmenter l'efficacité du traitement. Il est possible de l'associer à l'ionophorèse ou à la mésothérapie sans aiguille pour augmenter l'absorption des principes actifs et obtenir de meilleurs résultats.

Plus d'informations sur l'entreprise et les produits [page 2 - f2]

- www.beautify.eu

- www.youtube.com/beautifyeu

Fuerza:	0,75W
Tensión de trabajo:	CC 3,7 V
Amperaje de trabajo:	200mA
Tensión de carga:	CC 5 V
Dimensiones:	4,5x18x5,5 cm

Seguridad

Antes de su uso, lea este manual y siga las recomendaciones contenidas en el mismo, durante el uso del dispositivo

Descripción del dispositivo [página 2 - f1]

1. cabeza
2. Botón de encendido

Aterrizaje:

Cargue su dispositivo por un máximo de 8 horas, asegurándose de que esté apagado. Conéctese mediante un cable USB a un cargador o computadora y verifique si el indicador de carga (rojo cuando se carga, se vuelve verde cuando se carga) está activo. Cuando la batería se agote, el indicador parpadeará en rojo y verde durante 10 segundos y luego el dispositivo se apagará.

Cómo utilizar:

1. Limpia y seca tu rostro. Esto relajará la piel y abrirá los poros. Luego coloque la punta microcristalina en la tapa redonda grande del dispositivo.
 2. Enciende el dispositivo y coloca la punta en tu cara. Comienza con tu barbilla y mueve el dispositivo de abajo hacia arriba.
 3. Coloque el dispositivo en su nariz y muévelo desde el interior hacia el exterior, limpiando a fondo cada lóbulo de la nariz.
 4. Luego coloque el dispositivo en su frente y muévelo desde el centro hacia afuera en ambas direcciones.
5. En el último paso, ajusta la intensidad de la succión y coloca la punta en tus mejillas. Mueva el dispositivo desde el interior hacia el exterior. De abajo hacia arriba.
6. Después de completar el tratamiento, lávese la cara con un líquido calmante y utilice una crema hidratante con filtro.

Limpieza de poros:

Para abrir los poros y eliminar los puntos negros, use un producto exfoliante o aplique una toalla tibia en la cara durante 3 a 5 minutos. Luego seleccione e instale la punta adecuada en el dispositivo, redonda grande o pequeña, según la parte y las necesidades de la piel. Apunte la punta con precisión a las áreas a limpiar ajustando el nivel de succión. Una vez hecho esto, el tónico o mascarilla cerrará los poros. Mueva el dispositivo lentamente, siempre en la misma dirección, evitando movimientos ovalados. En caso de acné, chupa el punto negro y suéltalo inmediatamente.

Eliminación de arrugas:

Coloque la punta ovalada para masajear suavemente el área alrededor de los ojos, la boca y la nariz, ajustando el nivel de succión según sus necesidades. Tensa la piel y elimina las arrugas con baja intensidad de succión. Este tratamiento mejora la circulación sanguínea y la elasticidad de la piel, ayudando a reducir las arrugas finas. Chupe y suelte suavemente la piel.

No lo mantenga en un lugar por más de 3 segundos para evitar irritación. En caso de irritación, deje de utilizar el dispositivo durante un tiempo.

Precauciones y contraindicaciones.

Antes de usar, séquese las manos y no enjuague ni sumerja el dispositivo bajo agua. Cuide la piel de su rostro diariamente cuando utilice este dispositivo. No utilice otros dispositivos mecánicos de limpieza facial mientras utiliza este dispositivo. Tenga en cuenta que el dispositivo tiene fuertes niveles de succión. Los cabezales deben desinfectarse para evitar la aparición y propagación de enfermedades cutáneas virales, bacterianas y fúngicas. Contraindicaciones: acné purulento activo, rosácea, terapia con retinoides, tratamientos con ácido, láseres - al menos 4 semanas antes de la microdermoabrasión, psoriasis, enfermedades de la piel virales, bacterianas y fúngicas, piel vascular, tendencia a formar cicatrices, continuidad de la piel interrumpida (heridas recientes), cáncer de piel, o lunares sospechosos en el área bajo tratamiento, rellenos en la cara - intervalo de al menos 4 semanas antes de la microdermoabrasión, de lo contrario la preparación puede moverse.

Frecuencia de ejecución y cuidados post-tratamiento:

La microdermoabrasión se realiza cada 2 semanas en una serie de 6 a 12 sesiones. Dependiendo del efecto que queramos conseguir, las pausas en el tratamiento oscilan entre 1 y 4 semanas. Después del tratamiento, puede producirse una ligera descamación de la piel durante unos 3-4 días; no es necesario el uso de suero o ampollas adicionales. Los cuidados post-tratamiento requieren evitar la luz solar intensa, el agua clorada, las saunas o solariums y utilizar cremas con alto filtro UV para proteger la piel y aumentar la eficacia del tratamiento. Es posible combinarlo con iontoforesis o mesoterapia sin agujas para aumentar la absorción de principios activos y conseguir mejores resultados.

Más información sobre la empresa y productos [página 2 - f2]

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Poder:	0,75W
Tensão de trabalho:	CC 3,7V
Amperagem de trabalho:	200mA
Tensão de carregamento:	CC 5V
Dimensões:	4,5x18x5,5cm

Segurança

Antes de usar, leia este manual e siga as recomendações nele contidas durante o uso do dispositivo

Descrição do dispositivo [página 2 - f1]

1. Cabeça
2. Botão liga / desliga

Pouso:

Carregue seu dispositivo por no máximo 8 horas, certificando-se de que esteja desligado. Conecte via cabo USB a um carregador ou computador e verifique se o indicador de carregamento (vermelho durante o carregamento, fica verde quando carregado) está ativo. Quando a bateria acabar, o indicador piscará em vermelho e verde por 10 segundos e então o dispositivo será desligado.

Como usar:

1. Limpe e seque o rosto. Isso relaxará a pele e abrirá os poros. Em seguida, coloque a ponta microcristalina na tampa redonda grande do dispositivo.
2. Ligue o aparelho e coloque a ponta no rosto. Comece com o queixo e mova o dispositivo de baixo para cima.
3. Coloque o aparelho no nariz e mova de dentro para fora, limpando completamente cada lóculo do nariz.
4. Em seguida, coloque o aparelho na testa e mova-o do centro para fora em ambas as direções.
5. Na última etapa, ajuste a intensidade da sucção e coloque a ponta nas bochechas.
6. Mova o dispositivo de dentro para fora. De baixo para cima.
6. Após finalizar o tratamento, lave o rosto com um líquido calmante e use um hidratante com filtro.

Limpeza de poros:

Para abrir os poros e remover cravos, use peel-off ou aplique uma toalha quente no rosto por 3-5 minutos. Em seguida, selecione e instale a ponta adequada no aparelho – grande ou pequena redonda – dependendo da peça e das necessidades da pele. Aponte a ponta precisamente para as áreas a serem limpas ajustando o nível de sucção. Feito isso, o toner ou máscara fechará os poros. Mova o aparelho lentamente, sempre na mesma direção, evitando movimentos ovais. Em caso de acne, chupe o cravo e solte-o imediatamente.

Remoção de rugas:

Coloque a ponta oval para massagear suavemente a área ao redor dos olhos, boca e nariz, ajustando o nível de sucção de acordo com suas necessidades. Aperte a pele e remova rugas com baixa intensidade de sucção. Este tratamento melhora a circulação sanguínea e a elasticidade da pele, ajudando a reduzir as rugas finas. Chupe suavemente e solte a pele.

Não segure no mesmo lugar por mais de 3 segundos para evitar irritação. Em caso de irritação, pare de usar o aparelho por um tempo.

Precauções e contra-indicações

Antes de usar, seque as mãos e não enxágue nem mergulhe o aparelho em água. Cuide da pele do seu rosto diariamente ao usar este dispositivo. Não use outros dispositivos mecânicos de limpeza facial enquanto estiver usando este dispositivo. Observe que o dispositivo possui níveis de sucção fortes. As cabeças devem ser desinfetadas para evitar a ocorrência e propagação de doenças cutâneas virais, bacterianas e fúngicas. Contra-indicações: acne purulenta ativa, rosácea, terapia com retinóides, tratamentos com ácidos, lasers - pelo menos 4 semanas antes da microdermoabrasão, psoríase, doenças cutâneas virais, bacterianas e fúngicas, pele vascular, tendência a cicatrizes, continuidade interrompida da pele (feridas recentes), câncer de pele ou manchas suspeitas na área em tratamento, preenchimentos faciais - pelo menos 4 semanas de intervalo antes da microdermoabrasão, caso contrário o preparo pode se mover.

Frequência de execução e cuidados pós-tratamento:

A microdermoabrasão é realizada a cada 2 semanas em uma série de 6 a 12 sessões. Dependendo do efeito que queremos alcançar, as pausas no tratamento variam de 1 a 4 semanas. Após o tratamento, pode ocorrer leve descamação da pele por cerca de 3-4 dias, não sendo necessária a utilização de soro ou ampolas adicionais. Os cuidados pós-tratamento exigem evitar luz solar forte, água clorada, saunas ou solários e usar cremes com alto filtro UV para proteger a pele e aumentar a eficácia do tratamento. É possível combiná-lo com iontoforese ou mesoterapia sem agulha para aumentar a absorção dos princípios ativos e obter melhores resultados.

Mais informações sobre a empresa e produtos [página 2 - f2]

-www.beautifly.eu

-www.youtube.com/beautiflyeu

Energia:	0,75 W
Tensione di funzionamento:	CC 3,7 V
Amperaggio di lavoro:	200 mA
Tensione di carica:	CC 5 V
Dimensioni:	4,5x18x5,5 cm

Sicurezza

Prima dell'uso leggere il presente manuale e seguire le raccomandazioni in esso contenute durante l'uso del dispositivo

Descrizione del dispositivo [pagina 2 - f1]

1. Testa
2. Pulsante di accensione

Approdo:

Carica il tuo dispositivo per un massimo di 8 ore, assicurandoti che sia spento. Collega tramite cavo USB a un caricabatterie o a un computer e controlla se l'indicatore di ricarica (rosso durante la ricarica, diventa verde quando è carico) è attivo. Quando la batteria si scarica, l'indicatore lampeggerà in rosso e verde per 10 secondi e poi il dispositivo si spegnerà.

Come usare:

1. Detergi e asciuga il viso. Questo rilasserà la pelle e aprirà i pori. Quindi posizionare la punta microcristallina sul grande cappuccio rotondo del dispositivo.
2. Accendi il dispositivo e posiziona la punta sul viso. Inizia dal mento e sposta il dispositivo dal basso verso l'alto.
3. Posiziona il dispositivo sul naso e muovilo dall'interno verso l'esterno, pulire accuratamente ciascun lobo del naso.
4. Posizionare quindi il dispositivo sulla fronte e spostarlo dal centro verso l'esterno in entrambe le direzioni.
5. Nell'ultimo passaggio, regola l'intensità di aspirazione e posiziona la punta sulle guance.
6. Spostare il dispositivo dall'interno verso l'esterno. Dal basso verso l'alto.
6. Dopo aver completato il trattamento, lava il viso con un liquido lenitivo e utilizza una crema idratante con filtro.

Pulizia dei pori:

Per aprire i pori e rimuovere i punti neri, usa il peel-off o applica un asciugamano caldo sul viso per 3-5 minuti. Quindi selezionare e installare la punta appropriata nel dispositivo - grande o piccola rotonda - a seconda della parte e delle esigenze della pelle. Puntare la punta esattamente sulle aree da pulire regolando il livello di aspirazione. Una volta terminato, il tonico o la maschera chiuderanno i pori. Muovere il dispositivo lentamente, sempre nella stessa direzione, evitando movimenti ovali. In caso di acne, succhiare il comedone e rilasciarlo immediatamente.

Rimozione delle rughe:

Collega la punta ovale per massaggiare delicatamente la zona intorno agli occhi, alla bocca e al naso, regolando il livello di aspirazione in base alle tue esigenze. Stringere la pelle e rimuovere le rughe con una bassa intensità di aspirazione. Questo trattamento migliora la circolazione sanguigna e l'elasticità della pelle, contribuendo a ridurre le rughe sottili. Succhiare delicatamente e rilasciare la pelle.

Non tenere in un posto per più di 3 secondi per evitare irritazioni. In caso di irritazione, interrompere l'uso del dispositivo per un po'.

Precauzioni e controindicazioni

Prima dell'uso, asciugarsi le mani e non risciacquare né immergere il dispositivo sott'acqua. Si prega di prendersi cura quotidianamente della pelle del viso quando si utilizza questo dispositivo. Non utilizzare altri dispositivi meccanici per la pulizia del viso durante l'utilizzo di questo dispositivo. Si prega di notare che il dispositivo ha forti livelli di aspirazione. Le teste devono essere disinfettate per evitare l'insorgenza e la diffusione di malattie cutanee virali, batteriche e fungine. Controindicazioni: acne purulenta attiva, rosacea, terapia con retinoidi, trattamenti acidi, laser - almeno 4 settimane prima della microdermoabrasione, psoriasi, malattie cutanee virali, batteriche e fungine, pelle vascolare, tendenza alla cicatrizzazione, continuità cutanea interrotta (ferite fresche), cancro della pelle o nei sospetti nella zona da trattare, filler sul viso - almeno 4 settimane di intervallo prima della microdermoabrasione, altrimenti il preparato potrebbe spostarsi.

Frequenza di esecuzione e assistenza post-trattamento:

La microdermoabrasione viene eseguita ogni 2 settimane in una serie di 6-12 sedute. A seconda dell'effetto che vogliamo ottenere, le interruzioni del trattamento vanno da 1 a 4 settimane. Dopo il trattamento si può verificare una leggera desquamazione cutanea per circa 3-4 giorni; non è necessario l'utilizzo di siero o fiale aggiuntive. La cura post-trattamento richiede di evitare la forte luce solare, l'acqua clorata, saune o solarium e l'uso di creme con un elevato filtro UV per proteggere la pelle e aumentare l'efficacia del trattamento. È possibile abbinarlo alla ionoforesi o alla mesoterapia senza aghi per aumentare l'assorbimento dei principi attivi e ottenere risultati migliori.

Maggiori informazioni sull'azienda e sui prodotti [pagina 2 - f2]

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Napájení:	0,75 W
Pracovní napětí:	DC 3,7V
Pracovní proud:	200 mA
Nabíjecí napětí:	DC 5V
Rozměry:	Rozměry 4,5 x 18 x 5,5 cm

Bezpečnostní

Před použitím si přečtěte tento návod a dodržujte doporučení v něm uvedené během používání zařízení

Popis zařízení [strana 2 - f1]

1. Hlava
2. Tlačítko napájení

Přístání:

Nabíjejte své zařízení maximálně 8 hodin a ujistěte se, že je vypnuté. Připojte pomocí USB kabelu k nabíječce nebo počítači a zkontrolujte, zda je indikátor nabíjení (červený při nabíjení, při nabíjení zelený) aktivní. Když se baterie vybijí, indikátor bude blikat červeně a zeleně po dobu 10 sekund a poté se zařízení vypne.

Jak používat:

1. Očistěte a osušte obličej. To uvolní pokožku a otevře póry. Poté umístěte mikrokrytalický hrot na velký kulatý uzávěr zařízení.
 2. Zapněte zařízení a přiložte hrot na obličej. Začněte bradou a pohybujte zařízením zdola nahoru.
 3. Umístěte zařízení na nos a pohybujte se zevnitř ven, důkladně vyčistit každý nosní lalok.
 4. Poté si položte zařízení na čelo a pohybujte s ním ze středu směrem ven v obou směrech.
 5. V posledním kroku upravte intenzitu sání a přiložte hrot na tváře.
- Přesuňte zařízení zevnitř ven. Od zdola nahoru.
6. Po dokončení kúry si umyjte obličej zklidňující tekutinou a použijte hydratační krém s filtrem.

Čištění pórů:

Pro otevření pórů a odstranění černých teček použijte peeling nebo přiložte na obličej teplý ručník na 3-5 minut. Poté vyberte a nainstalujte do zařízení vhodný hrot - velký nebo malý kulatý - v závislosti na části a potřebách pokožky. Nasměřujte špičku přesně na místa, která mají být čištěna, nastavením úrovně sání. Po dokončení toner nebo maska uzavře póry. Pohybujte zařízením pomalu, vždy ve stejném směru, vyhněte se oválným pohybům. V případě akné odsajte černou tečku a ihned ji uvolněte.

Odstranění vrásek:

Připevněte oválnou špičku a jemně masírujte oblast kolem očí, úst a nosu a upravte úroveň sání tak, aby vyhovovala vašim potřebám. Nízkou intenzitou sání napnete pokožku a odstraňte vrásky. Toto ošetření zlepšuje krevní oběh a pružnost pokožky, pomáhá redukovat jemné vrásky. Jemně nasajte a uvolněte kůži.

Nedržte na jednom místě déle než 3 sekundy, aby nedošlo k podráždění. V případě podráždění přestaňte přístroj na chvíli používat.

Bezpečnostní opatření a kontraindikace

Před použitím si osušte ruce a zařízení neoplachujte ani neponořujte pod vodu. Při používání tohoto zařízení denně pečujte o pokožku svého obličeje. Při používání tohoto zařízení nepoužívejte jiné mechanické čistící prostředky na obličej. Vezměte prosím na vědomí, že zařízení má silné úrovně sání. Hlavice by měly být dezinfikovány, aby nedocházelo k výskytu a šíření virových, bakteriálních a plísňových kožních onemocnění. Kontraindikace: aktivní hnisavé akné, růžovka, retinoidní terapie, kyselé ošetření, lasery - minimálně 4 týdny před mikrodermabrazí, lupénka, virová, bakteriální a plísňová onemocnění kůže, cévní kůže, sklon k jizvení, přerušená kontinuita kůže (čerstvé rány), rakovina kůže nebo podezřelá znaménka v ošetřované oblasti, výplně obličeje - minimálně 4 týdny interval před mikrodermabrazí, jinak se přípravek může hýbat.

Frekvence provádění a péče po ošetření:

Mikrodermabrazie se provádí každé 2 týdny v sérii 6-12 sezení. V závislosti na efektu, kterého chceme dosáhnout, se přestávky v léčbě pohybují od 1 do 4 týdnů. Po ošetření může dojít k mírnému olupování kůže po dobu cca 3-4 dnů, není nutné použití dalšího séra nebo ampulí. Péče po ošetření vyžaduje vyhýbat se silnému slunečnímu záření, chlorované vodě, sauně nebo solárium a používat krémy s vysokým UV filtrem pro ochranu pokožky a zvýšení účinnosti ošetření. Pro zvýšení vstřebávání účinných látek a dosažení lepších výsledků je možné kombinovat s iontoforézou nebo bezjehlovou mezoterapií.

Více informací o společnosti a produktech [strana 2 - f2]

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Moc:	0,75 W
Pracovné napätie:	DC 3,7V
Pracovný prúd:	200 mA
Nabíjacie napätie:	DC 5V
Rozmery:	Rozmery 4,5 x 18 x 5,5 cm

Bezpečnosť

Pred použitím si prečítajte tento návod a dodržiavajte odporúčania v ňom uvedené počas používania zariadenia

Popis zariadenia [strana 2 - f1]

1. Hlava
2. Tlačidlo napájania

prístroje:

Nabíjajte svoje zariadenie maximálne 8 hodín a uistite sa, že je vypnuté. Pripojte cez USB kábel k nabíjačke alebo počítaču a skontrolujte, či je indikátor nabíjania (červený pri nabíjaní, zelený pri nabíjaní) aktívny. Keď sa batéria vybije, indikátor bude 10 sekúnd blikať na červeno a zeleno a potom sa zariadenie vypne.

Ako použiť:

1. Očistíte a osušíte si tvár. To uvoľní pokožku a otvorí póry. Potom umiestnite mikrokryštalický hrot na veľký okrúhly uzáver zariadenia.
 2. Zapnite zariadenie a priložte si hrot na tvár. Začnite bradou a pohybujte zariadením zdola nahor.
 3. Umiestnite zariadenie na nos a pohybujte sa zvnútra smerom von, dôkladne vyčistite každý lalok nosa.
 4. Potom si položte zariadenie na čelo a pohybujte ním zo stredu smerom von oboma smermi.
 5. V poslednom kroku upravte intenzitu sania a priložte hrot na líca.
- Presuňte zariadenie zvnútra von. Zospuďu nahor.
6. Po ukončení kúry si tvár umyte upokojujúcou tekutinou a použite hydratačný krém s filtrom.

Čistenie pórov:

Na otvorenie pórov a odstránenie čiernych bodiek použite peeling alebo si na tvár priložte na 3-5 minút teplý uterák. Potom vyberte a nainštalujte do zariadenia vhodný hrot - veľký alebo malý okrúhly - v závislosti od časti a potrieb pokožky. Nasmerujte špičku presne na miesta, ktoré sa majú čistiť, nastavením úrovne sania. Po dokončení toner alebo maska uzavrie póry. Pohybujte zariadením pomaly, vždy rovnakým smerom, vyhýbajte sa oválnym pohybom. V prípade akné odsajte čiernu bodku a ihneď ju uvoľnite.

Odstránenie vrások:

Pripojte oválnu špičku, aby ste jemne masírovali oblasť okolo očí, úst a nosa, pričom si nastavte úroveň sania podľa svojich potrieb. Nízkou intenzitou sania napnite pokožku a odstráňte vrásky. Toto ošetrenie zlepšuje krvný obeh a elasticitu pokožky, pomáha redukovať jemné vrásky. Jemne vysajte a uvoľnite pokožku.

Nedržte na jednom mieste dlhšie ako 3 sekundy, aby ste predišli podráždeniu. V prípade podráždenia prestaňte prístroj na chvíľu používať.

Bezpečnostné opatrenia a kontraindikácie

Pred použitím si osušte ruky a zariadenie neoplachujte ani neponárajte pod vodu. Pri používaní tohto zariadenia sa o pokožku tváre starajte každý deň. Počas používania tohto zariadenia nepoužívajte iné mechanické zariadenia na čistenie tváre. Upozorňujeme, že zariadenie má silné sacie úrovne. Hlavy treba dezinfikovať, aby sa predišlo výskytu a šíreniu vírusových, bakteriálnych a plesňových kožných ochorení. Kontraindikácie: aktívne hnisavé akné, rosacea, retinoidná terapia, kyslé kúry, lasery - minimálne 4 týždne pred mikrodermabráziou, psoriáza, vírusové, bakteriálne a plesňové ochorenia kože, cievnatá koža, sklon k zjazveniu, prerušená kontinuita kože (čerstvé rany), rakovina kože alebo podozrivé materské znamienka v oblasti, ktorá sa lieči, výplne v tvári – minimálne 4 týždne interval pred mikrodermabráziou, inak sa prípravok môže pohnúť.

Frekvencia vykonávania a starostlivosti po ošetrení:

Mikrodermabrázia sa vykonáva každé 2 týždne v sérii 6-12 sedení. V závislosti od efektu, ktorý chceme dosiahnuť, sa prestávky v liečbe pohybujú od 1 do 4 týždňov. Po ošetrení môže dôjsť k miernemu olupovaniu pokožky asi 3-4 dni, nie je potrebné použiť ďalšieho séra alebo ampuliek. Starostlivosť po ošetrení si vyžaduje vyhýbanie sa silnému slnečnému žiareniu, chlóranej vode, saunám či soláriám a používanie krémov s vysokým UV filtrom na ochranu pokožky a zvýšenie účinnosti ošetrenia. Pre zvýšenie absorpcie účinných látok a dosiahnutie lepších výsledkov je možné kombinovať s ionoforézou alebo bezihľovou mezoterapiou.

Viac informácií o spoločnosti a produktoch [strana 2 - f2]

- www.beautify.eu

- www.youtube.com/beautifyeu

moč:	0,75 W
Delovna napetost:	DC 3,7 V
Delovna amperaža:	200 mA
Polnilna napetost:	DC 5V
Dimenzije:	4,5 x 18 x 5,5 cm

Varnost

Pred uporabo preberite ta priročnik in upoštevajte priporočila v njem med uporabo naprave

Opis naprave [stran 2 - f1]

1. Glava
2. Gumb za vklop

Pristanek:

Napravo polnite največ 8 ur in se prepričajte, da je izklopljena. Pridružite preko USB kabla na polnilec ali računalnik in preverite, če je indikator polnjenja (med polnjenjem rdeč, ko je napolnjen, sveti zeleno). Ko se baterija izprazni, indikator utripa rdeče in zeleno 10 sekund, nato pa se naprava izklopi.

Kako uporabiti:

1. Očistite in posušite obraz. To bo sprostilo kožo in odprlo pore. Nato postavite mikrokristalno konico na velik okrogel pokrovček naprave.
2. Vključite napravo in konico položite na obraz. Začnite z brado in premikajte napravo od spodaj navzgor.
3. Napravo položite na nos in jo premikajte od znotraj proti zunanosti, temeljito čiščenje vsakega nosnega režnja.
4. Nato napravo položite na čelo in jo premikajte od sredine proti zunanji strani v obe smeri.
5. V zadnjem koraku prilagodite intenzivnost sesanja in konico položite na svoja lica. Napravo premaknite od znotraj navzven. Od spodaj navzgor.
6. Po končani negi si umijte obraz s pomirjujočo tekočino in uporabite vlažilno kremo s filtrom.

Čiščenje por:

Če želite odpreti pore in odstraniti ogrce, uporabite peel-off ali nanesite toplo brisačo na obraz za 3-5 minut. Nato izberite in namestite ustrezno konico v napravo - veliko ali majhno okroglo - glede na del in potrebe kože. Konico natančno usmerite na območja, ki jih želite očistiti, tako da prilagodite stopnjo sesanja. Ko bo tonik ali maska končana, bosta zaprta pore. Napravo premikajte počasi, vedno v isto smer, izogibajte se ovalnim gibom. V primeru aken sesajte ogrce in jih takoj izpuscite.

Odstranjevanje gub:

Pritrdite ovalno konico, da nežno masirate predel okoli oči, ust in nosu ter prilagodite stopnjo sesanja, da ustreza vašim potrebam. Napnite kožo in odstranite gube z nizko intenzivnostjo sesanja. Ta nega izboljša prekrvavitvev in elastičnost kože ter pomaga zmanjšati drobne gube. Nežno sesajte in sprostite kožo.

Ne držite na enem mestu dlje kot 3 sekunde, da preprečite draženje. V primeru draženja za nekaj časa prenehajte z uporabo naprave.

Previdnostni ukrepi in kontraindikacije

Pred uporabo si posušite roke in naprave ne spirajte ali potaplajte pod vodo. Med uporabo te naprave vsakodnevno negujte kožo obraza. Med uporabo te naprave ne uporabljajte drugih mehanskih naprav za čiščenje obraza. Upoštevajte, da ima naprava močne sesalne stopnje. Glave je treba razkužiti, da preprečimo pojav in širjenje virusnih, bakterijskih in glivičnih kožnih obolenj. Kontraindikacije: aktivne gnojne akne, rozacea, terapija z retinoidi, zdravljenje s kislinami, laserji - vsaj 4 tedne pred mikrodermoabrazijo, luskavica, virusna, bakterijska in glivična kožna obolenja, vaskularna koža, nagnjenost k brazgotinjenju, prekinjena kontinuiteta kože (sveže rane), kožni rak, ali sumljivi madeži na predelu, ki se zdravi, polnila na obrazu - vsaj 4 tedne premora pred mikrodermoabrazijo, sicer se lahko preparat premakne.

Pogostost izvajanja in oskrba po zdravljenju:

Mikrodermoabrazija se izvaja vsaka 2 tedna v seriji 6-12 sej. Odvisno od učinka, ki ga želimo doseči, so odmori med zdravljenjem od 1 do 4 tedne. Po tretmaju se lahko pojavi rahlo luščenje kože približno 3-4 dni, uporaba dodatnega seruma ali ampul ni potrebna. Nega po tretmaju zahteva izogibanje močnemu soncu, klorirani vodi, savnam ali solarijem ter uporabo krem z visokim UV filtrom za zaščito kože in večjo učinkovitost tretmaja. Možna je kombinacija z iontoforezo ali brezgelno mezoterapijo za večjo absorpcijo učinkovin in doseganje boljših rezultatov.

Več informacij o podjetju in izdelkih [stran 2 - f2]

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Võimsus:	0,75 W
Tööpinge:	DC 3,7V
Töötav voolutugevus:	200mA
Laadimispinge:	DC 5V
Möödud:	4,5x18x5,5 cm

Turvalisus

Enne kasutamist lugege käesolev juhend läbi ja järgige selles sisalduvaid soovitusi seadme kasutamise ajal

Seadme kirjeldus [lehekülg 2 – f1]

1. Pea
2. Toitenupp

Maandumine:

Laadige seadet maksimaalselt 8 tundi, veendudes, et see on välja lülitatud. Ühendage USB-kaabli kaudu laadija või arvutiga ja kontrollige, kas laadimisindikaator (laadimise ajal punane, laadimisel muutub roheliseks) on aktiivne. Kui aku saab tühjaks, vilgub indikaator punaselt ja roheliselt 10 sekundit ning seejärel lülitub seade välja.

Kuidas kasutada:

1. Puhastage ja kuivatage oma nägu. See lõdvestab nahka ja avab poorid. Seejärel asetage mikrokristalliline ots seadme suure ümmarguse korgi peale.
2. Lülitage seade sisse ja asetage ots näole. Alustage lõugast ja liigutage seadet alt üles.
3. Asetage seade ninale ja liigutage seest väljapoole, puhastage iga ninasagar põhjalikult.
4. Seejärel asetage seade oma otsaesisele ja liigutage seda mõlemas suunas keskest väljapoole.
5. Viimases etapis reguleerige imemise intensiivsust ja asetage ots põskedele. Liigutage seadet seest väljapoole. Alt üles.
6. Peale hoolduse lõpetamist pese nägu rahustava vedelikuga ja kasuta filtriga niisutajat.

Pooride puhastamine:

Pooride avamiseks ja tederähnide eemaldamiseks kasutage koorimist või kandke näole 3-5 minutiks sooja rätikut. Seejärel valige ja paigaldage seadmesse sobiv otsik - suur või väike ümmargune - olenevalt naha osast ja vajadustest. Suunake ots täpselt puhastatavatele aladele, reguleerides imemisastet. Kui see on tehtud, sulgeb tooner või mask poorid. Liigutage seadet aeglaselt, alati samas suunas, vältides ovaalseid liigutusi. Akne korral imege mustpea ja vabastage see kohe.

Kortsude eemaldamine:

Kinnitage ovaalne ots, et masseerida õrnalt silmade, suu ja nina ümbrust, reguleerides imemistaset vastavalt oma vajadustele. Pingutage nahka ja eemaldage kortsud madala imemisintensivsusega. See hooldus parandab vereringet ja naha elastsust, aidates vähendada peeneid kortse. Imeda õrnalt ja vabastada nahk.

Ärrituse vältimiseks ärge hoidke ühes kohas kauem kui 3 sekundit. Ärrituse korral lõpetage mõneks ajaks seadme kasutamine.

Ettevaatusabinõud ja vastunäidustused

Enne kasutamist kuivatage käed ning ärge loputage ega kastke seadet vee alla. Palun hoolitsege selle seadme kasutamisel oma näonaha eest iga päev. Ärge kasutage selle seadme kasutamise ajal muid mehaanilisi näopuhastusseadmeid. Pange tähele, et seadmel on tugev imemisaste. Pead tuleks desinfitseerida, et vältida viiruslike, bakteriaalsete ja seenhaiguste esinemist ja levikut. Vastunäidustused: aktiivne mädane akne, roosaatsea, retinoidravi, happeravi, laserid - vähemalt 4 nädalat enne mikrodermabrasiooni, psoriaas, viiruslikud, bakteriaalsed ja seenhaigused, veresoonte nahk, kalduvus armistumisele, naha pidevuse katkemine (värsked haavad), nahavähk või kahtlased mutid ravitavas piirkonnas, täiteained näol - vähemalt 4-nädalane vahe enne mikrodermabrasiooni, vastasel juhul võib preparaat liikuda.

Teostamise ja ravijärgse hoolduse sagedus:

Mikrodermabrasioon viiakse läbi iga 2 nädala järel 6-12 seansi seeriana. Olenevalt efektist, mida soovime saavutada, on ravipäevad vahemikus 1 kuni 4 nädalat. Pärast hooldust võib umbes 3-4 päeva jooksul tekkida kerge naha koorumine; täiendavate seerumite või ampullide kasutamine ei ole vajalik. Hooldusjärgne hooldus eeldab tugeva päikesevalguse, kloorivee, sauna või solaariumi vältimist ning kõrge UV-filtriga kreemide kasutamist, mis kaitsevad nahka ja suurendavad ravi efektiivsust. Seda on võimalik kombineerida iontofooresi või nõelavaba mesoteraapiaga, et suurendada toimeainete imendumist ja saavutada paremaid tulemusi.

Rohkem infot ettevõtte ja toodete kohta [lk 2 - f2]

- www.beautify.eu

- www.youtube.com/beautifyeu

Galia:	0,75 W
Darbinė įtampa:	DC 3,7V
Darbinis srovės stiprumas:	200 mA
Įkrovimo įtampa:	DC 5V
Matmenys:	4,5x18x5,5 cm

Saugumas

Prieš naudodami perskaitykite šį vadovą ir vadovaukitės jame pateiktomis rekomendacijomis prietaiso naudojimo metu

Įrenginio aprašas [2 puslapis – f1]

1. Galva
2. Maitinimo mygtukas

Nusileidimas:

Įkraukite įrenginį ne ilgiau kaip 8 valandas ir įsitinkinkite, kad jis išjungtas. USB laidu prijunkite prie įkroviklio arba kompiuterio ir patikrinkite, ar aktyvus įkrovimo indikatorius (raudonas kraunant, žalias, kai kraunamas). Kai baterija išsikrauna, indikatorius 10 sekundžių mirksės raudonai ir žaliai, tada įrenginys išsijungs.

Kaip naudoti:

1. Nuvalykite ir nusauskite veidą. Tai atpalaiduos odą ir atvers poras. Tada uždėkite mikrokristalinį antgalį ant didelio apvalaus prietaiso dangtelio.
2. Įjunkite prietaisą ir uždėkite antgalį ant veido. Pradėkite nuo smakro ir perkelkite prietaisą iš apačios į viršų.
3. Uždėkite prietaisą ant nosies ir judėkite iš vidaus į išorę, kruopščiai nuvalykite kiekvieną nosies skiltį.
4. Tada uždėkite prietaisą ant kaktos ir perkelkite iš centro į išorę abiem kryptimis.
5. Paskutiniame žingsnyje sureguliuokite siurbimo intensyvumą ir uždėkite antgalį ant skruostų. Perkelkite prietaisą iš vidaus į išorę. Iš apačios į viršų.
6. Baigę procedūrą nuplaukite veidą raminančiu skysčiu ir naudokite drėkinamąjį kremą su filtru.

Porų valymas:

Norėdami atverti poras ir pašalinti inkštirus, naudokite nulupimą arba šiltu rankšluosčiu patepkite veidą 3-5 minutėms. Tada pasirinkite ir įtaisykite atitinkamą antgalį – didelį ar mažą apvalų – priklausomai nuo odos dalies ir poreikių. Reguluodami įsiurbimo lygį, tiksliai nukreipkite antgalį į valomas vietas. Kai tai padarysite, tonikas ar kaukė uždarys poras. Prietaisą judinkite lėtai, visada ta pačia kryptimi, vengdami ovalių judesių. Esant spuogams, čiulpkite inkštirą ir nedelsdami atleiskite.

Raukšlių šalinimas:

Pritvirtinkite ovalų antgalį, kad švelniai masažuotumėte sritį aplink akis, burną ir nosį, reguliuodami įsiurbimo lygį pagal savo poreikius. Įtempkite odą ir pašalinkite raukšles su mažu siurbimo intensyvumu. Ši procedūra gerina kraujotaką ir odos elastingumą, padeda sumažinti smulkias raukšleles. Švelniai čiulpkite ir atleiskite odą.

Nelaikykite vienoje vietoje ilgiau nei 3 sekundes, kad išvengtumėte dirginimo. Jei atsiranda dirginimas, kurį laiką nustokite naudoti prietaisą.

Atsargumo priemonės ir kontraindikacijos

Prieš naudodami, nusauskite rankas, neskalaukite ir nenardinkite prietaiso po vandeniu. Naudodami šį prietaisą kasdien pasirūpinkite savo veido oda. Naudodami šį prietaisą nenaudokite kitų mechaninių veido valymo priemonių. Atkreipkite dėmesį, kad prietaisas turi stiprų siurbimo lygį. Norint išvengti virusinių, bakterinių ir grybelinių odos ligų atsiradimo ir plitimo, galvos reikia dezinfekuoti. Kontraindikacijos: aktyvūs pūlingi spuogai, rožinė, gydymas retinoidais, gydymas rūgštimis, lazeriai - mažiausiai 4 savaites iki mikrodermabrazijos, psoriazė, virusinės, bakterinės ir grybelinės odos ligos, kraujagyslinė oda, polinkis randuoti, sutrikęs odos vientisumas (šviežios žaizdos), odos vėžys, ar įtartini apgamai gydymo vietoje, užpildai veide – mažiausiai 4 savaitių pertrauka prieš mikrodermabraziją, priešingu atveju preparatas gali judėti.

Vykdymo ir priežiūros po gydymo dažnumas:

Mikrodermabrazija atliekama kas 2 savaites 6-12 seansų serija. Priklausomai nuo to, kokį efektą norime pasiekti, gydymo pertraukos svyruoja nuo 1 iki 4 savaitių. Po gydymo apie 3-4 dienas gali atsirasti nežymus odos lupimasis; papildomų serumų ar ampulių naudoti nereikia. Priežiūra po gydymo reikalauja vengti stiprių saulės spindulių, chloruoto vandens, saunų ar soliariumų, naudoti kremus su dideliu UV filtru, kad apsaugotų odą ir padidintų gydymo efektyvumą. Galima derinti su jonoforeze ar beadatine mezoterapija, kad padidėtų veikliųjų medžiagų įsisavinimas ir būtų pasiekti geresni rezultatai.

Daugiau informacijos apie įmonę ir produktus [puslapis 2 - f2]

- www.beautify.eu

- www.youtube.com/beautifyeu

Jauda:	0,75 W
Darba spriegums:	Līdzstrāva 3,7V
Darba strāvas stiprums:	200mA
Uzlādes spriegums:	DC 5V
Izmēri:	4,5x18x5,5 cm

Drošība

Pirms lietošanas izlasiet šo rokasgrāmatu un ievērojiet tajā sniegtos ieteikumus ierīces lietošanas laikā

Ierīces apraksts [2. lapa — f1]

1. Galva
2. Barošanas poga

Nosēšanās:

Uzlādējiet ierīci ne ilgāk kā 8 stundas, pārīlecieties, ka tā ir izslēgta. Savienojiet ar USB kabeli ar lādētāju vai datoru un pārbaudiet, vai ir aktīvs uzlādes indikators (sarkans uzlādes laikā, kļūst zaļš, kad tiek uzlādēts). Kad akumulators ir izlādējies, indikators mirgos sarkanā un zaļā krāsā 10 sekundes un pēc tam ierīce izslēgsies.

Kā izmantot:

1. Notīriet un nosusiniet seju. Tas atslābinās ādu un atvērš poras. Pēc tam novietojiet mikrokrīstālišķo galu uz ierīces lielā apajā vāciņā.
2. Ieslēdziet ierīci un novietojiet uzgali uz sejas. Sāciet ar zodu un pārvietojiet ierīci no apakšas uz augšu.
3. Novietojiet ierīci uz deguna un pārvietojiet no iekšpusē uz ārpusi, rūpīgi notīriet katru deguna daivu.
4. Pēc tam novietojiet ierīci uz pieres un pārvietojiet to no centra uz ārpusi abos virzienos.
5. Pēdējā solī noregulējiet sūkšanas intensitāti un novietojiet galu uz vaigiem. Pārvietojiet ierīci no iekšpusē uz ārpusi. No apakšas uz augšu.
6. Pēc procedūras pabeigšanas nomazgājiet seju ar nomierinošu šķidrumu un izmantojiet mitrinātāju ar filtru.

Poru attīršana:

Lai atvērtu poras un noņemtu melnus punktus, izmantojiet nolobāmo līdzekli vai uzklājiet uz sejas siltu dvieļu uz 3-5 minūtēm. Pēc tam izvēlieties un uzstādiat ierīcei atbilstošu uzgali - lielu vai mazu apaju - atkarībā no ādas daļas un vajadzībām. Precīzi virziet uzgali uz tīrāmajām vietām, regulējot sūkšanas līmeni. Kad tas ir izdarīts, toneris vai maska aizvērs poras. Pārvietojiet ierīci lēnām, vienmēr vienā virzienā, izvairoties no ovālām kustībām. Pinnes gadījumā iesūc melno punktu un nekavējoties atļaidiet to.

Grumbu noņemšana:

Piestipriniet ovālo galu, lai maigi iemasētu zonu ap acīm, muti un degunu, pielāgojot sūkšanas līmeni atbilstoši savām vajadzībām. Pievelciet ādu un noņemiet grumbas ar zemu sūkšanas intensitāti. Šī procedūra uzlabo asinsriti un ādas elastību, palīdzot samazināt sīkās grumbiņas. Viegli iesūc un atļaidiet ādu.

Neturiet vienā vietā ilgāk par 3 sekundēm, lai izvairītos no kairinājuma. Ja rodas kairinājums, kādu laiku pārtrauciet ierīces lietošanu.

Piesardzības pasākumi un kontraindikācijas

Pirms lietošanas nosusiniet rokas un neskaļojiet un neiegremdējiet ierīci zem ūdens. Lietojot šo ierīci, lūdzu, rūpējieties par savu sejas ādu katru dienu. Šīs ierīces lietošanas laikā neizmantojiet citas mehāniskās sejas tīrīšanas ierīces. Lūdzu, ņemiet vērā, ka ierīcei ir spēcīgs sūkšanas līmenis. Galvas jādezinficē, lai izvairītos no vīrusu, baktēriju un sēnīšu ādas slimību rašanās un izplatīšanās. Kontraindikācijas: aktīvas strutojošas pinnes, rosacea, retinoidu terapija, skābes terapija, lāzeri - vismaz 4 nedēļas pirms mikrodermabrazijas, psoriāze, vīrusu, baktēriju un sēnīšu ādas slimības, asinsvadu āda, tendence uz rētām, traucēta ādas nepārtrauktība (svaigas brūces), ādas vēzis vai aizdomīgas dzimumzīmes ārstējamā zonā, filleri sejā - vismaz 4 nedēļu intervāls pirms mikrodermabrazijas, pretējā gadījumā preparāts var izkustēties.

Izpildes biežums un pēcapstrādes aprūpe:

Mikrodermabrazija tiek veikta ik pēc 2 nedēļām 6-12 seansu sērijā. Atkarībā no efekta, ko vēlamies sasniegt, ārstēšanas pārtraukumi ir no 1 līdz 4 nedēļām. Pēc apstrādes aptuveni 3-4 dienas var rasties neliels ādas lobīšanās; papildu seruma vai ampulu lietošana nav nepieciešama. Aprūpē pēc procedūras ir jāizvairās no spēcīgas saules gaismas, hlorēta ūdens, saunas vai solārijiem, kā arī jāizmanto krēmi ar augstu UV filtru, lai aizsargātu ādu un palielinātu ārstēšanas efektivitāti. To iespējams kombinēt ar jonoforēzi vai bezadatu mezoterapiju, lai palielinātu aktīvo vielu uzsūkšanos un sasniegtu labākus rezultātus.

Vairāk informācijas par uzņēmumu un produktiem [lapa 2 - f2]

- www.beautify.eu

- www.youtube.com/beautifyeu

Erő:	0,75W
Üzemi feszültség:	DC 3,7V
Üzemi áramerősség:	200mA
Töltési feszültség:	DC 5V
Méretek:	4,5x18x5,5 cm

Biztonság

Használat előtt olvassa el ezt a kézikönyvet, és kövesse az abban található ajánlásokat a készülék használata során

Eszköz leírása [2. oldal - f1]

1. Fej
2. Bekapcsoló gomb

Leszállás:

Töltse készülékét legfeljebb 8 órán keresztül, ügyelve arra, hogy ki legyen kapcsolva. Csatlakoztassa USB-kábellel tölthető vagy számítógéphez, és ellenőrizze, hogy a töltésszélző (piros töltéskor, zöldre vált töltéskor) aktív-e. Ha az akkumulátor lemerül, a jelzőfény pirosan és zölden villog 10 másodpercig, majd a készülék kikapcsol.

Hogyan kell használni:

1. Tisztítsa meg és szárítsa meg arcát. Ez előkészíti a bőrt és kinyitja a pórusokat. Ezután helyezze a mikrokristályos hegyet a készülék nagy, kerek kupakjára.
2. Kapcsolja be a készüléket, és helyezze a hegyét az arcára. Kezdje az állával, és mozgassa a készüléket alulról felfelé.
3. Helyezze a készüléket az orrára, és mozgassa belülről kifelé, alaposan tisztítsa meg az egyes orrlebegyeket.
4. Ezután helyezze a készüléket a homlokára, és mozgassa középről kifelé mindkét irányba.
5. Az utolsó lépésben állítsa be a szívás intenzitását, és helyezze a hegyét az arcára. Mozdassa a készüléket belülről kifelé. Alulról felfelé.
6. A kezelés befejezése után mossa meg arcát nyugtató folyadékkal, és használjon szűrős hidratáló krémet.

Pórus tisztítás:

A pórusok megnyitásához és a mitesszerek eltávolításához használjon lehuzőt, vagy vigyen fel meleg törölközőt az arcára 3-5 percig. Ezután válassza ki és szerelje be a készülékbe a megfelelő hegyet - nagy vagy kicsi kereket - a bőr részétől és igényeitől függően. A szívóerő beállításával pontosan irányítsa a hegyet a tisztítandó területekre. Ha kész, a tonik vagy a maszk bezárja a pórusokat. Mozdassa a készüléket lassan, mindig ugyanabba az irányba, kerülje az ovális mozgásokat. Pattanás esetén szívja ki a mitesszert és azonnal engedje el.

Ráncalanítás:

Rögzítse az ovális hegyet, hogy gyengéden masszírozza a szem, a száj és az orr környékét, és az Ön igényei szerint állítsa be a szívási szintet. Feszítse meg a bőrt és távolítsa el a ráncokat alacsony szívási intenzitással. Ez a kezelés javítja a vérkeringést és a bőr rugalmasságát, segít csökkenteni a finom ráncokat. Finoman szívja be és engedje el a bőrt.

Ne tartsa egy helyen 3 másodpercnél tovább, hogy elkerülje az irritációt. Irritáció esetén hagyja abba egy időre a készülék használatát.

Óvintézkedések és ellenjavallatok

Használat előtt szárítsa meg a kezét, és ne öblítse le és ne merítse víz alá a készüléket. Kérjük, minden nap vigyázzon arcbőrére, amikor ezt a készüléket használja. A készülék használata közben ne használjon más mechanikus arctisztító eszközt. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a készülék erős szívóerővel rendelkezik. A vírusos, bakteriális és gombás bőrbetegségek előfordulásának és terjedésének elkerülése érdekében a fejeket fertőtleníteni kell. Ellenjavallatok: aktív gennyes akne, rosacea, retinoid terápia, savas kezelések, lézerek - mikrodermabrázió előtt legalább 4 héttel, pikkelysömör, vírusos, bakteriális és gombás bőrbetegségek, érzékeny bőr, hegesezésre való hajlam, megszakadt bőrfolytonosság (friss sebek), bőrrák vagy gyanús anyagok a kezelés alatt álló területen, töltőanyagok az arcon - mikrodermabrázió előtt legalább 4 hét intervallum, ellenkező esetben a készítmény elmozdulhat.

A végrehajtás és az utókezelés gyakorisága:

A mikrodermabráziót 2 hetente végezzük 6-12 alkalomból álló sorozatban. Attól függően, hogy milyen hatást szeretnénk elérni, a kezelési szünetek 1-4 héttig tartanak. A kezelés után kb. 3-4 napig enyhe bőrhámlás léphet fel; további szérum vagy ampullák használata nem szükséges. A kezelés utáni ápolás során kerülni kell az erős napfényt, a klóros vizet, a szaunát vagy a szoláriumot, valamint magas UV-szűrővel rendelkező krémekeket kell használni a bőr védelme és a kezelés hatékonyságának növelése érdekében. Iontoforézissel vagy tű nélküli mezoterápiával kombinálható a hatóanyagok felszívódásának fokozása és jobb eredmény elérése érdekében.

További információ a cégről és a termékekről [2. oldal - f2]

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Putere:	0,75 W
Tensiune de lucru:	DC 3,7 V
Amperajul de lucru:	200mA
Tensiune de încărcare:	DC 5V
dimensiuni:	4,5x18x5,5cm

Securitate

Înainte de utilizare, citiți acest manual și urmați recomandările conținute în acesta în timpul utilizării dispozitivului

Descrierea dispozitivului [pagina 2 - f1]

1. Cap
2. Buton de pomire

Aterizare:

Încărcați dispozitivul timp de maximum 8 ore, asigurându-vă că este oprit. Conectați-vă prin cablu USB la un încărcător sau computer și verificați dacă indicatorul de încărcare (roșu la încărcare, devine verde când este încărcat) este activ. Când bateria se epuizează, indicatorul va dăi în roșu și verde timp de 10 secunde, apoi dispozitivul se va opri.

Cum se utilizează:

1. Curățați și usucați fața. Acest lucru va relaxa pielea și va deschide porii. Apoi puneți vârful microcristalin pe capacul rotund mare al dispozitivului.
2. Porniți dispozitivul și puneți vârful pe față. Începeți cu bărbia și mutați dispozitivul de jos în sus.
3. Așezați dispozitivul pe nas și mutați-l din interior spre exterior, curățând temeinic fiecare lob al nasului.
4. Apoi așezați dispozitivul pe frunte și mutați-l din centru spre exterior în ambele direcții.
5. În ultimul pas, reglați intensitatea aspirației și puneți vârful pe obraji.
6. Mutați dispozitivul din interior în exterior. De jos în sus.
6. După terminarea tratamentului, spalați fața cu un lichid calmant și folosește o crema hidratanta cu filtru.

Curățarea porilor:

Pentru a deschide porii și a îndepărta punctele negre, utilizați peel-off sau aplicați un prosop cald pe față timp de 3-5 minute. Apoi selectați și instalați vârful corespunzător în dispozitiv - rotund mare sau mic - în funcție de partea și nevoile pielii. Îndreptați vârful cu precizie către zonele de curățat prin reglarea nivelului de aspirație. Odată gata, tonerul sau masca vor închide porii. Deplasați dispozitivul încet, întotdeauna în aceeași direcție, evitând mișcările ovale. În caz de acnee, sugați punctul negru și eliberează-l imediat.

Îndepărtarea ridurilor:

Atașați vârful oval pentru a masa ușor zona din jurul ochilor, gurii și nasului, ajustând nivelul de aspirație în funcție de nevoile dvs. Strângeți pielea și îndepărtează ridurile cu intensitate scăzută de aspirație. Acest tratament îmbunătățește circulația sângelui și elasticitatea pielii, ajutând la reducerea ridurilor fine. Aspira ușor și eliberează pielea.

Nu țineți într-un singur loc mai mult de 3 secunde pentru a evita iritația. În caz de iritare, opriți utilizarea dispozitivului pentru o perioadă.

Precauții și contraindicații

Înainte de utilizare, uscați-vă mâinile și nu clătiți și nu scufundați dispozitivul sub apă. Vă rugăm să aveți grijă zilnic de pielea feței când utilizați acest dispozitiv. Nu utilizați alte dispozitive mecanice de curățare facială în timp ce utilizați acest dispozitiv. Vă rugăm să rețineți că dispozitivul are niveluri puternice de aspirație. Capetele trebuie dezinfectate pentru a evita apariția și răspândirea bolilor virale, bacteriene și fungice ale pielii. Contraindicații: acnee purulentă activă, rozacee, terapie cu retinoizi, tratamente cu acid, laser - cu cel puțin 4 săptămâni înainte de microdermabrazie, psoriazis, boli virale, bacteriene și fungice ale pielii, piele vasculară, tendință la cicatrizare, continuitate cutanată întreruptă (râni proaspete), cancer de piele sau alunițe suspecte în zona supusă tratamentului, umpluturi în față - cel puțin 4 săptămâni de interval înainte de microdermabrazie, altfel preparatul se poate deplasa.

Frecvența executării și îngrijirii post-tratament:

Microdermabraziunea se efectuează la fiecare 2 săptămâni într-o serie de 6-12 sedințe. În funcție de efectul pe care doriți să-l obțineți, pauzele de tratament variază de la 1 la 4 săptămâni. După tratament, poate apărea o ușoară descurajare a pielii timp de aproximativ 3-4 zile; nu este necesară utilizarea de ser sau fiole suplimentare. Îngrijirea post-tratament necesită evitarea razelor solare puternice, a apei clorurate, a saunelor sau a solarilor și utilizarea cremelor cu un filtru UV ridicat pentru a proteja pielea și a crește eficacitatea tratamentului. Este posibil să-l combinați cu ionoforeză sau mezoterapie fără ace pentru a crește absorbția ingredientelor active și a obține rezultate mai bune.

Mai multe informații despre companie și produse [pagina 2 - f2]

- www.beautify.eu

- www.youtube.com/beautifyeu

Власть:	0,75 Вт
Рабочее напряжение:	3,7 В постоянного тока
Рабочая сила тока:	200 мА
Зарядное напряжение:	5 В постоянного тока
Размеры:	4,5x18x5,5 см

Безопасность

Перед использованием прочтите данное руководство и следуйте содержащимся в нем рекомендациям, во время использования устройства

Описание устройства [страница 2 - f1]

1. Голова
2. Кнопка питания

Посадка:

Заряжайте устройство не более 8 часов, убедившись, что оно выключено. Подключите через USB-кабель к зарядному устройству или компьютеру и проверьте, горит ли индикатор зарядки (красный при зарядке, зеленый при зарядке). Когда батарея разрядится, индикатор будет мигать красным и зеленым в течение 10 секунд, а затем устройство выключится.

Как использовать:

1. Очистите и высушите лицо. Это расслабит кожу и откроет поры. Затем поместите микрокристаллический наконечник на большую круглую крышку устройства.
2. Включите устройство и приложите насадку к лицу. Начните с подбородка и перемещайте устройство снизу вверх.
3. Поместите устройство на нос и перемещайте изнутри наружу, тщательно очищая каждую мочку носа.
4. Затем поместите устройство на лоб и перемещайте его от центра наружу в обоих направлениях.
5. На последнем этапе отрегулируйте интенсивность всасывания и поместите насадку на щеки. Переместите устройство изнутри наружу. Снизу вверх.
6. После завершения процедуры умойтесь успокаивающим средством и нанесите увлажняющий крем с фильтром.

Очищение пор:

Чтобы открыть поры и удалить черные точки, воспользуйтесь пилингом или приложите к лицу теплое полотенце на 3–5 минут. Затем выберите и установите в аппарат подходящую насадку – большую или маленькую круглую – в зависимости от участка и потребности кожи. Направьте насадку точно на очищаемые участки, регулируя уровень всасывания. После этого тоник или маска закроет поры. Перемещайте устройство медленно, всегда в одном направлении, избегая овальных движений. В случае появления прыщей высите угри и немедленно отпустите их.

Удаление морщин:

Прикрепите овальную насадку и аккуратно массируйте область вокруг глаз, рта и носа, регулируя уровень всасывания в соответствии с вашими потребностями. Подтяните кожу и разгладьте морщины с помощью низкой интенсивности всасывания. Эта процедура улучшает кровообращение и эластичность кожи, помогая уменьшить мелкие морщины. Аккуратно пососите и отпустите кожу.

Не держите на одном месте дольше 3 секунд, чтобы избежать раздражения. В случае раздражения прекратите использование устройства на некоторое время.

Меры предосторожности и противопоказания

Перед использованием высушите руки, не ополаскивайте и не погружайте устройство под воду. Пожалуйста, ежедневно заботьтесь о коже лица при использовании этого устройства. Не используйте другие механические устройства для чистки лица во время использования этого устройства. Обратите внимание, что устройство имеет сильный уровень всасывания. Головы следует дезинфицировать во избежание возникновения и распространения вирусных, бактериальных и грибковых заболеваний кожи. Противопоказания: активные гнойные угри, розацеа, ретиноидная терапия, кислотные процедуры, лазеры - минимум за 4 недели до микродермабразии, псориаз, вирусные, бактериальные и грибковые заболевания кожи, сосудистая кожа, склонность к рубцеванию, нарушение непрерывности кожи (свежие раны), рак кожи, или подозрительные родинки в зоне лечения, филлеры на лице – интервал перед микродермабразией не менее 4 недель, в противном случае препарат может сдвинуться.

Частота выполнения и уход после лечения:

Микродермабразия проводится каждые 2 недели серий из 6-12 сеансов. В зависимости от эффекта, которого мы хотим достичь, перерывы в лечении составляют от 1 до 4 недель. После процедуры в течение примерно 3-4 дней может наблюдаться незначительное шелушение кожи; использование дополнительной сыворотки или ампул не требуется. Уход после процедуры требует избегать яркого солнечного света, хлорированной воды, саун и соляриев, а также использовать кремы с высоким УФ-фильтром для защиты кожи и повышения эффективности лечения. Его можно комбинировать с ионофорезом или безыгольной мезотерапией, чтобы увеличить абсорбцию активных ингредиентов и добиться лучших результатов.

Дополнительная информация о компании и продукции [страница 2 - f2]

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Makt:	0,75W
Arbeidsspenning:	DC 3,7V
Arbeidsstrøm:	200mA
Ladespenning:	DC 5V
Dimensjoner:	4,5x18x5,5cm

Sikkerhet

Før bruk, les denne bruksanvisningen og følg anbefalingene i den under bruk av enheten

Enhetsbeskrivelse [side 2 - f1]

1. Hode
2. Strømknapp

Landing:

Lad enheten i maksimalt 8 timer, og pass på at den er slått av. Koble via USB-kabel til en lader eller datamaskin og sjekk om ladeindikatoren (rød under lading, blir grønn ved lading) er aktiv. Når batteriet går tomt vil indikatoren blinke rødt og grønt i 10 sekunder og deretter slås enheten av.

Hvordan å bruke:

1. Rens og tørk ansiktet. Dette vil slippe av huden og åpne porene. Plasser deretter den mikrokrystallinske spissen på den store runde hetten på enheten.
2. Slå på enheten og plasser spissen på ansiktet ditt. Start med haken og flytt enheten fra bunn til topp.
3. Plasser enheten på nesen og flytt fra innsiden til utsiden, grundig rengjøring av hver neselapp.
4. Plasser deretter enheten på pannen og flytt den fra midten til utsiden i begge retninger.
5. I det siste trinnet justerer du sugeintensiteten og legger spissen på kinnene. Flytt enheten fra innsiden til utsiden. Fra bunnen og opp.
6. Etter endt behandling, vask ansiktet med en beroligende væske og bruk en fuktighetskrem med filter.

Pore rensing:

For å åpne porene og fjerne hudormer, bruk peel-off eller påfør et varmt håndkle i ansiktet i 3-5 minutter. Velg og installer deretter passende spiss i enheten - stor eller liten rund - avhengig av delen og hudens behov. Rett spissen nøyaktig mot områdene som skal rengjøres ved å justere sugenivået. Når det er gjort, vil toneren eller masken lukke porene. Beveg enheten sakte, alltid i samme retning, og unngå ovale bevegelser. Ved akne, sug hudormen og slipp den umiddelbart.

Fjerning av rynker:

Fest den ovale tuppen for å forsiktig massere området rundt øynene, munnen og nesen, juster sugenivået for å passe dine behov. Stram huden og fjern rynker med lav sugeintensitet. Denne behandlingen forbedrer blodsirkulasjonen og hudens elastisitet, og bidrar til å redusere fine rynker. Sug forsiktig og slipp huden.

Ikke hold på ett sted i mer enn 3 sekunder for å unngå irritasjon. I tilfelle irritasjon, slutt å bruke enheten en stund.

Forholdsregler og kontraindikasjoner

Før bruk, tørk hendene og ikke skyl eller dypp enheten under vann. Ta vare på ansiktshuden din daglig når du bruker denne enheten. Ikke bruk andre mekaniske ansiktsrensere mens du bruker denne enheten. Vær oppmerksom på at enheten har sterke sugenivåer. Hodene bør desinfiseres for å unngå forekomst og spredning av virale, bakterielle og sopplige hudsykdommer. Kontraindikasjoner: aktiv purulent akne, rosacea, retinoidbehandling, syrebehandlinger, lasere - minst 4 uker før mikrodermabrasjon, psoriasis, virus-, bakterie- og sopphudsykdommer, vaskulær hud, tendens til arddannelse, avbrutt hudkontinuitet (friske sår), hudkreft eller mistenkelige flekker i området som er under behandling, fyllstoffer i ansiktet - minst 4 ukers intervall før mikrodermabrasjon, ellers kan preparatet bevege seg.

Hyppighet av utførelse og omsorg etter behandling:

Mikrodermabrasjon utføres hver 2. uke i en serie på 6-12 økter. Avhengig av hvilken effekt vi ønsker å oppnå, varierer behandlingspausene fra 1 til 4 uker. Etter behandlingen kan det oppstå lett avskalling i ca. 3-4 dager; bruk av ekstra serum eller ampuller er ikke nødvendig. Pleie etter behandling krever å unngå sterkt sollys, klørvann, badstuer eller solarium, og bruk av kremer med høy UV-filter for å beskytte huden og øke effektiviteten av behandlingen. Det er mulig å kombinere det med iontoforese eller nålefri mesoterapi for å øke opptaket av aktive ingredienser og oppnå bedre resultater.

Mer informasjon om selskapet og produktene [side 2 - f2]

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Teho:	0,75W
Käyttöjännite:	DC 3,7V
Käyttövirta:	200mA
Latausjännite:	DC 5V
Mitat:	4,5 x 18 x 5,5 cm

Turvallisuus

Lue tämä käyttöopas ennen käyttöä ja noudata sen sisältämiä suosituksia laitteen käytön aikana

Laitteen kuvaus [sivu 2 - f1]

1. Pää
2. Virtapainike

Lasku:

Lataa laitetta enintään 8 tuntia ja varmista, että se on sammutettu. Yhdistä USB-kaapelilla laturiin tai tietokoneeseen ja tarkista, onko latauksen merkkivalo (punainen latauksen aikana, muuttuu vihreäksi ladattaessa) aktiivinen. Kun akku loppuu, merkkivalo vilkkuu punaisena ja vihreänä 10 sekunnin ajan, minkä jälkeen laite sammuu.

Kuinka käyttää:

1. Puhdista ja kuivaa kasvoisi. Tämä rentouttaa ihoa ja avaa huokoset. Aseta sitten mikrokiteinen kärki laitteen suuren pyöreän korkin päälle.
2. Kytke laite päälle ja aseta kärki kasvoillesi. Aloita leukasta ja siirrä laitetta alhaalta ylös.
3. Aseta laite nenällesi ja siirrä sisäpuolelta ulos, puhdista jokainen nenälehti perusteellisesti.
4. Aseta laite sitten otsallesi ja liikuta sitä keskeltä ulospäin molempiin suuntiin.
5. Säädä viimeisessä vaiheessa imutehoa ja aseta kärki poskillesi.
- Siirrä laitetta sisältä ulospäin. Alhaalta ylöspäin.
6. Hoidon päätyttyä pese kasvoisi rauhoittavalla nesteellä ja käytä suodattimella varustettua kosteusvoidetta.

Huokosten puhdistus:

Avaa iohuokoset ja poista mustapäät kuorimalla tai levitä lämmin pyyhe kasvoillesi 3-5 minuutiksi. Valitse ja asenna sitten laitteeseen sopiva kärki - iso tai pieni pyöreä - ihon osan ja tarpeiden mukaan. Suuntaa kärki tarkasti puhdistettaville alueille säätämällä imutasoa. Kun kasvoiesi tai naamio on valmis, se sulkee huokoset. Liikuta laitetta hitaasti, aina samaan suuntaan välttämällä soikeita liikkeitä. Aknen tapauksessa imeä mustapäitä ja vapauta se välittömästi.

Ryppyjen poisto:

Kiinnitä soikea kärki hieroaksesi hellävaraisesti silmien, suun ja nenän ympärillä olevaa aluetta säätämällä imutasoa tarpeidesi mukaan. Kiristä ihoa ja poista ryppyjä alhaisella imuteholla. Tämä hoito parantaa verenkiertoa ja ihon kimmoisuutta ja auttaa vähentämään hienoja rypyjä. Ime varovasti ja vapauta iho.

Älä pidä yhdessä paikassa yli 3 sekuntia ärsytyksen välttämiseksi. Ärsytyksen sattuessa lopeta laitteen käyttö hetkeksi.

Varoitimet ja vasta-aiheet

Kuivaa kätesi ennen käyttöä äläkä huuhtele tai upota laitetta veteen. Huolehdi kasvoisi ihosta päivittäin, kun käytät tätä laitetta. Älä käytä muita mekaanisia kasvojenpuhdistuslaitteita käyttäessäsi tätä laitetta. Huomaa, että laitteessa on voimakas imutaso. Päät tulee desinfioida virus-, bakteeri- ja sieni-ihosairauksien esiintymisen ja leviämisen estämiseksi. Vasta-aiheet: aktiivinen märkivä akne, ruusufinni, retinoidihoito, happohoidot, laserit - vähintään 4 viikkoa ennen mikrodermabrasiota, psoriaasi, virus-, bakteeri- ja sieni-ihosairaudet, verisuonittu iho, arpeutumistaipumus, katkennut ihon jatkuvuus (tuoreet haavat), ihosyöpä tai epäilyttävät luomat hoidettavalla alueella, täyteaineet kasvoissa - vähintään 4 viikon tauko ennen mikrodermabrasiota, muuten valmistete saattaa liikkua.

Toteutustiheys ja hoidon jälkeinen hoito:

Mikrodermabrasio suoritetaan 2 viikon välein 6-12 istunnon sarjassa. Riippuen siitä, millaisen vaikutuksen haluumme saavuttaa, hoitotaudet ovat 1-4 viikkoa. Hoidon jälkeen voi esiintyä lievää ihon hilseilyä noin 3-4 päivän ajan; lisäseerumien tai ampullien käyttöä ei vaadita. Hoidon jälkeinen hoito edellyttää voimakkaan auringonvalon, klooratun veden, saunan tai solariumin välttämistä sekä korkean UV-suodattimen sisältävien voiteiden käyttöä ihon suojaamiseksi ja hoidon tehokkuuden lisäämiseksi. Se voidaan yhdistää iontoforeesiin tai neulattomaan mesoterapiaan tehoaineiden imeytymisen lisäämiseksi ja parempien tulosten saavuttamiseksi.

Lisätietoa yrityksestä ja tuotteista [sivu 2 - f2]

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Εξουσία:	DC 3,7V
Τάση λειτουργίας:	200 mA
Ένταση λειτουργίας:	DC 5V
Τάση φόρτισης:	4,5x18x5,5 εκ
Διαστάσεις:	Ασφάλεια
0,75 W	

Πριν από τη χρήση, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο και ακολουθήστε τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτό κατά τη χρήση της συσκευής

Περιγραφή συσκευής [σελίδα 2 - f1]

1. Κεφάλι
2. Κουμπί λειτουργίας

Προσείωση:

Φορτίστε τη συσκευή σας για 8 ώρες το πολύ, φροντίζοντας να είναι απενεργοποιημένη. Συνδέστε μέσω καλωδίου USB σε φορτιστή ή υπολογιστή και ελέγξτε εάν η ένδειξη φόρτισης (κόκκινη κατά τη φόρτιση, ανάβει πράσινη όταν φορτίζεται) είναι ενεργή. Όταν τελειώσει η μπαταρία, η ένδειξη θα αναβοσβήνει με κόκκινο και πράσινο χρώμα για 10 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια η συσκευή θα απενεργοποιηθεί.

Τρόπος χρήσης:

1. Καθαρίστε και στεγνώστε το πρόσωπό σας. Αυτό θα χαλαρώσει το δέρμα και θα ανοίξει τους πόρους. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το μικροκρυσταλλικό άκρο στο μεγάλο στρογγυλό καπάκι της συσκευής.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και τοποθετήστε την άκρη στο πρόσωπό σας. Ξεκινήστε με το πηγούνι σας και μετακινήστε τη συσκευή από κάτω προς τα πάνω.
3. Τοποθετήστε τη συσκευή στη μύτη σας και μετακινήθείτε από μέσα προς τα έξω, καθαρίζοντας σχολαστικά κάθε λοβό της μύτης.
4. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τη συσκευή στο μέτωπό σας και μετακινήστε την από το κέντρο προς τα έξω και προς τις δύο κατευθύνσεις.
5. Στο τελευταίο βήμα, προσαρμόστε την ένταση αναρρόφησης και τοποθετήστε την άκρη στα μάγουλά σας. Μετακινήστε τη συσκευή από μέσα προς τα έξω. Από κάτω προς τα πάνω.
6. Αφού ολοκληρώσετε τη θεραπεία, πλύνετε το πρόσωπό σας με ένα καθαυπαινωτικό υγρό και χρησιμοποιήστε μια ενυδατική κρέμα με φίλτρο.

Καθαρισμός πόρων:

Για να ανοίξετε τους πόρους και να αφαιρέσετε τα μαύρα στίγματα, χρησιμοποιήστε **peel-off** ή απλώστε μια ζεστή πετσέτα στο πρόσωπό σας για 3-5 λεπτά. Στη συνέχεια επιλέξτε και εγκαταστήστε το κατάλληλο άκρο στη συσκευή -μεγάλο ή μικρό στρογγυλό- ανάλογα με το τμήμα και τις ανάγκες του δέρματος. Στρέψτε το άκρο ακριβώς στις περιοχές που θέλετε να καθαρίσετε ρυθμίζοντας το επίπεδο αναρρόφησης. Μόλις γίνει, ο τόνερ ή η μάσκα θα κλείσει τους πόρους. Μετακινήστε τη συσκευή αργά, πάντα προς την ίδια κατεύθυνση, αποφεύγοντας τις οβάλ κινήσεις. Σε περίπτωση ακμής, πιπιλίστε το σπυράκι και απελευθερώστε το αμέσως.

Αφαίρεση ρυτιδών:

Προσαρμόστε το οβάλ άκρο για να κάνετε απαλό μασάζ στην περιοχή γύρω από τα μάτια, το στόμα και τη μύτη, προσαρμόζοντας το επίπεδο αναρρόφησης ανάλογα με τις ανάγκες σας. Σφίξτε το δέρμα και αφαιρέστε τις ρυτίδες με χαμηλή ένταση αναρρόφησης. Αυτή η θεραπεία βελτώνει την κυκλοφορία του αίματος και την ελαστικότητα του δέρματος, συμβάλλοντας στη μείωση των λεπτών ρυτιδών. Απορροφήστε απαλά και απελευθερώστε το δέρμα.

Μην κρατάτε σε ένα μέρος για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα για να αποφύγετε τον ερεθισμό. Σε περίπτωση ερεθισμού, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για λίγο.

Προφυλάξεις και αντενδείξεις

Πριν από τη χρήση, στεγνώστε τα χέρια σας και μην ξεπλύνετε ή βυθίσετε τη συσκευή κάτω από το νερό. Φροντίστε καθημερινά το δέρμα του προσώπου σας όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε άλλες συσκευές μηχανικού καθαρισμού προσώπου κατά τη χρήση αυτής της συσκευής. Λάβετε υπόψη ότι η συσκευή έχει ισχυρά επίπεδα αναρρόφησης. Τα κεφάλια πρέπει να απολυμαίνονται για να αποφευχθεί η εμφάνιση και εξάπλωση ιογενών, βακτηριακών και μυκητιακών δερματικών παθήσεων. Αντενδείξεις: ενεργή πιλώδης ακμή, ροδόχρου ακμή, θεραπεία με ρετινοαΐδη, θεραπείες με οξύ, λέιζερ - τουλάχιστον 4 εβδομάδες πριν από τη μικροδερμοαπόξεση, ψωρίαση, ιογενείς, βακτηριακές και μυκητιασικές δερματικές παθήσεις, αγγειακό δέρμα, τάση για ουλές, διακοπή της συνέχειας του δέρματος (φρέσκα τραύματα), καρκίνος του δέρματος ή ύπιδες κρεατοελιές στην περιοχή που υποβάλλεται σε θεραπεία, fillers στο πρόσωπο - διάστημα τουλάχιστον 4 εβδομάδων πριν από τη μικροδερμοαπόξεση, διαφορετικά το σκεύασμα μπορεί να μετακινήθει.

Συχνότητα εκτέλεσης και φροντίδας μετά τη θεραπεία:

Η μικροδερμοαπόξεση γίνεται κάθε 2 εβδομάδες σε μια σειρά 6-12 συνεδριών. Ανάλογα με το αποτέλεσμα που θέλουμε να επιτύχουμε, τα διαλείμματα θεραπείας κυμαίνονται από 1 έως 4 εβδομάδες. Μετά τη θεραπεία, μπορεί να εμφανιστεί ελαφρύ ξεφλούδισμα για περίπου 3-4 ημέρες, δεν απαιτείται η χρήση επιπλέον ορού ή αμυγλών. Η φροντίδα μετά τη θεραπεία απαιτεί την αποφυγή της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας, του χλωριωμένου νερού, της σάουνας ή των σολάριουμ και τη χρήση κρέμης με φίλτρο υψηλής UV για την προστασία του δέρματος και την αύξηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας. Είναι δυνατό να συνδυαστεί με ιοντοφόρηση ή μεσοθεραπεία χωρίς βελόνες για να αυξηθεί η απορρόφηση των ενεργών συστατικών και να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα.

Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία και τα προϊόντα [σελίδα 2 - f2]

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Vlast:	0,75 W
Radni napon:	DC 3,7 V
Radna jakost struje:	200 mA
Napon punjenja:	DC 5V
Dimenzije:	4,5x18x5,5 cm

Sigurnost

Prije uporabe pročitajte ovaj priručnik i slijedite preporuke sadržane u njemu tijekom korištenja uređaja

Opis uređaja [stranica 2 - f1]

1. Glava
2. Gumb za uključivanje

Slijetanje:

Punite svoj uređaj najviše 8 sati, pazite da je isključen. Spojite preko USB kabela na punjač ili računalo i provjerite je li indikator punjenja (crveno kada se puni, svijetli zeleno kada se puni) aktivan. Kada se baterija isprazni, indikator će bljeskati crveno i zeleno 10 sekundi, a zatim će se uređaj isključiti.

Kako koristiti:

1. Očistite i osušite lice. To će opustiti kožu i otvoriti pore. Zatim postavite mikrokristalni vrh na veliki okrugli poklopac uređaja.
2. Uključite uređaj i stavite vrh na lice. Počnite s bradom i pomičite uređaj odozdo prema gore.
3. Stavite uređaj na nos i pomičite ga iznutra prema van, temeljito čisteći svaki nosni režanj.
4. Zatim postavite uređaj na čelo i pomičite ga od sredine prema van u oba smjera.
5. U posljednjem koraku prilagodite intenzitet usisavanja i stavite vrh na obraze. Pomaknite uređaj iznutra prema van. Odozdo prema gore.
6. Nakon završetka tretmana operite lice umirujućom tekućinom i upotrijebite hidratantnu kremu s filterom.

Čišćenje pora:

Za otvaranje pora i uklanjanje mitesera upotrijebite peel-off ili topli ručnik stavite na lice 3-5 minuta. Zatim odaberite i ugradite odgovarajući vrh u uređaj - veliki ili mali okrugli - ovisno o dijelu i potrebama kože. Usmjerite vrh točno prema područjima koja treba očistiti podešavanjem razine usisavanja. Nakon završetka, tonik ili maska će zatvoriti pore. Pomičite uređaj polako, uvijek u istom smjeru, izbjegavajući ovalne pokrete. U slučaju akni usisati miteser i odmah ga otpustiti.

Uklanjanje bora:

Pričvrstite ovalni vrh kako biste nježno masirali područje oko očiju, usta i nosa, prilagođavajući razinu usisavanja prema svojim potrebama. Zategnite kožu i uklonite bore niskim intenzitetom usisavanja. Ovaj tretman poboljšava cirkulaciju krvi i elastičnost kože te pomaže smanjiti sitne bore. Nježno usisajte i otpustite kožu.

Nemojte držati na jednom mjestu dulje od 3 sekunde kako biste izbjegli iritaciju. U slučaju iritacije, prestanite koristiti uređaj neko vrijeme.

Mjere opreza i kontraindikacije

Prije uporabe osušite ruke i nemojte ispirati niti uranjati uređaj u vodu. Svakodnevno njegujte kožu lica kada koristite ovaj uređaj. Ne koristite druge mehaničke uređaje za čišćenje lica dok koristite ovaj uređaj. Imajte na umu da uređaj ima jaku razinu usisavanja. Glavice treba dezinficirati kako bi se izbjegla pojava i širenje virusnih, bakterijskih i gljivičnih kožnih bolesti. Kontraindikacije: aktivne gnojne akne, rosacea, terapija retinoidima, tretmani kiselinama, laseri - najmanje 4 tjedna prije mikrodermoabrazije, psorijaza, virusna, bakterijska i gljivična obojenja kože, vaskularna koža, sklonost ožiljcima, prekinuti kontinuitet kože (svježe rane), rak kože ili sumnjivi madeži na području koje se tretira, fileri na licu - najmanje 4 tjedna pauze prije mikrodermoabrazije, inače se preparat može pomaknuti.

Učestalost izvođenja i njega nakon tretmana:

Mikrodermoabrazija se izvodi svaka 2 tjedna u seriji od 6-12 sesija. Ovisno o učinku koji želimo postići, pauze u liječenju su od 1 do 4 tjedna. Nakon tretmana može se pojaviti lagano ljuštenje kože oko 3-4 dana; upotreba dodatnog seruma ili ampula nije potrebna. Njega nakon tretmana zahtijeva izbjegavanje jakog sunčevog zračenja, klorirane vode, sauna ili solarija te korištenje krema s visokim UV filterom kako bi se koža zaštitila i povećala učinkovitost tretmana. Moguće ju je kombinirati s iontoforezom ili mezoterapijom bez igle kako bi se povećala apsorpcija aktivnih sastojaka i postigli bolji rezultati.

Više informacija o tvrtki i proizvodima [stranica 2 - f2]

- www.beautify.eu

- www.youtube.com/beautifyeu

Kraft:	0,75W
Arbetsspänning:	DC 3,7V
Arbetsström:	200mA
Laddningsspänning:	DC 5V
Mått:	4,5x18x5,5cm

säkerhet

Före användning, läs denna bruksanvisning och följ rekommendationerna i den under användning av enheten

Enhetsbeskrivning [sida 2 - f1]

1. Huvud
2. Strömknapp

Landning:

Ladda din enhet i högst 8 timmar, se till att den är avstängd. Anslut via USB-kabel till en laddare eller dator och kontrollera om laddningsindikatorn (röd vid laddning, blir grön vid laddning) är aktiv. När batteriet tar slut blinkar indikatorn rött och grönt i 10 sekunder och sedan stängs enheten av.

Hur man använder:

1. Rengör och torka ansiktet. Detta kommer att släppa av huden och öppna porerna. Placera sedan den mikrokristallina spetsen på enhetens stora runda lock.
2. Slå på enheten och placera spetsen på ditt ansikte. Börja med hakan och flytta enheten från botten till toppen.
3. Placera enheten på näsan och flytta från insidan till utsidan, noggrant rengöring av varje näslob.
4. Placera sedan enheten på din panna och flytta den från mitten till utsidan i båda riktningarna.
5. I det sista steget, justera sugintensiteten och placera spetsen på kinderna. Flytta enheten från insidan till utsidan. Från botten och upp.
6. Efter avslutad behandling, tvätta ansiktet med en lugnande vätska och använd en fuktkräm med filter.

Porrengöring:

För att öppna porerna och ta bort pormaskar, använd peel-off eller applicera en varm handduk i ansiktet i 3-5 minuter. Välj sedan och installera lämplig spets i enheten - stor eller liten rund - beroende på hudens del och behov. Rikta spetsen exakt mot de områden som ska rengöras genom att justera sugnivån. När det är klart kommer tonen eller masken att stänga porerna. Flytta enheten långsamt, alltid i samma riktning, undvik ovala rörelser. Vid akne, sug pormasken och släpp den omedelbart.

Rynkor borttagning:

Fäst den ovala spetsen för att försiktigt massera området runt ögon, mun och näsa, justera sugnivån för att passa dina behov. Dra åt huden och ta bort rynkor med låg sugintensitet. Denna behandling förbättrar blodcirkulationen och hudens elasticitet och hjälper till att minska fina rynkor. Sug försiktigt och släpp huden.

Håll inte på ett ställe längre än 3 sekunder för att undvika irritation. Vid irritation, sluta använda enheten ett tag.

Försiktighetsåtgärder och kontraindikationer

Före användning, torka händerna och skölj eller doppa inte enheten under vatten. Ta hand om din ansiktshud dagligen när du använder den här enheten. Använd inte andra mekaniska ansiktsrengöringsanordningar när du använder den här enheten. Observera att enheten har starka sugnivåer. Huvudena bör desinficeras för att undvika uppkomst och spridning av virus-, bakterie- och svampudsjukdomar. Kontraindikationer: aktiv purulent akne, rosacea, retinoidbehandling, syrabehandling, laser - minst 4 veckor före mikrodermabrasion, psoriasis, virus-, bakterie- och svampudsjukdomar, vasculär hud, tendens till ärrbildning, avbruten hudkontinuitet (nya sår), hudcancer eller misstänkta mullvarar i området som behandlas, fillers i ansiktet - minst 4 veckors intervall före mikrodermabrasion, annars kan preparatet röra sig.

Frekvens av avrättning och vård efter behandling:

Mikrodermabrasion utförs varannan vecka i en serie om 6-12 sessioner. Beroende på vilken effekt vi vill uppnå sträcker sig behandlingsuppehållen från 1 till 4 veckor. Efter behandlingen kan lätt hudflossning förekomma i ca 3-4 dagar; användning av ytterligare serum eller ampuller krävs inte. Vård efter behandling kräver att man undviker starkt solljus, klorerat vatten, bastur eller solarier och använder krämer med ett högt UV-filter för att skydda huden och öka behandlingens effektivitet. Det är möjligt att kombinera det med jontofores eller närfri mesoterapi för att öka upptaget av aktiva ingredienser och uppnå bättre resultat.

Mer information om företaget och produkterna [sida 2 - f2]

- www.beautify.eu

- www.youtube.com/beautifyeu

Strøm:	0,75W
Arbejdsspænding:	DC 3,7V
Arbejdsstrøm:	200mA
Ladespænding:	DC 5V
Dimensioner:	4,5x18x5,5 cm

Sikkerhed

Før brug skal du læse denne vejledning og følge anbefalingerne deri under brug af enheden

Enhedsbeskrivelse [side 2 - f1]

1. Hoved
2. Tænd/sluk-knap

Landing:

Oplad din enhed i maksimalt 8 timer, og sørg for, at den er slukket. Tilslut via USB-kabel til en oplader eller computer og kontroller, om opladningsindikatoren (rød ved opladning, bliver grøn ved opladning) er aktiv. Når batteriet løber tør, vil indikatoren blinke rødt og grønt i 10 sekunder, og derefter slukkes enheden.

Sådan bruger du:

1. Rens og tør dit ansigt. Dette vil slappe af huden og åbne porerne. Placer derefter den mikrokrySTALLINSKE spids på enhedens store runde hætte.
2. Tænd for enheden og placer spidsen på dit ansigt. Start med din hage og flyt enheden fra bund til top.
3. Placer enheden på din næse og flyt indefra til ydersiden, grundig rengøring af hver næselap.
4. Placer derefter enheden på din pande og flyt den fra midten til ydersiden i begge retninger.
5. I det sidste trin skal du justere sugeintensiteten og placere spidsen på dine kinder. Flyt enheden fra indersiden til ydersiden. Fra bunden og op.
6. Efter endt behandling skal du vaske dit ansigt med en beroligende væske og bruge en fugtighedscreme med filter.

Pore rensning:

For at åbne porerne og fjerne hudorme, brug peel-off eller påfør et varmt håndklæde på dit ansigt i 3-5 minutter. Vælg og installer derefter den passende spids i enheden - stor eller lille rund - afhængigt af hudens del og behov. Ret spidsen præcist mod de områder, der skal rengøres, ved at justere sugeniveauet. Når det er gjort, vil toneren eller masken lukke porerne. Bevæg enheden langsomt, altid i samme retning, og undgå ovale bevægelser. I tilfælde af akne skal du suge hudormen og slippe den med det samme.

Fjernelse af rynker:

Fastgør den ovale spids for forsigtigt at massere området omkring øjne, mund og næse, og juster sugeniveauet, så det passer til dine behov. Stram huden op og fjern rynker med lav sugeintensitet. Denne behandling forbedrer blodcirkulationen og hudens elasticitet og hjælper med at reducere fine rynker. Sut forsigtigt og slip huden.

Hold ikke på ét sted i mere end 3 sekunder for at undgå irritation. I tilfælde af irritation skal du stoppe med at bruge enheden i et stykke tid.

Forholdsregler og kontraindikationer

Før brug skal du tørre dine hænder og ikke skylle eller nedsænke enheden under vand. Pas på din ansigtshud dagligt, når du bruger denne enhed. Brug ikke andre mekaniske ansigtsrensere, mens du bruger denne enhed. Bemærk venligst, at enheden har stærke sugeniveauer. Hovederne bør desinficeres for at undgå forekomst og spredning af virale, bakterielle og svampe hudsygdomme. Kontraindikationer: aktiv purulent acne, rosacea, retinoidbehandling, syrebehandlinger, lasere - mindst 4 uger før mikrodermabrasion, psoriasis, virale, bakterielle og svampehudsygdomme, vaskulær hud, tendens til ardannelse, afbrudt hudkontinuitet (friske sår), hudkræft eller mistænkelige modermærker i området under behandling, fyldstoffer i ansigtet - mindst 4 ugers interval før mikrodermabrasion, ellers kan præparatet flytte sig.

Hyppighed af udførelse og efterbehandling:

Mikrodermabrasion udføres hver 2. uge i en serie på 6-12 sessioner. Afhængig af den effekt vi ønsker at opnå, varierer behandlingspauserne fra 1 til 4 uger. Efter behandlingen kan der forekomme let hudafskalning i ca. 3-4 dage; brug af yderligere serum eller ampuller er ikke påkrævet. Efterbehandling kræver, at man undgår stærkt sollys, klorholdigt vand, saunaer eller solarier og bruger cremer med et højt UV-filter for at beskytte huden og øge behandlingens effektivitet. Det er muligt at kombinere det med iontoforese eller nålefri mesoterapi for at øge optagelsen af aktive ingredienser og opnå bedre resultater.

Mere information om virksomheden og produkterne [side 2 - f2]

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Stroom:	0,75 W
Werkspanning:	Gelijkstroom 3,7 V
Werkende stroomsterkte:	200mA
Laadspanning:	Gelijkstroom 5V
Dimensies:	4,5x18x5,5cm

Beveiliging

Lees vóór gebruik deze handleiding en volg de aanbevelingen daarin op tijdens gebruik van het apparaat

Apparaatbeschrijving [pagina 2 - f1]

1. Hoofd
2. Aan/uit-knop

Landen:

Laad uw apparaat maximaal 8 uur op en zorg ervoor dat het uitgeschakeld is. Sluit via een USB-kabel aan op een oplader of computer en controleer of de oplaadindicator (rood tijdens opladen, wordt groen tijdens opladen) actief is. Wanneer de batterij leeg is, knippert de indicator gedurende 10 seconden rood en groen, waarna het apparaat wordt uitgeschakeld.

Hoe te gebruiken:

1. Reinig en droog je gezicht. Hierdoor ontspant de huid en openen de poriën. Plaats vervolgens de microkristallijne punt op de grote ronde dop van het apparaat.
2. Schakel het apparaat in en plaats de punt op uw gezicht. Begin met je kin en beweeg het apparaat van onder naar boven.
3. Plaats het apparaat op uw neus en beweeg van binnen naar buiten, grondig reinigen van elke neuskwab.
4. Plaats het apparaat vervolgens op uw voorhoofd en beweeg het in beide richtingen van het midden naar de buitenkant.
5. Pas in de laatste stap de zuigintensiteit aan en plaats de punt op uw wangen. Verplaats het apparaat van binnen naar buiten. Van onder naar boven.
6. Was na voltooiing van de behandeling uw gezicht met een verzachtende vloeistof en gebruik een vochtinbrengende crème met filter.

Poriëreiniging:

Om de poriën te openen en mee-eters te verwijderen, gebruik je een peel-off of leg je een warme handdoek gedurende 3-5 minuten op je gezicht. Selecteer en installeer vervolgens de juiste tip in het apparaat – groot of klein rond – afhankelijk van het onderdeel en de behoeften van de huid. Richt de punt nauwkeurig op de te reinigen gebieden door het zuigniveau aan te passen. Eenmaal klaar, zal de toner of het masker de poriën sluiten. Beweeg het apparaat langzaam, altijd in dezelfde richting, en vermijd ovale bewegingen. Bij acne zuig je op de mee-eter en laat je deze onmiddellijk los.

Rimpel verwijderen:

Bevestig de ovale punt om het gebied rond de ogen, mond en neus zachtjes te masseren, waarbij u het zuigniveau aanpast aan uw behoeften. Verstevig de huid en verwijder rimpels met een lage zuigintensiteit. Deze behandeling verbetert de bloedcirculatie en de elasticiteit van de huid, waardoor fijne rimpels worden verminderd. Zachtjes zuigen en de huid loslaten.

Houd het niet langer dan 3 seconden op één plaats vast om irritatie te voorkomen. Bij irritatie dient u het apparaat een tijdje niet meer te gebruiken.

Voorzorgsmaatregelen en contra-indicaties

Droog vóór gebruik uw handen en spoel het apparaat niet af en dompel het niet onder water. Zorg dagelijks voor uw gezichtshuid wanneer u dit apparaat gebruikt. Gebruik geen andere mechanische gezichtsreinigingsapparaten tijdens het gebruik van dit apparaat. Houd er rekening mee dat het apparaat een sterke zuigkracht heeft. De koppen moeten worden gedesinfecteerd om het optreden en de verspreiding van virale, bacteriële en schimmelhuidziekten te voorkomen. Contra-indicaties: actieve etterende acne, rosacea, retinoidtherapie, zuurbehandelingen, lasers - minimaal 4 weken vóór microdermabrasie, psoriasis, virale, bacteriële en schimmelhuidziekten, vasculaire huid, neiging tot littekens, onderbroken huidcontinuïteit (verse wonden), huidkanker of verdachte moedervlekken in het gebied dat wordt behandeld, fillers in het gezicht - minimaal 4 weken interval vóór microdermabrasie, anders kan het preparaat verschuiven.

Frequentie van uitvoering en zorg na de behandeling:

Microdermabrasie wordt elke 2 weken uitgevoerd in een reeks van 6-12 sessies. Afhankelijk van het effect dat we willen bereiken, variëren de behandelingspauzes van 1 tot 4 weken. Na de behandeling kan gedurende ongeveer 3-4 dagen een lichte vervelling van de huid optreden; het gebruik van extra serum of ampullen is niet nodig. De verzorging na de behandeling vereist het vermijden van sterk zonlicht, chloorwater, sauna's of zonnebanken, en het gebruik van crèmes met een hoog UV-filter om de huid te beschermen en de effectiviteit van de behandeling te vergroten. Het is mogelijk om het te combineren met iontoforese of naaldvrije mesotherapie om de opname van actieve ingrediënten te vergroten en betere resultaten te bereiken.

Meer informatie over het bedrijf en de producten [pagina 2 - f2]

- www.beautify.eu

- www.youtube.com/beautifyeu

Güç:	0,75W
Çalışma Gerilimi:	DC3.7V
Çalışma Amperajı:	200mA
Şarj voltajı:	DC 5V
Boyutlar:	4.5x18x5.5cm

Güvenlik

Kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve burada yer alan tavsiyelere uyun. Cihazın kullanımı sırasında

Cihaz açıklaması [sayfa 2 - f1]

1. Kafa
2. Güç düğmesi

İniş:
Cihazınızı kapalı olduğundan emin olarak maksimum 8 saat şarj edin. USB kablosunu bir şarj cihazına veya bilgisayara bağlayın ve şarj göstergesinin (şarj olurken kırmızı, şarj olduğunda yeşile döner) etkin olup olmadığını kontrol edin. Pili bittiğinde gösterge 10 saniye boyunca kırmızı ve yeşil renkte yanıp sönecek ve ardından cihaz kapanacaktır.

Nasıl kullanılır:

1. Yüzünüzü temizleyip kurulayın. Bu cildi rahatlatacak ve gözenekleri açacaktır. Daha sonra mikrokristalin ucu cihazın büyük yuvarlak kapağına yerleştirin.
2. Cihazı açın ve ucunu yüzünüze yerleştirin. Çenenizle başlayın ve cihazı aşağıdan yukarıya doğru hareket ettirin.
3. Cihazı burnunuza yerleştirin ve içeriden dışarıya doğru hareket ettirin, Her burun lobunun iyice temizlenmesi.
4. Daha sonra cihazı alınıza yerleştirin ve her iki yönde merkezden dışarıya doğru hareket ettirin.
5. Son adımda emme yoğunluğunu ayarlayarak ucu yanaklarınıza yerleştirin. Cihazı içeriden dışarıya doğru hareket ettirin. Yukardan aşağıya.
6. Tedaviyi tamamladıktan sonra yüzünüzü rahatlatacı bir sıvıyla yıkayın ve filtreli bir nemlendirici kullanın.

Gözenek Temizleme:

Gözenekleri açmak ve siyah noktaları gidermek için peeling kullanın veya sıcak bir havluyu yüzünüze 3-5 dakika kadar uygulayın. Daha sonra cildin parçasına ve ihtiyacına göre uygun ucu (büyük veya küçük yuvarlak) seçip cihaza takın. Emme seviyesini ayarlayarak ucu temizlenecek alanlara tam olarak hedefleyin. İşlem tamamlandıktan sonra toner veya maske gözenekleri kapatacaktır. Cihazı oval hareketlerden kaçınarak daima aynı yönde yavaşça hareket ettirin. Siville durumunda siyah noktayı emip hemen bırakın.

Kırışıklık Giderme:

Oval ucu takın ve emme seviyesini ihtiyaçlarınıza göre ayarlayarak göz, ağız ve burun çevresindeki bölgeye hafifçe masaj yapın. Düşük emiş yoğunluğuyla cildi sıkılaştırın ve kırışıklıkları giderin. Bu tedavi kan dolaşımını ve cilt elastikiyetini artırarak ince kırışıklıkların azaltılmasına yardımcı olur. Cildi yavaşça emip serbest bırakın.

Tahrişi önlemek için tek bir yerde 3 saniyeden uzun süre tutmayın. Tahriş olması durumunda cihazı kullanmayı bir süreliğine bırakın.

Önlemler ve kontrendikasyonlar

Kullanmadan önce ellerinizi kurulayın ve cihazı durulamayın veya suya batırmayın. Lütfen bu cihazı kullanırken günlük olarak yüz cildinize dikkat edin. Bu cihazı kullanırken başka mekanik yüz temizleme cihazlarını kullanmayın. Lütfen cihazın güçlü emiş seviyelerine sahip olduğunu unutmayın. Viral, bakteriyel ve fungal cilt hastalıklarının ortaya çıkmasını ve yayılmasını önlemek için katalar dezenfekte edilmelidir. Kontrendikasyonlar: Aktif pürülan akne, rosacea, retinoid tedavisi, asit tedavileri, lazerler – mikrodermabrazyondan en az 4 hafta önce, sedef hastalığı, viral, bakteriyel ve fungal cilt hastalıkları, damarlı cilt, yara izine eğilim, cilt devamlılığının bozulması (taze yaralar), cilt kanseri Tedavi uygulanan bölgedeki şüpheli benler veya yüzdeki dolgu maddeleri - mikrodermabrazyondan en az 4 hafta önce ara verilmelidir, aksi takdirde preparat hareket edebilir.

Uygulama sıklığı ve tedavi sonrası bakım:

Mikrodermabrazyon 2 haftada bir 6-12 seanstık bir seri halinde yapılır. Elde etmek istediğimiz etkiye göre tedavi araları 1 ile 4 hafta arasında değişmektedir. Tedavi sonrasında yaklaşık 3-4 gün kadar hafif deri soyulması meydana gelebilir; ek serum veya ampul kullanımına gerek yoktur. Tedavi sonrası bakım, cildi korumak ve tedavinin etkinliğini artırmak için güçlü güneş ışığından, klorlu sudan, sauna veya solaryumdan uzak durmayı, yüksek UV filtreli kremler kullanmayı gerektirir. Aktif bileşenlerin emilimini arttırmak ve daha iyi sonuçlar elde etmek için iyontofrez veya iğnesiz mezoterapi ile birleştirmek mümkündür.

Şirket ve ürünler hakkında daha fazla bilgi [sayfa 2 - f2]

- www.beautify.eu

- www.youtube.com/beautifyeu

мощност:	0,75 W
Работно напрежение:	DC 3.7V
Работен ампераж:	200mA
Зарядно напрежение:	DC 5V
Размери:	4,5x18x5,5cm

Сигурност

Преди употреба прочетете това ръководство и следвайте препоръките, съдържащи се в него по време на използване на устройството

Описание на устройството [страница 2 - f1]

1. Глава

2. Бутон за захранване

Кацане:

Зареждайте устройството си за максимум 8 часа, като се уверите, че е изключено. Свържете чрез USB кабел към зарядно устройство или компютър и проверете дали индикаторът за зареждане (червен при зареждане, светва зелен при зареждане) е активен. Когато батерията се изтощи, индикаторът ще мига в червено и зелено за 10 секунди и след това устройството ще се изключи.

Как да използвам:

1. Почистете и подсушете лицето си. Това ще отпусне кожата и ще отвори порите. След това поставете микрокристалния накрайник върху голямата кръгла капачка на устройството.
2. Включете устройството и поставете върха върху лицето си. Започнете с брадичката си и преместете устройството отдолу нагоре.
3. Поставете устройството на носа си и го движете отвътре навън, щателно почистване на всяка част на носа.
4. След това поставете устройството на челото си и го движете от центъра навън в двете посоки.
5. В последната стъпка регулирайте интензивността на засмукване и поставете върха върху бузите си. Преместете устройството отвътре навън. Отдолу нагоре.
6. След приключване на лечението измийте лицето си с успокояваща течност и използвайте хидратиращ крем с филтър.

Почистване на порите:

За да отворите порите и да премахнете черните точки, използвайте пилинг или нанесете топла кърпа върху лицето си за 3-5 минути. След това изберете и монтирайте подходящия накрайник в уреда - голям или малък кръгъл - в зависимост от частта и нуждите на кожата. Насочете върха прецизно към зоните за почистване, като регулирате нивото на засмукване. Веднъж готови, тоникът или маската ще затворят порите. Движете устройството бавно, винаги в една и съща посока, като избягвате овални движения. В случай на акне изсмучете черната точка и я освободете веднага.

Премахване на бръчки:

Прикрепете овалния накрайник, за да масажирате нежно зоната около очите, устата и носа, като регулирате нивото на засмукване, за да отговаря на вашите нужди. Стенете кожата и премахнете бръчките с ниска интензивност на засмукване. Тази процедура подобрява кръвообращението и еластичността на кожата, спомагайки за намаляване на фините бръчки. Нежно смучете и освободете кожата.

Не дръжте на едно място повече от 3 секунди, за да избегнете дразнене. В случай на раздразнение спрете да използвате уреда за известно време.

Предпазни мерки и противопоказания

Преди употреба подсушете ръцете си и не изплаквайте и не потапяйте устройството под вода. Моля, полагайте ежедневни грижи за кожата на лицето си, когато използвате този уред. Не използвайте други механични устройства за почистване на лицето, докато използвате това устройство. Моля, обърнете внимание, че устройството има силни нива на засмукване. Главите трябва да се дезинфекцират, за да се избегне появата и разпространението на вирусни, бактериални и гъбични кожни заболявания. Противопоказания: активно гноино акне, розацея, ретиноидна терапия, киселинни лечения, лазери - поне 4 седмици преди микродермабразия, псориазис, вирусни, бактериални и гъбични кожни заболявания, съдова кожа, склонност към образуване на белези, нарушена непрекъснатост на кожата (пресни рани), рак на кожата или съществителни бенки в третиранията зона, филтри в лицето - поне 4 седмици интервал преди микродермабразия, в противен случай препаратът може да се размести.

Честота на изпълнение и грижи след лечението:

Микродермабразията се извършва на всеки 2 седмици в серия от 6-12 сесии. В зависимост от ефекта, който искаме да постигнем, прекъсванията в лечението са от 1 до 4 седмици. След третирането може да се появи леко лющене на кожата за около 3-4 дни; не е необходимо използването на допълнителен серум или ампули. Грижата след лечението изисква избягване на силна слънчева светлина, хлорирана вода, сауни или солариуми и използване на кремове с висок UV филтър за защита на кожата и повишаване на ефективността на лечението. Възможно е комбинирането му с йонофореза или безиглена мезотерапия за повишаване на усвояването на активните съставки и постигане на по-добри резултати.

Повече информация за фирмата и продуктите [страница 2 - f2]

- www.beautify.eu

- www.youtube.com/beautifyeu

قوة:	٠,٧٥ واط
طاقة كهربائية شغالة:	تيار مستمر ٣,٧ فولت
تيار العمل:	٢٠٠ مللي أمبير
شحن الجهد:	تيار مستمر ٥ فولت
إبعاد:	٤,٥x١٨x٥,٥ سم

حمية

قبل الاستخدام، اقرأ هذا الدليل واتبع التوصيات الواردة فيه أثناء استخدام الجهاز

[f1 - صفحة ٢] وصف الجهاز

١. الرأس
٢. زر الطاقة

الهبوط

بالشاحن أو الكمبيوتر وتحقق مما إذا كان مؤشر الشحن (أحمر USB) قم بشحن جهازك لمدة أقصاها ٨ ساعات، مع التأكد من إيقاف تشغيله. قم بالتوصيل عبر كابل عند الشحن، يتحول إلى اللون الأخضر عند الشحن) نشطاً. عند نفاذ البطارية، سيومض المؤشر باللونين الأحمر والأخضر لمدة ١٠ ثوانٍ ثم ينطفئ الجهاز

كيفية استعمال

١. نظمي وجهك وجففيه. سيؤدي ذلك إلى استرخاء الجلد وفتح المسام. ثم ضع طرف البلورات الدقيقة على الغطاء الدائري الكبير للجهاز
٢. قم بتشغيل الجهاز وضع الطرف على وجهك. ابدأ بفتح وحرك الجهاز من الأسفل إلى الأعلى
٣. وضع الجهاز على أنفك وحركه من الداخل إلى الخارج
- تطويف كل شحمة أنف بشكل كامل
٤. ثم ضع الجهاز على جبهتك وحركه من المركز إلى الخارج في كلا الاتجاهين
٥. في الخطوة الأخيرة، اضبطي قوة الشفط وضعي الطرف على خديك
- نقل الجهاز من الداخل إلى الخارج. من القاع فصاعداً
٦. بعد الانتهاء من العلاج، اغسلي وجهك بمسائل مهدئ واستخدمي مرطباً مع فلتر

تنظيف المسام

افتح المسام وإزالة الرؤوس السوداء، استخدمي مقشرًا أو ضعِي منشفة دافئة على وجهك لمدة ٥-٣ دقائق، ثم قم باختبار الطرف المناسب وتثبيتها في الجهاز - دائري كبير أو صغير - حسب جزء الجلد واحتياجاته. قم بتوجيه الطرف بدقة نحو المناطق المراد تنظيفها عن طريق ضبط مستوى الشفط بمجرد الانتهاء من ذلك، سيومض التورنر أو القناع بإغلاق المسام. حرك الجهاز ببطء، دائماً في نفس الاتجاه، وتجنب الحركات البيضاوية. في حالة حب الشباب، قومي بمص الرؤوس السوداء وحرريها على الفور

إزالة التجاعيد

قم بتوصيل الطرف البيضاوي لتدليك المنطقة المحيطة بالعينين والعمق والأنف بلطف، وضبط مستوى الشفط ليناسب احتياجاتك. شد الجلد وإزالة التجاعيد بكثافة شط منخفضة. يعمل هذا العلاج على تحسين الدورة الدموية ومرونة الجلد، مما يساعد على تقليل التجاعيد الدقيقة. تمتص بلطف وتطلق الجلد

لا تثبت في مكان واحد لمدة تزيد عن ٣ ثوانٍ لتجنب التهيج. توقف عن استخدام الجهاز لفترة من الوقت

الاحتياطات وموانع

قبل الاستخدام، جفف يديك ولا تشطف الجهاز أو تغمره تحت الماء. يرجى الاعتناء بشرة الوجه يومياً عند استخدام هذا الجهاز. لا تستخدم أجهزة تنظيف الوجه الميكانيكية الأخرى أثناء استخدام هذا الجهاز. يرجى ملاحظة أن الجهاز يتمتع بمستويات شطف قوية. يجب تطهير الرؤوس لتجنب حدوث وانتشار الأمراض الجلدية الغير وسية والبكتيرية والفطرية، موانع الاستعمال: حب الشباب القحبي النشط، الوردية، العلاج بالرتينويد، العلاجات الحمضية، الليزر - قبل ٤ أسابيع على الأقل من التقشير الدقيق للجلد، الصدفية، الأمراض الجلدية الغير وسية والبكتيرية والفطرية، جلد الأوعية الدموية، الميل إلى التندب، انقطاع استمرارية الجلد (جروح جديدة)، سرطان الجلد أو الشامات المشبوهة في المنطقة الخاضعة للعلاج، أو الحشوات في الوجه - فاصل زمني على الأقل ٤ أسابيع قبل التقشير الدقيق للجلد، وإلا فقد يتحرك المستحضر

تكرار التنفيذ والرعاية بعد العلاج

يتم إجراء التقشير الدقيق للجلد كل أسبوعين في سلسلة من ٦ إلى ١٢ جلسة اعتماداً على التأثير الذي نريد تحقيقه، نترارح فترات العلاج من ١ إلى ٤ أسابيع. بعد العلاج، قد يحدث تقشير لطيف للجلد لمدة ٣-٤ أيام تقريباً؛ ليس من الضروري استخدام مصل أو أمبولات إضافية. تتطلب الرعاية بعد العلاج تجنب أشعة الشمس القوية، والمياه المالحة، والساونا وحمامات الشمس، واستخدام الكريمات ذات مرشح الأشعة فوق البنفسجية العالية لحماية الجلد وزيادة فعالية العلاج. من الممكن دمجها مع الرحلات الأيونية أو الميزوثيرابي بدون إبرة لزيادة امتصاص المكونات النشطة وتحقيق نتائج أفضل

[f2 - صفحة ٢] مزيد من المعلومات حول الشركة والمنتجات


- www.beautiflyeu
- www.youtube.com/beautiflyeu



[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym: Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i

akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Urządzenie zostało wprowadzone do obrotu po 13.08.2005 r

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators must not be combined with other household waste. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the packaging. Dispose of waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators at your local separate collection point or to your dealer. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Incorrect handling or damage to them may lead to damage to health or environmental pollution when the equipment is further disposed of or recycled. The device was placed on the market after August 13, 2005



[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent niniejszym w wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że wyżej wymieniony produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej a także dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych

niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem.

[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer hereby declares under its sole responsibility that the above product complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances.

www.beautifly.eu/deklaracje

Importer: Beautifly Sp. z o.o.

Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska

Model: Derma Basic