

BEAUTIFLY

Derma




Blush

series




Urządzenie do
mikrodermabrazji
Microdermabrasion and
blackhead remover

Instrukcja obsługi
User manual

 /beautifly.eu  @beautifly.eu  beautifly.eu

 /beautiflyeu  @beautifly.eu

f1




f3



f4



f5



f2



Napięcie:	5V
Aktualny:	450mAh
Bateria:	Akumulator litowo-jonowy
Moc:	1,6 W
Rozmiar:	163,5x52x38mm
Waga:	205g
Moc ssania:	50-60 kPa

Bezpieczeństwo

Przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją i przestrzegaj zaleceń w niej zawartych w trakcie użytkowania urządzenia.

Opis części - urządzenie [strona 2 - f1]

1. Wskaźnik ładowania
2. Wskaźnik mocy ssania
3. Przycisk zasilania/regulacja mocy ssania
4. Port USB

Opis części - głowice [strona 2 - f2]

1. Mała okrągła głowica ssąca. Niska moc ssania Dla osób, które mają suchą lub wrażliwą skórę oraz tych, którzy rozpoczynają zabiegi urządzeniem.
2. Owalna głowica ssąca. Średnia moc ssania/specjalny kształt. Do zabiegów liftingu i ujędrniania.
3. Okrągła głowica ssąca. Delikatna/średnia moc ssania. Dla osób, które mają tłustą skórę, trądzik lub zaskórniki.
4. Mała mikrokrystaliczna głowica ssąca
5. Owalna mikrokrystaliczna głowica ssąca
6. Okrągła mikrokrystaliczna głowica ssąca

Obsługa

Włączanie/Wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, produkt jest włączony, wyświetlacz jest włączony, a moc ssania wyświetla 1 poziom (soft).

Regulacja mocy

Krótko naciśnij przycisk zasilania, aby wyregulować moc ssania. Każde jego krótkie wciśnięcie zwiększa moc ssania o jeden poziom, zgodnie z kolejnością: soft > normal > strong > ultra strong.

Zastosowanie

- Przebarwienia
- Blizny
- Rozstępy
- Rozszerzone, bardzo widoczne pory

- Zaskórniki i trądzik (omijać zmiany zapalne, ropne)
- Zmarszczki
- Skóra pozbawiona zdrowego kolorytu z pierwszymi oznakami fotostarzenia

Przeciwwskazania

- Aktywny trądzik ropny
- Trądzik różowaty
- Terapia retinoidami
- Zabiegi kwasowe, lasery - przynajmniej 4 tygodnie odstępu przed wykonaniem mikrodermabrazji
- Łuszczyca
- Choroby wirusowe, bakteryjne i grzybicze skóry
- Cera naczyńniowa
- Skłonność do bliznowacenia
- Przerwana ciągłość skóry (świeże rany)
- Nowotwory skóry lub podejrzane znamiona w miejscu poddawalnemu zabiegowi
- Wypełniacze w twarzy - co najmniej 4 tygodnie odstępu przed wykonaniem mikrodermabrazji, w przeciwnym wypadku preparat może się przemieścić.
- Nie myć urządzenia wodą, urządzenie nie jest wodoodporne.

Mikrodermabrazja [strona 2 - f3] - przesuwaj zgodnie z kierunkiem strzałek

Masaż liftingujący [strona 2 - f4] - przesuwaj zgodnie z kierunkiem strzałek

Ustaw głowicę ssącą w pozycji 90 stopni i powoli przesuwaj ją po twarzy. Nie przytrzymuj w tej samej części przez długi czas. (Zanim zdejmiesz głowicę ssącą ze skóry, przechyl ją na bok, aby uwolnić powietrze pod ciśnieniem. Pozwoli to bezpiecznie ściągnąć ją, nie podrażniając przy tym skóry. Nie ciągnij ani nie przesuwaj jej bezpośrednio, aby uniknąć pociągnięcia skóry i zaczerwienienia).

Więcej informacji o firmie oraz produktach [strona 2 - f5]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Tension:	5V
Current:	450mAh
Battery:	Li-ion battery
Power:	1.6W
Size:	163.5x52x38mm
Libra:	205g
Suction power:	50-60 kPa

Safety

Read this manual before using the product and follow the instructions in it when using the device.

Part description - device [page 2 - f1]

1. Charging indicator
2. Suction power indicator
3. Power button/suction power adjustment
4. USB port

Parts description - heads [page 2 - f2]

1. Small round suction head. Low suction power For people who have dry or sensitive skin and those who start treatments with the device.
2. Oval suction head. Medium suction power/special shape. For lifting and firming treatments.
3. Round suction head. Gentle/medium suction power. For people who have oily skin, acne or blackheads.
4. Small microcrystalline suction head
5. Oval microcrystalline suction head
6. Round microcrystalline suction head

Service

On/Off

Press and hold the power button for 3 seconds, the product is turned on, the display is on, and the suction power displays 1 level (soft).

Power regulation

Short press the power button to adjust the suction power. Each short press increases the suction power by one level, in the order: soft > normal > strong > ultra strong.

Application

- Discoloration
- Scars
- Stretch marks
- Enlarged, highly visible pores
- Blackheads and acne (avoid inflammatory and purulent lesions)
- Wrinkles

- Skin lacking a healthy color with the first signs of photoaging

Contraindications

- Active purulent acne
- Rosacea
- Retinoid therapy
- Acid treatments, lasers - at least 4 weeks before microdermabrasion
- Psoriasis
- Viral, bacterial and fungal diseases of the skin
- Vascular skin
- Tendency to scarring
- Broken skin (fresh wounds)
- Skin tumors or suspicious moles in the treated area
- Fillers in the face - at least 4 weeks before performing microdermabrasion, otherwise the preparation may move.
- Do not wash the device with water, the device is not waterproof.

Microdermabrasion [page 2 - f3] - move in the direction of the arrows

Lifting massage [page 2 - f4] - move in the direction of the arrows

Set the suction head to a 90 degree position and slowly move it over your face. Do not hold in the same part for a long time. (Before removing the suction head from the skin, tilt it to the side to release the pressurized air. This will allow you to safely remove it without irritating the skin. Do not pull or move it directly to avoid pulling the skin and causing redness.)

More information about the company and products [page 2 - f5]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Spannung:	5V
Aktuell:	450 mAh
Batterie:	Li-Ionen-Akku
Leistung:	1,6 W
Größe:	163,5 x 52 x 38 mm
Waage:	205g
Saugleistung:	50-60 kPa

Sicherheit

Lesen Sie dieses Handbuch, bevor Sie das Produkt verwenden, und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen, wenn Sie das Gerät benutzen.

Teilebeschreibung - Gerät [Seite 2 - f1]

1. Ladeanzeige
2. Saugleistungsanzeige
3. Power-Taste/Saugleistungseinstellung
4. USB-Anschluss

Teilebeschreibung - Köpfe [Seite 2 - f2]

1. Kleiner runder Saugkopf. Geringe Saugleistung Für Menschen mit trockener oder empfindlicher Haut und diejenigen, die Behandlungen mit dem Gerät beginnen.
2. Ovaler Saugkopf. Mittlere Saugleistung/spezielle Form. Für Lifting- und Straffungsbehandlungen.
3. Runder Saugkopf. Sanfte/mittlere Saugleistung. Für Menschen mit fettiger Haut, Akne oder Mitessern.
4. Kleiner mikrokristalliner Saugkopf
5. Ovaler mikrokristalliner Saugkopf
6. Runder mikrokristalliner Saugkopf

Service

On/Off

Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, das Produkt wird eingeschaltet, das Display ist eingeschaltet und die Saugleistung zeigt 1 Stufe (sanft) an.

Leistungsregulierung

Drücken Sie kurz den Netzschalter, um die Saugleistung einzustellen. Jeder kurze Druck erhöht die Saugleistung um eine Stufe, in der Reihenfolge: sanft > normal > stark > ultrastark.

Anwendung

- Verfärbung
- Narben
- Dehnungsstreifen

- Vergrößerte, gut sichtbare Poren
- Mitesser und Akne (entzündliche und eitrige Läsionen vermeiden)
- Falten
- Haut ohne gesunde Farbe mit den ersten Anzeichen von Lichtalterung

Kontraindikationen

- Aktive eitrige Akne
- Rosazea
- Retinoidtherapie
- Säurebehandlungen, Laser – mindestens 4 Wochen vor der Mikrodermabrasion
- Schuppenflechte
- Virus-, Bakterien- und Pilzkrankungen der Haut
- Gefäßhaut
- Neigung zur Narbenbildung
- Hautverletzungen (frische Wunden)
- Hauttumore oder verdächtige Muttermale im behandelten Bereich
- Füllstoffe im Gesicht – mindestens 4 Wochen vor der Mikrodermabrasion, sonst kann sich das Präparat verschieben.
- Waschen Sie das Gerät nicht mit Wasser, das Gerät ist nicht wasserdicht.

Mikrodermabrasion [Seite 2 - f3] - in Pfeilrichtung bewegen
Hebmassage [Seite 2 - f4] - in Pfeilrichtung bewegen

Stellen Sie den Saugkopf auf eine 90-Grad-Position und bewegen Sie ihn langsam über Ihr Gesicht. Halten Sie nicht lange an demselben Teil fest. (Bevor Sie den Saugkopf von der Haut entfernen, neigen Sie ihn zur Seite, um die Druckluft freizusetzen. Dadurch wird er sicher entfernt, ohne die Haut zu reizen. Ziehen oder bewegen Sie ihn nicht direkt, um ein Ziehen an der Haut und eine Rötung zu vermeiden.)

Weitere Informationen über das Unternehmen und die Produkte [Seite 2 - f5]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Tension:	5V
Actuel:	450mAh
Batterie:	Batterie Li-ion
Pouvoir:	1.6W
taille:	163,5x52x38mm
Balance:	205g
Puissance d'aspiration :	50-60 kPa

Sécurité

Lisez ce manuel avant d'utiliser le produit et suivez les instructions qu'il contient lorsque vous utilisez l'appareil.

Description de la pièce - appareil [page 2 - f1]

1. Indicateur de charge
2. Indicateur de puissance d'aspiration
3. Bouton d'alimentation/réglage de la puissance d'aspiration
4. Prise USB

Description des pièces - têtes [page 2 - f2]

1. Petite tête d'aspiration ronde. Faible puissance d'aspiration Pour les personnes ayant la peau sèche ou sensible et celles qui débutent des traitements avec l'appareil.
2. Tête d'aspiration ovale. Puissance d'aspiration moyenne/forme spéciale. Pour les soins liftants et raffermissants.
3. Tête d'aspiration ronde. Puissance d'aspiration douce/moyenne. Pour les personnes qui ont la peau grasse, l'acné ou les points noirs.
4. Petite tête d'aspiration microcristalline
5. Tête d'aspiration microcristalline ovale
6. Tête d'aspiration microcristalline ronde

Service

On/Off

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, le produit est allumé, l'écran est allumé et la puissance d'aspiration affiche 1 niveau (doux).

Régulation de puissance

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour régler la puissance d'aspiration. Chaque appui court augmente la puissance d'aspiration d'un niveau, dans l'ordre : doux > normal > fort > ultra fort.

Application

- Décoloration
- Cicatrices
- Vergetures
- Pores élargis et très visibles

- Points noirs et acné (éviter les lésions inflammatoires et purulentes)
- Les rides
- Peau manquant d'une couleur saine avec les premiers signes de photovieillessement

Contre-indications

- Acné purulente active
- Rosacée
- Thérapie aux rétinoïdes
- Traitements acides, lasers - au moins 4 semaines avant la microdermabrasion
- Psoriasis
- Maladies virales, bactériennes et fongiques de la peau
- Peau vasculaire
- Tendances aux cicatrices
- Peau cassée (plaies fraîches)
- Tumeurs cutanées ou grains de beauté suspects dans la zone traitée
- Fillers dans le visage - au moins 4 semaines avant d'effectuer la microdermabrasion, sinon la préparation peut bouger.
- Ne lavez pas l'appareil avec de l'eau, l'appareil n'est pas étanche.

Microdermabrasion [page 2 - f3] - se déplacer dans le sens des flèches

Massage liftant [page 2 - f4] - déplacer dans le sens des flèches

Réglez la tête d'aspiration sur une position à 90 degrés et déplacez-la lentement sur votre visage. Ne restez pas longtemps dans la même partie. (Avant de retirer la tête d'aspiration de la peau, inclinez-la sur le côté pour libérer l'air sous pression. Cela vous permettra de la retirer en toute sécurité sans irriter la peau. Ne la tirez pas et ne la déplacez pas directement pour éviter de tirer la peau et de provoquer des rougeurs.)

Plus d'informations sur la société et les produits [page 2 - f5]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Tensión:	5V
Actual:	450mAh
Batería:	batería de iones de litio
Fuerza:	1,6W
Tamaño:	163,5x52x38mm
Libra:	205g
Poder de succión:	50-60 kPa

Seguridad

Lea este manual antes de utilizar el producto y siga las instrucciones que contiene cuando utilice el aparato.

Descripción de la pieza - dispositivo [página 2 - f1]

1. Indicador de carga
2. Indicador de potencia de succión
3. Botón de encendido/ajuste de potencia de succión
4. Puerto USB

Descripción de las piezas - cabezales [página 2 - f2]

1. Cabezal de succión redondo pequeño. Poca potencia de succión Para personas que tienen la piel seca o sensible y que inician tratamientos con el aparato.
2. Cabezal de succión ovalado. Potencia de succión media/forma especial. Para tratamientos lifting y reafirmantes.
3. Cabezal de succión redondo. Potencia de succión suave/media. Para personas que tienen piel grasa, acné o puntos negros.
4. Pequeño cabezal de succión microcristalino
5. Cabezal de succión microcristalino ovalado
6. Cabezal de succión microcristalino redondo

Servicio

On/Off

Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos, el producto se enciende, la pantalla está encendida y la potencia de succión muestra 1 nivel (suave).

Regulación de potencia

Presione brevemente el botón de encendido para ajustar la potencia de succión. Cada pulsación corta aumenta la potencia de succión en un nivel, en el orden: suave > normal > fuerte > ultrafuerte.

Solicitud

- Decoloración
- Cicatrices
- Estrías
- Poros agrandados y muy visibles

- Puntos negros y acné (evitar lesiones inflamatorias y purulentas)
- Arrugas
- Piel sin color saludable con los primeros signos de fotoenvejecimiento

Contraindicaciones

- Acné purulento activo
- Rosácea
- Terapia con retinoides
- Tratamientos con ácido, láser: al menos 4 semanas antes de la microdermoabrasión
- Soriasis
- Enfermedades virales, bacterianas y fúngicas de la piel
- Piel vascular
- Tendencias a la cicatrización
- Piel rota (heridas recientes)
- Tumores en la piel o lunares sospechosos en la zona tratada
- Rellenos en la cara - por lo menos 4 semanas antes de realizar la microdermoabrasión, de lo contrario la preparación puede moverse.
- No lave el dispositivo con agua, el dispositivo no es resistente al agua.

Microdermoabrasión [página 2 - f3] - muévase en la dirección de las flechas

Masaje de elevación [página 2 - f4] - muévase en la dirección de las flechas

Coloque el cabezal de succión en una posición de 90 grados y muévelo lentamente sobre su cara. No mantenga en la misma parte durante mucho tiempo. (Antes de retirar el cabezal de succión de la piel, inclínelo hacia un lado para liberar el aire a presión. Esto le permitirá retirarlo con seguridad sin irritar la piel. No tire ni lo mueva directamente para evitar tirar de la piel y causar enrojecimiento.)

Más información sobre la empresa y los productos [página 2 - f5]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Tensão:	5V
Corrente:	450mAh
Bateria:	Bateria de íões de lítio
Potência:	1.6W
Tamanho:	163,5x52x38mm
Libra:	205g
Potência de sucção:	50-60 kPa

Segurança

Leia este manual antes de utilizar o produto e siga as instruções nele contidas quando utilizar o aparelho.

Descrição da peça - dispositivo [página 2 - f1]

1. Indicador de carregamento
2. Indicador de potência de aspiração
3. Botão de ligar/regulação do poder de sucção
4. Porta USB

Descrição das peças - cabeças [página 2 - f2]

1. Pequena cabeça de sucção redonda. Baixo poder de sucção Para pessoas com pele seca ou sensível e para quem está a iniciar tratamentos com o aparelho.
2. Cabeça de sucção oval. Potência de sucção média/forma especial. Para tratamentos de elevação e firmeza.
3. Cabeça de sucção redonda. Poder de sucção suave/médio. Para pessoas com pele oleosa, acne ou pontos negros.
4. Pequena cabeça de sucção microcristalina
5. Cabeça de sucção microcristalina oval
6. Cabeça de aspiração microcristalina redonda

Serviço

On/Off

Premir e manter premido o botão de alimentação durante 3 segundos, o produto é ligado, o visor fica ligado e a potência de sucção apresenta 1 nível (suave).

Regulação da potência

Prima brevemente o botão de alimentação para ajustar a potência de sucção. Cada pressão breve aumenta a potência de sucção em um nível, pela ordem: suave > normal > forte > ultra forte.

Aplicação

- Descoloração
- Cicatrizes
- Estrias
- Poros dilatados e muito visíveis

- Pontos negros e acne (evitar lesões inflamatórias e purulentas)
- Rugas
- Pele sem uma cor saudável com os primeiros sinais de fotoenvelhecimento

Contraindications

- Active purulent acne
- Rosacea
- Retinoid therapy
- Acid treatments, lasers - at least 4 weeks before microdermabrasion
- Psoriasis
- Viral, bacterial and fungal diseases of the skin
- Vascular skin
- Tendency to scarring
- Broken skin (fresh wounds)
- Skin tumors or suspicious moles in the treated area
- Fillers in the face - at least 4 weeks before performing microdermabrasion, otherwise the preparation may move.
- Do not wash the device with water, the device is not waterproof.

Microdermabrasion [page 2 - f3] - move in the direction of the arrows

Lifting massage [page 2 - f4] - move in the direction of the arrows

Set the suction head to a 90 degree position and slowly move it over your face. Do not hold in the same part for a long time. (Before removing the suction head from the skin, tilt it to the side to release the pressurized air. This will allow you to safely remove it without irritating the skin. Do not pull or move it directly to avoid pulling the skin and causing redness.)

More information about the company and products [page 2 - f5]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

tensione:	5V
Attuale:	450 mAh
Batteria:	Batteria agli ioni di litio
Energia:	1,6 W
misurare:	163,5x52x38 mm
Libra:	205 g
Potenza di aspirazione:	50-60 kPa

Sicurezza

Leggere il presente manuale prima di utilizzare il prodotto e seguire le istruzioni in esso contenute durante l'uso del dispositivo.

Descrizione parte - dispositivo [pagina 2 - f1]

1. Indicatore di carica
2. Indicatore della potenza di aspirazione
3. Pulsante accensione/regolazione potenza aspirazione
4. Porta USB

Descrizione parti - testine [pagina 2 - f2]

1. Piccola testa di aspirazione rotonda. Bassa potenza di aspirazione Per chi ha la pelle secca o sensibile e per chi inizia i trattamenti con il dispositivo.
2. Testa di aspirazione ovale. Potenza di aspirazione media/forma speciale. Per trattamenti liftanti e rassodanti.
3. Testa di aspirazione rotonda. Potenza di aspirazione delicata/media. Per le persone che hanno la pelle grassa, acne o punti neri.
4. Piccola testa di aspirazione microcristallina
5. Testa di aspirazione microcristallina ovale
6. Testa di aspirazione microcristallina tonda

Servizio

On/Off

Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi, il prodotto si accende, il display è acceso e la potenza di aspirazione visualizza 1 livello (debole).

Regolazione della potenza

Premere brevemente il pulsante di accensione per regolare la potenza di aspirazione. Ogni breve pressione aumenta la potenza di aspirazione di un livello, nell'ordine: morbido > normale > forte > ultra forte.

Applicazione

- Scolorimento
- Cicatrici
- Smagliature
- Pori dilatati e ben visibili

- Punti neri e acne (evitare lesioni infiammatorie e purulente)
- Rughe
- Pelle priva di un colorito sano con i primi segni di fotoinvecchiamento

Controindicazioni

- Acne purulenta attiva
- Acne rosacea
- Terapia con retinoidi
- Trattamenti con acido, laser - almeno 4 settimane prima della microdermoabrasione
- Psoriasi
- Malattie virali, batteriche e fungine della pelle
- Pelle vascolare
- Tendenze alla cicatrizzazione
- Pelle rotta (ferite fresche)
- Tumori cutanei o nevi sospetti nell'area trattata
- Filler in faccia - almeno 4 settimane prima di eseguire la microdermoabrasione, altrimenti la preparazione potrebbe spostarsi.
- Non lavare il dispositivo con acqua, il dispositivo non è impermeabile.

Microdermoabrasione [pagina 2 - f3] - spostarsi nella direzione delle frecce

Massaggio lifting ([pagina 2 - f4] - muoversi nella direzione delle frecce

Impostare la testina di aspirazione su una posizione di 90 gradi e spostarla lentamente sul viso. Non tenere la stessa parte per molto tempo. (Prima di rimuovere la testina di aspirazione dalla pelle, inclinarla di lato per rilasciare l'aria pressurizzata. Ciò consentirà di rimuoverla in sicurezza senza irritare la pelle. Non tirarla o spostarla direttamente per evitare di tirare la pelle e causare arrossamenti.)

Maggiori informazioni sull'azienda e sui prodotti [pagina 2 - f5]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Napětí:	5V
Aktuální:	450 mAh
Baterie:	Li-ion baterie
Napájení:	1,6W
velikost:	163,5 x 52 x 38 mm
Váhy:	205 g
Sací výkon:	50-60 kPa

Bezpečnostní

Před použitím výrobku si přečtěte tuto příručku a při používání přístroje se řiďte pokyny v ní uvedenými.

Popis dílu - zařízení [strana 2 - f1]

1. Indikátor nabíjení
2. Indikátor sacího výkonu
3. Tlačítko napájení/nastavení sacího výkonu
4. USB port

Popis dílů - hlavy [strana 2 - f2]

1. Malá kulatá sací hlava. Nízký sací výkon Pro lidi, kteří mají suchou nebo citlivou pokožku a pro ty, kteří začínají s ošetřením přístrojem.
2. Oválná sací hlava. Střední sací výkon/speciální tvar. Pro liftingové a zpevňující ošetření.
3. Kulatá sací hlava. Jemný/střední sací výkon. Pro lidi, kteří mají mastnou pleť, akné nebo černé tečky.
4. Malá mikrokrystalická sací hlava
5. Oválná mikrokrystalická sací hlava
6. Kulatá mikrokrystalická sací hlava

Servis

On/Off

Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund, produkt se zapne, displej se rozsvítí a sací výkon zobrazí 1 úroveň (jemná).

Regulace výkonu

Krátkým stisknutím tlačítka napájení upravíte sací výkon. Každé krátké stisknutí zvýší sací výkon o jednu úroveň v pořadí: měkký > normální > silný > ultra silný.

Aplikace

- Změna barvy
- Jizvy
- Strie
- Rozšířené, dobře viditelné póry
- Černé tečky a akné (vyhněte se zánětlivým a hnisavým lézím)
- Vrásky

- Pokožce chybí zdravá barva s prvními známkami fotostárnutí

Kontraindikace

- Aktivní hnisavé akné
- Rosacea
- Retinoidní terapie
- Kyselá ošetření, lasery – minimálně 4 týdny před mikrodermabrazí
- Psoriáza
- Virová, bakteriální a plísňová onemocnění kůže
- Cévní kůže
- Tendence k jizvení
- Zlomená kůže (čerstvé rány)
- Kožní nádory nebo podezřelé znaménka v ošetřované oblasti
- Výplně v obličeji - minimálně 4 týdny před provedením mikrodermabraze, jinak se přípravek může hýbat.
- Zařízení nemyjte vodou, zařízení není vodotěsné.

Mikrodermabraze [strana 2 - f3] - pohybujte se ve směru šipek
Liftingová masáž [strana 2 - f4]- pohybujte se ve směru šipek

Nastavte sací hlavu do polohy 90 stupňů a pomalu ji pohybujte po obličeji. Nedržte ve stejné části dlouhou dobu. (Před sejmutím sací hlavice z pokožky ji nakloňte na stranu, aby se uvolnil stlačený vzduch. To vám umožní ji bezpečně vyjmout, aniž by došlo k podráždění pokožky. Netahejte s ní a nepohybujte s ní přímo, aby nedošlo k vytažení pokožky a zarudnutí.)

Další informace o společnosti a výrobcích [strana 2 - f5]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Napetost:	5V
Trenutno:	450 mAh
Baterija:	Li-ion baterija
Moč:	1,6 W
Velikost:	163,5 x 52 x 38 mm
Tehnica:	205 g
Sesalna moč:	50-60 kPa

Bezpečnost'

Pred použitím výrobku si prečítajte túto príručku a pri používaní zariadenia dodržiavajte pokyny v nej uvedené.

Opis dela - naprava [strana 2 - f1]

1. Indikátor polnjenja
2. Indikátor sesalne moči
3. Gumb za vklop/nastavitev sesalne moči
4. Vrata USB

Opis delov - glave [strana 2 - f2]

1. Majhna okrogla sesalna glava. Nizka sesalna moč Za ljudi s suho ali občutljivo kožo in tiste, ki začnejo tretmaje z aparatom.
2. Ovalna sesalna glava. Srednja sesalna moč/posebna oblika. Za lifting in učvrstitvene tretmaje.
3. Okrogla sesalna glava. Nežna/srednja sesalna moč. Za ljudi z mastno kožo, aknami ali ogrci.
4. Majhna mikrokristalna sesalna glava
5. Ovalna mikrokristalna sesalna glava
6. Okrogla mikrokristalna sesalna glava

Storitev

On/Off

Pritisnite in 3 sekunde držite gumb za vklop, izdelek je vklopljen, zaslon je vklopljen in sesalna moč prikaže 1 stopnjo (mehko).

Regulacija moči

Na kratko pritisnite gumb za vklop, da nastavite moč sesanja. Vsak kratek pritisk poveča sesalno moč za eno stopnjo, v vrstnem redu: mehko > normalno > močno > ultra močno.

Aplikacija

- Sprememba barve
- Brazgotine
- Strije
- Povečane, zelo vidne pore
- Ogrci in akne (izogibajte se vnetim in gnojnim lezijam)
- Gube

- Koža brez zdrave barve s prvimi znaki fotostaranja

Kontraindikacije

- Aktivne gnojne akne
- Rozacea
- Terapija z retinoidi
- Kislinski tretmaji, laserji – vsaj 4 tedne pred mikrodermoabrazijo
- Luskavica
- Virusne, bakterijske in glivične bolezni kože
- Žilna koža
- Nagnjenost k brazgotinjenju
- Poškodovana koža (sveže rane)
- Kožni tumorji ali sumljivi madeži na tretiranem območju
- Polnila v obraz - vsaj 4 tedne pred izvedbo mikrodermoabrazije, sicer se lahko pripravek premakne.
- Naprave ne umivajte z vodo, naprava ni vodotesna.

Mikrodermoabrazija [strana 2 - f3] - premikajte se v smeri puščic

Lifting masaža [strana 2 - f4] - premikajte se v smeri puščic

Nastavite sesalno glavo na položaj 90 stopinj in jo počasi premikajte po obrazu. Ne zadržujte se dlje časa na istem delu. (Preden sesalno glavo odstranite s kože, jo nagnite na stran, da sprostite zrak pod pritiskom. Tako jo boste lahko varno odstranili, ne da bi dražili kožo. Ne vlecite ali premikajte je neposredno, da ne potegnete kože in povzročite rdečice.)

Ďalšie informácie o spoločnosti a výrobkoch [strana 2 - f5]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Napetost:	5V
Trenutna:	450 mAh
Baterija:	Litij-ionska akumulatorska baterija
Napajanje:	1,6 W
Moč:	163,5x52x38 mm
Teža:	205g
Sesalna moč:	50-60 kPa

Varnost

Pred uporabo izdelka preberite ta priročnik in pri uporabi naprave upoštevajte navodila v njem.

Opis delov - naprava [stran 2 - f1]

1. Indikator polnjenja
2. Indikator sesalne moči
3. Gumb za vklop/prilagoditev moči sesanja
4. Vrata USB

Opis delov - glave [stran 2 - f2]

1. Mala okrogla sesalna glava. Nizka moč sesanja Za tiste, ki imajo suho ali občutljivo kožo, in tiste, ki začenjajo zdravljenje z napravo.
2. Ovalna sesalna glava. Srednja moč sesanja/posebna oblika. Za tretmaje za lifting in učvrstitev.
3. Okrogla sesalna glava. Nežna/srednja moč sesanja. Za tiste z mastno kožo, aknami ali ogrci.
4. Majhna mikrokristalna sesalna glava.
5. Ovalna mikrokristalna sesalna glava
6. Okrogla mikrokristalna sesalna glava

Delovanje

Vklop/izklop

Pritisnite gumb za vklop in ga držite 3 sekunde, izdelek se vklopi, zaslon se prižge, sesalna moč pa prikaže stopnjo 1 (mehka).

Prilagajanje moči

Na kratko pritisnite gumb za vklop, da prilagodite moč sesanja. Vsak kratek pritisk poveča moč sesanja za eno stopnjo po vrstnem redu: mehko > normalno > močno > zelo močno.

Uporaba

- Razbarvanja
- Brazgotine
- Strije
- Razširjene, zelo vidne pore
- Črne pege in akne (izogibajte se vnetim, gnojnim spremembam)
- Gube

- Izčrpana koža

Kontraindikacije

- Aktivne gnojne akne
- Rožnate akne
- Zdravljenje z retinoidi
- Zdravljenje s kislinami, laserji - vsaj 4 tedne pred mikrodermabrazijo
- Psoriaza
- Virusne, bakterijske in glivične bolezni kože
- Ožiljena koža
- Nagnjenost k brazgotinjenju
- Prekinjena kontinuiteta kože (sveže rane)
- kožni tumorji ali sumljiva znamenja na zdravljenem območju
- Polnila na obrazu - pred mikrodermabrazijo je potreben vsaj 4-tedenski presledek, sicer se izdelek lahko izloči.
- Naprave ne umivajte z vodo, naprava ni vodoodporna.

Mikrodermabrazija [stran 2 - f3] - premikanje v skladu s smerjo puščic

Lift masaža [stran 2 - f4] - premikanje v skladu s smerjo puščic

Sesalno glavo postavite pod kotom 90 stopinj in jo počasi premikajte po obrazu. Ne držite na istem delu dlje časa. (Preden sesalno glavo odstranite s kože, jo nagnite na stran, da se sprostí zrak pod pritiskom. Tako jo boste lahko varno sneli, ne da bi pri tem razdražili kožo. Ne potegnite ali premaknite je neposredno, da ne bi potegnili kože in povzročili rdečice).

Več informacij o podjetju in izdelkih [stran 2 - f5]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Pinge:	5V
Praegune:	450mAh
Aku:	Liitium-ioon aku
Võimsus:	1,6 W
Suurus:	163,5x52x38mm
Suurus:	205g
Kaal:	50-60 kPa

Ohutus

Enne toote kasutamist lugege käesolevat kasutusjuhendit ja järgige seadme kasutamisel selles toodud juhiseid.

Osade kirjeldus - seade [lk 2 - f1]

1. laadimisindikaator
2. Imemisvõimsuse indikaator
- 3 Toitenupp/imivõimsuse reguleerimine
4. USB-port

Osade kirjeldus - pead [lk 2 - f2]

1. Väike ümmargune imemispea. Madal imemisvõimsus Neile, kellel on kuiv või tundlik nahk ja neile, kes alustavad seadmega ravi.
2. Ovaalne imemispea. Keskmine imemisvõimsus/eriline kuju. Tõstmiseks ja pinguldavaks raviks.
3. Ümmargune imemispea. Õrn/keskmine imemisvõimsus. Rasvase naha, akne või mustpeadega inimestele.
4. Väike mikrokristalliline imemispea.
5. Ovaalne mikrokristalliline imemispea.
6. ümmargune mikrokristalliline imemispea

Töölevi

Sisse/välja lülitamine

Vajutage ja hoidke 3 sekundit all toitenuppu, toode lülitub sisse, ekraan on sisse lülitatud ja imemisvõimsus näitab taset 1 (pehme).

Võimsuse reguleerimine

Imemisvõimsuse reguleerimiseks vajutage lühidalt toitenuppu. Iga lühike vajutus suurendab imemisvõimsust ühe astme võrra, vastavalt järjekorrale: pehme > normaalne > tugev > ülitugev > ülitugev.

Kasutage

- Värvimuutused
- Armid
- Venitusarmid
- Laiendatud, väga nähtavad poorid
- Mustpead ja akne (vältige põletikulisi, mädaseid kahjustusi)
- Kortsud

- Kumatud nahk

Vastunäidustused

- Aktiivne mädane akne
- Akne rosacea
- Retinoidravi
- Hapete ravi, laserid - vähemalt 4 nädalane intervall enne mikrodermabrasiooni.
- Psoriaas
- Viiruslikud, bakteriaalsed ja seenhaigused
- Vaskulaarne nahk
- Kalduvus armistumisele
- Katkestatud naha järjepidevus (värsked haavad)
- Naha kasvaja või kahtlased sünnimärgid ravitud piirkonnas
- Täiteained näol - vähemalt 4 nädala vahe enne mikrodermabrasiooni, vastasel juhul võib toode migreeruda.
- Ärge peske seadet veega, seade ei ole veekindel.

Mikrodermabrasioon [lk 2 - f3] - liigutage vastavalt noolte suunale

Tõstemassaaž [lk 2 - f4] - liigutage vastavalt noolte suunale

Asetage imemispea 90-kraadise nurga alla ja liigutage seda aeglaselt üle näo. Ärge hoidke ühte ja sama osa pikalt kinni. (Enne imemispea eemaldamist nahalt kallutage seda küljele, et rõhu all olev õhk vabaneks. Nii saate selle ohutult maha tõmmata, ärritamata nahka. Ärge tõmmake ega liigutage seda otse, et vältida naha tõmbamist ja punetust).

Lisateave ettevõtte ja toodete kohta [lk 2 - f5]

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Įtempimas:	5V
Srovė:	450mAh
Baterija:	ličio jonų akumuliatorius
Galia:	1.6W
Dydis:	163,5x52x38 mm
Svoris:	205g
Sūkimo galia:	50-60 kPa

Sauga

Prieš naudodami gaminį perskaitykite šį vadovą ir naudodami prietaisą laikykitės jame pateiktų nurodymų.

Dalies aprašymas - prietaisas [2 puslapis - f1]

1. Įkrovimo indikatorius
2. Siurbimo galios indikatorius
3. Įjungimo mygtukas / siurbimo galios reguliavimas
4. USB jungtis

Dalys - galvutės [2 puslapis - f2]

1. Maža apvali siurbimo galvutė. Maža siurbimo galia. Skirta žmonėms, kurių oda sausa arba jautri, ir tiems, kurie pradeda procedūras su šiuo prietaisu.
2. Ovali siurbimo galvutė. Vidutinė siurbimo galia / ypatinga forma. Skirta liftingo ir stangrinamosioms procedūroms.
3. Apvali siurbimo galvutė. Švelni / vidutinė siurbimo galia. Žmonėms, turintiems riebią odą, spuogų ar juodų taškelių.
4. Maža mikrokristalinė siurbimo galvutė
5. Ovali mikrokristalinė siurbimo galvutė
6. Apvali mikrokristalinė siurbimo galvutė

Paslauga

On/Off

Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite įjungimo mygtuką, gaminys įsijungia, ekranas įsijungia, o siurbimo galia rodo 1 lygį (švelnus).

Galios reguliavimas

Trumpai paspauskite maitinimo mygtuką, kad sureguliuotumėte siurbimo galią. Kiekvienas trumpas paspaudimas padidina siurbimo galią vienu lygiu, tokia tvarka: švelnus > normalus > stiprus > itin stiprus.

Naudojimas

- Spalvų išblukimas
- Randai
- Strijos
- Išsiplėtusios, gerai matomos poros
- Juodieji taškėliai ir spuogai (venkite uždegiminių ir pūlingų pažeidimų)

- Raukšlės
- Sveikos spalvos neturinti oda su pirmaisiais fotosenėjimo požymiais

Kontraindikacijos

- Aktyvi pūlinga aknė
- Rožinė
- Gydomas retinoidais
- Rūgščių procedūros, lazeriai - bent 4 savaites prieš mikrodermabraziją
- Psoriazė
- Virusinės, bakterinės ir grybelinės odos ligos
- Kraujagyslinė oda
- Polinkis į randus
- Pažeista oda (šviežios žaizdos)
- Odos augliai arba įtartini apgamai gydomoje srityje
- Veido užpildai - bent 4 savaites prieš atliekant mikrodermabraziją, kitaip preparatas gali pajudėti.
- Neplaukite prietaiso vandeniu, prietaisas nėra atsparus vandeniui.

Mikrodermabrazija [2 puslapis - f3] - judėkite rodyklių kryptimi
Liftinginis masažas [2 puslapis - f4] - judėkite rodyklių kryptimi

Nustatykite siurbimo galvutę į 90 laipsnių padėtį ir lėtai judinkite ją virš veido. Nelaikykite toje pačioje dalyje ilgą laiką. (Prieš nuimdami siurbimo galvutę nuo odos, pakreipkite ją į šoną, kad išsisklaidytų suslėgtas oras. Taip galėsite ją saugiai nuimti nedirgindami odos. Netraukite ir nejudinkite jos tiesiogiai, kad netrauktumėte odos ir nesukeltumėte paraudimo).

Daugiau informacijos apie įmonę ir gaminius [2 puslapis - f5]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Spriegums:	5V
Strāva:	450mAh
Baterija:	Litija jonu uzlādējams akumulators
Jauda:	1,6 W
Izmērs:	163,5x52x38 mm
Svars:	205g
Sūkšanas jauda:	50-60 kPa

Drošība

Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet šo rokasgrāmatu un, lietojot ierīci, ievērojiet tajā sniegtos norādījumus.

Daļu apraksts - ierīce [2. lappuse - f1]

1. uzlādes indikators
2. Sūkšanas jaudas indikators
3. Barošanas poga/iesūkšanas jaudas regulēšana
4. USB pieslēgvietā

Daļu apraksts - galviņas [2. lappuse - f2]

1. Maza apaļa sūkšanas galviņa. Zema iesūkšanas jauda. Tiem, kam ir sausa vai jutīga āda, un tiem, kas ar šo ierīci tikai sāk procedūras.
2. Ovāla sūkšanas galviņa. Vidēja iesūkšanas jauda/īpaša forma. Paredzēta liftinga un nostiprinošām procedūrām.
3. Apaļa iesūkšanas galviņa. Maiga/vidēja iesūkšanas jauda. Tiem, kam ir taukaina āda, pinnes vai melnie punktiņi.
4. Maza mikrokristāliska sūkšanas galviņa.
5. Ovāla mikrokristālu sūkšanas galviņa.
6. Apaļa mikrokristālu sūkšanas galviņa.

Darbība

ieslēgšana/izslēgšana

Nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu 3 sekundes, izstrādājums ieslēdzas, displejs ieslēdzas un iesūkšanas jauda parāda 1. līmeni (mīksts).

Jaudas regulēšana

Īsi nospiediet ieslēgšanas pogu, lai regulētu sūkšanas jaudu. Katrs īss nospiedums palielina sūkšanas jaudu par vienu līmeni, ievērojot secību: maiga > normāla > spēcīga > īpaši spēcīga.

Izmantojiet

- Krāsu izkropļojumi
- Rētas
- Strijas
- Paplašinātas, ļoti redzamas poras
- Melnie punktiņi un pinnes (izvairieties no iekaisuma un strutainiem

- bojājumiem)
- grumbiņas
 - Novājināta āda

Kontrindikācijas

- Aktīva strutaina akne
- Akne rozaceja
- Retinoīdu terapija
- Skābes terapija, lāzeri - vismaz 4 nedēļu intervāls pirms mikroderma-brāzijas.
- Psoriāze
- Vīrusu, baktēriju un sēnīšu izraisītas ādas slimības
- Asinsvadu āda
- Tendence veidot rētas
- Pārtraukta ādas nepārtrauktība (svaigas brūces)
- Ādas audzēji vai aizdomīgi dzimumzīmes ārstētajā zonā
- Aizpildīšanas līdzekļi sejā - vismaz 4 nedēļu intervāls pirms mikroderma-brāzijas, pretējā gadījumā līdzeklis var migrēt.
- Nemazgājiet ierīci ar ūdeni, ierīce nav ūdensizturīga.

Mikroderma-brāzija [2. lappuse - f3] - pārvietojiet atbilstoši bultiņu virzienam.

Pacelšanas masāža [2. lappuse - f4] - pārvietojiet atbilstoši bultiņu virzienam.

Novietojiet sūkšanas galviņu 90 grādu leņķī un lēnām pārvietojiet to pa seju. Neuzturiet vienu un to pašu daļu ilgu laiku. (Pirms noņemat sūkšanas galviņu no ādas, nolieciet to uz sāniem, lai atbrīvotu saspiesto gaisu. Tas ļaus to droši noņemt, nesavainot ādu. Nevelciet vai nepārvietojiet to tieši, lai izvairītos no ādas savilkšanas un apsārtuma).

Plašāka informācija par uzņēmumu un produktiem [2. lappuse - f5]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Feszültség:	ny:
Jelenlegi:	5V
Akkumulátor:	450 mAh
Erő:	Lítium-ion akkumulátor
Méret:	1,6 W
Mérleg:	163,5x52x38 mm
Szívási teljesítmé-	205g

50-60 kPa

Biztonság

A termék használata előtt olvassa el ezt a kézikönyvet, és a készülék használata során kövesse az abban található ajánlásokat.

Alkatrészek leírása - készülék [2. oldal - f1]

1. Töltésjelző
2. Szívóteljesítmény-jelző
3. Bekapcsológomb/szívóerő beállítása
4. USB port

Alkatrészek leírása - fejek [2. oldal - f2]

1. Kis kerek szívófej. Alacsony szívóerő Száraz vagy érzékeny bőrű embereknek, valamint azoknak, akik most kezdik a kezelést a készülékkel.
2. Ovális szívófej. Közepes szívóerő/különleges forma. Lifting és feszesítő kezelésekhez.
3. Kerek szívófej. Gyengéd/közepes szívóerő. Zsíros bőrű, pattanásos vagy mitesszeres bőrűek számára.
4. Kis mikrokristályos szívófej
5. Ovális mikrokristályos szívófej
6. Kerek mikrokristályos szívófej

Szolgáltatás

Bekapcsolni kikapcsolni

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig, a termék bekapcsol, a kijelző be van kapcsolva, és a szívóerő 1 fokozatú (lág) jelenik meg.

Teljesítményszabályozás

Nyomja meg röviden a bekapcsológombot a szívóerő beállításához. Minden rövid megnyomás egy szinttel növeli a szívóerőt, a következő sorrendben: lág > normál > erős > ultra erős.

Alkalmazás

- Elszíneződés
- Hegek
- Striák
- Kitágult, jól látható pórusok

- Mitesszerek és pattanások (elkerülje a gyulladással és gennyes elváltozásokat)
- Ráncok
- Az egészséges színtől mentes bőr a fényöregedés első jeleivel

Ellenjavallatok

- Aktív gennyes akne
- Rosacea
- Retinoid terápia
- Savas kezelések, lézerek - legalább 4 hetes intervallum a mikrodermabrázió előtt
- Psoriasis
- Vírusos, bakteriális és gombás bőrbetegségek
- Érendszeri bőr
- Hegesedési hajlam
- Megszakadt a bőr folytonossága (friss sebek)
- Bőrrák vagy gyanús anyajegyek a kezelt területen
- Arcfeltöltők – mikrodermabrázió előtt legalább 4 héttel, ellenkező esetben a készítmény elmozdulhat.
- Ne mossa le a készüléket vízzel, mert a készülék nem vízálló.

Mikrodermabrázió [2. oldal - f3] – mozogjon a nyilak irányába

Emelőmasszázs [2. oldal - f4] – mozogjon a nyilak irányába

Fordítsa el a szívófejet 90 fokos helyzetbe, és lassan mozgassa az arcán. Ne tartsa sokáig ugyanazt a részt. (Mielőtt eltávolítaná a szívófejet a bőrről, döntse oldalra, hogy kiengedje a túlnyomásos levegőt. Ez lehetővé teszi, hogy biztonságosan távolítsa el a bőr irritációja nélkül. Ne húzza vagy mozgassa közvetlenül, hogy elkerülje a bőr húzását és a bőrpír kialakulását.)

További információ a cégről és a termékekről [2. oldal - f5]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Tensiune:	5V
Actual:	450mAh
Baterie:	Baterie litiu-ion
Putere:	1,6 W
Mărimea:	163,5x52x38mm
Balanta:	205 g
Puterea de aspirare:	50-60 kPa

Securitate

Înainte de a utiliza produsul, citiți acest manual și urmați recomandările conținute în acesta atunci când utilizați dispozitivul.

Descrierea pieselor - dispozitiv [pagina 2 - f1]

1. Indicator de încărcare
2. Indicator putere de aspirare
3. Buton de alimentare/reglare putere de aspirare
4. Port USB

Descrierea pieselor - capete [pagina 2 - f2]

1. Cap mic de aspirare rotund. Putere de aspirare redusă Pentru persoanele care au pielea uscată sau sensibilă și cei care abia încep tratamentele cu aparatul.
2. Cap de aspirare oval. Putere de aspirare medie/forma specială. Pentru tratamente de lifting și fermitate.
3. Cap rotund de aspirare. Putere de aspirație blândă/medie. Pentru persoanele care au tenul gras, acnee sau puncte negre.
4. Cap mic de aspirare microcristalin
5. Cap de aspirație microcristalin oval
6. Cap rotund de aspirare microcristalin

Serviciu

Permite dezactivarea

Apăsăți și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde, produsul este pornit, afișajul este pornit și puterea de aspirație afișează 1 nivel (soft).

Reglarea puterii

Apăsăți scurt butonul de alimentare pentru a regla puterea de aspirație. Fiecare apăsare scurtă crește puterea de aspirație cu un nivel, în ordinea: moale > normal > puternic > ultra puternic.

Aplicație

- Decolorare
- Cicatrici
- Vergeturi
- Pori mari, foarte vizibili
- Puncte negre și acnee (evitați leziunile inflamatorii și purulente)

- Riduri
- Piele lipsită de culoare sănătoasă cu primele semne de fotoîmbătrânire

Contraindicații

- Acnee purulentă activă
- Rozaceea
- Terapia cu retinoizi
- Tratamente acide, lasere - interval de minim 4 săptămâni înainte de microdermabraziune
- Psoriazis
- Boli virale, bacteriene și fungice ale pielii
- Pielea vasculară
- Tendința la cicatrice
- Continuitatea pielii rupte (răni proaspete)
- Cancer de piele sau alunițe suspecte în zona tratată
- Filler faciale - cu cel puțin 4 săptămâni înainte de microdermabraziune, altfel preparatul se poate misca.
- Nu spălați aparatul cu apă, dispozitivul nu este impermeabil.

Microdermabraziune [pagina 2 - f3] - deplasați-vă în direcția săgeților
Masaj de ridicare [pagina 2 - f4] - deplasați-vă în direcția săgeților
Rotiți capul de aspirație într-o poziție de 90 de grade și mutați-l încet peste față. Nu țineți în aceeași parte mult timp. (Înainte de a scoate capul de aspirație de pe piele, înclinați-l în lateral pentru a elibera aerul sub presiune. Acest lucru vă va permite să îl îndepărtați în siguranță, fără a irita pielea. Nu trageți și nu mișcați direct pentru a evita tragerea de piele și provocarea de roșeață.)

Mai multe informații despre companie și produse [pagina 2 - f5]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Напряжение:	5V
Ток:	450 мАч
Аккумулятор:	Литий-ионный аккумулятор
Мощность:	1.6W
Размер:	163,5x52x38 мм
Весы:	205g
Мощность всасывания:	50-60 кПа

Безопасность

Прочитайте данное руководство перед использованием прибора и следуйте содержащимся в нем указаниям при работе с устройством.

Описание детали - устройство [стр. 2 - f1]

1. Индикатор зарядки
2. Индикатор мощности всасывания
3. Кнопка включения/регулировки мощности всасывания
4. USB-порт

Описание деталей - головки [стр. 2 - f2]

1. Маленькая круглая всасывающая головка. Низкая мощность всасывания Для людей с сухой или чувствительной кожей, а также для тех, кто начинает процедуры с использованием прибора.
2. Овальная всасывающая головка. Средняя мощность всасывания/специальная форма. Для лифтинговых и укрепляющих процедур.
3. Круглая всасывающая головка. Мягкая/средняя сила всасывания. Для людей с жирной кожей, акне или угрями.
4. Маленькая всасывающая головка с микрокристаллами
5. Овальная микрокристаллическая всасывающая головка
6. Круглая микрокристаллическая всасывающая головка

Сервис

On/Off

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, прибор включится, дисплей загорится, а мощность всасывания отобразит 1 уровень (мягкий).

Регулировка мощности

Короткое нажатие кнопки питания позволяет регулировать мощность всасывания. Каждое короткое нажатие увеличивает мощность всасывания на один уровень в следующем порядке: мягкий > нормальный > сильный > сверхсильный.

Применение

- Обесцвечивание
- Шрамы

- Растяжки
- Расширенные, хорошо заметные поры
- Угри и акне (избегать воспалительных и гнойных поражений)
- Морщины
- Кожа, лишенная здорового цвета, с первыми признаками фотостарения

Противопоказания

- Активные гнойные акне
- Розацеа
- Ретиноидная терапия
- Кислотные процедуры, лазеры - не менее чем за 4 недели до микродермабразии
- Псориаз
- Вирусные, бактериальные и грибковые заболевания кожи
- Сосудистая кожа
- Склонность к образованию рубцов
- Поврежденная кожа (свежие раны)
- Опухоли кожи или подозрительные родинки в обрабатываемой области
- Филлеры в кожу лица - не менее чем за 4 недели до проведения микродермабразии, иначе препарат может сдвинуться.
- Не мойте прибор водой, прибор не является водонепроницаемым.

Микродермабразия [стр. 2 - f3] - двигайтесь в направлении стрелок
Лифтинг-массаж [стр. 2 - f4] - двигайтесь в направлении стрелок

Установите всасывающую головку в положение 90 градусов и медленно перемещайте ее по лицу. Не задерживайтесь на одном участке долгое время. (Перед тем как отсоединить всасывающую головку от кожи, наклоните ее в сторону, чтобы выпустить воздух под давлением. Это позволит безопасно извлечь ее, не раздражая кожу. Не тяните и не двигайте ее напрямую, чтобы не растянуть кожу и не вызвать покраснение).

Дополнительная информация о компании и продукции [стр. 2 - f5]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Spenninger:	5V
Nåværende:	450 mAh
Batteri:	Litium-ion-batteri
Makt:	1,6 W
Størrelse:	163,5x52x38mm
Vekten:	205 g
Sugekraft:	50-60 kPa

Sikkerhet

Før du bruker produktet, les denne håndboken og følg anbefalingene i den når du bruker enheten.

Beskrivelse av deler - enhet [side 2 - f1]

1. Ladeindikator
2. Sugeeffektindikator
3. Strømknapp/sugeeffektjustering
4. USB-port

Beskrivelse av deler - hoder [side 2 - f2]

1. Lite rundt sugehode. Lav sugekraft For personer som har tørr eller sensitiv hud og de som nettopp har startet behandlinger med enheten.
2. Ovalt sugehode. Middels sugekraft/spesiell form. For løftende og oppstrammende behandlinger.
3. Rundt sugehode. Skånsom/middels sugekraft. For personer som har fet hud, akne eller hudormer.
4. Lite mikrokrySTALLinsk sugehode
5. Ovalt mikrokrySTALLinsk sugehode
6. Rundt mikrokrySTALLinsk sugehode

Service

På av

Trykk og hold inne strømknappen i 3 sekunder, produktet er slått på, skjermen er på og sugekraften viser 1 nivå (myk).

Effektregulering

Trykk kort på strømknappen for å justere sugekraften. Hvert kort trykk øker sugekraften med ett nivå, i rekkefølgen: myk > normal > sterk > ultrasterk.

applikasjon

- Misfarging
- Arr
- Strekkmerker
- Forstørrede, svært synlige porer
- Hudormer og akne (unngå inflammatoriske og purulente lesjoner)
- Rynker

- Hud blottet for sunn farge med de første tegnene på fotoaldring

Kontraindikasjoner

- Aktiv purulent akne
- Rosacea
- Retinoidbehandling
- Syrebehandlinger, lasere - minst 4 ukers intervall før mikrodermabrasjon
- Psoriasis
- Virale, bakterielle og sopplige hudsykdommer
- Vaskulær hud
- Tendens til arr
- Ødelagt hudkontinuitet (nye sår)
- Hudkreft eller mistenkelige føflekker i området som behandles
- Ansiktsfyllere - minst 4 uker før mikrodermabrasjon, ellers kan preparatet bevege seg.
- Ikke vask enheten med vann, enheten er ikke vanntett.

Mikrodermabrasjon [side 2 - f3] - flytt i pilenes retning

Løftemassasje [side 2 - f4] - beveg deg i pilenes retning

Vri sugehodet til en 90-graders posisjon og flytt det sakte over ansiktet ditt. Ikke hold i den samme delen lenge. (Før du fjerner sugehodet fra huden, vipp det til siden for å frigjøre trykkluften. Dette vil tillate deg å fjerne det trygt uten å irritere huden. Ikke trekk eller flytt det direkte for å unngå å trekke i huden og forårsake rødhet.)

Mer informasjon om selskapet og produktene [side 2 - f5]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Jännitys:	5V
Nykyinen:	450 mAh
Akku:	Litiumioniakku
Teho:	1,6 W
Koko:	163,5x52x38mm
Vaaka:	205 g
Imuteho:	50-60 kPa

Turvallisuus

Lue tämä käsikirja ennen tuotteen käyttöä ja noudata sen sisältämiä suosituksia laitetta käyttäessäsi.

Osien kuvaus - laite [sivu 2 - f1]

1. Latausilmaisim
2. Imutehon ilmaisim
3. Virtapainike/imutehon säätö
4. USB-portti

Osien kuvaus - päät [sivu 2 - f2]

1. Pieni pyöreä imupää. Pieni imuteho ihmisille, joilla on kuiva tai herkkä iho sekä niille, jotka ovat vasta aloittamassa hoitoa laitteella.
2. Soikea imupää. Keskitasoinen imuteho/erityinen muoto. Nosto- ja kiinteytyshoitoihin.
3. Pyöreä imupää. Hellävarainen/keskikokoinen imuteho. Ihmisille, joilla on rasvainen iho, akne tai mustapäitä.
4. Pieni mikrokiteinen imupää
5. Soikea mikrokiteinen imupää
6. Pyöreä mikrokiteinen imupää

Palvelu

Ota käyttöön poista käytöstä

Pida virtapainiketta painettuna 3 sekuntia, tuote käynnistyy, näyttö on päällä ja imuteho näyttää 1 tason (pehmeä).

Tehon säätö

Säädä imutehoa painamalla lyhyesti virtapainiketta. Jokainen lyhyt painallus lisää imutehoa yhdellä tasolla järjestyksessä: pehmeä > normaali > voimakas > ultravoimakas.

Sovellus

- Värimuutos
- Arvet
- Raskausarpia
- Laajentuneet, hyvin näkyvät huokoset
- Mustapäät ja akne (vältä tulehduksellisia ja märkiviä vaurioita)
- Rypyt

- Ihosta puuttuu terve väri ja ensimmäiset valovanhenemisen merkit

Vasta-aiheet

- Aktiivinen märkivä akne
- Ruusufinni
- Retinoidihoito
- Happohoidot, laserit - vähintään 4 viikon välein ennen mikrodermabrasiota
- Psoriasis
- Virus-, bakteeri- ja sieni-ihosairaudet
- Verisuonten iho
- Taipumus arpeutua
- katkennut ihon jatkuvuus (tuoreet haavat)
- Ihosyöpä tai epäilyttävät luomat hoidettavalla alueella
- Kasvojen täyteaineet - vähintään 4 viikkoa ennen mikrodermabrasiota, muuten valmiste saattaa liikkua.
- Älä pese laitetta vedellä, laite ei ole vesitiivis.

Mikrodermabrasio [sivu 2 - f3] - liiku nuolten suuntaan

Nostohieronta [sivu 2 - f4] - liiku nuolten suuntaan

Käännä imupää 90 asteen asentoon ja liikuta sitä hitaasti kasvoillasi. Älä pidä samassa osassa pitkään. (Ennen kuin poistat imupään ihosta, kallista sitä sivulle vapauttaaksesi paineilma. Näin voit poistaa sen turvallisesti ärsyttämättä ihoa. Älä vedä tai siirrä sitä suoraan, jotta se ei vedä ihoa ja aiheuta punoitusta.)

Lisätietoa yrityksestä ja tuotteista [sivu 2 - f5]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Ενταση:	5V
Ρεύμα:	450 mAh
Μπαταρία:	Μπαταρία ιόντων λιθίου
Εξουσία:	1,6 W
Μέγεθος:	163,5x52x38mm
ΖΥΓΟΣ:	205 γρ
Ισχύς αναρρόφησης:	50-60 kPa

Ασφάλεια

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο και ακολουθήστε τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτό όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Περιγραφή εξαρτημάτων - συσκευή [σελίδα 2 - f1]

1. Ένδειξη φόρτισης
2. Ένδειξη ισχύος αναρρόφησης
3. Κουμπί λειτουργίας/Ρύθμιση ισχύος αναρρόφησης
4. Θύρα USB

Περιγραφή εξαρτημάτων - κεφαλές [σελίδα 2 - f2]

1. Μικρή στρογγυλή κεφαλή αναρρόφησης. Χαμηλή ισχύς αναρρόφησης. Για άτομα που έχουν ξηρό ή ευαίσθητο δέρμα και άτομα που μόλις ξεκινούν θεραπείες με τη συσκευή.
2. Οβάλ κεφαλή αναρρόφησης. Μέτρια αναρρόφηση/ειδικό σχήμα. Για θεραπείες ανύψωσης και σύσφιξης.
3. Στρογγυλή κεφαλή αναρρόφησης. Ήπια/μέτρια ισχύς αναρρόφησης. Για άτομα που έχουν λιπαρό δέρμα, ακμή ή μαύρα στίγματα.
4. Μικρή μικροκρυσταλλική κεφαλή αναρρόφησης
5. Οβάλ μικροκρυσταλλική κεφαλή αναρρόφησης
6. Στρογγυλή μικροκρυσταλλική κεφαλή αναρρόφησης

Υπηρεσία

Ενεργοποιώ απενεργοποιώ

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα, το προϊόν είναι ενεργοποιημένο, η οθόνη είναι ενεργοποιημένη και η ισχύς αναρρόφησης εμφανίζει 1 επίπεδο (μαλακό).

Ρύθμιση ισχύος

Πατήστε σύντομα το κουμπί λειτουργίας για να ρυθμίσετε την ισχύ αναρρόφησης. Κάθε σύντομο πάτημα αυξάνει την ισχύ αναρρόφησης κατά ένα επίπεδο, με τη σειρά: μαλακό > κανονικό > δυνατό > εξαιρετικά δυνατό.

Εφαρμογή

- Αποχρωματισμός

- Ουλές
- Ραγάδες
- Διευρυμένοι, πολύ ορατοί πόροι
- Μαύρα στίγματα και ακμή (αποφύγετε φλεγμονώδεις και πυώδεις βλάβες)
- Ρυτίδες
- Δέρμα χωρίς υγιές χρώμα με τα πρώτα σημάδια φωτογήρανσης

Αντενδείξεις

- Ενεργή πυώδης ακμή
- Ροδόχρου ακμή
- Θεραπεία με ρετινοειδή
- Θεραπείες με οξύ, λείζερ - διάστημα τουλάχιστον 4 εβδομάδων πριν από τη μικροδερμοαπόξεση
- Ψωρίαση
- Ιογενείς, βακτηριακές και μυκητιακές δερματικές παθήσεις
- Αγγειακό δέρμα
- Τάση για ουλή
- Σπασμένη συνέχεια του δέρματος (φρέσκα τραύματα)
- Καρκίνος του δέρματος ή ύποπτες κρεατοελιές στην περιοχή που αντιμετωπίζεται
- Fillers προσώπου - τουλάχιστον 4 εβδομάδες πριν τη μικροδερμοαπόξεση, διαφορετικά το σκεύασμα μπορεί να μετακινηθεί.
- Μην πλένετε τη συσκευή με νερό, η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη.

Μικροδερμοαπόξεση [σελίδα 2 - f3] - μετακινηθείτε προς την κατεύθυνση των βελών

Μασάζ ανύψωσης [σελίδα 2 - f4] - μετακινηθείτε προς την κατεύθυνση των βελών

Γυρίστε την κεφαλή αναρρόφησης σε θέση 90 μοιρών και μετακινήστε την αργά στο πρόσωπό σας. Μην κρατάτε στο ίδιο μέρος για πολλή ώρα. (Πριν αφαιρέσετε την κεφαλή αναρρόφησης από το δέρμα, γείρετε την στο πλάι για να απελευθερωθεί ο πεπιεσμένος αέρας. Αυτό θα σας επιτρέψει να την αφαιρέσετε με ασφάλεια χωρίς να ερεθίσετε το δέρμα. Μην την τραβάτε ή μετακινείτε απευθείας για να αποφύγετε να τραβήξετε το δέρμα και να προκαλέσετε ερυθρότητα.)

Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία και τα προϊόντα [σελίδα 2 - f5]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Napetost:	5V
Trenutno:	450 mAh
Baterija:	Litij-ionska baterija
Vlast:	1,6 W
Veličina:	163,5x52x38 mm
Vaga:	205 g
Usisna snaga:	50-60 kPa

Sigurnost

Prije uporabe proizvoda pročitajte ovaj priručnik i pridržavajte se preporuka sadržanih u njemu prilikom korištenja uređaja.

Opis dijelova - uređaj [stranica 2 - f1]

1. Indikator punjenja
2. Indikator usisne snage
3. Gumb za napajanje/podešavanje snage usisavanja
4. USB priključak

Opis dijelova - glave [stranica 2 - f2]

1. Mala okrugla usisna glava. Mala usisna snaga Za osobe koje imaju suhu ili osjetljivu kožu i one koji tek počinju s tretmanima aparatom.
2. Ovalna usisna glava. Srednja usisna snaga/poseban oblik. Za tretmane liftinga i učvršćivanja.
3. Okrugla usisna glava. Nježna/srednja snaga usisavanja. Za osobe koje imaju masnu kožu, akne ili mitesere.
4. Mala mikrokristalna usisna glava
5. Ovalna mikrokristalna usisna glava
6. Okrugla mikrokristalna usisna glava

Servis

Omogući onemogućiti

Pritisnite i držite tipku za napajanje 3 sekunde, proizvod je uključen, zaslon je uključen i snaga usisavanja prikazuje 1 razinu (mekano).

Regulacija snage

Kratko pritisnite tipku za uključivanje kako biste prilagodili snagu usisavanja. Svaki kratki pritisak povećava snagu usisavanja za jednu razinu, redosljedom: lagano > normalno > jako > ultra jako.

Primjena

- Promjena boje
- Ožiljci
- Strije
- Proširene, vrlo vidljive pore
- Miteseri i akne (izbjegavajte upalne i gnojne lezije)
- Bore

- Koža bez zdrave boje s prvim znakovima fotostarenja

Kontraindikacije

- Aktivne gnojne akne
- Rosacea
- Terapija retinoidima
- Tretmani kiselinom, laseri - najmanje 4 tjedna prije mikrodermoabrazije
- Psorijaza
- Virusne, bakterijske i gljivične bolesti kože
- Vaskularna koža
- Sklonost stvaranju ožiljaka
- Prekinuti kontinuitet kože (svježe rane)
- Rak kože ili sumnjivi madeži na području koje se liječi
- Fileri za lice - najmanje 4 tjedna prije mikrodermoabrazije, u protivnom se preparat može pomaknuti.
- Ne perite uređaj vodom, uređaj nije vodootporan.

Mikrodermoabrazija [stranica 2 - f3] - pomičite se u smjeru strelica
Lifting masaža [stranica 2 - f4] - pomičite se u smjeru strelica

Okrenite usisnu glavu u položaj od 90 stupnjeva i polako je pomičite preko lica. Ne zadržavajte se dugo u istom dijelu. (Prije uklanjanja usisne glave s kože, nagnite je u stranu kako biste ispustili zrak pod pritiskom. To će vam omogućiti sigurno uklanjanje bez iritacije kože. Nemojte je povlačiti ili pomicati izravno kako biste izbjegli povlačenje kože i izazivanje crvenila.)

Više informacija o tvrtki i proizvodima [stranica 2 - f5]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Spänning:	5V
Nuvarande:	450 mAh
Batteri:	Litium jon batteri
Kraft:	1,6 W
Storlek:	163,5x52x38mm
Vågen:	205 g
Sugkraft:	50-60 kPa

säkerhet

Innan du använder produkten, läs denna bruksanvisning och följ rekommendationerna i den när du använder enheten.

Beskrivning av delar - enhet [sida 2 - f1]

1. Laddningsindikator
2. Sugkraftsindikator
3. Strömknapp/sugeffektjustering
4. USB-port

Beskrivning av delar - huvuden [sida 2 - f2]

1. Litet runt sughuvud. Låg sugkraft För personer som har torr eller känslig hud och de som precis har påbörjat behandlingar med enheten.
2. Ovalt sughuvud. Medium sugkraft/särskild form. För lyftande och uppstramande behandlingar.
3. Runt sughuvud. Skonsam/medium sugkraft. För personer som har fet hud, akne eller pormaskar.
4. Litet mikrokristallint sughuvud
5. Ovalt mikrokristallint sughuvud
6. Runt mikrokristallint sughuvud

Service

Aktivera/inaktivera

Tryck och håll in strömknappen i 3 sekunder, produkten är påslagen, displayen är på och sugeffekten visar 1 nivå (mjuk).

Effektreglering

Tryck kort på strömknappen för att justera sugeffekten. Varje kort tryck ökar sugkraften med en nivå, i ordningen: mjuk > normal > stark > ultra stark.

Ansökan

- Missfärgning
- Ärr
- Bristningar
- Förstorade, mycket synliga porer
- Pormaskar och akne (undvik inflammatoriska och purulenta lesioner)
- Rynkor

- Hud som saknar frisk färg med de första tecknen på fotoåldrande

Kontraindikationer

- Aktiv purulent akne
- Rosacea
- Retinoidbehandling
- Syrabehandlingar, laser - minst 4 veckors intervall före mikrodermabrasion
- Psoriasis
- Virus-, bakterie- och svamphudsjukdomar
- Vaskulär hud
- Tendens till ärr
- Bruten hudkontinuitet (nya sår)
- Hudcancer eller misstänkta mullvadar i det område som behandlas
- Ansiktsfyllmedel - minst 4 veckor före mikrodermabrasion, annars kan preparatet röra sig.
- Tvätta inte enheten med vatten, enheten är inte vattentät.

Mikrodermabrasion [sida 2 - f3] - flytta i pilarnas riktning

Lyftmassage [sida 2 - f4] - flytta i pilarnas riktning

Vrid sughuvudet till en 90-graders position och flytta det långsamt över ditt ansikte. Håll inte i samma del under lång tid. (Innan du tar bort sughuvudet från huden, luta det åt sidan för att släppa ut tryckluften. Detta gör att du kan ta bort det på ett säkert sätt utan att irritera huden. Dra inte i eller flytta det direkt för att undvika att dra i huden och orsaka rodnad.)

Mer information om företaget och produkterna [sida 2 - f5]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Spænding:	5V
Nuværende:	450 mAh
Batteri:	Lithium-ion batteri
Strøm:	1,6 W
Størrelse:	163,5x52x38mm
Vægten:	205 g
Sugestyrke:	50-60 kPa

Sikkerhed

Før du bruger produktet, skal du læse denne vejledning og følge anbefalingerne deri, når du bruger enheden.

Beskrivelse af dele - enhed [side 2 - f1]

1. Opladningsindikator
2. Sugoeffektindikator
3. Strømknap/sugoeffektjustering
4. USB-port

Beskrivelse af dele - hoveder [side 2 - f2]

1. Lille rundt sugehoved. Lav sugeevne Til personer, der har tør eller følsom hud, og dem, der lige er i gang med behandlinger med apparatet.
2. Ovalt sugehoved. Middel sugeevne/special form. Til løftende og opstrammende behandlinger.
3. Rundt sugehoved. Blid/middel sugeevne. Til folk, der har fedtet hud, acne eller hudorme.
4. Lille mikrokrySTALLinsk sugehoved
5. Ovalt mikrokrySTALLinsk sugehoved
6. Rundt mikrokrySTALLinsk sugehoved

Service

Aktivere deaktivere

Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder, produktet tændes, displayet er tændt, og sugoeffekten viser 1 niveau (blødt).

Effektregulering

Tryk kort på tænd/sluk-knappen for at justere sugekraften. Hvert kort tryk øger sugekraften med et niveau, i rækkefølgen: blød > normal > stærk > ultrastærk.

Ansøgning

- Misfarvning
- Ar
- Strækmærker
- Forstørrede, meget synlige porer
- Hudorme og akne (undgå inflammatoriske og purulente læsioner)
- Rynker

- Hud blottet for sund farve med de første tegn på fotoældning

Kontraindikationer

- Aktiv purulent acne
- Rosacea
- Retinoidbehandling
- Syrebehandlinger, lasere - mindst 4 ugers interval før mikrodermabrasion
- Psoriasis
- Virale, bakterielle og svampe hudsygdomme
- Vaskulær hud
- Tendens til ar
- Brudt hudkontinuitet (friske sår)
- Hudkræft eller mistænkelige modermærker i det område, der behandles
- Ansigtfillers - mindst 4 uger før mikrodermabrasion, ellers kan præparatet flytte sig.
- Vask ikke enheden med vand, enheden er ikke vandtæt.

Mikrodermabrasion [side 2 - f3] - bevæg dig i pilenes retning

Løftemassage [side 2 - f4] - bevæg dig i pilenes retning

Drej sugehovedet til en 90-graders position, og flyt det langsomt over dit ansigt. Hold ikke i den samme del i lang tid. (Før du fjerner sugehovedet fra huden, skal du vippe det til siden for at frigive tryklufften. Dette vil give dig mulighed for at fjerne det sikkert uden at irritere huden. Træk eller flyt det ikke direkte for at undgå at trække i huden og forårsage rødme.)

Mere information om virksomheden og produkterne [side 2 - f5]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Spanning:	5V
Huidig:	450 mAh
Accu:	Lithium ion batterij
Stroom:	1,6 W
Maat:	163,5x52x38mm
Weegschaal:	205g
Zuigkracht:	50-60 kPa

Beveiliging

Lees deze handleiding voordat u het product gebruikt en volg de daarin opgenomen aanbevelingen bij het gebruik van het apparaat.

Beschrijving van onderdelen - apparaat [pagina 2 - f1]

1. Oplaadindicator
2. Zuigkrachtindicator
3. Aan/uit-knop/afstelling zuigkracht
4. USB-poort

Beschrijving van onderdelen - koppen [pagina 2 - f2]

1. Kleine ronde zuigkop. Lage zuigkracht Voor mensen met een droge of gevoelige huid en voor mensen die net beginnen met behandelingen met het apparaat.
2. Ovale zuigkop. Gemiddelde zuigkracht/speciale vorm. Voor liftende en verstevigende behandelingen.
3. Ronde zuigkop. Zachte/gemiddelde zuigkracht. Voor mensen met een vette huid, acne of mee-eters.
4. Kleine microkristallijne zuigkop
5. Ovale microkristallijne zuigkop
6. Ronde microkristallijne zuigkop

Dienst

Inschakelen/Uitschakelen

Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt, het product wordt ingeschakeld, het display staat aan en de zuigkracht geeft 1 niveau weer (zacht).

Vermogensregulering

Druk kort op de aan/uit-knop om de zuigkracht aan te passen. Elke korte druk verhoogt de zuigkracht met één niveau, in de volgorde: zacht > normaal > sterk > ultrasterk.

Sollicitatie

- Verkleuring
- Littekens
- Striae
- Vergrote, goed zichtbare poriën

- Mee-etters en acne (vermijd ontstekings- en etterende laesies)
- Rimpels
- Huid zonder gezonde kleur met de eerste tekenen van fotoveroudering

Contra-indicaties

- Actieve etterende acne
- Rosacea
- Retinoïdentherapie
- Zuurbehandelingen, lasers - minimaal 4 weken interval vóór microdermabrasie
- Psoriasis
- Virale, bacteriële en schimmelhuidziekten
- Vasculaire huid
- Neiging tot littekenvorming
- Gebroken huidcontinuïteit (verse wonden)
- Huidkanker of verdachte moedervlekken in het te behandelen gebied
- Gezichtsvullers - minimaal 4 weken vóór microdermabrasie, anders kan het preparaat gaan bewegen.
- Was het apparaat niet met water, het apparaat is niet waterdicht.

Microdermabrasie [pagina 2 - f3] - beweeg in de richting van de pijlen
Hefmassage [pagina 2 - f4] - beweeg in de richting van de pijlen

Draai de zuigkop naar een positie van 90 graden en beweeg hem langzaam over je gezicht. Houd niet te lang hetzelfde deel vast. (Voordat u de zuigkop van de huid verwijdert, kantelt u deze opzij om de lucht onder druk te laten ontsnappen. Hierdoor kunt u deze veilig verwijderen zonder de huid te irriteren. Trek of beweeg er niet direct aan om te voorkomen dat u aan de huid trekt en roodheid veroorzaakt.)

Meer informatie over het bedrijf en de producten [pagina 2 - f5]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Tansiyon:	5V
Akım:	450mAh
Pil:	Lityum iyon batarya
Güç:	1,6W
Boyut:	163,5x52x38mm
Terazi:	205g
Emiş gücü:	50-60kPa

Güvenlik

Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve cihazı kullanırken burada yer alan tavsiyelere uyun.

Parçaların açıklaması - cihaz [sayfa 2 - f1]

1. Şarj göstergesi
2. Emiş gücü göstergesi
3. Güç düğmesi/emme gücü ayarı
4. USB bağlantı noktası

Parçaların açıklaması - kafalar [sayfa 2 - f2]

1. Küçük yuvarlak emme başlığı. Düşük emiş gücü Kuru veya hassas cilde sahip kişiler ve cihazla tedaviye yeni başlayanlar için.
2. Oval emme başlığı. Orta emiş gücü/özel şekil. Kaldırma ve sıkılaştırma tedavileri için.
3. Yuvarlak emme başlığı. Hafif/orta emiş gücü. Yağlı cildi, sivilceleri veya siyah noktaları olan kişiler için.
4. Küçük mikrokristalin emme başlığı
5. Oval mikrokristalin emme başlığı
6. Yuvarlak mikrokristalin emme başlığı

Hizmet

Etkinleştirme / Devre dışı

Güç düğmesini 3 saniye basılı tutun, ürün açılır, ekran açılır ve emiş gücü 1 seviye (yumuşak) olarak görüntülenir.

Güç regülasyonu

Emiş gücünü ayarlamak için güç düğmesine kısa basın. Her kısa basış, emiş gücünü şu sırayla bir seviye artırır: yumuşak > normal > güçlü > ultra güçlü.

Başvuru

- Renk değişikliği
- Yara izleri
- Deri çatlağı
- Genişlemiş, çok görünür gözenekler
- Siyah nokta ve sivilce (inflamatuar ve cerahatli lezyonlardan kaçının)
- Kırışıklıklar

- Fotoyaşlanmanın ilk belirtileriyle birlikte sağlıklı renkten yoksun cilt

Kontrendikasyonlar

- Aktif cerahatli sivilce
- Gül hastalığı
- Retinoid tedavisi
- Asit tedavileri, lazerler - mikrodermabrazyondan en az 4 hafta önce
- Sedef hastalığı
- Viral, bakteriyel ve fungal cilt hastalıkları
- Vasküler cilt
- Yara izi eğilimi
- Kırık cilt devamlılığı (taze yaralar)
- Tedavi edilen bölgede cilt kanseri veya şüpheli benler
- Yüz dolgu maddeleri - mikrodermabrazyondan en az 4 hafta önce, aksi takdirde preparat hareket edebilir.
- Cihazı suyla yıkamayın, cihaz su geçirmez değildir.

Mikrodermabrazyon [sayfa 2 - f3] - oklar yönünde hareket edin

Kaldırma masajı [sayfa 2 - f4] - oklar yönünde hareket edin

Emme başlığını 90 derecelik bir konuma çevirin ve yavaşça yüzünüzün üzerinde hareket ettirin. Aynı parçayı uzun süre tutmayın. (Ciltten emme başlığını çıkarmadan önce, basınçlı havanın çıkması için yana doğru eğin. Bu, cildi tahriş etmeden güvenli bir şekilde çıkarmanızı sağlayacaktır. Cildin çekilmesini ve kızarıklığa neden olmaması için doğrudan çekmeyin veya hareket ettirmeyin.)

Şirket ve ürünler hakkında daha fazla bilgi [sayfa 2 - f5]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

напрежение:	5V
Текущ:	450mAh
Батерия:	Литиево-йонна батерия
мощност:	1,6 W
размер:	163,5x52x38 мм
Везни:	205gr
Всмукателна мощност:	50-60 kPa

Сигурност

Преди да използвате продукта, прочетете това ръководство и следвайте препоръките, съдържащи се в него, когато използвате устройството.

Описание на частите - устройство [страница 2 - f1]

1. Индикатор за зареждане
2. Индикатор за мощност на засмукване
3. Бутон за хранване/регулиране на мощността на засмукване
4. USB порт

Описание на части - глави [страница 2 - f2]

1. Малка кръгла смукателна глава. Ниска всмукателна мощност За хора със суха или чувствителна кожа и такива, които тепърва започват процедури с уреда.
2. Овална смукателна глава. Средна мощност на засмукване/специална форма. За повдигащи и стягащи процедури.
3. Кръгла смукателна глава. Нежна/средна мощност на засмукване. За хора с мазна кожа, акне или черни точки.
4. Малка микрокристална смукателна глава
5. Овална микрокристална смукателна глава
6. Кръгла микрокристална смукателна глава

Обслужване

Активиране/Деактивиране

Натиснете и задръжте бутона за хранване за 3 секунди, продуктът е включен, дисплеят е включен и мощността на засмукване показва 1 ниво (меко).

Регулиране на мощността

Натиснете кратко бутона за хранване, за да регулирате силата на засмукване. Всяко кратко натискане увеличава всмукателната мощност с едно ниво, в реда: меко > нормално > силно > ултра силно.

Приложение

- Обезцветяване
- Белези
- Стрии

- Разширени, много видими пори
- Черни точки и акне (избягвайте възпалителни и гнойни лезии)
- Бръчки
- Кожа без здрав цвят с първи признаци на фотостареене

Противопоказания

- Активно гнойно акне
- Розацея
- Ретиноидна терапия
- Киселинни процедури, лазери - поне 4 седмици интервал преди микродермабразио
- Псориазис
- Вирусни, бактериални и гъбични кожни заболявания
- Съдова кожа
- Склонност към белези
- Нарушена непрекъснатост на кожата (пресни рани)
- Рак на кожата или подозрителни бенки в третираната зона
- Филъри за лице - поне 4 седмици преди микродермабразио, в противен случай препаратът може да се размести.
- Не мийте устройството с вода, устройството не е водоустойчиво.

Микродермабразио [страница 2 - f3] - движете се по посока на стрелките

Лифтинг масаж [страница 2 - f4] - движете се по посока на стрелките

Завъртете смукателната глава до позиция от 90 градуса и бавно я преместете върху лицето си. Не се задържайте в една и съща част дълго време. (Преди да отстраните смукателната глава от кожата, наклонете я настрани, за да освободите въздуха под налягане. Това ще ви позволи да я отстраните безопасно, без да дразните кожата. Не я дърпайте и не я местете директно, за да избегнете издърпване на кожата и причиняване на зачервяване.)

Повече информация за компанията и продуктите [страница 2 - f5]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

- موانع حب الشباب قيحي نشط.
- الغد الوردي.
 - العلاج بالريتيناويد.
 - العلاجات الحمضية، والليزر -فترة زمنية لا تقل عن 4 أسابيع قبل إجراء التقشير الدقيق للجلد صدفة.
 - الأمراض الجلدية الفيروسية والبكتيرية والفطرية.
 - الأوعية الدموية في الجلد.
 - الميل إلى الندبة.
 - استمرارية الجلاء المكسور (جروح حديثة).
 - سرطان الجلد أو الشامات المشبوهة في المنطقة التي يتم علاجها.
 - حشوات الوجه - قبل 4 أسابيع على الأقل من التقشير الدقيق للجلد، والإقذ.
 - يتحرك المستحضر.
 - لا تغسل الجهاز بالماء، فالجهاز غير مقاوم للماء.

التحرك في اتجاه الأسهم - [f3 - صفحة 2] التقشير الدقيق للجلد
التحرك في اتجاه الأسهم - [f4 - صفحة 2] تدليك الرفع
أدر رأس الشفط الي وضع 90 درجة وحركه ببطء على وجهك لا تعقد في نفس
الجزء لفترة طويلة. (قبل إزالة رأس الشفط من الجلد، قم بإمالة إلى الجانب لتحرير
الهواء المضغوط. سيسمح لك ذلك بإزالة بآمان دون تهيج الجلد. لا تسحبه أو
تحركه مباشرة لتجنب سحب الجلد والتسبب في الاحمرار.)

[f5 - صفحة 2] مزيد من المعلومات حول الشركة والمنتجات
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

5 فولت	توتر:
450 مللي أمبير	حاضر:
بطارية ليثيوم أيون	بطارية:
1.6 واط	قوة:
163.5 × 52 × 38 ملم	مقاس:
205 جرام	الميزان:
50-60 كيلو باسكال	قوة الشفط:

حملة
قبل استخدام المنتج، اقرأ هذا الدليل واتبع التوصيات الواردة فيه عند استخدام الجهاز.

[f1 - صفحة 2] وصف الأجزاء - الجهاز

1. مؤشر الشحن
 2. مؤشر قوة الشفط
 3. زر الطاقة/تعديل قوة الشفط
 4. منفذ USB
- ### [f2 - صفحة 2] وصف الأجزاء - الرؤوس
1. رأس شفط دائري صغير. قوة شفط منخفضة للأشخاص الذين لديهم بشرة جافة أو حساسة وأولئك الذين بدأوا اللتو العلاج بالجهاز.
 2. رأس الشفط البيضاوي. قوة شفط متوسطة/شكل خاص. لعلاجات الرفع والشد.
 3. رأس شفط مستدير. قوة شفط لطيفة/متوسطة. للأشخاص الذين لديهم بشرة دهنية أو حب الشباب أو الرؤوس السوداء.
 4. رأس شفط صغير من البلورات الدقيقة.
 5. رأس شفط بلوري دقيق بيضاوي.
 6. رأس شفط بلوري مستدير.

خدمة

مفعل وغير مفعل
اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 3 ثوان، ويتم تشغيل المنتج، ويتم تشغيل الشاشة وتعرض قوة الشفط مستوى واحد (ناعم)

تنظيم الطاقة

اضغط لفترة قصيرة على زر الطاقة لضبط قوة الشفط. كل ضغطة قصيرة تزيد من قوة الشفط بمستوى واحد، بالترتيب: ناعم < عادي < قوي < قوي جداً

طلب

- تغيير اللون.
- جراح.
- علامات التمدد.
- مسام واسعة وواضحة جداً.
- الرؤوس السوداء وحب الشباب (تجنب الآفات الالتهابية والصدفية).
- التجاعيد.
- بشرة خالية من اللون الصحي مع ظهور أولى علامات الشيخوخة الضوئية.



Urządzenie zostało wprowadzone do obrotu po 13.08.2005r

[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznymi i elektronicznymi: Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska.

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators must not be combined with other household waste. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the packaging. Dispose of waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators at your local separate collection point or to your dealer. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Incorrect handling or damage to them may lead to damage to health or environmental pollution when the equipment is further disposed of or recycled.



[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent niniejszym na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że wyżej wymieniony produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej a także dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem.

[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer hereby declares under its sole responsibility that the above product complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances.

www.beautifly.eu/deklaracje

Importer: Beautifly Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska

Model: Derma Blush