



BEAUTIFLY

Looky
P R O
series

Fale Radiowe
Rejuvenation Radio
Frequency

Instrukcja obsługi
User manual





Wejście:	DC5V/1A
Bateria:	500mAh
Waga jednostkowa:	54g
Rozmiar:	149.9x28 x22mm
Częstotliwość wibracji:	12000RPM
RF:	1 MHz
Czas ładowania:	3 h
Korzystanie z czasu:	>30min

Bezpieczeństwo:

Przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi i przestrzegaj zaleceń w niej zawartych w trakcie użytkowania urządzenia.

Looky PRO to silnie działające urządzenie anti aging do pielęgnacji skóry wokół oczu. Skutecznie łagodzi zmęczone i opuchnięte oczy. Stymuluje skórę wokół, ujędnia ją i wygładza. Posiada funkcję falii radiowych o silnym działaniu liftingującym. Wibracje o wysokiej częstotliwości 12 000 RPM w połączeniu z czerwonym światłem fotonowym, perfekcyjnie wygładzają i pielęgnują cieką i wrażliwą skórę wokół oczu.

Opis urządzenia [strona 2- f1]:

1. Głowica masująca
2. Czerwone światło
3. Wyświetlacz LCD
4. Przycisk poziomu
5. Przycisk zasilania/trybu
6. Port ładowania USB

Wyświetlacz LCD [strona 2- f2]:

1. Wskaźnik baterii
2. Wskaźnik świetlny LED
3. Wskaźnik RF
4. Wskaźnik wibracji
5. Poziomy pracy RF

Funkcje:

1. Looky PRO to urządzenie do pielęgnacji okolic oczu. Wykorzystuje częstotliwość fal radiowych wraz z wibracjami, dodatkowo posiada funkcję czerwonego światła fotonowego. Używaj go wraz ze swoim krem lub żelem pod oczy, a Twoja skóra stanie się gładza, jędniejsza i jaśniejsza.
2. Technologia przeciwstarzeniowa wykorzystująca fale radiowe wnika w naskórek i ogrzewa skórę właściwą. Wygenerowane fale elektromagnetyczne i energia cieplna zamieniają się wzajemnie, a wygenerowany efekt termiczny sprzyja produkcji kolagenu i splyca drobne zmarszczki.
3. Pielęgnacja czerwonym światłem zwiększa przepustowość skóry do wnikania składników aktywnych zawartych w produkcie

pielęgnacyjnym. Codzienne stosowanie może skutecznie poprawić elastyczność skóry i zredukować przebarwienia wokół oczu.

4. Masaż wibracyjny o wysokiej częstotliwości wspomaga krążenie krwi i lepszą absorpcję skóry na składniki aktywne zawarte w produkcie pielęgnacyjnym.

Obsługa:

Przycisk zasilania - długie naciśnięcie przycisku zasilania włączy urządzenie, krótkie naciśnięcie, przełączy tryb pracy.

1. RF + czerwone światło + wibracja
2. RF + czerwone światło
3. RF + wibracje
4. Częstotliwość radiowa RF

Przycisk przełącznika poziomu intensywności (dostosowuje tylko intensywność RF)

Sposób użycia:

1. Nałóż odpowiednią ilość kremu pod oczu na wcześniej oczyszczoną skórę. Rozprowadź go równomiernie.
2. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie, naciśnij krótko przycisk zasilania, aby przełączyć tryb pracy, i naciśnij krótko przycisk zasilania, aby dostosować intensywność RF.
3. Do masażu użyj głowicy masującej, jak pokazano na rysunku.
4. Po użyciu należy wytrzeć głowicę masującą suchym lub papierowym ręcznikiem.

Przechowywanie:

1. Produkty do pielęgnacji okolic oczu należy rozprowadzać równomiernie przed każdym zabiegiem, aby uniknąć nadmiernego gromadzenia się produktów do pielęgnacji okolic oczu w głowicy masującej.
2. Po zakończeniu każdego zabiegu należy wytrzeć produkt suchym ręcznikiem.
3. Nie myj urządzenia pod wodą ani nie zanurzaj go. Urządzenie nie jest wodoodporne
4. Nie używaj środków żrących do czyszczenia urządzenia.
5. Przechowuj go w chłodnym, suchym miejscu.
6. Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
7. Nie dociskaj z dużą siłą urządzenia do skóry.

Metoda ładowania:

1. Przy niskim poziomie mocy, wyłącz urządzenie i podłącz do ładowania.
2. Podczas procesu ładowania symbol baterii na wyświetlaczu miga.
3. Ładuj urządzenie regularnie, aby uniknąć starzenia się akumulatora.
4. Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę od urządzenia.

Środki ostrożności:

1. Postępuj zgodnie z zalecaną instrukcją obsługi. Jeśli twoje oczy mają stany zapalne, takie jak zapalenie spojówek, nie należy stosować tego urządzenia, do czasu całkowitego wyleczenia. Nie używaj tego produktu podczas noszenia szkieł kontaktowych.
2. Usuń wszystkie metalowe elementy z okolic twarzy przed użyciem masażera, takie jak kolczyki, naszyjniki.
3. Nie używaj urządzenia Looky PRO podczas ładowania.
4. Nie naprawiaj, nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia na własną rękę. Wszelkie nieprawidłowości powinny być ocenione przez serwis.
5. Proszę nie upuszczać ani nie uderzać urządzeniem, aby uniknąć jego nieprawidłowego działania.
6. Gdy przewód zasilający jest uszkodzony, nie używaj go, aby uniknąć zwarcia lub pożaru.
7. Nie należy stosować urządzenia u osób:
 - z chorobami zakaźnymi
 - z chorobami serca
 - z wysoką gorączką
 - z nowotworem złośliwym
 - z ostrymi stanami zapalnymi
 - z rozrusznikiem serca
 - z chorobami skóry
 - w ciąży/karmiące piersią
 - z nadmiernym oparzeniem słonecznym

Więcej informacji o firmie oraz produktach [strona 2 - f3]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Entry:	DC5V/1A
Battery:	500mAh
Unit weight:	54g
Size:	149.9x28x22mm
Vibration frequency:	12000RPM
RF:	1 MHz
Charging time:	3 hours
Using time:	>30min

Security:

Before using the product, read this user manual and follow the recommendations contained therein when using the device.

Looky PRO is a powerful anti-aging device for the care of the skin around the eyes. Effectively soothes tired and swollen eyes. It stimulates the skin around it, firms it and smoothes it. It has the function of radio waves with a strong lifting effect. High-frequency vibrations of 12,000 RPM combined with red photon light perfectly smooth and care for the thin and sensitive skin around the eyes.

Device description [page 2- f1]:

1. Massage head
2. Red light
3. LCD display
4. Level button
5. Power/Mode button
6. USB charging port

LCD display [page 2- f2]:

1. Battery indicator
2. LED indicator light
3. RF indicator
4. Vibration indicator
5. RF operating levels

Functions:

1. Looky PRO is a device for the care of the eye area. It uses the frequency of radio waves with vibrations, and additionally has a red photon light function. Use it with your eye cream or gel and your skin will become smoother, firmer and brighter.
2. Anti-aging technology using radio waves penetrates the epidermis and heats the dermis. The generated electromagnetic waves and thermal energy exchange each other, and the generated thermal effect promotes the production of collagen and reduces fine wrinkles.
3. Red light treatment increases the skin's capacity for the penetration of active ingredients contained in the care product. Daily use can effectively improve skin elasticity and reduce discoloration around the eyes.
4. High-frequency vibration massage supports blood circulation and better skin absorption of the active ingredients contained in the care product.

Service:

Power button - long press the power button will turn on the device, short press will switch the operating mode.

1. RF + red light + vibration
2. RF + red light
3. RF + vibration
4. RF radio frequency

Intensity level switch button (adjusts RF intensity only)

How to use:

1. Apply an appropriate amount of eye cream to previously cleansed skin. Spread it evenly.
2. Press the power button to turn on the device, short press the power button to switch the working mode, and short press the power button to adjust the RF intensity.
3. Use the massage head as shown for massage in the drawing.
4. After use, wipe the massage head with a dry or paper towel.

Storage:

1. Eye care products should be distributed evenly before each treatment to avoid excessive accumulation of eye care products in the massage head.
2. After each treatment, wipe the product with a dry towel.
3. Do not wash the device under water or submerge it. The device is not waterproof.
4. Do not use corrosive agents to clean the device.
5. Store it in a cool, dry place.
6. Do not use the device if it is damaged.
7. Do not press the device against the skin with great force.

Charging method:

1. At low power level, turn off the device and connect to charge.
2. During the charging process, the battery symbol on the display flashes.
3. Charge your device regularly to avoid battery aging.
4. Once charging is complete, disconnect the charger from the device.

Precautions:

1. Follow the recommended operating instructions. If your eyes have inflammation such as conjunctivitis, you should not use this device until it is completely healed. Do not use this product while wearing contact lenses.
2. Remove all metal elements from the facial area before using the massager, such as earrings and necklaces.
3. Do not use the Looky PRO device while charging.
4. Do not repair, disassemble or modify the device yourself. Any irregularities should be assessed by the service.
5. Please do not drop or hit the device to avoid it malfunctioning.

6. When the power cord is damaged, do not use it to avoid short circuit or fire.

7. The device should not be used on people:

- with infectious diseases
- with heart disease
- with high fever
- with malignant tumor
- with acute inflammation
- with a pacemaker
- with skin diseases
- pregnant/breastfeeding
- with excessive sunburn

More information about the company and products [page 2 - f3]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Eintrag:	DC5V/1A
Batterie:	500 mAh
Gewichtseinheit:	54g
Größe:	149,9 x 28 x 22 mm
Vibrationsfrequenz:	12000 U/min
RF:	1 MHz
Ladezeit:	3 Stunden
Zeit nutzen:	>30min

Sicherheit:

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Empfehlungen bei der Verwendung des Geräts.

Looky PRO ist ein leistungsstarkes Anti-Aging-Gerät zur Pflege der Haut um die Augen. Beruhigt effektiv müde und geschwollene Augen. Es stimuliert die Haut um sie herum, festigt sie und glättet sie. Es hat die Funktion von Radiowellen mit einem starken Lifting-Effekt. Hochfrequente Vibrationen von 12.000 U/min in Kombination mit rotem Photonenlicht glätten und pflegen die dünne und empfindliche Haut um die Augen perfekt.

Gerätebeschreibung [Seite 2-f1]:

1. Massagekopf
2. Rotes Licht
3. LCD-Display
4. Level-Taste
5. Power/Modus-Taste
6. USB-Ladeanschluss

LCD-Anzeige [Seite 2-f2]:

1. Batterieanzeige
2. LED-Anzeigeleuchte
3. RF-Anzeige
4. Vibrationsanzeige
5. HF-Betriebspegel

Funktionen:

1. Looky PRO ist ein Gerät zur Pflege der Augenpartie. Es nutzt die Frequenz von Radiowellen mit Vibrationen und verfügt zusätzlich über eine rote Photonenlichtfunktion. Verwenden Sie es mit Ihrer Augencreme oder Ihrem Augengel und Ihre Haut wird glatter, fester und strahlender.
2. Die Anti-Aging-Technologie mit Radiowellen dringt in die Epidermis ein und erwärmt die Dermis. Die erzeugten elektromagnetischen Wellen und die thermische Energie tauschen sich gegenseitig aus und der erzeugte thermische Effekt fördert die Produktion von Kollagen und reduziert feine Fältchen.
3. Die Rotlichtbehandlung erhöht die Aufnahmefähigkeit der Haut für die im Pflegeprodukt enthaltenen Wirkstoffe. Bei täglicher

Anwendung kann die Hautelastizität wirksam verbessert und Verfärbungen um die Augen reduziert werden.

4. Die Hochfrequenz-Vibrationsmassage unterstützt die Durchblutung und eine bessere Hautaufnahme der im Pflegeprodukt enthaltenen Wirkstoffe.

Service:

Ein-/Aus-Taste – langes Drücken der Ein-/Aus-Taste schaltet das Gerät ein, kurzes Drücken wechselt den Betriebsmodus.

1. RF + rotes Licht + Vibration
2. RF + rotes Licht
3. RF + Vibration
4. RF-Radiofrequenz

Taste zum Umschalten der Intensitätsstufe (passt nur die HF-Intensität an)

Wie benutzt man:

1. Tragen Sie eine angemessene Menge Augencreme auf die zuvor gereinigte Haut auf. Verteile es gleichmäßig.
2. Drücken Sie den Netzschalter, um das Gerät einzuschalten, drücken Sie kurz den Netzschalter, um den Arbeitsmodus zu wechseln, und drücken Sie kurz den Netzschalter, um die HF-Intensität anzupassen.
3. Verwenden Sie den Massagekopf wie abgebildet zur Massage in der Zeichnung.
4. Wischen Sie den Massagekopf nach dem Gebrauch mit einem trockenen Tuch oder einem Papiertuch ab.

Lagerung:

1. Augenpflegeprodukte sollten vor jeder Behandlung gleichmäßig verteilt werden, um eine übermäßige Ansammlung von Augenpflegeprodukten im Massagekopf zu vermeiden.
2. Wischen Sie das Produkt nach jeder Behandlung mit einem trockenen Handtuch ab.
3. Waschen Sie das Gerät nicht unter Wasser und tauchen Sie es nicht ein. Das Gerät ist nicht wasserdicht
4. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine ätzenden Mittel.
5. Bewahren Sie es an einem kühlen, trockenen Ort auf.
6. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
7. Drücken Sie das Gerät nicht mit großer Kraft gegen die Haut.

Lademethode:

1. Schalten Sie das Gerät bei niedrigem Ladezustand aus und schließen Sie es zum Laden an.
2. Während des Ladevorgangs blinkt das Batteriesymbol im Display.
3. Laden Sie Ihr Gerät regelmäßig auf, um eine Alterung des Akkus zu vermeiden.
4. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie das Ladegerät vom Gerät.

Vorsichtsmaßnahmen:

1. Befolgen Sie die empfohlene Bedienungsanleitung. Wenn Ihre Augen eine Entzündung wie eine Bindehautentzündung haben, sollten Sie dieses Gerät nicht verwenden, bis die Augen vollständig abgeheilt sind. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, während Sie Kontaktlinsen tragen.
2. Entfernen Sie alle Metallteile aus dem Gesichtsbereich, bevor Sie das Massagegerät verwenden, wie z. B. Ohrringe und Halsketten.
3. Verwenden Sie das Looky PRO-Gerät nicht während des Ladevorgangs.
4. Reparieren, zerlegen oder modifizieren Sie das Gerät nicht selbst. Eventuelle Unregelmäßigkeiten sollten vom Dienst beurteilt werden.
5. Bitte lassen Sie das Gerät nicht fallen und stoßen Sie es nicht an, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
6. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, verwenden Sie es nicht, um Kurzschlüsse oder Brände zu vermeiden.
7. Das Gerät darf nicht bei folgenden Personen verwendet werden:
 - bei Infektionskrankheiten
 - mit Herzerkrankungen
 - mit hohem Fieber
 - mit bösartigem Tumor
 - bei akuter Entzündung
 - mit einem Herzschrittmacher
 - bei Hauterkrankungen
 - schwanger/stillend
 - bei übermäßigem Sonnenbrand

Weitere Informationen zum Unternehmen und den Produkten**[Seite 2 - f3]:**

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Entrée:	DC5V/1A
Batterie:	500mAh
Unité de poids:	54g
Taille:	149,9x28x22mm
Fréquence des vibrations :	12 000 tr/min
RF :	1 MHz
Temps de charge:	3 heures
Utilisation du temps :	>30min

Sécurité:

Avant d'utiliser le produit, lisez ce manuel d'utilisation et suivez les recommandations qu'il contient lors de l'utilisation de l'appareil.

Looky PRO est un puissant appareil anti-âge pour le soin de la peau du contour des yeux. Apaise efficacement les yeux fatigués et gonflés. Il stimule la peau qui l'entoure, la raffermi et la lisse. Il a la fonction d'ondes radio avec un fort effet liftant. Les vibrations haute fréquence de 12 000 tr/min combinées à la lumière photonique rouge lissent et soignent parfaitement la peau fine et sensible du contour des yeux.

Description de l'appareil [page 2- f1] :

1. Tête de massage
2. Feu rouge
3. Écran LCD
4. Bouton de niveau
5. Bouton Alimentation/Mode
6. Port de chargement USB

Écran LCD [page 2- f2] :

1. Indicateur de batterie
2. Voyant LED
3. Indicateur RF
4. Indicateur de vibrations
5. Niveaux de fonctionnement RF

Les fonctions:

1. Looky PRO est un appareil pour le soin du contour des yeux. Il utilise la fréquence des ondes radio avec des vibrations et dispose en outre d'une fonction de lumière photonique rouge. Utilisez-le avec votre crème ou gel pour les yeux et votre peau deviendra plus lisse, plus ferme et plus lumineuse.
2. La technologie anti-âge utilisant les ondes radio pénètre dans l'épiderme et chauffe le derme. Les ondes électromagnétiques générées et l'énergie thermique s'échangent, et l'effet thermique généré favorise la production de collagène et réduit les rides fines.
3. Le traitement à la lumière rouge augmente la capacité de la peau à pénétrer les actifs contenus dans le produit de soin. Une utilisation quotidienne peut améliorer efficacement l'élasticité de la peau et réduire la décoloration autour des yeux.

4. Le massage par vibrations à haute fréquence favorise la circulation sanguine et une meilleure absorption cutanée des principes actifs contenus dans le produit de soin.

Service:

Bouton d'alimentation - appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil, appuyez brièvement pour changer le mode de fonctionnement.

1. RF + lumière rouge + vibration
2. RF + lumière rouge
3. RF + vibrations
4. Fréquence radio RF

Bouton de commutation du niveau d'intensité (ajuste uniquement l'intensité RF)

Comment utiliser:

1. Appliquez une quantité appropriée de crème pour les yeux sur une peau préalablement nettoyée. Répartissez-le uniformément.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour changer le mode de fonctionnement et appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour régler l'intensité RF.
3. Utilisez la tête de massage comme indiqué pour le massage dans le dessin.
4. Après utilisation, essuyez la tête de massage avec une serviette sèche ou en papier.

Stockage:

1. Les produits de soins oculaires doivent être répartis uniformément avant chaque traitement pour éviter une accumulation excessive de produits de soins oculaires dans la tête de massage.
2. Après chaque traitement, essuyez le produit avec une serviette sèche.
3. Ne lavez pas l'appareil sous l'eau et ne le plongez pas. L'appareil n'est pas étanche
4. N'utilisez pas d'agents corrosifs pour nettoyer l'appareil.
5. Conservez-le dans un endroit frais et sec.
6. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé.
7. N'appuyez pas trop fort sur l'appareil contre la peau.

Méthode de chargement:

1. À faible niveau de puissance, éteignez l'appareil et connectez-le pour le charger.
2. Pendant le processus de charge, le symbole de la batterie clignote sur l'écran.
3. Chargez régulièrement votre appareil pour éviter le vieillissement de la batterie.
4. Une fois la charge terminée, débranchez le chargeur de l'appareil.

Précautions:

1. Suivez les instructions d'utilisation recommandées. Si vos yeux présentent une inflammation telle qu'une conjonctivite, vous ne devez pas utiliser cet appareil jusqu'à ce qu'il soit complètement guéri. N'utilisez pas ce produit lorsque vous portez des lentilles de contact.
2. Retirez tous les éléments métalliques de la zone du visage avant d'utiliser le masseur, tels que les boucles d'oreilles et les colliers.
3. N'utilisez pas l'appareil Looky PRO pendant le chargement.
4. Ne réparez pas, ne démontez pas et ne modifiez pas l'appareil vous-même. Toute irrégularité doit être évaluée par le service.
5. Veuillez ne pas laisser tomber ou heurter l'appareil pour éviter un dysfonctionnement.
6. Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé, ne l'utilisez pas pour éviter un court-circuit ou un incendie.
7. L'appareil ne doit pas être utilisé sur des personnes :
 - avec des maladies infectieuses
 - avec une maladie cardiaque
 - avec une forte fièvre
 - avec une tumeur maligne
 - avec une inflammation aiguë
 - avec un stimulateur cardiaque
 - avec des maladies de peau
 - enceinte/allaitante
 - avec un coup de soleil excessif

Plus d'informations sur l'entreprise et les produits [page 2 - f3]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Entrada:	CC 5 V/1 A.
Batería:	500mAh
Unidad de peso:	54g
Tamaño:	149,9x28x22mm
Frecuencia de vibración:	12000RPM
RF:	1 MHz
Tiempo de carga:	3 horas
Tiempo de uso:	>30min

Seguridad:

Antes de utilizar el producto, lea este manual de usuario y siga las recomendaciones contenidas en el mismo cuando utilice el dispositivo.

Looky PRO es un potente dispositivo anti-envejecimiento para el cuidado de la piel del contorno de ojos. Calma eficazmente los ojos cansados e hinchados. Estimula la piel de su alrededor, la reafirma y la alisa. Tiene la función de ondas de radio con un fuerte efecto lifting. Las vibraciones de alta frecuencia de 12.000 RPM combinadas con la luz de fotones rojos suavizan y cuidan perfectamente la piel fina y sensible alrededor de los ojos.

Descripción del dispositivo [página 2- f1]:

1. Masajear la cabeza
2. Luz roja
3. Pantalla LCD
4. Botón de nivel
5. Botón de encendido/modo
6. Puerto de carga USB

Pantalla LCD [página 2- f2]:

1. Indicador de batería
2. Luz indicadora LED
3. Indicador de radiofrecuencia
4. Indicador de vibración
5. Niveles de funcionamiento de RF

Funciones:

1. Looky PRO es un dispositivo para el cuidado del contorno de ojos. Utiliza la frecuencia de las ondas de radio con vibraciones y además tiene una función de luz de fotones rojos. Úsalo con tu crema o gel para ojos y tu piel quedará más suave, firme y luminosa.
2. La tecnología anti-envejecimiento que utiliza ondas de radio penetra en la epidermis y calienta la dermis. Las ondas electromagnéticas generadas y la energía térmica se intercambian entre sí, y el efecto térmico generado promueve la producción de colágeno y reduce las arrugas finas.
3. El tratamiento con luz roja aumenta la capacidad de la piel para penetrar los ingredientes activos contenidos en el producto de cuidado. El uso diario puede mejorar eficazmente la elasticidad de la

piel y reducir la decoloración alrededor de los ojos.

4. El masaje por vibración de alta frecuencia favorece la circulación sanguínea y una mejor absorción por la piel de los ingredientes activos contenidos en el producto de cuidado.

Servicio:

Botón de encendido: presione prolongadamente el botón de encendido para encender el dispositivo, presione brevemente para cambiar el modo de funcionamiento.

1. RF + luz roja + vibración
2. RF + luz roja
3. RF + vibración
4. Radiofrecuencia RF

Botón de cambio de nivel de intensidad (solo ajusta la intensidad de RF)

Cómo utilizar:

1. Aplicar una cantidad adecuada de crema para ojos sobre la piel previamente limpia. Extiéndelo uniformemente.
2. Presione el botón de encendido para encender el dispositivo, presione brevemente el botón de encendido para cambiar el modo de trabajo y presione brevemente el botón de encendido para ajustar la intensidad de RF.
3. Utilice el cabezal de masaje como se muestra para realizar masajes. en el dibujo.
4. Después del uso, limpie el cabezal de masaje con una toalla seca o de papel.

Almacenamiento:

1. Los productos para el cuidado de los ojos deben distribuirse uniformemente antes de cada tratamiento para evitar una acumulación excesiva de productos para el cuidado de los ojos en el cabezal de masaje.
2. Después de cada tratamiento, limpie el producto con una toalla seca.
3. No lave el dispositivo bajo el agua ni lo sumerja. El dispositivo no es resistente al agua.
4. No utilice agentes corrosivos para limpiar el dispositivo.
5. Guárdelo en un lugar fresco y seco.
6. No utilice el dispositivo si está dañado.
7. No presione el dispositivo contra la piel con mucha fuerza.

Método de carga:

1. Con un nivel de energía bajo, apague el dispositivo y conéctelo para cargarlo.
2. Durante el proceso de carga, el símbolo de la batería en la pantalla parpadea.
3. Cargue su dispositivo con regularidad para evitar que la batería se agote.
4. Una vez completada la carga, desconecte el cargador del dispositivo.

Precauciones:

1. Siga las instrucciones de funcionamiento recomendadas. Si tus ojos tienen inflamación como conjuntivitis, no debes utilizar este dispositivo hasta que esté completamente curado. No utilice este producto mientras usa lentes de contacto.
2. Retire todos los elementos metálicos del área facial antes de usar el masajeador, como aretes y collares.
3. No utilice el dispositivo Looky PRO mientras se carga.
4. No repare, desmonte ni modifique el dispositivo usted mismo. Cualquier irregularidad deberá ser evaluada por el servicio.
5. No deje caer ni golpee el dispositivo para evitar que funcione mal.
6. Cuando el cable de alimentación esté dañado, no lo utilice para evitar cortocircuitos o incendios.
7. El dispositivo no debe utilizarse en personas:
 - con enfermedades infecciosas
 - con enfermedad cardíaca
 - con fiebre alta
 - con tumor maligno
 - con inflamación aguda
 - con marcapasos
 - con enfermedades de la piel
 - embarazada/lactancia
 - con quemaduras solares excesivas

Más información sobre la empresa y los productos [página 2 - f3]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Entrada:	CC5V/1A
Bateria:	500mAh
Unidade de peso:	54g
Tamanho:	149,9x28x22mm
Frequência de vibração:	12.000 RPM
RF:	1 MHz
O tempo de carga:	3 horas
Usando o tempo:	>30min

Segurança:

Antes de utilizar o produto, leia este manual do usuário e siga as recomendações nele contidas ao utilizar o dispositivo.

Looky PRO é um poderoso dispositivo anti-envelhecimento para o cuidado da pele ao redor dos olhos. Acalma eficazmente os olhos cansados e inchados. Estimula a pele ao seu redor, firma-a e suaviza-a. Tem a função de ondas de rádio com forte efeito lifting. Vibrações de alta frequência de 12.000 RPM combinadas com luz vermelha de fótons suavizam perfeitamente e cuidam da pele fina e sensível ao redor dos olhos.

Descrição do dispositivo [página 2-f1]:

1. Massageie a cabeça
2. Luz vermelha
3. Visor LCD
4. Botão de nível
5. Botão Ligar/Modo
6. Porta de carregamento USB

Visor LCD [página 2-f2]:

1. Indicador de bateria
2. Luz indicadora LED
3. Indicador de RF
4. Indicador de vibração
5. Níveis operacionais de RF

Funções:

1. Looky PRO é um aparelho para o cuidado da área dos olhos. Ele usa a frequência de ondas de rádio com vibrações e, adicionalmente, possui uma função de luz vermelha de fótons. Use-o com seu creme ou gel para os olhos e sua pele ficará mais lisa, firme e brilhante.
2. A tecnologia anti-envelhecimento que utiliza ondas de rádio penetra na epiderme e aquece a derme. As ondas eletromagnéticas geradas e a energia térmica trocam entre si, e o efeito térmico gerado promove a produção de colágeno e reduz rugas finas.
3. O tratamento com luz vermelha aumenta a capacidade da pele de penetração dos princípios ativos contidos no produto de cuidado. O uso diário pode efetivamente melhorar a elasticidade da pele e reduzir a descoloração ao redor dos olhos.

4. A massagem vibratória de alta frequência apoia a circulação sanguínea e melhor absorção pela pele dos ingredientes ativos contidos no produto de cuidado.

Serviço:

Botão **liga / desliga** - pressione **longamente** o botão **liga / desliga** para **ligar** o dispositivo, pressione **rapidamente** para **alternar** o modo de operação.

1. RF + **luz vermelha** + **vibração**
2. RF + **luz vermelha**
3. RF + **vibração**
4. **Frequência de rádio RF**

Botão de **mudança de nível de intensidade** (ajusta apenas a intensidade de RF)

Como usar:

1. Aplique uma quantidade adequada de creme para os olhos na **pele** previamente **limpa**. Espalhe **uniformemente**.
2. Pressione o botão **liga / desliga** para **ligar** o dispositivo, pressione **rapidamente** o botão **liga / desliga** para **alternar** o modo de trabalho e pressione **rapidamente** o botão **liga / desliga** para **ajustar** a intensidade de RF.
3. Use a **cabeça de massagem** conforme **mostrado** para **massagem** no **desenho**.
4. Após o uso, **limpe** a **cabeça de massagem** com uma **toalha seca** ou de **papel**.

Armazenar:

1. Os produtos para os **olhos** devem ser **distribuídos** **uniformemente** antes de cada **tratamento** para **evitar** o **acúmulo** **excessivo** de produtos para os **olhos** na **cabeça de massagem**.
2. Após cada **tratamento**, **limpe** o **produto** com uma **toalha seca**.
3. Não **lave** o **dispositivo** em **água** nem o **mergulhe**. O **dispositivo** não é à **prova d'água**
4. Não use **agentes corrosivos** para **limpar** o **dispositivo**.
5. **Guarde-o** em **local fresco** e **seco**.
6. Não use o **dispositivo** se estiver **danificado**.
7. Não pressione o **dispositivo** contra a **pele** com **muita força**.

Método de carregamento:

1. Em **nível de energia baixo**, **desligue** o **dispositivo** e **conecte-o** para **carregar**.
2. Durante o **processo de carregamento**, o **símbolo** da **bateria** **pisca** no **display**.
3. **Carregue** seu **dispositivo** **regularmente** para **evitar** o **envelhecimento** da **bateria**.
4. Quando o **carregamento** estiver **concluído**, **desconecte** o **carregador** do **dispositivo**.

Precauções:

1. Siga as **instruções de operação** recomendadas. Se seus **olhos**

apresentarem inflamação, como conjuntivite, você não deve usar este dispositivo até que esteja completamente curado. Não use este produto enquanto estiver usando lentes de contato.

2. Remova todos os elementos metálicos da região facial antes de usar o massageador, como brincos e colares.

3. Não use o dispositivo Looky PRO durante o carregamento.

4. Não repare, desmonte ou modifique o dispositivo por conta própria. Eventuais irregularidades deverão ser avaliadas pelo serviço.

5. Não deixe cair nem bata no dispositivo para evitar mau funcionamento.

6. Quando o cabo de alimentação estiver danificado, não o use para evitar curto-circuito ou incêndio.

7. O dispositivo não deve ser usado em pessoas:

- com doenças infecciosas
- com doença cardíaca
- com febre alta
- com tumor maligno
- com inflamação aguda
- com marca-passo
- com doenças de pele
- grávida/amamentando
- com queimaduras solares excessivas

Mais informações sobre a empresa e produtos [página 2 - f3]:

-www.beautify.eu

-www.youtube.com/beautifyeu

Iscrizione:	CC 5 V/1 A
Batteria:	500 mAh
Unità di peso:	54 g
Misurare:	149,9x28x22 mm
Frequenza di vibrazione:	12000 giri/min
RF:	1 MHz
Tempo di carica:	3 ore
Utilizzando il tempo:	>30min

Sicurezza:

Prima di utilizzare il prodotto, leggere questo manuale utente e seguire le raccomandazioni in esso contenute durante l'utilizzo del dispositivo.

Looky PRO è un potente dispositivo anti-tetà per la cura della pelle intorno agli occhi. Lenisce efficacemente gli occhi stanchi e gonfi. Stimola la pelle circostante, la rassoda e la leviga. Ha la funzione delle onde radio con un forte effetto lifting. Le vibrazioni ad alta frequenza di 12.000 giri al minuto combinate con la luce fotonica rossa levigano perfettamente e si prendono cura della pelle sottile e sensibile intorno agli occhi.

Descrizione del dispositivo [pagina 2- f1]:

1. Testa massaggiante
2. Luce rossa
3. Display LCD
4. Pulsante del livello
5. Pulsante di accensione/modalità
6. Porta di ricarica USB

Display LCD [pagina 2- f2]:

1. Indicatore della batteria
2. Indicatore LED
3. Indicatore RF
4. Indicatore di vibrazione
5. Livelli operativi RF

Funzioni:

1. Looky PRO è un dispositivo per la cura del contorno occhi. Utilizza la frequenza delle onde radio con vibrazioni e ha inoltre una funzione di luce fotonica rossa. Usalo con la tua crema o gel per gli occhi e la tua pelle diventerà più liscia, compatta e luminosa.
2. La tecnologia anti-tetà che utilizza le onde radio penetra nell'epidermide e riscalda il derma. Le onde elettromagnetiche generate e l'energia termica si scambiano tra loro e l'effetto termico generato favorisce la produzione di collagene e riduce le rughe sottili.
3. Il trattamento con luce rossa aumenta la capacità della pelle di penetrare i principi attivi contenuti nel prodotto curativo. L'uso quotidiano può migliorare efficacemente l'elasticità della pelle e

ridurre lo scolorimento intorno agli occhi.

4. Il massaggio vibrante ad alta frequenza favorisce la circolazione sanguigna e un migliore assorbimento da parte della pelle dei principi attivi contenuti nel prodotto per la cura.

Servizio:

Pulsante di accensione: premere a lungo il pulsante di accensione per accendere il dispositivo, premere brevemente per cambiare la modalità operativa.

1. RF + luce rossa + vibrazione
2. RF + luce rossa
3. RF + vibrazione
4. Radiofrequenza RF

Pulsante di commutazione del livello di intensità (regola solo l'intensità RF)

Come usare:

1. Applicare una quantità adeguata di crema per gli occhi sulla pelle precedentemente pulita. Distribuirlo uniformemente.
2. Premere il pulsante di accensione per accendere il dispositivo, premere brevemente il pulsante di accensione per cambiare la modalità di funzionamento e premere brevemente il pulsante di accensione per regolare l'intensità RF.
3. Utilizzare la testina massaggiante come mostrato per il massaggio nel disegno.
4. Dopo l'uso, pulire la testina massaggiante con un tovagliolo di carta o asciutto.

Magazzinaggio:

1. I prodotti per la cura degli occhi devono essere distribuiti uniformemente prima di ogni trattamento per evitare un eccessivo accumulo di prodotti per la cura degli occhi nella testina massaggiante.
2. Dopo ogni trattamento, asciugare il prodotto con un asciugamano asciutto.
3. Non lavare il dispositivo sott'acqua né immergerlo. Il dispositivo non è impermeabile
4. Non utilizzare agenti corrosivi per pulire il dispositivo.
5. Conservarlo in un luogo fresco e asciutto.
6. Non utilizzare il dispositivo se è danneggiato.
7. Non premere il dispositivo contro la pelle con forza eccessiva.

Metodo di ricarica:

1. A basso livello di potenza, spegnere il dispositivo e collegarlo per caricarlo.
2. Durante il processo di ricarica, il simbolo della batteria sul display lampeggia.
3. Carica regolarmente il tuo dispositivo per evitare l'invecchiamento della batteria.
4. Una volta completata la ricarica, scollegare il caricabatterie dal dispositivo.

Precauzioni:

1. Seguire le istruzioni operative consigliate. Se i tuoi occhi hanno un'infezione come la congiuntivite, non dovresti usare questo dispositivo finché non sarà completamente guarito. Non utilizzare questo prodotto mentre si indossano lenti a contatto.
2. Rimuovere tutti gli elementi metallici dalla zona del viso prima di utilizzare il massaggiatore, come orecchini e collane.
3. Non utilizzare il dispositivo Looky PRO durante la ricarica.
4. Non riparare, smontare o modificare il dispositivo da soli. Eventuali irregolarità dovranno essere valutate dal servizio.
5. Si prega di non far cadere o urtare il dispositivo per evitare malfunzionamenti.
6. Quando il cavo di alimentazione è danneggiato, non utilizzarlo per evitare cortocircuiti o incendi.
7. Il dispositivo non deve essere utilizzato su persone:
 - con malattie infettive
 - con malattie cardiache
 - con febbre alta
 - con tumore maligno
 - con infiammazione acuta
 - con un pacemaker
 - con malattie della pelle
 - gravidanza/allattamento
 - con eccessive scottature

Maggiori informazioni sull'azienda e sui prodotti [pagina 2 - f3]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Vstup:	DC 5V/1A
Baterie:	500 mAh
Jednotková hmotnost:	54 g
Velikost:	149,9 x 28 x 22 mm
Frekvence vibrací:	12 000 ot./min
RF:	1 MHz
Doba nabíjení:	3 hodiny
Použití času:	> 30 min

Bezpečnostní:

Před použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a při používání zařízení dodržujte doporučení v ní uvedená.

Looky PRO je výkonný přístroj proti stárnutí pro péči o pokožku kolem očí. Účinně zklidňuje unavené a oteklé oči. Stimuluje pokožku v jejím okolí, zpevňuje ji a vyhlazuje. Má funkci rádiových vln se silným liftingovým efektem. Vysokofrekvenční vibrace 12 000 ot./min v kombinaci s červeným fotonovým světlem dokonale vyhlazují a pečují o tenkou a citlivou pokožku kolem očí.

Popis zařízení [strana 2- f1]:

1. Masážní hlavice
2. Červené světlo
3. LCD displej
4. Tlačítko úrovně
5. Tlačítko napájení/režimu
6. USB nabíjecí port

LCD displej [strana 2- f2]:

1. Indikátor baterie
2. LED kontrolka
3. RF indikátor
4. Indikátor vibrací
5. RF provozní úrovně

Funkce:

1. Looky PRO je přístroj pro péči o oční okolí. Využívá frekvenci rádiových vln s vibracemi a navíc má funkci červeného fotonového světla. Použijte jej se svým očním krémem nebo gelem a vaše pokožka bude hladší, pevnější a jasnější.
2. Technologie proti stárnutí pomocí rádiových vln proniká epidermis a zahřívá dermis. Generované elektromagnetické vlny a tepelná energie se vzájemně vyměňují a generovaný tepelný efekt podporuje tvorbu kolagenu a redukuje jemné vrásky.
3. Ošetření červeným světlem zvyšuje schopnost pokožky pronikat aktivní složky obsažené v pečujícím produktu. Každodenní používání může účinně zlepšit elasticitu pokožky a snížit zbarvení kolem očí.
4. Vysokofrekvenční vibrační masáž podporuje prokrvení a lepší vstřebávání účinných látek obsažených v pečujícím přípravku pokožkou.

Servis:

Tlačítko napájení - dlouhým stisknutím tlačítka napájení se zařízení zapne, krátkým stisknutím přepnete provozní režim.

1. RF + červené světlo + vibrace
2. RF + červené světlo
3. RF + vibrace
4. RF rádiová frekvence

Tlačítko přepínače úrovně intenzity (upravuje pouze intenzitu RF)

Jak používat:

1. Na předem vyčištěnou pleť naneste přiměřené množství očního krému. Rovnoměrně rozetřete.
2. Stisknutím tlačítka napájení zapnete zařízení, krátkým stisknutím tlačítka napájení přepnete pracovní režim a krátkým stisknutím tlačítka napájení nastavíte intenzitu RF.
3. Pro masáž použijte masážní hlavici podle obrázku ve výkresu.
4. Po použití otřete masážní hlavici suchou nebo papírovou utěrkou.

Úložný prostor:

1. Prostředky pro péči o oči by měly být rovnoměrně rozmístěny před každým ošetřením, aby se zabránilo nadměrnému hromadění produktů péče o oči v masážní hlavici.
2. Po každém ošetření otřete přípravek suchým ručníkem.
3. Zařízení nemyjte pod vodou ani jej neponořujte. Zařízení není vodotěsné.
4. K čištění zařízení nepoužívejte korozivní prostředky.
5. Uchovávejte na chladném a suchém místě.
6. Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené.
7. Netlačte přístroj na kůži velkou silou.

Způsob nabíjení:

1. Při nízké úrovni energie vypněte zařízení a připojte jej k nabíjení.
2. Během procesu nabíjení bliká symbol baterie na displeji.
3. Pravidelně své zařízení nabíjejte, abyste zabránili stárnutí baterie.
4. Po dokončení nabíjení odpojte nabíječku od zařízení.

Opatření:

1. Dodržujte doporučený návod k obsluze. Pokud mají vaše oči zánět, jako je konjunktivitida, neměli byste toto zařízení používat, dokud nebude zcela vyléčeno. Nepoužívejte tento výrobek při nošení kontaktních čoček.
2. Před použitím masážního přístroje odstraňte všechny kovové prvky z oblasti obličeje, jako jsou náušnice a náhrdelníky.
3. Během nabíjení nepoužívejte zařízení Looky PRO.
4. Zařízení sami neopravujte, nerozebírejte ani neupravujte. Jakékoli nesrovnalosti by měly být posouzeny službou.
5. Nenechte zařízení upadnout ani na něj nenarážet, aby nedošlo k jeho poruše.
6. Pokud je napájecí kabel poškozen, nepoužívejte jej, aby nedošlo ke zkratu nebo požáru.

7. Zařízení by nemělo používat osoby:

- s infekčními chorobami
- s onemocněním srdce
- s vysokou horečkou
- se zhoubným nádorem
- s akutním zánětem
- s kardiostimulátorem
- s kožními chorobami
- těhotná/kojící
- s nadměrným spálením sluncem

Více informací o společnosti a produktech [strana 2 - f3]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Vstup:	DC 5V/1A
Batéria:	500 mAh
Hmotnosť jednotky:	54 g
Veľkosť:	149,9 x 28 x 22 mm
Frekvencia vibrácií:	12 000 ot./min
RF:	1 MHz
Doba nabíjania:	3 hodiny
Použitie času:	> 30 min

Zabezpečenie:

Pred použitím produktu si prečítajte túto používateľskú príručku a pri používaní zariadenia dodržiavajte odporúčania v nej uvedené.

Looky PRO je výkonný prístroj proti starnutiu pre starostlivosť o pokožku okolo očí. Účinne upokojuje unavené a opuchnuté oči. Stimuluje pokožku v jej okolí, spevňuje ju a vyhladzuje. Má funkciu rádiových vln so silným liftingovým efektom. Vysokofrekvenčné vibrácie 12 000 otáčok za minútu v kombinácii s červeným fotónovým svetlom dokonale vyhladzujú a starajú sa o tenkú a citlivú pokožku okolo očí.

Popis zariadenia [strana 2- f1]:

1. Masážna hlavica
2. Červené svetlo
3. LCD displej
4. Tlačidlo úrovne
5. Tlačidlo napájania/režimu
6. USB nabíjací port

LCD displej [strana 2- f2]:

1. Indikátor batérie
2. LED kontrolka
3. RF indikátor
4. Indikátor vibrácií
5. RF prevádzkové úrovne

Funkcie:

1. Looky PRO je prístroj na starostlivosť o očné okolie. Využíva frekvenciu rádiových vln s vibráciami a navyše má funkciu červeného fotónového svetla. Použite ho s očným krémom alebo gélom a vaša pokožka bude hladšia, pevnejšia a rozjasnená.
2. Technológia proti starnutiu využívajúca rádiové vlny preniká epidermou a zahrieva dermu. Generované elektromagnetické vlny a tepelná energia sa navzájom vymieňajú a vytvorený tepelný efekt podporuje tvorbu kolagénu a redukuje jemné vrásky.
3. Ošetrovanie červeným svetlom zvyšuje kapacitu pokožky pre prienik účinných látok obsiahnutých v ošetrojúcom prípravku. Každodenné používanie môže účinne zlepšiť elasticitu pokožky a znížiť zafarbenie okolo očí.
4. Vysokofrekvenčná vibračná masáž podporuje krvný obeh a lepšie

vstrebávanie účinných látok obsiahnutých v ošetrojúcom prípravku pokožkou.

Servis:

Tlačidlo napájania - dlhým stlačením tlačidla napájania sa zariadenie zapne, krátkym stlačením sa prepína prevádzkový režim.

1. RF + červené svetlo + vibrácie
2. RF + červené svetlo
3. RF + vibrácie
4. RF rádiová frekvencia

Tlačidlo prepínača úrovne intenzity (upravuje len intenzitu RF)

Ako použiť:

1. Naneste primerané množstvo očného krému na predtým vyčistenú pleť. Rovnomerne rozotrieme.
2. Stlačením vypínača zapnete zariadenie, krátkym stlačením vypínača prepnete pracovný režim a krátkym stlačením vypínača nastavíte intenzitu RF.
3. Pri masáži použite masážnu hlavicu podľa obrázka vo výkrese.
4. Po použití utrite masážnu hlavicu suchou alebo papierovou utierkou.

Ukladací priestor:

1. Prípravky na ošetrovanie očí by mali byť rovnomerne rozložené pred každým ošetrením, aby sa predišlo nadmernému hromadeniu očných prípravkov v masážnej hlavici.
2. Po každom ošetrení utrite prípravok suchým uterákom.
3. Zariadenie neumývajte pod vodou ani ho neponárajte. Zariadenie nie je vodotesné
4. Na čistenie zariadenia nepoužívajte korozívne prostriedky.
5. Uchovávajte na chladnom a suchom mieste.
6. Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodené.
7. Netlačte prístroj na pokožku veľkou silou.

Spôsob nabíjania:

1. Pri nízkej úrovni výkonu vypnite zariadenie a pripojte ho k nabíjaniu.
2. Počas procesu nabíjania symbol batérie na displeji bliká.
3. Zariadenie pravidelne nabíjajte, aby ste predišli starnutiu batérie.
4. Po dokončení nabíjania odpojte nabíjačku od zariadenia.

Prevencia:

1. Postupujte podľa odporúčaných prevádzkových pokynov. Ak majú vaše oči zápal, ako je konjunktivitída, nemali by ste toto zariadenie používať, kým sa úplne nezahojí. Nepoužívajte tento výrobok pri nosení kontaktných šošoviek.
2. Pred použitím masážneho prístroja odstráňte všetky kovové prvky z oblasti tváre, ako sú náušnice a náhrdelníky.
3. Počas nabíjania nepoužívajte zariadenie Looky PRO.
4. Zariadenie sami neopravujte, nerozoberajte ani neupravujte. Akékoľvek nezrovnalosti by mala posúdiť služba.

5. Nenechajte zariadenie spadnúť ani ho neudierajte, aby nedošlo k jeho poruche.

6. Ak je napájací kábel poškodený, nepoužívajte ho, aby nedošlo ku skratu alebo požiaru.

7. Zariadenie by nemali používať osoby:

- s infekčnými chorobami
- s ochorením srdca
- s vysokou horúčkou
- so zhubným nádorom
- s akútnym zápalom
- s kardiostimulátorom
- s kožnými ochoreniami
- tehotná/dojčiaca
- s nadmerným spálením od slnka

Viac informácií o spoločnosti a produktoch [strana 2 - f3]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Vnos:	DC5V/1A
Baterija:	500 mAh
Teža enote:	54g
Velikost:	149,9 x 28 x 22 mm
Frekvenca vibracij:	12000 RPM
RF:	1 MHz
Čas polnjenja:	3 ure
Čas uporabe:	> 30 min

Varnost:

Pred uporabo izdelka preberite ta uporabniški priročnik in pri uporabi naprave upoštevajte priporočila v njem.

Looky PRO je močna naprava proti staranju za nego kože okrog oči. Učinkovito pomirja utrujene in otekle oči. Kožo okoli nje stimulira, jo učvrsti in gladji. Ima funkcijo radijskih valov z močnim lifting učinkom. Visokofrekvenčne vibracije 12.000 RPM v kombinaciji z rdečo fotonsko svetlobo popolnoma gladijo in negujejo tanko in občutljivo kožo okrog oči.

Opis naprave [stran 2- f1]:

1. Masažna glava
2. Rdeča luč
3. LCD zaslon
4. Gumb za raven
5. Gumb za vklop/način
6. Vrata za polnjenje USB

LCD zaslon [stran 2- f2]:

1. Indikator baterije
2. LED indikatorska lučka
3. RF indikator
4. Indikator vibracij
5. Ravni delovanja RF

Funkcije:

1. Looky PRO je naprava za nego predela okoli oči. Uporablja frekvenco radijskih valov z tresljaji, dodatno ima funkcijo rdeče fotonske svetlobe. Uporabite ga skupaj s kremo ali gelom za oči in vaša koža bo postala bolj gladka, čvrsta in sijoča.
2. Tehnologija proti staranju z uporabo radijskih valov prodre v povrhnjico in segreje dermis. Ustvarjeni elektromagnetni valovi in toplotna energija se izmenjujejo, ustvarjen toplotni učinek pa spodbuja nastajanje kolagena in zmanjšuje drobne gube.
3. Tretma z rdečo svetlobo poveča sposobnost kože za prodiranje učinkovin, ki jih vsebuje negovalni izdelek. Vsakodnevna uporaba lahko učinkovito izboljša elastičnost kože in zmanjša razbarvanje okoli oči.
4. Masaža z visokofrekvenčnimi vibracijami podpira prekrvavitev in boljšo absorpcijo aktivnih sestavin, ki jih vsebuje negovalni izdelek.

Storitev:

Gumb za vklop - dolg pritisk na gumb za vklop vklopi napravo, kratek pritisk preklopi način delovanja.

1. RF + rdeča luč + vibracije
2. RF + rdeča luč
3. RF + vibracije
4. RF radijska frekvenca

Gumb za preklon ravni intenzivnosti (prilagodi samo intenzivnost RF)

Kako uporabiti:

1. Na predhodno očiščeno kožo nanesite ustrezno količino kreme za oči. Enakomerno ga razporedite.
2. Pritisnite gumb za vklop, da vklopite napravo, na kratko pritisnite gumb za vklop, da preklopite način delovanja, in na kratko pritisnite gumb za vklop, da prilagodite intenzivnost RF.
3. Za masažo uporabite masažno glavo, kot je prikazano v risbi.
4. Po uporabi obrišite masažno glavo s suho ali papirnato brisačo.

Shranjevanje:

1. Izdelke za nego oči je treba enakomerno porazdeliti pred vsakim tretmajem, da preprečite prekomerno kopičenje izdelkov za nego oči v masažni glavi.
2. Po vsakem tretmaju izdelek obrišite s suho brisačo.
3. Naprave ne umivajte pod vodo in je ne potapljajte. Naprava ni vodotesna.
4. Za čiščenje naprave ne uporabljajte jedkih sredstev.
5. Shranjujte na hladnem in suhem mestu.
6. Naprave ne uporabljajte, če je poškodovana.
7. Naprave ne pritiskajte na kožo z veliko silo.

Način polnjenja:

1. Pri nizki ravni moči izklopite napravo in jo povežite za polnjenje.
2. Med postopkom polnjenja simbol baterije na zaslonu utripa.
3. Redno polnite svojo napravo, da preprečite staranje baterije.
4. Ko je polnjenje končano, odklopite polnilnik iz naprave.

Previdnostni ukrepi:

1. Sledite priporočenim navodilom za uporabo. Če imate vnetje oči, kot je konjunktivitis, ne smete uporabljati tega pripomočka, dokler se popolnoma ne pozdravi. Ne uporabljajte tega izdelka, ko nosite kontaktne leče.
2. Pred uporabo masažnega aparata odstranite vse kovinske elemente z obraznega predela, kot so uhani in ogrlice.
3. Ne uporabljajte naprave Looky PRO med polnjenjem.
4. Naprave ne popravljajte, razstavljajte ali spreminjajte sami. Morebitne nepravilnosti naj oceni servis.
5. Prosimo, da naprave ne pade na tla ali udarite, da se izognete okvari.
6. Ko je napajalni kabel poškodovan, ga ne uporabljajte, da preprečite kratek stik ali požar.

7. Naprave ne smete uporabljati na ljudeh:

- z nalezljivimi boleznimi
- z boleznijo srca
- z visoko vročino
- z malignim tumorjem
- z akutnim vnetjem
- s srčnim spodbujevalnikom
- s kožnimi boleznimi
- nosečnost/dojenje
- s prekomerno sončno opeklino

Več informacij o podjetju in izdelkih [stran 2 - f3]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Sissepääs:	DC5V/1A
Aku:	500 mAh
Ühiku kaal:	54 g
Suurus:	149,9x28x22 mm
Vibratsiooni sagedus:	12000 pööret minutis
RF:	1 MHz
Laadimisaeg:	3 tundi
Aja kasutamine:	>30 min

Turvalisus:

Enne toote kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend läbi ja järgige seadme kasutamisel selles sisalduvaid soovitusi.

Looky PRO on võimas vananemisvastane seade silmaümbruse naha hooldamiseks. Rahustab tõhusalt väsinud ja paistes silmi. See stimuleerib ümbritsevat nahka, pinguldab ja silub seda. Sellel on tugeva tõsteefektiga raadiolainete funktsioon. Kõrgsageduslikud vibratsioonid 12 000 p/min koos punase footonvalgusega siluvad ideaalselt ja hooldavad õhukest ja tundlikku silmaümbruse nahka.

Seadme kirjeldus [lehekülg 2- f1]:

1. Massaažipea
2. Punane tuli
3. LCD ekraan
4. Taseme nupp
5. Toite/režiimi nupp
6. USB laadimispesa

LCD-ekraan [lehekülg 2- f2]:

1. Aku indikaator
2. LED-indikaatortuli
3. RF indikaator
4. Vibratsiooni indikaator
5. RF töötasemed

Funktsioonid:

1. Looky PRO on seade silmaümbruse hooldamiseks. See kasutab vibratsiooniga raadiolainete sagedust ja lisaks on sellel punase footoni valguse funktsioon. Kasutage seda koos silmaümbruse kreemi või geeliga ja nahk muutub siledamaks, pringimaks ja säravamaks.
2. Raadiolaineid kasutav vananemisvastane tehnoloogia tungib läbi epidermise ja soojendab pärisnahka. Tekkivad elektromagnetlained ja soojusenergia vahetavad üksteist ning tekkiv soojuste efekt soodustab kollageeni tootmist ja vähendab peeneid kortse.
3. Punase valguse hooldus suurendab naha võimet läbida hooldusvahendis sisalduvaid toimeaineid. Igapäevane kasutamine võib tõhusalt parandada naha elastsust ja vähendada värvimuutusi silmade ümber.
4. Kõrgsageduslik vibratsioonimassaaž toetab vereringet ja

hooldusvahendis sisalduvate toimeainete paremat naha imendumist.

Teenus:

Toitenupp – toitenupu pika vajutus lülitab seadme sisse, lühike vajutus lülitab töörežiimi.

1. RF + punane tuli + vibratsioon
2. RF + punane tuli
3. RF + vibratsioon
4. RF raadiosagedus

Intensiivsuse taseme lüliti nupp (reguleerib ainult RF intensiivsust)

Kuidas kasutada:

1. Kanna eelnevalt puhastatud nahale sobiv kogus silmaümbruskreemi. Määri see ühtlaselt laiali.
2. Seadme sisselülitamiseks vajutage toitenupp, töörežiimi vahetamiseks vajutage lühidalt toitenupp ja raadiosageduse intensiivsuse reguleerimiseks lühidalt toitenupp.
3. Kasutage massaaži jaoks massaažipead joonisel näidatud viisil joonisel.
4. Pärast kasutamist pühkige massaažipea kuiva või paberrätikuga.

Hoiustamine:

1. Silmahooldustooted tuleks enne iga hooldust ühtlaselt jaotada, et vältida silmahooldustoodete liigset kogunemist massaažipeasse.
2. Pärast iga töötlemist pühkige toode kuiva rätikuga.
3. Ärge peske seadet vee all ega kastke seda. Seade ei ole veekindel
4. Ärge kasutage seadme puhastamiseks söövitavaid aineid.
5. Säilitage seda jahedas ja kuivas kohas.
6. Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustatud.
7. Ärge suruge seadet suure jõuga vastu nahka.

Laadimisviis:

1. Madala võimsusega lülitage seade välja ja ühendage laadimiseks.
2. Laadimise ajal vilgub ekraanil aku sümbol.
3. Laadige seadet regulaarselt, et vältida aku vananemist.
4. Kui laadimine on lõppenud, ühendage laadija seadme küljest lahti.

Ettevaatusabinõud:

1. Järgige soovitatud kasutusjuhiseid. Kui teie silmadel on põletik, näiteks konjunktiviit, ei tohi te seda seadet kasutada enne, kui see on täielikult paranenud. Ärge kasutage seda toodet kontaktläätsede kandmise ajal.
2. Enne masseerija kasutamist eemaldage näopiirkonnast kõik metallilemendid, nagu kõrvarõngad ja kaelakeed.
3. Ärge kasutage Looky PRO seadet laadimise ajal.
4. Ärge parandage, võtke lahti ega muutke seadet ise. Talitus peaks hindama kõiki eeskirjade eiramisi.
5. Ärge kukutage seadet maha ega lööge seda, et vältida selle talitlushäireid.
6. Kui toitejuhe on kahjustatud, ärge kasutage seda lühise või

tulekahju vältimiseks.

7. Seadet ei tohi kasutada inimestel:

- nakkushaigustega
- südamehaigustega
- kõrge palavikuga
- pahaloomulise kasvajaga
- ägeda põletikuga
- südamestimulaatoriga
- nahahaigustega
- rase/imetav
- liigse päikesepõletusega

Rohkem infot ettevõtte ja toodete kohta [lk 2 - f3]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Jėjimas:	DC5V/1A
Baterija:	500 mAh
Vieneto svoris:	54g
Dydis:	149,9x28x22 mm
Vibracijos dažnis:	12000 aps./min
RF:	1 MHz
Įkrovimo laikas:	3 valandos
Laiko panaudojimas:	>30 min

Saugumas:

Prieš naudodami gaminį, perskaitykite šį vartotojo vadovą ir laikykitės jame pateiktų rekomendacijų, kai naudojate įrenginį.

Looky PRO yra galingas senėjimą stabdantis prietaisas, skirtas odos aplink akis priežiūrai. Veiksmingai ramina pavargusias ir patinusias akis. Stimuliuoja aplink esančią odą, stangrina ją ir lygina. Jis turi radijo bangų funkciją su stipriu kėlimo efektu. Aukšto dažnio 12 000 aps./min vibracijos kartu su raudonų fotonų šviesa puikiai išlygina ir prižiūri ploną ir jautrią odą aplink akis.

Įrenginio aprašas [puslapis 2- f1]:

1. Masažo galvutė
2. Raudona šviesa
3. LCD ekranas
4. Lygio mygtukas
5. Maitinimo/režimo mygtukas
6. USB įkrovimo prievadas

LCD ekranas [2-f2 puslapis]:

1. Baterijos indikatorius
2. LED indikatoriaus lemputė
3. RF indikatorius
4. Vibracijos indikatorius
5. RF veikimo lygiai

Funkcijos:

1. Looky PRO – prietaisas, skirtas paakių zonos priežiūrai. Jis naudoja radijo bangų dažnį su virpesiais, papildomai turi raudonos fotonų šviesos funkciją. Naudokite jį su paakių kremu ar geliu ir jūsų oda taps lygesnė, stangresnė ir skaistesnė.
2. Senėjimą stabdanti technologija, naudojant radijo bangas, prasiskverbia pro epidermį ir šildo dermą. Sukurtos elektromagnetinės bangos ir šiluminė energija keičiasi viena kita, o sukurtas šiluminis efektas skatina kolageno gamybą ir mažina smulkias raukšleles.
3. Raudonos šviesos gydymas padidina odos gebėjimą įsiskverbti į priežiūros gaminyje esančias veikliąsias medžiagas. Kasdienis naudojimas gali veiksmingai pagerinti odos elastingumą ir sumažinti spalvos pasikeitimą aplink akis.
4. Aukšto dažnio vibracinis masažas palaiko kraujotaką ir geresnį

odos įsisavinimą priežiūros priemonėje esančioms veikliosioms medžiagoms.

Paslauga:

Maitinimo mygtukas – ilgai paspaudus maitinimo mygtuką įjungiamas įrenginys, trumpai paspaudus perjungiamas darbo režimas.

1. RF + raudona šviesa + vibracija
2. RF + raudona šviesa
3. RF + vibracija
4. RF radijo dažnis

Intensyvumo lygio jungiklio mygtukas (reguliuoja tik RF intensyvumą)

Kaip naudoti:

1. Ant anksčiau nuvalytos odos užtepkite atitinkamą kiekį paakių kremo. Tolygiai paskirstykite.
2. Paspauskite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte įrenginį, trumpai paspauskite maitinimo mygtuką, kad perjungtumėte darbo režimą, ir trumpai paspauskite maitinimo mygtuką, kad sureguliuotumėte RF intensyvumą.
3. Masažui naudokite masažo galvutę, kaip parodyta brėžinyje.
4. Po naudojimo nuvalykite masažo galvutę sausu arba popieriniu rankšluosčiu.

Saugykla:

1. Akių priežiūros priemonės reikia tolygiai paskirstyti prieš kiekvieną procedūrą, kad masažo galvutėje nesusikauptų per daug akių priežiūros priemonių.
2. Po kiekvienos procedūros nuvalykite produktą sausu rankšluosčiu.
3. Neplaukite prietaiso po vandeniu ir nenardinkite. Prietaisas nėra atsparus vandeniui
4. Prietaisui valyti nenaudokite korozinių medžiagų.
5. Laikykite jį vėsioje, sausoje vietoje.
6. Nenaudokite prietaiso, jei jis pažeistas.
7. Nespauskite prietaiso prie odos didele jėga.

Įkrovimo būdas:

1. Esant mažam galios lygiui, išjunkite įrenginį ir prijunkite įkrovimui.
2. Įkrovimo proceso metu ekrane mirksi akumuliatoriaus simbolis.
3. Reguliariai įkraukite įrenginį, kad išvengtumėte baterijos senėjimo.
4. Kai įkrovimas bus baigtas, atjunkite įkroviklį nuo įrenginio.

Atsargumo priemonės:

1. Vadovaukitės rekomenduojamomis naudojimo instrukcijomis. Jei jūsų akyse yra uždegimas, pvz., konjunktyvitas, neturėtumėte naudoti šio prietaiso, kol jis visiškai nesugis. Nenaudokite šio gaminio, kai nešiojate kontaktinius lęšius.
2. Prieš naudodami masažuoklį, nuo veido srities pašalinkite visus metalinius elementus, tokius kaip auskarai ir karoliai.
3. Įkrovimo metu nenaudokite įrenginio Looky PRO.

4. Netaisykite, neardykite ir nemoifikuokite įrenginio patys. Bet kokius pažeidimus turėtų įvertinti tarnyba.
5. Nenumeskite ir nedaužykite įrenginio, kad jis nesugestų.
6. Jei maitinimo laidas pažeistas, nenaudokite jo, kad išvengtumėte trumpojo jungimo ar gaisro.
7. Prietaisas neturėtų būti naudojamas žmonėms:
 - sergant infekcinėmis ligomis
 - sergant širdies ligomis
 - su dideliu karščiavimu
 - su piktybiniu naviku
 - su ūminiu uždegimu
 - su širdies stimulatoriumi
 - sergant odos ligomis
 - nėščia/maitinanti krūtimi
 - su dideliu nudegimu saulėje

Daugiau informacijos apie įmonę ir gaminius [puslapis 2 - f3]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Ieeja:	DC5V/1A
Akumulators:	500 mAh
Vienības svars:	54g
Izmērs:	149,9x28x22 mm
Vibrācijas frekvence:	12000 RPM
RF:	1 MHz
Uzlādes laiks:	3 stundas
Laika izmantošana:	>30 min

Drošība:

Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un ierīces lietošanas laikā ievērojiet tajā ietvertos ieteikumus.

Looky PRO ir spēcīga pretnovecošanās ierīce ādas kopšanai ap acīm. Efektīvi nomierina nogurušas un pietūkušas acis. Tas stimulē ādu ap to, nostiprina un izlīdzina to. Tam ir radioviļņu funkcija ar spēcīgu liftinga efektu. Augstas frekvences vibrācijas 12 000 apgr./min apvienojumā ar sarkano fotonu gaismu ideāli gluda un rūpējas par plāno un jutīgo ādu ap acīm.

Ierīces apraksts [lappuse 2- f1]:

1. Masāžas galva
2. Sarkanā gaisma
3. LCD displejs
4. Līmeņa poga
5. Barošanas/režīma poga
6. USB uzlādes ports

LCD displejs [lappuse 2- f2]:

1. Akumulatora indikators
2. LED indikators
3. RF indikators
4. Vibrācijas indikators
5. RF darbības līmeņi

Funkcijas:

1. Looky PRO ir ierīce acu zonas kopšanai. Tas izmanto radioviļņu frekvenci ar vibrācijām, un papildus tam ir sarkanās fotonu gaismas funkcija. Izmantojiet to kopā ar acu krēmu vai želeju, un jūsu āda kļūs gludāka, tvirtāka un gaišāka.
2. Pretnovecošanas tehnoloģija, izmantojot radioviļņus, iekļūst epidermā un silda dermu. Radītie elektromagnētiskie viļņi un siltumenerģija apmainās viens ar otru, un radītais termiskais efekts veicina kolagēna veidošanos un samazina smalkās grumbiņas.
3. Sarkanās gaismas apstrāde palielina ādas spēju iekļūt kopšanas līdzeklī esošajās aktīvās sastāvdaļas. Ikdienas lietošana var efektīvi uzlabot ādas elastību un samazināt krāsas maiņu ap acīm.
4. Augstas frekvences vibrācijas masāža atbalsta asinsriti un kopšanas līdzekļa sastāvā esošo aktīvo vielu labāku uzsūkšanos ādā.

Apkalpošana:

Ieslēgšanas poga - ilgi nospiežot barošanas pogu, ierīce tiks ieslēgta, īsi nospiežot, tiks pārslēgts darbības režīms.

1. RF + sarkana gaisma + vibrācija
2. RF + sarkanā gaisma
3. RF + vibrācija
4. RF radio frekvence

Intensitātes līmeņa slēdža poga (pielāgo tikai RF intensitāti)

Kā izmantot:

1. Uzklājiet atbilstošu daudzumu acu krēma uz iepriekš attīrītas ādas. Izklāj to vienmērīgi.
2. Nospiediet barošanas pogu, lai ieslēgtu ierīci, īsi nospiediet barošanas pogu, lai pārslēgtu darba režīmu, un īsi nospiediet barošanas pogu, lai pielāgotu RF intensitāti.
3. Masāžai izmantojiet masāžas galvu, kā parādīts attēlā zīmējumā.
4. Pēc lietošanas noslaukiet masāžas galvu ar sausu vai papīra dvieli.

Uzglabāšana:

1. Acu kopšanas līdzekļi vienmērīgi jāsadala pirms katras procedūras, lai izvairītos no pārmērīgas acu kopšanas līdzekļu uzkrāšanās masāžas galviņā.
2. Pēc katras apstrādes noslaukiet produktu ar sausu dvieli.
3. Nemazgājiet ierīci zem ūdens un neiegremdējiet to. Ierīce nav ūdensizturīga.
4. Ierīces tīrīšanai neizmantojiet kodīgus līdzekļus.
5. Glabājiet to vēsā, sausā vietā.
6. Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta.
7. Nespiediet ierīci pret ādu ar lielu spēku.

Uzlādes metode:

1. Zemā jaudas līmenī izslēdziet ierīci un pievienojiet to uzlādei.
2. Uzlādes procesa laikā displejā mirgo akumulatora simbols.
3. Regulāri uzlādējiet ierīci, lai izvairītos no akumulatora novecošanas.
4. Kad uzlāde ir pabeigta, atvienojiet lādētāju no ierīces.

Piesardzības pasākumi:

1. Izpildiet ieteiktos lietošanas norādījumus. Ja jūsu acīm ir iekaisums, piemēram, konjunktivīts, jūs nedrīkstat lietot šo ierīci, kamēr tā nav pilnībā izārstēta. Nelietojiet šo produktu, valkājot kontaktlēcas.
2. Pirms masiera lietošanas noņemiet no sejas zonas visus metāla elementus, piemēram, auskarus un kaklarotas.
3. Neizmantojiet Looky PRO ierīci uzlādes laikā.
4. Nelabojiet, neizjauciet un nepārveidojiet ierīci pats. Jebkuri pārkāpumi ir jānovērtē dienestam.
5. Lūdzu, nenometiet un nesasietiet ierīci, lai izvairītos no tās

nepareizas darbības.

6. Ja strāvas vads ir bojāts, neizmantojiet to, lai izvairītos no Īssavienojuma vai aizdegšanās.

7. Ierīci nedrīkst lietot cilvēkiem:

- ar infekcijas slimībām
- ar sirds slimībām
- ar augstu drudzi
- ar ļaundabīgu audzēju
- ar akūtu iekaisumu
- ar elektrokardiostimulatoru
- ar ādas slimībām
- grūtniecība/barošana ar krūti
- ar pārmērīgu saules apdegumu

Vairāk informācijas par uzņēmumu un produktiem [lapa 2 - f3]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Belépés:	DC5V/1A
Akkumulátor:	500 mAh
Egység súlya:	54g
Méret:	149,9x28x22 mm
Rezgés frekvencia:	12000 RPM
RF:	1 MHz
Töltési idő:	3 óra
Idő felhasználása:	>30 perc

Biztonság:

A termék használata előtt olvassa el ezt a használati útmutatót, és a készülék használata során kövesse az abban található ajánlásokat.

A Looky PRO egy erőteljes öregedésgátló eszköz a szem körüli bőr ápolására. Hatékonyan nyugtatja a fáradt és duzzadt szemeket. Serkenti a körülötte lévő bőrt, feszesíti és kisimítja. Rádióhullámok funkciója van, erős lifting hatással. A magas frekvenciájú, 12 000 RPM-es rezgés a vörös fotonfényel kombinálva tökéletesen simítja és ápolja a szem körüli vékony és érzékeny bőrt.

Eszköz leírása [2-f1 oldal]:

1. Masszázsfej
2. Piros lámpa
3. LCD kijelző
4. Szint gomb
5. Bekapcsoló/üzemmód gomb
6. USB töltőport

LCD kijelző [2-f2 oldal]:

1. Akkumulátor jelző
2. LED jelzőfény
3. RF jelző
4. Rezgésjelző
5. RF működési szintek

Funkciók:

1. A Looky PRO a szemkörnyék ápolására szolgáló eszköz. A rádióhullámok frekvenciáját rezgéssel használja, és emellett vörös fotonfény funkcióval is rendelkezik. Használja a szemkörnyékápoló krémmel vagy zselével, és bőre simább, fesesebb és fényesebb lesz.
2. A rádióhullámokat használó öregedésgátló technológia behatol az epidermiszbe és felmelegíti a dermist. A keletkező elektromágneses hullámok és hőenergia cserélik egymást, a keletkező hőhatás elősegíti a kollagén termelődését és csökkenti a finom ráncokat.
3. A vörös fényvel végzett kezelés növeli a bőr képességét az ápolószemben lévő hatóanyagok bejutására. A napi használat hatékonyan javítja a bőr rugalmasságát és csökkenti a szem körüli elszíneződést.
4. A magas frekvenciájú vibrációs masszázs támogatja a

vérkeringést és az ápolószemben található hatóanyagok jobb bőrfelszívódását.

Szolgáltatás:

Bekapcsoló gomb - hosszan lenyomva a bekapcsológombot bekapcsolja a készüléket, röviden megnyomva átkapcsolja az üzemmódot.

1. RF + piros fény + rezgés
2. RF + piros fény
3. RF + rezgés
4. RF rádiófrekvencia

Intenzitásszint kapcsoló gomb (csak az RF intenzitást állítja be)

Hogyan kell használni:

1. Vigyen fel megfelelő mennyiségű szemkörnyékápoló krémet az előzőleg megtisztított bőrre. Egyenletesen osszassuk el.
2. Nyomja meg a bekapcsológombot a készülék bekapcsolásához, röviden nyomja meg a bekapcsológombot a működési mód váltásához, és röviden nyomja meg a bekapcsológombot az RF intenzitás beállításához.
3. Használja a masszázsféjet az ábrán látható módon a masszázshoz a rajzon.
4. Használat után törölje le a masszázsféjet száraz vagy papírtörülkövel.

Tárolás:

1. A szemápoló termékeket minden kezelés előtt egyenletesen el kell osztani, hogy elkerüljük a szemkörnyékápoló termékek túlzott felhalmozódását a masszázsféjben.
2. Minden kezelés után törölje le a terméket száraz törülközővel.
3. Ne mossa víz alatt a készüléket, és ne merítse víz alá. A készülék nem vízálló.
4. Ne használjon maró hatású szereket a készülék tisztításához.
5. Tárolja hűvös, száraz helyen.
6. Ne használja a készüléket, ha az sérült.
7. Ne nyomja a készüléket nagy erővel a bőrhöz.

Töltési mód:

1. Alacsony teljesítményszinten kapcsolja ki a készüléket, és csatlakoztassa a töltéshez.
2. A töltési folyamat alatt a kijelzőn az akkumulátor szimbólum villog.
3. Az akkumulátor előregedésének elkerülése érdekében rendszeresen töltsen fel készülékét.
4. A töltés befejezése után válassza le a töltőt a készülékről.

Óvintézkedések:

1. Kövesse az ajánlott kezelési utasításokat. Ha a szeme gyulladós, például kötőhártya-gyulladásban szenved, ne használja

ezt az eszközt, amíg teljesen meg nem gyógyult. Ne használja ezt a terméket kontaktlencse viselése közben.

2. A masszírozó használata előtt távolítsa el minden fémelemet az arc területéről, például fülbevalót és nyakláncot.

3. Ne használja a Looky PRO eszközt töltés közben.

4. Ne javítsa, szerelje szét vagy módosítsa saját maga a készüléket. Az esetleges szabálytalanságokat a szolgáltatónak értékelnie kell.

5. Kérjük, ne ejtse le vagy üsse meg a készüléket, hogy elkerülje a hibás működést.

6. Ha a tápkábel sérült, ne használja a rövidzárlat vagy tűz elkerülése érdekében.

7. A készüléket nem szabad embereken használni:

- fertőző betegségekkel
- szívbetegséggel
- magas lázzal
- rosszindulatú daganattal
- akut gyulladással
- pacemakerrel
- bőrbetegségekkel
- terhes/szoptató
- túlzott leégés esetén

További információ a cégről és a termékekről [2. oldal - f3]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Intrare:	DC5V/1A
Baterie:	500mAh
Greutate unitară:	54 g
Mărimea:	149,9x28x22mm
Frecvența vibrațiilor:	12000 RPM
RF:	1 MHz
Timp de incarcare:	3 ore
Utilizarea timpului:	>30 min

Securitate:

Înainte de a utiliza produsul, citiți acest manual de utilizare și urmați recomandările conținute în acesta atunci când utilizați dispozitivul.

Looky PRO este un dispozitiv puternic anti-îmbătrânire pentru îngrijirea pielii din jurul ochilor. Calmează eficient ochii oboseți și umflați. Stimulează pielea din jurul ei, o întărește și o netezește. Are funcția de unde radio cu efect de lifting puternic. Vibrațiile de înaltă frecvență de 12.000 RPM combinate cu lumina fotonului roșu netezesc perfect și îngrijesc pielea subțire și sensibilă din jurul ochilor.

Descrierea dispozitivului [pagina 2-f1]:

1. Cap de masaj
2. Lumină roșie
3. Display LCD
4. Butonul de nivel
5. Buton Power/Mode
6. Port de încărcare USB

Afișaj LCD [pagina 2-f2]:

1. Indicator baterie
2. Indicator luminos LED
3. Indicator RF
4. Indicator de vibrații
5. Niveluri de operare RF

Funcții:

1. Looky PRO este un dispozitiv pentru îngrijirea zonei ochilor. Utilizează frecvența undelor radio cu vibrații și, în plus, are o funcție de lumină fonică roșie. Folosește-l cu crema sau gelul pentru ochi și pielea ta va deveni mai fină, mai fermă și mai strălucitoare.
2. Tehnologia anti-îmbătrânire folosind unde radio patrunde în epiderma și încălzește derma. Undele electromagnetice generate și energia termică se schimbă între ele, iar efectul termic generat promovează producerea de colagen și reduce ridurile fine.
3. Tratamentul cu lumina roșie crește capacitatea pielii de penetrare a ingredientelor active conținute în produsul de îngrijire. Utilizarea zilnică poate îmbunătăți în mod eficient elasticitatea pielii și poate reduce decolorarea din jurul ochilor.
4. Masajul cu vibrații de înaltă frecvență susține circulația sângelui și

o mai bună absorbție de piele a ingredientelor active conținute în produsul de îngrijire.

Serviciu:

Butonul de pornire - apăsarea lungă a butonului de alimentare va porni dispozitivul, apăsarea scurtă va schimba modul de operare.

1. RF + lumină roșie + vibrație
2. RF + lumină roșie
3. RF + vibrație
4. Frecvență radio RF

Buton de comutare a nivelului de intensitate (ajustează doar intensitatea RF)

Cum se utilizează:

1. Aplicați o cantitate adecvată de cremă de ochi pe pielea curățată anterior. Răspândiți-o uniform.
2. Apăsați butonul de pornire pentru a porni dispozitivul, apăsați scurt butonul de alimentare pentru a comuta modul de lucru și apăsați scurt butonul de pornire pentru a regla intensitatea RF.
3. Utilizați capul de masaj așa cum se arată pentru masaj în desen.
4. După utilizare, ștergeți capul de masaj cu un prosop uscat sau de hârtie.

Depozitare:

1. Produsele de îngrijire a ochilor trebuie distribuite uniform înainte de fiecare tratament pentru a evita acumularea excesivă de produse de îngrijire a ochilor în capul de masaj.
2. După fiecare tratament, ștergeți produsul cu un prosop uscat.
3. Nu spălați dispozitivul sub apă și nu îl scufundați. Aparatul nu este impermeabil
4. Nu utilizați agenți corozivi pentru a curăța dispozitivul.
5. Depozitați-l într-un loc răcoros și uscat.
6. Nu utilizați dispozitivul dacă este deteriorat.
7. Nu apăsați dispozitivul pe piele cu mare forță.

Metoda de încărcare:

1. La un nivel scăzut de putere, opriți dispozitivul și conectați-l pentru a încărca.
2. În timpul procesului de încărcare, simbolul bateriei de pe afișaj clipește.
3. Încărcați-vă dispozitivul în mod regulat pentru a evita îmbătrânirea bateriei.
4. Odată ce încărcarea este completă, deconectați încărcătorul de la dispozitiv.

Precauții:

1. Urmați instrucțiunile de utilizare recomandate. Dacă ochii tăi au inflamații, cum ar fi conjunctivita, nu trebuie să folosești acest

dispozitiv până când nu este complet vindecat. Nu utilizați acest produs în timp ce purtați lentile de contact.

2. Îndepărtați toate elementele metalice din zona feței înainte de a utiliza aparatul de masaj, cum ar fi cerceii și colierele.

3. Nu utilizați dispozitivul Looky PRO în timpul încărcării.

4. Nu reparați, dezasamblați sau modificați singur dispozitivul. Orice neregulă ar trebui să fie evaluată de către serviciu.

5. Vă rugăm să nu scăpați sau să loviți dispozitivul pentru a evita funcționarea defectuoasă a acestuia.

6. Când cablul de alimentare este deteriorat, nu îl utilizați pentru a evita scurtcircuitul sau incendiul.

7. Dispozitivul nu trebuie folosit pe oameni:

- cu boli infecțioase
- cu boli de inimă
- cu febră mare
- cu tumora malignă
- cu inflamație acută
- cu stimulator cardiac
- cu boli de piele
- gravidă/ alăptează
- cu arsuri solare excesive

Mai multe informații despre companie și produse [pagina 2 - f3]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Вход:	5 В постоянного тока/1 А
Батарея:	500 мАч
Единица измерения:	54г
Размер:	149,9x28x22 мм
Частота вибрации:	12000 об/мин
РФ:	1 МГц
Время зарядки:	3 часа
Использование времени:	>30 минут

Безопасность:

Перед использованием изделия прочтите данное руководство пользователя и следуйте содержащимся в нем рекомендациям при использовании устройства.

Looky PRO – мощное антивозрастное устройство для ухода за кожей вокруг глаз. Эффективно успокаивает усталые и опухшие глаза. Он стимулирует кожу вокруг себя, укрепляет ее и разглаживает. Имеет функцию радиоволн с сильным лифтинг-эффектом. Высокочастотные вибрации со скоростью 12 000 об/мин в сочетании с красным фотонным светом идеально разглаживают и ухаживают за тонкой и чувствительной кожей вокруг глаз.

Описание устройства [стр. 2- f1]:

1. Массаж головы
2. Красный свет
3. ЖК-дисплей
4. Кнопка уровня
5. Кнопка питания/режима.
6. USB-порт для зарядки.

ЖК-дисплей [стр. 2- f2]:

1. Индикатор заряда батареи
2. Светодиодный индикатор
3. Индикатор РФ
4. Индикатор вибрации
5. Рабочие уровни РФ

Функции:

1. Looky PRO – устройство для ухода за областью глаз. Он использует частоту радиоволн с вибрациями, а также имеет функцию красного фотонного света. Используйте его с кремом или гелем для глаз, и ваша кожа станет более гладкой, упругой и сияющей.
2. Антивозрастная технология с помощью радиоволн проникает в эпидермис и нагревает дерму. Генерируемые электромагнитные волны и тепловая энергия обмениваются друг с другом, а создаваемый тепловой эффект способствует выработке коллагена и уменьшению мелких морщин.
3. Обработка красным светом увеличивает способность кожи

проникать в кожу активных ингредиентов, содержащихся в средстве ухода. Ежедневное использование может эффективно улучшить эластичность кожи и уменьшить изменение цвета вокруг глаз.

4. Высокочастотный вибромассаж поддерживает кровообращение и лучшее впитывание кожей активных ингредиентов, содержащихся в средстве по уходу.

Услуга:

Кнопка питания – долгое нажатие кнопки питания включит устройство, короткое нажатие переключит режим работы.

1. RF + красный свет + вибрация
2. РФ + красный свет
3. РФ + вибрация
4. Радиочастота РФ

Кнопка переключения уровня интенсивности (регулирует только интенсивность РФ)

Как использовать:

1. Нанесите необходимое количество крема для глаз на предварительно очищенную кожу. Распределите его равномерно.
2. Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство, коротко нажмите кнопку питания, чтобы переключить рабочий режим, и коротко нажмите кнопку питания, чтобы отрегулировать интенсивность радиочастотного излучения.
3. Используйте массажную головку, как показано на рисунке. на рисунке.
4. После использования протрите массажную головку сухим или бумажным полотенцем.

Хранилище:

1. Средства по уходу за глазами следует распределять равномерно перед каждой процедурой, чтобы избежать чрезмерного скопления средств по уходу за глазами в массажной головке.
2. После каждой обработки протирайте изделие сухим полотенцем.
3. Не мойте устройство под водой и не погружайте его в воду. Устройство не является водонепроницаемым
4. Не используйте едкие вещества для очистки устройства.
5. Храните его в сухом прохладном месте.
6. Не используйте устройство, если оно повреждено.
7. Не прижимайте устройство к коже с большой силой.

Способ зарядки:

1. При низком уровне мощности выключите устройство и подключите его к зарядке.
2. Во время процесса зарядки на дисплее мигает символ батареи.
3. Регулярно заряжайте устройство, чтобы избежать старения

аккумулятора.

4. После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство от устройства.

Меры предосторожности:

1. Следуйте рекомендуемым инструкциям по эксплуатации. Если у вас есть воспаление глаз, например конъюнктивит, не следует использовать это устройство до полного выздоровления. Не используйте этот продукт при ношении контактных линз.

2. Перед использованием массажера удалите все металлические элементы с зоны лица, например, серьги и ожерелья.

3. Не используйте устройство Looky PRO во время зарядки.

4. Не ремонтируйте, не разбирайте и не модифицируйте устройство самостоятельно. Любые нарушения должны быть оценены службой.

5. Пожалуйста, не роняйте и не ударяйте устройство, чтобы избежать его неисправности.

6. Если шнур питания поврежден, не используйте его, чтобы избежать короткого замыкания или возгорания.

7. Устройство не следует использовать людям:

- при инфекционных заболеваниях
- при сердечно-сосудистых заболеваниях
- с высокой температурой
- при злокачественной опухоли
- при остром воспалении
- с кардиостимулятором
- при кожных заболеваниях
- беременные/кормящие грудью
- при чрезмерном солнечном ожоге

Дополнительная информация о компании и продукции [страница 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Inngang:	DC5V/1A
Batteri:	500 mAh
Enhetsvekt:	54g
Størrelse:	149,9x28x22mm
Vibrasjonsfrekvens:	12000 RPM
RF:	1 MHz
Ladetid:	3 timer
Bruk av tid:	>30 min

Sikkerhet:

Før du bruker produktet, les denne brukerhåndboken og følg anbefalingene i den når du bruker enheten.

Looky PRO er en kraftig anti-aldringsenhet for pleie av huden rundt øynene. Lindrer effektivt trøtte og hovne øyne. Den stimulerer huden rundt den, strammer den opp og jevner ut den. Den har funksjon av radiobølger med sterk løfteeffekt. Høyfrekvente vibrasjoner på 12 000 RPM kombinert med rødt fotonlys glatter perfekt og pleier den tynne og sensitive huden rundt øynene.

Enhetsbeskrivelse [side 2- f1]:

1. Massasjehode
2. Rødt lys
3. LCD-skjerm
4. Nivåknapp
5. Strøm/modus-knapp
6. USB-ladeport

LCD-skjerm [side 2-f2]:

1. Batteriindikator
2. LED-indikatorlys
3. RF-indikator
4. Vibrasjonsindikator
5. RF-driftsnivåer

Funksjoner:

1. Looky PRO er en enhet for pleie av øyeområdet. Den bruker frekvensen til radiobølger med vibrasjoner, og har i tillegg en funksjon for rødt fotonlys. Bruk den sammen med øyekrem eller gelen og huden din blir jevnere, fastere og lysere.
2. Anti-aldringsteknologi ved hjelp av radiobølger trenger inn i epidermis og varmer opp dermis. De genererte elektromagnetiske bølgene og termisk energi utveksler hverandre, og den genererte termiske effekten fremmer produksjonen av kollagen og reduserer fine rynker.
3. Rødt lysbehandling øker hudens kapasitet for penetrering av aktive ingredienser som finnes i pleieproduktet. Daglig bruk kan effektivt forbedre hudens elastisitet og redusere misfarging rundt øynene.
4. Høyfrekvent vibrasjonsmassasje støtter blodsirkulasjonen og

bedre hudabsorpsjon av de aktive ingrediensene i pleieproduktet.

Service:

Strømknapp - lenge trykk på strømknappen slår på enheten, kort trykk vil bytte driftsmodus.

1. RF + rødt lys + vibrasjon
2. RF + rødt lys
3. RF + vibrasjon
4. RF radiofrekvens

Bryterknapp for intensitetsnivå (justerer kun RF-intensitet)

Hvordan å bruke:

1. Påfør en passende mengde øyekrem på tidligere rensset hud. Fordel den jevnt.
2. Trykk på strømknappen for å slå på enheten, trykk kort på strømknappen for å bytte arbeidsmodus, og trykk kort på strømknappen for å justere RF-intensiteten.
3. Bruk massasjehodet som vist for massasje på tegningen.
4. Etter bruk, tørk av massasjehodet med et tørt håndkle eller tørkepapir.

Oppbevaring:

1. Øyepleieprodukter bør fordeles jevnt før hver behandling for å unngå overdreven opphopning av øyepleieprodukter i massasjehodet.
2. Etter hver behandling, tørk av produktet med et tørt håndkle.
3. Ikke vask enheten under vann eller senk den ned. Enheten er ikke vanntett
4. Ikke bruk etsende midler til å rengjøre enheten.
5. Oppbevar den på et kjølig, tørt sted.
6. Ikke bruk enheten hvis den er skadet.
7. Ikke press enheten mot huden med stor kraft.

Lademetode:

1. Ved lavt strømnivå slår du av enheten og kobler til for å lade.
2. Under ladeprosessen blinker batterisymbolet på displayet.
3. Lad enheten regelmessig for å unngå at batteriet eldes.
4. Når ladingen er fullført, kobler du laderen fra enheten.

Forholdsregler:

1. Følg de anbefalte bruksanvisningene. Hvis øynene dine har betennelse som konjunktivitt, bør du ikke bruke denne enheten før den er fullstendig helbredet. Ikke bruk dette produktet mens du bruker kontaktlinser.
2. Fjern alle metallelementer fra ansiktsområdet før du bruker massasjeapparatet, som øredobber og halskjeder.
3. Ikke bruk Looky PRO-enheten mens den lader.
4. Ikke reparer, demonter eller modifier enheten selv. Eventuelle uregelmessigheter bør vurderes av tjenesten.

5. Ikke slipp eller slå enheten for å unngå at den fungerer feil.
6. Når strømledningen er skadet, ikke bruk den for å unngå kortslutning eller brann.
7. Enheten skal ikke brukes på personer:
 - med infeksjonssykdommer
 - med hjertesykdom
 - med høy feber
 - med ondartet svulst
 - med akutt betennelse
 - med pacemaker
 - med hudsykdommer
 - gravid/ammer
 - med overdreven solbrenthet

Mer informasjon om selskapet og produktene [side 2 - f3]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

Sisäänpääsy:	DC5V/1A
Akku:	500mAh
Yksikköpaino:	54 g
Koko:	149,9 x 28 x 22 mm
Tärinätaajuus:	12000 rpm
RF:	1 MHz
Latausaika:	3 tuntia
Ajan käyttö:	>30 min

Turvallisuus:

Lue tämä käyttöopas ennen tuotteen käyttöä ja noudata sen sisältämiä suosituksia laitetta käyttäessäsi.

Looky PRO on tehokas ikääntymistä estävä laite silmänympärysihon hoitoon. Rauhoittaa tehokkaasti väsyneitä ja turvonneita silmiä. Se stimuloi ympäröivää ihoa, kiinteyttää ja tasoittaa sitä. Sillä on radioaaltojen toiminto, jolla on voimakas nostovaikutus. Korkeataajuiset 12 000 RPM:n värähtelyt yhdistettynä punaiseen fotonivaloon tekevät täydellisestä pehmeän ja hoitavat ohutta ja herkkää silmänympärysihoa.

Laitteen kuvaus [sivu 2- f1]:

1. Hierontapäätä
2. Punainen valo
3. LCD-näyttö
4. Tasopainike
5. Virta/tilapainike
6. USB-latausportti

LCD-näyttö [sivu 2-f2]:

1. Akun ilmaisin
2. LED-merkkivalo
3. RF-ilmaisin
4. Tärinäilmaisin
5. RF-toimintatasot

Toiminnot:

1. Looky PRO on silmänympärysihon hoitoon tarkoitettu laite. Se käyttää radioaaltojen taajuutta värähtelyn kanssa, ja siinä on lisäksi punainen fotonivalotoiminto. Käytä sitä silmänympärysihon tai -geelin kanssa ja ihosi tulee sileämmäksi, kiinteämmäksi ja kirkaammaksi.
2. Radioaaltoja käyttävä ikääntymistä estävä teknologia tunkeutuu orvaskeden läpi ja lämmittää dermiksen. Syntyneet sähkömagneettiset aallot ja lämpöenergia vaihtavat toisiaan, ja syntyvä lämpövaikutus edistää kollageenin tuotantoa ja vähentää hienoja ryppejä.
3. Punaisen valon hoito lisää ihon kykyä tunkeutua hoitotuotteen sisältämiin aktiivisiin ainesosiiniin. Päivittäinen käyttö voi tehokkaasti parantaa ihon kimmoisuutta ja vähentää värjäytyksiä silmien

ympärillä.

4. Korkeataajuinen värinähieronta tukee verenkiertoa ja hoitotuotteen sisältämien aktiivisten ainesosien parempaa imeytymistä ihoon.

Palvelu:

Virtapainike - virtapainikkeen pitkä painallus käynnistää laitteen, lyhyt painallus vaihtaa toimintatilaa.

1. RF + punainen valo + värinä
2. RF + punainen valo
3. RF + värinä
4. RF-radiotaajuus

Voimakkuustason kytkinpainike (säättää vain RF-intensiteettiä)

Kuinka käyttää:

1. Levitä sopiva määrä silmänympärysvoidetta aiemmin puhdistetulle iholle. Levitä tasaisesti.
2. Käynnistä laite painamalla virtapainiketta, vaihda toimintatilaa painamalla virtapainiketta lyhyesti ja säädä RF-intensiteetti painamalla virtapainiketta lyhyesti.
3. Käytä hierontapäätä kuvan osoittamalla tavalla piirustuksessa.
4. Pyyhi hierontapäätä käytön jälkeen kuivalla tai paperipyyhkeellä.

Varastointi:

1. Silmänhoitotuotteet tulee jakaa tasaisesti ennen jokaista hoitoa, jotta vältetään silmänhoitotuotteiden liiallinen kerääntyminen hierontapäähän.
2. Pyyhi tuote jokaisen käsittelyn jälkeen kuivalla pyyhkeellä.
3. Älä pese laitetta veden alla tai upota sitä. Laite ei ole vesitiivis.
4. Älä käytä syövyttäviä aineita laitteen puhdistamiseen.
5. Säilytä sitä viileässä, kuivassa paikassa.
6. Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut.
7. Älä paina laitetta ihoa vasten suurella voimalla.

Lataustapa:

1. Kun virta on alhainen, sammuta laite ja kytke se lataukseen.
2. Latauksen aikana näytössä vilkkuu akun symboli.
3. Lataa laitteesi säännöllisesti välttääksesi akun vanhenemisen.
4. Kun lataus on valmis, irrota laturi laitteesta.

Varotoimenpiteet:

1. Noudata suositeltuja käyttöohjeita. Jos silmissäsi on tulehdus, kuten sidekalvotulehdus, älä käytä tätä laitetta ennen kuin se on täysin parantunut. Älä käytä tätä tuotetta, kun käytät piilolinssisiä.
2. Poista kaikki metalliosat kasvojen alueelta ennen hierontalaitteen käyttöä, kuten korvakorut ja kaulakorut.
3. Älä käytä Looky PRO -laitetta latauksen aikana.
4. Älä korjaa, pura tai muokkaa laitetta itse. Palvelun tulee arvioida mahdolliset väärinkäytökset.
5. Älä pudota tai lyö laitetta, jotta se ei toimi väärin.

6. Kun virtajohto on vaurioitunut, älä käytä sitä oikosulun tai tulipalon välttämiseksi.

7. Laitetta ei saa käyttää ihmisillä:

- tartuntatautien kanssa
- sydänsairauksien kanssa
- korkea kuume
- pahanlaatuinen kasvain
- akuutin tulehduksen kanssa
- sydämentahdistimella
- ihosairauksien kanssa
- raskaana/imetävät
- liiallinen auringonpolttama

Lisätietoa yrityksestä ja tuotteista [sivu 2 - f3]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

Είσοδος:	DC5V/1A
Μπαταρία:	500 mAh
Βάρος μονάδας:	54 γρ
Μέγεθος:	149,9x28x22mm
Συχνότητα κραδασμών:	12000 σ.α.λ
RF:	1 MHz
Χρόνος φόρτισης:	3 ώρες
Χρόνος χρήσης:	> 30 λεπτά

Ασφάλεια:

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη και ακολουθήστε τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτό όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Το Looky PRO είναι μια ισχυρή αντιγηραντική συσκευή για τη φροντίδα του δέρματος γύρω από τα μάτια. Καταπραΐνει αποτελεσματικά τα κουρασμένα και πρησμένα μάτια. Τονώνει το δέρμα γύρω του, το συσφίγγει και το λειαίνει. Έχει τη λειτουργία ραδιοκυμάτων με έντονο εφέ ανύψωσης. Δονήσεις υψηλής συχνότητας 12.000 σ.α.λ. σε συνδυασμό με κόκκινο φως φωτονίων τέλεια λεία και φροντίδα για το λεπτό και ευαίσθητο δέρμα γύρω από τα μάτια.

Περιγραφή συσκευής [σελίδα 2- f1]:

1. Κεφαλή μασάζ
2. Κόκκινο φως
3. Οθόνη LCD
4. Κουμπί επιπέδου
5. Κουμπί λειτουργίας/λειτουργίας
6. Θύρα φόρτισης USB

Οθόνη LCD [σελίδα 2- f2]:

1. Ένδειξη μπαταρίας
2. Ενδεικτική λυχνία LED
3. Ένδειξη ραδιοσυχνοτήτων
4. Ένδειξη κραδασμών
5. Επίπεδα λειτουργίας RF

Λειτουργίες:

1. Το Looky PRO είναι μια συσκευή για την περιποίηση της περιοχής των ματιών. Χρησιμοποιεί τη συχνότητα των ραδιοκυμάτων με δονήσεις και επιπλέον διαθέτει λειτουργία κόκκινου φωτονίου. Χρησιμοποιήστε το με την κρέμα ή το τζελ ματιών σας και το δέρμα σας θα γίνει πιο λείο, σφριγηλό και λαμπερό.
2. Η τεχνολογία ανιγήρανσης που χρησιμοποιεί ραδιοκύματα διεισδύει στην επιδερμίδα και θερμαίνει το χόριο. Τα παραγόμενα ηλεκτρομαγνητικά κύματα και η θερμική ενέργεια ανταλλάσσουν μεταξύ τους και το παραγόμενο θερμικό αποτέλεσμα προάγει την παραγωγή κολλαγόνου και μειώνει τις λεπτές ρυτίδες.
3. Η θεραπεία με κόκκινο φως αυξάνει την ικανότητα του δέρματος

για διείσδυση των ενεργών συστατικών που περιέχονται στο προϊόν περιποίησης. Η καθημερινή χρήση μπορεί να βελτιώσει αποτελεσματικά την ελαστικότητα του δέρματος και να μειώσει τον αποχρωματισμό γύρω από τα μάτια.

4. Το μασάζ δόνησης υψηλής συχνότητας υποστηρίζει την κυκλοφορία του αίματος και την καλύτερη απορρόφηση από το δέρμα των ενεργών συστατικών που περιέχονται στο προϊόν περιποίησης.

Υπηρεσία:

Κουμπί λειτουργίας - παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού λειτουργίας θα ενεργοποιήσει τη συσκευή, το σύντομο πάτημα θα αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας.

1. RF + κόκκινο φως + δόνηση
2. RF + κόκκινο φως
3. RF + δόνηση
4. Ραδιοσυχνότητα RF

Κουμπί διακόπτη στάθμης έντασης (ρυθμίζει μόνο την ένταση RF)

Τρόπος χρήσης:

1. Απλώστε μια κατάλληλη ποσότητα κρέμας ματιών σε προηγουμένως καθαρισμένο δέρμα. Απλώστε το ομοιόμορφα.
2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε σύντομα το κουμπί λειτουργίας για να αλλάξετε τη λειτουργία λειτουργίας και πατήστε σύντομα το κουμπί λειτουργίας για να ρυθμίσετε την ένταση RF.
3. Χρησιμοποιήστε την κεφαλή μασάζ όπως φαίνεται για μασάζ στο σχέδιο.
4. Μετά τη χρήση, σκουπίστε την κεφαλή μασάζ με στεγνή ή χαρτοπετσέτα.

Αποθήκευση:

1. Τα προϊόντα περιποίησης ματιών πρέπει να κατανέμονται ομοιόμορφα πριν από κάθε θεραπεία για να αποφευχθεί η υπερβολική συσσώρευση προϊόντων περιποίησης ματιών στην κεφαλή μασάζ.
2. Μετά από κάθε επεξεργασία, σκουπίστε το προϊόν με μια στεγνή πετσέτα.
3. Μην πλένετε τη συσκευή κάτω από νερό και μην τη βυθίζετε. Η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη.
4. Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικούς παράγοντες για τον καθαρισμό της συσκευής.
5. Αποθηκεύστε το σε δροσερό, ξηρό μέρος.
6. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι κατεστραμμένη.
7. Μην πιέζετε τη συσκευή πάνω στο δέρμα με μεγάλη δύναμη.

Μέθοδος φόρτισης:

1. Σε χαμηλό επίπεδο ισχύος, απενεργοποιήστε τη συσκευή και συνδέστε τη για φόρτιση.
2. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης, το σύμβολο της

μπαταρίας στην οθόνη αναβοσβήνει.

3. Φορτίζετε τη συσκευή σας τακτικά για να αποφύγετε τη γήρανση της μπαταρίας.

4. Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή.

Προφυλάξεις:

1. Ακολουθήστε τις συνιστώμενες οδηγίες λειτουργίας. Εάν τα μάτια σας έχουν φλεγμονή όπως επιπεφυκίτιδα, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή μέχρι να επουλωθεί πλήρως.

Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν ενώ φοράτε φακούς επαφής.

2. Αφαιρέστε όλα τα μεταλλικά στοιχεία από την περιοχή του προσώπου πριν χρησιμοποιήσετε το μασάζ, όπως σκουλαρίκια και κολιέ.

3. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή Looky PRO κατά τη φόρτιση.

4. Μην επισκευάζετε, αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε τη συσκευή μόνοι σας. Τυχόν παρατυπίες θα πρέπει να αξιολογούνται από την υπηρεσία.

5. Μην πέφτετε ή χτυπάτε τη συσκευή για να αποφύγετε τη δυσλειτουργία της.

6. Όταν το καλώδιο ρεύματος είναι κατεστραμμένο, μην το χρησιμοποιείτε για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα ή πυρκαγιά.

7. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα:

- με μολυσματικές ασθένειες
- με καρδιακές παθήσεις
- με υψηλό πυρετό
- με κακοήγη όγκο
- με οξεία φλεγμονή
- με βηματοδότη
- με δερματικές παθήσεις
- έγκυος/θηλάζει
- με υπερβολικό ηλικιακό έγκαυμα

Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία και τα προϊόντα [σελίδα 2 - f3]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautifly.eu

Unos:	DC5V/1A
Baterija:	500 mAh
Težina jedinice:	54g
Veličina:	149,9x28x22 mm
Frekvencija vibracije:	12000 okretaja u minuti
RF:	1 MHz
Vrijeme punjenja:	3 sata
Vrijeme korištenja:	>30 min

Sigurnost:

Prije uporabe proizvoda pročitajte ovaj korisnički priručnik i pridržavajte se preporuka sadržanih u njemu prilikom korištenja uređaja.

Looky PRO je snažan anti-age uređaj za njegu kože oko očiju. Učinkovito smiruje umorne i natečene oči. Stimulira kožu oko nje, učvršćuje je i zaglađuje. Ima funkciju radio valova s jakim lifting učinkom. Visokofrekventne vibracije od 12.000 RPM u kombinaciji s crvenim fotonskim svjetlom savršeno uglađuju i njeguju tanku i osjetljivu kožu oko očiju.

Opis uređaja [stranica 2- f1]:

1. Masaža glave
2. Crveno svjetlo
3. LCD zaslon
4. Gumb za razinu
5. Gumb za napajanje/način rada
6. USB priključak za punjenje

LCD zaslon [stranica 2- f2]:

1. Indikator baterije
2. LED svjetlosni indikator
3. RF indikator
4. Indikator vibracija
5. RF radne razine

Funkcije:

1. Looky PRO je uređaj za njegu područja oko očiju. Koristi frekvenciju radio valova s vibracijama, a dodatno ima funkciju crvenog fotonskog svjetla. Koristite ga s kremom ili gelom za područje oko očiju i vaša će koža postati glađa, čvršća i sjajnija.
2. Tehnologija protiv starenja pomoću radiovalova prodire u epidermis i zagrijava dermis. Generirani elektromagnetski valovi i toplinska energija međusobno se izmjenjuju, a generirani toplinski učinak potiče proizvodnju kolagena i smanjuje sitne bore.
3. Tretman crvenim svjetlom povećava sposobnost kože za prodiranje aktivnih sastojaka sadržanih u proizvodu za njegu. Svakodnevna uporaba može učinkovito poboljšati elastičnost kože i smanjiti promjenu boje oko očiju.
4. Masaža visokofrekventnim vibracijama potiče cirkulaciju krvi i bolje

upijanje aktivnih sastojaka sadržanih u proizvodu za njegu kožom.

Servis:

Tipka za napajanje - dugim pritiskom tipke za uključivanje uključit ćete uređaj, kratkim pritiskom promijeniti način rada.

1. RF + crveno svjetlo + vibracija
2. RF + crveno svjetlo
3. RF + vibracija
4. RF radio frekvencija

Gumb za promjenu razine intenziteta (podešava samo RF intenzitet)

Kako koristiti:

1. Na prethodno očišćenu kožu nanesite odgovarajuću količinu kreme za područje oko očiju. Ravnomjerno ga rasporedite.
2. Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje kako biste uključili uređaj, kratko pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje kako biste promijenili način rada i kratko pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje kako biste podesili RF intenzitet.
3. Koristite glavu za masažu kao što je prikazano za masažu u crtežu.
4. Nakon upotrebe obrišite masažnu glavu suhim ili papirnatim ručnikom.

Skladištenje:

1. Proizvode za njegu oko očiju treba ravnomjerno rasporediti prije svakog tretmana kako bi se izbjeglo prekomjerno nakupljanje proizvoda za njegu očiju u glavi za masažu.
2. Nakon svakog tretmana obrišite proizvod suhim ručnikom.
3. Nemojte prati uređaj pod vodom niti ga uranjati. Uređaj nije vodootporan
4. Ne koristite korozivna sredstva za čišćenje uređaja.
5. Čuvajte na hladnom i suhom mjestu.
6. Ne koristite uređaj ako je oštećen.
7. Nemojte snažno pritiskati uređaj na kožu.

Način punjenja:

1. Na niskoj razini snage, isključite uređaj i spojite ga na punjenje.
2. Tijekom procesa punjenja, simbol baterije na zaslonu treperi.
3. Redovito punite svoj uređaj kako biste izbjegli starenje baterije.
4. Nakon što je punjenje završeno, odspojite punjač s uređaja.

Mjere predostrožnosti:

1. Slijedite preporučene upute za rad. Ako vaše oči imaju upalu kao što je konjunktivitis, ne biste trebali koristiti ovaj uređaj dok se potpuno ne izliječi. Nemojte koristiti ovaj proizvod dok nosite kontaktne leće.
2. Prije korištenja masažera uklonite sve metalne elemente s područja lica, poput naušnica i ogrlica.
3. Ne koristite Looky PRO uređaj tijekom punjenja.
4. Nemojte sami popravljati, rastavljati ili modificirati uređaj.

Eventualne nepravilnosti treba procijeniti servis.

5. Nemojte ispuštati ili udarati uređaj kako biste izbjegli kvar.

6. Ako je kabel za napajanje oštećen, nemojte ga koristiti kako biste izbjegli kratki spoj ili požar.

7. Uređaj se ne smije koristiti na osobama:

- sa zaraznim bolestima
- s bolestima srca
- s visokom temperaturom
- s malignim tumorom
- s akutnom upalom
- s pacemakerom
- s kožnim bolestima
- trudnica/dojilja
- kod prekomjerne opekline od sunca

Više informacija o tvrtki i proizvodima [stranica 2 - f3]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

Inträde:	DC5V/1A
Batteri:	500 mAh
Enhetsvikt:	54g
Storlek:	149,9x28x22mm
Vibrationsfrekvens:	12000 RPM
RF:	1 MHz
Laddningstid:	3 timmar
Använder tid:	>30 min

Säkerhet:

Innan du använder produkten, läs denna bruksanvisning och följ rekommendationerna i den när du använder enheten.

Looky PRO är en kraftfull anti-aging-enhet för vården av huden runt ögonen. Lindrar effektivt trötta och svullna ögon. Den stimulerar huden runt den, stramar upp och jämnar ut den. Den har funktionen av radiovågor med en stark lyfteffekt. Högfrekventa vibrationer på 12 000 RPM kombinerat med rött fotonljus perfekt jämnar och vårdar den tunna och känsliga huden runt ögonen.

Enhetsbeskrivning [sida 2- f1]:

1. Massagehuvud
2. Rött ljus
3. LCD-display
4. Nivåknapp
5. Ström/läge-knapp
6. USB-laddningsport

LCD-skärm [sida 2-f2]:

1. Batteriindikator
2. LED-indikatorlampa
3. RF-indikator
4. Vibrationsindikator
5. RF-driftsnivåer

Funktioner:

1. Looky PRO är en apparat för vård av ögonområdet. Den använder frekvensen av radiovågor med vibrationer och har dessutom en funktion för rött fotonljus. Använd den med din ögonkräm eller gel så blir din hud slätare, fastare och ljusare.
2. Anti-aging-teknik som använder radiovågor penetrerar epidermis och värmer upp dermis. De genererade elektromagnetiska vågorna och den termiska energin utbyter varandra, och den genererade termiska effekten främjar produktionen av kollagen och minskar fina rynkor.
3. Rött ljusbehandling ökar hudens förmåga att penetrera aktiva ingredienser som finns i vårdprodukten. Daglig användning kan effektivt förbättra hudens elasticitet och minska missfärgning runt ögonen.
4. Högfrekvent vibrationsmassage stödjer blodcirkulationen och

bättre hudupptag av de aktiva ingredienserna som finns i vårdprodukten.

Service:

Strömknapp - ett långt tryck på strömknappen sätter på enheten, ett kort tryck växlar driftläge.

1. RF + rött ljus + vibration
2. RF + rött ljus
3. RF + vibration
4. RF-radiofrekvens

Omkopplarknapp för intensitetsnivå (justerar endast RF-intensiteten)

Hur man använder:

1. Applicera en lämplig mängd ögonkräm på tidigare rengjord hud. Fördela det jämnt.
2. Tryck på strömbrytaren för att slå på enheten, tryck kort på strömbrytaren för att växla arbetsläge och tryck kort på strömbrytaren för att justera RF-intensiteten.
3. Använd massagehuvudet enligt bilden för massage i ritningen.
4. Efter användning, torka av massagehuvudet med en torr eller pappershandduk.

Lagring:

1. Ögonvårdsprodukter bör fördelas jämnt före varje behandling för att undvika överdriven ansamling av ögonvårdsprodukter i massagehuvudet.
2. Efter varje behandling, torka av produkten med en torr handduk.
3. Tvätta inte enheten under vatten och sänk inte ner den. Enheten är inte vattentät
4. Använd inte frätande medel för att rengöra enheten.
5. Förvara den på en sval, torr plats.
6. Använd inte enheten om den är skadad.
7. Tryck inte enheten mot huden med stor kraft.

Laddningsmetod:

1. Vid låg strömnivå, stäng av enheten och anslut för att ladda.
2. Under laddningen blinkar batterisymbolen på displayen.
3. Ladda din enhet regelbundet för att undvika att batteriet åldras.
4. När laddningen är klar kopplar du bort laddaren från enheten.

Försiktighetsåtgärder:

1. Följ de rekommenderade bruksanvisningarna. Om dina ögon har inflammation som konjunktivit ska du inte använda denna enhet förrän den är helt läkt. Använd inte denna produkt medan du bär kontaktlinser.
2. Ta bort alla metallelement från ansiktsområdet innan du använder massageapparaten, såsom örhängen och halsband.
3. Använd inte Looky PRO-enheten under laddning.
4. Reparera, plocka isär eller modifiera inte enheten själv. Eventuella

oegentligheter bör bedömas av tjänsten.

5. Tappa eller slå inte enheten för att undvika att den inte fungerar.

6. När nätsladden är skadad, använd den inte för att undvika kortslutning eller brand.

7. Enheten ska inte användas på människor:

- med infektionssjukdomar
- med hjärtsjukdom
- med hög feber
- med elakartad tumör
- med akut inflammation
- med pacemaker
- med hudsjukdomar
- gravid/ammande
- med överdriven solbränna

Mer information om företaget och produkterna [sida 2 - f3]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

Indgang:	DC5V/1A
Batteri:	500 mAh
Enhedsvægt:	54g
Størrelse:	149,9x28x22mm
Vibrationsfrekvens:	12000 RPM
RF:	1 MHz
Lade tid:	3 timer
Brug af tid:	>30 min

Sikkerhed:

Før du bruger produktet, skal du læse denne brugervejledning og følge anbefalingerne deri, når du bruger enheden.

Looky PRO er en kraftfuld anti-aging enhed til pleje af huden omkring øjnene. Lindrer effektivt trætte og hævede øjne. Den stimulerer huden omkring den, opstrammer den og udglatter den. Den har funktionen af radiobølger med en stærk løfteeffekt. Højfrekvente vibrationer på 12.000 RPM kombineret med rødt fotonlys er perfekt glatte og plejer den tynde og følsomme hud omkring øjnene.

Enhedsbeskrivelse [side 2- f1]:

1. Massagehoved
2. Rødt lys
3. LCD display
4. Niveau knap
5. Tænd/sluk-knap
6. USB-opladningsport

LCD-skærm [side 2-f2]:

1. Batteriindikator
2. LED-indikatorlys
3. RF-indikator
4. Vibrationsindikator
5. RF-driftsniveauer

Funktioner:

1. Looky PRO er et apparat til pleje af øjenområdet. Den bruger frekvensen af radiobølger med vibrationer og har desuden en rød fotonlysfunktion. Brug den sammen med din øjencreme eller gel, og din hud bliver glattere, fastere og lysere.
2. Anti-aging teknologi ved hjælp af radiobølger trænger ind i epidermis og opvarmer dermis. De genererede elektromagnetiske bølger og termisk energi udveksler hinanden, og den genererede termiske effekt fremmer produktionen af kollagen og reducerer fine rynker.
3. Behandling med rødt lys øger hudens evne til at trænge ind af aktive ingredienser indeholdt i plejeproduktet. Daglig brug kan effektivt forbedre hudens elasticitet og reducere misfarvning omkring øjnene.

4. Højfrekvent vibrationsmassage understøtter blodcirkulationen og bedre hudoptagelse af de aktive ingredienser indeholdt i plejeproduktet.

Service:

Tænd/sluk-knap - et langt tryk på tænd/sluk-knappen tænder for enheden, et kort tryk skifter driftstilstand.

1. RF + rødt lys + vibration
2. RF + rødt lys
3. RF + vibration
4. RF radiofrekvens

Knap til kontakt til intensitetsniveau (justerer kun RF-intensitet)

Sådan bruger du:

1. Påfør en passende mængde øjencreme på tidligere rensset hud. Fordel det jævnt.
2. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde enheden, tryk kort på tænd/sluk-knappen for at skifte arbejdstilstand, og tryk kort på tænd/sluk-knappen for at justere RF-intensiteten.
3. Brug massagehovedet som vist til massage i tegningen.
4. Efter brug tørres massagehovedet af med en tør klud eller køkkenrulle.

Opbevaring:

1. Øjenplejeprodukter bør fordeles jævnt før hver behandling for at undgå overdreven ophobning af øjenplejeprodukter i massagehovedet.
2. Efter hver behandling aftørres produktet med et tørt håndklæde.
3. Vask ikke enheden under vand eller nedsenk den. Enheden er ikke vandtæt
4. Brug ikke ætsende midler til at rengøre enheden.
5. Opbevar det på et køligt, tørt sted.
6. Brug ikke enheden, hvis den er beskadiget.
7. Pres ikke enheden mod huden med stor kraft.

Opladningsmetode:

1. Ved lavt strømniveau skal du slukke for enheden og tilslutte for at oplade.
2. Under opladningen blinker batterisymbolet på displayet.
3. Oplad din enhed regelmæssigt for at undgå, at batteriet ældes.
4. Når opladningen er fuldført, skal du frakoble opladeren fra enheden.

Forholdsregler:

1. Følg den anbefalede betjeningsvejledning. Hvis dine øjne har betændelse såsom conjunctivitis, bør du ikke bruge denne enhed, før den er fuldstændig helet. Brug ikke dette produkt, mens du har kontaktlinser på.
2. Fjern alle metalelementer fra ansigtsområdet, før du bruger

massageapparatet, såsom øreringe og halskæder.

3. Brug ikke Looky PRO-enheden under opladning.

4. Du må ikke selv reparere, adskille eller modificere enheden.

Eventuelle uregelmæssigheder bør vurderes af tjenesten.

5. Undgå at tabe eller ramme enheden for at undgå, at den fungerer forkert.

6. Når netledningen er beskadiget, må den ikke bruges for at undgå kortslutning eller brand.

7. Enheden bør ikke bruges på personer:

- med infektionssygdomme
- med hjertesygdomme
- med høj feber
- med ondartet tumor
- med akut betændelse
- med en pacemaker
- med hudsygdomme
- gravid/ammende
- med overdreven solskoldning

Mere information om virksomheden og produkterne [side 2 - f3]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

Toegang:	DC5V/1A
Accu:	500 mAh
Gewichtseenheid:	54g
Maat:	149,9x28x22mm
Trillingsfrequentie:	12000 tpm
RF:	1 MHz
Laadtijd:	3 uur
Gebruik van tijd:	>30min

Beveiliging:

Voordat u het product gebruikt, dient u deze gebruikershandleiding te lezen en de daarin opgenomen aanbevelingen op te volgen bij gebruik van het apparaat.

Looky PRO is een krachtig anti-verouderingsapparaat voor de verzorging van de huid rond de ogen. Verzacht effectief vermoeide en gezwollen ogen. Het stimuleert de huid eromheen, verstevigt en maakt deze glad. Het heeft de functie van radiogolven met een sterk liftend effect. Hoogfrequente trillingen van 12.000 RPM gecombineerd met rood fotonlicht verzachten en verzorgen de dunne en gevoelige huid rond de ogen.

Apparaatbeschrijving [pagina 2- f1]:

1. Massagekop
2. Rood licht
3. LCD-scherm
4. Niveaunknop
5. Aan/uit-/modusknop
6. USB-oplaadpoort

LCD-scherm [pagina 2-f2]:

1. Batterij-indicator
2. LED-indicatielampje
3. RF-indicator
4. Trillingsindicator
5. RF-bedieningsniveaus

Functies:

1. Looky PRO is een apparaat voor de verzorging van de ogen. Het maakt gebruik van de frequentie van radiogolven met trillingen en heeft bovendien een rode fotonlichtfunctie. Gebruik het met uw oogcrème of gel en uw huid wordt gladder, steviger en helderder.
2. Antiverouderingstechnologie die gebruik maakt van radiogolven dringt door in de opperhuid en verwarmt de dermis. De gegenereerde elektromagnetische golven en thermische energie wisselen elkaar uit, en het gegenereerde thermische effect bevordert de productie van collageen en vermindert fijne rimpels.
3. Behandeling met rood licht vergroot het vermogen van de huid om de actieve ingrediënten in het verzorgingsproduct door te dringen. Dagelijks gebruik kan de elasticiteit van de huid effectief verbeteren

en verkleuring rond de ogen verminderen.

4. Hoogfrequente vibratiemassage ondersteunt de bloedcirculatie en een betere opname door de huid van de actieve ingrediënten in het verzorgingsproduct.

Dienst:

Aan/uit-knop - druk lang op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen, kort indrukken schakelt de bedrijfsmodus om.

1. RF + rood licht + trillingen
2. RF + rood licht
3. RF + trillingen
4. RF-radiofrequentie

Knop voor intensiteitsniveauschakelaar (past alleen de RF-intensiteit aan)

Hoe te gebruiken:

1. Breng een passende hoeveelheid oogcrème aan op de eerder gereinigde huid. Verdeel het gelijkmatig.
2. Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen, druk kort op de aan/uit-knop om de werkmodus te schakelen en druk kort op de aan/uit-knop om de RF-intensiteit aan te passen.
3. Gebruik de massagekop zoals afgebeeld voor massage in de tekening.
4. Veeg de massagekop na gebruik af met een droge of papieren handdoek.

Opslag:

1. Oogverzorgingsproducten moeten vóór elke behandeling gelijkmatig worden verdeeld om overmatige ophoping van oogverzorgingsproducten in de massagekop te voorkomen.
2. Veeg het product na elke behandeling af met een droge handdoek.
3. Was het apparaat niet onder water en dompel het niet onder. Het apparaat is niet waterdicht.
4. Gebruik geen bijtende middelen om het apparaat schoon te maken.
5. Bewaar het op een koele, droge plaats.
6. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is.
7. Druk het apparaat niet met grote kracht tegen de huid.

Opladmethode:

1. Schakel het apparaat uit bij een laag stroomniveau en sluit het aan om op te laden.
2. Tijdens het opladen knippert het batterijsymbool op het display.
3. Laad uw apparaat regelmatig op om veroudering van de batterij te voorkomen.
4. Zodra het opladen is voltooid, koppelt u de oplader los van het apparaat.

Voorzorgsmaatregelen:

1. Volg de aanbevolen bedieningsinstructies. Als uw ogen een ontsteking hebben, zoals conjunctivitis, mag u dit apparaat niet gebruiken totdat het volledig genezen is. Gebruik dit product niet terwijl u contactlenzen draagt.
2. Verwijder alle metalen elementen van het gezichtsg gebied voordat u de stimulator gebruikt, zoals oorbellen en halskettingen.
3. Gebruik het Looky PRO-apparaat niet tijdens het opladen.
4. Repareer, demonteer of wijzig het apparaat niet zelf. Eventuele onregelmatigheden dienen door de dienst beoordeeld te worden.
5. Laat het apparaat niet vallen of stoot er niet op om storingen te voorkomen.
6. Als het netsnoer beschadigd is, gebruik het dan niet om kortsluiting of brand te voorkomen.
7. Het apparaat mag niet worden gebruikt bij mensen:
 - met infectieziekten
 - met hartziekten
 - met hoge koorts
 - met kwaadaardige tumor
 - met acute ontsteking
 - met een pacemaker
 - met huidziekten
 - zwanger/borstvoeding
 - bij overmatige zonnebrand

Meer informatie over het bedrijf en de producten [pagina 2 - f3]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

Giriş:	DC5V/1A
Pil:	500mAh
Ağırlık birimi:	54g
Boyut:	149,9x28x22 mm
Titreşim frekansı:	12000RPM
RF:	1 MHz
Şarj süresi:	3 saat
Zamanı kullanma:	>30 dakika

Güvenlik:

Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve cihazı kullanırken burada yer alan önerilere uyun.

Looky PRO, göz çevresindeki cildin bakımı için güçlü bir yaşlanma karşıtı cihazdır. Yorgun ve şişmiş gözleri etkili bir şekilde rahatlatır. Çevresindeki cildi uyarır, sıkılaştırır ve pürüzsüzleştirir. Güçlü bir kaldırma etkisine sahip radyo dalgalarının işlevine sahiptir. 12.000 RPM'lik yüksek frekanslı titreşimler, kırmızı foton ışığıyla bir araya gelerek göz çevresindeki ince ve hassas cildi mükemmel şekilde pürüzsüzleştirir ve bakım yapar.

Cihaz açıklaması [sayfa 2- f1]:

1. Masaj başlığı
2. Kırmızı ışık
- 3.LCD ekran
4. Seviye düğmesi
5. Güç/Mod düğmesi
6. USB şarj bağlantı noktası

LCD ekran [sayfa 2-f2]:

1. Pil göstergesi
2. LED gösterge ışığı
- 3.RF göstergesi
4. Titreşim göstergesi
5. RF çalışma seviyeleri

İşlevler:

1. Looky PRO, göz çevresi bakımına yönelik bir cihazdır. Titreşimli radyo dalgalarının frekansını kullanır ve ayrıca kırmızı foton ışık fonksiyonuna sahiptir. Göz kreminiz veya jelinizle birlikte kullandığınızda cildiniz daha pürüzsüz, daha sıkı ve daha parlak hale gelecektir.
2. Radyo dalgalarını kullanan yaşlanma karşıtı teknoloji epidermise nüfuz eder ve dermisi ısıtır. Üretilen elektromanyetik dalgalar ve termal enerji birbirini değiştirir ve oluşturulan termal etki, kolajen üretimini teşvik eder ve ince kırışıklıkları azaltır.
3. Kırmızı ışık tedavisi, bakım ürününün içerdiği aktif bileşenlerin cildin nüfuz etme kapasitesini artırır. Günlük kullanım, cildin elastikiyetini etkili bir şekilde artırabilir ve göz çevresindeki renk bozulmasını azaltabilir.

4. Yüksek frekanslı titreşim masajı, kan dolaşımını ve bakım ürününün içerdiği aktif bileşenlerin cilt tarafından daha iyi emilmesini destekler.

Hizmet:

Güç düğmesi - güç düğmesine uzun basıldığında cihaz açılır, kısa basıldığında çalışma modu değişir.

1. RF + kırmızı ışık + titreşim
2. RF + kırmızı ışık
3. RF + titreşim
4. RF radyo frekansı

Yoğunluk seviyesi değiştirme düğmesi (yalnızca RF yoğunluğunu ayarlar)

Nasıl kullanılır:

1. Daha önce temizlenmiş cilde uygun miktarda göz kremi uygulayın. Eşit şekilde yayın.
2. Cihazı açmak için güç düğmesine basın, çalışma modunu değiştirmek için güç düğmesine kısa basın ve RF yoğunluğunu ayarlamak için güç düğmesine kısa basın.
3. Masaj için masaj başlığını gösterildiği şekilde kullanın. çizimde.
4. Kullanımdan sonra masaj başlığını kuru veya kağıt havluyla silin.

Depolamak:

1. Göz bakım ürünlerinin masaj başlığında aşırı birikmesini önlemek için her tedaviden önce göz bakım ürünleri eşit şekilde dağıtılmalıdır.
2. Her tedaviden sonra ürünü kuru bir havluyla silin.
3. Cihazı su altında yıkamayın veya suya batırmayın. Cihaz su geçirmez değildir
4. Cihazı temizlemek için aşındırıcı maddeler kullanmayın.
5. Serin ve kuru bir yerde saklayın.
6. Hasar görmüşse cihazı kullanmayın.
7. Cihazı cildinize büyük bir kuvvetle bastırmayın.

Şarj yöntemi:

1. Düşük güç seviyesinde cihazı kapatın ve şarja bağlayın.
2. Şarj işlemi sırasında ekrandaki pil simgesi yanıp söner.
3. Pilin yaşlanmasını önlemek için cihazınızı düzenli olarak şarj edin.
4. Şarj işlemi tamamlandıktan sonra şarj cihazını cihazdan çıkarın.

Önlemler:

1. Önerilen çalıştırma talimatlarını izleyin. Eğer gözlerinizde konjonktivit gibi iltihaplar varsa tamamen iyileşene kadar bu cihazı kullanmamalısınız. Kontakt lens takarken bu ürünü kullanmayın.
2. Masaj cihazını kullanmadan önce yüz bölgesindeki küpe ve kolye gibi tüm metal unsurları çıkarın.
3. Looky PRO cihazını şarj sırasında kullanmayın.
4. Cihazı kendiniz tamir etmeyin, parçalarına ayırmayın veya değişiklik yapmayın. Herhangi bir usulsüzlük servis tarafından

değerlendirilmelidir.

5. Anızalanmasını önlemek için lütfen cihazı düşürmeyin veya çarpmayın.

6. Güç kablosu hasar gördüğünde kısa devre veya yangını önlemek için kullanmayın.

7. Cihaz aşağıdaki kişiler üzerinde kullanılmamalıdır:

- bulaşıcı hastalıklarla
- kalp hastalığı olan
- yüksek ateşle
- kötü huylu tümörlü
- akut inflamasyonla
- kalp pili ile
- cilt hastalıkları ile
- hamile/emziren
- aşırı güneş yanığı ile

Şirket ve ürünler hakkında daha fazla bilgi [sayfa 2 - f3]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

вход:	DC5V/1A
Батерия:	500mAh
Единично тегло:	54g
размер:	149,9x28x22 мм
Честота на вибрация:	12000RPM
RF:	1 MHz
Време за зареждане:	3 часа
Използване на време:	>30 мин

Сигурност:

Преди да използвате продукта, прочетете това ръководство за потребителя и следвайте препоръките, съдържащи се в него, когато използвате устройството.

Looky PRO е мощен антиейдж уред за грижа за кожата около очите. Ефективно успокоява уморените и подути очи. Стимулира кожата около нея, стяга я и я изглажда. Има функцията на радиовълни със силен лифтинг ефект. Високочестотни вибрации от 12 000 оборота в минута, съчетани с червена фотонна светлина идеално гладка и се грижат за тънката и чувствителна кожа около очите.

Описание на устройството [страница 2- f1]:

1. Масажна глава
2. Червена светлина
3. LCD дисплей
4. Бутон за ниво
5. Бутон за хранване/режим
6. USB порт за зареждане

LCD дисплей [страница 2- f2]:

1. Индикатор за батерията
2. LED светлинен индикатор
3. RF индикатор
4. Индикатор за вибрации
5. PC работни нива

Функции:

1. Looky PRO е уред за грижа за зоната около очите. Използва честотата на радиовълните с вибрации и допълнително има функция за червена фотонна светлина. Използвайте го с околоочен крем или гел и кожата ви ще стане по-гладка, по-стегната и по-ярка.
2. Технология против стареене, използваща радиовълни, прониква в епидермиса и загарява дермата. Генерираните електромагнитни вълни и топлинна енергия се обменят взаимно, като генерираният топлинен ефект насърчава производството на колаген и намалява фините бръчки.
3. Третирането с червена светлина увеличава способността на кожата за проникване на активните съставки, съдържащи се в

продукта за грижа. Ежедневната употреба може ефективно да подобри еластичността на кожата и да намали обезцветяването около очите.

4. Високочестотният вибрационен масаж подпомага кръвообращението и по-доброто усвояване от кожата на активните съставки, съдържащи се в продукта за грижа.

Обслужване:

Бутон за захранване - продължително натискане на бутона за захранване ще включи устройството, кратко натискане ще превключи режима на работа.

1. RF + червена светлина + вибрация
2. RF + червена светлина
3. RF + вибрация
4. RF радиочестота

Бутон за превключване на ниво на интензитет (регулира само интензитета на RF)

Как да използвам:

1. Нанесете подходящо количество околоочен крем върху предварително почистена кожа. Разнесете го равномерно.
2. Натиснете бутона за захранване, за да включите устройството, натиснете кратко бутона за захранване, за да превключите работния режим, и натиснете кратко бутона за захранване, за да регулирате интензитета на RF.
3. Използвайте масажната глава, както е показано за масаж в чертежа.
4. След употреба избършете масажната глава със суха или хартиена кърпа.

Съхранение:

1. Продуктите за грижа за очите трябва да се разпределят равномерно преди всяка процедура, за да се избегне прекомерното натрупване на продукти за грижа за очите в масажната глава.
2. След всяко третиране избършете продукта със суха кърпа.
3. Не мийте устройството под вода и не го потапяйте. Устройството не е водоустойчиво
4. Не използвайте корозивни агенти за почистване на устройството.
5. Съхранявайте го на хладно и сухо място.
6. Не използвайте устройството, ако е повредено.
7. Не притискайте устройството към кожата с голяма сила.

Метод на зареждане:

1. При ниско ниво на мощност изключете устройството и го свържете за зареждане.
2. По време на процеса на зареждане символът на батерията на дисплея мига.
3. Зареждайте устройството си редовно, за да избегнете

стареенето на батерията.

4. След като зареждането приключи, изключете зарядното от устройството.

Предпазни мерки:

1. Следвайте препоръчаните инструкции за работа. Ако очите ви имат възпаление като конюнктивит, не трябва да използвате това устройство, докато не бъде напълно излекувано. Не използвайте този продукт, докато носите контактни лещи.

2. Отстранете всички метални елементи от областта на лицето, преди да използвате масажора, като обеци и колиета.

3. Не използвайте устройството Looky PRO по време на зареждане.

4. Не поправяйте, разглобявайте или модифицирайте устройството сами. Всякакви нередности трябва да бъдат оценени от сервиза.

5. Моля, не изпускате и не удряйте устройството, за да избегнете повреда.

6. Когато захранващият кабел е повреден, не го използвайте, за да избегнете късо съединение или пожар.

7. Устройството не трябва да се използва върху хора:

- с инфекциозни заболявания
- със сърдечни заболявания
- с висока температура
- със злокачествен тумор
- с остро възпаление
- с пейсмейкър
- с кожни заболявания
- бременна/кърмачка
- с прекомерно слънчево изгаряне

Повече информация за компанията и продуктите

[страница 2 - f3]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

- مع جهاز تنظيم ضربات القلب -
- مع الأمراض الجلدية -
- الحامل/المرضعة -
- مع حروق الشمس المفرطة -

[f3 - صفحة 2] مزيد من المعلومات حول الشركة والمنتجات

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautifly.eu

1. الضوء الأحمر + الاهتزاز + RF.
 2. الضوء الأحمر + RF.
 3. الترددات اللاسلكية + الاهتزاز.
 4. تردد الراديو.
- زر تبديل مستوى الكثافة (يضبط كثافة التردد اللاسلكي فقط)

كيف تستعمل:

1. ضع كمية مناسبة من كريم العين على بشرة سبق تنظيفها. انشرها بالتساوي.
2. اضغط على زر الطاقة لتشغيل الجهاز، واضغط لفترة قصيرة على زر الطاقة لتبديل وضع العمل، واضغط لفترة قصيرة على زر الطاقة لضبط كثافة التردد اللاسلكي.
3. استخدم رأس التدليك كما هو موضح للتدليك.
4. بعد الاستخدام، امسح رأس التدليك بمنشفة جافة أو ورقية.

تخزين:

1. يجب توزيع منتجات العناية بالعين بالتساوي قبل كل علاج لتجنب التراكم المفرط لمنتجات العناية بالعين في رأس التدليك.
2. بعد كل معالجة، امسح المنتج بمنشفة جافة.
3. لا تغسل الجهاز تحت الماء أو تغمره. الجهاز ليس مقاوم للماء.
4. لا تستخدم المواد المسببة للتآكل لتنظيف الجهاز.
5. قم بتخزينه في مكان بارد وجاف.
6. لا تستخدم الجهاز في حالة تلفه.
7. لا تضغط الجهاز على الجلد بقوة كبيرة.

طريقة الشحن:

1. عند مستوى الطاقة المنخفض، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وتوصيله بالشحن.
2. أثناء عملية الشحن، يومض رمز البطارية الموجود على شاشة العرض.
3. اشحن جهازك بانتظام لتجنب شيخوخة البطارية.
4. بمجرد اكتمال الشحن، افصل الشاحن عن الجهاز.

احتياطات:

1. اتبع تعليمات التشغيل الموصى بها. إذا كنت عيناك مصابة بالتهاب مثل التهاب الملتحمة، فلا يجب عليك استخدام هذا الجهاز حتى يتم شفاها تماما. لا تستخدم هذا المنتج أثناء ارتداء العدسات اللاصقة.
2. إزالة كافة العناصر المعدنية من منطقة الوجه قبل استخدام جهاز التدليك مثل الأقراط والقلادات.
3. أثناء الشحن Looky PRO، لا تستخدم جهاز.
4. لا تقم بإصلاح الجهاز أو تفكيكه أو تعديله بنفسك. وينبغي تقييم أي مخالفات من قبل الخدمة.
5. يرجى عدم إسقاط الجهاز أو ضربه لتجنب حدوث خلل.
6. في حالة تلف سلك الطاقة، لا تستخدمه لتجنب حدوث ماس كهربائي أو نشوب حريق.
7. لا ينبغي استخدام الجهاز على الأشخاص مع الأمراض المعدية - مع أمراض القلب - مع ارتفاع في درجة الحرارة - مع ورم خبيث - مع التهاب حاد.

تيار مستمر 5 فولت/1 أمبير	دخول:
500 مللي أمبير	بطارية
54 جرام	وحدة الوزن
149.9 × 28 × 22 ملم	مقاس
12000 دورة في الدقيقة	تردد الاهتزاز
1 ميغا هرتز	الترددات اللاسلكية
3 ساعات	وقت الشحن
30 دقيقة >	استخدام الوقت

حمية:

قبل استخدام المنتج، اقرأ دليل المستخدم هذا واتبع التوصيات الواردة فيه عند استخدام الجهاز.

هو جهاز قوي لمكافحة الشيخوخة للعناية بالبشرة حول العينين. يهدئ Looky PRO بشكل فعال العيون المتعبة والمتورمة. فهو يحفز الجلد من حوله ويشده وينعمه. لديها وظيفة موجات الراديو مع تأثير رفع قوي. اهتزازات عالية التردد تصل إلى 12,000 دورة في الدقيقة مع ضوء الفوتون الأحمر تعمل على تلطيف البشرة الرقيقة والحساسة حول العينين بشكل مثالي والعناية بها.

[1]صفحة 2] وصف الجهاز

1. تدليك الرأس
2. الضوء الأحمر
3. شاشة LCD
4. زر المستوى
5. زر الطاقة/الوضع
6. USB منفذ شحن

[2]صفحة 2] LCD شاشة

1. مؤشر البطارية
2. ضوء مؤشر LED
3. مؤشر الترددات اللاسلكية
4. مؤشر الاهتزاز
5. مستويات تشغيل الترددات اللاسلكية

المهام:

1. Looky PRO هو جهاز للعناية بمنطقة العين. يستخدم تردد موجات الراديو مع Looky PRO الاهتزازات، بالإضافة إلى أنه يحتوي على وظيفة ضوء الفوتون الأحمر. استخدامه مع كريم أو جل العين وستصبح بشرتك أكثر نعومة وثباتًا وإشراقًا.
2. تكنولوجيا مكافحة الشيخوخة باستخدام موجات الراديو تخترق البشرة وتسخن الأدمة. تتبادل الموجات الكهر ومغناطيسية والطاقة الحرارية المتولدة بعضها البعض، ويعزز التأثير الحراري المتولد إنتاج الكولاجين ويقلل التجاعيد الدقيقة.
3. يزيد العلاج بالضوء الأحمر من قدرة الجلد على اختراق المكونات النشطة الموجودة في منتج العناية. الاستخدام اليومي يمكن أن يحسن بشكل فعال مرونة الجلد ويقلل من تغير اللون حول العينين.
4. تدليك الاهتزاز عالي التردد يدعم الدورة الدموية وامتصاص الجلد بشكل أفضل للمكونات النشطة الموجودة في منتج العناية.

خدمة:

زر الطاقة - الضغط لفترة طويلة على زر الطاقة سيعمل على تشغيل الجهاز، والضغط القصير سيعمل على تبديل وضع التشغيل.



[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym: Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych

punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Urządzenie zostało wprowadzone do obrotu po 13.08.2005 r

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators must not be combined with other household waste. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the packaging. Dispose of waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators at your local separate collection point or to your dealer. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Incorrect handling or damage to them may lead to damage to health or environmental pollution when the equipment is further disposed of or recycled. The device was placed on the market after August 13, 2005



[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent niniejszym na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że wyżej wymieniony produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej a także dyrektywą Parlamentu Europejskiego i

Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem.

[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer hereby declares under its sole responsibility that the above product complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances.

www.beautifly.eu/deklaracje

Importer: Beautifly Sp. z o.o.

Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska

Model: Looky PRO