

BEAUTIFLY

Hydraclear

P R O

series

Urządzenie kosmetyczne
do oczyszczania
wodorowego twarzy
Deep cleaning beauty
instrument


Instrukcja obsługi
User manual



 /beautifly.eu  @beautifly.eu  beautifly.eu

 /beautiflyeu  @beautifly.eu


f1



f3



f2



Ciśnienie adsorpcji:	60KP
Pojemność:	30ml
Zapakowane:	5V/1A
Moc:	6W
Pojemność baterii:	900mA
Ładowanie	standardowe ładowanie przez USB
W zestawie:	urządzenie, kabel USB, zbiornik na wodę, instrukcja obsługi, 6 końcówek w różnych rozmiarach, płatki włókny

Bezpieczeństwo:

Przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi i przestrzegaj zaleceń w niej zawartych w trakcie użytkowania urządzenia.

Opis urządzenia [strona 2-f1]:

1. Wymienna głowica
2. Kontrolka świetlna
3. Regulacja ciepła/ przycisk regulacji ciepła
4. Przycisk zasilania
5. Wejście ładowarki
6. Zbiornik wodny

Opiszczanie wodorowe (hydrabrazja)

Hydrabrazja to łagodny zabieg oczyszczający, nawilżający i złuszczeniowy skórę. Jest zdecydowanie bardziej delikatny niż mikrodermabrazja, dlatego nawet osoby ze skórą wrażliwą, dojrzałą, naczynkową czy skłoną do trądziku mogą z niego korzystać. W celu osiągnięcia maksymalnych efektów oczyszczania do zabiegów wykorzystaj specjalne końcówki dedykowane do konkretnych partii twarzy. Dzięki nim oczyszczysz skórę nawet w trudno dostępnych miejscach i znacznie łatwiej uzyskasz oczekiwane rezultaty

Obsługa urządzenia:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
2. Krótko przytrzymaj przycisk zasilania, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom intensywności.
3. Pierwszy poziom intensywności włącza jedno zielone światło, drugi dwa zielone światła, a trzeci trzy zielone światła.
4. Podczas ładowania wskaźnik ładowania świeci się na czerwono. Gdy bateria jest pełna, czerwone światło gaśnie i włącza się zielone światło.
5. Czas ładowania (pełne naładowanie) urządzenia to około 3,5 godziny.

Środki ostrożności:

1. Nie umieszczaj urządzenia w środowisku o silnym polu magnetycznym.
2. Uważaj, aby podczas używania nie przechylać urządzenia o więcej niż 45°C, w przeciwnym razie z otworu wydechowego wytryśnie woda.
3. To urządzenie może używać jedynie czystej wody. Nie używaj innych płynów, które nie są odpowiednie dla tego urządzenia.
4. Nie należy korzystać z urządzenia podczas jego ładowania.
5. Wnętrze zbiornika na wodę może być dezynfekowane i sterylizowane.
6. To urządzenie nie powinno być moczone lub zanurzone w wodzie w celu czyszczenia. Należy zachować ostrożność podczas korzystania z urządzenia i uważać, aby w trakcie jego użytkowania lub czyszczenia woda nie dostała się do wnętrza.
7. Po każdym użyciu urządzenia należy opróżnić zbiornik na wodę ze zużytej wody, a następnie dokładnie wysuszyć urządzenie.

Sposób użycia:

1. Usuń makijaż z twarzy, używając środka do demakijażu. Zalecamy, aby przed zabiegiem, zastosować również maskę lub płyn rozpułchniający otwierający pory.
2. Wypełnij czystą wodą 2/3 zbiornika.
3. Załóż odpowiednią końcówkę czyszczącą. Trzymaj urządzenie w pozycji pionowej. Wykonuj płynne ruchy i nie zatrzymuj głowicy w jednym miejscu. Po zabiegu wyjmij peśeta lub igłą z wężyka filtr walkowy.
4. Po zakończeniu zabiegu oczyszczania przemyj twarz tonikiem i nałóż na skórę preparat nawilżający lub maskę. Pamiętaj o ochronie SPF. Zabieg hydrabrazji można wykonywać przez cały rok. Dla najlepszych efektów należy przeprowadzać go regularnie, 1-2 razy w tygodniu, w zależności od potrzeb skóry. Czas trwania zabiegu to około 5-10 minut.

Opis funkcji:

1. Końcówka czyszcząca- usuwanie zaskórników, martwego naskórka, zrogowaceń, oczyszczanie porów.
Obszar stosowania: policzki, czoło
2. Końcówka czyszcząca (wzmocniona siła ssania)- usuwanie zaskórników, oczyszczanie porów.
Obszar stosowania: strefa T, część nosowa
3. Spiralna końcówka czyszcząca- usuwanie martwego naskórka, oczyszczanie porów.
Obszar stosowania: policzki, czoło
4. Silikonowa końcówka czyszcząca- usuwanie trądziku i zrogowaceń, oczyszczanie porów.
Obszar stosowania: policzki, czoło.
Końcówki wykonane z silikonu medycznego.

Kąt pracy urządzenia: Patrz strona 2-42.

Więcej informacji o firmie oraz produktach [strona 2 - f3]:

- www.beautifyly.eu
- www.youtube.com/beautifyly

Adsorption pressure:	60KP
Capacity:	30ml
Packed:	5V/1A
Power:	6W
Battery Capacity:	900mA
Landing	standard USB charging
Included:	device, USB cable, water tank, user manual, 6 tips in different sizes, non-woven fabric pads

Security:

Before using the product, read this user manual and follow the recommendations contained therein when using the device.

Device description [page 2-f1]:

1. Replaceable head
2. Indicator light
3. Heat control/heat control button
4. Power button
5. Charger input
6. Water reservoir

Hydrogen purification (hydrabrasion)

Hydrabrasion is a gentle treatment that cleanses, moisturizes and exfoliates the skin. It is definitely more gentle than microdermabrasion, so even people with sensitive, mature, vascular or acne-prone skin can use it. In order to achieve maximum cleansing effects, use special tips dedicated to specific parts of the face. Thanks to them, you can cleanse the skin even in hard-to-reach places and achieve the expected results much easier.

Device operation:

1. Press and hold the power button for 3 seconds to turn your device on or off.
2. Briefly hold the power button to increase or decrease the intensity level.
3. The first intensity level turns on one green light, the second intensity turns on two green lights, and the third intensity turns on three green lights.
4. While charging, the charging indicator lights red. When the battery is full, the red light turns off and the green light turns on.
5. Charging time (full charge) of the device is approximately 3.5 hours.

Precautions:

1. Do not place the device in an environment with a strong magnetic field.
2. Be careful not to tilt the device more than 45°C when using, otherwise water will spray out of the exhaust port.
3. This device can only use clean water. Do not use other liquids that are not suitable for this device.
4. Do not use the device while it is charging.
5. The inside of the water tank can be disinfected and sterilized.
6. This device should not be soaked or immersed in water for cleaning. Please be careful when using the device and make sure that no water gets inside when using or cleaning it.
7. After each use of the device, empty the water tank of used water and then dry the device thoroughly.

How to use:

1. Remove makeup from your face using a makeup remover. We recommend that you also use a mask or pore-opening liquid before the treatment.
2. Fill 2/3 of the tank with clean water.
3. Attach the appropriate cleaning tip. Hold the device in a vertical position. Make smooth movements and do not stop the head in one place. After the procedure, remove the cylindrical filter from the hose with tweezers or a needle.
4. After cleansing, wash your face with tonic and apply a moisturizer or mask to your skin. Remember to protect yourself with SPF. Hydrabrasion treatment can be performed all year round. For best results, it should be performed regularly, 1-2 times a week, depending on the skin's needs. The duration of the treatment is approximately 5-10 minutes.

Function description:

1. Cleansing tip - removal of blackheads, dead skin, calluses, cleansing pores. Area of application: cheeks, forehead
2. Cleaning tip (increased suction power) - removing blackheads, cleaning pores. Area of use: T zone, nose part
3. Spiral cleaning tip - removal of dead skin, cleansing pores. Area of application: cheeks, forehead
4. Silicone cleaning tip - removing acne and calluses, cleansing pores. Area of application: cheeks, forehead. Tips made of medical silicone.

Device working angle: See page 2-f2.

More information about the company and products [page 2 - f3]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautify.eu

Adsorptionsdruck:	60KP
Kapazität:	30 ml
Verpackt:	5V/1A
Leistung:	6W
Batteriekapazität:	900mA
Landung	Standard-USB-Aufladung
Inbegriffen:	Gerät, USB-Kabel, Wassertank, Bedienungsanleitung, 6 Spitzen in verschiedenen Größen, Vliesstoffpads

Sicherheit:

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Empfehlungen bei der Verwendung des Geräts.

Gerätebeschreibung [Seite 2-f1]:

1. Austauschbarer Kopf
2. Kontrollleuchte
3. Wärmeregulierung/Wärmeregulierungstaste
4. Ein-/Aus-Taste
5. Ladegeräteingang
6. Wasserreservoir

Wasserstoffreinigung (Hydrabrasion)

Hydrabrasion ist eine sanfte Behandlung, die die Haut reinigt, mit Feuchtigkeit versorgt und peelt. Es ist definitiv sanfter als Mikrodermabrasion, sodass es auch von Menschen mit empfindlicher, reifer, vaskulärer oder zu Akne neigender Haut angewendet werden kann. Um eine maximale Reinigungswirkung zu erzielen, verwenden Sie spezielle Tipps für bestimmte Gesichtspartien. Dank Ihnen können Sie die Haut auch an schwer zugänglichen Stellen reinigen und die erwarteten Ergebnisse viel einfacher erzielen.

Gerätebedienung:

1. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um Ihr Gerät ein- oder auszuschalten.
2. Halten Sie die Einschalttaste kurz gedrückt, um die Intensitätsstufe zu erhöhen oder zu verringern.
3. Die erste Intensitätsstufe schaltet ein grünes Licht ein, die zweite Intensität schaltet zwei grüne Lichter ein und die dritte Intensität schaltet drei grüne Lichter ein.
4. Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladeanzeige rot. Wenn der Akku voll ist, erlischt das rote Licht und das grüne Licht geht an.
5. Die Ladezeit (Vollladung) des Geräts beträgt ca. 3,5 Stunden.

Vorsichtsmaßnahmen:

1. Platzieren Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit einem starken Magnetfeld.
2. Achten Sie darauf, das Gerät bei der Verwendung nicht um mehr als 45 °C zu neigen, da sonst Wasser aus der Auslassöffnung spritzt.
3. Dieses Gerät kann nur sauberes Wasser verwenden. Verwenden Sie keine anderen Flüssigkeiten, die nicht für dieses Gerät geeignet sind.
4. Benutzen Sie das Gerät nicht, während es aufgeladen wird.
5. Das Innere des Wassertanks kann desinfiziert und sterilisiert werden.
6. Dieses Gerät darf zum Reinigen nicht eingeweicht oder in Wasser getaucht werden. Gehen Sie beim Gebrauch des Geräts vorsichtig vor und achten Sie darauf, dass bei der Benutzung oder Reinigung kein Wasser in das Innere gelangt.
7. Leeren Sie nach jedem Gebrauch des Geräts das verbrauchte Wasser aus dem Wassertank und trocknen Sie das Gerät anschließend gründlich ab.

Wie benutzt man:

1. Entfernen Sie Make-up mit einem Make-up-Entferner von Ihrem Gesicht. Wir empfehlen Ihnen, vor der Behandlung zusätzlich eine Maske oder eine porenöffnende Flüssigkeit zu verwenden.
2. Füllen Sie den Tank zu 2/3 mit sauberem Wasser.
3. Bringen Sie die entsprechende Reinigungsspitze an. Halten Sie das Gerät senkrecht. Machen Sie sanfte Bewegungen und halten Sie den Kopf nicht an einer Stelle an. Entfernen Sie nach dem Eingriff den zylindrischen Filter mit einer Pinzette oder einer Nadel vom Schlauch.
4. Waschen Sie Ihr Gesicht nach der Reinigung mit Tonic und tragen Sie eine Feuchtigkeitscreme oder Maske auf Ihre Haut auf. Denken Sie daran, sich mit Lichtschutzfaktor zu schützen. Die Hydrabrasion-Behandlung kann das ganze Jahr über durchgeführt werden. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollte es je nach Hautbedürfnis regelmäßig 1-2 Mal pro Woche durchgeführt werden. Die Dauer der Behandlung beträgt ca. 5-10 Minuten.

Bedienungsanleitung:

1. Reinigungstipp – Entfernung von Mitessem, abgestorbener Haut, Hornhaut, Reinigung der Poren. Anwendungsbereich: Wangen, Stirn
2. Reinigungstipp (erhöhte Saugkraft) – Mitesser entfernen, Poren reinigen. Einsatzbereich: T-Zone, Nasenpartie
3. Spiral-Reinigungstipp – Entfernung abgestorbener Haut, Reinigung der Poren. Anwendungsbereich: Wangen, Stirn
4. Silikon-Reinigungsspitze – Akne und Hornhaut entfernen, Poren reinigen. Einsatzbereich: Wangen, Stirn. Spitzen aus medizinischem Silikon.

Arbeitswinkel des Geräts: Siehe Seite 2-f2.

Weitere Informationen zum Unternehmen und den Produkten [Seite 2 - f3]:

- www.beautifyly.eu;
- www.youtube.com/beautifyly

Pression d'adsorption :	60KP
Capacité:	30 ml
Emballé:	5V/1A
Pouvoir:	6W
Capacité de la batterie:	900mA
Atterissage	chargement USB standard
Inclus:	appareil, câble USB, réservoir d'eau, manuel d'utilisation, 6 embouts de différentes tailles, tampons en tissu non tissé

Sécurité:

Avant d'utiliser le produit, lisez ce manuel d'utilisation et suivez les recommandations qu'il contient lors de l'utilisation de l'appareil.

Description de l'appareil [page 2-f1]:

1. Tête remplaçable
2. Voyant lumineux
3. Bouton de contrôle de la chaleur/contrôle de la chaleur
4. Bouton d'alimentation
5. Entrée chargeur
6. Réservoir d'eau

Purification de l'hydrogène (hydrabrasion)

L'hydrabrasion est un traitement doux qui nettoie, hydrate et exfolie la peau. Il est nettement plus doux que la microdermabrasion, donc même les personnes ayant une peau sensible, mature, vasculaire ou à tendance acnéique peuvent l'utiliser. Afin d'obtenir un effet nettoyant maximal, utilisez des astuces spéciales dédiées à des parties spécifiques du visage. Grâce à eux, vous pouvez nettoyer la peau même dans les endroits difficiles d'accès et obtenir les résultats escomptés beaucoup plus facilement.

Fonctionnement de l'appareil:

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre votre appareil.
2. Maintenez brièvement le bouton d'alimentation pour augmenter ou diminuer le niveau d'intensité.
3. Le premier niveau d'intensité allume une lumière verte, la deuxième intensité allume deux lumières vertes et la troisième intensité allume trois lumières vertes.
4. Pendant la charge, le voyant de charge s'allume en rouge. Lorsque la batterie est pleine, le voyant rouge s'éteint et le voyant vert s'allume.
5. Le temps de charge (charge complète) de l'appareil est d'environ 3,5 heures.

Précautions:

1. Ne placez pas l'appareil dans un environnement avec un champ magnétique puissant.
2. Veillez à ne pas incliner l'appareil à plus de 45 °C lors de l'utilisation, sinon de l'eau s'échappera de l'orifice d'échappement.
3. Cet appareil ne peut utiliser que de l'eau propre. N'utilisez pas d'autres liquides qui ne conviennent pas à cet appareil.
4. N'utilisez pas l'appareil pendant qu'il est en charge.
5. L'intérieur du réservoir d'eau peut être désinfecté et stérilisé.
6. Cet appareil ne doit pas être trempé ou immergé dans l'eau pour le nettoyage. Soyez prudent lorsque vous utilisez l'appareil et assurez-vous qu'aucune eau ne pénètre à l'intérieur lors de son utilisation ou de son nettoyage.
7. Après chaque utilisation de l'appareil, videz le réservoir d'eau de l'eau usée puis séchez soigneusement l'appareil.

Comment utiliser:

1. Démaquillez votre visage à l'aide d'un démaquillant. Nous vous recommandons d'utiliser également un masque ou un liquide ouvre-pores avant le traitement.
2. Remplissez les 2/3 du réservoir avec de l'eau propre.
3. Fixez l'embout de nettoyage approprié. Tenez l'appareil en position verticale. Faites des mouvements fluides et n'arrêtez pas la tête au même endroit. Après la procédure, retirez le filtre cylindrique du tuyau avec une pince à épiler ou une aiguille.
4. Après le nettoyage, lavez votre visage avec du tonique et appliquez une crème hydratante ou un masque sur votre peau. Pensez à vous protéger avec un SPF. Le traitement d'hydrabrasion peut être effectué toute l'année. Pour de meilleurs résultats, elle doit être effectuée régulièrement, 1 à 2 fois par semaine, en fonction des besoins de la peau. La durée du traitement est d'environ 5 à 10 minutes.

Description de la fonction:

1. Astuce nettoyante - élimination des points noirs, des peaux mortes, des callosités, nettoyage des pores. Domaine d'application : joues, front
2. Astuce de nettoyage (puissance d'aspiration accrue) - élimination des points noirs, nettoyage des pores. Domaine d'utilisation : zone T, partie du nez
3. Embout de nettoyage en spirale - élimination des peaux mortes, nettoyage des pores. Domaine d'application : joues, front
4. Embout de nettoyage en silicone - élimine l'acné et les callosités, nettoie les pores. Domaine d'application: joues, front. Embouts en silicone médical.

Angle de travail de l'appareil : Voir page 2-f2.

Plus d'informations sur l'entreprise et les produits [page 2 - f3]:

- www.beautify.eu
 - www.youtube.com/beautify.eu

Presión de adsorción:	60KP
Capacidad:	30ml
Lleno:	5V/1A
Fuerza:	6W
Capacidad de la batería:	900mA
Aterrizaje	carga USB estándar
Incluido:	dispositivo, cable USB, tanque de agua, manual de usuario, 6 puntas en diferentes tamaños, almohadillas de tela no tejida

Seguridad:

Antes de utilizar el producto, lea este manual de usuario y siga las recomendaciones contenidas en el mismo cuando utilice el dispositivo.

Descripción del dispositivo [página 2-f1]:

1. Cabeza reemplazable
2. Luz indicadora
3. Control de calor/botón de control de calor
4. Botón de encendido
5. Entrada del cargador
6. Depósito de agua

Purificación de hidrógeno (hidrabrasión)

La hidrabrasión es un tratamiento suave que limpia, hidrata y exfolia la piel. Definitivamente es más suave que la microdermoabrasión, por lo que incluso las personas con piel sensible, madura, vascular o propensa al acné pueden utilizarla. Para lograr los máximos efectos de limpieza, utilice consejos especiales dedicados a partes específicas del rostro. Gracias a ellos podrá limpiar la piel incluso en lugares de difícil acceso y conseguir los resultados esperados mucho más fácilmente.

Operación del dispositivo:

1. Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender o apagar su dispositivo.
2. Mantenga presionado brevemente el botón de encendido para aumentar o disminuir el nivel de intensidad.
3. El primer nivel de intensidad enciende una luz verde, la segunda intensidad enciende dos luces verdes y la tercera intensidad enciende tres luces verdes.
4. Mientras se carga, el indicador de carga se ilumina en rojo. Cuando la batería está llena, la luz roja se apaga y la luz verde se enciende.
5. El tiempo de carga (carga completa) del dispositivo es de aproximadamente 3,5 horas.

Precauciones:

1. No coloque el dispositivo en un entorno con un campo magnético fuerte.
2. Tenga cuidado de no inclinar el dispositivo a más de 45 °C cuando lo utilice, de lo contrario saldrá agua por el puerto de escape.
3. Este dispositivo sólo puede utilizar agua limpia. No utilice otros líquidos que no sean adecuados para este dispositivo.
4. No utilice el dispositivo mientras se está cargando.
5. El interior del tanque de agua se puede desinfectar y esterilizar.
6. Este dispositivo no debe remojar ni sumergirse en agua para su limpieza. Tenga cuidado al utilizar el dispositivo y asegúrese de que no entre agua al utilizarlo o limpiarlo.
7. Después de cada uso del dispositivo, vacíe el tanque de agua usada y luego seque bien el dispositivo.

Cómo utilizar:

1. Desmaquilla tu rostro con un desmaquillante. Te recomendamos utilizar también una mascarilla o líquido abre-poros antes del tratamiento.
2. Llene 2/3 del tanque con agua limpia.
3. Coloque la punta de limpieza adecuada. Mantenga el dispositivo en posición vertical. Haga movimientos suaves y no detenga la cabeza en un solo lugar. Después del procedimiento, retire el filtro cilíndrico de la manguera con unas pinzas o una aguja.
4. Después de la limpieza, lávese la cara con tónico y aplique una crema hidratante o mascarilla en la piel. Recuerda protegerte con SPF. El tratamiento de hidrabrasión se puede realizar durante todo el año. Para obtener mejores resultados, se debe realizar con regularidad, 1-2 veces por semana, dependiendo de las necesidades de la piel. La duración del tratamiento es de aproximadamente 5-10 minutos.

Función descriptiva:

1. Consejo de limpieza: eliminación de puntos negros, piel muerta, callos, limpieza de poros. Área de aplicación: mejillas, frente.
2. Punta de limpieza (mayor poder de succión): elimina puntos negros, limpia los poros. Área de uso: zona T, parte de la nariz
3. Punta de limpieza en espiral: eliminación de piel muerta, limpieza de poros. Área de aplicación: mejillas, frente
4. Punta de limpieza de silicona: elimina el acné y los callos, limpia los poros. Área de uso: mejillas, frente. Puntas hechas de silicona médica.

Ángulo de trabajo del dispositivo: consulte la página 2-f2.

Más información sobre la empresa y los productos [página 2 - f3]:

- www.beautifly.eu;
- www.youtube.com/beautifly.eu

Pressão de adsorção:	60 KP
Capacidade:	30ml
Embalado:	5V/1A
Poder:	6W
Capacidade de carga:	900mA
Pousar	carregamento USB padrão
Incluído:	dispositivo, cabo USB, tanque de água, manual do usuário, 6 pontas em tamanhos diferentes, almofadas de tecido não tecido

Segurança:

Antes de utilizar o produto, leia este manual do usuário e siga as recomendações nele contidas ao utilizar o dispositivo.

Descrição do dispositivo [página 2-f1]:

1. Cabeça substituível
2. Luz indicadora
3. Botão de controle de calor/controlador de calor
4. Botão liga / desliga
5. Entrada do carregador
6. Reservatório de água

Purificação de hidrogênio (hidratação)

Hidratação é um tratamento suave que limpa, hidrata e esfolia a pele. É definitivamente mais suave do que a microdermoabrasão, por isso mesmo pessoas com pele sensível, madura, vascular ou com tendência a acne podem usá-lo. Para obter o máximo efeito de limpeza, use dicas especiais dedicadas a partes específicas do rosto. Graças a eles, você pode limpar a pele mesmo em locais de difícil acesso e obter os resultados esperados com muito mais facilidade.

Operação do dispositivo:

1. Pressione e segure o botão liga/desliga por 3 segundos para ligar ou desligar o dispositivo.
2. Mantenha pressionado brevemente o botão liga/desliga para aumentar ou diminuir o nível de intensidade.
3. O primeiro nível de intensidade acende uma luz verde, a segunda intensidade acende duas luzes verdes e a terceira intensidade acende três luzes verdes.
4. Durante o carregamento, o indicador de carregamento acende em vermelho. Quando a bateria está carregada, a luz vermelha apaga e a luz verde acende.
5. O tempo de carregamento (carga completa) do dispositivo é de aproximadamente 3,5 horas.

Precauções:

1. Não coloque o dispositivo em um ambiente com forte campo magnético.
2. Tenha cuidado para não inclinar o dispositivo mais de 45°C durante o uso, caso contrário a água será espirrada pela porta de exaustão.
3. Este dispositivo só pode usar água limpa. Não utilize outros líquidos que não sejam adequados para este dispositivo.
4. Não use o dispositivo enquanto ele estiver carregando.
5. O interior do tanque de água pode ser desinfetado e esterilizado.
6. Este dispositivo não deve ser encharcado ou imerso em água para limpeza. Tenha cuidado ao usar o dispositivo e certifique-se de que não entre água durante o uso ou limpeza.
7. Após cada utilização do aparelho, esvazie o reservatório de água usada e seque bem o aparelho.

Como usar:

1. Remova a maquiagem do rosto usando um removedor de maquiagem. Recomendamos que você também use máscara ou líquido para abrir os poros antes do tratamento.
2. Encha 2/3 do tanque com água limpa.
3. Coloque a ponta de limpeza apropriada. Segure o dispositivo na posição vertical. Faça movimentos suaves e não pare a cabeça no mesmo lugar. Após o procedimento, retire o filtro cilíndrico da mangueira com uma pinça ou agulha.
4. Após a limpeza, lave o rosto com tônico e aplique um hidratante ou máscara na pele. Lembre-se de se proteger com FPS. O tratamento de hidratação pode ser realizado durante todo o ano. Para melhores resultados, deve ser realizado regularmente, 1 a 2 vezes por semana, dependendo das necessidades da pele. A duração do tratamento é de aproximadamente 5 a 10 minutos.

Descrição da função:

1. Dica de limpeza - remoção de cravos, pele morta, calosidades, limpeza de poros. Área de aplicação: bochechas, testa
2. Ponta de limpeza (maior poder de sucção) - remoção de cravos, limpeza de poros. Área de uso: zona T, parte do nariz
3. Ponta de limpeza em espiral - remoção de pele morta, limpeza de poros. Área de aplicação: bochechas, testa
4. Ponta de limpeza de silicone - removendo acne e calosidades, limpando os poros. Área de uso: bochechas, testa. Pontas feitas de silicone médico.

Ângulo de trabalho do dispositivo: Consulte a página 2-f2.

Mais informações sobre a empresa e produtos [página 2 - f3]:

-www.beautifly.eu

-www.youtube.com/beautifly.eu

Pressão de adsorção:	60 KP
Capacidade:	30ml
Embalado:	5V/1A
Poder:	6W
Capacidade de carga:	900mA
Pousar	carregamento USB padrão
Incluído:	dispositivo, cabo USB, tanque de água, manual do usuário, 6 pontas em tamanhos diferentes, almofadas de tecido não tecido

Segurança:

Antes de utilizar o produto, leia este manual do usuário e siga as recomendações nele contidas ao utilizar o dispositivo.

Descrição do dispositivo [página 2-f1]:

1. Cabeça substituível
2. Luz indicadora
3. Botão de controle de calor/controlador de calor
4. Botão liga / desliga
5. Entrada do carregador
6. Reservatório de água

Purificação de hidrogênio (hidratação)

Hidratação é um tratamento suave que limpa, hidrata e esfolia a pele. É definitivamente mais suave do que a microdermoabrasão, por isso mesmo pessoas com pele sensível, madura, vascular ou com tendência a acne podem usá-lo. Para obter o máximo efeito de limpeza, use dicas especiais dedicadas a partes específicas do rosto. Graças a eles, você pode limpar a pele mesmo em locais de difícil acesso e obter os resultados esperados com muito mais facilidade.

Operação do dispositivo:

1. Pressione e segure o botão liga/desliga por 3 segundos para ligar ou desligar o dispositivo.
2. Mantenha pressionado brevemente o botão liga/desliga para aumentar ou diminuir o nível de intensidade.
3. O primeiro nível de intensidade acende uma luz verde, a segunda intensidade acende duas luzes verdes e a terceira intensidade acende três luzes verdes.
4. Durante o carregamento, o indicador de carregamento acende em vermelho. Quando a bateria está carregada, a luz vermelha apaga e a luz verde acende.
5. O tempo de carregamento (carga completa) do dispositivo é de aproximadamente 3,5 horas.

Precauções:

1. Não coloque o dispositivo em um ambiente com forte campo magnético.
2. Tenha cuidado para não inclinar o dispositivo mais de 45°C durante o uso, caso contrário a água será espirrada pela porta de exaustão.
3. Este dispositivo só pode usar água limpa. Não utilize outros líquidos que não sejam adequados para este dispositivo.
4. Não use o dispositivo enquanto ele estiver carregando.
5. O interior do tanque de água pode ser desinfetado e esterilizado.
6. Este dispositivo não deve ser encharcado ou imerso em água para limpeza. Tenha cuidado ao usar o dispositivo e certifique-se de que não entre água durante o uso ou limpeza.
7. Após cada utilização do aparelho, esvazie o reservatório de água usada e seque bem o aparelho.

Como usar:

1. Remova a maquiagem do rosto usando um removedor de maquiagem. Recomendamos que você também use máscara ou líquido para abrir os poros antes do tratamento.
2. Encha 2/3 do tanque com água limpa.
3. Coloque a ponta de limpeza apropriada. Segure o dispositivo na posição vertical. Faça movimentos suaves e não pare a cabeça no mesmo lugar. Após o procedimento, retire o filtro cilíndrico da mangueira com uma pinça ou agulha.
4. Após a limpeza, lave o rosto com tônico e aplique um hidratante ou máscara na pele. Lembre-se de se proteger com FPS. O tratamento de hidratação pode ser realizado durante todo o ano. Para melhores resultados, deve ser realizado regularmente, 1 a 2 vezes por semana, dependendo das necessidades da pele. A duração do tratamento é de aproximadamente 5 a 10 minutos.

Descrição da função:

1. Dica de limpeza - remoção de cravos, pele morta, calosidades, limpeza de poros. Área de aplicação: bochechas, testa
2. Ponta de limpeza (maior poder de sucção) - remoção de cravos, limpeza de poros. Área de uso: zona T, parte do nariz
3. Ponta de limpeza em espiral - remoção de pele morta, limpeza de poros. Área de aplicação: bochechas, testa
4. Ponta de limpeza de silicone - removendo acne e calosidades, limpando os poros. Área de uso: bochechas, testa. Pontas feitas de silicone médico.

Ângulo de trabalho do dispositivo: Consulte a página 2-f2.

Mais informações sobre a empresa e produtos [página 2 - f3]:

-www.beautifly.eu

-www.youtube.com/beautifly.eu

Adsorpční tlak:	60KP
Kapacita:	30 ml
Baleno:	5V/1A
Napájení:	6W
Kapacita baterie:	900 mA
Přístání	standardní USB nabíjení
Zahrnuta:	zařízení, USB kabel, nádržka na vodu, uživatelská příručka, 6 hrotů v různých velikostech, podložky z netkané textilie

Bezpečnostní:

Před použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a při používání zařízení dodržujte doporučení v ní uvedená.

Popis zařízení [strana 2-f1]:

1. Vyměnitelná hlava
2. Kontrolka
3. Tlačítko ovládání ohřevu/regulace ohřevu
4. Tlačítko napájení
5. Vstup nabíječky
6. Vodní nádrž

Čištění vodíkem (hydrabraze)

Hydrabraze je jemné ošetření, které pokožku čistí, hydratuje a exfoliuje. Je rozhodně šetrnější než mikrodermabraze, takže jej mohou používat i lidé s citlivou, zralou, cévní nebo aknézní pleť. Abyste dosáhli maximálních čistících účinků, použijte speciální typy věnované konkrétním partii obličeje. Díky nim vyčistíte pleť i na těžko dostupných místech a mnohem snadněji dosáhnete očekávaných výsledků

Provoz zařízení:

1. Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 3 sekund zařízení zapnete nebo vypnete.
2. Krátkým podržením tlačítka napájení zvýšíte nebo snížíte úroveň intenzity.
3. První úroveň intenzity rozsvítí jedno zelené světlo, druhá intenzita rozsvítí dvě zelená světla a třetí intenzita rozsvítí tři zelená světla.
4. Během nabíjení svítí indikátor nabíjení červeně. Když je baterie plná, červené světlo zhasne a zelené světlo se rozsvítí.
5. Doba nabíjení (plně nabití) zařízení je přibližně 3,5 hodiny.

Opatření:

1. Neumísťujte zařízení do prostředí se silným magnetickým polem.
2. Při používání dávejte pozor, abyste zařízení nenaklonili o více než 45°C, jinak bude z výfukového otvoru vystřikovat voda.
3. Toto zařízení může používat pouze čistou vodu. Nepoužívejte jiné kapaliny, které nejsou vhodné pro toto zařízení.
4. Během nabíjení zařízení nepoužívejte.
5. Vnitřek nádržky na vodu lze dezinfikovat a sterilizovat.
6. Toto zařízení by se nemělo kvůli čištění namáčet ani ponořovat do vody. Při používání zařízení buďte opatrní a zajistěte, aby se dovnitř nedostala voda při používání nebo čištění.
7. Po každém použití přístroje vyprázdněte nádržku na použitou vodu a poté přístroj důkladně vysušte.

Jak používat:

1. Odstraňte make-up z obličeje pomocí odstraňovače make-upu. Před ošetřením doporučujeme použít také masku nebo tekutinu otevírající póry.
2. Naplňte nádrž do 2/3 čistou vodou.
3. Nasadte vhodný čistící hrot. Držte zařízení ve svislé poloze. Dělejte plynulé pohyby a nezastavujte hlavu na jednom místě. Po zákroku vyjměte válcový filtr z hadice pomocí pinzety nebo jehly.
4. Po očištění si umyjte obličej tonikem a na pleť naneste hydratační krém nebo masku. Nezapomeňte se chránit pomocí SPF. Hydrabrazní ošetření lze provádět celoročně. Pro dosažení nejlepších výsledků by se měl provádět pravidelně, 1-2x týdně, v závislosti na potřebách pleti. Délka ošetření je přibližně 5-10 minut.

Popis funkce:

1. Čistící tip - odstranění černých teček, odumřelé kůže, mozoľů, čištění pórů Oblast použití: tváře, čelo
2. Čistící koncovka (zvýšený sací výkon) - odstranění černých teček, čištění pórů Oblast použití: T zóna, nosní část
3. Spirálová čistící špička - odstranění odumřelé kůže, čištění pórů Oblast použití: tváře, čelo
4. Silikonová čistící koncovka - odstranění akné a mozoľů, čištění pórů Oblast použití: tváře, čelo. Typy z lékařského silikonu.

Pracovní úhel zařízení: Viz strana 2-f2.

Více informací o společnosti a produktech [strana 2 - f3]:

- www.beautify.eu

- www.youtube.com/beautify.eu

Adsorpčný tlak:	60KP
Kapacita:	30 ml
Zabalené:	5V/1A
Moc:	6W
Kapacita batérie:	900 mA
Pristátie	štandardné nabíjanie cez USB
V cene:	zariadenie, USB kábel, nádrž na vodu, návod na použitie, 6 hrotov v rôznych veľkostiach, podložky z netkanej textilie

Zabezpečenie:

Pred použitím produktu si prečítajte túto používateľskú príručku a pri používaní zariadenia dodržiavajte odporúčania v nej uvedené.

Popis zariadenia [strana 2-f1]:

1. Vymeniteľná hlava
2. Kontrolka
3. Tlačidlo ovládania ohrevu/regulácie ohrevu
4. Tlačidlo napájania
5. Vstup nabíjačky
6. Vodná nádrž

Čistenie vodíkom (hydrabrázia)

Hydrabrázia je jemné ošetrenie, ktoré pokožku čistí, hydratuje a exfoliuje. Je určite šetrnejšia ako mikroderma-brázia, takže ju môžu používať aj ľudia s citlivou, zrelou, cievnou či akróznou pokožkou. Na dosiahnutie maximálnych čistiacich účinkov používajte špeciálne typy určené pre konkrétne časti tváre. Vďaka nim dokážete vyčistiť pleť aj na ťažko dostupných miestach a dosiahnuť očakávané výsledky oveľa jednoduchšie

Obsluha zariadenia:

1. Stlačením a podržaním tlačidla napájania na 3 sekundy zariadenie zapnete alebo vypnete.
2. Krátko podržte tlačidlo napájania, aby ste zvýšili alebo znížili úroveň intenzity.
3. Prvá úroveň intenzity rozsvieti jedno zelené svetlo, druhá intenzita rozsvieti dve zelené svetlá a tretia intenzita rozsvieti tri zelené svetlá.
4. Počas nabíjania svieti indikátor nabíjania na červeno. Keď je batéria nabitá, červené svetlo zhasne a zelené svetlo sa rozsvieti.
5. Doba nabíjania (plné nabitie) zariadenia je približne 3,5 hodiny.

Prevenčia:

1. Neumiestňujte zariadenie do prostredia so silným magnetickým poľom.
2. Dávajte pozor, aby ste zariadenie pri používaní nenaklonili o viac ako 45°C, inak by z výfukového otvoru mohla vystrekovať voda.
3. Toto zariadenie môže používať iba čistú vodu. Nepoužívajte iné tekutiny, ktoré nie sú vhodné pre toto zariadenie.
4. Počas nabíjania zariadenie nepoužívajte.
5. Vnútro nádržíky na vodu je možné dezinfikovať a sterilizovať.
6. Toto zariadenie by sa pri čistení nemalo namáčať ani ponoriť do vody. Pri používaní zariadenia buďte opatrní a pri používaní alebo čistení sa uistite, že sa dovnútra nedostane voda.
7. Po každom použití prístroja vyprázdňte nádržku na použitú vodu a potom prístroj dôkladne vysušte.

Ako použiť:

1. Odstráňte make-up z tváre pomocou odstraňovača make-upu. Pred ošetrením odporúčame použiť aj masku alebo tekutinu na otvorenie pórov.
2. Naplňte nádrž do 2/3 čistou vodou.
3. Nasadte vhodný čistiaci hrot. Držte zariadenie vo vertikálnej polohe. Robte plynulé pohyby a nezastavujte hlavu na jednom mieste. Po ukončení procedúry vyberte valcový filter z hadice pomocou pinzety alebo ihly.
4. Po očistení si tvár umyte tonikom a naneste na pleť hydratačný krém alebo masku. Nezapudnite sa chrániť pomocou SPF. Ošetrenie hydrabráziou je možné vykonávať celoročne. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov by sa mal vykonávať pravidelne, 1-2 krát týždenne, v závislosti od potrieb pleti. Dĺžka ošetrenia je približne 5-10 minút.

Popis funkcie:

1. Čistiaci tip - odstránenie čiernych bodiek, odumretej kože, mozolov, čistenie pórov Oblasť použitia: líca, čelo
2. Čistiaci hrot (zvýšený sací výkon) - odstránenie čiernych bodiek, čistenie pórov Oblasť použitia: T zóna, nosová časť
3. Špirálový čistiaci hrot - odstránenie odumretej kože, čistenie pórov Oblasť použitia: líca, čelo
4. Silikónová čistiaca špička - odstránenie akné a mozolov, čistenie pórov Oblasť použitia: líčka, čelo. Nástavce z lekárskeho silikónu.

Pracovný uhol zariadenia: Pozri stranu 2-f2.

Viac informácií o spoločnosti a produktoch [strana 2 - f3]:

- www.beautifyly.eu
- www.youtube.com/beautifyly.eu

Adsorpcijski tlak:	60KP
Kapaciteta:	30 ml
Pakirano:	5V/1A
moč:	6W
Kapaciteta baterije:	900 mA
Pristanek	standardno USB polnjenje
Vključeno:	naprava, kabel USB, zbiralnik za vodo, navodila za uporabo, 6 konic v različnih velikostih, blazinicne iz netkanega blaga

Varnost:

Pred uporabo izdelka preberite ta uporabniški priročnik in pri uporabi naprave upoštevajte priporočila v njem.

Opis naprave [stran 2-f1]:

1. Zamenljiva glava
2. Indikatorska lučka
3. Gumb za nadzor toplote/kontrolo toplote
4. Gumb za vklop
5. Vhod za polnilnik
6. Rezervoar za vodo

Čiščenje z vodikom (hidrabrazija)

Hidrabrazija je nežna nega, ki kožo očisti, navlaži in naredi piling. Vsekakor je bolj nežen kot mikrodermoabrazija, zato ga lahko uporabljajo tudi osebe z občutljivo, zrelo, žilno ali aknasto kožo. Da bi dosegli največje učinke čiščenja, uporabite posebne konice, namenjene določenim delom obraza. Zahvaljujoč njim lahko očistite kožo tudi na težko dostopnih mestih in veliko lažje dosežete pričakovane rezultate

Delovanje naprave:

1. Pritisnite in 3 sekunde držite gumb za vklop, da vklopite ali izklopite napravo.
2. Na kratko držite gumb za vklop, da povečate ali zmanjšate stopnjo intenzivnosti.
3. Prva stopnja jakosti prižge eno zeleno luč, druga jakost dve zeleni luči in tretja jakost tri zelene luči.
4. Med polnjenjem indikator polnjenja sveti rdeča. Ko je baterija polna, rdeča lučka ugasne in zelena lučka se prižge.
5. Čas polnjenja (polna napolnjenost) naprave je približno 3,5 ure.

Previdnostni ukrepi:

1. Naprave ne postavljajte v okolje z močnim magnetnim poljem.
2. Pazite, da naprave med uporabo ne nagnete za več kot 45°C, sicer bo voda pršila iz izpušne odprtine.
3. Ta naprava lahko uporablja samo čisto vodo. Ne uporabljajte drugih tekočin, ki niso primerne za to napravo.
4. Ne uporabljajte naprave, medtem ko se polni.
5. Notranjost rezervoarja za vodo je mogoče razkužiti in sterilizirati.
6. Te naprave ne smete namakati ali potopiti v vodo za čiščenje. Prosimo, bodite previdni pri uporabi naprave in pazite, da med uporabo ali čiščenjem v notranjost ne pride voda.
7. Po vsaki uporabi naprave izpraznite posodo za vodo in nato napravo temeljito osušite.

Kako uporabiti:

1. Odstranite ličila z obraza z odstranjevalcem ličil. Priporočamo, da pred tretmajem uporabite tudi masko ali tekočino za odpiranje por.
2. Napolnite 2/3 rezervoarja s čisto vodo.
3. Pritrdite ustrezno čistilno konico. Napravo držite v navpičnem položaju. Delajte gladke gibe in ne ustavite glave na enem mestu. Po končanem postopku s pinceto ali iglo odstranite cilindrični filter iz cevi.
4. Po čiščenju obraz umijte s tonikom in na kožo nanesite vlažilno kremo ali masko. Ne pozabite se zaščititi s SPF. Hidrabrazijo lahko izvajamo vse leto. Za najboljše rezultate jo je treba izvajati redno, 1-2 krat na teden, odvisno od potreb kože. Trajanje tretmaja je približno 5-10 minut.

Opis funkcije:

1. Čistilna konica - odstranjevanje ogrcev, odmrle kože, otiščank, čiščenje por Področje uporabe: lica, čelo
2. Čistilna konica (povečana sesalna moč) - odstranjevanje ogrcev, čiščenje por Področje uporabe: T cona, nosni del
3. Spiralna čistilna konica - odstranitev odmrle kože, čiščenje por Področje uporabe: lica, čelo
4. Silikonska čistilna konica - odstranjevanje aken in otiščank, čiščenje por Področje uporabe: lica, čelo Konice iz medicinskega silikona.

Delovni kot naprave: glejte stran 2-f2.**Več informacij o podjetju in izdelkih [stran 2 - f3]:**

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautify.eu

Adsorptsioonirõhk:	60KP
Mahutavus:	30 ml
Pakitud:	5V/1A
Võimsus:	6W
Aku mahutavus:	900mA
Maandumine	standardne USB laadimine
Sisaldab:	seade, USB kaabel, veepaak, kasutusjuhend, 6 erinevas suuruses otsikut, lausriided padjad

Turvalisus:

Enne toote kasutamist lugege käesolevat kasutusjuhend läbi ja järgige seadme kasutamisel selles sisalduvaid soovitusi.

Seadme kirjeldus [lehekülg 2-f1]:

1. Vahetatav pea
2. Märgutuli
3. Soojuse reguleerimise/soojuse reguleerimise nupp
4. Toitenupp
5. Laadija sisend
6. Veepaak

Vesiniku puhastamine (hüdrabrasioon)

Hydrabrasioon on õrn hooldus, mis puhastab, niisutab ja koorib nahka. See on kindlasti õrnem kui mikrodermabrasioon, nii et isegi tundliku, küpse, veresoonte või aknele kalduva nahaga inimesed saavad seda kasutada. Maksimaalse puhastusefekti saavutamiseks kasutage spetsiaalseid näpunäiteid, mis on mõeldud konkreetsetele näoosadele. Tänu nelle saate nahka puhastada ka raskesti ligipääsetavates kohtades ja saavutada oodatud tulemused palju lihtsamini

Seadme töö:

1. Seadme sisse- või väljalülitamiseks hoidke toitenuppu 3 sekundit all.
2. Intensiivsuse suurendamiseks või vähendamiseks hoidke lühidalt all toitenuppu.
3. Esimene intensiivsustase lülitab sisse ühe rohelise tule, teine intensiivsus lülitab sisse kaks rohelist tuld ja kolmas intensiivsus kolm rohelist tuld.
4. Laadimise ajal põleb laadimise indikaator punaselt. Kui aku on täis, kustub punane tuli ja roheline tuli süttib.
5. Seadme laadimisaeg (täislaadimine) on ligikaudu 3,5 tundi.

Ettevaatusabinõud:

1. Ärge asetage seadet tugeva magnetväljaga keskkonda.
2. Olge ettevaatlik, et seadet ei kallutaks kasutamise ajal rohkem kui 45°C, vastasel juhul pritsib väljalaskeavast vett välja.
3. See seade võib kasutada ainult puhast vett. Ärge kasutage muid vedelikke, mis selle seadme jaoks ei sobi.
4. Ärge kasutage seadet laadimise ajal.
5. Veepaagi sisemust saab desinfitseerida ja steriliseerida.
6. Seda seadet ei tohi puhastamiseks leotada ega vette kasta. Olge seadme kasutamisel ettevaatlik ja veenduge, et selle kasutamise või puhastamise ajal ei satuks vett sisse.
7. Pärast iga seadme kasutamist tühjendage veepaak kasutatud veest ja seejärel kuivatage seade põhjalikult.

Kuidas kasutada:

1. Eemaldage meik oma näolt meigieemaldaja abil. Soovitame enne hooldust kasutada ka maski või poore avavat vedelikku.
2. Täitke 2/3 paagist puhta veega.
3. Kinnitage sobiv puhastusotsik. Hoidke seadet vertikaalses asendis. Tehke sujuvaid liigutusi ja ärge peatage pead ühes kohas. Pärast protseduuri eemaldage pintsettide või nõelaga silindriline filter voolikust.
4. Pärast puhastamist pese nägu toonikuga ja kanna nahale niisutajat või maski. Ärge unustage end kaitsta SPF-iga. Hüdrabrasioonravi saab teha aastaringsetl. Parima tulemuse saavutamiseks tuleks seda teha regulaarselt, 1-2 korda nädalas, olenevalt naha vajadustest. Hoolduse kestus on orienteeruvalt 5-10 minutit.

Funktsiooni kirjeldus:

1. Puhastusots - tedretähnide, surnud naha, kalluste eemaldamine, pooride puhastamine. Kasutusala: põsed, otsmik
2. Puhastusots (suurenenud imemisvõimsus) - mustpeade eemaldamine, pooride puhastamine Kasutusala: T-isoon, ninaosa
3. Spiraalne puhastusots - surnud naha eemaldamine, pooride puhastamine. Kasutusala: põsed, otsmik
4. Silikoonist puhastusots - akne ja nahakalluse eemaldamine, pooride puhastamine Kasutusala: põsed, otsmik. Otsikud valmistatud meditsiinilisest silikoonist.

Seadme töönrk: vt lk 2-f2.

Rohkem infot ettevõtte ja toodete kohta [lk 2 - f3]:

- www.beautify.eu;
- www.youtube.com/beautify.eu

Adsorbicijos slėgis:	60KP
Talpa:	30 ml
Supakuota:	5V/1A
Galia:	6W
Baterijos talpa:	900 mA
Nusileidimas	standartinis USB įkrovimas
Įskaitant:	prietaisus, USB laidas, vandens bakelis, naudojimo instrukcija, 6 skirtingų dydžių antgaliai, neaustinės medžiagos pagalvėlės

Saugumas:

Prieš naudodami gaminį, perskaitykite šį vartotojo vadovą ir laikykitės jame pateiktų rekomendacijų, kai naudojate įrenginį.

Įrenginio aprašas [puslapis 2-f1]:

1. Keičiama galvutė
2. Indikatoriaus lemputė
3. Šilumos valdymo / šilumos valdymo mygtukas
4. Maitinimo mygtukas
5. Įkroviklio įvestis
6. Vandens rezervuaras

Vandenilio valymas (hidrabrazija)

Hidrabrazija yra švelni procedūra, kuri valo, drėkina ir šveičia odą. Jis neabejotinai yra švelnesnis nei mikrodermabrazija, todėl jį gali naudoti net jautrios, brandžios, kraujagyslinės ar j spuogus linkusios odos žmonės. Norėdami pasiekti maksimalų valymo efektą, naudokite specialius antgalius, skirtus konkrečioms veido vietoms. Jų dėka galite nuvalyti odą net sunkiai pasiekiamose vietose ir daug lengviau pasiekti laukiamą rezultatą

Prietaiso veikimas:

1. Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte įrenginį.
2. Norėdami padidinti arba sumažinti intensyvumo lygį, trumpai laikykite nuspaužę maitinimo mygtuką.
3. Pirmasis intensyvumo lygis įjungia vieną žalią šviešą, antrasis intensyvumas – dvi žalias, o trečias – tris žalias lemputes.
4. Įkrovimo metu įkrovimo indikatorius šviečia raudonai. Kai akumuliatorius pilnas, raudona lemputė išsijungia, o žalia lemputė užsidega.
5. Prietaiso įkrovimo laikas (pilnas įkrovimas) yra maždaug 3,5 valandos.

Atsargumo priemonės:

1. Nestatykite prietaiso aplinkoje, kurioje yra stiprus magnetinis laukas.
2. Naudodami būkite atsargūs ir nepakreipkite prietaiso daugiau nei 45°C, kitaip iš išmetimo angos išsipurkšite vandens.
3. Šiame įrenginyje galima naudoti tik švarų vandenį. Nenaudokite kitų skysčių, kurie netinka šiam įrenginiui.
4. Nenaudokite įrenginio, kol jis kraunamas.
5. Vandens bako vidų galima dezinfekuoti ir sterilizuoti.
6. Valymui šio prietaiso negalima mirkyti ar panardinti į vandenį. Naudodami prietaisą būkite atsargūs ir įsitikinkite, kad jį naudojant ar valant nepatenka vandens.
7. Po kiekvieno prietaiso naudojimo ištuštinkite panaudoto vandens rezervuarą ir gerai išdžiovinkite įrenginį.

Kaip naudoti:

1. Nuvalykite makiažą nuo veido naudodami makiažo valikliu. Taip pat rekomenduojame prieš procedūrą naudoti kaukę arba poras atveriantį skystį.
2. Užpildykite 2/3 bako švaraus vandens.
3. Priritinkite atitinkamą valymo antgalį. Laikykite įrenginį vertikaloje padėtyje. Atlikite sklandžius judesius ir nesustokite galvos vienoje vietoje. Po procedūros pincetu arba adata išimkite cilindrinį filtrą iš žarnos.
4. Po valymo nuplaukite veidą toniku ir patepkite odą drėkinamuoju kremu ar kauke. Nepamirškite apsaugoti SPF. Hidrabrazijos gydymas gali būti atliekamas ištaisus metus. Norint pasiekti geriausių rezultatų, jį reikia atlikti reguliariai, 1-2 kartus per savaitę, priklausomai nuo odos poreikių. Procedūros trukmė yra maždaug 5-10 minučių.

Funkcijos aprašymas:

1. Valomasis antgalis - inkštūrų, negyvos odos, nuospaudų šalinimas, porų išvalymas. Naudojimo sritis: skruostai, kakta
2. Valymo antgalis (padidinta siurbimo galia) - inkštūrų šalinimas, porų valymas. Naudojimo sritis: T zona, nosies dalis
3. Spiralinis valymo antgalis - negyvos odos pašalinimas, porų išvalymas. Naudojimo sritis: skruostai, kakta
4. Silikoninis valymo antgalis - pašalina spuogus ir nuospaudas, valo poras. Naudojimo sritis: skruostai, kakta. Pagaminti iš medicininio silikono.

Įrenginio darbo kampas: žr. 2-f2 psl.

Daugiau informacijos apie įmonę ir gaminius [puslapis 2 - f3]:

- www.beautify.eu

- www.youtube.com/beautify.eu

Adsorbcijas spiediens:	60KP
Jauda:	30 ml
Iepakots:	5V/1A
Jauda:	6 W
Akumulatora ietilpība:	900mA
Piezemēšanas	standarta USB uzlāde
Iekļauts:	ierīce, USB kabelis, ūdens tvertne, lietošanas instrukcija, 6 dažādu izmēru uzgaļi, neausta auduma paliktņi

Drošība:

Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un ierīces lietošanas laikā ievērojiet tajā ietvertos ieteikumus.

Ierīces apraksts [lapa 2-f1]:

1. Nomaināma galva
2. Indikators gaismā
3. Siltuma kontroles/siltuma kontroles poga
4. Barošanas poga
5. Lādētāja ieeja
6. Ūdens rezervuārs

Ūdenraža attīrīšana (hidrabrāzija)

Hidrabrāzija ir maiga procedūra, kas attīra, mitrina un noloba ādu. Tas noteikti ir maigāks par mikrodermabrāziju, tāpēc to var izmantot pat cilvēki ar jutīgu, nobriedušu, asinsvadu vai pinnēm pakļautu ādu. Lai sasniegtu maksimālu attīrīšanas efektu, izmantojiet īpašus uzgaļus, kas paredzēti konkrētām sejas daļām. Pateicoties tiem, jūs varat attīrīt ādu pat grūti sasniedzamās vietās un daudz vieglāk sasniegt gaidītos rezultātus

Ierīces darbība:

1. Nospiediet un 3 sekundes turiet barošanas pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci.
2. Īsi turiet nospiestu barošanas pogu, lai palielinātu vai samazinātu intensitātes līmeni.
3. Pirmais intensitātes līmenis iedegas vienu zaļo gaismu, otrā intensitāte iedegas divas zaļās gaismas, bet trešā intensitāte iedegas trīs zaļās gaismas.
4. Uzlādes laikā uzlādes indikators deg sarkanā krāsā. Kad akumulators ir pilns, sarkanā gaismā nodziest un iedegas zaļā gaismā.
5. Ierīces uzlādes laiks (pilna uzlāde) ir aptuveni 3,5 stundas.

Piesardzības pasākumi:

1. Nenovietojiet ierīci vidē ar spēcīgu magnētisko lauku.
2. Lietojot ierīci, uzmanieties, lai tā nesasvērtu vairāk par 45°C, pretējā gadījumā no izplūdes atveres izsmidzinās ūdens.
3. Šajā ierīcē var izmantot tikai tīru ūdeni. Neizmantojiet citus šķidrumus, kas nav piemēroti šai ierīcei.
4. Neizmantojiet ierīci, kamēr tā tiek uzlādēta.
5. Ūdens tvertnes iekšpusi var dezinficēt un sterilizēt.
6. Šo ierīci tīrīšanai nedrīkst mērcēt vai iegremdēt ūdenī. Lūdzu, esiet uzmanīgi, lietojot ierīci un pārliecinieties, ka tās lietošanas vai tīrīšanas laikā tajā neietilpst ūdens.
7. Pēc katras ierīces lietošanas iztukšojiet ūdens tvertni no izlietotā ūdens un pēc tam kārtīgi nosusiniet ierīci.

Kā izmantot:

1. Noņemiet kosmētiku no sejas, izmantojot kosmētikas noņemšanas līdzekli. Pirms procedūras iesakām izmantot arī masku vai poras atverošu šķidrumu.
 2. Piepildiet 2/3 tvertnes ar tīru ūdeni.
 3. Pievienojiet atbilstošu tīrīšanas uzgaļi. Turiet ierīci vertikālā stāvoklī. Veiciet vienmērīgas kustības un neapurtiet galvu vienā vietā. Pēc procedūras noņemiet cilindrisko filtru no šļūtenes ar pinčeti vai adatu.
 4. Pēc attīrīšanas nomazgājiet seju ar toniku un uzklājiet uz ādas mitrinātāju vai masku. Atcerieties aizsargāt sevi ar SPF. Hidrabrāzijas apstrādi var veikt visu gadu. Lai iegūtu labākos rezultātus, tas jāveic regulāri, 1-2 reizes nedēļā, atkarībā no ādas vajadzībām. Procedūras ilgums ir aptuveni 5-10 minūtes.
- Funkcijas apraksts:
1. Tīrīšanas uzgaļis - melno punktu, atmirušās ādas, ādas nogulsnešanās noņemšana, poru attīrīšana. Lietošanas zona: vaigi, pierē
 2. Tīrīšanas uzgaļis (palielināta sūkšanas jauda) - melngalvu noņemšana, poru tīrīšana. Lietošanas zona: T zona, deguna daļa
 3. Spirālveida tīrīšanas uzgaļis - atmirušās ādas noņemšana, poru attīrīšana. Lietošanas zona: vaigi, pierē
 4. Silikona tīrīšanas uzgaļis - pinņu un ādas nosēdumu noņemšana, poru attīrīšana. Lietošanas zona: vaigi, pierē. Uzgaļi izgatavoti no medicīniskā silikona.

Ierīces darba leņķis: Skatiet 2-f2 lappusi.**Vairāk informācijas par uzņēmumu un produktiem [lapa 2 - f3]:**

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautify.eu

Adszorpciós nyomás:	60KP
Kapacitás:	30 ml
Csomagolt:	5V/1A
Erő:	6W
Akkumulátor-kapacitás:	900mA
Leszállás	szabványos USB töltés
Beleértve:	készülék, USB kábel, viztartály, használati útmutató, 6 különböző méretű hegy, nem szőtt szövet alátétek

Biztonság:

A termék használata előtt olvassa el ezt a használati útmutatót, és a készülék használata során kövesse az abban található ajánlásokat.

Eszköz leírása [2-f1 oldal]:

1. Cserélhető fej
2. Jelzőlámpa
3. Hőszabályozó/hőszabályzó gomb
4. Bekapcsológomb
5. Töltő bemenet
6. Vízirtató

Hidrogén tisztítás (hidrabrázió)

A Hidrabrasió egy gyengéd kezelés, amely tisztítja, hidratálja és radírozza a bőrt. Határozottan kíméletesebb, mint a mikrodermabrázió, így érzékeny, érett, érrendszeri vagy aknés bőrök is használhatják. A maximális tisztító hatás elérése érdekében használjon speciális tippeket az arc bizonyos részeihez. Nekik köszönhetően még a nehezen elérhető helyeken is megtisztíthatod a bőrodet, és sokkal könnyebben érheted el a várt eredményeket

A készülék működése:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig az eszköz be- vagy kikapcsolásához.
2. Röviden tartsa lenyomva a bekapcsológombot az intenzitásszint növeléséhez vagy csökkentéséhez.
3. Az első intenzitási fokozat egy zöld lámpát, a második intenzitás két zöld lámpát, a harmadik intenzitás három zöld lámpát kapcsol fel.
4. Töltés közben a töltésjelző pirosan világít. Amikor az akkumulátor megtelt, a piros lámpa kialszik, a zöld pedig **kiyulad**.
5. A készülék töltési ideje (teljes töltés) körülbelül 3,5 óra.

Övintézkedések:

1. Ne helyezze a készüléket erős mágneses mezőbe.
2. Ügyeljen arra, hogy használat közben ne döntse meg a készüléket 45°C-nál nagyobb mértékben, különben víz spriccel ki a kifogónyíláson.
3. Ez a készülék csak tiszta vizet használhat. Ne használjon más olyan folyadékot, amely nem alkalmas ehhez a készülékhez.
4. Ne használja a készüléket töltés közben.
5. A viztartály belseje fertőtleníthető és sterilizálható.
6. Ezt a készüléket tisztítás céljából nem szabad áztatni vagy vízbe meríteni. Legyen óvatos a készülék használatakor, és ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülék belsejébe használata vagy tisztítás közben.
7. A készülék minden egyes használata után ürítse ki a viztartályt a használt vízből, majd szárítsa meg alaposan a készüléket.

Hogyan kell használni:

1. Távolítsa el a sminket az arcáról sminklemosóval. Javasoljuk, hogy a kezelés előtt maszkot vagy púrsnyítót folyadékot is használjon.
2. Töltse fel a tartály 2/3-át tiszta vízzel.
3. Csatlakoztassa a megfelelő tisztítócsúcsot. Tartsa a készüléket függőleges helyzetben. Végezzen sima mozdulatokat, és ne állítsa meg a fejét egy helyen. Az eljárás után távolítsa el a hengeres szűrőt a tömlőből csipesszel vagy tűvel.
4. Tisztítsa után mossuk meg arcunkat tonikkal, és vigyünk fel hidratáló krémet vagy maszkot a bőrünkre. Ne felejtse el megvédeni magát SPF-fel. A hidrabráziós kezelés egész évben végezhető. A legjobb eredmény érdekében rendszeresen, heti 1-2 alkalommal kell elvégezni, a bőr igényeitől függően. A kezelés időtartama körülbelül 5-10 perc.

Funkció leírás:

1. Tisztító tipp - mitesszerek, elhalt bőr, bőrkeményedés, púrosok tisztítása. Alkalmazási terület: arc, homlok
2. Tisztító hegy (magnóvált szívóerő) - mitesszerek eltávolítása, púrosok tisztítása Felhasználási terület: T zóna, orrszélek
3. Spirális tisztítóhegy - elhalt bőr eltávolítása, púrosok tisztítása. Alkalmazási terület: arc, homlok
4. Szilikonos tisztítóhegy - pattanások és bőrkeményedés eltávolítása, púrosok tisztítása Alkalmazási terület: arc, homlok Orvosi szilikonból készült hegyek.

A készülék működési szöve: Lásd a 2-f2 oldalt.

További információ a cégről és a termékekről [2. oldal - f3]:

- www.beautify.eu;
- www.youtube.com/beautify.eu

Presiunea de adsorbție:	60KP
Capacitate:	30 ml
Bătătorit:	5V/1A
Putere:	6W
Capacitatea bateriei:	900mA
Aterizare	încărcare USB standard
Inclus:	dispozitiv, cablu USB, rezervor de apă, manual de utilizare, 6 sfaturi de diferite dimensiuni, tamponane din material nețesut

Securitate:

Înainte de a utiliza produsul, citiți acest manual de utilizare și urmați recomandările conținute în acesta atunci când utilizați dispozitivul.

Descrierea dispozitivului [pagina 2-f1]:

1. Cap înlocuibil
2. Indicator luminos
3. Buton de control al căldurii/control al căldurii
4. Buton de pornire
5. Intrare încărcător
6. Rezervor de apă

Purificarea cu hidrogen (hidrabraziune)

Hidrabrazion este un tratament blând care curăță, hidratează și exfoliază pielea. Este cu siguranță mai blând decât microdermabraziunea, așa că chiar și persoanele cu piele sensibilă, matură, vasculară sau predispusă la acnee o pot folosi. Pentru a obține efecte de curățare maxime, folosește sfaturi speciale dedicate unor anumite părți ale feței. Datorită acestora, puteți curăța pielea chiar și în locuri greu accesibile și puteți obține mult mai ușor rezultatele așteptate

Funcționarea dispozitivului:

1. Apăsăți și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde pentru a porni sau opri dispozitivul.
2. Țineți apăsat scurt butonul de pornire pentru a crește sau a reduce nivelul de intensitate.
3. Primul nivel de intensitate aprinde o lumină verde, a doua intensitate aprinde două lumini verzi, iar a treia intensitate aprinde trei lumini verzi.
4. În timpul încărcării, indicatorul de încărcare se aprinde roșu. Când bateria este plină, lumina roșie se stinge și lumina verde se aprinde.
5. Timpul de încărcare (încărcare completă) a dispozitivului este de aproximativ 3,5 ore.

Precauții:

1. Nu așezați dispozitivul într-un mediu cu un câmp magnetic puternic.
2. Aveți grijă să nu înclinați dispozitivul la mai mult de 45°C când îl utilizați, altfel apa va stropi din orificiul de evacuare.
3. Acest dispozitiv poate folosi doar apă curată. Nu utilizați alte lichide care nu sunt potrivite pentru acest dispozitiv.
4. Nu utilizați dispozitivul în timp ce se încarcă.
5. Interiorul rezervorului de apă poate fi dezinfectat și sterilizat.
6. Acest dispozitiv nu trebuie să fie înmuiat sau scufundat în apă pentru curățare. Vă rugăm să aveți grijă când utilizați dispozitivul și asigurați-vă că nu pătrunde apă în interior când îl utilizați sau îl curățați.
7. După fiecare utilizare a dispozitivului, golțiți rezervorul de apă de apă uzată și apoi uscați aparatul bine.

Cum se utilizează:

1. Îndepărtează machiajul de pe față folosind un demachiant. Vă recomandăm să utilizați și o mască sau un lichid pentru deschiderea porilor înainte de tratament.
2. Umpleți 2/3 din rezervor cu apă curată.
3. Atașați vârful de curățare corespunzător. Țineți dispozitivul în poziție verticală. Faceți mișcări line și nu oprți capul într-un singur loc. După procedură, scoateți filtrul cilindric din furtun cu o pensetă sau un ac.
4. După curățare, spală-ți fața cu tonic și aplică o cremă hidratantă sau o mască pe piele. Nu uitați să vă protejați cu SPF. Tratamentul cu hidrabraziune poate fi efectuat pe tot parcursul anului. Pentru rezultate optime, trebuie efectuată în mod regulat, de 1-2 ori pe săptămână, în funcție de nevoile pielii. Durata tratamentului este de aproximativ 5-10 minute.

Descrierea funcției:

1. Stat de curățare - îndepărtarea punctelor negre, a pielii moarte, calusuri, curățare pori Zona de aplicare: obraji, frunte
2. Vârf de curățare (putere de aspirație crescută) - îndepărtarea punctelor negre, curățarea porilor Zona de utilizare: zona T, partea nasului
3. Vârf de curățare în spirală - îndepărtarea pielii moarte, curățarea porilor Zona de aplicare: obraji, frunte
4. Vârf de curățare din silicon - îndepărtarea acneei și calusurilor, curățarea porilor. Zona de utilizare: obraji, frunte. Vârfului din silicon medical.

Unghiul de lucru al dispozitivului: Vezi pagina 2-f2.**Mai multe informații despre companie și produse [pagina 2 - f3]:**

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautify.eu

Адсорбционное давление:	60КП
Емкость:	30мл
Упаковано:	5 В/1 А
Власть:	6 Вт
Емкость батареи:	900 мА
Посадка:	стандартная USB-зарядка
Включено:	устройство, USB-кабель, резервуар для воды, руководство пользователя, 6 насадок разных размеров, подушечки из нетканого материала.

Безопасность:

Перед использованием изделия прочтите данное руководство пользователя и следуйте содержащимся в нем рекомендациям при использовании устройства.

Описание устройства [стр. 2-f1]:

1. Сменная головка
2. Световой индикатор
3. Кнопка контроля нагрева/контроля нагрева.
4. Кнопка питания
5. Вход для зарядного устройства
6. Выходохранилище

Очистка водорода (гидрабразия)

Гидрабразия – это бережная процедура, которая очищает, увлажняет и отшелушивает кожу. Он определенно более щадящий, чем микродермабразия, поэтому его могут использовать даже люди с чувствительной, зрелой, сосудистой или склонной к акне кожей. Чтобы добиться максимального очищающего эффекта, используйте специальные насадки, предназначенные для определенных участков лица. Благодаря им можно очистить кожу даже в труднодоступных местах и гораздо легче добиться ожидаемого результата.

Работа устройства:

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить устройство.
2. Кратковременно удерживайте кнопку питания, чтобы увеличить или уменьшить уровень интенсивности.
3. Первый уровень интенсивности включает один зеленый свет, второй уровень интенсивности включает два зеленых индикатора, а третий уровень интенсивности включает три зеленых индикатора.
4. Во время зарядки индикатор зарядки горит красным. Когда батарея заряжена, красный свет гаснет и включается зеленый свет.
5. Время зарядки (полного заряда) устройства составляет примерно 3,5 часа.

Меры предосторожности:

1. Не помещайте устройство в среду с сильным магнитным полем.
2. Будьте осторожны, не наклоняйте устройство более чем на 45° во время использования, иначе вода будет брызгать из выпускного отверстия.
3. Это устройство может использовать только чистую воду. Не используйте другие жидкости, не подходящие для этого устройства.
4. Не используйте устройство во время зарядки.
5. Внутреннюю часть резервуара для воды можно дезинфицировать и стерилизовать.
6. Это устройство нельзя замачивать или погружать в воду для чистки. Будьте осторожны при использовании устройства и следите за тем, чтобы вода не попала внутрь во время его использования или чистки.
7. После каждого использования устройства опорожняйте резервуар для использованной воды и тщательно высушите устройство.

Как использовать:

1. Удалите макияж с лица с помощью средства для снятия макияжа. Мы рекомендуем вам также использовать маску или жидкость, открывающую поры, перед процедурой.
2. Заполните резервуар на 2/3 чистой водой.
3. Прикрепите соответствующую чистящую насадку. Держите устройство в вертикальном положении. Делайте плавные движения и не останавливайте голову на одном месте. После процедуры извлеките цилиндрический фильтр из шланга с помощью пинцета или иглы.
4. После очищения умойтесь тоником и нанесите на кожу увлажняющий крем или маску. Не забывайте защищать себя с помощью SPF. Гидрабразию можно проводить регулярно, 1-2 раза в неделю, в зависимости от потребностей кожи. Продолжительность процедуры составляет примерно 5-10 минут.

Описание функции:

1. Очищающий наконечник – удаление черных точек, омертвевшей кожи, мозолей, очищение пор. Область применения: щеки, лоб.
2. Чистящая насадка (увеличенная мощность всасывания) – удаление черных точек, очистка пор. Область применения: Т-зона, носовая часть.
3. Спиральная насадка для чистки – удаление омертвевшей кожи, очищение пор. Область применения: щеки, лоб.
4. Силиконовая насадка для чистки – удаление прыщей и мозолей, очищение пор. Область применения: щеки, лоб. Насадки из медицинского силикона.

Рабочий угол устройства: см. стр. 2-f2.

Дополнительная информация о компании и продукции [страница 2 - f3]:

- www.beautifly.eu ;
- www.youtube.com/beautifly.eu

Adsorpsjonstrykk:	60KP
Kapasitet:	30 ml
Pakket:	5V/1A
Makt:	6W
Batterikapasitet:	900mA
Landing	standard USB-lading
Inkludert:	enhet, USB-kabel, vanntank, bruksanvisning, 6 tips i forskjellige størrelser, fiberduksputer

Sikkerhet:

Før du bruker produktet, les denne brukerhåndboken og følg anbefalingene i den når du bruker enheten.

Enhetsbeskrivelse [side 2-f1]:

1. Utskiftbart hode
2. Indikatorlampe
3. Varmekontroll/varmekontrollknapp
4. Strømknapp
5. Laderinggang
6. Vannreservoar

Hydrogenrensing (hydrabrasjon)

Hydrabrasjon er en skånsom behandling som renser, fukter og eksfolierer huden. Det er definitivt mer skånsomt enn mikrodermabrasjon, så selv personer med sensitiv, moden, vaskulær eller akne-utsatt hud kan bruke den. For å oppnå maksimale renseseffekter, bruk spesielle tips dedikert til bestemte deler av ansiktet. Takket være dem kan du rense huden selv på vanskelig tilgjengelige steder og oppnå de forventede resultatene mye lettere

Drift av enheten:

1. Trykk og hold inne strømknappen i 3 sekunder for å slå enheten på eller av.
2. Hold inne strømknappen kort for å øke eller redusere intensitetsnivået.
3. Det første intensitetsnivået slår på ett grønt lys, det andre intensitetsnivået slår på to grønne lys, og det tredje intensitetsnivået slår på tre grønne lys.
4. Under lading lyser ladeindikatoren rødt. Når batteriet er fullt, slås det røde lyset av og det grønne lyset tennes.
5. Ladetiden (full lading) av enheten er ca. 3,5 timer.

Forholdsregler:

1. Ikke plasser enheten i et miljø med et sterkt magnetfelt.
2. Vær forsiktig så du ikke vipper enheten mer enn 45°C ved bruk, ellers vil vann sprute ut av eksosåpningen.
3. Denne enheten kan bare bruke rent vann. Ikke bruk andre væsker som ikke er egnet for denne enheten.
4. Ikke bruk enheten mens den lades.
5. Innsiden av vanntanken kan desinfiseres og steriliseres.
6. Denne enheten bør ikke bløtlegges eller senkes i vann for rengjøring. Vær forsiktig når du bruker enheten og sørg for at det ikke kommer vann inn når du bruker eller rengjør den.
7. Etter hver bruk av enheten, tøm vanntanken for bruk vann og tørk deretter enheten grundig.

Hvordan å bruke:

1. Fjern sminken fra ansiktet med en sminkefjerner. Vi anbefaler at du også bruker maske eller poreåpnende væske før behandlingen.
2. Fyll 2/3 av tanken med rent vann.
3. Fest riktig rengjøringsspiss. Hold enheten i vertikal stilling. Gjør jevne bevegelser og ikke stopp hodet på ett sted. Etter prosedyren, fjern det sylindriske filteret fra slangen med en pinsett eller en nål.
4. Etter rens, vask ansiktet med tonic og påfør en fuktighetskrøm eller maske på huden. Husk å beskytte deg selv med SPF. Hydrabrasjonsbehandling kan utføres hele året. For best resultat bør den utføres regelmessig, 1-2 ganger i uken, avhengig av hudens behov. Behandlingens varighet er ca. 5-10 minutter.

Funksjonsbeskrivelse:

1. Rensetips - fjerning av hudormer, død hud, hard hud, rensende porer. Bruksområde: kinn, panne
2. Rengjøringsspiss (økt sugekraft) - fjerning av hudormer, rengjøring av porer. Bruksområde: T-soner, nesedell
3. Spiral rengjøringsspiss - fjerning av død hud, rensing av porer. Bruksområde: kinn, panne
4. Silikonrengjøringstips - fjerner akne og hard hud, renser porene. Bruksområde: kinn, panne. Tips laget av medisinsk silikon.

Enhetens arbeidsvinkel: Se side 2-f2.

Mer informasjon om selskapet og produktene [side 2 - f3]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Adsorptiopaine:	60KP
Kapasiteetti:	30 ml
Pakattu:	5V/1A
Teho:	6W
Akun kapasiteetti:	900mA
Lasku	tavallinen USB-lataus
Mukana:	laite, USB-kaapeli, vesisäiliö, käyttöohje, 6 erikokoista kärkeä, kuitukangastyyny

Turvallisuus:

Lue tämä käyttöopas ennen tuotteen käyttöä ja noudata sen sisältämiä suosituksia laitetta käyttäessäsi.

Laitteen kuvaus [sivu 2-f1]:

1. Vaihdeettava pää
2. Merkkivalo
3. Lämmönsäätö/lämmönsäätöpainike
4. Virtapainike
5. Laturin tulo
6. Vesisäiliö

Vedyn puhdistus (hydrabrasio)

Hydrabrasion on hellävarainen hoito, joka puhdistaa, kosteuttaa ja suojaa ihoa. Se on varmasti hellävaraisempi kuin mikroderabrasio, joten jopa ihmiset, jolla on herkkä, kypsä, vensuoneton tai akneen taipuvainen iho, voivat käyttää sitä. Maksimaalisen puhdistavan vaikutuksen saavuttamiseksi käytä erityisiä kasvojen osille tarkoitettuja vinkkejä. Niiden ansiosta voit puhdistaa ihon myös vaikeapääsyisissä paikoissa ja saavuttaa odotetut tulokset paljon helpommin.

Laitteen toiminta:

1. Kytke laite päälle tai pois painamalla virtapainiketta ja pitämällä sitä painettuna 3 sekuntia.
2. Paina virtapainiketta lyhyesti lisätäksesi tai vähentääksesi voimakkuutta.
3. Ensimmäinen intensiteettitaso sytyttää yhden vihreän valon, toinen intensiteetti sytyttää kaksi vihreää valoa ja kolmas intensiteetti sytyttää kolme vihreää valoa.
4. Latauksen aikana latauksen merkkivalo palaa punaisena. Kun akku on täynnä, punainen valo sammuu ja vihreä valo syttyy.
5. Laitteen latausaika (täysi lataus) on noin 3,5 tuntia.

Varotoimenpiteet:

1. Älä sijoita laitetta ympäristöön, jossa on voimakas magneettikenttä.
2. Varo kallistamasta laitetta yli 45°C:n kulmassa käytön aikana, muuten vettä roiskuu poistoaukosta.
3. Tämä laite voi käyttää vain puhdasta vettä. Älä käytä muita nesteitä, jotka eivät sovellu tälle laitteelle.
4. Älä käytä laitetta sen latautuesssa.
5. Vesisäiliön sisäpuoli voidaan desinfioida ja steriloida.
6. Tätä laitetta ei saa jättää tai upottaa veteen puhdistusta varten. Ole varovainen käyttäessäsi laitetta ja varmista, ettei vettä pääse laitteen sisälle, kun käytät tai puhdistat sitä.
7. Jokaisen laitteen käytön jälkeen tyhjennä vesisäiliö käytetystä vedestä ja kuivaa laite huolellisesti.

Kuinka käyttää:

1. Poista meikki kasvoiltasi meikinpoistoaineella. Suosittelemme, että käytät myös naamiota tai huokosia avaavaa nestettä ennen hoitoa.
2. Täytä 2/3 säiliöstä puhtaalla vedellä.
3. Kiinnitä sopiva puhdistuskärki. Pidä laitetta pystyasennossa. Tee tasaisia liikeitä äläkä pysäytä päätä yhteen paikkaan. Poista toimenpiteen jälkeen sylinterimäinen suodatin letkusta pinsetillä tai neulalla.
4. Pese kasvosii puhdistuksen jälkeen tonicilla ja levitä iholle kosteusvoide tai naamio. Muista suojata itsesi SPF:llä. Hydrabrasion-hoitoa voidaan tehdä ympäri vuoden. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi se tulisi suorittaa säännöllisesti, 1-2 kertaa viikossa ihon tarpeista riippuen. Hoidon kesto on noin 5-10 minuuttia.

Toiminnon kuvaus:

1. Puhdistuskärki - Mustapäiden, kuolleiden ihon, kovettumien, huokosten puhdistaminen. Käyttöalue: posket, otsa
2. Puhdistuskärki (lisätty imuteho) - Mustapäiden poisto, huokosten puhdistus. Käyttöalue: T-alue, nenäosa
3. Spiraalipuhdistuskärki - kuolleiden ihon poisto, huokosten puhdistaminen. Käyttöalue: posket, otsa
4. Silikoninen puhdistuskärki - akneen ja kovettumien poisto, huokosten puhdistaminen. Käyttöalue: posket, otsa. Kärjet lääketieteellisestä silikonista.

Laitteen toimintakulma: Katso sivu 2-f2.

Lisätietoa yrityksestä ja tuotteista [sivu 2 - f3]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Πίεση προσρόφησης:	60KP
Χωρητικότητα:	30 ml
Συσκευασμένα:	5V/1A
Έξουσία:	6W
Χωρητικότητα μπαταρίας:	900 mA
Προσέγωση	τυπική φόρτιση USB
Περιλαμβάνεται:	συσκευή, καλώδιο USB, δεξαμενή νερού, εγχειρίδιο χρήστη, 6 συμβουλές σε διαφορετικά μεγέθη, μη υφασμένα μαξιλάρια

Ασφάλεια:

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη και ακολουθήστε τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτό όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Περιγραφή συσκευής [σελίδα 2-1]:

1. Αντικαταστάσιμη κεφαλή
2. Ενδεικτική λυχνία
3. Κουμπί ελέγχου θερμότητας/ελέγχου θερμότητας
4. Κουμπί λειτουργίας
5. Είσοδος φορτιστή
6. Δεξαμενή νερού

Καθαρισμός υδρογόνου (υδροαπόξεση)

Το Hydroabrasion είναι μια απαλή θεραπεία που καθαρίζει, ενυδατώνει και απολεπίζει το δέρμα. Είναι σίγουρα πιο ήπιο από τη μικροδερμοαπόξεση, επομένως ακόμη και άτομα με ευαίσθητο, ώριμο, αγγεικό ή με τάση ακμής δέρμα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Για να επιτύχετε τα μέγιστα αποτελέσματα καθαρισμού, χρησιμοποιήστε ειδικές συμβουλές αφιερωμένες σε συγκεκριμένα σημεία του προσώπου. Χάρη σε αυτά, μπορείτε να καθαρίσετε το δέρμα ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία και να επιτύχετε τα αναμενόμενα αποτελέσματα πολύ πιο εύκολα.

Λειτουργία συσκευής:

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας.
2. Κρατήστε για λίγο το κουμπί λειτουργίας για να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο έντασης.
3. Το πρώτο επίπεδο έντασης ανάβει ένα πράσινο φως, το δεύτερο επίπεδο έντασης ανάβει δύο πράσινα φώτα και το τρίτο επίπεδο έντασης ανάβει τρία πράσινα φώτα.
4. Κατά τη φόρτιση, η ένδειξη φόρτισης ανάβει με κόκκινο χρώμα. Όταν γεμίσει η μπαταρία, το κόκκινο φως σβήνει και το πράσινο φως ανάβει.
5. Ο χρόνος φόρτισης (πλήρης φόρτιση) της συσκευής είναι περίπου 3,5 ώρες.

Προφυλάξεις:

1. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με ισχυρό μαγνητικό πεδίο.
2. Προσέξτε να μην γέρνετε τη συσκευή περισσότερο από 45°C κατά τη χρήση, διαφορετικά θα εκτοξευθεί νερό από τη θύρα εξάτμισης.
3. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο καθαρό νερό. Μην χρησιμοποιείτε άλλα υγρά που δεν είναι κατάλληλα για αυτήν τη συσκευή.
4. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ φορτίζει.
5. Το εσωτερικό της δεξαμενής νερού μπορεί να απολυμανθεί και να αποστειρωθεί.
6. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να εμποδίζεται ή να βυθίζεται σε νερό ή καθαρισμό. Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι δεν μπαίνει νερό μέσα κατά τη χρήση ή τον καθαρισμό της.
7. Μετά από κάθε χρήση της συσκευής, αδειάστε τη δεξαμενή νερού από το χρησιμοποιημένο νερό και στη συνέχεια στεγνώστε τη συσκευή καλά.

Τρόπος χρήσης:

1. Αφαιρέστε το μακινιάζ από το πρόσωπό σας χρησιμοποιώντας ένα ντεμακιζάζ. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε επίσης μάσκα ή υγρό που ανοίγει τους πόρους πριν από τη θεραπεία.
2. Γεμίστε τα 2/3 της δεξαμενής με καθαρό νερό.
3. Τοποθετήστε την κατάλληλη μύτη καθαρισμού. Κρατήστε τη συσκευή σε κάθετη θέση. Κάντε ομαλές κινήσεις και μην σταματάτε το κεφάλι σε ένα σημείο. Μετά τη διαδικασία, αφαιρέστε το κυλινδρικό φίλτρο από τον εύκαμπο σωλήνα με ταμπιλάκια ή βελόνα.
4. Μετά τον καθαρισμό, πλύνετε το πρόσωπό σας με τονωτικό και απλώστε στο δέρμα σας μια ενυδατική κρέμα ή μάσκα. Θυμηθείτε να προστατεύσετε τον εαυτό σας με SPF. Η θεραπεία ενυδάτωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί όλο το χρόνο. Για καλύτερα αποτελέσματα, θα πρέπει να γίνεται τακτικά, 1-2 φορές την εβδομάδα, ανάλογα με τις ανάγκες του δέρματος. Η διάρκεια της θεραπείας είναι περίπου 5-10 λεπτά.

Περιγραφή λειτουργίας:

1. Συμβολή καθαρισμού - αφαίρεση μαύρων σημιάτων, νεκρού δέρματος, κάλων, καθαρισμός πόρων Περιοχή εφαρμογής: μάγουλα, μέτωπο
2. Μύτη καθαρισμού (αυξημένη ισχύς αναρρόφησης) - αφαίρεση μαύρων σημιάτων, καθαρισμός πόρων Περιοχή χρήσης: ζώνη T, τμήμα μύτης
3. Στεροποίηση άκρη καθαρισμού - αφαίρεση νεκρού δέρματος, καθαρισμός πόρων Περιοχή εφαρμογής: μάγουλα, μέτωπο
4. Μύτη καθαρισμού σιλικόνης - αφαίρεση ακμής και κάλων, καθαρισμός πόρων Περιοχή εφαρμογής: μάγουλα, μέτωπο Μύτες από ιατρική σιλικόνη.

Γωνία λειτουργίας της συσκευής: Δείτε τη σελίδα 2-4f.

Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία και τα προϊόντα [σελίδα 2 - f3]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

Adsorpcijski tlak:	60KP
Kapacitet:	30 ml
pakirano:	5V/1A
Vlast:	6W
Kapacitet baterije:	900 mA
Sljetanje:	standardno USB punjenje
Uključeno:	uređaj, USB kabel, spremnik za vodu, upute za upotrebu, 6 vrhova u različitim veličinama, jastučići od netkanog materijala

Sigurnost:

Prije uporabe proizvoda pročitajte ovaj korisnički priručnik i pridržavajte se preporuka sadržanih u njemu prilikom korištenja uređaja.

Opis uređaja [stranica 2-f1]:

1. Zamjenjiva glava
2. Svjetlo indikatora
3. Kontrola topline/tipka za kontrolu topline
4. Gumb za uključivanje
5. Ulaz punjača
6. Rezervoar za vodu

Pročišćavanje vodikom (hidrabrazija)

Hidrabrazija je njezan tretman koji čisti, vlaži i radi piling kože. Definitivno je nježniji od mikrodermoabrazije pa ga mogu koristiti i osobe s osjetljivom, zreлом, krvožilnom kožom ili kožom sklonom aknama. Kako biste postigli maksimalan učinak čišćenja, koristite posebne vrhove namijenjene određenim dijelovima lica. Zahvaljujući njima možete očistiti kožu čak i na teško dostupnim mjestima i puno lakše postići očekivane rezultate

Rad uređaja:

1. Pritisnite i držite tipku za napajanje 3 sekunde da biste uključili ili isključili svoj uređaj.
2. Kratko držite tipku za uključivanje kako biste povećali ili smanjili razinu intenziteta.
3. Prvi stupanj intenziteta uključuje jedno zeleno svjetlo, drugi intenzitet uključuje dva zelena svjetla, a treći intenzitet uključuje tri zelena svjetla.
4. Tijekom punjenja, indikator punjenja svijetli crveno. Kada je baterija puna, crveno svjetlo se gasi, a zeleno svijetli.
5. Vrijeme punjenja (puno punjenje) uređaja je otprilike 3,5 sata.

Mjere predostrožnosti:

1. Ne stavljajte uređaj u okruženje s jakim magnetskim poljem.
2. Pazite da ne nagnete uređaj za više od 45°C tijekom korištenja, inače će voda prskati iz ispušnog otvora.
3. Ovaj uređaj može koristiti samo čistu vodu. Nemojte koristiti druge tekućine koje nisu prikladne za ovaj uređaj.
4. Nemojte koristiti uređaj dok se puni.
5. Unutrašnjost spremnika za vodu može se dezinficirati i sterilizirati.
6. Ovaj se uređaj ne smije namakati niti uranjati u vodu radi čišćenja. Budite oprezni kada koristite uređaj i pazite da voda ne uđe unutra kada ga koristite ili čistite.
7. Nakon svake uporabe uređaja, ispraznite spremnik vode od korištene vode, a zatim temeljito osušite uređaj.

Kako koristiti:

1. Uklonite šminku s lica pomoću sredstva za skidanje šminke. Preporučamo da prije tretmana koristite i masku ili tekućinu za otvaranje pora.
2. Napunite 2/3 spremnika čistom vodom.
3. Prčvrstite odgovarajući vrh za čišćenje. Držite uređaj u okomitom položaju. Pravite glatke pokrete i ne zaustavljajte glavu na jednom mjestu. Nakon postupka pincetom ili iglom izvadite cilindrični filter iz crijeva.
4. Nakon čišćenja operite lice tonikom i nanosite hidratantnu kremu ili masku na kožu. Ne zaboravite se zaštititi SPF-om. Hidrabrazija se može provoditi tijekom cijele godine. Za najbolje rezultate potrebno ju je provoditi redovito, 1-2 puta tjedno, ovisno o potrebama kože. Trajanje tretmana je cca 5-10 minuta.

Opis funkcije:

1. Savjet za čišćenje - uklanjanje mitesera, mrtve kože, žuljeva, čišćenje pora Područje primjene: obrazi, čelo
2. Vrh za čišćenje (povećana usisna snaga) - uklanjanje mitesera, čišćenje pora Područje upotrebe: T zona, nosni dio
3. Spiralni vrh za čišćenje - uklanjanje mrtve kože, čišćenje pora Područje primjene: obrazi, čelo
4. Silikonski vrh za čišćenje - uklanjanje akni i žuljeva, čišćenje pora Područje primjene: obrazi, čelo

Radni kut uređaja: Vidi stranicu 2-f2.

Više informacija o tvrtki i proizvodima [stranica 2 - f3]:

- www.beautifyly.eu
- www.youtube.com/beautifyly

Adsorptionsstryck:	60KP
Kapacitet:	30 ml
Packade:	5V/1A
Kraft:	6W
Batterikapacitet:	900mA
Landning	standard USB-laddning
Ingår:	enhet, USB-kabel, vattentank, bruksanvisning, 6 spetsar i olika storlekar, fiberduksdynor

Säkerhet:

Innan du använder produkten, läs denna bruksanvisning och följ rekommendationerna i den när du använder enheten.

Enhetsbeskrivning [sida 2-f1]:

1. Utbytbar huvud
2. Indikeringslampa
3. Värme kontroll/värme kontrollknapp
4. Strömknapp
5. Laddare ingång
6. Vattenbehållare

Våterening (hydrabrasion)

Hydrabrasion är en skonsam behandling som rengör, återfuktar och exfolierar huden. Det är definitivt mer skonsamt än mikrodermabrasion, så även personer med känslig, mogen, vaskulär eller aknebenägen hud kan använda den. För att uppnå maximala rengöringseffekter, använd speciella tips dedikerade till specifika delar av ansiktet. Tack vare dem kan du rengöra huden även på svåråtkomliga ställen och uppnå de förväntade resultaten mycket lättare

Enhetsens funktion:

1. Tryck och håll ned strömknappen i 3 sekunder för att slå på eller stänga av enheten.
2. Håll ned strömbrytaren kort för att öka eller minska intensitetsnivån.
3. Den första intensitetsnivån tänds en grön lampa, den andra intensiteten tänds två gröna lampor och den tredje intensiteten tänds tre gröna lampor.
4. Under laddning lyser laddningsindikator rött. När batteriet är fullt släcks den röda lampen och den gröna lampen tänds.
5. Laddningstiden (full laddning) för enheten är cirka 3,5 timmar.

Försiktighetsåtgärder:

1. Placera inte enheten i en miljö med ett starkt magnetfält.
2. Var noga med att inte luta enheten mer än 45°C vid användning, annars kommer vatten att spruta ut ur avgasporten.
3. Denna enhet kan endast användas rent vatten. Använd inte andra vätskor som inte är lämpliga för denna enhet.
4. Använd inte enheten medan den laddas.
5. Insidan av vattentanken kan desinficeras och steriliseras.
6. Denna enhet bör inte blötläggas eller nedsänkas i vatten för rengöring. Var försiktig när du använder enheten och se till att inget vatten kommer in i när du använder eller rengör den.
7. Efter varje användning av enheten, töm vattentanken på använt vatten och torka sedan enheten noggrant.

Hur man använder:

1. Ta bort smink från ansiktet med en sminkborttagare. Vi rekommenderar att du även använder en mask eller poröppnande vätska innan behandlingen.
2. Fyll 2/3 av tanken med rent vatten.
3. Fäst lämplig rengöringsspets. Håll enheten i vertikalt läge. Gör mjuka rörelser och stoppa inte huvudet på ett ställe. Efter proceduren, ta bort det cylindriska filtret från slangen med en pincett eller en nål.
4. Efter rengöring, tvätta ansiktet med tonic och applicera en fuktkräm eller mask på huden. Kom ihåg att skydda dig med SPF. Hydrabrasionsbehandling kan utföras året runt. För bästa resultat bör den utföras regelbundet, 1-2 gånger i veckan, beroende på hudens behov. Behandlingens längd är cirka 5-10 minuter.

Funktionsbeskrivning:

1. Rengöringstips - borttagning av pormaskar, död hud, förhårdnader, rengöring av porer. Användningsområde: kinder, panna
2. Rengöringsspets (ökad sugkraft) - ta bort pormaskar, rengöra porer. Användningsområde: T-zon, nosdel
3. Spiralfrengöringsspets - borttagning av död hud, rengöring av porer. Användningsområde: kinder, panna
4. Silikonrengöringsspets - tar bort akne och förhårdnader, rengör porer. Användningsområde: kinder, panna. Tips gjorda av medicinsk silikon.

Enhetsens arbetsvinkel: Se sidan 2-f2.

Mer information om företaget och produkterna [sida 2 - f3]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautify.eu

Adsorptionstryk:	60KP
Kapacitet:	30 ml
Pakket:	5V/1A
Strøm:	6W
Batterikapacitet:	900mA
Landing	standard USB-oplading
Inkluderet:	enhed, USB-kabel, vandtank, brugermanual, 6 spidser i forskellige størrelser, non-woven stof puder

Sikkerhed:

Før du bruger produktet, skal du læse denne brugervejledning og følge anbefalingerne deri, når du bruger enheden.

Enhedsbeskrivelse [side 2-f1]:

1. Udskifteligt hoved
2. Indikatorlys
3. Varmekontrol/varmekontrolknap
4. Tænd/sluk-knap
5. Opladerindgang
6. Vandbeholder

Brintrensning (hydrabrasion)

Hydrabrasion er en skånsom behandling, der renser, fugter og eksfolierer huden. Det er bestemt mere skånsomt end mikrodermabrasion, så selv folk med følsom, moden, vaskulær eller akne-udsat hud kan bruge det. For at opnå maksimal rensende effekt, brug specielle tips dedikeret til specifikke dele af ansigtet. Takket være dem kan du rense huden selv på svært tilgængelige steder og opnå de forventede resultater meget lettere

Betjening af enheden:

1. Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder for at tænde eller slukke din enhed.
2. Hold tænd/sluk-knappen kort nede for at øge eller mindske intensitetsniveauet.
3. Det første intensitetsniveau tænder ét grønt lys, det andet intensitetsniveau tænder to grønne lys, og det tredje intensitetsniveau tænder tre grønne lys.
4. Under opladning lyser opladningsindikatoren rødt. Når batteriet er fuldt, slukkes det røde lys, og det grønne lys tændes.
5. Enhedens opladningstid (fuld opladning) er cirka 3,5 timer.

Forholdsregler:

1. Anbring ikke enheden i et miljø med et stærkt magnetfelt.
2. Pas på ikke at vippe enheden mere end 45°C under brug, da der ellers vil sprøjte vand ud af udstødningsporten.
3. Denne enhed kan kun bruge rent vand. Brug ikke andre væsker, der ikke er egnede til denne enhed.
4. Brug ikke enheden, mens den oplades.
5. Indersiden af vandtanken kan desinficeres og steriliseres.
6. Denne enhed må ikke lægges i blød eller nedsænkes i vand til rengøring. Vær forsigtig, når du bruger enheden, og sørg for, at der ikke kommer vand ind, når du bruger eller rengør den.
7. Efter hver brug af enheden skal du tømme vandtanken for brugt vand og derefter tørre enheden grundigt.

Sådan bruger du:

1. Fjern makeup fra dit ansigt ved hjælp af en makeupfjerner. Vi anbefaler, at du også bruger en maske eller poreåbnende væske inden behandlingen.
2. Fyld 2/3 af tanken med rent vand.
3. Sæt den passende rengøringsspids på. Hold enheden i lodret position. Lav jævne bevægelser og stop ikke hovedet ét sted. Efter proceduren skal du fjerne det cylindriske filter fra slangen med en pincet eller en nål.
4. Efter rensning, vask dit ansigt med tonic og påfør en fugtighedscreme eller maske på din hud. Husk at beskytte dig selv med SPF. Hydrabrasionsbehandling kan udføres hele året rundt. For de bedste resultater bør den udføres regelmæssigt, 1-2 gange om ugen, alt efter hudens behov. Behandlingens varighed er cirka 5-10 minutter.

Funktionsbeskrivelse:

1. Rensespids - fjernelse af hudorme, død hud, hård hud, rørende porer. Anvendelsesområde: kinder, pande
2. Rengøringspids (øget sugekraft) - fjernelse af hudorme, rensning af porer. Anvendelsesområde: T-zone, næsedel
3. Spiral rengøringspids - fjernelse af død hud, rensning af porer. Anvendelsesområde: kinder, pande
4. Rengøringspids af silikone - fjernelse af acne og hård hud, rensning af porer. Anvendelsesområde: kinder, pande. Tips lavet af medicinsk silikone.

Enhedens arbejdsvinkel: Se side 2-f2.

Mere information om virksomheden og produkterne [side 2 - f3]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

Adsorptiedruk:	60KP
Capaciteit:	30 ml
Ingepakt:	5V/1A
Stroom:	6W
Batterij capaciteit:	900mA
Landen	standaard USB-opladen
Inbegrepen:	apparaat, USB-kabel, watertank, gebruikershandleiding, 6 tips in verschillende maten, non-woven stoffen pads

Beveiliging:

Voordat u het product gebruikt, dient u deze gebruikershandleiding te lezen en de daarin opgenomen aanbevelingen op te volgen bij gebruik van het apparaat.

Apparaatbeschrijving [pagina 2-f1]:

1. Vervangbare kop
2. Indicatielampje
3. Knop voor warmteregeling/verwarming
4. Aan/uit-knop
5. Laderingang
6. Waterreservoir

Waterstofzuivering (hydrabrasie)

Hydrabrasie is een zachte behandeling die de huid reinigt, hydrateert en exfolieert. Het is absoluut zachter dan microdermabrasie, dus zelfs mensen met een gevoelige, volwassen, vasculaire of voor acne gevoelige huid kunnen het gebruiken. Om maximale reinigende effecten te bereiken, gebruikt u speciale tips voor specifieke delen van het gezicht. Dankzij hen kun je de huid zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen reinigen en de verwachte resultaten veel gemakkelijker bereiken

Apparaatbediening:

1. Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om uw apparaat in of uit te schakelen.
2. Houd de aan/uit-knop kort ingedrukt om het intensiteitsniveau te verhogen of te verlagen.
3. Bij het eerste intensiteitsniveau gaat één groen lampje branden, bij de tweede intensiteit gaan twee groene lampjes branden en bij het derde intensiteitsniveau gaan drie groene lampjes branden.
4. Tijdens het opladen licht de oplaadindicator rood op. Wanneer de batterij vol is, gaat het rode lampje uit en het groene lampje aan.
5. De oplaadtijd (volledig opladen) van het apparaat bedraagt ongeveer 3,5 uur.

Voorzorgsmaatregelen:

1. Plaats het apparaat niet in een omgeving met een sterk magnetisch veld.
2. Zorg ervoor dat u het apparaat tijdens gebruik niet meer dan 45°C kantelt, anders spuit er water uit de uitlaatpoort.
3. Dit apparaat kan alleen schoon water gebruiken. Gebruik geen andere vloeistoffen die niet geschikt zijn voor dit apparaat.
4. Gebruik het apparaat niet terwijl het wordt opgeladen.
5. De binnenkant van de watertank kan worden gedesinfecteerd en gesteriliseerd.
6. Dit apparaat mag voor reiniging niet in water worden geweekt of ondergedompeld. Wees voorzichtig bij het gebruik van het apparaat en zorg ervoor dat er geen water binnendringt bij gebruik of reiniging.
7. Leeg na elk gebruik van het apparaat het waterreservoir met gebruikt water en droog het apparaat daarna grondig af.

Hoe te gebruiken:

1. Verwijder make-up van je gezicht met een make-upremover. Wij raden u aan om vóór de behandeling ook een masker of poriënopenende vloeistof te gebruiken.
2. Vul de tank voor 2/3 met schoon water.
3. Bevestig de juiste reinigingstip. Houd het apparaat in een verticale positie. Maak vloeiende bewegingen en stop het hoofd niet op één plek. Verwijder na de procedure het cilindrische filter uit de slang met een pincoet of een naald.
4. Was uw gezicht na het reinigen met tonic en breng een vochtinbrengende crème of masker op uw huid aan. Vergeet niet om jezelf te beschermen met SPF. Hydrabrasiebehandeling kan het hele jaar door worden uitgevoerd. Voor het beste resultaat moet het regelmatig worden uitgevoerd, 1-2 keer per week, afhankelijk van de behoeften van de huid. De duur van de behandeling bedraagt ongeveer 5-10 minuten.

Functiebeschrijving:

1. Reinigingstip - verwijderen van mee-eters, dode huid, eelt, reinigen van poriën Toepassingsgebied: wangen, voorhoofd
2. Reinigingstip (verhoogde zuigkracht) - mee-eters verwijderen, poriën reinigen Toepassingsgebied: T-zone, neusdeel
3. Spiraalvormige reinigingstip - verwijderen van dode huid, reinigen van poriën Toepassingsgebied: wangen, voorhoofd
4. Siliconen reinigingstip - acne en eelt verwijderen, poriën reinigen Toepassingsgebied: wangen, voorhoofd Tips gemaakt van medische siliconen.

Werkhoek apparaat: Zie pagina 2-f2.

Meer informatie over het bedrijf en de producten [pagina 2 - f3]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautify.eu

Adsorpsiyon basıncı:	60KP
Kapasite:	30ml
Paketlenmiş:	5V/1A
Güç:	6W
Pil Kapasitesi:	900mA
İniş:	standart USB şarjı
Dahil:	cihaz, USB kablo, su deposu, kullanım kılavuzu, farklı boyutlarda 6 uç, dokuma olmayan kumaş pedler

Güvenlik:

Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve cihazı kullanırken burada yer alan önerilere uyun.

Cihaz açıklaması [sayfa 2-f1]:

1. Değiştirilebilir kafa
2. Gösterge ışığı
3. Isı kontrolü/ısı kontrol butonu
4. Güç düğmesi
5. Şarj cihazı girişi
6. Su deposu

Hidrojen saflaştırması (hidrabrazyon)

Hidrabrazyon, cildi temizleyen, nemlendiren ve eksfoliye eden nazik bir tedavidir. Kesinlikle mikrodermabrazyonun daha naziktir, bu nedenle hassas, olgun, damarlı veya akneye yatkın cilde sahip kişiler bile kullanılabilir. Maksimum temizleme etkisi elde etmek için yüzün belirli bölgelerine özel ipuçları kullanın. Bunlar sayesinde ulaşılmaz zor yerlerde bile cildinizi temizleyebilir ve beklenen sonuçlara çok daha kolay ulaşabilirsiniz.

Cihazın çalışması:

1. Cihazınızı açmak veya kapatmak için güç düğmesini 3 saniye basılı tutun.
2. Yoğunluk seviyesini artırmak veya azaltmak için güç düğmesini kısa süre basılı tutun.
3. Birinci yoğunluk seviyesi bir yeşil ışığı yakar, ikinci yoğunluk seviyesi iki yeşil ışığı yakar ve üçüncü yoğunluk seviyesi üç yeşil ışığı yakar.
4. Şarj sırasında şarj göstergesi kırmızı yanar. Pil dolduğunda kırmızı ışık söner ve yeşil ışık yanar.
5. Cihazın şarj süresi (tam şarj) yaklaşık 3,5 saattir.

Önemler:

1. Cihazı güçlü manyetik alana sahip bir ortama koymayın.
2. Cihazı kullanırken 45°C'den fazla eğemeye dikkat edin, aksi takdirde egzoz deliğinden su fışkıracaktır.
3. Bu cihaz yalnızca temiz su kullanılabilir. Bu cihaz uygun olmayan başka sıvıları kullanmayın.
4. Cihazı şarj olurken kullanmayın.
5. Su tankının içi dezenfekte ve sterilize edilebilir.
6. Bu cihaz temizlik amacıyla suya batırılmamalı veya suya batırılmamalıdır. Cihazı kullanırken dikkatli olun ve kullanırken veya temizlerken içeriye su girmemesine dikkat edin.
7. Cihazın her kullanımından sonra su haznesindeki kullanılmış suyu boşaltın ve ardından cihazı iyice kurulaştırın.

Nasıl kullanılır:

1. Bir makyaj çıkarıcı kullanarak yüzünüzdeki makyajı çıkarın. Ayrıca tedaviden önce maske veya gözenek açıcı sıvı kullanmanızı da öneririz.
2. Deponun 2/3'ünü temiz su ile doldurun.
3. Uygun temizleme ucunu takın. Cihazı dikey konumda tutun. Yumuşak hareketler yapın ve başınızı tek bir yerde durdurmayın. İşlemden sonra silindirik filtreyi cımbız veya iğne yardımıyla hortumdan çıkarın.
4. Temizledikten sonra yüzünüzü tonikle yıkayın ve cildinize nemlendirici veya maske uygulayın. Kendinizi SPF ile korumayı unutmayın. Hidrabrazyon tedavisi tüm yıl boyunca yapılabilir. En iyi sonuç için cildin ihtiyacına göre haftada 1-2 kez düzenli olarak uygulanmalıdır. Tedavi süresi yaklaşık 5-10 dakikadır.

Fonksiyon açıklaması:

1. Temizleme ucu - siyah noktaların, ölü derinin, nasırların giderilmesi, gözeneklerin temizlenmesi.Uygulama alanı: yanaklar, alın
2. Temizleme ucu (artırılmış emiş gücü) - siyah noktaların giderilmesi, gözeneklerin temizlenmesi.Kullanım alanı: T bölgesi, burun kısmı
3. Spiral temizleme ucu – ölü derinin uzaklaştırılması, gözeneklerin temizlenmesi.Uygulama alanı: yanaklar, alın
4. Silikon temizleme ucu - Siville ve nasırların giderilmesi, gözeneklerin temizlenmesi.Uygulama alanı: yanaklar, alın.Tıbbi silikondan yapılmış uçlar.

Cihazın çalışma açısı: Bkz. sayfa 2-f2.

Şirket ve ürünler hakkında daha fazla bilgi [sayfa 2 - f3]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautify.eu

Адсорбционно налягане:	60KP
Капацитет:	30 мл
Опаковани:	5V/1A
мощност:	6W
Капацитет на батерията:	900mA
Капане	стандартно USB зареждане
Включено:	устройство, USB кабел, резервоар за вода, ръководство за употреба, 6 накрайника в различни размери, подложки от нетъкан текстил

Сигурност:

Преди да използвате продукта, прочетете това ръководство за потребителя и следвайте препоръките, съдържащи се в него, когато използвате устройството.

Описание на устройството [страница 2-f1]:

1. Сменяема глава
2. Светлинен индикатор
3. Бутон за управление на топлината/контрол на топлината
4. Бутон за захранване
5. Вход за зарядно устройство
6. Резервоар за вода

Пречистване с водород (хидрабразия)

Хидрабразията е нежно лечение, което почиства, овлажнява и екسفолтира кожата. Определено е по-нежен от микродермабразията, така че дори хора с чувствителна, зряла, съдова или склонна към акне кожа могат да го използват. За да постигнете максимални почистващи ефекти, използвайте специални накрайници, предназначени за определени части на лицето. Благодарение на тях можете да почистите кожата дори на труднодостъпни места и много по-лесно да постигнете очакваните резултати

Работа на устройството:

1. Натиснете и задръжте бутона за захранване за 3 секунди, за да включите или изключите вашето устройство.
2. Задръжте за кратко бутона за захранване, за да увеличите или намалите нивото на интензивност.
3. Първото ниво на интензитет включва една зелена светлина, второто ниво на интензитет включва две зелени светлини, а третото ниво на интензитет включва три зелени светлини.
4. Докато се зарежда, индикаторът за зареждане свети в червено. Когато батерията е пълна, червената светлина се изключва и зелената светлина светва.
5. Времето за зареждане (пълен заряд) на устройството е приблизително 3,5 часа.

Предпазни мерки:

1. Не поставяйте устройството в среда със силно магнитно поле.
2. Внимавайте да не наклоняте устройството на повече от 45°C, когато използвате, в противен случай вода ще пръска от изпускателния порт.
3. Това устройство може да използва само чиста вода. Не използвайте други течности, които не са подходящи за това устройство.
4. Не използвайте устройството, докато се зарежда.
5. Вътрешността на резервоара за вода може да се дезинфекцира и стерилизира.
6. Това устройство не трябва да се напие или потапя във вода за почистване. Бъдете внимателни, когато използвате устройството и се уверете, че вътре не попада вода, когато го използвате или почиствате.
7. След всяка употреба на уреда изпразнете водния резервоар от използваната вода и след това изсушете напълно уреда.

Как да използвам:

1. Отстранете грима от лицето си с препарат за премахване на грим. Препоръчваме ви също да използвате маска или течност за отваряне на порите преди процедурата.
2. Напълнете 2/3 от резервоара с чиста вода.
3. Прикрепете подходящия почистващ накрайник. Дръжте устройството във вертикално положение. Пратете плавни движения и не спирайте главата на едно място. След процедурата извадете цилиндричния филтър от маркуча с пинсета или игла.
4. След почистване измийте лицето си с тоник и нанесете хидратиращ крем или маска върху кожата. Не забравяйте да се защитите със SPF. Лечението с хидрабразия може да се извършва цялогодишно. За най-добри резултати трябва да се извършва редовно, 1-2 пъти седмично, в зависимост от нуждите на кожата. Продължителността на лечението е приблизително 5-10 минути.

Описание на функцията:

1. Почистващ накрайник - премахване на черни точки, мъртва кожа, мазоли, почистване на порите Област на приложение: бузи, чело
2. Почистващ накрайник (повишена всмукателна мощност) - премахване на черни точки, почистване на порите Област на приложение: Т зона, носна част
3. Спирален почистващ накрайник - премахване на мъртва кожа, почистване на порите Област на приложение: бузи, чело
4. Силиконов почистващ накрайник - премахване на акне и мазоли, почистване на порите Област на приложение: бузи, чело Накрайници от медицински силикон.

Работен ъгъл на устройството: Вижте страница 2-f2.

Повече информация за компанията и продуктите [страница 2 - f3]:

- www.beautifyly.eu
- www.youtube.com/beautifyly

60 كيلو بايت	ضغط الامتزاز
30 مل	سعة
5 فولت/ 1 أمبير	سعة
6 وات	قوة
900 مللي أمبير	فترة البطارية
قياسي USB شحن	النهيط
خزان الماء، دليل المستخدم، 6 أطراف بأحجام مختلفة، وسادات قماش غير منسوجة، USB، الجهاز، كابل	بوشملت

جملة

قبل استخدام المنتج، اقرأ دليل المستخدم هذا واتبع التوصيات الواردة فيه عند استخدام الجهاز

- 1: اصفحة [2] وصف الجهاز
1. راس قابل للاستبدال
2. ضوء المؤشر
3. التحكم في الحرارة / زر التحكم في الحرارة
4. زر الطاقة
5. إدخال الشاحن
6. خزان المياه

تنقية الهيدر وجين (التسحيح المائي)

هو علاج لطيف لتنظيف البشرة ويزيلها ويقرها. إنه يثبت أكثر لطفاً من التقشير العميق للجلد، لذلك حتى الأشخاص ذوي البشرة Hydrabrasion الحساسة أو الفاضحة أو المعرصة لحب الشباب أو الأوعية الدموية يمكنهم استخدامها لتحقيق أقصى قدر من نتائج التنظيف، استخدم نصائح خاصة مخصصة لأجزاء معينة من الوجه. بفصلهم، يمكنك تنظيف البشرة حتى في الأماكن التي يصعب الوصول إليها وتحقيق النتائج المتوقعة بسهولة أكبر

تشغيل الجهاز

1. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل جهازك أو إيقاف تشغيله
2. اضغط فقط وجيزة على زر الطاقة لزيادة مستوى الشدة أو تقليله
3. يعمل مستوى الشدة الأول على ضوء أخضر واحد، والكثافة الثانية على ضوءين أخضرين، والكثافة الثالثة على ثلاثة أضواء خضراء
4. أثناء الشحن، يضيء مؤشر الشحن باللون الأحمر. عندما تكون البطارية ممتلئة، ينطفئ الضوء الأحمر ويضيء الضوء الأخضر
5. تبلغ مدة شحن الجهاز (الشحن الكامل) حوالي 3.5 ساعة

إحتياطات

1. لا تضع الجهاز في بيئة ذات مجال مغناطيسي قوي
2. احذر من على عدم أمالة الجهاز أكثر من 45 درجة مئوية عند الاستخدام، وإلا فهو ينتشر الماء من منفذ العادم
3. يمكن لهذا الجهاز استخدام الماء للتنظيف فقط لا تستخدم سوائل أخرى غير مناسبة لهذا الجهاز
4. لا تستخدم الجهاز أثناء الشحن
5. يمكن تطهير وتعقيم الجزء الداخلي من خزان المياه
6. لا ينبغي نزع هذا الجهاز أو غمره في الماء للتنظيف كن جزأ عند استخدام الجهاز وتأكد من عدم دخول الماء إلى داخله عند استخدامه أو تنظيفه
7. بعد كل استخدام للجهاز، قم بإفراغ خزان المياه من الماء المستخدم ثم قم بتجفيف الجهاز جيدا

كيف تستعمل

1. قومي بإزالة المكياج عن وجهك باستخدام مزيج المكياج. ننصحك أيضاً باستخدام قناع أو سائل يفتح المسام قبل العلاج
2. أملا خزان المياه بالتنظيف
3. قم بتوصيل طرف التنظيف المناسب لمسك الجهاز في وضع عمودي. قم بركات سلسلة ولا توقف رأسك في مكان واحد. بعد الإجراء، قم بإزالة الفلتر الأسطواني من الخرطوم باستخدام مallet أو إبرة
4. بعد التنظيف، اغسلي وجهك بالماء البارد وضعي مرطبا أو قناعا على بشرتك تذكر أن تحمي نفسك باستخدام عامل الحماية من الشمس يمكن (SPF). بعد التنظيف، اغسلي وجهك بالماء البارد وضعي مرطبا أو قناعا على بشرتك تذكر أن تحمي نفسك باستخدام عامل الحماية من الشمس
5. على مدار السنة للحصول على أفضل النتائج، ينبغي إجراء ذلك بانتظام، 1-2 مرات في الأسبوع، حسب احتياجات Hydrabrasion إجراء علاج الجلد. مدة العلاج حوالي 5-10 دقائق

وصف الوظيفة

1. نصيحة التنظيف - إزالة الزوائد والسوداء والجلد الميت والتنسيج وتنظيف المسام منطقة الاستخدام: الخدين والجبهة
- جز الأنف 2: نصيحة التنظيف (زيادة قوة الشطف) - إزالة الزوائد والسوداء وتنظيف المسام منطقة الاستخدام: منطقة
3. طرف التنظيف الحار وندي - إزالة الجلد الميت وتنظيف المسام منطقة الاستخدام: الخدين والجبهة
4. طرف تنظيف من السيليكون - إزالة حب الشباب ومسامير القدم وتنظيف المسام منطقة الاستخدام: الخدود والجبهة أطراف مصنوعة من السيليكون الطبي

f2- زاوية عمل الجهاز: انظر الصفحة 2

f3: - صفحة 2] مزيد من المعلومات حول الشركة والمنتجات

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu



[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym: Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Urządzenie zostało wprowadzone do obrotu po 13.08.2005 r

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators must not be combined with other household waste. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the packaging. Dispose of waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators at your local separate collection point or to your dealer. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Incorrect handling or damage to them may lead to damage to health or environmental pollution when the equipment is further disposed of or recycled. The device was placed on the market after August 13, 2005



[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent niniejszym na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że wyżej wymieniony produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej a także dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,

wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem.

[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer hereby declares under its sole responsibility that the above product complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances.

www.beautifly.eu/deklaracje

Importer: Beautifly Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska
Model: Hydraclear Pro