

BEAUTIFLY

Glossy

Blush

series




Urządzenie do mezoterapii bezigłowej
Needleless mesotherapy device

Instrukcja obsługi
User manual

 [beautifly.eu](https://www.facebook.com/beautifly.eu)  [@beautifly.eu](https://www.instagram.com/beautifly.eu)  [beautifly.eu](https://www.beautifly.eu)

 [/beautiflyeu](https://www.youtube.com/beautiflyeu)  [@beautiflyeu](https://www.tiktok.com/@beautiflyeu)

f1



f2



Napięcie znamionowe:	5V/1A
Moc znamionowa:	4W
Pojemność baterii:	600mAh
Czas ładowania:	3 godziny
Średnica głowicy masującej:	35 mm

Opis urządzenia [stron 2, f1]

1. Głowica ultradźwiękowa
2. Światła fotonowe
3. Poziom naładowania baterii
4. Fototerapia: Czerwony/Niebieski
5. Tryby pracy
6. Przycisk wł./wył
7. Przycisk zmiany trybu

4 tryby – sposoby użycia:

Uwaga: Pielęgnację rozpocznij od oczyszczania (tryb Cleanse), użyj kosmetyku do oczyszczania twarzy. Gruntowne oczyszczanie porów będzie polegało na głębokim usuwaniu zanieczyszczeń, a brud wydostanie się na powierzchnię skóry. Zmyj powierzchnię skóry płynem do demakijażu. Każdy tryb ustaw na 4 minuty czasu użytkowania. W ciągu 1 minuty bezczynności urządzenie automatycznie się wyłączy.

Urządzenie działa na zasadzie indukcji, co oznacza, że zaczyna pracować po zetknięciu ze skórą.

Korzystanie z trybu Cleanse (przy użyciu wacika)

W tym trybie masz do wyboru 3 poziomy intensywności, ciepło oraz wibracje. Dzięki temu możesz skutecznie oczyścić pory z zanieczyszczeń, rozjaśnić skórę i poprawić jej koloryt.

1. Zdejmij zaczep na bawełniany płatek kosmetyczny
 2. Przymocuj bawełniany płatek kosmetyczny
 3. Polej płatek płynem do demakijażu
 4. Naciśnij przycisk i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie
 5. Połóż palce wokół pasków czujnika
 6. Oczyść twarz okrężnymi ruchami
- CZAS PIELEGNACJI: 4 minuty

Zastosowanie trybu Rejuvenate (nie trzeba używać wacika)

Tryb wykorzystuje czerwone światło i ciepło oraz masaż wibracyjny, a także niebieskie światło, ciepło i masaż wibracyjny. Działa silnie ujędrniająco stymulując skórę do intensywnej produkcji kolagenu i elastyny. Skutecznie niweluje zmarszczki i bruzdy, nawilża pozostawiając efekt odmłodzonej skóry.

1. Nałóż na skórę serum albo maseczkę
 2. Naciśnij przycisk włączania przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie i wybrać tryb Rejuvenate
 3. Trzymając urządzenie, dotknij pasków czujników znajdujących się po obu stronach urządzenia. Zabieg wykonuj pociągając urządzenie od dołu twarzy w górę
- CZAS PIELEGNACJI: 4 minuty

Korzystanie z trybu Lifting (nie trzeba używać wacika)

Ten tryb skutecznie stymuluje i odpręża skórę oraz pomaga głęboko ją nawilżyć. Czerwone światło połączone z wibracjami i ciepłem świetnie wspomaga remodeling twarzy, dzięki czemu pozwala jej odzyskać piękny, młodzieńczy owal.

1. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk włączania, aby włączyć urządzenie. Wybierz tryb Liftingu
 2. Trzymając urządzenie, dotknij pasków czujników znajdujących się po obu stronach urządzenia. Przeciągaj urządzenie od dołu twarzy ku górze
- CZAS PIELEGNACJI: 4 minuty

Korzystanie z trybu Eye care

Tryb wykorzystuje wibracje, ciepło oraz opcjonalnie czerwone światło. Po wykonaniu zabiegów na skórze twarzy przechodzimy do okolic oka i wykonujemy precyzyjną pielęgnację delikatnej skóry wokół oczu. Skóra strefy oka wymaga szczególnej pielęgnacji, a odpowiednie zabiegi pomogą Ci zniwelować

zmarszczki mimiczne, opuchliznę i cienie pod oczami.

CZAS PIELEGNACJI: 4 minuty

Instrukcje użytkownika

Używanie zasilacza

1. Kiedy na wyświetlaczu kontrolera pojawi się symbol baterii oznacza to niski poziom naładowania baterii. Włóż wtyczkę zasilacza do gniazda DC kontrolera, następnie włóż wtyczkę kontrolera do gniazdka sieciowego, wskaźnik baterii na wyświetlaczu LCD zacznie migać.

2. Żywotność baterii akumulatorowej jest równa lub większa niż 500 cykli ładowania-rozładowania w normalnych warunkach, co pozwala na jej stosowanie przez ponad trzy lata (raz dziennie).

Środki ostrożności

1. Nie pozostawiaj urządzenia podłączonego przez długi czas do zasilania.
2. Nie dotykaj go mokrymi rękami, może to doprowadzić do porażenia prądem lub zwarcia.
3. Nie umieszczaj urządzenia w miejscach o wysokiej wilgotności, gdyż może dojść do porażenia prądem, zwarcia lub uszkodzenia izolacji.
4. Nie pozostawiaj urządzenia w zasięgu dzieci.
5. Zabronione jest używanie urządzenia przez dzieci.
6. Zabronione jest używanie go w miejscach przechowywania materiałów łatwopalnych.
7. Nie czyść urządzenia substancjami żrącymi.
8. Używaj tylko dołączonego do zestawu zasilacza.
9. Przed podłączeniem zasilania upewnij się, że urządzenie jest suche.
10. Nie używaj urządzenia na skórze z oparzeniami słonecznymi.
11. Wstrzymaj użytkowanie w przypadku niepożądanych skutków ubocznych.

Przeciwwskazania

- ciąża
- implanty metalowe, rozrusznik serca
- metalowe przedmioty (np. biżuteria)
- nowotwór
- gorączka
- stany chorobowe, osłabienie
- przerwanie ciągłości naskórka
- wcześniej stosowane wypełniacze, botoks (musi upłynąć 6 tygodni od zabiegu)
- choroby wirusowe, bakteryjne i grzybicze skóry
- ostre postacie trądziku różowatego i ropowiczego
- aktywna opryszczka
- epilepsja
- migreny
- nieleczone i nieuregulowane choroby tarczycy.

Więcej informacji o produkcie dostępnych jest na stronie producenta pod adresem: [strona 2, f2]

Rated voltage:	5V/1A
Rated power:	4W
Battery Capacity:	600mAh
Charging time:	3 hours
Massage head diameter:	35mm

Description of the device [page 2, f1]

1. Ultrasonic head
2. Photon lights
3. Battery charge level
4. Phototherapy: Red/Blue
5. Operating modes
6. On/off button
7. Mode change button

4 modes – ways of using:

Note: Start your care with cleansing (Cleanse mode), use a facial cleansing cosmetic. Thorough cleansing of pores will involve deep removal of impurities, and the dirt will come to the surface of the skin. Wash the skin surface with make-up remover. Set each mode for 4 minutes of use time. Within 1 minute of inactivity, the device will automatically turn off.

The device works on the induction principle, which means that it starts working after contact with the skin.

Using Cleanse Mode (using a cotton pad)

In this mode you can choose from 3 levels of intensity, heat and vibration. Thanks to this, you can effectively cleanse pores of impurities, brighten the skin and improve its color.

1. Remove the hook on the cotton pad
 2. Attach a cotton pad
 3. Pour makeup remover onto the pad
 4. Press and hold the button for 3 seconds to turn on the device
 5. Place your fingers around the sensor strips
 6. Cleanse your face in circular motions
- CARE TIME: 4 minutes

Applying Rejuvenate Mode (no need to use a cotton pad)

The mode uses red light and heat and vibration massage, as well as blue light, heat and vibration massage. It has a strong firming effect, stimulating the skin to intensively produce collagen and elastin. Effectively eliminates wrinkles and furrows, moisturizes, leaving the effect of rejuvenated skin.

1. Apply a serum or mask to your skin
 2. Press the power button for 3 seconds to turn on the device and select Rejuvenate mode
 3. While holding the device, touch the sensor strips on both sides of the device. Perform the treatment by pulling the device from the bottom of the face upwards
- CARE TIME: 4 minutes

Using Lifting Mode (no need to use a cotton pad)

This mode effectively stimulates and relaxes the skin and helps deeply moisturize it. Red light combined with vibration and heat greatly supports facial remodeling, allowing it to regain a beautiful, youthful oval.

1. Press and hold the power button for 3 seconds to turn on the device. Select Lift mode
 2. While holding the device, touch the sensor strips on both sides of the device. Drag the device from the bottom of your face to the top
- CARE TIME: 4 minutes

Using Eye care mode

The mode uses vibration, heat and optional red light. After facial skin treatments, we move on to the eye area and perform precise care of the delicate skin around the eyes. The skin around the eyes requires special care, and appropriate treatments will help you eliminate facial wrinkles, swelling and dark circles under the eyes.

CARE TIME: 4 minutes

Instructions for use

Using the power adapter

1. When the battery symbol appears on the controller display this means the battery is low. Insert the plug of the power adapter into the DC socket of the controller, then insert the plug of the controller into the power socket, the battery indicator on the LCD will flash.
2. The battery life of the rechargeable battery is equal to or greater than 500 charge-discharge cycles under normal conditions, which allows it to be used for more than three years (once a day).

Precautions

1. Do not leave the device connected to the power supply for a long time.
2. Do not touch it with wet hands, it may result in electric shock or short circuit.
3. Do not place the device in places with high humidity, as it may result in electric shock, short circuit or insulation damage.
4. Do not leave the device within the reach of children.
5. Children are prohibited from using the device.
6. It is prohibited to use it in places where flammable materials are stored.
7. Do not clean the device with corrosive substances.
8. Use only the included power supply.
9. Before connecting the power supply, make sure the device is dry.
10. Do not use the device on sunburned skin.
11. Discontinue use in case of unwanted side effects.

Contraindications

- pregnancy
- metal implants, pacemaker
- metal objects (e.g. jewelry)
- tumor
- fever
- disease states, weakness
- disruption of the continuity of the epidermis
- previously used fillers, botox (6 weeks must have passed since the treatment)
- viral, bacterial and fungal skin diseases
- acute forms of rosacea and phlegmon
- active herpes
- epilepsy
- migraines
- untreated and unregulated thyroid diseases.

More information about the product is available on the manufacturer's website at: [page 2, f2]

Nennspannung:	5V/1A
Nennleistung:	4W
Batteriekapazität:	600 mAh
Ladezeit:	3 Stunden
Durchmesser Massagekopf:	35mm

Beschreibung des Geräts [Seite 2, f1]

1. Ultraschallkopf
2. Photonenlichter
3. Ladezustand des Akkus
4. Phototherapie: Rot/Blau
5. Betriebsarten
6. Ein-/Aus-Taste
7. Moduswechselfaste

4 Modi – Verwendungsmöglichkeiten:

Hinweis: Beginnen Sie Ihre Pflege mit der Reinigung (Cleanse-Modus) und verwenden Sie ein Gesichtereinigungskosmetik. Durch die gründliche Reinigung der Poren werden Unreinheiten gründlich entfernt und der Schmutz gelangt an die Hautoberfläche. Waschen Sie die Hautoberfläche mit Make-up-Entferner. Stellen Sie jeden Modus auf eine Nutzungsdauer von 4 Minuten ein. Innerhalb einer Minute Inaktivität schaltet sich das Gerät automatisch aus. Das Gerät arbeitet nach dem Induktionsprinzip, das heißt, es beginnt erst nach Hautkontakt zu wirken.

Verwenden des Reinigungsmodus (mit einem Wattepad)

In diesem Modus können Sie zwischen 3 Intensitäts-, Wärme- und Vibrationsstufen wählen. Dadurch können Sie die Poren effektiv von Unreinheiten reinigen, die Haut aufhellen und ihre Farbe verbessern.

1. Entfernen Sie den Haken am Wattepad
 2. Befestigen Sie ein Wattepad
 3. Make-up-Entferner auf das Pad gießen
 4. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten
 5. Legen Sie Ihre Finger um die Sensorstreifen
 6. Reinigen Sie Ihr Gesicht in kreisenden Bewegungen
- PFLEGEZEIT: 4 Minuten

Anwendung des Rejuvenate-Modus (kein Wattepad erforderlich)

Der Modus verwendet Rotlicht-, Wärme- und Vibrationsmassage sowie Blaulicht-, Wärme- und Vibrationsmassage. Es hat eine starke straffende Wirkung und regt die Haut zur intensiven Produktion von Kollagen und Elastin an. Beseitigt effektiv Falten und Furchen, spendet Feuchtigkeit und hinterlässt den Effekt einer verjüngten Haut.

1. Tragen Sie ein Serum oder eine Maske auf Ihre Haut auf
 2. Drücken Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten und den Rejuvenate-Modus auszuwählen
 3. Während Sie das Gerät halten, berühren Sie die Sensorstreifen auf beiden Seiten des Geräts. Führen Sie die Behandlung durch, indem Sie das Gerät von der Unterseite des Gesichts nach oben ziehen
- PFLEGEZEIT: 4 Minuten

Verwenden des Hebemodus (kein Wattepad erforderlich)

Dieser Modus stimuliert und entspannt die Haut effektiv und trägt dazu bei, sie tiefgehend mit Feuchtigkeit zu versorgen. Rotes Licht in Kombination mit Vibration und Wärme unterstützt die Gesichtsumgestaltung erheblich und sorgt dafür, dass das Gesicht wieder ein schönes, jugendliches Oval erhält.

1. Halten Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Wählen Sie den Hebemodus
 2. Während Sie das Gerät halten, berühren Sie die Sensorstreifen auf beiden Seiten des Geräts. Ziehen Sie das Gerät von der Unterseite Ihres Gesichts nach oben
- PFLEGEZEIT: 4 Minuten

Verwenden des Augenpflegemodus

Der Modus nutzt Vibration, Wärme und optional rotes Licht. Nach der Gesichtshautbehandlung widmen wir uns der Augenpartie und führen eine gezielte Pflege der empfindlichen Haut rund um die Augen durch. Die Haut um die Augen erfordert besondere Pflege und entsprechende Behandlungen helfen Ihnen, Mimikfalten, Schwellungen und Augenringe zu beseitigen.

PFLEGEZEIT: 4 Minuten

Gebrauchsanweisung

Verwendung des Netzteils

1. Wenn das Batteriesymbol auf dem Controller-Display erscheint. Dies bedeutet, dass die Batterie schwach ist. Stecken Sie den Stecker des Netzteils in die DC-Buchse des Controllers und dann den Stecker des Controllers in die Steckdose. Die Batterieanzeige auf dem LCD blinkt.

2. Die Batterielebensdauer des wiederaufladbaren Akkus beträgt unter normalen Bedingungen mindestens 500 Lade-Entlade-Zyklen, sodass er länger als drei Jahre (einmal täglich) verwendet werden kann.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Lassen Sie das Gerät nicht über längere Zeit an der Stromversorgung angeschlossen.
2. Berühren Sie es nicht mit nassen Händen, da dies zu einem Stromschlag oder Kurzschluss führen kann.
3. Stellen Sie das Gerät nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit auf, da dies zu Stromschlägen, Kurzschlüssen oder Isolationsschäden führen kann.
4. Lassen Sie das Gerät nicht in der Reichweite von Kindern.
5. Kindern ist die Benutzung des Geräts untersagt.
6. Es ist verboten, es an Orten zu verwenden, an denen brennbare Materialien gelagert werden.
7. Reinigen Sie das Gerät nicht mit ätzenden Substanzen.
8. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.
9. Stellen Sie vor dem Anschließen der Stromversorgung sicher, dass das Gerät trocken ist.
10. Benutzen Sie das Gerät nicht auf sonnenverbrannter Haut.
11. Stellen Sie die Anwendung ein, wenn unerwünschte Nebenwirkungen auftreten.

Kontraindikationen

- Schwangerschaft
- Metallimplantate, Herzschrittmacher
- Metallgegenstände (z. B. Schmuck)
- Tumor
- Fieber
- Krankheitszustände, Schwäche
- Störung der Kontinuität der Epidermis
- zuvor verwendete Filler, Botox (seit der Behandlung müssen 6 Wochen vergangen sein)
- virale, bakterielle und pilzbedingte Hauterkrankungen
- akute Formen von Rosacea und Phlegmone
- aktiver Herpes
- Epilepsie
- Migräne
- unbehandelte und unregulierte Schilddrüsenerkrankungen.

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf der Website des Herstellers unter: [Seite 2, f2]

Tension nominale:	5V/1A
Puissance nominale :	4W
Capacité de la batterie:	600mAh
Temps de charge:	3 heures
Diamètre de la tête de massage :	35mm

Description de l'appareil [page 2, f1]

1. Tête à ultrasons
2. Lumières photoniques
3. Niveau de charge de la batterie
4. Photothérapie : Rouge/Bleu
5. Modes de fonctionnement
6. Bouton marche/arrêt
7. Bouton de changement de mode

4 modes – modes d'utilisation :

Remarque : Commencez votre soin par un nettoyage (mode Cleanse), utilisez un produit cosmétique nettoyant pour le visage. Un nettoyage en profondeur des pores impliquera une élimination en profondeur des impuretés et la saleté remontera à la surface de la peau. Laver la surface de la peau avec du démaquillant. Réglez chaque mode pour 4 minutes d'utilisation. Dans la minute d'inactivité, l'appareil s'éteindra automatiquement. L'appareil fonctionne selon le principe d'induction, ce qui signifie qu'il commence à fonctionner après un contact avec la peau.

Utilisation du mode nettoyage (à l'aide d'un coton)

Dans ce mode, vous pouvez choisir parmi 3 niveaux d'intensité, de chaleur et de vibration. Grâce à cela, vous pouvez nettoyer efficacement les pores des impuretés, éclaircir la peau et améliorer sa couleur.

1. Retirez le crochet du coton
 2. Fixez un coton
 3. Versez du démaquillant sur le tampon
 4. Appuyez et maintenez le bouton pendant 3 secondes pour allumer l'appareil
 5. Placez vos doigts autour des bandes de capteurs
 6. Nettoyez votre visage en mouvements circulaires
- TEMPS DE SOIN : 4 minutes

Application du mode Rajeunissement (pas besoin d'utiliser un coton)

Le mode utilise la lumière rouge et le massage par chaleur et vibration, ainsi que le massage par lumière bleue, chaleur et vibration. Il a un fort effet raffermissant, stimulant la peau à produire intensément du collagène et de l'élastine. Élimine efficacement les rides et les sillons, hydrate, laissant l'effet d'une peau rajeunie.

1. Appliquez un sérum ou un masque sur votre peau
 2. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer l'appareil et sélectionnez le mode Rajeunir.
 3. Tout en tenant l'appareil, touchez les bandes de capteurs des deux côtés de l'appareil. Effectuer le traitement en tirant l'appareil du bas du visage vers le haut
- TEMPS DE SOIN : 4 minutes

Utilisation du mode levage (pas besoin d'utiliser un coton)

Ce mode stimule et détend efficacement la peau et permet de l'hydrater en profondeur. La lumière rouge combinée aux vibrations et à la chaleur soutient grandement le remodelage du visage, lui permettant de retrouver un bel ovale de jeunesse.

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer l'appareil. Sélectionnez le mode de levage
 2. Tout en tenant l'appareil, touchez les bandes de capteurs des deux côtés de l'appareil. Faites glisser l'appareil du bas de votre visage vers le haut
- TEMPS DE SOIN : 4 minutes

Utiliser le mode Soins des yeux

Le mode utilise des vibrations, de la chaleur et une lumière rouge en option. Après les soins de la peau du visage, nous passons au contour des yeux et effectuons des soins précis de la peau délicate du contour des yeux. La peau du contour des yeux nécessite des soins particuliers et des traitements adaptés vous aideront à éliminer les rides du visage, les gonflements et les cernes sous les yeux.

TEMPS DE SOIN : 4 minutes

Mode d'emploi

Utilisation de l'adaptateur secteur

1. Lorsque le symbole de la batterie apparaît sur l'écran du contrôleur

cela signifie que la batterie est faible. Insérez la fiche de l'adaptateur secteur dans la prise CC du contrôleur, puis insérez la fiche du contrôleur dans la prise de courant, l'indicateur de batterie sur l'écran LCD clignotera.

2. La durée de vie de la batterie rechargeable est égale ou supérieure à 500 cycles de charge-décharge dans des conditions normales, ce qui lui permet d'être utilisée pendant plus de trois ans (une fois par jour).

Précautions

1. Ne laissez pas l'appareil connecté à l'alimentation électrique pendant une longue période.
2. Ne le touchez pas avec les mains mouillées, cela pourrait entraîner un choc électrique ou un court-circuit.
3. Ne placez pas l'appareil dans des endroits très humides, car cela pourrait provoquer un choc électrique, un court-circuit ou des dommages à l'isolation.
4. Ne laissez pas l'appareil à la portée des enfants.
5. Il est interdit aux enfants d'utiliser l'appareil.
6. Il est interdit de l'utiliser dans des endroits où sont stockés des matériaux inflammables.
7. Ne nettoyez pas l'appareil avec des substances corrosives.
8. Utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni.
9. Avant de brancher l'alimentation électrique, assurez-vous que l'appareil est sec.
10. N'utilisez pas l'appareil sur une peau brûlée par le soleil.
11. Cesser l'utilisation en cas d'effets secondaires indésirables.

Contre-indications

- grossesse
- implants métalliques, stimulateur cardiaque
- des objets métalliques (par exemple des bijoux)
- tumeur
- fièvre
- états pathologiques, faiblesse
- perturbation de la continuité de l'épiderme
- produits de comblement déjà utilisés, botox (6 semaines doivent s'être écoulées depuis le traitement)
- maladies cutanées virales, bactériennes et fongiques
- formes aiguës de rosacée et de phlegmon
- herpès actif
- l'épilepsie
- migraines
- maladies thyroïdiennes non traitées et non régulées.

Plus d'informations sur le produit sont disponibles sur le site Web du fabricant à l'adresse : [page 2, f2]

Tensión nominal:	5V/1A
Potencia nominal:	4W
Capacidad de la batería:	600mAh
Tiempo de carga:	3 horas
Diámetro del cabezal de masaje:	35mm

Descripción del dispositivo [página 2, f1]

1. Cabezal ultrasónico
2. Luces de fotones
3. Nivel de carga de la batería
4. Fototerapia: Rojo/Azul
5. Modos de funcionamiento
6. Botón de encendido/apagado
7. Botón de cambio de modo

4 modos – formas de uso:

Nota: Comience su cuidado con la limpieza (modo Cleanse), utilice un cosmético de limpieza facial. Una limpieza profunda de los poros implicará una eliminación profunda de las impurezas y la suciedad saldrá a la superficie de la piel. Lave la superficie de la piel con desmaquillante. Configure cada modo para 4 minutos de tiempo de uso. Al cabo de 1 minuto de inactividad, el dispositivo se apagará automáticamente.

El dispositivo funciona según el principio de inducción, lo que significa que comienza a funcionar después del contacto con la piel.

Uso del modo de limpieza (usando un algodón)

En este modo podrás elegir entre 3 niveles de intensidad, calor y vibración. Gracias a esto, podrás limpiar eficazmente los poros de impurezas, iluminar la piel y mejorar su color.

1. Retire el gancho de la almohadilla de algodón.
2. Coloque una almohadilla de algodón
3. Vierta el desmaquillante en la almohadilla.
4. Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para encender el dispositivo.
5. Coloque los dedos alrededor de las tiras del sensor.
6. Limpia tu rostro con movimientos circulares.

TIEMPO DE CUIDADO: 4 minutos

Aplicar el modo Rejuvenecimiento (no es necesario utilizar un algodón)

El modo utiliza luz roja y masaje con calor y vibración, así como masaje con luz azul, calor y vibración. Tiene un fuerte efecto reafirmante, estimulando la piel para que produzca intensamente colágeno y elastina. Elimina eficazmente arrugas y surcos, hidrata dejando el efecto de una piel rejuvenecida.

1. Aplica un suero o mascarilla en tu piel.
2. Presione el botón de encendido durante 3 segundos para encender el dispositivo y seleccione el modo Rejuvenecer
3. Mientras sostiene el dispositivo, toque las tiras de sensores en ambos lados del dispositivo. Realice el tratamiento tirando del dispositivo desde la parte inferior del rostro hacia arriba.

TIEMPO DE CUIDADO: 4 minutos

Uso del modo de elevación (no es necesario utilizar un algodón)

Este modo estimula y relaja eficazmente la piel y ayuda a hidratarla profundamente. La luz roja combinada con vibración y calor favorece enormemente la remodelación facial, permitiéndole recuperar un óvalo hermoso y juvenil.

1. Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender el dispositivo. Seleccione el modo de elevación
2. Mientras sostiene el dispositivo, toque las tiras de sensores en ambos lados del dispositivo. Arrastra el dispositivo desde la parte inferior de tu cara hasta la parte superior.

TIEMPO DE CUIDADO: 4 minutos

Uso del modo Cuidado de los ojos

El modo utiliza vibración, calor y luz roja opcional. Después de los tratamientos de la piel del rostro, pasamos a la zona de los ojos y realizamos un cuidado preciso de la delicada piel del contorno de ojos. La piel del contorno de ojos requiere un cuidado especial y los tratamientos adecuados te ayudarán a eliminar las arrugas faciales, la hinchazón y las ojeras.

TIEMPO DE CUIDADO: 4 minutos

Instrucciones de uso

Usando el adaptador de corriente

1. Cuando aparece el símbolo de la batería en la pantalla del controlador

esto significa que la batería está baja. Inserte el enchufe del adaptador de corriente en la toma de CC del controlador, luego inserte el enchufe del controlador en la toma de corriente, el indicador de batería en la pantalla LCD parpadeará.

2. La duración de la batería recargable es igual o superior a 500 ciclos de carga-descarga en condiciones normales, lo que permite su uso por más de tres años (una vez al día).

Precauciones

1. No deje el dispositivo conectado a la fuente de alimentación durante mucho tiempo.

2. No lo toque con las manos mojadas, podría provocar una descarga eléctrica o un cortocircuito.

3. No coloque el dispositivo en lugares con mucha humedad, ya que puede provocar descargas eléctricas, cortocircuitos o daños en el aislamiento.

4. No dejes el dispositivo al alcance de los niños.

5. Los niños tienen prohibido utilizar el dispositivo.

6. Está prohibido utilizarlo en lugares donde se almacenen materiales inflamables.

7. No limpie el dispositivo con sustancias corrosivas.

8. Utilice únicamente la fuente de alimentación incluida.

9. Antes de conectar la fuente de alimentación, asegúrese de que el dispositivo esté seco.

10. No utilice el dispositivo sobre la piel quemada por el sol.

11. Suspenda su uso en caso de efectos secundarios no deseados.

Contraindicaciones

- el embarazo
- implantes metálicos, marcapasos
- objetos metálicos (por ejemplo, joyas)
- tumor
- fiebre
- estados patológicos, debilidad
- alteración de la continuidad de la epidermis
- rellenos utilizados previamente, botox (deben haber pasado 6 semanas desde el tratamiento)
- enfermedades de la piel virales, bacterianas y fúngicas
- formas agudas de rosácea y flemón
- herpes activo
- epilepsia
- migrañas
- Enfermedades tiroideas no tratadas y no reguladas.

Más información sobre el producto está disponible en el sitio web del fabricante en: [página 2, f2]

Tensão nominal:	massagem:
Potência nominal:	5V/1A
Capacidade de carga:	4W
O tempo de carga:	600mAh
Diâmetro da cabeça de	3 horas

35mm

Descrição do dispositivo [página 2, f1]

1. Cabeça ultrassônica
2. Luzes de fótons
3. Nível de carga da bateria
4. Fototerapia: Vermelho/Azul
5. Modos de operação
6. Botão liga/desliga
7. Botão de mudança de modo

4 modos – formas de usar:

Nota: **Inicie os seus cuidados com a limpeza (modo Cleanse), utilize um cosmético de limpeza facial. A limpeza completa dos poros envolverá a remoção profunda de impurezas e a sujeira chegará à superfície da pele. Lave a superfície da pele com removedor de maquiagem. Defina cada modo para 4 minutos de uso. Dentro de 1 minuto de inatividade, o dispositivo será desligado automaticamente.**

O aparelho funciona segundo o princípio de indução, o que significa que começa a funcionar após o contato com a pele.

Usando o modo Cleanse (usando uma almofada de algodão) Neste modo você pode escolher entre 3 níveis de intensidade, calor e vibração. Graças a isso, você pode limpar eficazmente as impurezas dos poros, iluminar a pele e melhorar sua cor.

1. Remova o gancho do algodão
 2. Coloque um algodão
 3. Despeje o removedor de maquiagem na almofada
 4. Pressione e segure o botão por 3 segundos para ligar o dispositivo
 5. Coloque os dedos ao redor das tiras do sensor
 6. Limpe o rosto com movimentos circulares
- TEMPO DE CUIDADO: 4 minutos

Aplicando o Modo Rejuvenescer (não há necessidade de usar algodão)

O modo usa luz vermelha e massagem térmica e vibratória, bem como luz azul, massagem térmica e vibratória. Tem um forte efeito reafirmante, estimulando a pele a produzir intensamente colágeno e elastina. Elimina eficazmente rugas e sulcos, hidrata, deixando o efeito de pele rejuvenescida.

1. Aplique um soro ou máscara na pele
 2. Pressione o botão liga / desliga por 3 segundos para ligar o dispositivo e selecione o modo Rejuvenescer
 3. Enquanto segura o dispositivo, toque nas tiras dos sensores em ambos os lados do dispositivo. Realize o tratamento puxando o aparelho da parte inferior do rosto para cima
- TEMPO DE CUIDADO: 4 minutos

Usando o modo Lifting (não há necessidade de usar algodão)

Este modo estimula e relaxa eficazmente a pele e ajuda a hidratá-la profundamente. A luz vermelha combinada com a vibração e o calor apoiam grandemente a remodelação facial, permitindo-lhe recuperar uma forma oval bonita e jovem.

1. Pressione e segure o botão liga/desliga por 3 segundos para ligar o dispositivo. Selecione o modo Elevador
 2. Enquanto segura o dispositivo, toque nas tiras dos sensores em ambos os lados do dispositivo. Arraste o dispositivo da parte inferior do seu rosto para o topo
- TEMPO DE CUIDADO: 4 minutos

Usando o modo de cuidados com os olhos

O modo usa vibração, calor e luz vermelha opcional. Após os tratamentos de pele facial, passamos para a área dos olhos e realizamos cuidados precisos com a delicada pele do contorno dos olhos. A pele ao redor dos olhos requer cuidados especiais e tratamentos adequados irão ajudá-lo a eliminar rugas faciais, inchaço e olheiras.

TEMPO DE CUIDADO: 4 minutos

Instruções de uso

Usando o adaptador de energia

1. Quando o símbolo da bateria aparece no display do controlador isso significa que a bateria está fraca. Insira o plugue do adaptador de energia na tomada DC do controlador e, em seguida, insira o plugue do controlador na tomada de energia, o indicador de bateria no LCD piscará.

2. A vida útil da bateria recarregável é igual ou superior a 500 ciclos de carga-descarga em condições normais, o que permite sua utilização por mais de três anos (uma vez por dia).

Precauções

1. Não deixe o dispositivo conectado à fonte de alimentação por muito tempo.
2. Não toque com as mãos molhadas, pois pode resultar em choque elétrico ou curto-circuito.
3. Não coloque o dispositivo em locais com alta umidade, pois pode resultar em choque elétrico, curto-circuito ou danos ao isolamento.
4. Não deixe o aparelho ao alcance das crianças.
5. As crianças estão proibidas de usar o dispositivo.
6. É proibido utilizá-lo em locais onde são armazenados materiais inflamáveis.
7. Não limpe o dispositivo com substâncias corrosivas.
8. Use apenas a fonte de alimentação incluída.
9. Antes de conectar a fonte de alimentação, certifique-se de que o dispositivo esteja seco.
10. Não use o dispositivo em pele queimada pelo sol.
11. Interrompa o uso em caso de efeitos colaterais indesejados.

Contra-indicações

- gravidez
- implantes metálicos, marca-passo
- objetos de metal (por exemplo, joias)
- tumor
- febre
- estados de doença, fraqueza
- perturbação da continuidade da epiderme
- preenchimentos usados anteriormente, botox (6 semanas devem ter se passado desde o tratamento)
- doenças de pele virais, bacterianas e fúngicas
- formas agudas de rosácea e flegmão
- herpes ativo
- epilepsia
- enxaquecas
- doenças da tireóide não tratadas e não regulamentadas.

Mais informações sobre o produto estão disponíveis no site do fabricante em: [página 2, f2]

Tensione nominale:	5 V/1 A
Potenza nominale:	4 W
Capacità della batteria:	600 mAh
Tempo di carica:	3 ore
Diametro testina massaggiante:	35 mm

Descrizione del dispositivo [pagina 2, f1]

1. Testa ad ultrasuoni
2. Luci fotoniche
3. Livello di carica della batteria
4. Fototerapia: Rosso/Blu
5. Modalità operative
6. Pulsante di accensione/spegnimento
7. Pulsante di cambio modalità

4 modalità – modi di utilizzo:

Nota: iniziare la cura con la pulizia (modalità Cleanse), utilizzare un cosmetico per la pulizia del viso. Un'accurata pulizia dei pori comporterà la rimozione profonda delle impurità e lo sporco arriverà sulla superficie della pelle. Lavare la superficie della pelle con uno struccante. Imposta ciascuna modalità per 4 minuti di utilizzo. Entro 1 minuto di inattività, il dispositivo si spegnerà automaticamente.

Il dispositivo funziona secondo il principio di induzione, il che significa che inizia a funzionare dopo il contatto con la pelle.

Utilizzo della modalità pulizia (usando un batuffolo di cotone)

In questa modalità puoi scegliere tra 3 livelli di intensità, calore e vibrazione. Grazie a questo, puoi pulire efficacemente i pori dalle impurità, illuminare la pelle e migliorarne il colore.

1. Rimuovere il gancio sul dischetto di cotone
2. Attacca un dischetto di cotone
3. Versare lo struccante sul dischetto
4. Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per accendere il dispositivo
5. Posizionare le dita attorno alle strisce del sensore
6. Pulisci il viso con movimenti circolari

TEMPO DI CURA: 4 minuti

Applicazione della modalità Ringiovanimento (non è necessario utilizzare un batuffolo di cotone)

La modalità utilizza luce rossa, massaggio termico e vibrazione, nonché massaggio con luce blu, calore e vibrazione. Ha un forte effetto rassodante, stimolando la pelle a produrre intensamente collagene ed elastina. Elimina efficacemente rughe e solchi, idrata, lasciando l'effetto di una pelle ringiovanita.

1. Applica un siero o una maschera sulla pelle
2. Premere il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere il dispositivo e selezionare la modalità Ringiovanimento
3. Tenendo il dispositivo, toccare le strisce sensoriali su entrambi i lati del dispositivo. Eseguire il trattamento tirando il dispositivo dalla parte inferiore del viso verso l'alto

TEMPO DI CURA: 4 minuti

Utilizzo della modalità di sollevamento (non è necessario utilizzare un batuffolo di cotone)

Questa modalità stimola e rilassa efficacemente la pelle e aiuta a idratarla in profondità. La luce rossa combinata con le vibrazioni e il calore supporta notevolmente il rimodellamento del viso, permettendogli di ritrovare un ovale bello e giovanile.

1. Tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere il dispositivo. Seleziona la modalità Sollevamento
2. Tenendo il dispositivo, toccare le strisce sensoriali su entrambi i lati del dispositivo. Trascina il dispositivo dalla parte inferiore del viso verso l'alto

TEMPO DI CURA: 4 minuti

Utilizzo della modalità Protezione occhi

La modalità utilizza vibrazione, calore e luce rossa opzionale.

Dopo i trattamenti per la pelle del viso passiamo al contorno occhi ed effettuiamo una cura precisa della delicata pelle del contorno occhi. La pelle intorno agli occhi richiede cure speciali e trattamenti adeguati ti aiuteranno ad eliminare le rughe del viso, il gonfiore e le occhiaie sotto gli occhi.

TEMPO DI CURA: 4 minuti

Istruzioni per l'uso

Utilizzando l'adattatore di alimentazione

1. Quando sul display del controller appare il simbolo della batteria questo significa che la batteria è scarica. Inserire la spina dell'adattatore di alimentazione nella presa CC del controller, quindi inserire la spina del controller nella presa di alimentazione, l'indicatore della batteria sul display LCD lampeggerà.

2. La durata della batteria ricaricabile è pari o superiore a 500 cicli di carica-scarica in condizioni normali, il che ne consente l'utilizzo per più di tre anni (una volta al giorno).

Precauzioni

1. Non lasciare il dispositivo collegato all'alimentazione per lungo tempo.
2. Non toccarlo con le mani bagnate, potrebbe provocare scosse elettriche o cortocircuiti.
3. Non posizionare il dispositivo in luoghi con elevata umidità, poiché potrebbe provocare scosse elettriche, cortocircuiti o danni all'isolamento.
4. Non lasciare il dispositivo alla portata dei bambini.
5. Ai bambini è vietato utilizzare il dispositivo.
6. È vietato utilizzarlo in luoghi in cui sono conservati materiali infiammabili.
7. Non pulire l'apparecchio con sostanze corrosive.
8. Utilizzare solo l'alimentatore incluso.
9. Prima di collegare l'alimentazione, assicurarsi che il dispositivo sia asciutto.
10. Non utilizzare il dispositivo sulla pelle scottata dal sole.
11. Interrompere l'uso in caso di effetti collaterali indesiderati.

Controindicazioni

- gravidanza
- impianti metallici, pacemaker
- oggetti metallici (ad esempio gioielli)
- tumore
- febbre
- stati di malattia, debolezza
- interruzione della continuità dell'epidermide
- filler precedentemente utilizzati, botox (devono essere trascorse 6 settimane dal trattamento)
- malattie cutanee virali, batteriche e fungine
- forme acute di rosacea e flemmone
- herpes attivo
- epilessia
- emicranie
- malattie della tiroide non trattate e non regolamentate.

Maggiori informazioni sul prodotto sono disponibili sul sito web del produttore all'indirizzo: [pagina 2, f2]

Jmenovité napětí:	5V/1A
Jmenovitý výkon:	4W
Kapacita baterie:	600 mAh
Doba nabíjení:	3 hodiny
Průměr masážní hlavy:	35 mm

Popis zařízení [strana 2, f1]

1. Ultrazvuková hlavice
2. Fotonová světla
3. Úroveň nabití baterie
4. Fototerapie: Červená/Modrá
5. Provozní režimy
6. Tlačítko zapnutí/vypnutí
7. Tlačítko pro změnu režimu

4 režimy – způsoby použití:

Poznámka: Začněte svou péči čištěním (režim Clean), používejte kosmetiku na čištění obličeje. Důkladné čištění pórů bude zahrnovat hloubkové odstranění nečistot a nečistoty se dostanou na povrch pokožky. Omyjte povrch pokožky odličovačem. Nastavte každý režim na 4 minuty používání. Do 1 minuty nečinnosti se zařízení automaticky vypne. Přístroj funguje na indukčním principu, to znamená, že začne fungovat po kontaktu s pokožkou.

Použití režimu čištění (pomocí vatového tamponu)

V tomto režimu si můžete vybrat ze 3 úrovní intenzity, tepla a vibrací. Díky tomu můžete účinně vyčistit póry od nečistot, rozjasnit pleť a zlepšit její barvu.

1. Odstraňte háček na bavlněné podložce
 2. Připojte vatový tampon
 3. Na podložku nalijte odstraňovač make-upu
 4. Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund zařízení zapnete
 5. Položte prsty na senzorové proužky
 6. Očistěte si obličej krouživými pohyby
- DOBA PÉČE: 4 minuty

Použití režimu Rejuvenate (není třeba používat vatový tampon)

Režim využívá červené světlo a tepelnou a vibrační masáž, stejně jako modré světlo, tepelnou a vibrační masáž. Má silný zpevňující účinek, stimuluje pokožku k intenzivní produkci kolagenu a elastinu. Účinně odstraňuje vrásky a rýhy, hydratuje a zanechává efekt omlazené pleti.

1. Naneste na pleť sérum nebo masku
 2. Stisknutím tlačítka napájení po dobu 3 sekund zapněte zařízení a vyberte režim Rejuvenate
 3. Držte zařízení a dotkněte se senzorových proužků na obou stranách zařízení. Ošetření provádějte vytažením přístroje ze spodní části obličeje směrem nahoru
- DOBA PÉČE: 4 minuty

Použití režimu zvedání (není třeba používat vatový tampon)

Tento režim účinně stimuluje a uvolňuje pokožku a pomáhá jí hloubkově hydratovat. Červené světlo v kombinaci s vibracemi a teplem výrazně podporuje remodelaci obličeje a umožňuje mu znovu získat krásný, mladistvý ovál.

1. Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 3 sekund zapněte zařízení. Vyberte režim výtahu
 2. Držte zařízení a dotkněte se senzorových proužků na obou stranách zařízení. Přetáhněte zařízení ze spodní části obličeje nahoru
- DOBA PÉČE: 4 minuty

Použití režimu péče o oči

Režim využívá vibrace, teplo a volitelné červené světlo. Po ošetření pleti obličeje přejdeme k očnímu okolí a provedeme precizní péči o jemnou pokožku kolem očí. Kůže kolem očí vyžaduje speciální péči a vhodná ošetření vám pomohou odstranit mimické vrásky, otoky a tmavé kruhy pod očima.

DOBA PÉČE: 4 minuty

Návod k použití

Pomocí napájecího adaptéru

1. Když se na displeji ovladače objeví symbol baterie to znamená, že baterie je vybitá. Zasuňte zástrčku napájecího adaptéru do DC zásuvky ovladače, poté zasuňte zástrčku ovladače do napájecí zásuvky, indikátor baterie na LCD bude blikat.

2. Životnost dobíjecí baterie je za normálních podmínek rovna nebo větší než 500 cyklů nabití a vybití, což umožňuje její používání déle než tři roky (jednou denně).

Opatření

1. Nenechávejte zařízení připojené k napájení po dlouhou dobu.
2. Nedotýkejte se jej mokřýma rukama, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zkratu.
3. Neumísťujte zařízení na místa s vysokou vlhkostí, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo poškození izolace.
4. Nenechávejte zařízení v dosahu dětí.
5. Dětem je používání zařízení zakázáno.
6. Je zakázáno jej používat v místech, kde jsou skladovány hořlavé materiály.
7. Nečistěte zařízení žíravými látkami.
8. Používejte pouze dodaný napájecí zdroj.
9. Před připojením napájení se ujistěte, že je zařízení suché.
10. Nepoužívejte přístroj na kůži spálenou sluncem.
11. V případě nežádoucích vedlejších účinků přerušete užívání.

Kontraindikace

- těhotenství
- kovové implantáty, kardiostimulátor
- kovové předměty (např. šperky)
- nádor
- horečka
- chorobné stavy, slabost
- narušení kontinuity epidermis
- dříve používané výplně, botox (od ošetření musí uplynout 6 týdnů)
- virová, bakteriální a plísňová onemocnění kůže
- akutní formy růžovky a flegmóny
- aktivní herpes
- epilepsie
- migrény
- neléčená a neregulovaná onemocnění štítné žlázy.

Více informací o produktu je k dispozici na webu výrobce na adrese: [strana 2, f2]

Menovité napätie:	5V/1A
Menovitý výkon:	4 W
Kapacita batérie:	600 mAh
Doba nabíjania:	3 hodiny
Priemer masážnej hlavy:	35 mm

Popis zariadenia [strana 2, f1]

1. Ultrazvuková hlavica
2. Fotónové svetlá
3. Úroveň nabitia batérie
4. Fototerapia: Červená/Modrá
5. Prevádzkové režimy
6. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
7. Tlačidlo zmeny režimu

4 režimy – spôsoby použitia:

Poznámka: Začnite svoju starostlivosť čistením (režim Clean), použite kozmetický prípravok na čistenie tváre. Dôkladné čistenie pórov zahŕňa hĺbkové odstránenie nečistôt a špina sa dostane na povrch pokožky. Umyte povrch pokožky odstraňovačom make-upu. Nastavte každý režim na 4 minúty používania. Do 1 minúty nečinnosti sa zariadenie automaticky vypne. Prístroj funguje na indukčnom princípe, čo znamená, že po kontakte s pokožkou začne fungovať.

Používanie režimu čistenia (pomocou vatového tampónu)

V tomto režime si môžete vybrať z 3 úrovni intenzity, tepla a vibrácií. Vďaka tomu dokážete efektívne vyčistiť póry od nečistôt, rozjasniť pleť a zlepšiť jej farbu.

1. Odstráňte háčik na vatovej podložke
 2. Pripojte vatový tampón
 3. Na podložku nalejte odstraňovač make-upu
 4. Stlačením a podržaním tlačidla na 3 sekundy zapnete zariadenie
 5. Umiestnite prsty okolo pásov snímača
 6. Očistite si tvár krúživými pohybmi
- ČAS STAROSTLIVOSTI: 4 minúty

Aplikácia režimu omladzovania (nie je potrebné použiť vatový tampón)

Režim využíva červené svetlo a tepelnú a vibračnú masáž, ako aj modré svetlo, tepelnú a vibračnú masáž. Má silný spevňujúci účinok, stimuluje pokožku k intenzívnej tvorbe kolagénu a elastínu. Účinne odstraňuje vrásky a ryhy, hydratuje a zanecháva efekt omladenej pleti.

1. Naneste na pleť sérum alebo masku
 2. Stlačením tlačidla napájania na 3 sekundy zapnete zariadenie a vyberte režim Rejuvenate
 3. Pri držaní zariadenia sa dotknite pásov senzora na oboch stranách zariadenia. Ošetrovanie vykonajte potiahnutím prístroja zo spodnej časti tváre smerom nahor
- ČAS STAROSTLIVOSTI: 4 minúty

Používanie režimu zdvíhania (nie je potrebné používať vatový tampón)

Tento režim účinne stimuluje a uvoľňuje pokožku a pomáha ju hĺbkovo zvlhčovať. Červené svetlo v kombinácii s vibráciami a teplom výrazne podporuje remodeláciu tváre a umožňuje jej znovu získať krásny, mladistvý ovál.

1. Stlačením a podržaním tlačidla napájania na 3 sekundy zapnete zariadenie. Vyberte režim zdvíhania
 2. Kým držíte zariadenie, dotknite sa sensorových prúžkov na oboch stranách zariadenia. Potiahnite zariadenie zo spodnej časti tváre nahor
- ČAS STAROSTLIVOSTI: 4 minúty

Používanie režimu starostlivosti o oči

Režim využíva vibrácie, teplo a voľiteľné červené svetlo. Po ošetrovaní pleti tváre prejdeme k očnému okoliu a vykonáme precíznu starostlivosť o jemnú pokožku okolo očí. Pokožka okolo očí si vyžaduje špeciálnu starostlivosť a vhodné ošetrovanie vám pomôžu odstrániť mimické vrásky, opuchy a tmavé kruhy pod očami. ČAS STAROSTLIVOSTI: 4 minúty

Inštrukcie na používanie

Pomocou napájacieho adaptéra

1. Keď sa na displeji ovládača zobrazí symbol batérie to znamená, že batéria je slabá. Zasuňte zástrčku napájacieho adaptéra do DC zásuvky ovládača, potom zasuňte zástrčku ovládača do napájacej zásuvky, indikátor batérie na LCD bude blikať.

2. Životnosť nabijateľnej batérie je rovná alebo väčšia ako 500 cyklov nabitia a vybitia za normálnych podmienok, čo umožňuje jej používanie dlhšie ako tri roky (raz denne).

Prevenencia

1. Nenechávajte zariadenie dlho pripojené k zdroju napájania.
2. Nedotýkajte sa ho mokrými rukami, mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo skratu.
3. Neumiestňujte zariadenie na miesta s vysokou vlhkosťou, pretože môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, skratu alebo poškodeniu izolácie.
4. Nenechávajte prístroj v dosahu detí.
5. Deťom je zakázané používať prístroj.
6. Je zakázané používať ho na miestach, kde sa skladujú horľavé materiály.
7. Zariadenie nečistite korozívnymi látkami.
8. Používajte iba dodaný napájací zdroj.
9. Pred pripojením napájacieho zdroja sa uistite, že je zariadenie suché.
10. Prístroj nepoužívajte na pokožku spálenú slnkom.
11. V prípade nežiaducich vedľajších účinkov prestaňte užívať.

Kontraindikácie

- tehotenstvo
- kovové implantáty, kardiostimulátor
- kovové predmety (napr. šperky)
- nádor
- horúčka
- chorobné stavy, slabosť
- narušenie kontinuity epidermis
- predtým používané výplne, botox (od liečby musí uplynúť 6 týždňov)
- vírusové, bakteriálne a plesňové ochorenia kože
- akútne formy rosacey a flegmóny
- aktívny herpes
- epilepsia
- migrény
- neliečené a neregulované ochorenia štítnej žľazy.

Viac informácií o produkte je dostupných na webovej stránke výrobcu: [strana 2, f2]

Nazivna napetost:	5V/1A
Nazivna moč:	4W
Kapaciteta baterije:	600 mAh
Čas polnjenja:	3 ure
Premer masažne glave:	35 mm

Opis naprave [stran 2, f1]

1. Ultrazvočna glava
2. Fotonske luči
3. Stopnja napolnjenosti baterije
4. Fototerapija: rdeča/modra
5. Načini delovanja
6. Gumb za vklop/izklop
7. Gumb za spremembo načina

4 načini – načini uporabe:

Opomba: Nego začnete s čiščenjem (Cleanse mode), uporabite kozmetiko za čiščenje obraza. S temeljitim čiščenjem por se nečistoče globinsko odstranijo, umazanija pa pride na površje kože. Površino kože umijte z odstranjevalcem ličil. Vsak način nastavite na 4 minute časa uporabe. V 1 minuti nedejavnosti se naprava samodejno izklopi.

Naprava deluje na indukcijski princip, kar pomeni, da začne delovati po stiku s kožo.

Uporaba načina za čiščenje (z uporabo bombažne blazinice)

V tem načinu lahko izbirate med 3 stopnjami intenzivnosti, toplote in vibracij. Zahvaljujoč temu lahko učinkovito očistite pore nečistoč, posvetlite kožo in izboljšate njeno barvo.

1. Odstranite kavelj z bombažne blazinice
2. Pritrdite bombažno blazinico
3. Na blazinico nalijte odstranjevalec ličil
4. Pritisnite in držite gumb 3 sekunde, da vklopite napravo
5. S prsti položite senzorske trakove
6. Očistite obraz s krožnimi gibi

ČAS NEGE: 4 minute

Uporaba načina za pomlajevanje (ni treba uporabiti bombažne blazinice)

Način uporablja rdečo svetlobo ter toplotno in vibracijsko masažo ter modro svetlobo, toplotno in vibracijsko masažo. Ima močan učvrstitveni učinek, kožo spodbuja k intenzivni tvorbi kolagena in elastina. Učinkovito odpravlja gube in brazde, vlaži in pušča učinek pomlajene kože.

1. Na kožo nanesite serum ali masko
2. Za 3 sekunde pritisnite gumb za vklop, da vklopite napravo in izberite način Pomlajevanje
3. Medtem ko držite napravo, se dotaknite senzorskih trakov na obeh straneh naprave. Tretma izvajajte tako, da napravo povlečete od spodnjega dela obraza navzgor

ČAS NEGE: 4 minute

Uporaba načina dvigovanja (ni treba uporabiti bombažne blazinice)

Ta način učinkovito stimulira in sprosti kožo ter jo pomaga globinsko navlažiti. Rdeča svetloba v kombinaciji z vibracijami in toploto močno podpira preoblikovanje obraza, kar mu omogoča, da ponovno pridobi lep, mladosten oval.

1. Pritisnite in 3 sekunde držite gumb za vklop, da vklopite napravo. Izberite način dviga
2. Medtem ko držite napravo, se dotaknite senzorskih trakov na obeh straneh naprave. Povlecite napravo od spodnjega dela obraza proti vrhu

ČAS NEGE: 4 minute

Uporaba načina za nego oči

Način uporablja vibracije, toploto in neobvezno rdečo svetlobo. Po tretmajih kože obraza preidemo na predel okoli oči in izvedemo natančno nego nežne kože okoli oči. Koža okoli oči zahteva posebno nego, ustrezni tretmaji pa vam bodo pomagali odpraviti obrazne gubice, otekline in temne kolobarje pod očmi.

ČAS NEGE: 4 minute

Navodila za uporabo

Uporaba napajalnika

1. Ko se na zaslonu krmilnika prikaže simbol baterije to pomeni, da je baterija skoraj prazna. Vstavite vtič napajalnika v vtičnico DC na krmilniku, nato vstavite vtič krmilnika v vtičnico, indikator baterije na LCD-prikazovalniku bo utripal.

2. Življenjska doba baterije za ponovno polnjenje je enaka ali večja od 500 ciklov polnjenja in praznjenja v normalnih pogojih, kar omogoča uporabo več kot tri leta (enkrat na dan).

Previdnostni ukrepi

1. Naprave ne puščajte dlje časa priključene na napajanje.
2. Ne dotikajte se ga z mokrimi rokami, lahko pride do električnega udara ali kratkega stika.
3. Naprave ne postavljajte na mesta z visoko vlažnostjo, saj lahko pride do električnega udara, kratkega stika ali poškodbe izolacije.
4. Naprave ne puščajte v dosegu otrok.
5. Otrokom je prepovedano uporabljati napravo.
6. Prepovedana je uporaba na mestih, kjer so shranjeni vnetljivi materiali.
7. Naprave ne čistite z jedkimi snovmi.
8. Uporabljajte samo priloženi napajalnik.
9. Pred priključitvijo napajalnika se prepričajte, da je naprava suha.
10. Naprave ne uporabljajte na opečeni koži.
11. V primeru neželenih stranskih učinkov prenehajte z uporabo.

Kontraindikacije

- nosečnost
- kovinski vsadki, srčni spodbujevalnik
- kovinski predmeti (npr. nakit)
- tumor
- vročina
- bolezenska stanja, šibkost
- motnje kontinuitete povrhnjice
- prej uporabljena polnila, botox (od tretmaja mora preteči 6 tednov)
- virusne, bakterijske in glivične kožne bolezni
- akutne oblike rozacee in flegmone
- aktivni herpes
- epilepsija
- migrene
- nezdravljene in neurejene bolezni ščitnice.

Več informacij o izdelku je na voljo na spletni strani proizvajalca:
[stran 2, f2]

Nimipinge:	5V/1A
Hinnatud jõud:	4W
Aku mahutavus:	600 mAh
Laadimisaeg:	3 tundi
Massaažipea läbimõõt:	35 mm

Seadme kirjeldus [lk 2, f1]

1. Ultrahelipea
2. Footonvalgustid
3. Aku laetuse tase
4. Fototeraapia: punane/sinine
5. Töörežiimid
6. Sisse/välja nupp
7. Režiimi muutmise nupp

4 režiimi – kasutusviisid:

Märkus: alustage oma hooldust puhastamisega (Cleanse mode), kasutage näopuhastuskosmeetikat. Pooride põhjalik puhastamine hõlmab mustuse sügavat eemaldamist ja mustus tuleb naha pinnale. Peske nahapind meigieemaldajaga. Seadistage iga režiim 4 minutiks kasutusajaks. 1 minuti jooksul pärast tegevusetust lülitub seade automaatselt välja. Seade töötab induktioonipõhimõttel, mis tähendab, et see hakkab tööle peale kokkupuudet nahaga.

Puhastusrežiimi kasutamine (vatipadja kasutamine)

Selles režiimis saate valida 3 intensiivsuse, kuumuse ja vibratsiooni taseme vahel. Tänu sellele saate tõhusalt puhastada poorid mustusest, muuta naha heledamaks ja parandada selle värvi.

1. Eemaldage vatipadja konks
 2. Kinnitage vatipadi
 3. Valige padjakesele meigieemaldusvahend
 4. Seadme sisselülitamiseks vajutage nuppu ja hoidke seda 3 sekundit all
 5. Asetage sõrmed ümber anduriribade
 6. Puhasta nägu ringjate liigutustega
- HOOLDUSAEG: 4 minutit

Noorendamise režiimi rakendamine (pole vaja kasutada vatipadja)

Režiim kasutab punase valguse ja soojus- ja vibratsioonimassaaži, samuti sinise valguse, soojuse ja vibratsiooni massaaži. Sellel on tugev pinguldav toime, stimuleerides nahka intensiivselt kollageeni ja elastiini tootma. Eemaldab tõhusalt kortsud ja vaod, niisutab, jättes noorenenud naha efekti.

1. Kandke nahale seerum või mask
 2. Seadme sisselülitamiseks vajutage toitenuppu 3 sekundit ja valige noorendamise režiim
 3. Hoides seadet, puudutage anduriribasid seadme mõlemal küljel. Tehke hooldust, tõmmates seadet näo alt ülespoole
- HOOLDUSAEG: 4 minutit

Tõsterežiimi kasutamine (pole vaja kasutada vatipadja)

See režiim stimuleerib ja lõdvestab nahka tõhusalt ning aitab seda sügavuti niisutada. Punane valgus koos vibratsiooni ja kuumusega toetab suuresti näo ümberkujundamist, võimaldades sellel taastada kauni, noorusliku ovaali.

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu 3 sekundit all. Valige tõsterežiim
 2. Hoides seadet, puudutage anduriribasid seadme mõlemal küljel. Lohistage seadet näo alt ülespoole
- HOOLDUSAEG: 4 minutit

Silmahooldusrežiimi kasutamine

Režiim kasutab vibratsiooni, soojust ja valikulist punast valgust. Peale näonaha hooldusi liigume edasi silmaümbruse poole ja teostame õrna silmaümbruse naha täpset hooldust. Silmaümbruse nahk vajab erilist hoolt ning vastavad hooldused aitavad kõrvaldada näokortsud, tursed ja tumedad silmaalused.

HOOLDUSAEG: 4 minutit

Kasutusjuhend

Toiteadapteri kasutamine

1. Kui kontrolleri ekraanile ilmub patarei sümbol see tähendab, et aku on tühi. Sisestage toiteadapteri pistik kontrolleri alalisvoolu pistikupessa, seejärel sisestage kontrolleri pistik pistikupessa, LCD-ekraanil hakkab aku indikaator vilkuma.
2. Laetava aku eluiga on 500 laadimis-tühjenemistsüklit tavatingimustes või rohkem, mis võimaldab seda kasutada rohkem kui kolm aastat (üks kord päevas).

Ettevaatusabinõud

1. Ärge jätke seadet pikaks ajaks vooluvõrku ühendatud.
2. Ärge puudutage seda märgade kätega, see võib põhjustada elektrilöögi või lühise.
3. Ärge asetage seadet kõrge õhuniiskusega kohtadesse, kuna see võib põhjustada elektrilöögi, lühise või isolatsioonikahjustusi.
4. Ärge jätke seadet lastele kättesaamatusse.
5. Lastel on seadme kasutamine keelatud.
6. Keelatud on kasutada tuleohtlike materjalide ladustamiskohtades.
7. Ärge puhastage seadet söövitavate ainetega.
8. Kasutage ainult kaasasolevat toiteallikat.
9. Enne toiteallika ühendamist veenduge, et seade on kuiv.
10. Ärge kasutage seadet päikesepõletatud nahal.
11. Soovimatute kõrvaltoimete ilmnemisel lõpetage kasutamine.

Vastunäidustused

- Rasedus
- metallist implantaadid, südamestimulaator
- metallesemed (nt ehted)
- kasvaja
- palavik
- haigusseisundid, nõrkus
- epidermise pidevuse katkemine
- varem kasutatud täiteaineid, botox (ravist peab olema möödas 6 nädalat)
- viirus-, bakteri- ja seenhaigused
- roosatsea ja flegmoonid ägedad vormid
- aktiivne herpes
- epilepsia
- migreen
- ravimata ja reguleerimata kilpnäärmehaigused.

Lisateavet toote kohta leiate tootja veebisaidilt: [lehekülg 2, f2]

Nominali įtampa:	5V/1A
Vardinė galia:	4W
Baterijos talpa:	600 mAh
Įkrovimo laikas:	3 valandos
Masažo galvutės skersmuo:	35 mm

Įrenginio aprašymas [2 puslapis, f1]

1. Ultragarso galvutė
2. Fotoninės šviesos
3. Akumuliatoriaus įkrovos lygis
4. Fototerapija: raudona/mėlyna
5. Darbo režimai
6. Įjungimo/išjungimo mygtukas
7. Režimo keitimo mygtukas

4 režimai – naudojimo būdai:

Pastaba: priežiūrą pradėkite nuo valymo (valymo režimas), naudokite veido valymo kosmetiką. Kruopščiai išvalę poras, giliai pašalinsite nešvarumus, o nešvarumai pateks į odos paviršių. Nuplaukite odos paviršių makiažo valikliu. Kiekvienam režimui nustatykite 4 naudojimo minutes. Per 1 minutę, kai prietaisas neveiks, jis automatiškai išsijungs. Prietaisas veikia indukcinio principu, o tai reiškia, kad jis pradeda veikti po kontakto su oda.

Valymo režimo naudojimas (vatos diskeliu)

Šiame režime galite pasirinkti iš 3 intensyvumo, šilumos ir vibracijos lygių. Dėl to galite efektyviai išvalyti poras nuo nešvarumų, pašviesinti odą ir pagerinti jos spalvą.

1. Nuimkite kabliuką nuo vatos kilimėlio
2. Pritvirtinkite vatos diskelį
3. Ant padėklo užpilkite makiažo valiklio
4. Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite mygtuką, kad įjungtumėte įrenginį
5. Uždėkite pirštus aplink jutiklių juosteles
6. Veidą valykite sukamaisiais judesiais

PRIEŽIŪROS LAIKAS: 4 minutės

Atjauninimo režimo taikymas (nereikia naudoti vatos diskelio)

Režimas naudoja raudonos šviesos ir šilumos bei vibracijos masažą, taip pat mėlynos šviesos, šilumos ir vibracijos masažą. Pasižymi stipriu stangrinančiu poveikiu, skatina odą intensyviai gaminti kolageną ir elastiną. Efektyviai naikina raukšles ir vageles, drėkina, palikdamas atjaunintos odos efektą.

1. Užtepkite odą serumu arba kauke
2. Paspauskite maitinimo mygtuką 3 sekundes, kad įjungtumėte įrenginį, ir pasirinkite Rejuvenate režimą
3. Laikydami prietaisą palieskite jutiklio juosteles abiejose įrenginio pusėse. Procedūrą atlikite traukdami prietaisą nuo veido apačios į viršų

PRIEŽIŪROS LAIKAS: 4 minutės

Kėlimo režimo naudojimas (nereikia naudoti vatos diskelio)

Šis režimas efektyviai stimuliuoja ir atpalaiduoja odą bei padeda ją giliai drėkinti. Raudona šviesa kartu su vibracija ir šiluma labai palaiko veido pertvarkymą, leisdama atgauti gražų, jaunatvišką ovalą.

1. Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte įrenginį. Pasirinkite kėlimo režimą
2. Laikydami įrenginį palieskite jutiklio juosteles abiejose įrenginio pusėse. Vilkite įrenginį nuo veido apačios į viršų

PRIEŽIŪROS LAIKAS: 4 minutės

Akių priežiūros režimo naudojimas

Režimas naudoja vibraciją, šilumą ir pasirenkamą raudoną šviesą. Po veido odos procedūrų pereiname prie akių srities ir atliekame tikslią gležnos odos aplink akis priežiūrą. Oda aplink akis reikalauja ypatingos priežiūros, o atitinkamos procedūros padės pašalinti veido raukšles, patinimą ir tamsius ratilus po akimis.

PRIEŽIŪROS LAIKAS: 4 minutės

Naudojimo instrukcijos

Maitinimo adapterio naudojimas

1. Kai valdiklio ekrane pasirodo baterijos simbolis tai reiškia, kad baterija išsikrovusi. Įkiškite maitinimo adapterio kištuką į valdiklio nuolatinės srovės lizdą, tada įkiškite valdiklio kištuką į maitinimo lizdą, LCD ekrane mirksi baterijos indikatorius.
2. Įkraunamos baterijos veikimo laikas yra lygus 500 įkrovimo-iškrovimo ciklų įprastomis sąlygomis arba didesnis, todėl jį galima naudoti ilgiau nei trejus metus (kartą per dieną).

Atsargumo priemonės

1. Nepalikite įrenginio ilgą laiką prijungto prie maitinimo šaltinio.
2. Nelieskite jo šlapiomis rankomis, nes galite gauti elektros smūgį arba trumpąjį jungimą.
3. Nestatykite įrenginio vietose, kuriose yra daug drėgmės, nes tai gali sukelti elektros smūgį, trumpąjį jungimą arba izoliacijos pažeidimą.
4. Nepalikite prietaiso vaikams nepasiekiamoje vietoje.
5. Vaikams draudžiama naudotis įrenginiu.
6. Draudžiama jį naudoti vietose, kur laikomos degios medžiagos.
7. Nevalykite prietaiso korozinėmis medžiagomis.
8. Naudokite tik komplekte esantį maitinimo šaltinį.
9. Prieš prijungdami prie maitinimo šaltinio, įsitinkite, kad prietaisas yra sausas.
10. Nenaudokite prietaiso ant saulės nudegusios odos.
11. Atsiradus nepageidaujamam šalutiniam poveikiui, nustokite vartoti.

Kontraindikacijos

- nėštumas
- metaliniai implantai, širdies stimulatorius
- metaliniai daiktai (pvz., papuošalai)
- navikas
- karščiavimas
- ligos, silpnumas
- epidermio vientisumo sutrikimas
- anksčiau naudoti užpildai, botoksas (po gydymo turi būti praėję 6 savaitės)
- virusinės, bakterinės ir grybelinės odos ligos
- ūminės rožinės ir flegmonos formos
- aktyvi pūslelinė
- epilepsija
- migrena
- negydomos ir nereguliuojamos skydliaukės ligos.

Daugiau informacijos apie produktą rasite gamintojo svetainėje adresu: [2 puslapis, f2]

Nominālais spriegums:	5V/1A
Nominālā jauda:	4 W
Akumulatora ietilpība:	600 mAh
Uzlādes laiks:	3 stundas
Masāžas galvas diametrs:	35 mm

Ierīces apraksts [2. lpp., f1]

1. Ultraskaņas galva
2. Fotonu gaismas
3. Akumulatora uzlādes līmenis
4. Fototerapija: sarkana/zila
5. Darbības režīmi
6. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
7. Režīma maiņas poga

4 režīmi – lietošanas veidi:

Piezīme: Sāciet kopšanu ar tīrīšanu (Cleanse režīms), izmantojiet sejas tīrīšanas kosmētiku. Rūpīga poru attīrīšana ietvers dziļu netīrumu noņemšanu, un netīrumi nonāks uz ādas virsmas. Nomazgājiet ādas virsmu ar kosmētikas noņemšanas līdzekli. Iestatiet katru režīmu uz 4 minūšu lietošanas laiku. 1 minūtes laikā pēc neaktivitātes ierīce automātiski izslēgsies. Ierīce darbojas pēc indukcijas principa, kas nozīmē, ka tā sāk darboties pēc saskares ar ādu.

Tīrīšanas režīma izmantošana (izmantojot vates spilventiņu)

Šajā režīmā varat izvēlēties no 3 intensitātes, siltuma un vibrācijas līmeņiem. Pateicoties tam, jūs varat efektīvi attīrīt poras no netīrumiem, padarīt ādu gaišāku un uzlabot tās krāsu.

1. Noņemiet āķi no vates diska
 2. Pievienojiet vates tamponu
 3. Uzklājiet kosmētikas noņēmēju uz spilventiņa
 4. Nospiediet un 3 sekundes turiet pogu, lai ieslēgtu ierīci
 5. Novietojiet pirkstus ap sensoru sloksnēm
 6. Notīriet seju ar apļveida kustībām
- KOPŠANAS LAIKS: 4 minūtes

Atjaunošanas režīma izmantošana (nav nepieciešams izmantot vates spilventiņu)

Režīmā tiek izmantota sarkanās gaismas un siltuma un vibrācijas masāža, kā arī zilās gaismas, siltuma un vibrācijas masāža. Tam ir spēcīga nostiprinoša iedarbība, stimulējot ādu intensīvi ražot kolagēnu un elastīnu. Efektīvi novērš krunciņas un rievās, mitrina, atstājot atjaunotas ādas efektu.

1. Uzklājiet uz ādas serumu vai masku
 2. Nospiediet barošanas pogu un turiet 3 sekundes, lai ieslēgtu ierīci, un atlasiet Rejuvenate režīmu
 3. Turot ierīci, pieskarieties sensoru sloksnēm abās ierīces pusēs. Veiciet apstrādi, velkot ierīci no sejas apakšas uz augšu
- KOPŠANAS LAIKS: 4 minūtes

Pacelšanas režīma izmantošana (nav nepieciešams izmantot vates spilventiņu)

Šis režīms efektīvi stimulē un atslābina ādu un palīdz to dziļi mitrināt. Sarkanā gaisma apvienojumā ar vibrāciju un siltumu lieliski atbalsta sejas pārveidošanu, ļaujot tai atgūt skaistu, jauneklīgu ovālu.

1. Nospiediet un 3 sekundes turiet barošanas pogu, lai ieslēgtu ierīci. Izvēlieties pacelšanas režīmu
 2. Turot ierīci, pieskarieties sensoru sloksnēm abās ierīces pusēs. Velci ierīci no sejas apakšas uz augšu
- KOPŠANAS LAIKS: 4 minūtes

Acu kopšanas režīma izmantošana

Režīms izmanto vibrāciju, siltumu un papildu sarkano gaismu. Pēc sejas ādas procedūrām pārejiet pie acu zonas un veiciet precīzu maigās ādas ap acīm kopšanu. Ādai ap acīm nepieciešama īpaša kopšana, un atbilstošas procedūras palīdzēs novērst mīmikas grumbiņas, pietūkumu un tumšos lokus zem acīm.

KOPŠANAS LAIKS: 4 minūtes

Lietošanas instrukcija

Izmantojot strāvas adapteri

1. Kad kontrolera displejā parādās akumulatora simbols tas nozīmē, ka akumulators ir zems. Ievietojiet strāvas adaptera kontaktdakšu kontrolera līdzstrāvas ligzdā, pēc tam ievietojiet kontrolera kontaktdakšu strāvas kontaktligzdā, LCD ekrānā mirgos akumulatora indikators.

2. Atkārtoti uzlādējamā akumulatora darbības laiks ir vienāds ar vai lielāks par 500 uzlādes-izlādes cikliem normālos apstākļos, kas ļauj to izmantot vairāk nekā trīs gadus (reizi dienā).

Piesardzības pasākumi

1. Neatstājiet ierīci ilgu laiku pieslēgtu barošanas avotam.
2. Neaiztieciet to ar mitrām rokām, jo tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai īssavienojumu.
3. Nenovietojiet ierīci vietās ar augstu mitruma līmeni, jo tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, īssavienojumu vai izolācijas bojājumus.
4. Neatstājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā.
5. Bērniem ir aizliegts lietot ierīci.
6. Aizliegts to lietot vietās, kur tiek uzglabāti viegli uzliesmojoši materiāli.
7. Netīriet ierīci ar kodīgām vielām.
8. Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto barošanas avotu.
9. Pirms strāvas padeves pievienošanas pārliecinieties, vai ierīce ir sausa.
10. Nelietojiet ierīci uz saulē apdegušas ādas.
11. Nevēlamu blakusparādību gadījumā pārtrauciet lietošanu.

Kontrindikācijas

- grūtniecība
- metāla implantī, elektrokardio stimulators
- metāla priekšmeti (piem., rotaslietas)
- audzējs
- drudzis
- slimības stāvokļi, vājums
- epidermas nepārtrauktības traucējumi
- iepriekš lietotas pildvielas, botox (pēc ārstēšanas ir jāpaiet 6 nedēļām)
- vīrusu, baktēriju un sēnīšu izraisītas ādas slimības
- akūtas rosacejas un flegmonas formas
- aktīva herpes
- epilepsija
- migrēnas
- neārstētas un neregulētas vairogdziedzera slimības.

Plašāka informācija par produktu ir pieejama ražotāja vietnē: [lapa 2, f2]

Névleges feszültség:	5V/1A
Névleges teljesítmény:	4W
Akkumulátor-kapacitás:	600 mAh
Töltési idő:	3 óra
Masszázsfej átmérője:	35 mm

A készülék leírása [2. oldal, f1]

1. Ultrahangos fej
2. Fotonfények
3. Az akkumulátor töltöttségi szintje
4. Fényterápia: Piros/Kék
5. Üzem módok
6. Be/ki gomb
7. Üzem módváltó gomb

4 mód – felhasználási módok:

Megjegyzés: Kezdje az ápolást a tisztítással (Cleanse mód), használjon arctisztító kozmetikumot. A pórusok alapos tisztítása a szennyeződések mély eltávolításával jár, és a szennyeződés a bőr felszínére kerül. Mossa le a bőrfelületet sminklemosóval. Minden üzemmódot állítson be 4 perces használati időre. Inaktivitás után 1 percen belül a készülék automatikusan kikapcsol.

A készülék indukciós elven működik, ami azt jelenti, hogy a bőrrel való érintkezés után kezd működni.

Tisztítási mód használata (vattakorong használatával)

Ebben az üzemmódban 3 intenzitás-, hő- és rezgésszint közül választhat. Ennek köszönhetően hatékonyan tisztíthatja meg a pórusokat a szennyeződésektől, élénkíti a bőrt és javíthatja annak színét.

1. Távolítsa el a kampót a vattakorongról
2. Rögzítsen egy vattakorongot
3. Öntsön sminklemosót a párnára
4. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig a készülék bekapcsolásához
5. Helyezze ujjait az érzékelő csíkok köré
6. Tisztítsa meg arcát körkörös mozdulatokkal

ÁPOLÁSI IDŐ: 4 perc

Fiatalító mód alkalmazása (nincs szükség vattakorong használatára)

Az üzemmód vörös fényt és hő- és vibrációs masszázst, valamint kék fény-, hő- és vibrációs masszázst használ. Erős feszesítő hatása van, serkenti a bőrt a kollagén és elasztin intenzív termelésére. Hatékonyan eltünteti a ráncokat és barázdákat, hidratál, megfiatalítja a bőrt.

1. Vigyen fel szérumot vagy maszkot a bőrére
2. Nyomja le 3 másodpercig a bekapcsológombot a készülék bekapcsolásához, és válassza ki a Fiatalítás módot
3. Miközben tartja a készüléket, érintse meg az érzékelőcsíkokat a készülék mindkét oldalán. Végezze el a kezelést úgy, hogy az eszközt az arc aljától felfelé húzza

ÁPOLÁSI IDŐ: 4 perc

Emelő üzemmód használata (nincs szükség vattakorong használatára)

Ez a mód hatékonyan stimulálja és ellazítja a bőrt, és segít mélyen hidratálni azt. A vörös fény rezgéssel és hővel kombinálva nagymértékben támogatja az arc átalakítását, lehetővé téve, hogy visszanyerje a gyönyörű, fiatalos oválist.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig az eszköz bekapcsolásához. Válassza az emelési módot
2. Miközben tartja a készüléket, érintse meg az érzékelőcsíkokat a készülék mindkét oldalán. Húzza az eszközt az arca aljáról felfelé

ÁPOLÁSI IDŐ: 4 perc

A szemkörnyékápoló mód használata

Az üzemmód rezgést, hőt és opcionális piros fényt használ. Az arcbőr kezelése után áttérünk a szemkörnyékre, és precízen ápoljuk a szemkörnyéki finom bőrt. A szem körüli bőr különleges ápolást igényel, a megfelelő kezelések segítenek eltüntetni a mimikai ráncokat, duzzanatot és a szem alatti sötét karikákat.
ÁPOLÁSI IDŐ: 4 perc

Használati útmutató

A hálózati adapter használata

1. Amikor az elem szimbólum megjelenik a vezérlő kijelzőjén ez azt jelenti, hogy az akkumulátor lemerült. Dugja be a hálózati adapter dugóját a vezérlő egyenáramú aljzatába, majd dugja be a vezérlő csatlakozóját a hálózati aljzatba, az LCD-n villogni kezd az akkumulátor jelzőfénye.

2. Az újratölthető akkumulátor akkumulátorának élettartama normál körülmények között legalább 500 töltési-kisütési ciklus, ami lehetővé teszi három évnél hosszabb (naponta egyszer) használatát.

Óvintézkedések

1. Ne hagyja a készüléket sokáig a hálózatra csatlakoztatva.
2. Ne érintse meg nedves kézzel, mert áramütést vagy rövidzárlatot okozhat.
3. Ne helyezze a készüléket magas páratartalmú helyre, mert ez áramütést, rövidzárlatot vagy szigeteléskárosodást okozhat.
4. Ne hagyja a készüléket gyermekek számára elérhető helyen.
5. Gyermekek számára tilos a készülék használata.
6. Tilos olyan helyen használni, ahol gyúlékony anyagokat tárolnak.
7. Ne tisztítsa a készüléket korrozív anyagokkal.
8. Csak a mellékelt tápegységet használja.
9. A tápfeszültség csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék száraz.
10. Ne használja a készüléket leégett bőrön.
11. Nem kívánt mellékhatások esetén hagyja abba a használatát.

Ellenjavallatok

- terhesség
- fém implantátumok, pacemaker
- fémtárgyak (pl. ékszerek)
- daganat
- láz
- kóros állapotok, gyengeség
- az epidermisz folytonosságának megszakadása
- korábban használt töltőanyagok, botox (6 hétnek kell eltelnie a kezelés óta)
- vírusos, bakteriális és gombás bőrbetegségek
- rosacea és flegmon akut formái
- aktív herpesz
- epilepszia
- migrén
- kezeletlen és szabályozatlan pajzsmirigybetegségek.

További információ a termékről a gyártó honlapján található: [2. oldal, f2]

Tensiune nominală:	5V/1A
Putere nominală:	4W
Capacitatea bateriei:	600mAh
Timp de incarcare:	3 ore
Diametru cap de masaj:	35 mm

Descrierea dispozitivului [pagina 2, f1]

1. Cap cu ultrasunete
2. Lumini fotonice
3. Nivelul de încărcare a bateriei
4. Fototerapie: Roșu/Albastru
5. Moduri de operare
6. Buton pornit/oprit
7. Buton de schimbare a modului

4 moduri – moduri de utilizare:

Notă: Începeți-vă îngrijirea cu curățarea (modul Curățare), utilizați un cosmetic pentru curățarea feței. Curățarea temeinică a porilor va implica îndepărtarea în profunzime a impurităților, iar murdăria va ajunge la suprafața pielii. Spălați suprafața pielii cu demachiant. Setati fiecare mod pentru 4 minute de utilizare. În 1 minut de inactivitate, dispozitivul se va opri automat. Aparatul funcționează pe principiul inducției, ceea ce înseamnă că începe să funcționeze după contactul cu pielea.

Utilizarea modului de curățare (folosind un tampon de bumbac)
În acest mod puteți alege dintre 3 niveluri de intensitate, căldură și vibrație. Datorită acestui lucru, puteți curăța eficient porii de impurități, puteți lumina pielea și îi puteți îmbunătăți culoarea.

1. Scoateți cârligul de pe tampon de bumbac
 2. Atașați un tampon de bumbac
 3. Turnați demachiant pe tampon
 4. Apăsăți și mențineți apăsat butonul timp de 3 secunde pentru a porni dispozitivul
 5. Așezați degetele în jurul benzilor senzorilor
 6. Curăță-ți fața cu mișcări circulare
- TIMP DE ÎNGRIJIREĂ: 4 minute

Aplicarea modului de întinerire (nu este nevoie să folosiți un tampon de bumbac)

Modul folosește lumină roșie și masaj cu căldură și vibrații, precum și masaj cu lumină albastră, căldură și vibrații. Are un efect puternic de fermitate, stimulând pielea să producă intens colagen și elastina. Elimina eficient ridurile și brazdele, hidrateaza, lasand efectul de piele intinerita.

1. Aplicați un ser sau o mască pe piele
 2. Apăsăți butonul de pornire timp de 3 secunde pentru a porni dispozitivul și selectați modul Rejuvenate
 3. În timp ce țineți dispozitivul, atingeți benzile senzorului de pe ambele părți ale dispozitivului. Efectuați tratamentul trăgând dispozitivul de la baza feței în sus
- TIMP DE ÎNGRIJIREĂ: 4 minute

Utilizarea modului de ridicare (nu este nevoie să folosiți un tampon de bumbac)

Acest mod stimulează și relaxează eficient pielea și ajută la hidratarea ei profundă. Lumina roșie combinată cu vibrații și căldură susține foarte mult remodelarea feței, permițându-i să-și recapete un oval frumos și tineresc.

1. Apăsăți și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde pentru a porni dispozitivul. Selectați modul de ridicare
 2. În timp ce țineți dispozitivul, atingeți benzile senzorului de pe ambele părți ale dispozitivului. Trageți dispozitivul din partea de jos a feței în sus
- TIMP DE ÎNGRIJIREĂ: 4 minute

Utilizarea modului de îngrijire a ochilor

Modul folosește vibrații, căldură și lumină roșie opțională. După tratamentele pielii faciale, trecem la zona ochilor și efectuăm îngrijire precisă a pielii delicate din jurul ochilor. Pielea din jurul ochilor necesită îngrijire specială, iar tratamentele adecvate vă vor ajuta să eliminați ridurile faciale, umflarea și cearcănele de sub ochi.

TIMP DE ÎNGRIJIRE: 4 minute

Instrucțiuni de folosire

Folosind adaptorul de alimentare

1. Când simbolul bateriei apare pe afișajul controlerului asta înseamnă că bateria este descărcată. Introduceți ștecherul adaptorului de alimentare în priza DC a controlerului, apoi introduceți ștecherul controlerului în priza de alimentare, indicatorul bateriei de pe LCD va clipi.

2. Durata de viață a bateriei reîncărcabile este egală sau mai mare de 500 de cicluri de încărcare-descărcare în condiții normale, ceea ce îi permite să fie utilizat mai mult de trei ani (o dată pe zi).

Precauții

1. Nu lăsați dispozitivul conectat la sursa de alimentare pentru o perioadă lungă de timp.
2. Nu-l atingeți cu mâinile ude, poate duce la șoc electric sau scurtcircuit.
3. Nu așezați dispozitivul în locuri cu umiditate ridicată, deoarece poate duce la electrocutare, scurtcircuit sau deteriorarea izolației.
4. Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor.
5. Copiilor li se interzice utilizarea dispozitivului.
6. Este interzisă utilizarea lui în locurile în care sunt depozitate materiale inflamabile.
7. Nu curățați dispozitivul cu substanțe corozive.
8. Utilizați numai sursa de alimentare inclusă.
9. Înainte de a conecta sursa de alimentare, asigurați-vă că dispozitivul este uscat.
10. Nu utilizați dispozitivul pe pielea arsă de soare.
11. Întrerupeți utilizarea în cazul reacțiilor adverse nedorite.

Contraindicații

- sarcina
- implanturi metalice, stimulator cardiac
- obiecte metalice (de exemplu, bijuterii)
- tumoră
- febră
- stări de boală, slăbiciune
- perturbarea continuității epidermei
- umpluturi folosite anterior, botox (trebuie să fi trecut 6 săptămâni de la tratament)
- boli virale, bacteriene și fungice ale pielii
- forme acute de rozacee și flegmon
- herpes activ
- epilepsie
- migrene
- boli tiroidiene netratate și nereglate.

Mai multe informații despre produs sunt disponibile pe site-ul producătorului la: [pagina 2, f2]

Номинальное напряжение:	5 В/1 А
Номинальная мощность:	4 Вт
Емкость батареи:	600 мАч
Время зарядки:	3 часа
Диаметр массажной головки:	35 мм

Описание устройства [стр. 2, ф1]

1. Ультразвуковая головка
2. Фотонные огни
3. Уровень заряда аккумулятора.
4. Фототерапия: красный/синий.
5. Режимы работы
6. Кнопка включения/выключения.
7. Кнопка изменения режима.

4 режима – способы использования:

Примечание: Начните уход с очищения (режим Cleanse), используйте очищающее косметическое средство для лица. Тщательное очищение пор предполагает глубокое удаление загрязнений, а грязь выйдет на поверхность кожи. Омойте поверхность кожи средством для снятия макияжа. Установите каждый режим на 4 минуты использования. В течение 1 минуты бездействия устройство автоматически выключится. Устройство работает по индукционному принципу, а это значит, что оно начинает работать после контакта с кожей.

Использование режима очистки (с помощью ватного диска)

В этом режиме вы можете выбрать один из 3 уровней интенсивности, нагрева и вибрации. Благодаря этому вы сможете эффективно очистить поры от загрязнений, осветлить кожу и улучшить ее цвет.

1. Снимите крючок с ватного диска.
2. Прикрепите ватный диск
3. Налейте средство для снятия макияжа на подушечку.
4. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы включить устройство.
5. Поместите пальцы вокруг сенсорных полосок.
6. Очистите лицо круговыми движениями.

ВРЕМЯ УХОДА: 4 минуты.

Применение режима омоложения (нет необходимости использовать ватный диск)

В этом режиме используется красный свет и тепловой и вибрационный массаж, а также синий свет, тепловой и вибрационный массаж. Оказывает сильное укрепляющее действие, стимулируя кожу к интенсивной выработке коллагена и эластина. Эффективно устраняет морщины и борозды, увлажняет, оставляя эффект омоложенной кожи.

1. Нанесите на кожу сыворотку или маску.
2. Нажмите кнопку питания и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы включить устройство, и выберите режим омоложения.
3. Удерживая устройство, прикоснитесь к сенсорным полоскам с обеих сторон устройства. Выполните процедуру, потянув устройство снизу лица вверх.

ВРЕМЯ УХОДА: 4 минуты.

Использование режима подъема (нет необходимости использовать ватный диск)

Этот режим эффективно стимулирует и расслабляет кожу, а также способствует ее глубокому увлажнению. Красный свет в сочетании с вибрацией и теплом значительно способствует ремоделированию лица, позволяя ему восстановить красивый, молодой овал.

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы включить устройство. Выберите режим подъема
2. Удерживая устройство, прикоснитесь к сенсорным полоскам с обеих сторон устройства. Перетащите устройство от нижней части лица к верхней.

ВРЕМЯ УХОДА: 4 минуты.

Использование режима ухода за глазами

В этом режиме используется вибрация, нагрев и дополнительный красный свет. После процедур по уходу за кожей лица переходим к области вокруг глаз и тщательно ухаживаем за нежной кожей вокруг глаз. Кожа вокруг глаз требует особого ухода, а соответствующие процедуры помогут избавиться от мимических морщин, отеков и темных кругов под глазами.

ВРЕМЯ УХОДА: 4 минуты.

Инструкции по использованию

Использование адаптера питания

1. Когда на дисплее контроллера появится символ батареи, это означает, что батарея разряжена. Вставьте вилку адаптера питания в розетку постоянного тока контроллера, затем вставьте вилку контроллера в розетку, индикатор заряда батареи на ЖК-дисплее начнет мигать.

2. Ресурс аккумуляторной батареи равен или превышает 500 циклов заряд-разряд в нормальных условиях, что позволяет использовать ее более трех лет (один раз в сутки).

Меры предосторожности

1. Не оставляйте устройство подключенным к источнику питания на длительное время.
2. Не прикасайтесь к нему мокрыми руками, это может привести к поражению электрическим током или короткому замыканию.
3. Не размещайте устройство в местах с повышенной влажностью, так как это может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или повреждению изоляции.
4. Не оставляйте устройство в недоступном для детей месте.
5. Детям запрещено пользоваться устройством.
6. Запрещается использовать в местах хранения легковоспламеняющихся материалов.
7. Не очищайте устройство коррозионными веществами.
8. Используйте только прилагаемый блок питания.
9. Перед подключением источника питания убедитесь, что устройство сухое.
10. Не используйте устройство на обгоревшей коже.
11. Прекратите использование в случае возникновения нежелательных побочных эффектов.

Противопоказания

- беременность
- металлические имплантаты, кардиостимулятор
- металлические предметы (например, ювелирные изделия)
- опухоль
- высокая температура
- болезненные состояния, слабость
- нарушение непрерывности эпидермиса
- ранее использованные филлеры, ботокс (с момента лечения должно пройти 6 недель)
- вирусные, бактериальные и грибковые заболевания кожи
- острые формы розацеа и флегмоны
- активный герпес
- эпилепсия
- мигрень
- нелеченные и нерегулируемые заболевания щитовидной железы.

Более подробную информацию о продукте можно найти на сайте производителя по адресу: [страница 2, f2]

Merkespenning:	5V/1A
Nominell effekt:	4W
Batterikapasitet:	600mAh
Ladetid:	3 timer
Massasjehode diameter:	35 mm

Beskrivelse av enheten [side 2, f1]

1. Ultralydhode
2. Fotonlys
3. Batteriladenivå
4. Lysbehandling: Rød/Blå
5. Driftsmoduser
6. På/av-knapp
7. Modusendringsknapp

4 moduser – måter å bruke:

Merk: Start pleien med rensing (rensemodus), bruk en ansiktsrensende kosmetikk. Grundig rensing av porene vil innebære dyp fjerning av urenheter, og skitten vil komme til overflaten av huden. Vask hudoverflaten med sminkefjerner. Still inn hver modus for 4 minutters brukstid. Innen 1 minutt etter inaktivitet vil enheten slå seg av automatisk.

Enheden fungerer etter induksjonsprinsippet, som betyr at den begynner å virke etter kontakt med huden.

Bruke rensmodus (ved å bruke en bomullspute)

I denne modusen kan du velge mellom 3 nivåer av intensitet, varme og vibrasjon. Takket være dette kan du effektivt rense porene for urenheter, lysne huden og forbedre fargen.

1. Fjern kroken på bomullsputen
 2. Fest en bomullspute
 3. Hell sminkefjerner på puten
 4. Trykk og hold inne knappen i 3 sekunder for å slå på enheten
 5. Plasser fingrene rundt sensorstrimlene
 6. Rens ansiktet i sirkulære bevegelser
- PLEIE TID: 4 minutter

Påføring av Rejuvenate Mode (ikke nødvendig å bruke en bomullspad)

Modusen bruker rødt lys og varme- og vibrasjonsmassasje, samt blått lys, varme- og vibrasjonsmassasje. Den har en sterk oppstrammende effekt, og stimulerer huden til å produsere kollagen og elastin intensivt. Eliminerer effektivt rynker og furer, fukter og etterlater effekten av forynget hud.

1. Påfør et serum eller maske på huden din
 2. Trykk på strømknappen i 3 sekunder for å slå på enheten og velg Rejuvenate-modus
 3. Mens du holder enheten, berører du sensorstrimlene på begge sider av enheten. Utfør behandlingen ved å trekke enheten fra bunnen av ansiktet og oppover
- PLEIE TID: 4 minutter

Bruke løftemodus (ikke nødvendig å bruke en bomullspute)

Denne modusen stimulerer og avslapper effektivt huden og bidrar til å fukte den dypt. Rødt lys kombinert med vibrasjon og varme støtter i stor grad ansiktsremodellering, slik at det kan gjenvinne en vakker, ungdommelig oval.

1. Trykk og hold inne strømknappen i 3 sekunder for å slå på enheten. Velg løftemodus
 2. Mens du holder enheten, berører du sensorstrimlene på begge sider av enheten. Dra enheten fra bunnen av ansiktet til toppen
- PLEIE TID: 4 minutter

Bruke øyepleiemodus

Modusen bruker vibrasjon, varme og valgfritt rødt lys. Etter ansiktshudbehandling går vi videre til øyeområdet og utfører presis pleie av den sarte huden rundt øynene. Huden rundt øynene krever spesiell pleie, og passende behandling vil hjelpe deg å eliminere ansiktsrynker, hevelser og mørke ringer under øynene.

PLEIE TID: 4 minutter

Instruksjoner for bruk

Bruke strømadapteren

1. Når batterisymbolet vises på kontrollereens display dette betyr at batteriet er lavt. Sett støpselet til strømadapteren inn i DC-kontakten på kontrollereen, sett deretter støpselet på kontrollereen inn i strømkontakten, batteriindikatoren på LCD-skjermen vil blinke.
2. Batterilevetiden til batteriet er lik eller større enn 500 lade-utladingscykluser under normale forhold, noe som gjør at det kan brukes i mer enn tre år (en gang om dagen).

Forholdsregler

1. Ikke la enheten være koblet til strømforsyningen over lengre tid.
2. Ikke berør den med våte hender, det kan føre til elektrisk støt eller kortslutning.
3. Ikke plasser enheten på steder med høy luftfuktighet, da det kan føre til elektrisk støt, kortslutning eller isolasjonsskade.
4. Ikke la enheten være innenfor rekkevidde for barn.
5. Barn har forbud mot å bruke enheten.
6. Det er forbudt å bruke det på steder der det oppbevares brennbare materialer.
7. Ikke rengjør enheten med etsende stoffer.
8. Bruk kun den medfølgende strømforsyningen.
9. Før du kobler til strømforsyningen, sørg for at enheten er tørr.
10. Ikke bruk enheten på solbrent hud.
11. Avbryt bruken i tilfelle uønskede bivirkninger.

Kontraindikasjoner

- graviditet
- metallimplantater, pacemaker
- metallgjenstander (f.eks. smykker)
- svulst
- feber
- sykdomstilstander, svakhet
- forstyrrelse av kontinuiteten til epidermis
- tidligere brukte fillers, botox (6 uker må ha gått siden behandlingen)
- virale, bakterielle og sopplige hudsykdommer
- akutte former for rosacea og flegmon
- aktiv herpes
- epilepsi
- migrene
- ubehandlede og uregulerte skjoldbrusksykdommer.

Mer informasjon om produktet er tilgjengelig på produsentens nettsted på: [side 2, f2]

Nimellisjännite:	5V/1A
Nimellisteho:	4W
Akun kapasiteetti:	600mAh
Latausaika:	3 tuntia
Hierontapään halkaisija:	35 mm

Laitteen kuvaus [sivu 2, f1]

1. Ultraäänipää
2. Fotonivalot
3. Akun lataustaso
4. Valohoito: punainen/sininen
5. Toimintatilat
6. On/off-painike
7. Tilanvaihtopainike

4 tilaa – käyttötapoja:

Huomautus: Aloita hoitosi puhdistuksella (Cleanse-tila), käytä kasvojen puhdistuskosmetiikkaa. Huokosten perusteellinen puhdistus poistaa epäpuhtaudet syvältä ja lika tulee ihon pinnalle. Pese ihon pinta meikinpoistoaineella. Aseta kullekin tilalle 4 minuutin käyttöaika. Laite sammuu automaattisesti minuutin kuluessa käyttämättömyydestä. Laite toimii induktioperiaatteella, mikä tarkoittaa, että se alkaa toimia ihokosketuksen jälkeen.

Puhdistustilan käyttäminen (vanutyynyillä)

Tässä tilassa voit valita kolmesta voimakkuuden, lämmön ja värinän tasosta. Tämän ansiosta voit tehokkaasti puhdistaa huokokset epäpuhtauksista, kirkastaa ihoa ja parantaa sen väriä.

1. Irrota vanutyynyn koukku
2. Kiinnitä vanulappu
3. Kaada meikinpoistoaine tyynylle
4. Kytke laite päälle pitämällä painiketta painettuna 3 sekunnin ajan
5. Aseta sormesi anturiliuskojen ympärille
6. Puhdista kasvossi pyörivin liikkein

HOITO-AIKA: 4 minuuttia

Rejuvenate Mode -tilan käyttäminen (ei tarvitse käyttää vanulappua)

Tila käyttää punaista valoa ja lämpö- ja värinähierontaa sekä sinistä valoa, lämpöä ja värinähierontaa. Sillä on vahva kiinteittävä vaikutus, joka stimuloi ihoa tuottamaan intensiivisesti kollageenia ja elastiinia. Poistaa tehokkaasti ryppyjä ja uurteita, kosteuttaa jättäen nuoreneen ihon vaikutuksen.

1. Levitä seerumi tai naamio ihollesi
2. Paina virtapainiketta 3 sekunnin ajan käynnistääksesi laitteen ja valitse Rejuvenate-tila
3. Kun pidät laitetta, kosketa laitteen molemmilla puolilla olevia anturiliuskoja. Suorita hoito vetämällä laitetta kasvojen alaosasta ylöspäin

HOITO-AIKA: 4 minuuttia

Nostotilan käyttö (ei tarvitse käyttää vanulappua)

Tämä tila stimuloi ja rentouttaa ihoa tehokkaasti ja auttaa syväkosteuttamaan sitä. Punainen valo yhdistettynä värinään ja lämpöön tukee suuresti kasvojen uudelleenmuotoilua, jolloin se saa kauniin, nuorekkaan soikean.

1. Käynnistä laite painamalla virtapainiketta 3 sekunnin ajan. Valitse nostotila
2. Kun pidät laitetta, kosketa anturiliuskoja laitteen molemmilla puolilla. Vedä laite kasvossi alaosasta ylös

HOITO-AIKA: 4 minuuttia

Silmänhoitotilan käyttö

Tila käyttää värinää, lämpöä ja valinnaista punaista valoa. Kasvojen ihohoitojen jälkeen siirrymme silmänympärysiholle ja huolehdimme silmänympärysihon herkälle iholle. Silmien ympärillä oleva iho vaatii erityistä hoitoa, ja asianmukaisilla hoidoilla voit poistaa kasvojen rypyyjä, turvotusta ja tummia silmänalusia.

HOITO-AIKA: 4 minuuttia

Käyttöohjeet

Virtalähteen käyttäminen

1. Kun paristosymboli ilmestyy ohjaimen näytölle tämä tarkoittaa, että akku on vähissä. Työnnä verkkolaitteen pistoke ohjaimen DC-liitäntään ja työnnä sitten ohjaimen pistoke pistorasiaan, LCD-näytön akun merkkivalo vilkkuu.

2. Akun akun käyttöikä on yhtä suuri tai suurempi kuin 500 lataus-purkausjaksoa normaaleissa olosuhteissa, mikä mahdollistaa sen käytön yli kolme vuotta (kerran päivässä).

Varotoimenpiteet

1. Älä jätä laitetta virtalähteeseen pitkäksi aikaa.
2. Älä koske siihen märillä käsillä, se voi aiheuttaa sähköiskun tai oikosulun.
3. Älä sijoita laitetta paikkoihin, joissa on korkea kosteus, koska se voi aiheuttaa sähköiskun, oikosulun tai eristysvaurion.
4. Älä jätä laitetta lasten ulottuville.
5. Lapset eivät saa käyttää laitetta.
6. Sen käyttö on kielletty paikoissa, joissa säilytetään syttyviä aineita.
7. Älä puhdista laitetta syövyttävillä aineilla.
8. Käytä vain mukana toimitettua virtalähdettä.
9. Varmista ennen virtalähteen kytkemistä, että laite on kuiva.
10. Älä käytä laitetta auringonpoltaneelle iholle.
11. Lopeta käyttö, jos ilmenee ei-toivottuja sivuvaikutuksia.

Vasta-aiheet

- raskaus
- metalliset implantit, sydämentahdistin
- metalliesineitä (esim. koruja)
- kasvain
- kuume
- sairauksilat, heikkous
- epidermisen jatkuvuuden katkeaminen
- aiemmin käytetyt täyteaineet, botox (hoidosta on oltava kulunut 6 viikkoa)
- virus-, bakteeri- ja sieni-ihosairaudet
- ruusufinnin ja limaa akuutit muodot
- aktiivinen herpes
- epilepsia
- migreenit
- hoitamattomat ja säätämättömät kilpirauhassairaudet.

Lisätietoja tuotteesta on saatavilla valmistajan verkkosivuilla osoitteessa: [sivu 2, f2]

Μετρημένη ηλεκτρική τάση:	5V/1A
Ονομαστική ισχύς:	4W
Χωρητικότητα μπαταρίας:	600 mAh
Χρόνος φόρτισης:	3 ώρες
Διάμετρος κεφαλής μασάζ:	35 mm

Περιγραφή της συσκευής [σελίδα 2, f1]

1. Κεφαλή υπερήχων
2. Φώτα φωτονίων
3. Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας
4. Φωτοθεραπεία: Κόκκινο/Μπλε
5. Τρόποι λειτουργίας
6. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
7. Κουμπί αλλαγής λειτουργίας

4 τρόποι λειτουργίας – τρόποι χρήσης:

Σημείωση: Ξεκινήστε τη φροντίδα σας με καθαρισμό (λειτουργία καθαρισμού), χρησιμοποιήστε ένα καλλυντικό καθαρισμού προσώπου. Ο ενδεδειγμένος καθαρισμός των πόρων θα περιλαμβάνει τη βαθιά απομάκρυνση των ακαθαρσιών και η βρωμιά θα έρθει στην επιφάνεια του δέρματος. Πλύνετε την επιφάνεια του δέρματος με ντεμακιγιάζ. Ρυθμίστε κάθε λειτουργία για 4 λεπτά χρόνου χρήσης. Μέσα σε 1 λεπτό από την αδράνεια, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Η συσκευή λειτουργεί με την αρχή της επαγωγής, που σημαίνει ότι αρχίζει να λειτουργεί μετά την επαφή με το δέρμα.

Χρήση της λειτουργίας καθαρισμού (χρησιμοποιώντας ένα βαμβάκι)
Σε αυτή τη λειτουργία μπορείτε να επιλέξετε από 3 επίπεδα έντασης, θερμότητας και δόνησης. Χάρη σε αυτό, μπορείτε να καθαρίσετε αποτελεσματικά τους πόρους από ακαθαρσίες, να φωτίσετε το δέρμα και να βελτιώσετε το χρώμα του.

1. Αφαιρέστε το άγκιστρο στο βαμβάκι
 2. Τοποθετήστε ένα βαμβάκι
 3. Ρίξτε ντεμακιγιάζ πάνω στο επίθεμα
 4. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή
 5. Τοποθετήστε τα δάχτυλά σας γύρω από τις λωρίδες του αισθητήρα
 6. Καθαρίστε το πρόσωπό σας με κυκλικές κινήσεις
- ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ: 4 λεπτά

Εφαρμογή της λειτουργίας Rejuvenate (δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε βαμβάκι)

Η λειτουργία χρησιμοποιεί κόκκινο φως και μασάζ με θερμότητα και δόνηση, καθώς και μασάζ μπλε φωτός, θερμότητας και δόνησης. Έχει ισχυρή συσφικτική δράση, διεγείροντας το δέρμα να παράγει εντατικά κολλαγόνο και ελαστίνη. Εξαφανίζει αποτελεσματικά τις ρυτίδες και τα αυλάκια, ενυδατώνει, αφήνοντας το αποτέλεσμα της αναζωογόνησης του δέρματος.

1. Εφαρμόστε ορό ή μάσκα στο δέρμα σας
 2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και επιλέξτε τη λειτουργία Rejuvenate
 3. Ενώ κρατάτε τη συσκευή, αγγίξτε τις λωρίδες αισθητήρα και στις δύο πλευρές της συσκευής. Εκτελέστε τη θεραπεία τραβώντας τη συσκευή από το κάτω μέρος του προσώπου προς τα πάνω
- ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ: 4 λεπτά

Χρήση της λειτουργίας ανύψωσης (δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε βαμβάκι)

Αυτή η λειτουργία διεγείρει και χαλαρώνει αποτελεσματικά το δέρμα και βοηθά στην βαθιά ενυδάτωση του. Το κόκκινο φως σε συνδυασμό με τους κραδασμούς και τη θερμότητα υποστηρίζει σε μεγάλο βαθμό την αναμόρφωση του προσώπου, επιτρέποντάς του να αποκτήσει ξανά ένα όμορφο, νεανικό οβάλ.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Επιλέξτε λειτουργία ανύψωσης
 2. Ενώ κρατάτε τη συσκευή, αγγίξτε τις λωρίδες αισθητήρα και στις δύο πλευρές της συσκευής. Σύρετε τη συσκευή από το κάτω μέρος του προσώπου σας προς τα πάνω
- ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ: 4 λεπτά

Χρήση της λειτουργίας Eye care

Η λειτουργία χρησιμοποιεί δόνηση, θερμότητα και προαιρετικό κόκκινο φως. Μετά από θεραπείες δέρματος προσώπου, προχωράμε στην περιοχή των ματιών και κάνουμε ακριβή περιποίηση του ευαίσθητου δέρματος γύρω από τα μάτια. Το δέρμα γύρω από τα μάτια απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα και οι κατάλληλες θεραπείες θα σας βοηθήσουν να εξαλείψετε τις ρυτίδες του προσώπου, το πρήξιμο και τους μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ: 4 λεπτά

Οδηγίες χρήσης

Χρήση του μετασχηματιστή ρεύματος

1. Όταν το σύμβολο της μπαταρίας εμφανίζεται στην οθόνη του ελεγκτή

αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία είναι χαμηλή. Τοποθετήστε το βύσμα του μετασχηματιστή ρεύματος στην υποδοχή DC του ελεγκτή και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το βύσμα του ελεγκτή στην πρίζα, η ένδειξη μπαταρίας στην οθόνη LCD θα αναβοσβήσει.

2. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας της μπαταρίας είναι ίση ή μεγαλύτερη από 500 κύκλους φόρτισης-εκφόρτισης υπό κανονικές συνθήκες, γεγονός που επιτρέπει τη χρήση της για περισσότερα από τρία χρόνια (μία φορά την ημέρα).

Προφυλάξεις

1. Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη στο τροφοδοτικό για μεγάλο χρονικό διάστημα.

2. Μην το αγγίζετε με βρεγμένα χέρια, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή βραχυκύκλωμα.

3. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρη με υψηλή υγρασία, καθώς μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα ή ζημιά στη μόνωση.

4. Μην αφήνετε τη συσκευή κοντά σε παιδιά.

5. Απαγορεύεται στα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή.

6. Απαγορεύεται η χρήση του σε χώρους αποθήκευσης εύφλεκτων υλικών.

7. Μην καθαρίζετε τη συσκευή με διαβρωτικές ουσίες.

8. Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό.

9. Πριν συνδέσετε το τροφοδοτικό, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι στεγνή.

10. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δέρμα που έχει καεί από τον ήλιο.

11. Διακόψτε τη χρήση σε περίπτωση ανεπιθύμητων παρενεργειών.

Αντενδείξεις

- εγκυμοσύνη
- μεταλλικά εμφυτεύματα, βηματοδότη
- μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. κοσμήματα)
- όγκος
- πυρετός
- νοσηρές καταστάσεις, αδυναμία
- διαταραχή της συνέχειας της επιδερμίδας
- προηγουμένως χρησιμοποιημένα fillers, botox (πρέπει να έχουν περάσει 6 εβδομάδες από τη θεραπεία)
- ιογενείς, βακτηριακές και μυκητιακές δερματικές παθήσεις
- οξείες μορφές ροδόχρου ακμής και φλεγμονίου
- ενεργός έρπης
- επιληψία
- ημικρανίες
- μη θεραπευμένες και μη ρυθμιζόμενες παθήσεις του θυρεοειδούς.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του κατασκευαστή στη διεύθυνση: [σελίδα 2, f2]

Nazivni napon:	5V/1A
Nazivna snaga:	4W
Kapacitet baterije:	600 mAh
Vrijeme punjenja:	3 sata
Promjer glave za masažu:	35 mm

Opis uređaja [stranica 2, f1]

1. Ultrazvučna glava
2. Fotonska svjetla
3. Razina napunjenosti baterije
4. Fototerapija: crveno/plavo
5. Načini rada
6. Tipka za uključivanje/isključivanje
7. Gumb za promjenu načina rada

4 načina – načini korištenja:

Napomena: Započnite njegu čišćenjem (Cleanse mode), koristite kozmetiku za čišćenje lica. Temeljito čišćenje pora podrazumijeva dubinsko uklanjanje nečistoća, a onečišćenje će izaći na površinu kože. Operite površinu kože sredstvom za skidanje šminke. Postavite svaki način rada na 4 minute vremena korištenja. U roku od 1 minute neaktivnosti, uređaj će se automatski isključiti. Aparat radi na principu indukcije, što znači da počinje raditi nakon kontakta s kožom.

Korištenje načina čišćenja (pomoću pamučnog jastučića)

U ovom načinu rada možete birati između 3 razine intenziteta, topline i vibracije. Zahvaljujući tome možete učinkovito očistiti pore od nečistoća, posvijetliti kožu i poboljšati njezinu boju.

1. Uklonite kukicu s pamučnog jastučića
2. Pričvrstite pamučni jastučić
3. Uljite sredstvo za skidanje šminke na blazinicu
4. Pritisnite i držite tipku 3 sekunde za uključivanje uređaja
5. Postavite prste oko senzorskih traka
6. Očistite lice kružnim pokretima

VRIJEME NJEGE: 4 minute

Primjena Rejuvenate Mode (nema potrebe za korištenjem pamučnog jastučića)

Način rada koristi crveno svjetlo te toplinsku i vibracijsku masažu, kao i plavo svjetlo, toplinsku i vibracijsku masažu. Ima snažan učinak učvršćivanja, potiče kožu na intenzivnu proizvodnju kolagena i elastina. Učinkovito uklanja bore i brazde, hidratizira, ostavljajući učinak pomlađene kože.

1. Nanesite serum ili masku na kožu
2. Pritisnite tipku za napajanje 3 sekunde kako biste uključili uređaj i odaberite Rejuvenate način rada
3. Dok držite uređaj, dodirnite senzorske trake s obje strane uređaja. Tretman izvodite povlačenjem aparata od dna lica prema gore

VRIJEME NJEGE: 4 minute

Korištenje Lifting Mode (nema potrebe za korištenjem pamučnog jastučića)

Ovaj način rada učinkovito stimulira i opušta kožu te pomaže u njezinoj dubinskoj hidrataciji. Crveno svjetlo u kombinaciji s vibracijama i toplinom uvelike podupire remodeliranje lica, omogućujući mu da ponovno dobije lijep, mladenački oval.

1. Pritisnite i držite tipku za napajanje 3 sekunde kako biste uključili uređaj. Odaberite način dizanja
2. Dok držite uređaj, dodirnite senzorske trake s obje strane uređaja. Povucite uređaj od dna lica prema vrhu

VRIJEME NJEGE: 4 minute

Korištenje načina rada za njegu očiju

Način rada koristi vibracije, toplinu i dodatno crveno svjetlo. Nakon tretmana kože lica, prelazimo na područje oko očiju i vršimo preciznu njegu nježne kože oko očiju. Koža oko očiju zahtijeva posebnu njegu, a odgovarajući tretmani pomoći će vam da uklonite bore, otekline i podočnjake.

VRIJEME NJEGE: 4 minute

Upute za korištenje

Korištenje strujnog adaptera

1. Kada se simbol baterije pojavi na zaslonu kontrolera to znači da je baterija slaba. Umetnite utikač strujnog adaptera u DC utičnicu kontrolera, zatim umetnite utikač kontrolera u strujnu utičnicu, indikator baterije na LCD-u će treperiti.

2. Vijek trajanja baterije je jednak ili veći od 500 ciklusa punjenja i pražnjenja u normalnim uvjetima, što omogućuje da se koristi više od tri godine (jednom dnevno).

Mjere predostrožnosti

1. Ne ostavljajte uređaj priključen na napajanje dulje vrijeme.
2. Ne dirajte ga mokrim rukama, to može dovesti do strujnog udara ili kratkog spoja.
3. Ne postavljajte uređaj na mjesta s visokom vlagom jer to može dovesti do strujnog udara, kratkog spoja ili oštećenja izolacije.
4. Ne ostavljajte uređaj u dohvatu djece.
5. Djeci je zabranjeno koristiti uređaj.
6. Zabranjeno je koristiti ga na mjestima gdje se skladište zapaljivi materijali.
7. Nemojte čistiti uređaj korozivnim tvarima.
8. Koristite samo isporučeno napajanje.
9. Prije spajanja na napajanje provjerite je li uređaj suh.
10. Ne koristite uređaj na koži opečenoj suncem.
11. Prekinite korištenje u slučaju neželjenih nuspojava.

Kontraindikacije

- trudnoća
- metalni implantati, pacemaker
- metalni predmeti (npr. nakit)
- tumor
- vrućica
- bolesna stanja, slabost
- poremećaj kontinuiteta epidermisa
- prethodno korišteni fileri, botox (od tretmana mora proći 6 tjedana)
- virusne, bakterijske i gljivične bolesti kože
- akutni oblici rozaceje i flegmone
- aktivni herpes
- epilepsija
- migrene
- neliječene i neregulirane bolesti štitnjače.

Više informacija o proizvodu dostupno je na web stranici proizvođača na: [stranica 2, f2]

Märkspänning:	5V/1A
Märkeffekt:	4W
Batterikapacitet:	600mAh
Laddningstid:	3 timmar
Massagehuvudets diameter:	35 mm

Beskrivning av enheten [sida 2, f1]

1. Ultraljudshuvud
2. Fotonljus
3. Batteriets laddningsnivå
4. Fototerapi: Röd/Blå
5. Driftlägen
6. På/av-knapp
7. Knapp för lägesändring

4 lägen – sätt att använda:

Obs: Börja din vård med rengöring (rengöringsläge), använd en ansiktsrengörande kosmetika. Grundlig rengöring av porerna kommer att innebära djup borttagning av föroreningar, och smutsen kommer till ytan av huden. Tvätta hudytan med sminkborttagare. Ställ in varje läge för 4 minuters användningstid. Inom 1 minut efter inaktivitet stängs enheten av automatiskt.

Enheten arbetar efter induktionsprincipen, vilket innebär att den börjar fungera efter kontakt med huden.

Använda rengöringsläge (med en bomullsrandell)

I detta läge kan du välja mellan 3 nivåer av intensitet, värme och vibration. Tack vare detta kan du effektivt rengöra porerna från föroreningar, ljusa upp huden och förbättra dess färg.

1. Ta bort kroken på bomulldynan
 2. Fäst en bomullsrandell
 3. Håll sminkborttagningsmedel på dynan
 4. Tryck och håll ned knappen i 3 sekunder för att slå på enheten
 5. Placera fingrarna runt sensorremarna
 6. Rengör ansiktet i cirkulära rörelser
- SKÖTTID: 4 minuter

Applicera Rejuvenate Mode (du behöver inte använda en bomullsrandell)

Läget använder rött ljus och värme- och vibrationsmassage, samt blått ljus, värme- och vibrationsmassage. Den har en starkt uppstramande effekt som stimulerar huden att intensivt producera kollagen och elastin. Elimineras effektivt rynkor och fåror, återfuktar och lämnar effekten av förnygrad hud.

1. Applicera ett serum eller mask på din hud
 2. Tryck på strömbrytaren i 3 sekunder för att slå på enheten och välj Förnygra läge
 3. Medan du håller enheten, rör vid sensorremarna på båda sidor av enheten. Utför behandlingen genom att dra enheten från botten av ansiktet uppåt
- SKÖTTID: 4 minuter

Använda lyftläge (du behöver inte använda en bomullsrandell)

Detta läge stimulerar och slappnar effektivt av huden och hjälper till att återfukta den på djupet. Rött ljus kombinerat med vibrationer och värme stöder i hög grad ansiktsrening, vilket gör att det kan återfå en vacker, ungdomlig oval.

1. Tryck och håll ned strömknappen i 3 sekunder för att slå på enheten. Välj Lyftläge
 2. Medan du håller enheten, rör vid sensorremarna på båda sidor av enheten. Dra enheten från botten av ditt ansikte till toppen
- SKÖTTID: 4 minuter

Använda ögonvårdsläget

Läget använder vibration, värme och valfritt rött ljus. Efter hudbehandlingar i ansiktet går vi vidare till ögonområdet och utför exakt vård av den ömtåliga huden runt ögonen. Huden runt ögonen kräver särskild vård, och lämpliga behandlingar hjälper dig att eliminera ansiktsrynkor, svullnad och mörka ringar under ögonen.

SKÖTTID: 4 minuter

Användningsinstruktioner

Använda strömadaptern

1. När batterisymbolen visas på styrenhetens display det betyder att batteriet är lågt. Sätt i kontakten på nätadaptern i likströmsuttaget på kontrollenheten, sätt sedan in kontrollenhetens kontakt i strömuttaget, batteriindikatorn på LCD-skärmen blinkar.

2. Batteriets livslängd är lika med eller mer än 500 laddnings-ur-laddningscykler under normala förhållanden, vilket gör att det kan användas i mer än tre år (en gång om dagen).

Försiktighetsåtgärder

1. Lämna inte enheten ansluten till strömförsörjningen under en längre tid.
2. Rör den inte med våta händer, det kan resultera i elektriska stötar eller kortslutning.
3. Placera inte enheten på platser med hög luftfuktighet, eftersom det kan resultera i elektriska stötar, kortslutning eller isoleringsskador.
4. Lämna inte enheten inom räckhåll för barn.
5. Barn är förbjudna att använda enheten.
6. Det är förbjudet att använda det på platser där brandfarligt material förvaras.
7. Rengör inte enheten med frätande ämnen.
8. Använd endast den medföljande strömförsörjningen.
9. Innan du ansluter strömförsörjningen, se till att enheten är torr.
10. Använd inte enheten på solbränd hud.
11. Avbryt användningen vid oönskade biverkningar.

Kontraindikationer

- graviditet
- metallimplantat, pacemaker
- metallföremål (t.ex. smycken)
- tumör
- feber
- sjukdomstillstånd, svaghet
- störning av kontinuiteten i epidermis
- tidigare använda fillers, botox (6 veckor måste ha gått sedan behandlingen)
- virus-, bakterie- och svamphudsjukdomar
- akuta former av rosacea och flegmon
- aktiv herpes
- epilepsi
- migrän
- obehandlade och oreglerade sköldkörtelsjukdomar.

Mer information om produkten finns på tillverkarens webbplats på: [sida 2, f2]

Nominal spænding:	5V/1A
Nominal effekt:	4W
Batterikapacitet:	600 mAh
Lade tid:	3 timer
Massagehovedets diameter:	35 mm

Beskrivelse af enheden [side 2, f1]

1. Ultralydshoved
2. Fotonlys
3. Batteriopladningsniveau
4. Lysbehandling: Rød/Blå
5. Driftstilstande
6. Tænd/sluk-knap
7. Knap til ændring af tilstand

4 tilstande – måder at bruge:

Bemærk: Start din pleje med rensning (Rensningstilstand), brug en ansigtsrensende kosmetik. Grundig rensning af porer vil involvere dyb fjernelse af urenheder, og snavset vil komme til overfladen af huden. Vask hudoverfladen med makeupfjerner. Indstil hver tilstand til 4 minutters brugstid. Inden for 1 minut efter inaktivitet slukker enheden automatisk.

Apparatet arbejder efter induktionsprincippet, hvilket betyder, at det begynder at virke efter kontakt med huden.

Brug af rensstilstand (ved hjælp af en vatrondel)

I denne tilstand kan du vælge mellem 3 niveauer af intensitet, varme og vibration. Takket være dette kan du effektivt rense porerne for urenheder, lysne huden og forbedre dens farve.

1. Fjern krognen på vatrondellen
 2. Sæt en vatrondel på
 3. Hæld makeupfjerner på puden
 4. Tryk og hold knappen nede i 3 sekunder for at tænde enheden
 5. Placer fingrene omkring sensorstrimlerne
 6. Rens dit ansigt i cirkulære bevægelser
- PLEJE TID: 4 minutter

Anvendelse af Rejuvenate Mode (ingen grund til at bruge en vatrondel)

Tilstanden bruger rødt lys og varme- og vibrationsmassage samt blå lys, varme- og vibrationsmassage. Den har en stærk opstrammende effekt, der stimulerer huden til intensivt at producere kollagen og elastin. Eliminerer effektivt rynker og furer, fugter og efterlader effekten af forynget hud.

1. Påfør et serum eller en maske på din hud
 2. Tryk på tænd/sluk-knappen i 3 sekunder for at tænde for enheden, og vælg Rejuvenate-tilstand
 3. Mens du holder enheden, rør ved sensorstrimlerne på begge sider af enheden. Udfør behandlingen ved at trække enheden fra bunden af ansigtet opad
- PLEJE TID: 4 minutter

Brug af løftetilstand (ingen grund til at bruge en vatrondel)

Denne tilstand stimulerer og afslapper effektivt huden og hjælper med at fugte den i dybden. Rødt lys kombineret med vibrationer og varme understøtter i høj grad ansigtsremodeling, så det kan genvinde en smuk, ungdommelig oval.

1. Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder for at tænde enheden. Vælg Løft-tilstand
 2. Mens du holder enheden, rør ved sensorstrimlerne på begge sider af enheden. Træk enheden fra bunden af dit ansigt til toppen
- PLEJE TID: 4 minutter

Brug af øjenplejetilstand

Tilstanden bruger vibration, varme og valgfrit rødt lys. Efter ansigtshudsbehandlinger går vi videre til øjenområdet og udfører præcis pleje af den sarte hud omkring øjnene. Huden omkring øjnene kræver særlig pleje, og passende behandlinger vil hjælpe dig med at fjerne ansigtsrynker, hævelser og mørke rande under øjnene.

PLEJE TID: 4 minutter

Brugsanvisning

Brug af strømadapteren

1. Når batterisymbolet vises på controllerens display det betyder, at batteriet er lavt. Sæt strømadapterens stik i controllerens DC-stik, sæt derefter controllerens stik i strømstikket, batteriindikatoren på LCD-skærmen vil blinke.
2. Batteriets levetid er lig med eller større end 500 opladnings-afladningscyklusser under normale forhold, hvilket gør det muligt at bruge det i mere end tre år (en gang om dagen).

Forholdsregler

1. Lad ikke enheden være tilsluttet strømforsyningen i længere tid.
2. Rør ikke ved den med våde hænder, det kan resultere i elektrisk stød eller kortslutning.
3. Anbring ikke enheden på steder med høj luftfugtighed, da det kan resultere i elektrisk stød, kortslutning eller isolationsskader.
4. Efterlad ikke enheden inden for børns rækkevidde.
5. Børn har forbud mod at bruge enheden.
6. Det er forbudt at bruge det på steder, hvor der opbevares brændbare materialer.
7. Rengør ikke enheden med ætsende stoffer.
8. Brug kun den medfølgende strømforsyning.
9. Før du tilslutter strømforsyningen, skal du sørge for, at enheden er tør.
10. Brug ikke enheden på solskoldet hud.
11. Afbryd brugen i tilfælde af uønskede bivirkninger.

Kontraindikationer

- graviditet
- metalimplantater, pacemaker
- metalgenstande (f.eks. smykker)
- tumor
- feber
- sygdomstilstande, svaghed
- forstyrrelse af kontinuiteten af epidermis
- tidligere brugte fillers, botox (der skal være gået 6 uger siden behandlingen)
- virale, bakterielle og svampe hudsygdomme
- akutte former for rosacea og flegmon
- aktiv herpes
- epilepsi
- migræne
- ubehandlede og uregulerede skjoldbruskkirtelsygdomme.

Mere information om produktet er tilgængelig på producentens hjemmeside på: [side 2, f2]

Nominale spanning:	5V/1A
Nominaal vermogen:	4W
Batterij capaciteit:	600 mAh
Laadtijd:	3 uur
Diameter massagekop:	35 mm

Beschrijving van het apparaat [pagina 2, f1]

1. Ultrasonen kop
2. Fotonenlichten
3. Laadniveau van de batterij
4. Fototherapie: rood/blauw
5. Bedrijfsmodi
6. Aan/uit-knop
7. Knop voor moduswijziging

4 modi – manieren van gebruik:

Let op: Begin uw verzorging met reinigen (Reinigingsmodus), gebruik een gezichtsreinigende cosmetica. Een grondige reiniging van de poriën impliceert een diepe verwijdering van onzuiverheden, en het vuil zal naar de oppervlakte van de huid komen. Was het huidoppervlak met make-up verwijderaar. Stel elke modus in op 4 minuten gebruikstijd. Binnen 1 minuut na inactiviteit wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.

Het apparaat werkt volgens het inductieprincipe, wat betekent dat het in werking treedt na contact met de huid.

De reinigingsmodus gebruiken (met een wattenschijfje)

In deze modus kun je kiezen uit 3 niveaus van intensiteit, warmte en trillingen. Dankzij dit kunt u de poriën effectief reinigen van onzuiverheden, de huid verhelderen en de kleur verbeteren.

1. Verwijder het haakje van het wattenschijfje
2. Bevestig een wattenschijfje
3. Giet make-upremover op het kussentje
4. Houd de knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen

5. Plaats uw vingers rond de sensorstrips

6. Reinig je gezicht met cirkelvormige bewegingen

VERZORGINGSTIJD: 4 minuten

Rejuvenate-modus toepassen (u hoeft geen wattenschijfje te gebruiken)

De modus maakt gebruik van roodlicht- en warmte- en vibratiemassage, evenals blauwlicht-, warmte- en vibratiemassage. Het heeft een sterk verstevigend effect en stimuleert de huid om intensief collageen en elastine aan te maken. Elimineert effectief rimpels en groeven, hydrateert en laat het effect van een verjongde huid achter.

1. Breng een serum of masker aan op uw huid
 2. Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen en selecteer de verjongingsmodus
 3. Terwijl u het apparaat vasthoudt, raakt u de sensorstrips aan beide zijden van het apparaat aan. Voer de behandeling uit door het apparaat vanaf de onderkant van het gezicht naar boven te trekken
- VERZORGINGSTIJD: 4 minuten

Gebruik van de hefmodus (u hoeft geen wattenschijfje te gebruiken)

Deze modus stimuleert en ontspant de huid effectief en helpt deze diep te hydrateren. Rood licht in combinatie met trillingen en warmte ondersteunt de gezichtsremodellering enorm, waardoor het een mooie, jeugdige ovaal terugkrijgt.

1. Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Selecteer Liftmodus
 2. Terwijl u het apparaat vasthoudt, raakt u de sensorstrips aan beide zijden van het apparaat aan. Sleep het apparaat van de onderkant van uw gezicht naar de bovenkant
- VERZORGINGSTIJD: 4 minuten

Oogzorgmodus gebruiken

De modus maakt gebruik van trillingen, hitte en optioneel rood licht. Na de gezichtshuidbehandeling gaan we verder met het gebied rond de ogen en zorgen voor een nauwkeurige verzorging van de tere huid rond de ogen. De huid rond de ogen heeft speciale zorg nodig en de

juiste behandelingen helpen u gezichtsrimpels, zwellingen en donkere kringen onder de ogen te elimineren.

VERZORGINGSTIJD: 4 minuten

Gebruiksaanwijzing

De voedingsadapter gebruiken

1. Wanneer het batterijsymbool op het display van de controller verschijnt

dit betekent dat de batterij bijna leeg is. Steek de stekker van de voedingsadapter in de DC-aansluiting van de controller en steek vervolgens de stekker van de controller in het stopcontact. De batterij-indicator op het LCD-scherm gaat knipperen.

2. De levensduur van de batterij van de batterij is gelijk aan of groter dan 500 laad-ontlaadcycli onder normale omstandigheden, waardoor deze langer dan drie jaar (eenmaal per dag) kan worden gebruikt.

Voorzorgsmaatregelen

1. Laat het apparaat niet voor langere tijd aangesloten op de voeding.
2. Raak het niet aan met natte handen, dit kan een elektrische schok of kortsluiting veroorzaken.
3. Plaats het apparaat niet op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid, omdat dit kan leiden tot elektrische schokken, kortsluiting of schade aan de isolatie.
4. Laat het apparaat niet binnen het bereik van kinderen achter.
5. Het is kinderen verboden het apparaat te gebruiken.
6. Het is verboden om het te gebruiken op plaatsen waar brandbare materialen zijn opgeslagen.
7. Maak het apparaat niet schoon met bijtende stoffen.
8. Gebruik alleen de meegeleverde voeding.
9. Zorg ervoor dat het apparaat droog is voordat u de voeding aansluit.
10. Gebruik het apparaat niet op een door de zon verbrande huid.
11. Stop het gebruik bij ongewenste bijwerkingen.

Contra-indicaties

- zwangerschap
- metalen implantaten, pacemaker
- metalen voorwerpen (bijvoorbeeld sieraden)
- tumor
- koorts
- ziekte toestanden, zwakte
- verstoring van de continuïteit van de epidermis
- eerder gebruikte fillers, botox (er moeten 6 weken verstreken zijn sinds de behandeling)
- virale, bacteriële en schimmelhuidziekten
- acute vormen van rosacea en phlegmon
- actieve herpes
- epilepsie
- migraine
- onbehandelde en ongereguleerde schildklierziekten.

Meer informatie over het product is beschikbaar op de website van de fabrikant op: [pagina 2, f2]

Nominal voltaj:	5V/1A
Anma gücü:	4W
Pil Kapasitesi:	600mAh
Şarj süresi:	3 saat
Masaj başlığı çapı:	35mm

Cihazın açıklaması [sayfa 2, f1]

1. Ultrasonik kafa
2. Foton ışıkları
3. Pil şarj seviyesi
4. Fototerapi: Kırmızı/Mavi
5. Çalışma modları
6. Açma/kapama düğmesi
7. Mod değiştirme butonu

4 mod – kullanım yolları:

Not: Bakımınıza temizlikle başlayın (Temizleme modu), yüz temizleme kozmetiği kullanın. Gözeneklerin iyice temizlenmesi, yabancı maddelerin derinlemesine temizlenmesini içerecek ve kir cildin yüzeyine çıkacaktır. Cilt yüzeyini makyaj temizleyiciyle yıkayın. Her modu 4 dakikalık kullanım süresine ayarlayın. 1 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında cihaz otomatik olarak kapanacaktır. Cihaz indüksiyon prensibiyle çalışıyor, yani cilde temas ettikten sonra çalışmaya başlıyor.

Temizleme Modunu Kullanma (pamuklu ped kullanarak)

Bu modda 3 yoğunluk, ısı ve titreşim seviyesi arasından seçim yapabilirsiniz. Bu sayede gözenekleri kirlerden etkili bir şekilde temizleyebilir, cildi aydınlatabilir ve rengini iyileştirebilirsiniz.

1. Pamuklu ped üzerindeki kancayı çıkarın
 2. Pamuklu bir ped takın
 3. Makyaj temizleyiciyi pedin üzerine dökün
 4. Cihazı açmak için düğmeyi 3 saniye basılı tutun
 5. Parmaklarınızı sensör şeritlerinin etrafına yerleştirin
 6. Yüzünüzü dairesel hareketlerle temizleyin
- BAKIM SÜRESİ: 4 dakika

Gençleştirme Modunun Uygulanması (pamuklu ped kullanmaya gerek yoktur)

Mod, kırmızı ışık ve ısı ve titreşim masajının yanı sıra mavi ışık, ısı ve titreşim masajını da kullanır. Cildin yoğun bir şekilde kollajen ve elastin üretmesini teşvik eden güçlü bir sıkılaştırıcı etkiye sahiptir. Kırışıklıkları ve kırışıklıkları etkili bir şekilde ortadan kaldırır, nemlendirir, gençleşmiş bir cilt etkisi bırakır.

1. Cildinize serum veya maske uygulayın
 2. Cihazı açmak ve Gençleştirme modunu seçmek için güç düğmesine 3 saniye basın
 3. Cihazı tutarken cihazın her iki yanındaki sensör şeritlerine dokunun. Cihazı yüzün altından yukarıya doğru çekerek tedaviyi gerçekleştirin.
- BAKIM SÜRESİ: 4 dakika

Kaldırma Modunu Kullanma (pamuklu ped kullanmaya gerek yoktur)

Bu mod cildi etkili bir şekilde uyarır, rahatlatır ve derinlemesine nemlendirmeye yardımcı olur. Titreşim ve ısıyla birleşen kırmızı ışık, yüzün yeniden şekillenmesini büyük ölçüde destekleyerek güzel, genç bir ovalin yeniden kazanılmasını sağlar.

1. Cihazı açmak için güç düğmesini 3 saniye basılı tutun. Kaldırma modunu seçin
 2. Cihazı tutarken cihazın her iki yanındaki sensör şeritlerine dokunun. Cihazı yüzünüzün altından yukarıya doğru sürükleyin
- BAKIM SÜRESİ: 4 dakika

Göz bakımı modunu kullanma

Modda titreşim, ısı ve isteğe bağlı kırmızı ışık kullanılır. Yüz cilt bakımlarının ardından göz bölgesine geçiyoruz ve göz çevresindeki hassas cildin hassas bakımını gerçekleştiriyoruz. Göz çevresindeki cilt özel bakım gerektirir ve uygun tedaviler yüzdeki kırışıklıkları, şişlikleri ve göz altındaki koyu halkaları ortadan kaldırmanıza yardımcı olacaktır.

BAKIM SÜRESİ: 4 dakika

Kullanım için talimatlar

Güç adaptörünü kullanma

1. Kontrol cihazı ekranında pil sembolü görüldüğünde bu pilin zayıf olduğu anlamına gelir. Güç adaptörünün fişini kontrol cihazının DC soketine takın, ardından kontrol cihazının fişini elektrik prizine takın, LCD'deki pil göstergesi yanıp sönecektir.

2. Pilin pil ömrü, normal koşullar altında 500 şarj-deşarj döngüsüne eşit veya daha fazladır, bu da pilin üç yıldan fazla (günde bir kez) kullanılmasına olanak tanır.

Önlemler

1. Cihazı uzun süre güç kaynağına bağlı bırakmayın.
2. Islak ellerle dokunmayın; elektrik çarpmasına veya kısa devreye neden olabilir.
3. Elektrik çarpmasına, kısa devreye veya izolasyon hasarına yol açabileceğinden cihazı yüksek nemli yerlere koymayın.
4. Cihazı çocukların erişebileceği yerlerde bırakmayın.
5. Çocukların cihazı kullanması yasaktır.
6. Yanıcı maddelerin depolandığı yerlerde kullanılması yasaktır.
7. Cihazı aşındırıcı maddelerle temizlemeyin.
8. Yalnızca birlikte verilen güç kaynağını kullanın.
9. Güç kaynağını bağlamadan önce cihazın kuru olduğundan emin olun.
10. Cihazı güneşten yanmış ciltte kullanmayın.
11. İstenmeyen yan etki görülmesi durumunda kullanmayı bırakın.

Kontrendikasyonlar

- hamilelik
- metal implantlar, kalp pili
- metal nesnelere (örneğin mücevherler)
- tümör
- ateş
- hastalık durumları, halsizlik
- epidermin devamlılığının bozulması
- Daha önce kullanılmış dolgu maddeleri, botoks (tedavinin üzerinden 6 hafta geçmiş olmalıdır)
- viral, bakteriyel ve fungal cilt hastalıkları
- rosacea ve flegmonun akut formları
- aktif uçuk
- epilepsi
- migren
- tedavi edilmemiş ve düzenlenmemiş tiroid hastalıkları.

Ürün hakkında daha fazla bilgiyi üreticinin web sitesinde bulabilirsiniz:
[sayfa 2, f2]

Номинално напрежение:	5V/1A
Оценена сила:	4W
Капацитет на батерията:	600mAh
Време за зареждане:	3 часа
Диаметър на масажната глава:	35 мм

Описание на устройството [страница 2, f1]

1. Ултразвукова глава
2. Фотонни светлини
3. Ниво на заряд на батерията
4. Фототерапия: Червено/Синьо
5. Режими на работа
6. Бутон за включване/изключване
7. Бутон за смяна на режима

4 режима – начини на използване:

Забележка: Започнете грижата си с почистване (Cleanse mode), използвайте козметика за почистване на лицето. Цялостното почистване на порите ще включва дълбоко отстраняване на замърсяванията и мръсотията ще излезе на повърхността на кожата. Измийте повърхността на кожата с демакиаж. Задайте всеки режим за 4 минути време за използване. В рамките на 1 минута бездействие устройството автоматично ще се изключи. Уредът работи на индукционен принцип, което означава, че започва да работи след контакт с кожата.

Използване на режим Cleanse (с помощта на памучен тампон)

В този режим можете да избирате от 3 нива на интензивност, топлина и вибрация. Благодарение на това можете ефективно да почистите порите от замърсявания, да озарите кожата и да подобрите цвета ѝ.

1. Отстранете кукичката на памучния тампон
 2. Прикрепете памучен тампон
 3. Изсипете препарат за премахване на грим върху тампона
 4. Натиснете и задръжте бутона за 3 секунди, за да включите устройството
 5. Поставете пръстите си около сензорните ленти
 6. Почистете лицето си с кръгови движения
- ВРЕМЕ ЗА ГРИЖА: 4 минути

Прилагане на режим Rejuvenate (няма нужда да използвате памучен тампон)

Режимът използва червена светлина и топлинен и вибрационен масаж, както и синя светлина, топлинен и вибрационен масаж. Има силно стягащо действие, като стимулира кожата да произвежда интензивно колаген и еластин. Ефективно премахва бръчките и бръчките, овлажнява, оставяйки ефекта на подмладена кожа.

1. Нанесете серум или маска върху кожата си
 2. Натиснете бутона за захранване за 3 секунди, за да включите устройството и изберете режим Rejuvenate
 3. Докато държите устройството, докоснете сензорните ленти от двете страни на устройството. Извършете лечението, като издърпате устройството от долната част на лицето нагоре
- ВРЕМЕ ЗА ГРИЖА: 4 минути

Използване на режим повдигане (няма нужда да използвате памучен тампон)

Този режим ефективно стимулира и отпуска кожата и спомага за нейното дълбоко овлажняване. Червената светлина, комбинирана с вибрация и топлина, значително подпомага ремоделирането на лицето, позволявайки му да възвърне красивия, младежки овал.

1. Натиснете и задръжте бутона за захранване за 3 секунди, за да включите устройството. Изберете режим повдигане
 2. Докато държите устройството, докоснете сензорните ленти от двете страни на устройството. Плъзнете устройството от долната част на лицето си към горната
- ВРЕМЕ ЗА ГРИЖА: 4 минути

Използване на режим Грижа за очите

Режимът използва вибрация, топлина и опционална червена светлина. След третирането на кожата на лицето преминаваме към зоната около очите и извършваме прецизна грижа за деликатната кожа около очите. Кожата около очите изисква специални грижи, а подходящите процедури ще ви помогнат да премахнете мимическите бръчки, отоците и тъмните кръгове под очите.
ВРЕМЕ ЗА ГРИЖА: 4 минути

Инструкции за употреба

Използване на хранящия адаптер

1. Когато символът за батерия се появи на дисплея на контролера това означава, че батерията е изтощена. Поставете щепсела на хранящия адаптер в DC гнездото на контролера, след това вкарайте щепсела на контролера в хранящия гнездо, индикаторът за батерията на LCD дисплея ще мига.

2. Животът на батерията е равен или по-голям от 500 цикъла зареждане-разреждане при нормални условия, което позволява да се използва повече от три години (веднъж на ден).

Предпазни мерки

1. Не оставяйте устройството включено към храняването за дълго време.
2. Не го докосвайте с мокри ръце, това може да доведе до токов удар или късо съединение.
3. Не поставяйте устройството на места с висока влажност, тъй като това може да доведе до токов удар, късо съединение или повреда на изолацията.
4. Не оставяйте устройството в обсега на деца.
5. Забранено е на деца да използват устройството.
6. Забранено е използването му на места, където се съхраняват запалими материали.
7. Не почиствайте устройството с корозивни вещества.
8. Използвайте само включеното храняване.
9. Преди да свържете храняването, уверете се, че устройството е сухо.
10. Не използвайте уреда върху изгоряла от слънцето кожа.
11. Прекратете употребата в случай на нежелани странични ефекти.

Противопоказания

- бременност
- метални импланти, пейсмейкър
- метални предмети (напр. бижута)
- тумор
- треска
- болестни състояния, слабост
- нарушаване на непрекъснатостта на епидермиса
- използвани преди това филъри, ботокс (трябва да са минали 6 седмици от лечението)
- вирусни, бактериални и гъбични кожни заболявания
- остри форми на розацея и флегмон
- активен херпес
- епилепсия
- мигрена
- нелекувани и нерегулирани заболявания на щитовидната жлеза.

Повече информация за продукта можете да намерите на уебсайта на производителя на адрес: [страница 2, f2]

5 فولت / 1 أمبير	:الفولطية
4 واط	:القوة المصنفة
600 مللي أمبير	:قدرة البطارية
3 ساعات	:وقت الشحن
35 ملم	:قطر رأس التدليك

- f1، صفحة 2] وصف الجهاز
1. رأس بالموجات فوق الصوتية
 2. أضواء الفوتون
 3. مستوى شحن البطارية
 4. العلاج بالضوء: أحمر/أزرق
 5. أوضاع التشغيل
 6. زر التشغيل/الإيقاف
 7. زر تغيير الوضع

4: أوضاع - طرق الاستخدام
ملاحظة: أبدأ العناية بالتنظيف (وضع التطهير)، واستخدم مستحضرات التجميل لتنظيف الوجه. يتضمن التطهير الشامل للمسام إزالة الشوائب بعمق، وسوف تصل الأوساخ إلى سطح الجلد. اغسلي سطح الجلد بمزيل المكياج. اضبط كل وضع لمدة 4 دقائق من وقت الاستخدام. في غضون دقيقة واحدة من عدم النشاط، سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا.
يعمل الجهاز على مبدأ الحث، أي أنه يبدأ العمل بعد ملامسته للجلد

استخدام وضع التطهير (باستخدام قطعة قطن)
في هذا الوضع يمكنك الاختيار من بين 3 مستويات من الشدة والحرارة والاهتزاز. يفضل هذا، يمكنك تنظيف المسام من الشوائب بشكل فعال، وتفتيح البشرة وتحسين لونها

1. قم بإزالة الخطاف الموجود على وسادة القطن
 2. نعلق وسادة من القطن
 3. ضعي مزيل المكياج على الوسادة
 4. اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل الجهاز
 5. ضع أصابعك حول شرائط المستشعر
 6. نظفي وجهك بحركات دائرية
- وقت الرعاية: 4 دقائق

تطبيق وضع التجديد (لا حاجة لاستخدام وسادة قطنية)
يستخدم الوضع الضوء الأحمر والتدليك بالحرارة والاهتزاز، بالإضافة إلى التدليك بالضوء الأزرق والحرارة والاهتزاز. له تأثير شد قوي، حيث يحفز الجلد على إنتاج الكولاجين والإيلاستين بشكل مكثف، يزيل بشكل فعال التجاعيد والأخاديد ويرطب. ويترك أثر الجلد المتجدد

1. ضعي سيروم أو قناع على بشرتك
 2. اضغط على زر الطاقة لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل الجهاز وحدد وضع التجديد
 3. أثناء الإمساك بالجهاز، المس شرائط المستشعر الموجودة على جانبي الجهاز. قم بإجراء العلاج عن طريق سحب الجهاز من أسفل الوجه إلى أعلى
- وقت الرعاية: 4 دقائق

استخدام وضع الرفع (لا حاجة لاستخدام وسادة قطنية)
يعمل هذا الوضع على تحفيز البشرة واسترخائها بشكل فعال ويساعد على ترطيبها بعمق. الضوء الأحمر مع الاهتزاز والحرارة يدعم بشكل كبير إعادة تشكيل الوجه، مما يسمح له باستعادة الشكل البيضاوي الجميل والشبابي

1. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل الجهاز. حدد وضع الرفع
 2. أثناء الإمساك بالجهاز، المس شرائط المستشعر الموجودة على جانبي الجهاز. اسحب الجهاز من أسفل وجهك إلى الأعلى
- وقت الرعاية: 4 دقائق

استخدام وضع العناية بالعين
يستخدم الوضع الاهتزاز والحرارة والضوء الأحمر الاختياري. بعد علاج بشرة الوجه، ننقل إلى منطقة العين ونقوم بالعناية الدقيقة بالبشرة الحساسة حول العينين. يتطلب الجلد حول العينين عناية خاصة، وسوف تساعدك العلاجات المناسبة على التخلص من تجاعيد الوجه والتورم والهالات السوداء تحت العينين
وقت الرعاية: 4 دقائق

تعليمات الاستخدام

باستخدام محول الطاقة

1. عندما يظهر رمز البطارية على شاشة وحدة التحكم هذا يعني أن البطارية منخفضة. أدخل قابس محول الطاقة في مقبس التيار المستمر لوحدة التحكم، ثم أدخل قابس وحدة التحكم في مقبس الطاقة، وسيومض مؤشر LCD البطارية على شاشة

2. عمر البطارية للبطارية يساوي أو يزيد عن 500 دورة شحن وتفريغ في الظروف العادية، مما يسمح باستخدامها لأكثر من ثلاث سنوات (مرة واحدة يوميًا)

احتياطات

1. لا تترك الجهاز متصلاً بمصدر الطاقة لفترة طويلة
2. لا تلمسه بأيدي مبتلة، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو ماس كهربائي
3. لا تضع الجهاز في أماكن ذات رطوبة عالية، حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو ماس كهربائي أو تلف العزل
4. لا تترك الجهاز في متناول الأطفال
5. يمنع على الأطفال استخدام الجهاز
6. يمنع استخدامه في الأماكن التي يتم تخزين المواد القابلة للاشتعال فيها
7. لا تنظف الجهاز بالمواد المسببة للتآكل
8. استخدم فقط مصدر الطاقة المرفق
9. قبل توصيل مصدر الطاقة، تأكد من جفاف الجهاز
10. لا تستخدم الجهاز على الجلد المصاب بحروق الشمس
11. التوقف عن الاستخدام في حالة حدوث آثار جانبية غير مرغوب فيها

موانع

- حمل
- زراعة معدنية، جهاز تنظيم ضربات القلب
- الأشياء المعدنية (مثل المجوهرات)
- ورم
- حمى
- حالات المرض والضعف
- خلل في استمرارية البشرة
- الحشوات المستخدمة سابقاً، البوتوكس (يجب مرور 6 أسابيع منذ العلاج)
- الأمراض الجلدية الفيروسية والبكتيرية والفطرية
- الأشكال الحادة من الوردية والبلغمون
- الهربس النشط
- الصرع
- الصداع النصفي
- أمراض الغدة الدرقية غير المعالجة وغير المنظمة

صفحة 2]: يتوفر المزيد من المعلومات حول المنتج على موقع الشركة المصنعة على



[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym: Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz

baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Urządzenie zostało wprowadzone do obrotu po 13.08.2005 r

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators must not be combined with other household waste. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the packaging. Dispose of waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators at your local separate collection point or to your dealer. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Incorrect handling or damage to them may lead to damage to health or environmental pollution when the equipment is further disposed of or recycled. The device was placed on the market after August 13, 2005



[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent niniejszym na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że wyżej wymieniony produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej a także dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem.

[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer hereby declares under its sole responsibility that the above product complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances.

www.beautifly.eu/deklaracje

Importer: Beautifly Sp. z o.o.

Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska

Model: Glossy Blush