

BEAUTIFLY

Derma Glow

PRO

series

Urządzenie do
mikrodermabrazji
Microdermabrasion and
blackhead remover

Instrukcja obsługi
User manual



/beautifly.eu



@beautifly.eu



beautifly.eu



/beautiflyeu




@beautifly.eu


f2



f2



f3



Napięcie znamionowe:	3,7 V
Moc znamionowa:	< 1,6 W
Pojemność baterii:	400 mAh
Rozmiar:	175 mm x 46 mm x 55,5 mm
Waga:	305g
Czas pracy:	> 100 minut
Czas ładowania:	2 godziny
Zestaw zawiera:	4 wymienne główce, kabel USB, etui, wymienne filtry, instrukcja obsługi

Bezpieczeństwo

Przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją i przestrzegaj zaleceń w niej zawartych w trakcie użytkowania urządzenia.

Opis produktu [strona 2 - f1]

1. Głowica
2. Ekran wyświetlacza
3. Przycisk zasilania
4. Port ładowania USB
5. Wskaźnik ładowania (tył urządzenia)

Wymienne główce ssące [strona 2 - f2]

1. Mała okrągła głowica ssąca - Ułatwia usuwanie zaskórników z trudno dostępnych miejsc.
2. Okrągła głowica ssąca - Podciśnieniowy lifting daje delikatny, stymulujący efekt masujący, który poprawia mikrokrążenie i napina skórę.
3. Eliptyczna głowica ssąca - może być stosowana w kącikach oczu, skrzydełkach nosa i skórkach wokół ust.
4. Mikrokrystaliczna okrągła głowica ssąca - Usuwa martwy i zrogowaciały naskórek, blizny potrądzikowe.
5. Mikrokrystaliczna głowica ssąca.
6. Mikrokrystaliczna mała okrągła głowica ssąca

Ładowanie

1. Ładuj urządzenie maksymalnie przez 8 godzin.
2. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone podczas ładowania.
3. Możesz podłączyć urządzenie do zasilacza za pomocą kabla USB lub bezpośrednio do komputera.
4. Podczas ładowania wskaźnik ładowania wstecznego miga, a po pełnym naładowaniu wskaźnik ładowania ciągle świeci.

Środki ostrożności

- Osusz ręce przed użyciem urządzenia.
- Nie płucz ani nie zanurzaj urządzenia pod wodą.
- Wykonuj codzienną pielęgnację skóry po użyciu tego urządzenia.
- Nie używaj innych urządzeń do mechanicznego oczyszczania twarzy podczas korzystania z tego urządzenia.
- Nie wywieraj zbyt dużego nacisku na skórę podczas używania, ponieważ samo urządzenie ma silne ssanie.
- Ssawki należy dezynfekować, aby uniknąć powstawania i rozprzestrzeniania się chorób wirusowych, bakteryjnych i grzybiczych skóry.

Przeciwwskazania

- Aktywny trądzik ropny
- Trądzik różowaty
- Terapia retinoidami
- Zabiegi kwasowe, lasery - przynajmniej 4 tygodnie odstępu przed wykonaniem mikrodermabrazji
- Łuszczyca
- Choroby wirusowe, bakteryjne i grzybicze skóry
- Cera naczyńniowa
- Skłonność do bliznowacenia
- Przerwana ciągłość skóry (świeże rany)
- Nowotwory skóry lub podejrzané znamiona w miejscu poddawalnemu zabiegowi
- Wypełniacze w twarzy - co najmniej 4 tygodnie odstępu przed wykonaniem mikrodermabrazji, w przeciwnym wypadku preparat może się przemieścić.
- Nie myć urządzenia wodą, urządzenie nie jest wodoodporne.

Więcej informacji o firmie oraz produktach [strona 2 - f3]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Rated voltage:	3.7V
Rated power:	< 1.6W
Battery capacity:	400mAh
Size:	175mm x 46mm x 55.5mm
Weight:	305g
Working time:	> 100 minutes
Charging time:	2 hours
Set includes:	4 interchangeable heads, USB cable, case, replaceable filters, user manual

Safety

Read this manual before using the product and follow the instructions in it when using the device.

Product description [page 2 - f1]

1. Head
2. Display screen
3. Power button
4. USB charging port
5. Back charging indicator

Replaceable suction heads [page 2 - f2]

1. Small round suction head - Facilitates the removal of blackheads from hard to reach places.
2. Round suction head - Vacuum lifting produces a gentle, stimulating massaging effect that improves microcirculation and tightens the skin.
3. Elliptical suction head - It can be used at the eye corner, nose-wing and skins around the mouth.
4. Microcrystalline round suction head - Removes dead and calloused epidermis, acne scars.
5. Microcrystalline tower suction head
6. Microcrystalline small round suction head

Charging

1. Charge the device for 8 hours at most.
2. Make sure the device is off when charging.
3. You can connect the device to a power adapter via USB cable, or directly to a computer.
4. When charging, the back charge indicator flashes, and when fully charged, the charge indicator lights up.

Precautions

- Dry your hands before using the device.
- Do not rinse or immerse the device under water.
- Do the daily skin care after using this device.
- Do not use other devices for mechanical facial cleansing while using this device.
- Do not put too much pressure on your skin while using, as the device itself has a strong suction.
- The suction heads should be disinfected to avoid the emergence and spread of viral, bacterial and fungal diseases of the skin.

Contraindications

- Active purulent acne
- Rosacea
- Retinoid therapy
- Acid treatments, lasers - at least 4 weeks before microdermabrasion
- Psoriasis
- Viral, bacterial and fungal diseases of the skin
- Vascular skin
- Tendency to scarring
- Broken skin (fresh wounds)
- Skin tumors or suspicious moles in the treated area
- Fillers in the face - at least 4 weeks before performing microdermabrasion, otherwise the preparation may move.
- Do not wash the device with water, the device is not waterproof.

More information about the company and products [page 2 - f3]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Nennspannung:	3,7 V
Nennleistung:	< 1,6 W
Batteriekapazität:	400 mAh
Größe:	175 mm x 46 mm x 55,5 mm
Waage:	305g
Arbeitszeit:	> 100 Minuten
Ladezeit:	2 Stunden
Satz enthält:	4 austauschbare Köpfe, USB-Kabel, Beutel, austauschbare Filter, Bedienungsanleitung

Sicherheit

Lesen Sie dieses Handbuch, bevor Sie das Produkt verwenden, und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen, wenn Sie das Gerät benutzen.

Produktbeschreibung [Seite 2 - f1]

1. Kopf
2. Anzeigebildschirm
3. Netzschalter
4. USB-Ladeanschluss
5. Ladeanzeige (Rückseite des Geräts)

Austauschbare Saugköpfe [Seite 2 - f2]

1. Kleiner runder Saugkopf - Erleichtert das Entfernen von Mitessern an schwer zugänglichen Stellen.
2. Runder Saugkopf - Vakuumlifting sorgt für einen sanften, stimulierenden Massageeffekt, der die Mikrozirkulation verbessert und die Haut strafft.
3. Elliptischer Saugkopf – kann in den Augenwinkeln, Nasenlöchern und Nagelhaut um den Mund verwendet werden.
4. Mikrokristalliner runder Saugkopf - Entfernt tote und schwielige Epidermis, Aknenarben.
5. Mikrokristalliner Saugkopf.
6. Mikrokristalliner kleiner runder Saugkopf

Landung

1. Laden Sie Ihr Gerät bis zu 8 Stunden auf.
2. Stellen Sie sicher, dass das Gerät während des Ladevorgangs ausgeschaltet ist.
3. Sie können das Gerät mit einem USB-Kabel an die

Stromversorgung oder direkt an den Computer anschließen.
 4. Beim Aufladen blinkt die Rückwärtsladeanzeige, und wenn sie vollständig aufgeladen ist, bleibt die Ladeanzeige an.

Vorsichtsmaßnahmen

- Trocknen Sie Ihre Hände, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Spülen Sie das Gerät nicht ab und tauchen Sie es nicht unter Wasser.
- Führen Sie nach der Verwendung dieses Geräts eine tägliche Hautpflege durch.
- Verwenden Sie keine anderen mechanischen Gesichtsreinigungsgeräte, während Sie dieses Gerät verwenden.
- Üben Sie bei der Verwendung nicht zu viel Druck auf Ihre Haut aus, da das Gerät selbst stark saugt.
- Saugnäpfe sollten desinfiziert werden, um das Auftreten und die Ausbreitung viraler, bakterieller und pilzartiger Hautkrankheiten zu vermeiden.

Kontraindikationen

- Aktive eitrige Akne
- Rosazea
- Retinoidtherapie
- Säurebehandlungen, Laser – mindestens 4 Wochen vor der Mikrodermabrasion
- Schuppenflechte
- Virus-, Bakterien- und Pilzkrankungen der Haut
- Gefäßhaut
- Neigung zur Narbenbildung
- Hautverletzungen (frische Wunden)
- Hauttumore oder verdächtige Muttermale im behandelten Bereich
- Füllstoffe im Gesicht – mindestens 4 Wochen vor der Mikrodermabrasion, sonst kann sich das Präparat verschieben.
- Waschen Sie das Gerät nicht mit Wasser, das Gerät ist nicht wasserdicht.

Weitere Informationen über das Unternehmen und die Produkte [Seite 2 - f3]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Tension nominale:	3.7V
Puissance nominale :	< 1.6W
Capacité de la batterie:	400mAh
Taille:	175 mm x 46 mm x 55,5 mm
Balance:	305g
Temps de travail:	> 100 minutes
Temps de charge:	2 heures
L'ensemble contient :	4 têtes interchangeables, câble USB, pochette, filtres remplaçables, manuel d'utilisation

Sécurité

Lisez ce manuel avant d'utiliser le produit et suivez les instructions qu'il contient lorsque vous utilisez l'appareil.

Description du produit [page 2 - f1]

1. Tête
2. Écran d'affichage
3. Bouton d'alimentation
4. Port de charge USB
5. Indicateur de charge (arrière de l'appareil)

Têtes d'aspiration remplaçables [page 2 - f2]

1. Petite tête d'aspiration ronde - Facilite l'élimination des points noirs des endroits difficiles d'accès.
2. Tête d'aspiration ronde - Le levage sous vide donne un effet de massage doux et stimulant qui améliore la microcirculation etaffermit la peau.
3. Tête d'aspiration elliptique - peut être utilisée dans les coins des yeux, des narines et des cuticules autour de la bouche.
4. Tête d'aspiration ronde microcristalline - Élimine les morts et épiderme calleux, cicatrices d'acné.
5. Tête d'aspiration microcristalline.
6. Petite tête d'aspiration ronde microcristalline

Atterrissage

1. Chargez votre appareil jusqu'à 8 heures.
2. Assurez-vous que l'appareil est éteint pendant le chargement.
3. Vous pouvez connecter l'appareil à l'alimentation avec un câble USB ou directement à l'ordinateur.
4. Lors de la charge, l'indicateur de charge inversée clignote et lorsqu'il est complètement chargé, l'indicateur de charge reste allumé.

Précautions

- Séchez-vous les mains avant d'utiliser l'appareil.
- Ne rincez pas et ne plongez pas l'appareil sous l'eau.
- Effectuez des soins quotidiens de la peau après avoir utilisé cet appareil.
- N'utilisez pas d'autres appareils mécaniques de nettoyage du visage pendant l'utilisation de cet appareil.
- N'exercez pas trop de pression sur votre peau lorsque vous l'utilisez car l'appareil lui-même a une forte aspiration.
- Les ventouses doivent être désinfectées pour éviter l'apparition et la propagation de maladies cutanées virales, bactériennes et fongiques.

Contre-indications

- Acné purulente active
- Rosacée
- Thérapie aux rétinoïdes
- Traitements acides, lasers - au moins 4 semaines avant la microdermabrasion
- Psoriasis
- Maladies virales, bactériennes et fongiques de la peau
- Peau vasculaire
- Tendance aux cicatrices
- Peau cassée (plaies fraîches)
- Tumeurs cutanées ou grains de beauté suspects dans la zone traitée
- Fillers dans le visage - au moins 4 semaines avant d'effectuer la microdermabrasion, sinon la préparation peut bouger.
- Ne lavez pas l'appareil avec de l'eau, l'appareil n'est pas étanche.

Plus d'informations sur la société et les produits [page 2 - f3]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Voltaje nominal:	3,7 V
Potencia nominal:	< 1.6W
Capacidad de la batería:	400mAh
Tamaño:	175 mm x 46 mm x 55,5 mm
Libra:	305g
Tiempo de trabajo:	> 100 minutos
Tiempo de carga:	2 horas
El juego contiene:	4 cabezales intercambiables, cable USB, bolsa, filtros reemplazables, manual de usuario

Seguridad

Lea este manual antes de utilizar el producto y siga las instrucciones que contiene cuando utilice el aparato.

Descripción del producto [página 2 - f1]

1. cabeza
2. Pantalla de visualización
3. Botón de encendido
4. Puerto de carga USB
5. Indicador de carga (parte posterior del dispositivo)

Cabezales de succión reemplazables [página 2 - f2]

1. Cabezal de succión redondo pequeño: facilita la eliminación de puntos negros de lugares difíciles de alcanzar.
2. Cabezal de succión redondo: el levantamiento por vacío brinda un efecto de masaje suave y estimulante que mejora la microcirculación y tensa la piel.
3. Cabezal de succión elíptico: se puede usar en las esquinas de los ojos, las fosas nasales y las cutículas alrededor de la boca.
4. Cabezal de succión redondo microcristalino - Elimina los muertos y epidermis callosa, cicatrices de acné.
5. Cabezal de succión microcristalino.
6. Cabezal de succión redondo pequeño microcristalino

Aterrizaje

1. Cargue su dispositivo hasta por 8 horas.
2. Asegúrese de que el dispositivo esté apagado mientras se carga.
3. Puede conectar el dispositivo a la fuente de alimentación con un cable USB o directamente a la computadora.
4. Durante la carga, el indicador de carga inversa parpadea y cuando está completamente cargado, el indicador de carga permanece encendido.

Precauciones

- Séquese las manos antes de usar el dispositivo.
- No enjuague ni sumerja el dispositivo bajo el agua.
- Realice el cuidado diario de la piel después de usar este dispositivo.
- No use otros dispositivos mecánicos de limpieza facial mientras usa este dispositivo.
- No ejerza demasiada presión sobre la piel cuando lo utilice, ya que el dispositivo en sí tiene una fuerte succión.
- Las ventosas deben desinfectarse para evitar la aparición y propagación de enfermedades cutáneas virales, bacterianas y fúngicas.

Contraindicaciones

- Acné purulento activo
- Rosácea
- Terapia con retinoides
- Tratamientos con ácido, láser: al menos 4 semanas antes de la microdermoabrasión
- Soriasis
- Enfermedades virales, bacterianas y fúngicas de la piel
- Piel vascular
- Tendencia a la cicatrización
- Piel rota (heridas recientes)
- Tumores en la piel o lunares sospechosos en la zona tratada
- Rellenos en la cara - por lo menos 4 semanas antes de realizar la microdermoabrasión, de lo contrario la preparación puede moverse.
- No lave el dispositivo con agua, el dispositivo no es resistente al agua.

Más información sobre la empresa y los productos [página 2 - f3]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Tensão nominal:	3.7V
Potência nominal:	< 1.6W
Capacidade da bateria:	400mAh
Tamanho:	175mm x 46mm x 55,5mm
Peso:	305g
Tempo de funcionamento:	> 100 minutos
Tempo de carregamento:	2 horas
O conjunto inclui:	4 cabeças intercambiáveis, cabo USB, estojo, filtros substituíveis, manual do utilizador

Segurança

Leia este manual antes de utilizar o produto e siga as instruções nele contidas quando utilizar o dispositivo.

Descrição do produto [página 2 - f1]

1. Cabeça
2. Ecrã de visualização
3. Botão de alimentação
4. Porta de carregamento USB
5. Indicador de carregamento posterior

Cabeças de aspiração substituíveis [página 2 - f2]

1. Cabeça de sucção redonda pequena - Facilita a remoção de pontos negros de locais de difícil acesso.
2. Cabeça de sucção redonda - A elevação do vácuo produz um efeito de massagem suave e estimulante que melhora a microcirculação e aperta a pele.
3. Cabeça de sucção elíptica - Pode ser utilizada no canto dos olhos, na asa do nariz e na pele à volta da boca.
4. Cabeça de sucção redonda microcristalina - Remove epiderme morta e calejada, cicatrizes de acne.
5. Cabeça de sucção em torre microcristalina
6. Cabeça de sucção redonda pequena microcristalina

Carregamento

1. Carregar o aparelho durante 8 horas, no máximo.
2. Certifique-se de que o dispositivo está desligado durante o carregamento.
3. Pode ligar o dispositivo a um adaptador de corrente através de um cabo USB ou diretamente a um computador.
4. Durante o carregamento, o indicador de carga traseira fica intermitente e, quando totalmente carregado, o indicador de carga acende-se.

Precauções

- Secar as mãos antes de utilizar o aparelho.
- Não enxaguar nem mergulhar o aparelho em água.
- Efetuar os cuidados diários com a pele depois de utilizar este aparelho.
- Não utilize outros dispositivos de limpeza facial mecânica enquanto estiver a utilizar este dispositivo.
- Não exerça demasiada pressão sobre a pele durante a utilização, uma vez que o próprio dispositivo tem uma forte sucção.
- As cabeças de sucção devem ser desinfetadas para evitar o aparecimento e a propagação de doenças virais, bacterianas e fúngicas da pele.

Contra-indicações

- Acne purulenta ativa
- Rosácea
- Terapia com retinóides
- Tratamentos com ácidos, lasers - pelo menos 4 semanas antes da microdermoabrasão
- Psoríase
- Doenças virais, bacterianas e fúngicas da pele
- Pele vascularizada
- Tendência para a formação de cicatrizes
- Pele gretada (feridas recentes)
- Tumores cutâneos ou sinais suspeitos na zona tratada
- Enchimentos no rosto - pelo menos 4 semanas antes de efetuar a microdermoabrasão, caso contrário a preparação pode deslocar-se.
- Não lavar o aparelho com água, o aparelho não é à prova de água.

Mais informações sobre a empresa e os produtos [página 2 - f3]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Tensione nominale:	3,7 V
Potenza nominale:	< 1,6 W
Capacità della batteria:	400 mAh
Misurare:	175 mm x 46 mm x 55,5 mm
Libra:	305 g
Orario di lavoro:	> 100 minuti
Tempo di carica:	2 ore
Il set contiene:	4 testine intercambiabili, cavo USB, custodia, filtri sostituibili, manuale utente

Sicurezza

Leggere il presente manuale prima di utilizzare il prodotto e seguire le istruzioni in esso contenute durante l'uso del dispositivo.

Descrizione del prodotto [pagina 2 - f1]

1. Testa
2. Schermo di visualizzazione
3. Pulsante di accensione
4. Porta di ricarica USB
5. Indicatore di carica (retro del dispositivo)

Teste di aspirazione sostituibili [pagina 2 - f2]

1. Piccola testa di aspirazione rotonda: facilita la rimozione dei punti neri da punti difficili da raggiungere.
2. Testa di aspirazione rotonda: il sollevamento a vuoto offre un effetto massaggiante delicato e stimolante che migliora la microcircolazione e rassoda la pelle.
3. Testa di aspirazione ellittica: può essere utilizzata negli angoli degli occhi, nelle narici e nelle cuticole intorno alla bocca.
4. Testa di aspirazione rotonda microcristallina - Rimuove i morti e epidermide callosa, cicatrici da acne.
5. Testa di aspirazione microcristallina.
6. Piccola testa di aspirazione rotonda microcristallina

Approdo

1. Carica il tuo dispositivo per un massimo di 8 ore.
2. Assicurarsi che il dispositivo sia spento durante la ricarica.
3. È possibile collegare il dispositivo all'alimentazione con un cavo USB o direttamente al computer.

4. Durante la ricarica, l'indicatore di carica inversa lampeggia e, quando è completamente carico, l'indicatore di carica rimane acceso.

Precauzioni

- Asciugarsi le mani prima di utilizzare il dispositivo.
- Non sciacquare o immergere il dispositivo sott'acqua.
- Eseguire la cura quotidiana della pelle dopo aver utilizzato questo dispositivo.
- Non utilizzare altri dispositivi meccanici per la pulizia del viso durante l'utilizzo di questo dispositivo.
- Non esercitare troppa pressione sulla pelle durante l'utilizzo poiché il dispositivo stesso ha una forte aspirazione.
- Le ventose devono essere disinfettate per evitare l'insorgenza e la diffusione di malattie della pelle virali, batteriche e fungine.

Controindicazioni

- Acne purulenta attiva
- Acne rosacea
- Terapia con retinoidi
- Trattamenti con acido, laser - almeno 4 settimane prima della microdermoabrasione
- Psoriasi
- Malattie virali, batteriche e fungine della pelle
- Pelle vascolare
- Tendenza alla cicatrizzazione
- Pelle rotta (ferite fresche)
- Tumori cutanei o nevi sospetti nell'area trattata
- Filler in faccia - almeno 4 settimane prima di eseguire la microdermoabrasione, altrimenti la preparazione potrebbe spostarsi.
- Non lavare il dispositivo con acqua, il dispositivo non è impermeabile.

Maggiori informazioni sull'azienda e sui prodotti [pagina 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Jmenovité napětí:	3,7 V
Jmenovitý výkon:	< 1,6 W
Kapacita baterie:	400 mAh
Velikost:	175 mm x 46 mm x 55,5 mm
Váhy:	305 g
Pracovní čas:	> 100 minut
Doba nabíjení:	2 hodiny
Sada obsahuje:	4 výměnné hlavy, USB kabel, pouzdro, výměnitelné filtry, uživatelská příručka

Bezpečnostní

Před použitím výrobku si přečtěte tuto příručku a při používání přístroje se řiďte pokyny v ní uvedenými.

Popis produktu [strana 2 - f1]

1. Hlava
2. Displej
3. Tlačítko napájení
4. USB nabíjecí port
5. Indikátor nabíjení (zadní strana zařízení)

Vyměnitelné sací hlavy [strana 2 - f2]

1. Malá kulatá sací hlava – Usnadňuje odstranění černých teček z těžko dostupných míst.
2. Kulatá sací hlavice - Vakuový lifting poskytuje jemný, stimulující masážní efekt, který zlepšuje mikrocirkulaci a napíná pokožku.
3. Eliptická sací hlavice - lze použít do očních koutků, nosních dírek a kůžičky kolem úst.
4. Mikrokrytalická kulatá sací hlava - Odstraňuje mrtvé a zrohovatělá epidermis, jizvy po akné.
5. Mikrokrytalická sací hlava.
6. Mikrokrytalická malá kulatá sací hlavice

Přístání

1. Nabíjejte své zařízení až 8 hodin.
2. Ujistěte se, že je zařízení během nabíjení vypnuté.
3. Zařízení můžete připojit ke zdroji napájení pomocí USB kabelu nebo přímo k počítači.
4. Při nabíjení bliká indikátor zpětného nabíjení a po plném nabití indikátor nabíjení zůstane svítit.

Opatření

- Před použitím zařízení si osušte ruce.
- Zařízení neoplachujte ani neponořujte pod vodu.
- Po použití tohoto zařízení provádějte každodenní péči o pokožku.
- Při používání tohoto zařízení nepoužívejte jiná mechanická zařízení na čištění obličeje.
- Při používání nevyvíjejte na pokožku příliš velký tlak, protože samotné zařízení má silné sání.
- Přísavky by měly být dezinfikovány, aby se zabránilo vzniku a šíření virových, bakteriálních a plísňových kožních onemocnění.

Kontraindikace

- Aktivní hnisavé akné
- Rosacea
- Retinoidní terapie
- Kyselá ošetření, lasery – minimálně 4 týdny před mikrodermabrazí
- Psoriáza
- Virová, bakteriální a plísňová onemocnění kůže
- Cévní kůže
- Sklon k jizvení
- Zlomená kůže (čerstvé rány)
- Kožní nádory nebo podezřelé znaménka v ošetřované oblasti
- Výplně v obličeji - minimálně 4 týdny před provedením mikrodermabraze, jinak se přípravek může hýbat.
- Zařízení nemyjte vodou, zařízení není vodotěsné.

Další informace o společnosti a výrobcích [strana 2 - f3]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Nazivna napetost:	3,7 V
Nazivna moč:	< 1,6 W
Kapaciteta baterije:	400 mAh
Velikost:	175 mm x 46 mm x 55,5 mm
Tehtnica:	305 g
Delovni čas:	> 100 minut
Čas polnjenja:	2 uri
Set vsebuje:	4 zamenljive glave, USB kabel, torbica, zamenljivi filtri, navodila za uporabo

Bezpečnost'

Pred použitím výrobku si prečítajte túto príručku a pri používaní zariadenia dodržiavajte pokyny v nej uvedené.

Opis izdelka [strana 2 - f1]

1. Glava
2. Zaslon
3. Gumb za vklop
4. Vrata za polnjenje USB
5. Indikator polnjenja (zadnja stran naprave)

Zamenljive sesalne glave [strana 2 - f2]

1. Majhna okrogla sesalna glava - Omogoča enostavno odstranjevanje ogrcev s težko dostopnih mest.
2. Okrogla sesalna glava - Vakuumski lifting daje nežen, stimulativen masažni učinek, ki izboljša mikrocirkulacijo in napne kožo.
3. Eliptična sesalna glava – lahko se uporablja v kotičkih oči, nosnicah in obnohtni kožici okoli ust.
4. Mikrokristalna okrogla sesalna glava - Odstrani mrtve in žuljasta povrhnjica, brazgotine od aken.
5. Mikrokristalna sesalna glava.
6. Mikrokristalna majhna okrogla sesalna glava

Pristanek

1. Napravo polnite do 8 ur.
2. Prepričajte se, da je naprava med polnjenjem izklopljena.
3. Napravo lahko priključite na napajanje z USB kablom ali neposredno na računalnik.
4. Med polnjenjem indikator povratnega polnjenja utripa, ko je popolnoma napolnjen, indikator polnjenja ostane prižgan.

Previdnostni ukrepi

- Pred uporabo naprave si obrišite roke.
- Naprave ne izpirajte ali potaplajte pod vodo.
- Po uporabi te naprave vsakodnevno negujte kožo.
- Med uporabo te naprave ne uporabljajte drugih mehanskih naprav za čiščenje obraza.
- Med uporabo ne pritiskajte preveč na kožo, saj ima naprava sama močno sesanje.
- Vande je treba razkužiti, da preprečimo nastanek in širjenje virusnih, bakterijskih in glivičnih kožnih obolenj.

Kontraindikacije

- Aktivne gnojne akne
- Rozacea
- Terapija z retinoidi
- Kislinski tretmaji, laserji – vsaj 4 tedne pred mikrodermoabrazijo
- Luskavica
- Virusne, bakterijske in glivične bolezni kože
- Žilna koža
- Nagnjenost k brazgotinjenju
- Poškodovana koža (sveže rane)
- Kožni tumorji ali sumljivi madeži na tretiranem območju
- Polnila v obraz - vsaj 4 tedne pred izvedbo mikrodermoabrazije, sicer se lahko pripravek premakne.
- Naprave ne umivajte z vodo, naprava ni vodotesna.

Ďalšie informácie o spoločnosti a výrobkoch [strana 2 - f3]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Nazivna napetost:	3,7 V
Nazivna moč:	< 1,6 W
Kapaciteta baterije:	400 mAh
Velikost:	175 mm x 46 mm x 55,5 mm
Teža:	305g
Delovni čas:	> 100 minut
Čas polnjenja:	2 uri
Vključuje:	4 zamenljive glave, kabel USB, kovček za prenašanje, zamenljivi filtri, uporabniški priročnik

Varnost

Pred uporabo izdelka preberite ta navodila in pri uporabi naprave upoštevajte navodila, ki jih vsebujejo.

Opis izdelka [stran 2 - f1]

1. Glava
2. Zaslon zaslona
3. Gumb za vklop
4. Vrata USB za polnjenje
5. Indikator polnjenja (na zadnji strani enote)

Zamenljive sesalne glave [stran 2 - f2]

1. Mala okrogla sesalna glava - olajša odstranjevanje ogrcev s težko dostopnih mest.
2. Okrogla sesalna glava - Vakuumski dvig omogoča nežen, stimulativen masažni učinek, ki izboljša mikrocirkulacijo in napne kožo.
3. Eliptična sesalna glava - Uporablja se lahko na kotičkih oči, krilih nosu in kožicah okoli ust.
4. Mikrokristalna okrogla sesalna glava - odstranjuje odmrlo in keratinizirano kožo. Odstranjuje odmrlo in otrdelo kožo ter brazgotine po aknah.
5. Mikrokristalna sesalna glava.
6. Mikrokristalna majhna okrogla sesalna glava

Polnjenje

1. Napravo polnite največ 8 ur.
2. Prepričajte se, da je naprava med polnjenjem izklopljena.
3. Napravo lahko priključite na napajalnik prek kabla USB ali neposredno na računalnik.
4. Med polnjenjem utripa indikator obratnega polnjenja, ko je polnjenje popolnoma končano, pa indikator polnjenja neprekinjeno sveti.

Previdnostni ukrepi

- Pred uporabo naprave si posušite roke.
- Naprave ne spirajte ali potopite pod vodo.
- Po uporabi te naprave izvajajte vsakodnevno nego kože.
- Med uporabo te naprave ne uporabljajte drugih mehanskih naprav za čiščenje obraza.
- Med uporabo ne pritiskajte preveč na kožo, saj ima naprava sama močno sesanje.
- Razkužite priseske, da preprečite nastanek in širjenje virusnih, bakterijskih in glivičnih kožnih bolezni.

Kontraindikacije

- Aktivne gnojne akne
- Rozacea
- Zdravljenje z retinoidi
- Zdravljenje s kislinami, laserji - vsaj 4 tedne pred zdravljenjem z mikrodermabrazijo
- Psoriaza
- Virusne, bakterijske in glivične bolezni kože
- Ožiljena koža
- Nagnjenost k brazgotinjenju
- Prekinjena kontinuiteta kože (sveže rane)
- Kožni tumorji ali sumljiva znamenja na zdravljemem območju
- Polnila na obrazu - pred mikrodermabrazijo je potreben vsaj 4-tedenski presledek, sicer se izdelek lahko izloči.
- Naprave ne umivajte z vodo, naprava ni vodoodporna.

Več informacij o podjetju in izdelkih [stran 2 - f3]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Nimipinge:	3,7 V
Nimivõimsus:	< 1,6 W
Aku mahutavus:	400 mAh
Suurus:	175mm x 46mm x 55.5mm
Suurus: Kaal:	305g
Suurus: Tööaeg:	> 100 minutit
Laadimisaeg:	2 tundi
Komplekt sisaldab:	4 vahetatavat pead, USB-kaabel, kandekott, vahetatavad filtrid, kasutusjuhend

Ohutus

Enne toote kasutamist lugege palun neid juhiseid ja järgige seadme kasutamisel selles sisalduvaid juhiseid.

Toote kirjeldus [lk 2 - f1]

1. Pea
2. Ekraan
- 3 Toitenupp
4. USB-laadimisport
5. Laadimisindikaator (seadme tagaküljel)

Vahetatavad imemispead [lk 2 - f2]

1. Väike ümmargune imemispea - hõlbustab mustpeade eemaldamist raskesti ligipääsetavatest kohtadest.
2. Ümmargune imemispea - Vaakumlift annab õrna, stimuleeriva massaažiefekti, mis parandab mikrotsirkulatsiooni ja pinguldab nahka.
3. Elliptiline imemispea - Saab kasutada silmanurkadel, nina tiibadel ja suu ümbruse küünenahkadel.
4. Mikrokristalliline ümmargune imemispea - eemaldab surnud ja keratiniseerunud naha.
Eemaldab surnud ja kõõmutatud naha, aknearmid.
5. Mikrokristalliline imemispea.
6. mikrokristalliline väike ümmargune imemispea

Laadimine

1. Laadige seadet maksimaalselt 8 tundi.
2. Veenduge, et seade on laadimise ajal välja lülitatud.
3. Võite ühendada seadme USB-kaabli kaudu toiteadapteriga või otse arvutiga.
4. Laadimise ajal vilgub tagurpidise laadimise indikaator, ja kui see on täielikult laetud, süttib laadimisindikaator pidevalt.

Ettevaatusabinõud

- Enne seadme kasutamist kuivatage käed.
- Ärge loputage ega kastke seadet vee alla.
- Tehke pärast seadme kasutamist igapäevast nahahooldust.
- Ärge kasutage selle seadme kasutamise ajal teisi mehaanilisi näopuhastusseadmeid.
- Ärge avaldage kasutamise ajal nahale liiga suurt survet, kuna seadmel endal on tugev imemine.
- Iminapad tuleb desinfitseerida, et vältida moodustumist ja viirus-, bakteriaalsete ja seenhaiguste leviku vältimiseks.

Vastunäidustused

- Aktiivne mädane akne
- Roosadeemiatõbi
- Retinoidravi
- Hapete ravi, laserid - vähemalt 4 nädalane vahe enne mikrodermabrasioonravi
- Psoriaas
- Viiruslikud, bakteriaalsed ja seenhaigused
- Vaskulaarne nahk
- Kalduvus armistumisele
- Katkestatud naha järjepidevus (värsked haavad)
- Naha kasvaja või kahtlased sünnimärgid ravitud piirkonnas
- Täiteained näol - vähemalt 4 nädala vahe enne mikrodermabrasiooni, vastasel juhul võib toode migreeruda.
- Ärge peske seadet veega, seade ei ole veekindel.

Lisateave ettevõtte ja toodete kohta [lk 2 - f3]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Vardinė įtampa:	3.7V
Vardinė galia:	< 1.6W
Akumuliatoriaus talpa:	400 mAh
Akumuliatoriaus talpa:	175 mm x 46 mm x 55,5 mm
Dydis:	305g
Svoris:	> 100 min.
Įkrovimo laikas:	2 val.
Į komplektą įeina:	4 keičiamos galvutės, USB laidas, dėklas, keičiami filtrai, naudotojo vadovas

Sauga

Prieš naudodami gaminį perskaitykite šį vadovą ir naudodami prietaisą laikykitės jame pateiktų nurodymų.

Gaminio aprašymas [2 puslapis - f1]

1. Galvutės
2. Ekranas
3. Maitinimo mygtukas
4. USB įkrovimo prievadas
5. Galinis įkrovimo indikatorius

Keičiamos siurbimo galvutės [2 puslapis - f2]

1. Maža apvali siurbimo galvutė - palengvina juodų taškelių šalinimą iš sunkiai pasiekiamų vietų.
2. Apvali siurbimo galvutė - Vakuuminis pakėlimas sukuria švelnų, stimuliuojantį masažo efektą, kuris gerina mikrocirkuliaciją ir stangrina odą.
3. Elipsės formos siurbimo galvutė - Ją galima naudoti ties akių kampučiu, nosies sparnu ir oda aplink burną.
4. Mikrokristalinė apvali siurbimo galvutė - šalina negyvą ir suragėjusį epidermį, aknės randus.
5. Mikrokristalinė bokštinė siurbimo galvutė
6. Mikrokristalinė maža apvali siurbimo galvutė

Įkrovimas

1. Įkraukite prietaisą ne ilgiau kaip 8 valandas.
2. Įsitikinkite, kad įkrovimo metu prietaisas yra išjungtas.
3. Prietaisą galite prijungti prie maitinimo adapterio USB kabeliu arba tiesiogiai prie kompiuterio.
4. Įkrovimo metu galinis įkrovimo indikatorius mirksi, o kai įrenginys visiškai įkrautas, užsidega įkrovimo indikatorius.

Atsargumo priemonės

- Prieš naudodami prietaisą nusauskite rankas.
- Neplaukite ir nemerkite prietaiso po vandeniu.
- Naudodami šį prietaisą kasdien prižiūrėkite odą.
- Nenaudokite kitų prietaisų mechaniniam veido valymui, kol naudojate šį prietaisą.
- Naudodami prietaisą per daug nespauskite odos, nes pats prietaisas turi stiprų siurbimą.
- Siurbimo galvutes reikia dezinfekuoti, kad būtų išvengta virusinių, bakterinių ir grybelinių odos ligų atsiradimo ir plitimo.

Kontraindikacijos

- Aktyvi pūlinga aknė
- Rožinė
- Gydytas retinoidais
- Rūgščių procedūros, lazeriai - bent 4 savaites prieš mikrodermabraziją
- Psoriazė
- Virusinės, bakterinės ir grybelinės odos ligos
- Kraujagyslinė oda
- Polinkis į randus
- Pažeista oda (šviežios žaizdos)
- Odos augliai arba įtartini apgamai gydomoje srityje
- Veido užpildai - bent 4 savaites prieš atliekant mikrodermabraziją, kitaip preparatas gali pajudėti.
- Neplaukite prietaiso vandeniu, prietaisas nėra atsparus vandeniui.

Daugiau informacijos apie įmonę ir gaminius [2 puslapis - f3]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Nominālais spriegums:	3,7 V
Nominālā jauda:	< 1,6 W
Akumulatora ietilpība:	400 mAh
Izmērs:	175 mm x 46 mm x 55,5 mm
Svars:	305g
Darbības ilgums:	> 100 minūtes
Lādēšanas laiks:	2 stundas
Ietilpst komplektā:	4 maināmās galvas, USB kabelis, somiņa, maināmie filtri, lietotāja rokasgrāmata

Drošība

Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet šo rokasgrāmatu un, lietojot ierīci, ievērojiet tajā ietvertos norādījumus.

Izstrādājuma apraksts [2. lappuse - f1]

1. Galviņa
2. Displeja ekrāns
- 3 Barošanas poga
4. USB uzlādes ports
5. Uzlādes indikators (ierīces aizmugurē)

Maināmās sūkšanas galviņas [2. lpp. f2]

1. Mazā apaļā sūkšanas galviņa - atvieglo melngalvju noņemšanu no grūti sasniedzamām vietām.
2. Aplveida iesūkšanas galviņa - vakuuma pacēlājs nodrošina maigu, stimulējošu masāžas efektu, kas uzlabo mikrocirkulāciju un savēl ādu.
3. Elipsveida iesūcējgalviņa - var izmantot acu kaktiņiem, deguna spārnēm un kutikulām ap muti.
4. Mikrokristāliskā apaļā iesūces galviņa - noņem atmirušo un keratinizēto ādu.
5. Mikrokristāliskā sūkšanas galviņa.
6. Mikrokristāliskā mazā apaļā sūkšanas galviņa.

Uzlāde

1. Uzlādējiet ierīci ne ilgāk kā 8 stundas.
2. Pārlicinieties, ka uzlādes laikā ierīce ir izslēgta.
3. Ierīci var pieslēgt pie strāvas adaptera, izmantojot USB kabeli, vai tieši pie datora.
4. Uzlādes laikā mirgo reversais uzlādes indikators, un, kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, uzlādes indikators nepārtraukti iedegas.

Piesardzības pasākumi

- Pirms ierīces lietošanas nosusiniet rokas.
- Neizskalojiet un neiegremdējiet ierīci ūdenī.
- Pēc ierīces lietošanas veiciet ikdienas ādas kopšanu.
- Šīs ierīces lietošanas laikā nelietojiet citas mehāniskās sejas tīrīšanas ierīces.
- Lietošanas laikā pārāk nespiediet ādu, jo ierīcei pašai ir spēcīgs sūkšanas spēks.
- Dezinficējiet iesūcekņus, lai novērstu vīrusu, baktēriju un sēnīšu izraisītu ādas slimību veidošanos un izplatīšanos.

Kontrindikācijas

- Aktīva strutaina akne
- Rozaceja
- Retinoīdu terapija
- Skābes terapija, lāzeri - vismaz 4 nedēļu intervāls pirms mikrodermabrazijas procedūras.
- Psoriāze
- Vīrusu, baktēriju un sēnīšu izraisītas ādas slimības
- Asinsvadu āda
- Tendence veidot rētas
- Pārtraukta ādas nepārtrauktība (svaigas brūces)
- Ādas audzēji vai aizdomīgi dzimumzīmes ārstētajā zonā
- Aizpildīšanas līdzekļi sejā - vismaz 4 nedēļu intervāls pirms mikrodermabrazijas, pretējā gadījumā līdzeklis var migrēt.
- Nemazgājiet ierīci ar ūdeni, ierīce nav ūdensizturīga.

Vairāk informācijas par uzņēmumu un produktiem [2. lappuse - f3]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Névleges feszültség:	3,7V
Névleges teljesítmény:	< 1,6 W
Akkumulátor-kapacitás:	400 mAh
Méret:	175 mm x 46 mm x 55,5 mm
Mérleg:	305g
Munkaidő:	> 100 perc
Töltési idő:	2 óra
A készlet tartalma:	4 cserélhető fej, USB kábel, tok, cserélhető szűrők, használati útmutató

Biztonság

A termék használata előtt olvassa el ezt a kézikönyvet, és a készülék használata során kövesse az abban található ajánlásokat.

Termékleírás [2. oldal - f1]

1. Fej
2. Kijelző
3. Bekapcsológomb
4. USB töltőport
5. Töltésjelző (a készülék hátulja)

Cserélhető szívófejek [2. oldal - f2]

1. Kicsi kerek szívófej - Megkönnyíti a mitesszerek eltávolítását a nehezen elérhető helyekről.
2. Kerek szívófej - A vákuum lifting gyengéd, stimuláló masszázshatást ad, amely javítja a mikrokeringést és feszesíti a bőrt.
3. Elliptikus szívófej - használható a szemzugban, az orrszárnnyban és a száj körüli kutikulában.
4. Mikro kristályos kerek szívófej - Eltávolítja az elhalt anyagokat és keratinizált hám, aknés hegek.
5. Mikro kristályos szívófej.
6. Mikro kristályos kis kerek szívófej

Leszállás

1. Töltse fel készülékét legfeljebb 8 órán keresztül.
2. Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva töltés közben.
3. A készüléket USB-kábellel vagy közvetlenül a számítógéphez csatlakoztathatja a tápegységhez.
4. Töltés közben a fordított töltés jelzőfénye villog, és amikor teljesen fel van töltve, a töltésjelző folyamatosan világít.

Óvintézkedések

- A készülék használata előtt szárítsa meg a kezét.
 - Ne öblítse le és ne merítse víz alá a készüléket.
 - A készülék használata után végezzen napi bőrápolást.
 - A készülék használata közben ne használjon más mechanikus arctisztító eszközt.
 - Használat közben ne gyakoroljon túl nagy nyomást a bőrére, mivel maga a készülék erős szívással rendelkezik.
 - A tapadókorongokat fertőtleníteni kell a képződés elkerülése érdekében
- valamint a vírusos, bakteriális és gombás bőrbetegségek terjedése.

Ellenjavallatok

- Aktív gennyes akne
- Rosacea
- Retinoid terápia
- Savas kezelések, lézerek - legalább 4 hetes intervallum a mikrodermabrázió előtt
- Psoriasis
- Vírusos, bakteriális és gombás bőrbetegségek
- Érendszeri bőr
- Hegesedési hajlam
- Megszakadt a bőr folytonossága (friss sebek)
- Bőrrák vagy gyanús anyajegyek a kezelt területen
- Arcfeltöltők – mikrodermabrázió előtt legalább 4 héttel, ellenkező esetben a készítmény elmozdulhat.
- Ne mossa le a készüléket vízzel, mert a készülék nem vízálló.

További információ a cégről és a termékekről [2. oldal - f3]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

Tensiune nominală:	3,7 V
Putere nominală:	< 1,6 W
Capacitatea bateriei:	400 mAh
Mărimea:	175 mm x 46 mm x 55,5 mm
Balanta:	305 g
Timpul de lucru:	> 100 de minute
Timp de incarcare:	2 ore
Setul contine:	4 capete interschimbabile, cablu USB, carcasă, filtre înlocuibile, manual de utilizare

Securitate

Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni înainte de a utiliza produsul și urmați recomandările conținute în acesta atunci când utilizați dispozitivul.

Descrierea produsului [pagina 2 - f1]

1. Cap
2. Ecran de afișare
3. Buton de alimentare
4. Port de încărcare USB
5. Indicator de încărcare (spatele dispozitivului)

Capete de aspirație înlocuibile [pagina 2 - f2]

1. Cap mic de aspirare rotund - Facilitează îndepărtarea punctelor negre din locuri greu accesibile.
2. Cap rotund de aspirare - Liftingul cu vacuum ofera un efect de masaj delicat, stimulant, care îmbunătățește microcirculația și întărește pielea.
3. Cap eliptic de aspirare – poate fi folosit în colturile ochilor, aripile nasului și cuticulele din jurul gurii.
4. Cap de aspirație rotund microcristalin - Îndepărtează morți și epidermă keratinizată, cicatrici de acnee.
5. Cap de aspirație microcristalin.
6. Cap de aspirație rotund mic microcristalin

Încălzire

1. Încărcați dispozitivul pentru maximum 8 ore.
2. Asigurați-vă că dispozitivul este oprit în timpul încălzirii.
3. Puteți conecta dispozitivul la sursa de alimentare folosind un cablu USB sau direct la computer.
4. În timpul încălzirii, indicatorul de încărcare inversă clipește, iar când este complet încărcat, indicatorul de încărcare rămâne aprins.

Precauții

- Uscăți-vă mâinile înainte de a utiliza dispozitivul.
- Nu clătiți și nu scufundați dispozitivul sub apă.
- Efectuați îngrijirea zilnică a pielii după utilizarea acestui dispozitiv.
- Nu utilizați alte dispozitive mecanice de curățare a feței atunci când utilizați acest dispozitiv.
- Nu puneți prea multă presiune pe piele când îl utilizați, deoarece dispozitivul în sine are o aspirație puternică.
- Ventuzele trebuie dezinfectate pentru a evita formarea și răspândirea bolilor virale, bacteriene și fungice ale pielii.

Contraindicații

- Acnee purulentă activă
- Rozaceea
- Terapia cu retinoizi
- Tratamente acide, lasere - interval de minim 4 săptămâni înainte de microdermabrazie
- Psoriazis
- Boli virale, bacteriene și fungice ale pielii
- Pielea vasculară
- Tendința la cicatrice
- Continuitatea pielii rupte (răni proaspete)
- Cancer de piele sau alunițe suspecte în zona tratată
- Filler faciale - cu cel puțin 4 săptămâni înainte de microdermabrazie, altfel preparatul se poate misca.
- Nu spălați aparatul cu apă, dispozitivul nu este impermeabil.

Mai multe informații despre companie și produse

[pagina 2 - f3]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautifly.eu

Номинальное напряжение:	3.7V
Номинальная мощность:	< 1.6W
Емкость аккумулятора:	400 мАч
Размер:	175 мм x 46 мм x 55,5 мм
Вес:	305g
Время работы:	> 100 минут
Время зарядки:	2 часа
В комплект входят:	4 сменные головки, кабель USB, чехол, сменные фильтры, руководство пользователя

Безопасность

Перед использованием прибора прочтите данное руководство и следуйте содержащимся в нем указаниям при работе с прибором.

Описание изделия [стр. 2 - f1]

1. Головка
2. Экран дисплея
3. Кнопка питания
4. Порт USB для зарядки
5. Индикатор обратной зарядки

Сменные всасывающие головки [стр. 2 - f2]

1. Маленькая круглая всасывающая головка - облегчает удаление угрей из труднодоступных мест.
2. Круглая всасывающая насадка - вакуумный подъем создает мягкий, стимулирующий массажный эффект, который улучшает микроциркуляцию и подтягивает кожу.
3. Эллиптическая всасывающая головка - может использоваться в области уголков глаз, крыльев носа и кожи вокруг рта.
4. Круглая всасывающая насадка с микрокристаллическим покрытием - удаляет омертвевший и мозолистый эпидермис, шрамы от акне.
5. Башенная всасывающая насадка из микрокристаллического материала
6. Микрокристаллическая маленькая круглая насадка

Зарядка

1. Заряжайте устройство не более 8 часов.
2. Во время зарядки убедитесь, что устройство выключено.
3. Устройство можно подключить к адаптеру питания через кабель USB или напрямую к компьютеру.

4. Во время зарядки мигает задний индикатор заряда, а при полной зарядке загорается индикатор заряда.

Меры предосторожности

- Перед использованием прибора высушите руки.
- Не промывайте и не погружайте прибор под воду.
- После использования прибора выполняйте ежедневный уход за кожей.
- Не используйте другие устройства для механической чистки лица во время использования данного прибора.
- Не оказывайте слишком сильного давления на кожу во время использования прибора, так как он сам обладает сильным всасыванием.
- Во избежание возникновения и распространения вирусных, бактериальных и грибковых заболеваний кожи необходимо дезинфицировать всасывающие насадки.

Противопоказания

- Активные гнойные прыщи
- Розацеа
- Ретиноидная терапия
- Кислотные процедуры, лазеры - не менее чем за 4 недели до микродермабразии
- Псориаз
- Вирусные, бактериальные и грибковые заболевания кожи
- Сосудистая кожа
- Склонность к образованию рубцов
- Поврежденная кожа (свежие раны)
- Опухоли кожи или подозрительные родинки в обрабатываемой области
- Филлеры в кожу лица - не менее чем за 4 недели до проведения микродермабразии, иначе препарат может сдвинуться.
- Не промывайте прибор водой, прибор не является водонепроницаемым.

Дополнительная информация о компании и продукции [стр. 2 - f3]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Merkespenning:	3,7V
Nominell effekt:	< 1,6 W
Batterikapasitet:	400 mAh
Størrelse:	175 mm x 46 mm x 55,5 mm
Vekten:	305 g
Jobbe tid:	> 100 minutter
Ladetid:	2 timer
Settet inneholder:	4 utskiftbare hoder, USB-kabel, etui, utskiftbare filtre, brukerveiledning

Sikkerhet

Les disse instruksjonene før du bruker produktet og følg anbefalingene deri når du bruker enheten.

Produktbeskrivelse [side 2 - f1]

1. Hode
2. Skjerm
3. Strømknapp
4. USB-ladeport
5. Ladeindikator (baksiden av enheten)

Utskiftbare sugehoder [side 2 - f2]

1. Lite rundt sugehode - Gjør det lettere å fjerne hudormer fra vanskelig tilgjengelige steder.
2. Rundt sugehode - Vakuumløfting gir en skånsom, stimulerende massasjeeffekt som forbedrer mikrosirkulasjonen og strammer opp huden.
3. Elliptisk sugehode - kan brukes i øyekroker, nesevinger og neglebånd rundt munnen.
4. MikrokrySTALLinsk rundt sugehode - Fjerner døde og keratinisert epidermis, aknearr.
5. MikrokrySTALLinsk sugehode.
6. MikrokrySTALLinsk lite rundt sugehode

Lading

1. Lad enheten i maksimalt 8 timer.
2. Sørg for at enheten er slått av under lading.
3. Du kan koble enheten til strømforsyningen ved hjelp av en USB-kabel eller direkte til datamaskinen.
4. Under lading blinker indikatoren for omvendt lading, og når den er fulladet, forblir ladeindikatoren på.

Forholdsregler

- Tørk hendene før du bruker enheten.
- Ikke skylle eller senk enheten under vann.
- Utfør daglig hudpleie etter bruk av denne enheten.
- Ikke bruk andre mekaniske ansiktsrensere når du bruker denne enheten.
- Ikke legg for mye press på huden din når du bruker den, siden selve enheten har et sterkt sug.
- Sugeskopper bør desinfiseres for å unngå dannelsen og spredning av virale, bakterielle og sopplige hudsykdommer.

Kontraindikasjoner

- Aktiv purulent akne
- Rosacea
- Retinoidbehandling
- Syrebehandlinger, lasere - minst 4 ukers intervall før mikrodermabrasjon
- Psoriasis
- Virale, bakterielle og sopplige hudsykdommer
- Vaskulær hud
- Tendens til arr
- Ødelagt hudkontinuitet (nye sår)
- Hudkreft eller mistenkelige føflekker i området som behandles
- Ansiktsfyllere - minst 4 uker før mikrodermabrasjon, ellers kan preparatet flytte seg.
- Ikke vask enheten med vann, enheten er ikke vanntett.

Mer informasjon om selskapet og produktene [side 2 - f3]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Nimellisjännite:	3,7V
Nimellisteho:	< 1,6 W
Akun kapasiteetti:	400 mAh
Koko:	175 mm x 46 mm x 55,5 mm
Vaaka:	305 g
Työaika:	> 100 minuuttia
Latausaika:	2 tuntia
Setti sisältää:	4 vaihdettavaa päätä, USB-kaapeli, kotelo, vaihdettavat suodattimet, käyttöohje

Turvallisuus

Lue nämä ohjeet ennen tuotteen käyttöä ja noudata sen sisältämiä suosituksia laitetta käyttäessäsi.

Tuotteen kuvaus [sivu 2 - f1]

1. Pää
2. Näyttö
3. Virtapainike
4. USB-latausportti
5. Latauksen ilmaisin (laitteen takana)

Vaihdettavat imupäät [sivu 2 - f2]

1. Pieni pyöreä imupää – Helpottaa mustapäiden poistamista vaikeapääsyisistä paikoista.
2. Pyöreä imupää - Tyhjiö lifting antaa hellävaraisen, stimuloivan hierontavaikutuksen, joka parantaa mikroverenkiertoa ja kiinteyttää ihoa.
3. Elliptinen imupää - voidaan käyttää silmäkulmissa, nenän siivessä ja suun ympärillä olevissa kynsinauhoissa.
4. Mikrokiteinen pyöreä imupää - Poistaa kuolleet ja keratinisoitunut epidermis, aknearvet.
5. Mikrokiteinen imupää.
6. Mikrokiteinen pieni pyöreä imupää

Lasku

1. Lataa laitettasi enintään 8 tuntia.
2. Varmista, että laitteesi on sammutettu latauksen aikana.
3. Voit liittää laitteen virtalähteeseen USB-kaapelilla tai suoraan tietokoneeseen.
4. Latauksen aikana käänteisen latauksen merkkivalo vilkkuu, ja kun se on ladattu täyteen, latauksen merkkivalo jää palamaan.

Varotoimenpiteet

- Kuivaa kätesi ennen laitteen käyttöä.
- Älä huuhtelee tai upota laitetta veteen.
- Suorita päivittäinen ihonhoito tämän laitteen käytön jälkeen.
- Älä käytä muita mekaanisia kasvojenpuhdistuslaitteita käyttäessäsi tätä laitetta.
- Älä paina liikaa ihoasi käyttäessäsi sitä, sillä itse laitteessa on voimakas imu.
- Imukupit tulee desinfioida muodostumisen välttämiseksi sekä virus-, bakteeri- ja sieni-ihosairauksien leviäminen.

Vasta-aiheet

- Aktiivinen märkivä akne
- Ruusufinni
- Retinoidihoito
- Happohoidot, laserit - vähintään 4 viikon välein ennen mikrodermabrasiota
- Psoriasis
- Virus-, bakteeri- ja sieni-ihosairaudet
- Verisuonten iho
- Taipumus arpeutua
- katkennut ihon jatkuvuus (tuoreet haavat)
- Ihosyöpä tai epäilyttävät luomat hoidettavalla alueella
- Kasvojen täyteaineet - vähintään 4 viikkoa ennen mikrodermabrasiota, muuten valmiste saattaa liikkua.
- Älä pese laitetta vedellä, laite ei ole vesitiivis.

Lisätietoa yrityksestä ja tuotteista [sivu 2 - f3]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Μετρημένη ηλεκτρική τάση:	3,7V
Ονομαστική ισχύς:	< 1,6 W
Χωρητικότητα μπαταρίας:	400 mAh
Μέγεθος:	175mm x 46mm x 55,5mm
ΖΥΓΟΣ:	305 γρ
Ωρα εργασίας:	> 100 λεπτά
Χρόνος φόρτισης:	2 ώρες
Το σετ περιέχει:	4 εναλλάξιμες κεφαλές, καλώδιο USB, θήκη, αντικαταστάσιμα φίλτρα, εγχειρίδιο χρήσης

Ασφάλεια

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και ακολουθήστε τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτές όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Περιγραφή προϊόντος [σελίδα 2 - f1]

1. Κεφάλι
2. Οθόνη προβολής
3. Κουμπί λειτουργίας
4. Θύρα φόρτισης USB
5. Ένδειξη φόρτισης (πίσω μέρος της συσκευής)

Αντικαταστάσιμες κεφαλές αναρρόφησης [σελίδα 2 - f2]

1. Μικρή στρογγυλή κεφαλή αναρρόφησης - Διευκολύνει την αφαίρεση των μαύρων στιγμάτων από δυσπρόσιτα σημεία.
2. Στρογγυλή κεφαλή αναρρόφησης - Η ανύψωση κενού δίνει ένα απαλό, διεγερτικό αποτέλεσμα μασάζ που βελτιώνει τη μικροκυκλοφορία και συσφίγγει το δέρμα.
3. Ελλειπτική κεφαλή αναρρόφησης - μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις γωνίες των ματιών, στα φτερά της μύτης και στα πετσάκια γύρω από το στόμα.
4. Μικροκρυσταλλική στρογγυλή κεφαλή αναρρόφησης - Αφαιρεί τα νεκρά και κερατινοποιημένη επιδερμίδα, σημάδια ακμής.
5. Μικροκρυσταλλική κεφαλή αναρρόφησης.
6. Μικροκρυσταλλική μικρή στρογγυλή κεφαλή αναρρόφησης

Προσγείωση

1. Φορτίστε τη συσκευή σας για 8 ώρες το πολύ.
2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι απενεργοποιημένη κατά τη φόρτιση.
3. Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή στο τροφοδοτικό χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB ή απευθείας στον υπολογιστή.
4. Κατά τη φόρτιση, η ένδειξη αντίστροφης φόρτισης αναβοσβήνει, και όταν φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη φόρτισης παραμένει αναμμένη.

Προφυλάξεις

- Στεγνώστε τα χέρια σας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Μην ξεπλένετε και μην βυθίζετε τη συσκευή κάτω από νερό.
- Κάντε καθημερινή περιποίηση δέρματος μετά τη χρήση αυτής της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε άλλες συσκευές μηχανικού καθαρισμού προσώπου όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή.
- Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στο δέρμα σας όταν το χρησιμοποιείτε καθώς η ίδια η συσκευή έχει ισχυρή αναρρόφηση.
- Οι βεντούζες πρέπει να απολυμαίνονται για να αποφευχθεί ο σχηματισμός και την εξάπλωση ιογενών, βακτηριακών και μυκητιακών δερματικών παθήσεων.

Αντενδείξεις

- Ενεργή πυώδης ακμή
- Ροδόχρου ακμή
- Θεραπεία με ρετινοειδή
- Θεραπείες με οξύ, λέιζερ - διάστημα τουλάχιστον 4 εβδομάδων πριν από τη μικροδερμοαπόξεση
- Ψωρίαση
- Ιογενείς, βακτηριακές και μυκητιακές δερματικές παθήσεις
- Αγγειακό δέρμα
- Τάση για ουλή
- Σπασμένη συνέχεια του δέρματος (φρέσκα τραύματα)
- Καρκίνος του δέρματος ή ύποπτες κρεατοελιές στην περιοχή που αντιμετωπίζεται
- Fillers προσώπου - τουλάχιστον 4 εβδομάδες πριν τη μικροδερμοαπόξεση, διαφορετικά το σκεύασμα μπορεί να μετακινηθεί.
- Μην πλένετε τη συσκευή με νερό, η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη.

Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία και τα προϊόντα [σελίδα 2 - f3]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Nazivni napon:	3,7 V
Nazivna snaga:	< 1,6 W
Kapacitet baterije:	400 mAh
Veličina:	175 mm x 46 mm x 55,5 mm
Vaga:	305g
Radno vrijeme:	> 100 minuta
Vrijeme punjenja:	2 sata
Set sadrži:	4 izmjenjive glave, USB kabel, torbica, zamjenjivi filteri, uputstvo za upotrebu

Sigurnost

Prije uporabe proizvoda pročitajte ove upute i pridržavajte se tamo sadržanih preporuka prilikom korištenja uređaja.

Opis proizvoda [stranica 2 - f1]

1. Glava
2. Zaslون
3. Gumb za napajanje
4. USB priključak za punjenje
5. Indikator punjenja (stražnja strana uređaja)

Zamjenjive usisne glave [stranica 2 - f2]

1. Mala okrugla usisna glava - Olakšava uklanjanje mitesera s teško dostupnih mjesta.
2. Okrugla usisna glava - Vakuumski lifting daje nježan, stimulirajući učinak masaže koji poboljšava mikrocirkulaciju i zateže kožu.
3. Eliptična usisna glava - može se koristiti u kutovima očiju, krilima nosa i kutikulama oko usta.
4. Mikrokristalna okrugla usisna glava - Uklanja mrtve i keratinizirani epidermis, ožiljci od akni.
5. Mikrokristalna usisna glava.
6. Mikrokristalna mala okrugla usisna glava

Slijetanje

1. Punite svoj uređaj maksimalno 8 sati.
2. Provjerite je li vaš uređaj isključen tijekom punjenja.
3. Uređaj možete spojiti na napajanje putem USB kabela ili izravno na računalo.
4. Tijekom punjenja, indikator obrnutog punjenja treperi, a kada je potpuno napunjen, indikator punjenja ostaje uključen.

Mjere predostrožnosti

- Osušite ruke prije uporabe uređaja.
- Nemojte ispirati ili uranjati uređaj u vodu.
- Obavite dnevnu njegu kože nakon korištenja ovog uređaja.
- Ne koristite druge mehaničke uređaje za čišćenje lica kada koristite ovaj uređaj.
- Ne stavljajte previše pritisak na kožu dok ga koristite jer sam uređaj ima snažno usisavanje.
- Vakume treba dezinficirati kako bi se izbjeglo stvaranje i širenje virusnih, bakterijskih i gljivičnih bolesti kože.

Kontraindikacije

- Aktivne gnojne akne
- Rosacea
- Terapija retinoidima
- Tretmani kiselinom, laseri - najmanje 4 tjedna prije mikrodermoabrazije
- Psorijaza
- Virusne, bakterijske i gljivične bolesti kože
- Vaskularna koža
- Sklonost stvaranju ožiljaka
- Prekinuti kontinuitet kože (svježe rane)
- Rak kože ili sumnjivi madeži na području koje se liječi
- Fileri za lice - najmanje 4 tjedna prije mikrodermoabrazije, u protivnom se preparat može pomaknuti.
- Ne perite uređaj vodom, uređaj nije vodootporan.

Više informacija o tvrtki i proizvodima [stranica 2 - f3]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Märkspänning:	3,7V
Märkeffekt:	< 1,6 W
Batterikapacitet:	400 mAh
Storlek:	175 mm x 46 mm x 55,5 mm
Vågen:	305 g
Arbetstid:	> 100 minuter
Laddningstid:	2 timmar
Setet innehåller:	4 utbytbara huvuden, USB-kabel, fodral, utbytbara filter, användarmanual

säkerhet

Läs dessa instruktioner innan du använder produkten och följ rekommendationerna däri när du använder enheten.

Produktbeskrivning [sida 2 - f1]

1. Huvud
2. Bildskärm
3. Strömknapp
4. USB-laddningsport
5. Laddningsindikator (baksidan av enheten)

Utbytbara sughuvuden [sida 2 - f2]

1. Litet runt sughuvud - Gör det lättare att ta bort pormaskar från svåråtkomliga ställen.
2. Runt sughuvud - Vakuumlöft ger en mild, stimulerande massageeffekt som förbättrar mikrocirkulationen och stramar upp huden.
3. Elliptiskt sughuvud - kan användas i ögonvrån, näsvingar och nagelband runt munnen.
4. Mikrokristallint runt sughuvud - Tar bort döda och keratiniserad epidermis, akneärr.
5. Mikrokristallint sughuvud.
6. Mikrokristallint litet runt sughuvud

Laddning

1. Ladda din enhet i högst 8 timmar.
2. Se till att din enhet är avstängd under laddning.
3. Du kan ansluta enheten till strömförsörjningen med en USB-kabel eller direkt till datorn.
4. Under laddning blinkar indikatorn för omvänd laddning, och när den är fulladdad lyser laddningsindikatorn.

Försiktighetsåtgärder

- Torka händerna innan du använder enheten.
- Skölj eller doppa inte enheten under vatten.
- Utför daglig hudvård efter användning av denna enhet.
- Använd inte andra mekaniska ansiktsrengöringsanordningar när du använder den här enheten.
- Tryck inte för mycket på huden när du använder den eftersom själva enheten har ett starkt sug.
- Sugkoppar bör desinficeras för att undvika bildning och spridningen av virus-, bakterie- och svamphudsjukdomar.

Kontraindikationer

- Aktiv purulent akne
- Rosacea
- Retinoidbehandling
- Syrabehandlingar, laser - minst 4 veckors intervall före mikrodermabrasion
- Psoriasis
- Virus-, bakterie- och svamphudsjukdomar
- Vaskulär hud
- Tendens till ärr
- Bruten hudkontinuitet (nya sår)
- Hudcancer eller misstänkta mullvadar i området som behandlas
- Ansiktsfyllmedel - minst 4 veckor före mikrodermabrasion, annars kan preparatet röra sig.
- Tvätta inte enheten med vatten, enheten är inte vattentät.

Mer information om företaget och produkterna [sida 2 - f3]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Nominel spænding:	3,7V
Nominel effekt:	< 1,6 W
Batterikapacitet:	400 mAh
Størrelse:	175 mm x 46 mm x 55,5 mm
Vægten:	305 g
Arbejdstid:	> 100 minutter
Lade tid:	2 timer
Sættet indeholder:	4 udskiftelige hoveder, USB-kabel, etui, udskiftelige filtre, brugervejledning

Sikkerhed

Læs venligst denne vejledning, før du bruger produktet og følg anbefalingerne deri, når du bruger enheden.

Produktbeskrivelse [side 2 - f1]

1. Hoved
2. Skærm
3. Tænd/sluk-knap
4. USB-opladningsport
5. Opladningsindikator (bagsiden af enheden)

Udskiftelige sugehoveder [side 2 - f2]

1. Lille rundt sugehoved - Gør det nemmere at fjerne hudorme fra svært tilgængelige steder.
2. Rundt sugehoved - Vakuumløft giver en blid, stimulerende massageeffekt, der forbedrer mikrocirkulationen og opstrammer huden.
3. Elliptisk sugehoved - kan bruges i øjenkrogene, næsevinger og neglebånd omkring munden.
4. MikrokrySTALLinsk rundt sugehoved - Fjerner døde og keratiniseret epidermis, acne ar.
5. MikrokrySTALLinsk sugehoved.
6. MikrokrySTALLinsk lille rundt sugehoved

Lading

1. Oplad din enhed i maksimalt 8 timer.
2. Sørg for, at din enhed er slukket under opladning.
3. Du kan tilslutte enheden til strømforsyningen ved hjælp af et USB-kabel eller direkte til computeren.
4. Under opladning blinker indikatoren for omvendt opladning, og når den er fuldt opladet, forbliver opladningsindikatoren tændt.

Forholdsregler

- Tør dine hænder, før du bruger enheden.
- Skyl eller nedsænk ikke enheden under vand.
- Udfør daglig hudpleje efter brug af denne enhed.
- Brug ikke andre mekaniske ansigtsrensere, når du bruger denne enhed.
- Læg ikke for meget pres på din hud, når du bruger den, da selve enheden har et stærkt sug.
- Sugekopper bør desinficeres for at undgå dannelse og spredningen af virale, bakterielle og svampe hudsygdomme.

Kontraindikationer

- Aktiv purulent acne
- Rosacea
- Retinoidbehandling
- Syrebehandlinger, lasere - mindst 4 ugers interval før mikrodermabrasion
- Psoriasis
- Virale, bakterielle og svampe hudsygdomme
- Vaskulær hud
- Tendens til ar
- Brudt hudkontinuitet (friske sår)
- Hudkræft eller mistænkelige modermærker i det område, der behandles
- Ansigtsfillers - mindst 4 uger før mikrodermabrasion, ellers kan præparatet flytte sig.
- Vask ikke enheden med vand, enheden er ikke vandtæt.

Mere information om virksomheden og produkterne [side 2 - f3]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Nominale spanning:	3,7V
Nominaal vermogen:	< 1,6 W
Batterij capaciteit:	400mAh
Maat:	175 mm x 46 mm x 55,5 mm
Weegschaal:	305g
Werktijd:	> 100 minuten
Laadtijd:	twee uur
Set bevat:	4 verwisselbare koppen, USB-kabel, koffer, vervangbare filters, gebruikershandleiding

Beveiliging

Lees deze instructies voordat u het product gebruikt en volg de daarin opgenomen aanbevelingen bij het gebruik van het apparaat.

Productbeschrijving [pagina 2 - f1]

1. Hoofd
2. Scherm weergeven
3. Aan/uit-knop
4. USB-oplaadpoort
5. Oplaadindicator (achterkant van apparaat)

Vervangbare zuigkoppen [pagina 2 - f2]

1. Kleine ronde zuigkop - Maakt het gemakkelijker om mee-etters van moeilijk bereikbare plaatsen te verwijderen.
2. Ronde zuigkop - Vacuümheffen geeft een zacht, stimulerend massage-effect dat de microcirculatie verbetert en de huid strakker maakt.
3. Elliptische zuigkop - kan worden gebruikt in de ooghoeken, neusvleugels en nagelriemen rond de mond.
4. Microkristallijne ronde zuigkop - Verwijdert dode deeltjes en verhoorde epidermis, acnelittekens.
5. Microkristallijne zuigkop.
6. Microkristallijne kleine ronde zuigkop

Landen

1. Laad uw apparaat maximaal 8 uur op.
2. Zorg ervoor dat uw apparaat tijdens het opladen is uitgeschakeld.
3. U kunt het apparaat via een USB-kabel op de voeding aansluiten of rechtstreeks op de computer.
4. Tijdens het opladen knippert de achteruitlaadindicator, en wanneer deze volledig is opgeladen, blijft de oplaadindicator branden.

Voorzorgsmaatregelen

- Droog uw handen af voordat u het apparaat gebruikt.
- Spoel het apparaat niet af en dompel het niet onder water.
- Voer dagelijkse huidverzorging uit na gebruik van dit apparaat.
- Gebruik geen andere mechanische gezichtsreinigingsapparaten wanneer u dit apparaat gebruikt.
- Oefen niet te veel druk uit op uw huid wanneer u het gebruikt, aangezien het apparaat zelf een sterke zuigkracht heeft.
- Zuignappen moeten worden gedesinfecteerd om vorming te voorkomen en de verspreiding van virale, bacteriële en schimmelhuidziekten.

Contra-indicaties

- Actieve etterende acne
- Rosacea
- Retinoïdentherapie
- Zuurbehandelingen, lasers - minimaal 4 weken interval vóór microdermabrasie
- Psoriasis
- Virale, bacteriële en schimmelhuidziekten
- Vasculaire huid
- Neiging tot littekenvorming
- Gebroken huidcontinuïteit (verse wonden)
- Huidkanker of verdachte moedervlekken in het te behandelen gebied
- Gezichtsvullers - minimaal 4 weken vóór microdermabrasie, anders kan het preparaat gaan bewegen.
- Was het apparaat niet met water, het apparaat is niet waterdicht.

Meer informatie over het bedrijf en de producten [pagina 2 - f3]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Nominal voltaj:	3.7V
Anma gücü:	< 1,6W
Pil Kapasitesi:	400 mAh
Boyut:	175 mm x 46 mm x 55,5 mm
Terazi:	305g
Çalışma zamanı:	> 100 dakika
Şarj süresi:	2 saat
Set şunları içerir:	4 değiştirilebilir başlık, USB kablosu, kasa, değiştirilebilir filtreler, kullanım kılavuzu

Güvenlik

Ürünü kullanmadan önce lütfen bu talimatları okuyun ve cihazı kullanırken burada yer alan tavsiyelere uyun.

Ürün açıklaması [sayfa 2 - f1]

1. Kafa
2. Görüntü ekranı
3. Güç düğmesi
4. USB şarj bağlantı noktası
5. Şarj göstergesi (cihazın arkası)

Değiştirilebilir emme başlıkları [sayfa 2 - f2]

1. Küçük yuvarlak emme başlığı - Ulaşılmaması zor yerlerden siyah noktaların çıkarılmasını kolaylaştırır.
2. Yuvarlak emme başlığı - Vakumlu kaldırma, mikro dolaşımı iyileştiren ve cildi sıkılaştıran yumuşak, uyarıcı bir masaj etkisi sağlar.
3. Eliptik emme başlığı - gözlerin köşelerinde, burun kanatlarında ve ağız çevresindeki tırnak etlerinde kullanılabilir.
4. Mikrokristalin yuvarlak emme başlığı - Ölüleri giderir ve keratinize epidermis, sivilce izleri.
5. Mikrokristalin emme başlığı.
6. Mikrokristalin küçük yuvarlak emme başlığı

İniş

1. Cihazınızı maksimum 8 saat şarj edin.
2. Cihazınızın şarj sırasında kapalı olduğundan emin olun.
3. Cihazı bir USB kablosu kullanarak güç kaynağına veya doğrudan bilgisayara bağlayabilirsiniz.
4. Şarj sırasında ters şarj göstergesi yanıp söner, ve tamamen şarj olduğunda şarj göstergesi açık kalır.

Önlemler

- Cihazı kullanmadan önce ellerinizi kurulaayın.
- Cihazı durulamayın veya suya batırmayın.
- Bu cihazı kullandıktan sonra günlük cilt bakımını yapın.
- Bu cihazı kullanırken başka mekanik yüz temizleme cihazlarını kullanmayın.
- Cihazın emiş gücü güçlü olduğundan, kullanırken cildinize çok fazla baskı uygulamayın.
- Oluşumu önlemek için vantuzların dezenfekte edilmesi gerekir ve viral, bakteriyel ve fungal cilt hastalıklarının yayılması.

Kontrendikasyonlar

- Aktif cehahatli sivilce
- Gül hastalığı
- Retinoid tedavisi
- Asit tedavileri, lazerler - mikrodermabrazyondan en az 4 hafta önce
- Sedef hastalığı
- Viral, bakteriyel ve fungal cilt hastalıkları
- Vasküler cilt
- Yara izi eğilimi
- Kırık cilt devamlılığı (taze yaralar)
- Tedavi edilen bölgede cilt kanseri veya şüpheli benler
- Yüz dolgu maddeleri - mikrodermabrazyondan en az 4 hafta önce, aksi takdirde preparat hareket edebilir.
- Cihazı suyla yıkamayın, cihaz su geçirmez değildir.

Şirket ve ürünler hakkında daha fazla bilgi [sayfa 2 - f3]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Номинално напрежение:	3,7 V
Оценена сила:	< 1,6 W
Капацитет на батерията:	400 mAh
размер:	175 mm x 46 mm x 55,5 mm
Везни:	305gr
Работно време:	> 100 минути
Време за зареждане:	2 часа
Комплектът съдържа:	4 сменяеми глави, USB кабел, калъф, сменяеми филтри, ръководство за употреба

Сигурност

Моля, прочетете тези инструкции, преди да използвате продукта и следвайте препоръките, съдържащи се в него, когато използвате устройството.

Описание на продукта [страница 2 - f1]

1. Глава
2. Екран на дисплея
3. Бутон за хранване
4. USB порт за зареждане
5. Индикатор за зареждане (отзад на устройството)

Сменяеми смукателни глави [страница 2 - f2]

1. Малка кръгла засмукваща глава - Улеснява премахването на черни точки от труднодостъпни места.
2. Кръгла засмукваща глава - Вакуумният лифтинг дава нежен, стимулиращ масажен ефект, който подобрява микроциркулацията и стяга кожата.
3. Елипсовидна засмукваща глава - може да се използва в ъглите на очите, крилетата на носа и кожичките около устата.
4. Микрокристална кръгла смукателна глава - Отстранява мъртвите и кератинизирани епидермис, белези от акне.
5. Микрокристална смукателна глава.
6. Микрокристална малка кръгла смукателна глава

Кацане

1. Зареждайте устройството си за максимум 8 часа.
2. Уверете се, че вашето устройство е изключено, докато се зарежда.
3. Можете да свържете устройството към хранването чрез USB кабел или директно към компютъра.
4. Докато се зарежда, индикаторът за обратно зареждане мига, и когато е напълно зареден, индикаторът за зареждане остава включен.

Предпазни мерки

- Подсушете ръцете си преди да използвате устройството.
- Не изплаквайте и не потапяйте устройството под вода.
- Извършвайте ежедневна грижа за кожата след използване на този уред.
- Не използвайте други механични устройства за почистване на лицето, когато използвате това устройство.
- Не натискайте твърде много кожата си, когато го използвате, тъй като самото устройство има силно засмукване.
- Вендузите трябва да се дезинфекцират, за да се избегне образуването им

и разпространението на вирусни, бактериални и гъбични кожни заболявания.

Противопоказания

- Активно гнойно акне
- Розацея
- Ретиноидна терапия
- Киселинни процедури, лазери - поне 4 седмици интервал преди микродермабразия
- Псориазис
- Вирусни, бактериални и гъбични кожни заболявания
- Съдова кожа
- Склонност към белези
- Нарушена непрекъснатост на кожата (пресни рани)
- Рак на кожата или подозрителни бенки в третираната зона
- Филъри за лице - поне 4 седмици преди микродермабразия, в противен случай препаратът може да се размести.
- Не мийте устройството с вода, устройството не е водоустойчиво.

Повече информация за компанията и продуктите

[страница 2 - f3]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

- قم بإجراء العناية اليومية بالبشرة بعد استخدام هذا الجهاز.
- لا تستخدم أجهزة تنظيف الوجه الميكانيكية الأخرى عند استخدام هذا الجهاز.
- لا تضغطي كثيراً على بشرتك عند استخدامه لأن الجهاز نفسه يتمتع بقدرة شفط قوية.
- يجب تطهير أكواب الشفط لتجنب تكونها.
- وانتشار الأمراض الجلدية الفيروسية والبكتيرية والفطرية.

موانع

- حب الشباب قبيح نشط.
- العد الوردي.
- العلاج بالريتينويد.
- العلاجات الحمضية، والليزر - فترة زمنية لا تقل عن 4 أسابيع قبل إجراء التقشير.
- الدقيق للجلد
- صدفية.
- الأمراض الجلدية الفيروسية والبكتيرية والفطرية.
- الأوعية الدموية في الجلد.
- الميل إلى الندبة.
- استمرارية الجلد المكسور (جروح حديثة).
- سرطان الجلد أو الشامات المشبوهة في المنطقة التي يتم علاجها.
- حشوات الوجه - قبل 4 أسابيع على الأقل من التقشير الدقيق للجلد، وإلا قد يتحرك المستحضر.
- لا تغسل الجهاز بالماء، فالجهاز غير مقاوم للماء.

[f3- صفحة 2] مزيد من المعلومات حول الشركة والمنتجات

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

3.7 فولت	البولطية:
1.6 واط <	القوة المصنفة:
400 مللي أمبير	قدرة البطارية:
175 ملم × 46 ملم × 55.5 ملم	مقاس:
305 جرام	الميزان:
100 دقيقة >	وقت العمل:
ساعتين	وقت الشحن:
علبة، USB 4 رؤوس قابلة للتبديل، كابل	مجموعة تحتوي على:
مرشحات قابلة للاستبدال، دليل المستخدم	

حملة

يرجى قراءة هذه التعليمات قبل استخدام المنتج
و اتباع التوصيات الواردة فيه عند استخدام الجهاز

[f1- الصفحة 2] وصف المنتج

1. الرأس
2. شاشة العرض
3. زر الطاقة
4. منفذ شحن USB
5. مؤشر الشحن (الجزء الخلفي من الجهاز)

[f2- صفحة 2] رؤوس الشفط القابلة للاستبدال

1. رأس شفط دائري صغير - يجعل من السهل إزالة الرؤوس السوداء من الأماكن التي يصعب الوصول إليها
2. رأس شفط مستدير - يعطي الرفع بالفراغ تأثير تدليك لطيف ومحفز يحسن دوران الأوعية الدقيقة ويشد الجلد
3. رأس الشفط البيضاوي - يمكن استخدامه في زوايا العينين وأجنحة الأنف والبشرة حول الفم
4. رأس شفط مستدير من البلورات الدقيقة - يزيل الموتي والبشرة المتقرنة وندبات حب الشباب
5. رأس الشفط الجريزوفولفين
6. رأس شفط صغير مستدير من الجريزوفولفين

الهبوط

1. اشحن جهازك لمدة أقصاها 8 ساعات
 2. تأكد من إيقاف تشغيل جهازك أثناء الشحن
 3. أو مباشرة بالكمبيوتر USB 3. يمكنك توصيل الجهاز بمصدر الطاقة باستخدام كابل
 4. أثناء الشحن، يومض مؤشر الشحن العكسي
- و عندما يتم شحنه بالكامل، يظل مؤشر الشحن قيد التشغيل

احتياطات

- جفف يديك قبل استخدام الجهاز
- لا تشطف الجهاز أو تغمره تحت الماء



Urządzenie zostało wprowadzone do obrotu po 13.08.2005r.

PL: Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy, a o szczegóły dowiadywać się w swojej gminie. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska.

EN: Electrical and electronic equipment, as well as batteries and accumulators, must not be mixed with other household waste. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the packaging. Used electrical and electronic equipment, as well as batteries and accumulators, should be taken to local waste collection points or returned to the seller, and further details can be obtained from your municipality. Electrical and electronic equipment, as well as batteries and accumulators, may contain hazardous substances, mixtures and harmful components that are dangerous for the environment and human health. Improper handling or damage to these items can lead to health problems or environmental pollution during the disposal or recycling of equipment.



Skrócona deklaracja zgodności

Producent niniejszym na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że produkt Derma Glow Pro jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dn. 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem. Pełna treść deklaracji zgodności dostępna jest pod adresem internetowym:

EN: The manufacturer hereby declares, on their sole responsibility, that the product Derma Glow Pro complies with the Directive of the European Parliament and of the Council 2014/35/EU of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits, the Directive of the European Parliament and of the Council 2014/30/EU of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility, and the Directive of the European Parliament and of the Council 2011/65/EU of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU with regard to the list of restricted substances. The full text of the Declaration of Conformity is available at:

<https://beautifly.eu/deklaracje>

Importer: Beautifly Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska
Model: Derma Glow Pro